



GUIDE

2023/24



Professionnels et établissements de santé



TOUJOURS
AUPRÈS
DE VOUS



 **Technicien de santé**

Plus qu'un métier, une vocation !

Notre rôle est de vous **apporter des conseils individualisés**, pour vous aider à choisir l'équipement de santé pour votre **activité professionnelle** ou le **retour à domicile** de vos patients.



Professionalisme


Une **équipe d'experts** vous accompagne. **Conseils, livraison, installation et formation** au matériel.

Un retour à domicile d'un de vos patients ? Nous l'organisons !

Proximité

Nos **Techniciens de santé**, présents partout en France, jouent un rôle clé dans la coordination des soignants et des intervenants paramédicaux.

160 magasins



Notre plateforme

La force d'un réseau

160 magasins de matériel médical agréés, nous sommes plus de **1000 Techniciens de santé** à votre écoute.

Réactivité et disponibilité

Notre **plateforme de stockage** : **5400 m²** d'entrepôt. Plus de **2500 produits** pour le bien-être, le maintien à domicile et les professionnels de santé.



Compétences

Nos **équipes d'experts** sont **diplômées et formées régulièrement** : orthopédistes, ergothérapeutes, infirmiers, diététiciens, kinésithérapeutes...

Maintenance, SAV et garantie

Entretien et réparation en atelier en établissement de santé. Suivi, traçabilité et maintenance de l'équipement vendu. Votre satisfaction est notre priorité.

**Selon agence. Se renseigner auprès de votre Technicien de santé.*

Technicien de santé, votre prestataire de santé
www.techniciendesante.fr

 **Avis Vérifiés**

★★★★★ 4,7 / 5



Nos clients nous font confiance !



Gagnez du temps

en passant vos commandes
sur votre **espace privé**



Boutique privée réservée
UNIQUEMENT
aux professionnels
de santé



Gain de temps,
pas d'attente
en magasin

store santé



**Assortiment
complet**
de vos produits
préférés



**Commande
rapide en ligne**
en quelques clics
7j/7 et 24h/24



Promos,
tarifs spécifiques,
carte de fidélité

www.storesante.com



**Retrait
EXPRESS**
en magasin
ou livraison*

**Demandez
l'accès de
votre compte à
votre Technicien
de santé !**



* Jours de livraison à déterminer
avec votre conseiller.

Nos services



Conseils

Ecoute personnalisée du besoin
Conseils individualisés



Suivi

et prise en charge
du dossier administratif



Carte esprit santé

Recevez des chèques fidélité,
nouveaux catalogues, offres exclusives...



Livraison

à domicile ou en établissement de santé
de l'équipement de santé

COMMANDER



En magasin

Trouvez votre
magasin **Technicien
de santé** le plus proche :



A domicile ou en établissement

Prenez rendez-vous avec
l'un de nos Techniciens de santé,
livraison possible selon magasin*

*Voir conditions en magasin.

Restez aux côtés de vos patients,
nos **Techniciens de santé** s'occupent de tout !



OU



Achat de l'équipement

Coordination des intervenants paramédicaux
Sélection de produits adaptés
Possibilité de tester avant d'acheter

Location de l'équipement

Rapide, simple et sans engagement
de durée



Installation du matériel

Démonstration de l'utilisation
de l'équipement



SAV et garantie

Réparation sur place ou en atelier*
Gestion du service après-vente



En ligne

Boutique, conseils, blog, interviews
sur **techniciensdesante.fr**



4,7 / 5**

**En date du 01/05/2023

La plateforme logistique

TECHNICIEN DE SANTE




Afin de centraliser puis livrer les magasins **Technicien de santé** partout en France notre **plateforme logistique** se charge de traiter toutes les commandes (de produits médicaux et d'équipements de santé) rapidement.

Cela nous permet de répondre dans les meilleurs délais à vos attentes.



EN CHIFFRES

- **5 400 m²** d'entrepôt
- **1 000 m²** dédiés au back office
- **10 km** de rayonnage
- **2 500** références centralisées
- **150** commandes préparées par jour
- Une équipe de **15** personnes en moyenne
- **160** magasins **Technicien de santé** livrés quotidiennement
- **1 500** Techniciens de santé pour vous conseiller
- **100 %** de garantie satisfaction des clients



La plateforme logistique est le fruit d'une étroite collaboration entre d'un côté, la Supply Chain, les 170 fournisseurs référencés et les **160 magasins Technicien de santé** et de l'autre côté, l'ensemble des services stratégiques et opérationnels du réseau (Achats, Marketing, Informatique, Finances...).



Découvrez
notre plateforme logistique



Proposer de l'équipement n'est pas qu'une question de choix ou de prix, il doit avant tout être conforme aux normes en vigueur pour des raisons évidentes de sécurité. **Technicien de santé** vous propose des **produits conformes aux normes européennes** en matière de **sécurité, de santé et d'environnement**.

La directive européenne 93/42/CEE a été abrogée au 26 mai 2021 et est remplacée par le **Règlement (UE) 2017/745** pour ce qui concerne les dispositifs médicaux. L'objectif de cette révision est de renforcer la sécurité sanitaire et d'harmoniser l'application des règles au sein de l'Union européenne.

Normes relatives RDM 2017/745 (liste non exhaustive)	
EN 14561 - EN 14562 - EN 14563	Désinfectants et antiseptiques chimiques
EN 12470 1, 2, 3, 4, 5	Gants médicaux
EN 1060-3	Thermomètres médicaux
EN 8359	Tensiomètres non invasifs
EN 60601- 2-52	Lits médicalisés
EN ISO 10535	Lève-personnes

Les équipements de santé proposés par **Technicien de santé** sont **testés, validés et certifiés**. La sélection des produits se réalise en amont, avant la mise en vente : les échantillons sont testés, les certificats de conformité aux normes, les packagings, les fiches techniques, l'étiquetage, les notices... sont validés. Votre satisfaction est notre priorité.



Responsabilité des distributeurs

- Le distributeur doit vérifier la conformité des produits qu'il met à disposition ainsi que le respect par le fabricant de certaines démarches réglementaires :
- Le dispositif porte le **marquage CE**.
- Une **déclaration de conformité UE** a été établie par le fabricant.
- La **notice d'utilisation et l'étiquetage** sont conformes aux exigences du règlement.
- L' **IUD (Identifiant Unique du Dispositif)** a bien été attribué par le fabricant.
- Pour les dispositifs importés : l'**importateur** s'est clairement **identifié** sur le dispositif et/ou les documents d'accompagnement.
- Les **conditions de stockage et de transport** sont spécifiées et le distributeur est en mesure de les respecter.

Notre politique

ENVIRONNEMENTALE ET SOCIÉTALE (RSE)



Depuis plusieurs années, le groupement du réseau de magasins **Technicien de santé** s'est volontairement engagé dans une démarche de **responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE)** visant à intégrer les enjeux du développement durable, à moyen et long termes.



Eco-conception



Fabrication française

Grâce au picto « Fabrication française », retrouvez tout au long du catalogue notre large sélection de produits made in France.



Transport

Nous travaillons majoritairement avec un transporteur (normes EURO 5 et EURO 6) : réduction des émissions, recyclage des déchets et réduction de la consommation d'eau et d'énergie.

Nos commerciaux ont la possibilité de se former à l'éco-conduite (selon magasin) et peuvent utiliser des véhicules électriques ou à faible émission de CO².



Emballages

Nous privilégions des emballages recyclables.

Nous favorisons les nouvelles solutions de packaging biodégradables.



Aspect social

Pour assurer les meilleurs résultats, nous nous soucions de nos collaborateurs, de nos partenaires et des patients. Notre esprit d'entreprise est innovant et dynamique et place l'humain au cœur de notre développement. Nous renforçons l'égalité des chances. Nous garantissons l'hygiène et la sécurité sur le lieu de travail. Nous respectons les droits des travailleurs et nous formons le personnel.

Made in France

NOTRE SÉLECTION




En soutenant l'économie française, vous créez et protégez des emplois. Fabriqué sur place et ne parcourant pas la moitié de la planète, le **made in France** permet de capitaliser les savoir-faire locaux et de contrôler chaque étape de l'élaboration des produits.

Drap d'examen Hexa - p. 37



Lit médicalisé X'Prim - p. 239



Détergent désinfectant à l'acide lactique
p. 22



Divan d'examen à hauteur fixe Fidji - p.124



Matelas prévention escarres à air Airtair One plus
p. 251





Efficaces, discrets et à l'écoute pour le bien-être du bébé et de la maman, nos **Techniciens de santé** s'occupent de tout.

- Livraison à domicile ou à la maternité
- Formation à l'utilisation du matériel sur place
- Prise de mesure et fourniture de téterelles adaptées

- Suivi du dossier administratif
- Dispositif de reprise du matériel
- Entretien, désinfection et réparation

Location⁽¹⁾ :

- Pèse-bébé
- Berceau maternité
- Tire-lait électrique



disponible en
location⁽¹⁾

medela



DTF
medical



Achat de :

- Tire-lait manuel
- Lange câlin
- Dessous pour la grossesse et l'allaitement
- Aides à l'allaitement
- Conservation du lait
- Soins des mamelons
- Soins pour le bébé
- Soins pour la maman
- Petite orthopédie et compression pour la maman



medela

Soins pour le bébé

Conservation du lait maternel :

	Température ambiante	Réfrigérateur	Congélateur
Lait maternel tout juste exprimé	4 heures	48 heures à 4° C environ	4 mois à -18° C environ
Lait maternel décongelé	ne pas conserver	24 heures	ne jamais recongeler



GILBERT

⁽¹⁾ Pour la location de ce produit, rapprochez-vous de votre Technicien de santé.

Maternité

Dessous et maillots
de bain pour la
grossesse et
l'allaitement



Soutien-gorge
de grossesse
Basic

Soutien-gorge d'allaitement
sans armature
Seamless



Collant
maternité transparent



Orthopédie
pour la maman



Collant
Maternity Opaque Bleu

RADIANTE[®]
WOOL MESH CURE SINCE 1933

Compression médicale
pour la maman



Ceinture lombaire
My BabyStrap™



Ceinture lombaire
SL Maternity



Collant
Smartleg® BB



Téléassistance

De nombreux avantages exclusifs avec ma carte esprit santé



chèques fidélité



nouveaux catalogues



offres exclusives

Cumulez vos points
à chaque passage en caisse
1 € d'achat = 1 point santé

300 points

Demandez-la
en caisse*



*Selon magasins participants.

Scannez pour consulter les tarifs directement en ligne



Catalogue de vente destiné aux professionnels et aux établissements de santé

Nos prix* sont indicatifs, susceptibles d'évoluer en raison des circonstances conjoncturelles de hausse du coût des matières premières, valables du 01/04/2023 au 01/09/2023, s'entendent en euro TTC, taux de TVA 20, 10 ou 5,5 %, pour la France métropolitaine. Hors France métropolitaine, des frais supplémentaires peuvent s'ajouter. Au delà de ces dates, **consultez votre Technicien de santé**.

Dom Tom et Nouvelle Calédonie prix en HT au départ de métropole hors frets aériens et/ou maritimes (contactez votre prestataire local). Luxembourg se reporter au prestataire local. *Prix maximum conseillés, en euro sans escompte.

« En application des dispositions du titre IV du Code de l'Environnement certains produits et matériels vendus comprennent le coût de gestion des déchets d'éléments électriques et électroniques ou d'éléments d'ameublement » Si certains articles venaient à manquer ou s'ils n'étaient pas disponibles dans votre magasin, nous nous engageons à vous fournir des produits équivalents dans les meilleurs délais.

Frais de livraison 15 € TTC, offert à partir de 250 € d'achat TTC (hors commandes internet).

Pour les DOM : frais de livraison 26 € TTC, offert à partir de 100 € d'achat TTC. Pour une livraison en France métropolitaine uniquement. Sauf conditions particulières de votre magasin Technicien de santé.

Tous les produits de ce catalogue sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Important : veuillez-vous reporter à la notice du produit pour obtenir des instructions complètes et prendre connaissance des indications, contre-indications, avertissements, précautions et des informations indispensables à son bon usage. Pour des renseignements plus précis, merci de prendre conseil auprès d'un médecin.

Toute reprographie de toute nature, sous quelque forme que ce soit, constitue une contrefaçon passible de poursuites (loi du 11 mars 1957 sur la propriété artistique et la protection des droits d'auteurs). Document et photos non contractuels. Textes sous réserve d'erreurs typographiques.


Création : **hexa plus santé**

Édition : **hexa plus santé**

RCS : B412 837 262

SOMMAIRE

« VOUS ÉQUIPER POUR TOUT VIVRE »,
PLUS QU'UN MÉTIER,
UNE VOCATION.



13 DÉSINFECTION
ET CONSOMMABLE

77 DIAGNOSTIC
ET INSTRUMENTATION

123 MOBILIER

141 KINÉSITHÉRAPIE

167 PREMIERS SECOURS

176 ETABLISSEMENTS
DE SANTÉ

- 176** Les services
- 188** L'équipement
- 200** La mobilisation
- 222** Aides au bain/douche
- 228** La chambre
- 256** L'orthopédie
- 260** Autour du pied
- 262** L'hygiène

284 INDEX ALPHABÉTIQUE

Nos marques

Hexa

LA QUALITÉ PROFESSIONNELLE, POUR TOUS



friimoy



Pour avoir la tête dans les nuages...

reva



S'adapter pour le confort de chacun

Zapaco
CHAUSSURES



Désinfection et consommable

AVEC TECHNICIEN DE SANTÉ
À MES CÔTÉS, LES MICROBES,
J'EN FAIS MON AFFAIRE.



Désinfection

- 16 | Hygiène des mains
- 20 | Désinfection des instruments
- 21 | Equipement de protection individuelle (EPI)
- 22 | Nettoyage et/ou désinfection des surfaces
- 22 | Nettoyage écologique des surfaces
- 28 | Désinfection aérienne
- 32 | Autoclaves, accessoires et consommables
- 34 | Destructeurs d'odeurs, désodorisants et insecticides

Consommables

- 36 | Draps d'examen
- 38 | Essuyage / Salle d'eau et hygiène
- 40 | Gants d'examen, protections et accessoires
- 45 | Soins et désinfection des plaies
- 46 | Compresses et cotons
- 47 | Instrumentation et diagnostic à usage unique
- 48 | Sets de soins
- 50 | Pansements classiques et sparadraps
- 52 | Bandes, compression et immobilisation
- 53 | Sutures, ligatures et accessoires
- 54 | Pansements hydrocellulaires et superabsorbants
- 58 | Pansements hydrocolloïdes
- 59 | Pansements hydrogels
- 60 | Pansements alginates de calcium
- 61 | Pansements interfaces/gras
- 62 | Pansements hydrofibres et pansements charbon
- 63 | Pansements argent
- 64 | Nutrition orale, entérale et parentérale
- 67 | Perfusion et accessoires
- 69 | Hypodermie, microperfuseurs, seringues et aiguilles
- 74 | Récupération de déchets d'activités de soins
- 76 | Piles

Arbre DÉCISIONNEL

Aide au choix des produits de désinfection*

*Liste non exhaustive.

NETTOYANTS, DÉSINFECTANTS DES INSTRUMENTS

Pour le matériel chirurgical et médical, le matériel d'endoscopie et le matériel thermosensible



Stéranios 2%

p. 20



Aniosyme X3

p. 20

NETTOYANTS ET DÉSINFECTANTS POUR LES SURFACES HAUTES



Bactopin Plus en CAP

p. 24



Surfa'safe Premium (1)

p. 24



Fongicide 3D(1)

(1) Conforme au contact alimentaire indirect
p. 25



Wip'Anios Excel

p. 25

NETTOYANTS ÉCOLOGIQUES POUR TOUS TYPES DE SURFACES



Nettoyant dégraissant écologique*

p. 27



Flash Germ'***

p. 22



Gel nettoyant WC écologique*

p. 27



Ecocert 5 en 1*

p. 22



*Produit certifié Ecolabel.
** Produit certifié Ecocert.

SOLS, MURS, ET MATÉRIELS MÉDICAUX NON INVASIFS



Surfanios Premium

p. 26



3D Desodor

p. 26



DÉSINFECTION AÉRIENNE

Atomiseur



Aerossept 500

p. 30



Nocospray

p. 29

Purificateur bactéricide



Altogerm

p. 31



One Shot Desodor

p. 31

STÉRILISATION DES INSTRUMENTS ET DES VÊTEMENTS MÉDICAUX

Autoclave



B6
p. 32



B60
p. 32

NETTOYANT VITRES ET SURFACES



Nettoyant vitres écologique*

p. 27

*Produit certifié Ecolabel.



VAISSELLE



Détergent vaisselle écologique*

p. 27

INOX



King

p. 25

GEL HYDROALCOOLIQUE

Pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains



Aniosgel 85 NCP

p. 19

SOLUTION LAVANTE

Pour les peaux sensibles et les nettoyages répétés



Aniosafe Savon doux HF

p. 16

TEXTILES

Pour éliminer les tâches



Aniosgel SPS Premium

p. 25



1 Solution lavante Aniosafe Savon Doux HF



Pour les peaux sensibles et les nettoyages répétés.

Lavage simple des mains et toilette générale en milieu hospitalier.

Enrichi en glycérine, il maintient l'hydratation de l'épiderme.

- Mode d'emploi : 1 pression de pompe par lavage (2 ml).

A) Le flacon de 250 ml.

● Réf: ANI1918117

2,50 €

B) Le flacon de 500 ml avec pompe doseuse.

● Réf: ANI1918228VB

5,20 €

C) Le flacon de 1 litre avec pompe doseuse.

● Réf: ANI1918229VB

9,90 €

D) Le flacon de 1 litre Airless (pour distributeur).

● Réf: ANI1918144VB

9,90 €

E) Le flacon de 1 litre Airless CPA 3 ml.

● Réf: ANI1918678FG

10,90 €

F) Le bidon de 5 litres.

● Réf: ANI1918034UG

33,90 €



2 Distributeur à savon électronique



Design, ergonomique et esthétique.

Pour Aniosafe Savon Doux HF, Aniosafe Manuclear HF, AniosGel 85 NPC et AniosGel 800.

Un détecteur de mouvement fait couler du savon sur vos mains dès que vous les placez en dessous.

Existe en version manuelle.

- Autoportant, pour flacons et poches de 1 litre.

A) Distributeur électronique Airless CPA blanc.

● Réf: ANI425163

77,90 €

B) Distributeur électronique Airless CPA gris.

● Réf: ANI425164

77,90 €



3 Distributeur sans contact pour cartouches recharges

Spécial collectivités, très robuste.

Idéal pour les sanitaires publics.

Indicateur de niveau.

Simple d'utilisation grâce à son système de recharge avec cartouches recyclables.

Eco-conception.

Facile à installer, fermeture à clef sur le haut de l'appareil.

- Dim. : L. 11 x p. 10,6 x H. 20,6 cm.
- Contenance du réservoir : 750 ml.
- Garantie : 1 an.

A) Pour le savon liquide.

● Réf: SICA13472 **39,90 €**

B) Pour le savon mousse.

● Réf: SICA13473 **39,90 €**



4 Lotion lavante pour les mains King



Nettoie et assainit vos mains sans odeur résiduelle.

Idéale pour les sanitaires publics.

Testée sous contrôle dermatologique.

- Sans alcool et sans paraben.
- Simplicité d'utilisation grâce au système de recharge jetable et recyclable.
- Le flacon de 750 ml.

A) Lotion mains rose parfumée. pH : 6 ± 0,5.

● Réf: SICA13466

9,90 €

B) Mousse lavante. Parfum : pamplagrame.

pH : 6,5 ± 0,5.

● Réf: SICA13471

9,90 €



Spécialiste Liquide et Aérosol

Qui sommes-nous ?

Installée au cœur des Alpes, S.I.C.O. , **formulateur** et **conditionneur** de produits aérosols et liquides, vous accompagne depuis **1949** et vous propose **son expertise française pour le marché professionnel** au travers de ses marques propres.


 Sopromode


 PUCK


 U2


 KING

NOS CHIFFRES CLÉS



160
collaborateurs



Plus de 800
clients



plus de 2400
références
produits



32 000
m² couvert

Découvrez également notre page «Acides lactiques» à retrouver dans ce catalogue !



PLUS DE 100 RÉFÉRENCES AU SERVICE DE LA SANTÉ !





1 Solution moussante désinfectante GilbertScrub (1)

Lavage antiseptique des mains.

Lavage hygiénique des mains du personnel soignant, douche pré-opératoire. 2 substances actives : la chlorhexidine et l'éthanol.



GILBERT

A) Le flacon de 125 ml.

Réf: GIL612862

4,60 €

B) Le flacon pompe de 500 ml.

Réf: GIL612861

9,90 €



2 Savon antiseptique Dermanios Scrub chlorhexidine 4 % (1)

Lavage antiseptique des mains.

Lavage hygiénique et chirurgical des mains et lavage et désinfection du corps entier.



Le flacon de 500 ml avec pompe vissée.

Réf: ANI2173270UG

10,90 €

Le flacon de 1 litre avec pompe vissée. (Non présenté.)

● Réf: ANI2173385UG

14,50 €



3 Savon antiseptique Dermanios Scrub CG (1)

Lavage antiseptique des mains.

Lavage hygiénique des mains.

- Dose d'emploi : 2 pressions de pompe (3 ml).



Le flacon de 500 ml avec pompe vissée. (Non présenté.)

● Réf: ANI2082522

6,90 €

Le flacon de 1 litre avec pompe vissée.

● Réf: ANI2082523

10,60 €



4 Lotion hydratante et nourrissante pour les mains Silonda Sensitive

Idéale pour les mains sèches et fragilisées.

Formule concentrée non grasse, pénètre et agit rapidement. Convient à tout type de peau.

- Sans parfum et sans colorant.
- Enrichie en émoullients nourrissants pour adoucir la peau.
- Contient de la cire d'abeille créant une couche protectrice sur la peau.



Le tube de 100 ml.

● Réf: ANIECL3118270

6,90 €

Le flacon avec pompe de 500 ml. (Présenté.)

● Réf: ANIECL3110750

16,40 €

Le flacon de 500 ml.

● Réf: ANIECL3110520

13,90 €





1| Gel hydroalcoolique Aniosgel 85 NPC (1)



Gel désinfectant.
Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction.

- Sans parfum ni colorant.
- A) Le flacon de 100 ml.
Réf: ANI1644505
3,50 €
- B) Le flacon de 300 ml avec pompe 3 ml vissée.
Réf: ANI1644762
5,90 €
- C) Le flacon de 500 ml avec pompe 3 ml vissée.
Réf: ANI1644748
7,20 €
- D) Le flacon de 1 litre avec pompe 3 ml vissée.
Réf: ANI1644763
11,90 €
- E) Le flacon de 1 litre Airless 3 ml.
Réf: ANI1644333
11,50 €
- F) Le flacon de 1 litre Airless/CPA 3 ml.
Réf: ANI1644679FG
11,50 €




2| Gel hydroalcoolique Aniosgel 800 (1)



Gel désinfectant.
Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction.

- Sans parfum ni colorant
- A) Le flacon de 30 ml.
Réf: ANI2550651GP
1,80 €
- B) Le flacon de 100 ml.
Réf: ANI2550505GP
4,10 €
- C) Le flacon de 300 ml avec pompe 3 ml vissée.
Réf: ANI2550762GP
6,90 €
- D) Le flacon de 500 ml avec pompe 3 ml vissée.
Réf: ANI2550748GP
8,90 €
- E) Le flacon de 1 litre avec pompe 3 ml vissée.
Réf: ANI2550763GP
13,90 €
- F) Le flacon de 1 litre Airless 3 ml.
Réf: ANI2550333UG
14,50 €
- G) Le flacon de 1 litre Airless/CPA 3 ml.
Réf: ANI2550679FG
14,50 €



3| Spray désinfectant mains Derm'Alpes (1)

Désinfection hygiénique et chirurgicale des mains et des surfaces par friction.

A usage externe, s'utilise sur mains propres et sèches.

Recommandé dans le domaine médical ou le domaine vétérinaire.

Actif sur virus enveloppés comme Coronavirus, H1N1 (grippe A) et sur Rotavirus (gastro-entérite).

- Non parfumé et sans colorant.
- Ne nécessite ni rinçage, ni séchage des mains.

Le spray de 50 ml.
Réf: SICA22469

3,90 €



S.I.C.O.





1|

Désinfectant de haut niveau Stéranios 2 % (2)

Pour le matériel chirurgical et médical, le matériel d'endoscopie et le matériel thermosensible.

Prêt à l'emploi.



- Actif sur bactéries, levures, moisissures, virus et mycobactéries dès 10 minutes.

A) Le bidon de 2 litres.

● Réf: ANI382062

11,50 €

B) Le bidon de 5 litres.

● Réf: ANI382034

19,90 €

C) Bandelettes de contrôle, le tube de 100.

● Réf: ANI100987

53,90 €



2|

Nettoyant et désinfectant Aniosyme X3 (2)

Pour les dispositifs médicaux, instruments chirurgicaux et médicaux, instruments thermosensibles et matériel d'endoscopie avant leur stérilisation.

Formule brevetée.



- S'utilise dilué à 0,5 %.
- Renouvellement du bain de trempage dès que la solution est visiblement souillée et au minimum 1 fois par jour pour maintenir l'efficacité du produit.

A) Le flacon doseur de 1 litre.

● Réf: ANI26330956C

25,90 €

B) Le bidon de 5 litres, pompe doseuse 25 ml.

● Réf: ANI26330366C

97,90 €

C) Le carton de 200 doses de 25 ml.

● Réf: ANI2633097FG

154,90 €



Nettoyant et pré-désinfectant Anios'Clean Excel D (2)

Pour les dispositifs médicaux, instruments chirurgicaux et médicaux, instruments thermosensibles et matériel d'endoscopie avant leur stérilisation.

Formule brevetée.

- S'utilise dilué entre 0,5 % et 2 % en fonction de l'activité antimicrobienne recherchée.
- Renouvellement du bain de trempage dès que la solution est visiblement souillée et au minimum 1 fois par jour pour maintenir l'efficacité du produit.
- Existe en bidon de 1 et 5 litres.

Le bidon de 1 litre doseur.

● Réf: ANI24160956C

23,90 €

Le bidon de 5 litres.

● Réf: ANI24160366C

97,90 €



Bac de trempage non autoclave Instrubac

Pour le ramassage, la pré-désinfection, la désinfection de l'instrumentation souillée.

Avec couvercle et panier.



A) Bac de 2 litres (volume utile 2 litres). Polypropylène. Couvercle sans fente. L. 29,5 x l. 20 x H. 13 cm (dim. ext.).

● Réf: ANI404039

63,90 €

B) Bac de 10 litres (volume utile 5 litres). Polyéthylène haute densité. Couvercle sans fente.

L. 43 x l. 29 x H. 12,5 cm (dim. ext.).

● Réf: ANI404002NM

138,90 €



Désinfectant de haut niveau Anioxyde 1000 (1)(2)

Pour les dispositifs médicaux, le matériel chirurgical et médical, le matériel d'endoscopie et le matériel thermosensible.

Tube de 50 bandelettes de contrôle disponible.

A) Le bidon de 5 litres + 1 activateur de 50 ml.

● Réf: ANI1081299UG

55,90 €

B) Le tube de 50 bandelettes de contrôle.

● Réf: ANI100194FG

43,90 €



Equipements de Protection Individuelle (EPI)

Nos **Techniciens de santé** vous équiperont en **produits de 1ère nécessité**, indispensables pour **vous protéger** vous et **votre patientèle** en cette période de crise sanitaire.



Retrouvez les équipements dans nos magasins. Continuons de respecter les gestes barrières.

GANTS D'EXAMEN



Vinyle*
Hypoallergéniques.



Latex*
Précision des gestes.



Nitrile*
Excellente résistance.

VÊTEMENTS DE PROTECTION



Blouses




Surblouses




Surchaussures

* voir disponibilités en magasin.


MASQUES DE PROTECTION



Masque FFP1
FFP - Norme NF EN 149.
EPI. Filtration particules
aérosols jusqu'à 80 %.



Masque FFP2
FFP - Norme NF EN 149.
EPI. Filtration particules
aérosols jusqu'à 94 %.



Masque chirurgical
Norme NF EN 14683. Dispositif médical.
Filtration bactérienne à partir de 95 %
selon le type de masque.

GELS HYDROALCOOLIQUES



Flacon Airless
avec distributeur



Flacon
avec pompe



Consultez les propriétés
microbiologiques

Dispositif de nettoyage Lueris Rehawash Pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux

Procédé thermochimique rapide et efficace.
DM CE de classe IIa certifié.



Etudes et devis
sur simple demande
auprès de votre
Technicien de santé



FABRIQUÉ EN FRANCE

NOUVEAU

1 Détergent désinfectant dégraissant désodorisant multi-surfaces concentré

Actifs 100 % d'origine végétale. À base d'acide lactique, une alternative naturelle à la désinfection chimique.

Extrêmement concentré : 5 l = 250 l de produit prêt à l'emploi.

Efficace sur les virus enveloppés comme Coronavirus et ses variants, H1N1 etc.

Applicable sur toutes les surfaces lavables : sols, plans de travail, éviers, parois verticales, petits matériels, inox...

- Formulé sans dérivés pétroliers ou additifs chimiques.
- Biodégradabilité ultime sur 100 % de la formule.
- pH pur : 2 +/- 0,5.
- pH à 2 % : 2,8 +/- 0,5.



A) 4D + Desodor U2. Le bidon de 5 litres concentrés.

● Réf: SICA21329 **48,90 €**

B) 4D + Desodor U2. Le flacon doseur de 1 litre concentré : 1 litre = 50 litres.

● Réf: SICA21330 **16,90 €**

C) Le flacon doseur de 1 litre concentré Ecoactif : 1 litre = 50 litres. Parfum menthe.

● Réf: SICA21328 **16,90 €**

D) Le bidon de 5 litres concentrés Ecoactif. Parfum menthe.

● Réf: SICA21327 **55,90 €**

2 Désinfectant détergent dégraissant multi-usages prêt à l'emploi Flash Germ' Ecocert

Actifs 100 % d'origine végétale. À base d'acide lactique, une alternative naturelle à la désinfection chimique.

Conforme contact alimentaire indirect.

Bactéricide, levuricide pour les surfaces dures.

- Recommandé pour l'entretien régulier des surfaces lavables.
- Formulé sans dérivés pétroliers ou additifs chimiques.
- Biodégradabilité ultime sur 100 % de la formule.
- pH: 2,7 +/- 0,5.



A) Le bidon de 5 litres.

Réf: SICA21901 **16,90 €**

B) Le spray de 750 ml.

Réf: SICA21902 **6,50 €**

3 Désinfectant détergent détartrant dégraissant désodorisant multi-usages sanitaires prêt à l'emploi Ecocert 5 en 1

Actifs 100 % d'origine végétale. À base d'acide lactique, une alternative naturelle à la désinfection chimique.

Conforme contact alimentaire indirect.

Recommandé pour l'entretien régulier des surfaces lavables.

- Formulé sans dérivés pétroliers ou additifs chimiques.
- Biodégradabilité ultime sur 100 % de la formule.
- pH : 2,5 +/- 0,5.



A) Le bidon de 5 litres. Parfum menthe.

Réf: SICA21903 **24,90 €**

B) Le spray de 750 ml. Parfum menthe.

Réf: SICA21904 **7,50 €**



FABRIQUÉ EN FRANCE



FABRIQUÉ EN FRANCE

L'ACIDE LACTIQUE

UNE ALTERNATIVE

NATURELLE à la désinfection. 

COMMENT EST-IL EXTRAIT ?



L'acide lactique est une substance désinfectante d'origine naturelle.

Nous obtenons l'acide lactique grâce à la fermentation de glucides et bactéries spécifiques que l'on retrouve dans certaines matières végétales telles que la betterave, la canne à sucre ou encore le maïs. Leurs sucres se métamorphosent donc en un antibactérien à la fois **puissant**, **100% naturel** et sans danger pour l'homme et l'environnement.

NOUS NETTOYANTS À L'ACIDE LACTIQUE TP2/TP4



AMMS
L'AMMS est l'organisme européen chargé de la réglementation des produits de nettoyage.



LES CONCENTRÉS **AMM**

LES PRÊTS À L'EMPLOI



- ✓ Nos nettoyants détergents détartrants désinfectants s'utilisent sur toutes surfaces lavables
- ✓ Toutes les normes EN1276-EN13697-EN1650-EN13697-EN14476 sont obtenus en 5 minutes à 20°C
- ✓ Formulés sans dérivés pétroliers ou additifs chimiques
- ✓ Biodégradabilité ultime sur 100% de nos formules

Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur : <http://detergents.ecocert.com>

S.I.C.O.

Plus d'informations sur www.sico.fr
577 Rue du Pommarin B.P. 16 - Voreppe 38341 Moirans CEDEX FRANCE





1| Mousse détergente désinfectante Surfa'safe Premium (1)(2)



Pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux non invasifs et non submersibles.

Bonnes propriétés moussantes. Large spectre antimicrobien et temps de contact optimisé.

- Sans alcool, sans parfum ni colorant.
- PH : 6.

A) Mousse compacte (capuchon blanc).
Le flacon de 750 ml.

Réf: ANI2419544

11,40 €

B) Mousse diffuse (capuchon rouge).
Le flacon de 750 ml.

Réf: ANI2419326

10,20 €



2| Détergent désinfectant

Bactopin Plus (1)



Pour le nettoyage et la désinfection de tous types de surfaces en univers médical et milieux sensibles.

Prêt à l'emploi.

Détergent désinfectant large spectre sans pictogramme ni mention de danger, il nettoie, désinfecte et odorise tous types de surfaces.

- Bactéricide, levuricide et action virucide.
- Efficacité couverte sur Rotavirus, Herpès, PRV (Hépatite B), BDVD (Hépatite C), Grippe (Influenza A) et Vaccine (couvre Coronavirus) et les virus enveloppés dont Coronavirus.
- Sans javel ni biguanide.
- Apté au contact alimentaire après rinçage à l'eau potable.

A) Le flacon pulvérisateur de 750 ml.

Réf: LEV3816

9,90 €

B) Le bidon de 5 litres.

Réf: LEV3820

53,90 €



3| Mousse détergente désinfectante Surfa'safe'R Premium (1)



Destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces en contact ou non avec les denrées alimentaires. Parfumée.

Sans alcool.

Séchage des surfaces rapide et sans traces.

- Avec disperseur de mousse parfumée orange.

A) Le flacon de 250 ml.

Réf: ANI2478440

7,50 €

B) Le flacon de 750 ml.

Réf: ANI2478764GP

10,40 €



4| Désinfectant à pulvériser Aniospray surf 29 (1)(2)



Pour les surfaces, le matériel médical et les dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés.

A) Le flacon de 1 litre.

Réf: ANI2421073

11,20 €

B) Le bidon de 5 litres. (Non présenté).

Réf: ANI2421034

43,90 €



5| Nettoyant détartrant et désinfectant Anios SPS Premium (1)



Pour les sanitaires, toutes les surfaces émaillées, l'inox ou le plastique.

Nettoie la saleté, les moisissures et les résidus.

Efficace contre de nombreuses souches de bactéries, virus, levures et champignons.

- Désodorisant et désinfectant, prêt à l'emploi, il s'utilise par pulvérisation uniforme sur les surfaces.

Le flacon de 750 ml avec pulvérisateur mousseur.

Réf: ANI2201515UG

8,90 €



6| Nettoyant et détachant

Anios DTS (3)



Pour toutes les surfaces lavables.

Elimine : tâches hôtelières, encre, marker, scotch, café, traces de chaussures, tâches de sang...

Peut être utilisé également avant passage en machine des textiles pour éliminer les tâches rebelles.

- Parfum agrumes.

Le pulvérisateur de 750 ml.

Réf: ANI2319512UG

9,90 €





1| Dégraissant désinfectant bactéricide fongicide 3D+ Desodor U2 (1)(3)



Nettoyage et désinfection renforcée du petit matériel, des équipements, des pièces machines, des outils...

Sur sols plastiques, carrelage, marbre, tables, murs.

Pour sanitaires, chrome, inox, façences.



- Détruit 99,9 % des micro-organismes.
- Conforme contact alimentaire indirect.

A) L'aérosol en mousse de 500 ml.

● Réf: SICA15519

7,90 €

B) Le flacon pulvérisateur de 750 ml.

● Réf: SICA24108

8,90 €



3| Dégraissant surpuissant Flash'net (1)



Prêt à l'emploi. Délicatement parfumé.

Élimine sans effort tout type de tâches : salissures grasses ou huileuses, salissures minérales, souillures d'insectes, cambouis, goudron, tâches de peinture, encre, feutre, crayon, maquillage, colle...

- S'applique sur toutes surfaces lavables.

Le flacon de 750 ml.

● Réf: SICA18831

6,90 €



4| Dégraissant surpuissant Flash'net (1)



Dégraisse efficacement toutes les surfaces.

Élimine sans effort tout type de tâches : salissures grasses ou huileuses, salissures minérales, souillures d'insectes, cambouis, goudron, taches de peinture, encres, feutre, crayon, maquillage, colle...

Idéal pour fin de chantier, remise en état de locaux.

- Pour des surfaces peu encrassées, diluer dans l'eau à 2 %.
- Pour des surfaces plus encrassées, utiliser le produit dilué dès 3 % à pur si nécessaire.

Le bidon de 5 litres.

● Réf: SICA18945 **16,90 €**



6| Nettoyant inox (1)



Protège, fait briller et évite l'oxydation.

Laisse un film protecteur qui évite la redéposition de la poussière et empêche l'adhérence des graisses.

Rénove et fait briller tous les objets et surfaces en acier inoxydable, chrome et aluminium, brillantes et satinées.

Dégraisse en profondeur et élimine les saletés tenaces, traces de doigts, auréoles, sans rayer."

- Conforme contact alimentaire indirect.

L'aérosol de 500 ml.

● Réf: SICA02127

9,60 €



2| Lingettes imprégnées d'une solution détergente et désinfectante Wip'Anios Excel (1)(2)



Lingettes en viscosse 100 % biodégradable.

Pour le traitement des surfaces, des structures externes des équipements (respirateurs, générateurs d'hémodialyse...), des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs* et essuyage des gaines d'endoscopes lors du traitement préliminaire avant immersion pour nettoyage et désinfection.

Solution d'imprégnation formule sans alcool ni parfum.

Haute compatibilité avec les matériaux.

* Exemples : sondes échographiques classiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie, tensiomètres, marteaux à réflexes...

- Large spectre virucide.
- Efficacité antimicrobienne dès 2 minutes.

A) Le sachet de 50 lingettes.

● Réf: ANI2446424DI

8,90 €

B) Le sachet de 100 lingettes.

● Réf: ANI2446655Y6

15,50 €



5| Lingettes imprégnées d'une solution désinfectante Anios Quick Wipes (2)



Pour le traitement rapide des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés et résistants à l'alcool.

Action désinfectante en 30 secondes seulement.

Prêtes à l'emploi.

Parfaites pour une désinfection efficace.

Parfum : senteur thé citron.

Boîte distributrice.

- Taille de la lingette : dim. : 130 x 190 mm.

La boîte de 120 lingettes.

● Réf: ANI2333421BZ

9,90 €



7| Nettoyant détartrant et désinfectant Anios SPS Premium (1)



Pour les sanitaires, toutes les surfaces émaillées, l'inox ou le plastique.

Nettoie la saleté, les moisissures et les résidus.

Efficace contre de nombreuses souches de bactéries, virus, levures et champignons.

- Désodorisant et désinfectant, prêt à l'emploi, il s'utilise par pulvérisation uniforme sur les surfaces.

Le flacon de 750 ml avec pulvérisateur mousseur.

● Réf: ANI2201515UG

6,50 €





1 | Nettoyant et désinfectant Surfanios Premium (6)

Pour les sols, murs, matériels médicaux et dispositifs médicaux non invasifs (stéthoscopes, testeurs de glycémie, marteaux à réflexes...).



Convient pour les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Le flacon doseur de 1 litre.

● Réf: ANI1917092

9,50 €

Le bidon de 5 litres avec 1 pompe de 20 ml.

● Réf: ANI1917036

35,90 €

Le carton de 500 doses de 20 ml.

● Réf: ANI1917129

154,90 €



2 | Détergent désinfectant surodorant 3D Desodor U2

Pour le nettoyage, la désinfection et la désodorisation des sols et surfaces.

Efficace sur les virus enveloppés comme Coronavirus et ses variants, H1N1...

Détruit 99.9 % des micro-organismes.

- Sans rinçage, ne laisse pas de traces. Peu moussant, il peut être utilisé en auto-laveuse et en centrale de dilution.
- Plusieurs parfums disponibles.

Le bidon de 5 litres.
Parfum Douceur des Alpes.

● Réf: SICA08800

21,10 €

Le carton de 250 doses de 20 ml.
Parfum Douceur des Alpes. (Non présenté.)

● Réf: SICA17066

58,90 €



3 | Nettoyant quotidien Deterg'Anios (3)

Pour les sols, matériels en milieu hospitalier et toutes surfaces lavables : sols, murs, sanitaires.



Compatible avec tous types de matériaux et revêtements de surfaces.

- Existe en doses de 20 ml.

Le flacon doseur de 1 litre. (Non présenté.)

● Réf: ANI365209UG

9,20 €

Le bidon de 5 litres avec 1 pompe de 20 ml.

● Réf: ANI365592UG

35,90 €



4 | Détergent quotidien Deterg'Anios Suractif Marine (3)

Pour toutes les surfaces lavables : sols, murs, sanitaires, surfaces métallisées et plastiques.



Compatible en alternance avec les désinfectants Anios. Parfumé, sans rinçage.

Le flacon doseur de 1 litre. (Non présenté.)

● Réf: ANI785209

8,50 €

Le bidon de 5 litres avec 1 pompe de 20 ml.

● Réf: ANI785592

30,90 €





1| Nettoyant sols et multi-usages écologique



Pour le nettoyage de toutes surfaces lavables.

- Certifié Ecolabel.
- Dilution à 0,25 %.
 - Conforme contact alimentaire indirect.
 - Parfum Mango Passion.
 - Existe en parfum Cerise.

A) Le flacon de 1 litre avec bouchon doseur.

Réf: SICA17750

7,90 €

B) Le bidon de 5 litres.

Réf: SICA17751

20,10 €

C) Les 250 doses de 20 ml.

Réf: SICA17886

52,90 €



KING



2| Nettoyant sols Anios (3)



Pour le nettoyage quotidien des sols et des surfaces mêmes protégés.

Non moussant.
Utilisable en application manuelle ou autolaveuse.

Le flacon doseur de 1 litre. (Non présenté).

Réf: ANI2233619

11,90 €

Le bidon de 5 litres.

Réf: ANI2233757

52,90 €



3| Nettoyant dégraissant écologique



Pour plaques, inox et plan de travail en cuisine.

Certifié Ecolabel.
Conforme contact alimentaire indirect.
Prêt à l'emploi.

Le flacon pulvérisateur de 750 ml.

Réf: SICA12652

5,50 €



KING



4| Détergent vaisselle mains écologique



Pour vaisselle et ustensiles de cuisine.

Certifié Ecolabel.
Assure un dégraissage efficace et une brillance impeccable.
Conforme contact alimentaire indirect.

Le flacon de 1 litre.

Réf: SICA12649

6,40 €



KING



5| Détergent écologique Anios détartrant désinfectant sanitaires (1)



Pour l'entretien quotidien des sanitaires : faïence, émail, robinetterie, baignoire, douche, paroi verticale, toilettes...

Certifié Ecocert.

Le spray de 750 ml.

Réf: ANI2229746

8,50 €



6| Gel nettoyant WC écologique



Pour nettoyer, détartrer et faire briller les installations sanitaires.

Sa texture confère une bonne adhérence du produit sur les parois verticales.

Sans danger pour les fosses septiques.

Parfum menthe.

Certifié Ecolabel.

Le flacon de 750 ml.

Réf: SICA20812

5,90 €



KING



7| Nettoyant écologique pour vitres et surfaces modernes



Pour l'entretien et le nettoyage des surfaces.

Certifié Ecolabel.

Nettoie et fait briller toutes les surfaces vitrées sans laisser de traces.

Conforme contact alimentaire indirect.

A) Le flacon pulvérisateur de 750 ml.

Réf: SICA18092

5,90 €

B) Le bidon de 5 litres.

Réf: SICA18093

16,00 €



KING





Certifiée avec une garantie de résultat et une traçabilité AFNOR



Atomiseur de désinfection DS 1.0



Technologie innovante. Identification univoque de l'espace et du produit à diffuser.

Petit et compact. Polyvalent, adapté aux espaces de petites, moyennes et grandes dimensions.

Autonomie : 1000 m³, avec une réserve de désinfectant de 1 litre.

Léger et maniable avec un poids de seulement 7 kg.

Disponible en 2 versions : standard, platinum.

Chariot fourni en option.

- Puissance : 320 Watts, double turbine brushless.
- Affichage : écran tactile 5".
- Autonomie de traitement : 1000 m³.
- Vitesse de traitement : 1 m³/1 ml de 4 à 6 secondes.
- Format produit : bouteille de 1 litre.
- Identification du produit : Code QR, tag RFID.
- Contrôle de saturation ambiante : commande capteur intégrée.
- Dim. : L. 200 x p. 300 x H. 230 mm.
- Poids : 7 kg.

Pack DS 1.0 standard avec 6 litres WPH2O2S offerts.

● Réf: MICDS1STANDARD

5 760,00 €



Atomiseur de désinfection DS WS +



Technologie innovante. Identification univoque de l'espace et du produit à diffuser.

Design et pratique. Compact et puissant, adapté aux environnements de petite à moyenne taille.

Autonomie : 1000 m³ avec une réserve de désinfectant de 1 litre.

Léger avec un poids de seulement 2 kg. S'installe en mode fixe au mur, à l'intérieur d'espaces confinés.

- Puissance : 600 Watts.
- Tension : 220-230 Volts.
- Affichage : écran tactile 5".
- Autonomie de traitement : 1000 m³.
- Vitesse de traitement : 1 m³/1 ml/ de 4 à 6 secondes.
- Dim. : L. 311 x p. 145 x H. 180 mm.
- Poids : 2 kg.

Pack DS WS + avec 6 litres WPH2O2S offerts.

● Réf: MICDSWSPLUS **2 796,00 €**

Solution désinfectante par voie aérienne WPH2O2S



Bactéricide, micro-bactéricide, fongicide.

Solution de peroxyde d'hydrogène (H₂O₂) à la concentration de 12 % à base d'eau avec ajout d'ions d'argent.

Bactéricide, micro-bactéricide, fongicide, virucide et sporicide.

- Exclusivement pour la gamme DS.
- Système de gestion établissant un certificat attestant de l'issue positive de chaque opération réalisée.
- Nécessite seulement 1 ml pour désinfecter 1 m³ pour atteindre le plus haut niveau de désinfection (log 5).
- Recharge 6 litres WPH2O2S.

● Réf: MICWPH2O2S1L

648,00 €





Atomiseur de désinfection Nocospray

Les conseils d'Isabelle votre Technicien de santé

Les Techniciens de santé, experts de la désinfection, proposent un protocole de nettoyage et de désinfection efficace à 100 %.

La désinfection par voie aérienne permet notamment d'atteindre les zones réputées inaccessibles : surfaces trop hautes, creuses ou fermées.



Diffuseur sous forme de « gaz sec », du liquide désinfectant parfumé Nocolyse + au peroxyde d'hydrogène.

100 % biodégradable et sans résidus, utilisable sur tous les supports y compris électroniques.

Domaines d'application : collectivités médicales, oxygénothérapie, transports sanitaires, matériels et équipements.

- 100 % biodégradable et sans résidus, utilisable sur tous les supports y compris électroniques.
- Domaines d'application : collectivités médicales, oxygénothérapie, transports sanitaires, matériels et équipements.
- Activité désinfectante totale validée par la norme NFT 72 281 version 2014.
- Efficacité sur : P.aérogénosa, E.coli, E.hirae, S.aureus, C.albicans, A.brasiliensis, Spores de clostridium, M.terrae, Adénovirus, Norovirus, Poliovirus.

◆ Réf: OXY2000001

2 964,00 €

Désinfection par voie aérienne Nocolyse +. Parfum menthe. Le flacon de 1 litre.

◆ Réf: OXY4041001

39,90 €

Simple programmation du volume de la pièce à traiter (de 10 à 1 000m³).

Permet de traiter des pièces jusqu'à 1 000 m²

Très faible quantité de produit nécessaire.

Aucune préparation nécessaire avant le traitement (à l'exception du nettoyage) ni intervention après le traitement (nul besoin d'essuyer ou d'aérer).





1|

Atomiseur de désinfection Aerosept 500 (5)



Autonome et entièrement automatique.

Traitement d'une salle jusqu'à 300 m³.

Utilisation avec Aseptanios AD en 5 litres.

Pupitre opérateur tactile et démarrage différé.

Traçabilité sur clé USB.

Identification de la salle et de l'intervenant par lecteur code-barres.

- Conforme NFT 72-281 (2014).
- Existe en version manuelle : Aérosept 500 M.

Réf: ANI418000

9 819,90 €



2|

Atomiseur de désinfection Aerosept 500 M (5)



Autonome et entièrement automatique.

Traitement d'une salle jusqu'à 300 m³.

Utilisation avec Aseptanios AD en 5 litres.

Pupitre opérateur manuel.

- Conforme NFT 72-281 (2014).

Réf: ANI418100

7 632,90 €



3|

Atomiseur de désinfection Aérosept Ultra 150 (5)



Atomiseur autonome et entièrement automatique destiné à la désinfection des surfaces préalablement nettoyées.

2 modes de fonctionnement :

- Manuel pour un accès aux informations essentielles.
- Connecté avec pilotage par tablette ou smartphone pour un accès à toutes les options.

Traitement de 30 à 150 m³.

Traçabilité sur support numérique.

- Temps de contact : 1 heure.
- Débit : 0,8 litre/h +/- 10 %.
- 2 modes de fonctionnement : manuel ou connecté avec pilotage par tablette ou smartphone.
- Conforme NFT 72-281.

Réf: ANI418200

5 124,90 €



4|

Désinfectant par voie aérienne Aseptanios AD (1)



Désinfection par voie aérienne des surfaces et du matériel préalablement nettoyés.

Large spectre dès 30 minutes. (Conforme NF T 72-281).

Spectre complet en 120 minutes.

Ne laisse pas de traces au séchage, ni aucun film gras sur les surfaces après aérosolisation.

Le bidon de 2 litres, blanc canule. Pour Aerosept Ultra 150 et E 50. (Non présenté.)

● Réf: ANI2121724UG

79,90 €

Le bidon de 5 litres, blanc canule. Pour Aerosept 500 et 500 M.

Réf: ANI2121795UG

198,90 €





1 | Appareils diffuseurs et recharges (1)

Bactéricide, insecticide, destructeur d'odeurs, désodorisant.



S.I.C.O.



Environ 3 000 pulvérisations par recharge.

Convient pour des recharges de 100 ml et 250 ml.

- Plusieurs parfums disponibles : fruits rouges, chocolat, vent frais...
- Dim. : 79 x 88 x 244 mm.

A) L'appareil diffuseur blanc.

● Réf: SICA16283

44,70 €

B) L'appareil diffuseur chromé.

Réf: SICA14821

54,90 €

C) La recharge. Aérosol de 250 ml. Bactéricide parfum menthe.

● Réf: SICA10414

10,90 €

D) La recharge. Aérosol de 250 ml. Destructeur d'odeurs coton fleuri.

● Réf: SICA10415

8,40 €

E) La recharge. Aérosol de 250 ml. Brume mélange de 10 huiles essentielles originales, 100 % naturelles.

Réf: SICA18239

9,90 €



2 | Purificateur d'air et désinfectant Altogerm (1)

Usage préventif et curatif durant les périodes de pandémie.

Efficace sur les virus enveloppés comme Coronavirus et ses variants, H1N1...

Détruit les bactéries et empêche la prolifération des moisissures, des levures et des champignons.

Conforme contact alimentaire indirect.

Sans parfum.

A) L'aérosol de 150 ml (One Shot).

● Réf: SICA22421

10,90 €

B) L'aérosol de 500 ml.


Réf: SICA22411

17,90 €

C) Le flacon pulvérisateur de 750 ml.

Réf: SICA20194

12,90 €



3 | Purificateur d'air et désinfectant de surfaces (1)

Désinfectent l'air et les surfaces par application directe.

Efficace sur les virus enveloppés comme Coronavirus et ses variants, H1N1...

Bactéricide, fongicide et virucide.

- Agréablement parfumé et grande activité désinfectante.
- Aux essences naturelles de menthe.

L'aérosol de 750 ml.

Réf: SICA22453

9,70 €



S.I.C.O.



4 | Purificateur bactéricide One-shot Desodor (1)

Permet de purifier l'air et de désinfecter les surfaces.

Efficace sur les virus enveloppés comme Coronavirus et ses variants, H1N1...

Détruit les bactéries et empêche la prolifération des moisissures, des levures et des champignons.

- Pour traiter une pièce jusqu'à 36 m² (90 m³).

L'aérosol unidosé de 150 ml. Parfum menthe.

● Réf: SICA22400

8,70 €



S.I.C.O.



Purificateur d'air fogger petit espace spécial véhicule sanitaire. L'aérosol de 75 ml.

Réf: SICA21961

5,90 €



1

Autoclaves B6, B18 et B23



Permettent la stérilisation de l'instrumentation et des vêtements médicaux.

Traçabilité des données et imprimante intégrée.

Cycles test Bowie et Dick, Helix et test de vide.

- Raccordement possible d'un déminéralisateur ou osmoseur.
- Porte-plateaux réversibles (plateaux ou cassettes).
- Fermeture de porte automatique.
- Affichage programmable dans votre langue.
- 12 cycles de stérilisation préprogrammés.
- Remplissage/vidange en eau par pompe automatique.
- Impression automatique cycle de stérilisation.
- Garantie : 2 ans (pièces/main d'œuvre et déplacement), chaudière : 5 ans.

Cuve 6 litres.

Réf: **PROSPEEDYB6** **4 867,00 €**

Cuve 18 litres.

Réf: **PROB18** **6 095,00 €**

Cuve 18 litres avec traçabilité intégrée (port USB).

Réf: **PROB18USB** **6 365,00 €**

Cuve 18 litres avec système Rosi.

Réf: **PROB18ROSI** **7 188,00 €**

Cuve 18 litres avec traçabilité intégrée et système Rosi.

Réf: **PROB18USBROSI** **7 455,00 €**

Cuve 23 litres.

Réf: **PROB23** **6 913,00 €**

Cuve 23 litres avec traçabilité intégrée (port USB).

Réf: **PROB23USB** **7 205,00 €**

Cuve 23 litres avec système Rosi.

Réf: **PROB23ROSI** **8 002,00 €**

Cuve 23 litres avec traçabilité intégrée et système Rosi.

Réf: **PROB23USBROSI** **8 293,00 €**

Classe B

Certifié ISO 9001 et UNI EN ISO 13485 ;
Directives :
93/42/CE, 97/23/CE, EN 13060,
CEI EN 61326-1, CEI EN 61010-2-40.



2

Autoclave B60



Permet la stérilisation de l'instrumentation et des vêtements médicaux.

Cuve : 60 litres.

Traçabilité des données et imprimante intégrée.

Cycles test Bowie et Dick, Helix et test de vide.

- Raccordement possible d'un déminéralisateur ou d'un osmoseur.
- Porte-plateaux réversibles.
- Fermeture de porte automatique.
- Affichage programmable dans votre langue.
- Cycle de stérilisation préprogrammé.
- Remplissage/vidange en eau par pompe automatique.
- Impression automatique du cycle de stérilisation.
- Certifié ISO 9001 et UNI EN ISO 13485.
- Garantie : 2 ans (pièces/main d'œuvre et déplacement), chaudière : 5 ans.

Réf: **PROB60**

19 142,00 €

Classe B

Certifié ISO 9001 et UNI EN ISO 13485 ;
Directives :
93/42/CE, 97/23/CE, EN 13060,
CEI EN 61326-1, CEI EN 61010-2-40.





1| Data logger USB



Permet l'enregistrement et le stockage de vos données de stérilisation.

S'adapte sur les modèles ne disposant pas de la traçabilité intégrée.

- Livré avec clé USB, cordon de raccordement et logiciel de traçabilité.

Réf: PROSTSDL1

700,00 €



2| Osmoseur



Système d'osmose inverse.

Purifie l'eau courante. Idéal pour les cycles de stérilisation.

- Débarrasse l'eau de la majeure partie de ses solutés (chlore, sulfates, phosphates, ...).

Réf: PROOSM668

839,00 €



3| Thermosoudeuse



Soudure rapide : largeur 12 mm.

Porte-rouleaux escamotables.

- Dim. : L. 480 x H. 198 x p. 385 mm.
- Tension : 230 V - 50/60 Hz.
- Puissance : 100 W.
- Poids : 9 kg.
- Garantie : 1 an.

Réf: PROSEALM668

103,20 €



4| Déminéralisateur Aquamed



Système de traitement de l'eau pour autoclave.

Avec contrôle visuel de la conductivité.

Réf: PROAQMED668

513,00 €



5| Sachets de stérilisation à souder



Indicateurs de stérilisation pour un contrôle facilité.

Très solides et biodégradables.

Une face papier opaque perméable à l'air et à la vapeur, une face transparente imperméable en polypropylène.

- Conformes aux normes en vigueur.
- Existe en 8 tailles.
- La boîte de 200 sachets.

Dim. : 75 x 200 mm.

Réf: PROSS720

(à partir de) **10,80 €**



6| Sachets de stérilisation autocollants



Indicateurs de stérilisation pour un contrôle facilité.

Très solides et biodégradables.

Une face papier opaque perméable à l'air et à la vapeur, une face transparente imperméable en polypropylène.

- Conformes aux normes en vigueur.
- Existe en 8 tailles.
- La boîte de 200 sachets.

Dim. : 60 x 100 mm.

Réf: PROSA001

(à partir de) **10,80 €**



7| Gaines de stérilisation



Témoin de stérilisation intégré.

Une face papier opaque perméable à l'air et à la vapeur et une face transparente imperméable en polypropylène.

Robustes et biodégradables.

- Existe en 7 tailles.
- Existe aussi en gaines à soufflets en 100 mètres en 5 tailles.
- Le rouleau de 200 m.

Dim. : 55 x 200 mm.

Réf: PRORS200

(à partir de) **19,20 €**



8| Test Helix



Dispositif de validation de la stérilisation des corps creux.

Compatible avec tous les autoclaves de classe B.

- Conformité avec les normes en vigueur.

Le tube porte indicateurs avec 100 indicateurs.

Réf: PROCS003

84,00 €



9| Test Prion 3M™ Comply™ Attest™



Indicateurs physico-chimiques de classe 5 permettant de vérifier les conditions d'exposition au procédé de stérilisation.

Ces indicateurs conçus pour des cycles de 134° C / 3,5 minutes se placent au sein du chargement du stérilisateur.

- La boîte de 500 tests Prion.

Réf: 3M1243A

206,90 €





1 Désodorisant Ecocert

Désodorisant permettant de parfumer l'atmosphère et rafraîchir agréablement vos espaces.



S.I.C.O.



Sans hydrocarbure, formule respectueuse de l'environnement, ininflammable et sans parfum de synthèse.

Parfum 100 % d'origine naturelle : la gourmandise et la fraîcheur pétillante des fruits et des épices.

- L'aérosol de 400 ml.

A) Parfum : sorbet framboise.

Réf: SICA23092

9,90 €

B) Parfum : gingembre envoûtant.

Réf: SICA23552

9,90 €



2) Destructeur d'odeurs Ecocert

Pour une désodorisation raffinée et rémanente.

Sans hydrocarbure, formule respectueuse de l'environnement, ininflammable et sans parfum de synthèse.

Parfum 100 % d'origine naturelle : la gourmandise et la fraîcheur pétillante des fleurs.

- L'aérosol de 400 ml.

Parfum : pétales poudrés.

Réf: SICA23654

10,90 €



S.I.C.O.



3) Destructeur d'odeurs

Concentré en matière neutralisante et absorbante.

Neutralise toutes les mauvaises odeurs tout en parfumant délicatement.

Sans retombées humides.

- Plusieurs senteurs disponibles :
- Coton fleuri,
- Thé d'Orient,
- Cèdre de l'Atlas,
- Sauvageon,
- Monoï,
- Passion,
- Agrumes.

- L'aérosol de 750 ml.

A) Parfum Coton fleuri. Destructeur d'odeurs.

• Réf: SICA02084 **12,60 €**

B) Parfum Thé d'Orient.

Réf: SICA06544 **14,90 €**

C) Parfum Cèdre de l'Atlas.

Réf: SICA16071 **14,90 €**

D) Parfum Monoï.

Réf: SICA21774 **14,90 €**

E) Parfum Passion. Surpuissant.

Réf: SICA02075 **15,90 €**

F) Parfum Sauvageon. Surpuissant.

Réf: SICA02073 **15,90 €**

G) Parfum Agrumes. Surpuissant.

Réf: SICA08157 **15,90 €**



S.I.C.O.



4) Destructeur d'odeurs air et textiles

Permet de détruire les mauvaises odeurs sur les textiles et dans les pièces.

Son parfum neutre laisse une sensation de fraîcheur et de propreté. Ne tâche pas.

Grâce à sa gâchette, il offre une diffusion fine.

Le flacon de 750 ml avec sécurité enfant.

• Réf: SICA15276

8,60 €



S.I.C.O.





1|

Désodorisant d'ambiance

Formulation sèche et concentrée pour parfumer et rafraîchir agréablement vos espaces.



S.I.C.O.

• Plusieurs senteurs disponibles.

A) Parfum Fruits rouges. L'aérosol de 400 ml.

Réf: SICA10352

5,60 €



B) Parfum Kassia. L'aérosol de 750 ml.

Réf: SICA08546

9,90 €

C) Parfum Boreal. Le spray de 200 ml.

Existe aussi en parfum citron vert.

Réf: SICA18810

10,90 €



2|

Désodorisant d'atmosphère

Neutralise toutes les odeurs en procurant une sensation de confort et de fraîcheur.



S.I.C.O.

Sans retombées humides.

• Plusieurs senteurs disponibles :

- Lavande,
- Citron vert,
- Pêche,
- Fleurs des champs,
- Fleurs blanches.

Senteur Pêche. L'aérosol de 750 ml.

Réf: SICA12309

(à partir de) **7,30 €**



3|

Brume d'huiles essentielles Essentiel'10

Brume d'ambiance composée d'un mélange de 10 huiles essentielles originales, 100 % naturelles, rigoureusement sélectionnées.



S.I.C.O.

A) Brume purifiante. Le spray de 100 ml.

Réf: SICA13293

12,30 €

B) Brume relaxante et anti-stress.

Le spray de 75 ml.

Réf: SICA16868

12,90 €

C) Brume Tonique. Le spray de 75 ml.

Réf: SICA20874

12,90 €



4|

Anti-parasites

Actif sur les parasites (sarcopte de la gale, punaises de lit, puces à tous les stades de leur développement : larves, nymphes ou adultes).



S.I.C.O.



Traite la literie, les vêtements et tissus, la moquette, les parquets.

- Protège des infestations jusqu'à 6 mois (aérosol 250 ml) et jusqu'à 1 mois pour le traitement de choc (One Shot 150 ml).

A) L'aérosol de 150 ml (One Shot).
Traite jusqu'à 36 m².

Réf: SICA16274

11,30 €

B) L'aérosol de 250 ml.

Réf: SICA15501

11,00 €



A

B



5|

Insecticide volants et rampants

One shot

Excellent effet de choc et rémanence de plusieurs semaines.

- Volume de traitement pour insectes volants et rampants : 150 m³ max.
- Volume de traitement en cas d'infestation de cafards, blattes : 75 m³ max.
- TP18 (acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), destinés aux professionnels et au grand public.

L'aérosol unidose de 150 ml.

Réf: SICA02114

11,10 €



S.I.C.O.



KING





1 | Drap d'examen blanc monocouche gauffré

One Ply



Pure pâte blanche gauffrée simple.

1 pli assoupli.
Grammage 1 x 32 g/m².

- 135 formats 50 x 35 cm ± 5 %.
- Emballage individuel.
- Le carton de 12 rouleaux.

Soit le rouleau : 5,07 €

● Réf: GLOJ126GMR

60,90 €



2 | Drap d'examen blanc ouaté lisse recyclé

Ecolabel



Ouate blanche recyclée Ecolabel.

2 plis.
Grammage 2 x 18 g/m².

150 formats 50 x 35 cm ± 5 %.

- Emballage individuel.
- Le carton de 12 rouleaux.

Soit le rouleau : 5,82 €

● Réf: GLOJ219L

69,90 €



3 | Drap d'examen blanc ouaté gauffré confort



Pure ouate de cellulose gauffrée collée.

2 plis.
Grammage 2 x 16,50 g/m².

- 121 formats 50 x 35 cm.
- Emballage individuel.
- Le carton de 9 rouleaux.

Soit le rouleau : 5,54 €

● Réf: GLOJ222PMR

49,90 €



4 | Drap d'examen blanc ouaté lisse Maxi Compact



Ouate blanche pure cellulose.

1 rouleau = 2 rouleaux classiques.

- 300 formats 50 x 35 cm ± 5 %.
- 2 plis x 18 g/m².
- Emballage individuel.
- Le carton de 6 rouleaux.

Soit le rouleau : 11,81 €

● Réf: GLOJ309LMR

70,90 €



5 | Drap d'examen blanc lisse ouate recyclée



Bonnes capacités de résistance, douceur et absorption.

2 plis.
Grammage 2 x 18 g/m².

- 135 formats 50 x 35 cm.
- Emballage individuel.
- Le carton de 12 rouleaux.

Soit le rouleau : 5,24 €

● Réf: GLOJ218LMR

62,90 €



6 | Drap d'examen blanc lisse, souple, double épaisseur



Pure ouate de cellulose de couleur blanche, assouplie.

Produit haut de gamme : résistance, douceur et capacité d'absorption.

2 plis.

Grammage par plis :
16,5 / 17 g/m².

- 50 m prédécoupés.
- 132 formats 50 x 38 cm.
- Emballage individuel.
- Le carton de 12 rouleaux.

Soit le rouleau : 5,74 €

● Réf: GLOJ224LSM **68,90 €**



7 | Drap d'examen blanc ouaté gauffré grande largeur

60 cm



Pure ouate de cellulose gauffrée collée.

2 plis.
Grammage 2 x 18 g/m².

- 135 formats 60 x 35 cm.
- Emballage individuel.
- Le carton de 9 rouleaux.

Soit le rouleau : 6,65 €

● Réf: GLOJ331PMR

59,90 €



8 | Drap d'examen plastifié bleu ouaté gauffré



Drap ouate bleue plastifié.

Assemblage par technologie contre collée (ou gauffré collé).

Grammage 38 g/m².

- 1 face ouate absorbante + 1 face plastifiée étanche.
- 132 formats 50 x 38 cm.
- Emballage individuel.
- Le carton de 6 rouleaux.

Soit le rouleau : 9,82 €

● Réf: GLOJ266GSM

58,90 €





Draps d'examen Confort ou Extrafort Hexa

Les conseils de Laure votre Technicien de santé

Outil indispensable, le drap d'examen est une protection utilisée lors de l'examen clinique du patient par les professionnels de santé. Son utilisation protège la table d'examen, apporte un réel confort au patient lors de la consultation et réduit le contact avec les germes.



**Excellente tenue.
Pure ouate de cellulose
de couleur blanche.**

2 plis. Grammage 2 x 18 g/m².

Emballage individuel.

A) Hexa Confort.

Ouate de cellulose gaufrée collée.
135 formats 50 x 35 cm.
Le carton de 9 rouleaux.

● Réf: HEXJ226PVM

49,90 €

Soit le rouleau : 5,54 €

B) Hexa Extrafort.

Ouate de cellulose lisse extra forte vierge.
150 formats 50 x 38 cm.
Le carton de 12 rouleaux.

● Réf: HEXJ225LVM

71,90 €

Soit le rouleau : 5,99 €

Pré-découpage
des rouleaux afin de
détacher facilement
et nettement le drap
sans le gaspiller.

Draps ouatés pour offrir
une bonne absorption.



Emballage individuel
afin de respecter les
normes d'hygiène
édictees par la HAS.



Aspect gaufré :
Grand confort.
Absorbant,
résistance élevée.
Excellent rapport
qualité/prix.

Aspect lisse :
Douceur.
Conçu pour une
protection maximale.
Le plus utilisé dans
le secteur médical.

Vous pourriez aussi apprécier


Gel hydroalcoolique
Aniosgel 85 NPC



Gants d'examen
Hexa



Stéthoscope
Gamma®




Divan d'examen
iQuest



Lampe d'examen
Halux





2) Distributeur ABS pour essuie-mains pliés



A



Idéal pour un usage journalier et adapté aux environnements exigeants.

Distributeur ABS pour essuie-mains pliés.

Réduit la consommation et le gaspillage grâce à une distribution feuille à feuille fiable.

- Ouverture à clé.
- Fenêtre de visualisation.
- Dim. : 29 x 42,5 x 14,5 cm.

A) Le distributeur.
Réf: GLOLH76ABL
44,90 €

B) Essuie-mains pliés en «Z», 2 plis.
Grammage 2 x 19 g/m².
150 formats 22 x 23 cm.
Le carton de 25 paquets.

• Réf: GLOH254M
45,90 €

soit le paquet : **1,84 €**

C) Essuie-mains pliés en «V», 2 plis.
Grammage 2 x 22 g/m².
160 formats 25 x 21 cm.
Le carton de 20 paquets.

• Réf: GLOH252GOT
77,90 €

soit le paquet : **3,89 €**

D) Essuie-mains pliés en «W», 2 plis.
Grammage 2 x 18 g/m².
100 formats 22 x 34 cm.
Le carton de 32 paquets.

• Réf: GLOH251LSM
66,90 €

soit le paquet : **2,09 €**

B



1) Distributeur pour essuie-mains à dévidage central



A



Dispense les feuilles une à une et permet ainsi de réduire le gaspillage.

Distributeur ABS pour rouleau mini à dévidage central H210 et H710.

- Verrouillage automatique.
- Ouverture à clé universelle.
- Fenêtre de visualisation.
- Dim. : 18 x 33 x 17,5 cm.

A) Le distributeur.
Réf: GLOLH54ABU
41,50 €

B) Essuie-mains 2 plis.
Grammage 2 x 16,5 g/m².
200 formats 20 x 25 cm,
diam. : 13 cm.
Le pack de 12 rouleaux.

• Réf: GLOH710PO_ECOCOLABEL
35,90 €

soit le rouleau : **2,99 €**

C) Essuie-mains 2 plis.
Grammage 2 x 17 g/m².
200 formats 20 x 30 cm,
diam. : 13 cm.
Le pack de 12 rouleaux.

• Réf: GLOH210LMR
33,90 €

soit le rouleau : **2,82 €**

C



3) Distributeur à découpe automatique pour essuie-mains



A



Pratique, économique, écologique et hygiénique.

Compact.

Lame auto-affûtante.

Fabriqué en ABS.

Doté d'une fenêtre de visualisation du consommable.

- Diam. maxi. : 19,5 cm.
- Laize maxi. : 20 cm.
- Dim. : L. 31,4 x H. 33 x p. 20,4 cm.
- Coloris : blanc translucide.

A) Le distributeur
Réf: GLOLH29NTR
96,90 €

B) Rouleaux essuie-mains pour appareils à découpe pure cellulose.
150 m en continu, laize : 20 cm,
ouate gaufrée collée 2 x 21 g.
Le pack de 6 rouleaux.

• Réf: GLOH781P
47,90 €

soit le rouleau : **7,98 €**

B





A



1

Distributeur de papier toilette Série 5

Peut contenir 2 recharges.

Distributeur ABS blanc.
Fermeture à clé.
Témoin de charge.

- Dim. ext. : L. 32,4 x p. 14,6 x H. 21 cm.
- Laize max. : 11,4 cm.

A) Le distributeur.

Réf: GLO170ABL

33,90 €

B) Papier toilette 2 plis.

Le pack compact de 4 x 12 rouleaux.

Réf: GLO1379MNT

44,90 €


soit le rouleau : **0,93 €**



B



A



2

Distributeur de papier toilette Minirol

Délitage optimal dans les canalisations de toilettes à forte fréquentation.

Distributeur ABS pour papier hygiénique Minirol.

- Dim. ext. : L. 21 x p. 14 x H. 27 cm.

A) Le distributeur.

Réf: GLO151ABU

40,90 €

B) Papier toilette Minirol, 2 plis.

Le pack de 12 rouleaux.

Réf: GLO1351LMR

38,90 €

soit le rouleau : **3,24 €**



B



3

Mouchoirs

Pour l'hygiène et la commodité corporelle. Très absorbants.



Pure pâte de cellulose, ouate extra blanche.

Qualité faciale.

- Format : L. 20,5 x l. 21 cm.
- Dim. : L. 22,7 x l. 11,5 x H. 5 cm.

Le carton de 40 boîtes.

Réf: GLOH400LOC

54,90 €

soit la boîte de 100 mouchoirs : **1,37 €**



4

Essuie-tout

Ultrasensible, super absorbant et extra-doux.



Essuie-tout ménager gaufré.

Pure pâte extra forte.

- 2 plis. 50 formats 23 x 22 cm.

Le pack de 40 rouleaux.

Réf: GLOH220GOT

39,90 €

soit le sachet de 2 rouleaux : **1,99 €**



5

Papier toilette

Pure ouate de cellulose blanche de qualité supérieure.



Adaptable à tous les distributeurs de papier toilette petits rouleaux.

Maxi Compact 500 feuilles (présenté).

Le carton de 36 rouleaux.

Réf: GLO1359LOT

40,90 €

soit le rouleau : **1,14 €**

200 feuilles. Le pack de 96 rouleaux.

Réf: GLO1377MOT

49,90 €

soit le rouleau : **0,52 €**

200 feuilles. Le pack de 48 rouleaux.

Réf: GLO1386GSM

32,90 €

soit le rouleau : **0,68 €**





Hexa

Conçu pour des professionnels, par des professionnels



1| Gants d'examen vinyle

Matière hypoallergénique sans latex pour les personnes allergiques.

Confort et douceur.
Elastiques, souples et résistants.
Bonne sensation tactile.

- En polychlorure de vinyle non stériles.
- Poudrés ou non poudrés.
- Ambidextres.
- La boîte de 100.
- Existe en taille : S, M, L et XL.
- Niveau qualitatif : NF EN ISO 15223-1.
- Dispositif médical : DM conformité CE, Classe I - Règlement 2017/745 NF EN 455-1/2/3/4.

A) Poudrés

Taille S. Poudrés.

- Réf: HEXV301PS

Taille M. Poudrés.

- Réf: HEXV302PM

Taille L. Poudrés.

- Réf: HEXV303PL

Taille XL. Poudrés.

- Réf: HEXV304PXL

B) Non poudrés

Taille S. Non poudrés.

- Réf: HEXV401NPS

Taille M. Non poudrés.

- Réf: HEXV402NPM

Taille L. Non poudrés.

- Réf: HEXV403NPL

Taille XL. Non poudrés.

- Réf: HEXV404NPXL



2| Gants d'examen latex

Qualité de toucher supérieure et meilleure préhension grâce à leur finesse.

Grande élasticité et plus grande résistance à la rupture.

- En latex naturel, non stériles.
- Poudrés ou non poudrés.
- Ambidextres.
- La boîte de 100.
- Existe en taille : S, M, L et XL.
- Niveau qualitatif : NF EN ISO 15223-1.
- Dispositif médical : DM conformité CE, Classe I - Règlement 2017/745 NF EN 455-1/2/3/4.

A) Poudrés

Taille S. Poudrés.

- Réf: HEXL101PS

Taille M. Poudrés.

- Réf: HEXL102PM

Taille L. Poudrés.

- Réf: HEXL103PL

Taille XL. Poudrés.

- Réf: HEXL104PXL

B) Non poudrés

Taille S. Non poudrés.

- Réf: HEXL201NPS

Taille M. Non poudrés.

- Réf: HEXL202NPM

Taille L. Non poudrés.

- Réf: HEXL203NPL

Taille XL. Non poudrés.

- Réf: HEXL204NPXL



3| Gants d'examen nitrile non poudrés

Excellente résistance aux produits chimiques et aux déchirures.

Recommandés en cas d'allergie au latex.

- En nitrile, non stériles, non poudrés.
- Ambidextres.
- La boîte de 100.
- Existe en taille : S, M, L et XL.
- Niveau qualitatif : NF EN ISO 15223-1.
- Dispositif médical : DM conformité CE, Classe I - Règlement 2017/745 NF EN 455-1/2/3/4.

Taille S.

- Réf: HEXN501NPS

Taille M.

- Réf: HEXN502NPM

Taille L.

- Réf: HEXN503NPL

Taille XL.

- Réf: HEXN504NPXL



Hexa

Conçu pour des professionnels, par des professionnels



CRÈMES
de massage



GANTS
de toilette



PROTECTIONS
pour l'incontinence



DRAPS
d'examen



GANTS
d'examen

Ces produits sont des dispositifs médicaux de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
Lire attentivement les instructions figurant sur la notice et/ou l'étiquetage. Demandez conseil auprès d'un professionnel de santé.



1| Doigtiers et gants non stériles

◆ COMED

Pour une bonne protection et une hygiène médicale rigoureuse.

Gants en polyéthylène. Non stériles. Taille unique.

- Le sachet de 100.

Gants multi usages, ambidextres.

● Réf: COM4940005

1,50 €

Doigtiers 2 doigts.

● Réf: COM4940002

1,40 €



2| Gants d'examen nitrile non poudrés noirs



Idéals pour esthéticiennes, tatoueurs, domaines médicaux, manipulation des aliments.

Ambidextres, lisses, bords roulés.

Bouts des doigts micro-texturés pour une meilleure préhension.

Biodégradables.

Sans poussière, sans latex, hypoallergéniques.

- La boîte de 100.

Taille S. Longueur : 240 mm. Largeur (+/-10) : 80 mm.

● Réf: CADGN18S

5,06 €

Taille M. Longueur : 240 mm. Largeur (+/-10) : 95 mm.

● Réf: CADGN18M

5,06 €

Taille L. Longueur : 240 mm. Largeur (+/-10) : 110 mm.

● Réf: CADGN18L

5,06 €

Taille XL. Longueur : 240 mm. Largeur (+/-10) : 120 mm.

● Réf: CADGN18XL

5,06 €



3| Gants de chirurgie néoprène Gammex®

Revêtement interne à base d'ionomère d'uréthane pour un gantage facile et un meilleur confort.

Stériles en néoprène, non poudrés.

- Exempts de protéines de latex, de caoutchouc naturel ou d'accélérateurs chimiques.
- Résistance à la déchirure et aux produits chimiques.
- Excellente résistance à la perforation.
- Tailles : 5,5 à 8,5.
- La boîte de 50 paires.

Taille 5,5.

Réf: KEL3400060+REF **189,90 €**



KELIS
MEDICAL

4| Lunettes de protection

◆ COMED

Design léger, excellente couverture et un grand champ de vision. Modèle innovant pour assurer le confort et la sécurité.

Compatibles avec lunettes de vue.

- En polycarbonate.

● Réf: COM3296000

1,90 €



5| Lubrifiant Silikon Spray

◆ COMED

Protection de la peau, lubrification des instruments, prévention des incrustations.

Bombe aérosol lubrifiante, anti-adhérence de 500 ml.

- Sous pression d'huile de silicone.
- Non stérile.

● Réf: COM6720000

8,90 €



6| Gel lubrifiant stérile Neojelly

Asept InMed®
A MEDIGLOBE COMPANY

Facile à appliquer et à rincer. Sans parfum, compatible avec les produits en latex.

Formulé pour limiter les risques d'allergies. Sans colorant.

La boîte de 150 sachets de 5 g.

Réf: ASE40540001

41,90 €

La boîte de 12 tubes de 42 g.

Réf: ASE40540007

39,90 €

La boîte de 12 tubes de 82 g.

Réf: ASE40540004

42,90 €



7| Gel lubrifiant stérile KY

Asept InMed®
A MEDIGLOBE COMPANY

Lubrifiant pour divers examens médicaux, compatible avec les muqueuses et les instruments comme les sondes, les spéculums, les endoscopes...

Non gras, hydrophile, bactériostatique. Transparent, hydrosoluble, non irritant.

- Agents stérilisants et conservateurs.

Le tube de 82 g.

● Réf: ASE250355 **8,00 €**

La boîte de 48 tubes de 5 g.

● Réf: ASE250356 **155,30 €**





Gants d'examen Friimov

Les conseils de Laure votre Technicien de santé

Notre **large sélection de gants d'examen jetables** permet de répondre aux multiples besoins des professionnels de santé, des soignants, aidants mais également aux professionnels dont l'activité nécessite une protection. Nos gants satisfont les 4 parties de la **norme EN 455** des gants d'examen.



Non stériles. Ambidextres.

La boîte de 100.

Niveau qualitatif : AQL 1,5.

Certification : ISO 9001 - ISO 13485.

Dispositif médical. DM - 93/42/CEE
EN 455 1/2/3/4.

Gants d'examen latex.

- Sensibilité tactile, finesse au toucher, précision des gestes.
- Contiennent du latex naturel.
- Ne doivent pas être utilisés en cas d'allergie ou de risque d'allergie au latex.

A) Taille : S. Latex poudrés.

Réf: FRIGLATPS

Taille M. Latex poudrés.

Réf: FRIGLATPM

Taille L. Latex poudrés.

Réf: FRIGLATPL

B) Taille S. Latex non poudrés.

Réf: FRIGLATPFS

Taille M. Latex non poudrés.

Réf: FRIGLATPFM

Taille L. Latex non poudrés.

Réf: FRIGLATPFL

Gants d'examen vinyle non poudrés.

- Excellente barrière de protection, robustesse et élasticité.
- Ne contiennent pas de latex.

C) Taille S. Non poudrés.

Réf: FRIGVINPFS

Taille M. Non poudrés.

Réf: FRIGVINPFM

Taille L. Non poudrés.

Réf: FRIGVINPFL

Gants d'examen nitrile non poudrés.

- Souples, résistants, confortables.
- Ne contiennent pas de latex.

D) Taille S. Non poudrés.

Réf: FRIGNITPFS

Taille M. Non poudrés.

Réf: FRIGNITPFM

Taille L. Non poudrés.

Réf: FRIGNITPFL





1 Masque de protection respiratoire à usage unique FFP2

FFP2 sans valve respiratoire, à usage unique.

Filtrant anti-virus, anti allergènes, anti pollution, contre les poussières telles que béton, ciment plâtre ...

Durée de port préconisée : 8 heures.

- Fixation par deux élastiques sans latex.
- Barette nasale souple.
- 2 couches de polypropylène non tissé.
- 2 couches de tissu meltblown.
- 1 couche d'isolation thermique.
- Dim. : 14,5 x 12,5 x 12 cm.

La boîte de 25.

● Réf: BIEBMMFP2

9,90 €



4 Tablier de protection non stérile à usage unique

Pratique et facile à enfiler.

Imperméable pour assurer une bonne protection.

- Composition : polyéthylène blanc imperméable.
- Épaisseur : 25 microns.
- Largeur : 75 cm (± 2 cm).
- Hauteur : 120 cm (± 2 cm).
- Coloris : bleu.

Le sachet de 100.

● Réf: BIEBMTB100T

9,90 €



2 Masque chirurgical type IIR coloris noir

Avec élastiques auriculaires, haute filtration, usage unique.

Norme EN 14683 type IIR avec élastiques auriculaires, haute filtration à usage unique.

- Dispositif médical à stocker dans son emballage d'origine, à l'abri de l'humidité et de la lumière.
- Temps de port conseillé : 4 heures.
- 3 plis.
- Coloris : noir.
- Dim. : longueur : 175 mm ± 5 mm, largeur : 95 mm ± 5 mm.

La boîte de 50.

● Réf: BIEBMMT02N

3,90 €



NOUVEAU

3 Masque chirurgical type IIR coloris rose

Avec élastiques auriculaires, haute filtration, usage unique.

Norme EN 14683 type IIR avec élastiques auriculaires, haute filtration à usage unique.

- Dispositif médical à stocker dans son emballage d'origine, à l'abri de l'humidité et de la lumière.
- Temps de port conseillé : 4 heures.
- 3 plis.
- Dim. : longueur : 175 mm ± 5 mm, largeur : 95 mm ± 5 mm.
- Coloris : rose.

La boîte de 50 masques.

● Réf: BIEBMA2RP

3,90 €



5 Blouse visiteur à usage unique

Pour le personnel et les visiteurs en milieu médical.

Liens à l'encolure et à la taille.

Elastique aux poignets.

Hypoallergénique.

Polypropylène non-tissé, sans latex.

- Longueur : 115 cm (± 2 cm).
- Largeur : 136 cm (± 2 cm).
- Manches : longueur : 60 cm (± 2 cm).
- Grammage : 25 g/m² (± 2 g/m²).
- Coloris : vert.

Le sachet de 10.

● Réf: BIEBMBV01G

6,90 €



8 Charlotte de protection à clip

Facile à utiliser.

Excellente protection de la tête et des cheveux.

Clip extensible recouvrant intégralement la chevelure.

- Non-tissé : matière déperlante.
- Bords élastiques et clips.
- Élastique sans latex.
- Polypropylène non-tissé (matière déperlante).
- Dim. : 50 x 52 mm.
- Coloris : blanc.

● Réf: BIEBMCPO1

5,90 €





1| Alcool à 70° vol. (1) Pour la désinfection de la peau saine.



- A) 125 ml. (Présenté.)
Réf: GIL612867
2,20 €
- B) 250 ml. (Présenté.)
Réf: GIL612731
2,40 €
- C) 500 ml. (Présenté.)
Réf: GIL612869
3,20 €
- D) 1 litre.
Réf: GIL612004
5,20 €
- E) 5 litres.
Réf: GIL612005
23,70 €
- F) 10 litres.
Réf: GIL612006
44,90 €



2| Alcool à 70° vol. (1) Pour la désinfection de la peau saine.



S.I.C.O.



- A) Aérosol de 50 ml.
Réf: SICA12831
4,90 €
- B) Flaçon de 1 litre.
Réf: SICA13831
7,90 €
- C) Bidon de 2 litres. (Non présenté.)
Réf: SICA13832
13,90 €



3| Eau oxygénée 10 vol. Hygiène de la peau.



- Le flaçon de 250 ml.
Réf: GIL612733
3,00 €



4| Spray cutané Hygiène de la peau saine.



S.I.C.O.



- Ne pique pas.
Sans gaz propulseur.
- Contient du digluconate de chlorhexidine.
- Spray de 75 ml.
Réf: SICA06078
6,90 €



5| Eosine (4) Solution cutanée asséchante.



- Pratique et hygiénique.
- Aqueuse 2 % stérile.
La boîte de 10 unidoses de 2 ml.
Réf: GIL612732
2,90 €



6| Chlorhexidine aqueuse à 0,5 % (1) Solution désinfectante.

à 0,5 % (1)

Action rapide, ne pique pas.

Septimyl



- A) Unidoses stériles de 5 ml. L'étui de 10 unidoses.
Réf: GIL612715
4,10 €
- B) Le pulvérisateur de 100 ml.
Réf: GIL621714
4,90 €



7| Chlorhexidine alcoolique incolore 2 % (1) Pour la désinfection de la peau saine.



- Désinfection des robinets, des embouts de flacons et bouchons obturateurs avant manipulation.
- Le flaçon de 125 ml. (Présenté.)
Réf: GIL613719
5,20 €
- Le flaçon de 250 ml.
Réf: GIL613720
7,50 €
- Le flaçon de 500 ml.
Réf: GIL613744
11,90 €





1| Comresse gaze hydrophile non stérile SylaFil



Permet un nettoyage des plaies en douceur.

Conforme à la norme : NF EN ISO 15223 1 : 2017.

- 17 fils, 8 plis.
- 100 % coton.
- Existe en différentes tailles.

5 x 5 cm. Le sachet de 100.

● Réf: SYL101

1,60 €

10 x 10 cm. Le sachet de 100.

● Réf: SYL107

5,20 €



2| Comresse non stérile SylaSoft



Pour le nettoyage et le recouvrement des plaies.

A usage unique.

Non tissée 30 g/m².

Composition : viscosse et polyester, absence de latex, absence de produits d'origine animale, absence de phtalates.

- Conforme à la norme : NF EN ISO 15223-1 : 2017.

5 x 5 cm. Le sachet de 100.

● Réf: SYL211

0,70 €

7,5 x 7,5 cm. Le sachet de 100.

● Réf: SYL213

1,00 €



3| Boules de coton



Pour l'application de désinfectants et de lotions antiseptiques.

Soins d'hygiène, de nettoyage et de compression.

- 100 % coton hydrophile de qualité chirurgicale.
- Absence de latex, absence de produits d'origine animale, absence de phtalates.
- Conforme à la norme : NF EN ISO 15223-1 : 2017.

Le sachet de 700.

● Réf: SYL303

6,50 €



4| Dérouleur tampons ouate de cellulose



Pour distribuer les tampons ouate.

En plastique pour rouleau de 500 tampons de ouate.

A) Le dérouleur.

● Réf: COM1720010

31,00 €

B) Le rouleau de 500 tampons ouate prédécoupés.

● Réf: COM1720000

9,90 €



5| Rondelle oculaire



Pour les soins ophtalmologiques.

Nappe de coton hydrophile maintenue entre 2 voiles en gaze hydrophile de coton 17 fils. Bords soudés.

- Dim. : 7 x 5,3 cm (forme ovale).
- La boîte de 10 compresses emballées sous sachet pelable et individuel.
- Stérile.
- DM Classe Is.

Réf: LOH98086

2,51 €



6| Comresse Metalline® trachéotomie



Pour trachéotomie pour soigner les plaies et envelopper les canules trachéales.

Ouverture centrale avec fente d'accès pour canule trachéale. Réduction du risque d'adhérence grâce à la surface aluminisée lisse.

- Sous sachet pelable individuel et stérile.
- La boîte de 50.

8 x 9 cm, ouverture de 12 à 19 mm pour charrière 31-50.

Réf: LOH23094

42,90 €





1| Rasoir jetable **COMED**



Performant, économique et facile d'utilisation.

Rasoir à usage unique.
Non stérile.

- La boîte de 100 pièces.

Rasoirs 1 lame.
(Présenté.)

- Réf: COM2912501

17,90 €

Rasoirs 2 lames.

- Réf: COM2912502

18,80 €

Rasoirs Wilkinson 1 lame.

- Réf: COM2912001

49,00 €

2| Spéculum auriculaire **COMED** à usage unique



Pour otoscopes à lumière conventionnelle.

- La boîte de 250 pièces.

Gris. Diamètre : 2,5 mm.

- Réf: COM2470025A

Gris. Diamètre : 4 mm.

- Réf: COM2470040A

Noir. Diamètre : 2,5 mm.

Réf: COM2470025ACN

Noir. Diamètre : 4 mm.

Réf: COM2470040ACN

6,00 € (l'unité)

3| Bâtonnets écouvillons **COMED**



Brosse de nettoyage ou récolte d'échantillons bactériologiques sur milieu de conservation.

Longueur : 15 cm.

A) Tige en bois. Embout coton de 15 mm.
Le sachet de 100 pièces.

- Réf: COM2510800

1,10 €

B) Tige en plastique. Embout coton de 30 mm.
Le sachet de 50 pièces.

- Réf: COM2510810

3,00 €

4| Gobelets non stériles **COMED** à usage unique



Flacons à prélèvement gradués.

Couvercle étanche attaché en polypropylène.

- Capacité : 130 ml.
- Gradué par 20 ml.

Le sachet de 500 pièces.

- Réf: COM1643451

119,90 €

5| Tampon alcoolisé **COMED**



Imprégné d'alcool à 70° pour préparer la peau avant injection.

Emballage individuel, non stérile.

- Dim. sachet : 50 x 50 mm.
- La boîte de 100 sachets.

- Réf: COM1731000

2,60 €

6| Abaisse-langue **COMED**



Outil emblématique pour les examens médicaux du médecin généraliste, du pédiatre et de l'ORL.

Permet d'appuyer délicatement sur la langue du patient et de dégager la vue de la cavité buccale et du pharynx.

- En bois, texture lisse.

Adulte. La boîte de 100 pièces.

- Réf: COM2510500

2,90 €

Enfant. La boîte de 250 pièces.

- Réf: COM2510600

4,90 €

7| Spatule d'Ayres **COMED**



Facilite les prélèvements au niveau de la jonction exocol-endocol.

Spatules gynécologiques, non stériles, de type d'Ayres en bois.

- Une extrémité standard pour les prélèvements au niveau de l'exocol et une extrémité allongée pour mieux pénétrer dans le canal endocervical.

- La boîte de 200.

- Réf: COM2510700

6,00 €

8| Bâtonnets citronnés **COMED**



Pour l'hydratation et la lubrification de la bouche, des gencives et des lèvres.

Bâtonnets ouatés imprégnés d'une solution citronnée.

Favorisent l'activation des papilles, des glandes salivaires.

- Le sachet de 3 bâtonnets.

Longueur : 15 cm.

- Existe en 10 cm.

- Réf: COM2512015

0,45 €



1 | **Sets de soins**
N° 1 et N° 94

RAFFIN
care for you since 1914

Instrumentations plastiques, économiques, faciles d'utilisation et faciles à transporter.
Usages uniques, stériles.

A) Set de soins N° 1. 5 tampons de gaze 20 fils, diam. 3 cm. 1 pince anatomique bleue, en plastique, double denture, bouts fins, 12,5 cm. 1 blister, 4 alvéoles 15 x 20 cm.

● Réf: RAF400501
0,85 €

B) Set de soins N° 94. 5 tampons en non tissé 3 cm. 1 pince anatomique verte, en plastique. 1 pince anatomique bleue, en plastique. 1 blister, 2 compartiments.

● Réf: RAF400653
0,70 €

2 | **Set de pansement**
N° 34

RAFFIN
care for you since 1914

Convient parfaitement pour le milieu hospitalier ou libéral. Il est idéal pour les services d'urgence et post opératoires.
Usage unique, stérile.

- 5 tampons en non tissé, diam. 3 cm, 30 g.
- 1 pince anatomique, en plastique, 12,5 cm double denture.
- 1 champ 32 x 48 cm en cellulose/PE.
- 1 blister, 4 alvéoles, 15 x 20 cm.

● Réf: RAF400624
0,95 €

3 | **Set de pansement**
N° 92

RAFFIN
care for you since 1914

Idéal pour la petite chirurgie ou les soins particuliers.
Usage unique, stérile.

- 1 champ de soin 30 x 48 cm.
- 5 compresses, en non tissé 7,5 x 7,5 cm, 4 plis, 30 g.
- 1 pince anatomique en plastique verte, double denture, 12,5 cm.
- 1 pince anatomique en plastique bleue, double denture, 12,5 cm.
- 5 tampons non tissé 30 g.
- 1 blister, 3 compartiments, 13 x 20 cm.

● Réf: RAF400651
0,95 €

4 | **Set de pansement**
N° 22

RAFFIN
care for you since 1914

Parfait pour des soins à domicile. Permet notamment de stopper l'écoulement d'une solution ou de tenir des compresses.
Usage unique, stérile.

- 5 compresses, en non tissé 7,5 x 7,5 cm, 4 plis, 30 g.
- 1 champ 32 x 48 cm, en cellulose/PE.
- 1 pince kocher en plastique, 14,5 cm.
- 1 pince anatomique en plastique 12,5 cm, bouts fins. 1 blister, 4 alvéoles, 15 x 20 cm.

● Réf: RAF400610
0,95 €

5 | **Set de pansement**
N° 93

RAFFIN
care for you since 1914

Parfait pour des soins à domicile. Permet notamment de stopper l'écoulement d'une solution ou de tenir des compresses.
Usage unique, stérile.

- 5 compresses, en non tissé 7,5 x 7,5 cm 4 plis, 30 g.
- 5 tampons, en non tissé, 30 g.
- 1 champ de soin, 30 x 48 cm.
- 1 pince anatomique en plastique verte, double denture, 12,5 cm.
- 1 pince kocher, en plastique bleue, 14,5 cm.
- 1 blister, 3 compartiments, 13 x 20 cm.

● Réf: RAF400652
1,15 €

6 | **Set de suture**
N° 1

RAFFIN
care for you since 1914

Pour les sutures non complexes suite à de légers traumatismes. Idéal pour les services d'urgence et post opératoires.
Usage unique, stérile.

- 1 champ 32 x 48 cm en cellulose/PE.
- 5 compresses, en non tissé 7,5 x 7,5 cm, 4 plis, 30 g.
- 1 pince adson en inox 12 cm à griffes.
- 1 paire de ciseaux pointus en inox avec boucles en plastique 12 cm.
- 1 pince porte-aiguille en inox 14 cm.
- 1 blister, 4 alvéoles 15 x 20 cm.

● Réf: RAF360111
4,40 €

7 | **Set de suture**
N° 3

RAFFIN
care for you since 1914

Pour les sutures non complexes suite à de légers traumatismes. Idéal pour les services d'urgence et post opératoires.
Usage unique, stérile.

- 5 compresses en non tissé 7,5 x 7,5 cm, 4 plis, 30 g.
- 1 champ 45 x 45 cm, troué adhésif, 5 x 6,5 cm centré, en non tissé/PE.
- 1 champ 32 x 48 cm, en cellulose/PE
- 1 pince adson, en inox, 12 cm, à griffes.
- 1 paire de ciseaux pointus, en inox, 12 cm.
- 1 pince porte-aiguille, en inox, 14 cm.
- 1 blister, 4 alvéoles, 15 x 20 cm.

● Réf: RAF400827
4,90 €

8 | **Set de sondage urinaire**
N° 12

RAFFIN
care for you since 1914

Pour pratiquer une toilette hygiénique, une toilette antiseptique, un sondage...
Usage unique, stérile.

- 10 compresses non tissé 7,5 x 7,5 cm, 4 plis, 30 g.
- 1 champ NT/PE 75 x 90 cm, troué 8 cm au 1/3 + fendu.
- 1 seringue 3 pièces 20 ml, Luer excentré.
- 1 aiguille rose 18 G 40 mm.
- 1 ampoule d'eau distillée 20 ml.
- 1 gel lubrifiant en sachet de 5 g stérile.
- 1 pince plastique bleue kocher, 14,5 cm.
- 1 bandelette double 15 x 1,25 cm.
- 1 blister 15,5 x 19,5 cm, 1 alvéole.

● Réf: RAF405103
5,50 €



1 Sets de soins MediSet® pansement plaies chroniques



Pour les plaies chroniques.

A) MediSet® pansement standard, pour le nettoyage et le recouvrement des plaies chroniques avec peau péri-lésionnelle saine à domicile. La boîte de 5.

Réf: HAR478549

11,80 €

B) MediSet® pansement déterSION, pour le nettoyage et la réfection de pansement pour plaies chroniques avec peau péri-lésionnelle saine et pour la déterSION mécanique. La boîte de 5.

Réf: HAR478550

11,80 €

C) MediSet® pansement méchage, pour le nettoyage, méchage et la réfection des pansements pour plaies chroniques cavitaires. La boîte de 5.

Réf: HAR479142

11,80 €



4 Sets de soins MediSet® Perfusion pose



Ensemble d'accessoires stériles à usage unique nécessaire lors de la pose d'une perfusion à domicile.

Soins effectués conformément à la prescription dans le respect des règles d'hygiène, d'asepsie et de bonnes pratiques.

A) MediSet® Perfusion pose voie veineuse périphérique avec perfuseur 3 voies.

Réf: HAR478914

15,90 €

B) MediSet® Perfusion pose sur voie veineuse périphérique « veines fragiles » ou sur voie sous cutanée avec perfuseur 3 voies. (Présenté.)

Réf: HAR478922

15,90 €

C) MediSet® Perfusion pose sur chambre implantable ou cathéter central avec aiguille de Huber sécurisée.

Réf: HAR478911

16,90 €



2 Set de sondage vesical CareSet®

CareSet®



Permet la vidange de la vessie par le patient lui-même ou par un tiers.

A usage unique.

- Contient :
 - 1 champ 75 x 90 cm, en 9 x 12 cm, adhésif.
 - 1 champ 75 x 90 cm.
 - 1 pince Kocher plastique 14 cm.
 - 1 ampoule eau 20 ml.
 - 1 gel lubrifiant 5 g.
 - 5 compresses 7,5 x 7,5 cm.
 - 1 seringue 20 ml, L/S.
 - 1 étiquette de traçabilité.
 - 1 blister rigide 15 x 20 cm.

Réf: MEDKER70700

5,40 €



3 Set d'ablation de fils Essential avec ciseaux CareSet®

CareSet®



Permet une ablation simple, ainsi qu'une précision et un confort supérieurs pour les utilisateurs finaux.

A usage unique, pour l'ablation de tous les types de points de suture.

- Contient :
 - 5 compresses boules non-tissées, taille moyenne.
 - 1 pince Adson à griffes en métal 13 cm.
 - 1 paire de ciseaux pointus 12 cm.
 - 1 blister rigide moyen 3 compartiments.

Réf: MEDKER70020

3,90 €



5 Sets de soins MediSet® Perfusion branchement



Ensemble d'accessoires stériles à usage unique nécessaire lors du branchement d'une perfusion à domicile sur toutes les voies d'abord.

A) MediSet® Perfusion branchement toutes voies d'abord. Contient l'ampoule de NaCl. Ne contient pas le perfuseur, ni le diffuseur.

Réf: HAR478912

10,80 €

B) MediSet® Perfusion branchement toutes voies d'abord avec perfuseur 1 voie. Contient le perfuseur 1 voie.

Réf: HAR478921

10,80 €





1 Pansement enfant Delicate



Spécialement conçu pour les peaux délicates des enfants.

Hypoallergénique avec antiseptique (chlorhexidine digluconate).

Sans résidus après retrait.

- Motifs : rose pour fille et bleu pour garçon.
- Dim. : 19 x 75 mm.
- La boîte de 24 pièces.

Delicate Girl pour fille.

● Réf: ART02024091000000

3,50 €

Delicate Boy pour garçon.

● Réf: ART02024090000000

3,50 €

2 Pansement adhésif stérile avec compresse Sylaplaie



Permet la protection et recouvrement des plaies superficielles (écorchures, coupures), des plaies suturées peu exsudatives et des plaies post-opératoires.

Adhésif des 4 côtés : protection optimale de la plaie.

Non tissé en polyester.

N'adhère pas à la plaie.

5 cm x 7,2 cm. La boîte de 50. (Présenté).

● Réf: SYL870 **3,50 €**

10 x 15 cm. La boîte de 50.

● Réf: SYL872 **9,90 €**

10 x 8 cm. La boîte de 50.

● Réf: SYL871 **5,90 €**



3 Pansement adhésif Leukoplast® soft white



Haute tolérance cutanée. Doux et extensible.

Perméable à l'air et à la vapeur d'eau.

Réduction du risque de macération.

- Non tissé, absorbant, neutre et non adhérent à la plaie.
- Retrait aisé et indolore.
- Sans latex et sans phtalates.

4 cm x 5 m. Le rouleau.

● Réf: BSN7645000 **13,90 €**

6 cm x 5 m. La Boîte de 10.

● Réf: BSN7645001 **14,10 €**

4 Pansement Leukomed® T Plus



Permet les activités aquatiques et la toilette quotidienne.

Réduit le risque de contamination.

Perméable à l'air et à la vapeur d'eau.

Laisse la peau respirer et réduit le risque de macération.

- Haute tolérance cutanée même sur les peaux sensibles.
- Emballage individuel.
- Dim. : 5 x 7,2 cm.

La boîte de 50.

● Réf: BSN7238200 **29,90 €**

5 Pansement Coverplast® doigt bleu détectable rayons X



Aisément détectable en cas de perte pour les personnels travaillant dans la restauration et l'industrie agroalimentaire.

- Particulièrement recommandé lorsque la détection d'un pansement perdu s'impose, notamment dans les secteurs alimentaire et agroalimentaire.
- 3 modes de détection :
- aux rayons X grâce aux filaments de tungstène ;
- par les détecteurs de métaux grâce à la présence d'aluminium ;
- visuellement grâce au coloris bleu.

5 x 4,4 cm. La boîte de 50.

● Réf: BSN7645305 **2,90 €**

6 Pansement 3M™ Tegaderm™ + Pad



Pour couvrir les plaies telles que les coupures, les écorchures, les brûlures, les abrasions et les incisions chirurgicales.

Indications : plaies moyennement exsudatives post-opératoire.

- Stérile, transparent et absorbant.
- Très souple et très confortable.
- Imperméable* à l'eau et aux bactéries.
- Pose aisée, compresse non adhérente : retrait sans douleur.
- Existe en 7 tailles.

5 x 7 cm. La boîte de 50.

● Réf: 3M3582 (à partir de) **47,90 €**

7 Pansement 3M™ Medipore™ + Pad (4)



Pour les plaies post-opératoires moyennement exsudatives.

Hypoallergénique, stérile, extensible, confortable.

- Bords arrondis.
- Compresse absorbante, non adhérente à la plaie pour un retrait indolore.
- 7 tailles disponibles.

6 x 10 cm. La boîte de 50.

● Réf: 3M3564E **54,90 €**

10 x 10 cm. La boîte de 25.

● Réf: 3M3566E **41,90 €**

10 x 15 cm. La boîte de 25.

● Réf: 3M3569E **51,90 €**

8 Pansement hémostatique Emo Soffix



Permet d'arrêter le saignement de façon rapide et facile.

Patch cellulose super-absorbant recouvert d'un film micropore n'adhérant pas à la plaie. Retrait indolore.

- En tissu non-tissé.
- Adhésif sur les 4 côtés.
- Dim. : 38 x 38 mm.

La boîte de 1 000 pièces.

● Réf: ART02022595000000

55,60 €



1 | **Pansement**
Soffix Stretch

Spécial articulations (peaux sensibles).
Bande adhésive adaptée pour la fixation des pansements sur les articulations.
Non tissé extensible, facilement découppable.
Respirant et délicat, haute tolérance cutanée, perméable à l'oxygène et aux échanges gazeux.

10 cm x 10 m. La boîte de 10.
● Réf: ART02022679000100 **5,90 €**



2 | **Sparadrapp**
Soft Fix

Respirant et parfaitement toléré par la peau.
Bobine avec dévidoir.

Dim. : 2,5 cm x 9,14 m.
● Réf: ART02022800000000 **2,00 €**



3 | **Sparadrapp microporeux**
Sylapore

Pour toute fixation et maintien de pansements et de matériel médical à renouvellement fréquent sur peaux sensibles, allergiques ou dévitalisées.
Permet l'élimination des liquides d'exsudation de la plaie et de la transpiration en évitant la macération.

- Indolore au décollement
- Hypoallergénique
- Avec dévidoir, micro aéré.

9,14 x 2,5 cm avec dévidoir. L'unité.
● Réf: SYL6017146 **1,20 €**



4 | **Sparadrapp multi-extensible prédécoupé**
3M™ Micropore™

S'adapte aux reliefs anatomiques et aux mouvements.
Extensible, confortable.

- Prédécoupé tous les 5 cm, s'utilise sans ciseau pour une utilisation simple et rapide.
- Existe en 3 tailles de rouleau sous film plastique et 1 en boîte individuelle.

Le rouleau 9,14 m x 2,5 cm.
Réf: 3M2861 **5,90 €**
Le rouleau 9,14 m x 5 cm.
Réf: 3M2862 **6,90 €**
Micropore™ Liner (avec support papier). 5 tailles disponibles. Le rouleau de 5 m x 10 cm.
Réf: 3M29911 **4,90 €**



5 | **Sparadrapp repositionnable**
3M™ Micropore™ Silicone

Epouse parfaitement les aspérités de la peau et les reliefs anatomiques dès sa pose.
Retrait atraumatique et indolore.
Hypoallergénique.
Spécialement destiné aux peaux délicates et à risques.

- 5 tailles disponibles dont 3 conditionnées en vrac.

Le rouleau de 5 m x 2,5 cm.
Réf: 3M27701 **6,90 €**
Le rouleau de 5 m x 5 cm.
Réf: 3M27702 **12,90 €**



6 | **Sparadrapp**
Leukoplast S LF

Sécable à la main.
Agent antimicrobien sous forme d'oxyde métallique dans la bobine plastique.

- Formule sans latex et sans phtalates.
- Sparadrapp adhésif constitué d'un support en acétate de cellulose, rigide.
- Masse adhésive à l'oxyde de zinc.
- La boîte de 12.

Rouleau de 2 cm x 5 m.
● Réf: BSN7236001 **17,50 €**



7 | **Sparadrapp**
3M™ Micropore™

Excellente tolérance cutanée pour des changements fréquents de pansements.
En rouleau. Non tissé.

- 15 tailles disponibles.

Sans dévidoir. 9,14 m x 2,5 cm. La boîte de 12.
● Réf: 3M15301 **26,90 €**
Sans dévidoir. 9,14 m x 5 cm. La boîte de 6.
● Réf: 3M15302 **26,90 €**
Avec dévidoir. 9,14 m x 2,5 cm. La boîte de 12.
● Réf: 3M1535E1 **25,90 €**
Avec dévidoir. 9,14 m x 5 cm. La boîte de 6.
● Réf: 3M1535E2 **28,90 €**



8 | **Sparadrapp tissé hypoallergénique**
3M™ Durapore™

Tissé présentant une adhésivité forte et durable.
Inextensible à forte adhésivité. Indications : contention articulaire non élastique, fixation d'attelles, fixation de pansements et de dispositifs médicaux pesants.

- Existe en 4 tailles en présentation en rouleaux nus et 3 tailles en présentation avec flasque protectrice.

Les 6 rouleaux de 9,14 m x 5 cm.
Réf: 3M15382 **9,90 €**





1|

Bande extensible



Pour fixation de pansements sur une plaie ou pour un maintien des articulations et des masses musculaires.

Non stérile, à usage unique, 100 % polyester.
Absence de latex, de produits d'origine animale, de phtalates, de dérivés du sang humain, pas de substance médicamenteuse.

- Conforme à la norme NF EN ISO 15223-1 : 2017.

5 cm x 4 m. La boîte de 50.

● Réf: SYL701C **12,90 €**

10 cm x 4 m. L'unité.

● Réf: SYL703C **0,40 €**

15 cm x 4 m. La boîte 25.

● Réf: SYL704C **13,90 €**



2|

Bande de crêpe



Pour fixation de pansements sur une plaie ou pour un maintien des articulations et des masses musculaires.

100 % coton, non stérile.
2 fils de coton de couleur bleu en lisière.

Absence de latex, absence de substances d'origine animale, absence de phtalates.

- Conforme à la norme NF EN ISO 15223-1 : 2017.

7 cm x 4 m. L'unité.

● Réf: SYL602C

0,40 €



3|

Bande cohésive de contention et maintien

3M™ Coban™

Permet une compression sur-mesure grâce à son élasticité modulable.

Indications : en traumatologie bénigne et moyenne (entorses, tendinites) ; en phlébologie (traitement compressif).

Maintien de pansements, maintien d'attelles.

- Existe en 5 tailles.

La bande 5 cm x 4,5 m, longueur étirée.

Réf: 3MCO1582C

2,90 €



3M

4|

Filet tubulaire élastique



Alternative pratique et ergonomique des bandes.

Elastique, s'écarte pour une mise en place facile et rapide.

Son maillage maintient la compresse en place sans serrer et sans entraver les mouvements de la personne blessée.

Facilite les soins de changement de pansement.

- Existe en plusieurs modèles qui s'adaptent plus spécifiquement à des parties du corps : tête, mains, pieds, doigts...

Taille 2 . Le rouleau. Dim. : 20 mm x 25 m (poignet/cheville/pied). Le filet.

Réf: RAF020610

(à partir de) **4,90 €**



5|

Système de compression

3M™ Coban™2

Compression efficace et confortable en 2 temps.

Constitué de deux bandes à allongement court : une bande de confort et une bande de compression.

Indications : ulcères de jambe mixtes artéroveineux ou d'origine veineuse, œdèmes et troubles trophiques associés.

Système comprenant : 1 bande de confort 10 x 2,7 cm et 1 bande de compression à allongement court, cohésive 10 x 4,7 cm.

Réf: 3M2794E

47,90 €



3M

6|

Jersey tubulaire

3M

Pour la protection sous plâtres, résine ou d'attelles et bandages.

En maille de polyester hypoallergénique, il est hydrofuge et perméable afin de limiter les risques de macération. Extensible, il ne se déforme pas et épouse parfaitement les reliefs anatomiques.

- Existe en 7 tailles.

Le rouleau 7,6 cm x 22,8 m.

Réf: 3MMS03

65,90 €





1|

Suture cutanée adhésive Steri-Strip™

3M

Stérile, facile à mettre en place.

Suture en fibres de rayonne non tissé renforcées par fibres de polyester.

Adhésif en copolymère d'acrylate.

- Existe en 7 tailles.

Vert. 38 x 6 mm. La pochette de 6.

• Réf: 3M1542R

63,90 €

2| Fil de suture cutanée Filapeau®

Peters SURGICAL

Pour la suture des plans cutanés superficiels et des parois.

Non résorbable.

En monofil de polyamide.

Aiguille acier inoxydable.

- Existe en différentes longueurs et diamètres selon les montages aiguilles/fils.

Fil 90 cm.

Aiguilles courbures 6/0 3/8 - pointe T 12 mm.

La boîte de 12.

• Réf: PET87000B

(à partir de)

31,65 €



3| Fil de suture Dafilon® non résorbable

B|BRAUN SHARING EXPERTISE

Pour la fermeture des plaies superficielles.

Suture caractérisée par son histocompatibilité.

Indications : fermetures cutanées, microchirurgie, ophtalmologie, neurochirurgie.

- Longueur des fils : 45, 75 et 90 cm.

USP 11/0 (Déc. 0,1) à USP 5 (Déc. 7).

- Existe en boîte distributrice de 12 sachets et 36 sachets.

Dafilon® bleu 5/0, 75 cm. La boîte de 12.

(Non présenté).

Réf: BBRG0935123

(à partir de) **3,40 €**



4| Fil de suture soie Silk noire

Peters SURGICAL

Pour chirurgie générale, ORL, chirurgie dentaire, neurochirurgie et stomatologie.

Tresse de soie noire enduite de cire naturelle.

Non résorbable.

- Existe en différentes longueurs et diamètres selon les montages aiguilles/fils.

Fil 45 cm. Courbures aiguille 3/0 3/8 - longueur

pointe T 16 mm. La boîte de 12.

• Réf: PET25287BQ

(à partir de)

33,90 €



5| Fil de suture Silkam® soie noire non résorbable

B|BRAUN SHARING EXPERTISE

Tresse enduite en filaments noirs en soie naturelle.

Pour des applications où la pratique chirurgicale nécessite l'emploi de sutures non résorbables.

- Longueur des fils : 75 cm. USP 7/0

(Déc. 0,5) à USP 6 (Déc. 8).

- Existe en boîte distributrice 36 sachets. (Présenté.)

Le sachet.

Réf: BBRC076

3,60 €



6| Tresse résorbable Optime®

Peters SURGICAL

Pour la suture de tissus à temps de cicatrisation moyen nécessitant un fil résorbable.

Tresse résorbable entre 60 et 90 jours, en acide polyglycolique (PGA) enduite de polycaprolactone et de stéarate de calcium.

Résistance entre 20 et 35 jours.

- Existe en différentes longueurs et diamètres selon les montages aiguilles/fils.

Fil violet, 75 cm. Aiguilles courbures 2/3 3/8 -

longueur pointe T 24 mm. La boîte de 36.

• Réf: PET18S30J

(à partir de) **132,90 €**



7| Agrafeuse cutanée 3M™ Precise™

3M

Pose indolore, régulière, identique pour chaque agrafe.

Pour suturer toute plaie simple, récente, franche et après préparation traditionnelle de la peau.

Agrafes en acier inoxydable.

Agrafeuse de 5 agrafes.

Réf: 3MDSSW

16,90 €

Agrafeuse de 15 agrafes.

Réf: 3MDS15W

17,90 €



8| Tresse résorbable Optime® R

Peters SURGICAL

Pour toutes chirurgies et d'urgences (sous plâtres).

Tresse résorbable rapide en 42 jours, en acide polyglycolique (PGA).

Résistance entre 10 et 14 jours.

- Existe en différentes longueurs et diamètres selon les montages aiguilles/fils.

Fil 75 cm. Aiguilles courbures 5/0 3/8 - longueur

pointe lancéolées (KL), 14 mm. La boîte de 36.

• Réf: PET12S10C

(à partir de)

259,00 €





HYDROCELLULAIRE

Définition

Ce sont des pansements constitués de polymères absorbants (généralement de la mousse de polyuréthane). Ils existent sous forme de plaques adhésives ou non, de formes anatomiques et de formes adaptées au remplissage des plaies cavitaires.

Précautions d'emploi ⚠

Ne pas les disposer sur des plaies infectées.
Ne pas les disposer sur des plaies très exsudatives.

Avantages +

- Très confortables.
- Pas de macération, ni odeurs.
- Douche possible avec les hydrocellulaires adhésifs.
- Changement indolore : pas d'adhérence même si peu exsudative.
- Utilisation possible si peau péri-lésionnelle non saine.

1| Pansement hydrocellulaire Suprasorb® P



ER
People, Health, Care.™

Stérile, non adhésif, haute conformabilité, souple et doux.

Indications : plaies chroniques ou aiguës superficielles modérément exsudatives (ulcères, escarres...).

- Mousse de polyuréthane à pores fins et une interface micro-perforée au contact de la plaie. 5 tailles disponibles.
- Existe en version adhésif, 4 tailles disponibles et en adhésif Sacrum.

Non adhésif, 5 x 5 cm. La boîte de 10.

Réf: LOH82039

(à partir de)

9,84 €

2| Pansement hydrocellulaire HydroTac® Comfort



HARTMANN

Hydro-apaisants et adhésifs.

Indications : pour le soin des plaies durant la phase de granulation et la phase d'épithélialisation légèrement à modérément exsudative.

- Mousse absorbante en polyuréthane.
- Interface gel hydratante.
- Version adhésive imperméable permettant la douche.
- Maintient une hydratation équilibrée de la plaie.
- HydroTac® Comfort : existe en 11 tailles.
- HydroTac® Border Multisite : existe en 2 tailles.
- HydroTac® Sacral : existe en 2 tailles.

Adhésif, 6,5 x 10 cm. La boîte de 10.

Réf: HAR685811

(à partir de) **16,42 €**

3| Pansement irrigo-absorbant HydroClean®



HARTMANN

Détersion efface, absorbe, piège et régule les exsudats.

Indications : pour la détersion de toutes les plaies planes, sèches ou exsudatives, infectées ou non.

- Ne pas découper. Irrigue la plaie pour déterger efficacement.
- 7 tailles disponibles.
- La boîte de 10.


Diam : 4 cm.

Réf: HAR609662

(à partir de)

25,63 €

4| Pansement hydrocellulaire Biatain® Adhesive



Coloplast

En mousse de polyuréthane avec matrice alvéolaire absorbante et bords adhésifs hydrocolloïdes.

Indications : plaies aiguës ou chroniques.

- 5 tailles disponibles.
- Existe en formes anatomiques sacrum et talon.

A) Adhésif, 12,5 x 12,5 cm. La boîte de 10.

Réf: COL334201

(à partir de)

32,70 €

B) Biatain® Sacrum. Adhésif, 23 x 23 cm. La boîte de 5.

Réf: COL334850

(à partir de)

57,62 €

C) Biatain® Talon. Adhésif, 23 x 23 cm. La boîte de 5.

Réf: COL334871

(à partir de)

65,90 €



1|

Pansement hydrocellulaire Biatain® Silicone Non-Border



Version adhésive siliconée, en mousse de polyuréthane avec matrice alvéolaire absorbante et bords adhésifs siliconés.

Indications : plaies exsudatives aiguës ou chroniques.

- 9 tailles disponibles. Existe en version anatomique Sacrum (2 tailles), Talon et Multisite.

A) Adhésif, 7,5 x 7,5 cm. La boîte de 10.

Réf: COL334343

(à partir de)

14,02 €

B) Sacrum, 15 x 19 cm. La boîte de 5.

Réf: COL334040

36,78 €

C) Talon, 18 x 18 cm. La boîte de 5.

Réf: COL334060

45,72 €

2|

Pansement hydrocellulaire Biatain® Silicone Non-Border



Contrôle optimal de l'exsudat sous compression.

Doté de la technologie 3DFit qui assure une forte absorption et rétention de l'exsudat sous compression.

Indications : plaies aiguës (les sites donneurs de greffe, les plaies post-opératoires et les plaies traumatiques) et les plaies chroniques (ulcères de jambe, les escarres et les ulcères du pied diabétique non infectés).

- 5 tailles disponibles. La boîte de 10.

A) 7,5 x 7,5 cm.

Réf: COL390211

14,88 €

B) 12,5 x 12,5 cm.

Réf: COL390231

35,29 €

C) 10 x 20 cm.

Réf: COL390241

43,89 €

D) 17,5 x 17,5 cm.

Réf: COL390271

61,68 €

E) 21,5 x 21,5 cm.

Réf: COL390281

86,86 €



3|

Pansement hydrocellulaire adhésif RespoSorb® Silicone Border



Interface siliconée pour un retrait atraumatique et indolore (1), conforme (1) et permet la douche.

Indications : plaies modérément à fortement exsudatives, chroniques et aiguës.

Avec polymères super absorbants. Gestion efficace de l'exsudats (2).

- Film transparent semi-perméable, coussin absorbant.
- Existe en 5 tailles.
- La boîte de 10.

A) 10 x 10 cm.

Réf: HAR685140

(à partir de)

21,84 €

B) 2,5 x 12,5 cm.

Réf: HAR685150

(à partir de)

30,29 €

C) 17,5 x 17,5 cm.

Réf: HAR685160

(à partir de)

56,84 €

D) 15 x 25 cm.

Réf: HAR685170

(à partir de)

56,84 €

E) 20 x 25 cm.

Réf: HAR685180

(à partir de)

79,89 €





1| Pansement hydrocellulaire Cutimed® Siltec®



Absorbe l'exsudat liquide ou visqueux. Avec ou sans bords adhésifs en silicone.

Indications : plaies légèrement à moyennement exsudatives (ulcères des membres inférieurs, escarres, gangrènes chez des patients diabétiques, incisions chirurgicales, greffes de peau, lacérations ou abrasions).

- Plusieurs tailles disponibles.

A) Cutimed® Siltec B, 10x10 cm. La boîte de 10.

Réf: BSN7328418 **23,24 €**

B) Cutimed® Siltec Plus, 10x10 cm. La boîte de 10.

Réf: BSN7328811 **24,95 €**

2| Pansement régulateur d'humidité Cutimed® HydroControl



Innovant, s'adapte aux besoins de la plaie : apporte de l'humidité à la plaie sèche qui en manque et capte l'excès d'exsudat de la plaie légèrement exsudative.

Indications : plaies sèches à légèrement exsudatives (ulcère des membres inférieurs, escarre, plaie du pied diabétique, lacérations ou abrasions).

- 4 tailles disponibles.

Réf: BSN7323106

24,95 €

3| Pansement hydrocellulaire 3M™ Tegaderm™ Foam Adhésive



Version adhésive, haute performance stérile, en mousse de polyuréthane non adhésive absorbante.

Indications : plaies aiguës et plaies chroniques.

- Assure une absorption optimale et limite les risques de macération grâce à ses fibres superabsorbantes.
- 4 tailles disponibles.
- Existe en version non adhésive 3M™ Tegaderm™ Foam, 3 tailles disponibles.

10 x 11 cm. La boîte de 10.

Réf: 3M90611

(à partir de) **16,42 €**



4| Pansement hydrocellulaire Aquacel™ Foam



Issu de la technologie Hydrofiber®. Bordure siliconée favorisant un retrait atraumatique.

Indications : plaies aiguës et chroniques.

- 10 tailles disponibles en adhésif dont 3 formes anatomiques et 4 tailles en non-adhésif.
- Existe aussi en version mince Foam Lite, 5 tailles disponibles.

Adhésif. 12,5 x 12,5 cm. La boîte de 16.

Réf: CON420620

43,86 €

5| Pansements techniques hydrocellulaires spécial Collectivités

Utilisés par du personnel médical qualifié en EHPAD, hôpital, centre de soin....

A) Pansement hydrocellulaire HydroTac Comfort. Adhésif, 8 x 8 cm. La boîte de 10.

Réf: HAR6858103

16,42 €

B) Pansement hydrocellulaire à absorption moyenne Cosmopor® silicone. Adhésif. 10 x 8 cm. La boîte de 10.

Réf: HAR901107

15,69 €

C) Pansement hydrocellulaire Cutimed® Hydrocontrol, 7,5 x 7,5 cm. Existe aussi en 4,5 x 4,5 cm. La boîte de 10.

Réf: BSN7323101

15,90 €

D) Pansement hydrocellulaire superabsorbant Cutimed® Sorbion®, 10 x 10 cm. Existe aussi en 15 x 15 cm et 45 x 25 cm. La boîte de 10.

Réf: BSN7323206

29,90 €

E) Pansement hydrocellulaire Cutimed® Siltec®, 15x15 cm. La boîte de 10.

Réf: BSN7328813

47,46 €

F) Pansement hydrocellulaire Biatain® Silicone Multisite, 14 x 19,5 cm. Existe aussi en Sacrum et Talon. La boîte de 5.

Réf: COL334080

34,83 €



SPÉCIAL COLLECTIVITÉS

6| Pansement hydrocellulaire Allewyn™ Gentle Border



Adhésif avec gel siliconé.

Indications : soin des plaies en milieu humide. Recouvrement des escarres et des ulcères de jambe. Brûlure. Site donneur de greffe...

- 7 tailles.
- Existe en version anatomique Talon, Sacrum et Multisite pour les localisations complexes.
- Existe aussi en version extra-mince Lite en 9 tailles.

A) Adhésif, 8 x 8 cm. La boîte de 16.

Réf: SMI66800274 **21,06 €**

B) Adhésif, 12,5 x 12,5 cm. La boîte de 16.

Réf: SMI66800275 **43,86 €**

C) Multisite, 17,1 x 17,9 cm. La boîte de 10.

Réf: SMI66800959 **48,69 €**

7| Pansement hydrocellulaire Allewyn™ Life



Adhésif avec gel siliconé.

Indications : plaies exsudatives, tant chroniques qu'aiguës, notamment les plaies de pression. Noyau hydrocellulaire très absorbant. Pellicule extérieure imperméable à l'eau.

- 3 tailles.
- Existe aussi en version anatomique Talon (1 taille) et Sacrum (2 tailles).

A) Sacrum, 17,5 x 17,2 cm. La boîte de 10.

Réf: SMI66801306

51,48 €

B) Sacrum, 21,6 x 23 cm. La boîte de 10.

Réf: SMI66801307

79,30 €



1|

Pansement hydrocellulaire hydro-actif superabsorbant

Cutimed® Sorbion®



Meilleures absorption et rétention scientifiquement prouvées de façon indépendante*.

Hydro-actif : absorbe sans dessécher la plaie. Utilisable sous traitement compressif.

Indications : plaies moyennement à fortement exsudatives, fibrineuses ou non, telles que les ulcères des membres inférieurs, escarre, plaie tumorale...

- 8 tailles disponibles du S au XL.

10 x 10 cm. La boîte de 10.

Réf: BSN7323260

(à partir de)

23,42 €



* Tests réalisés par le laboratoire indépendant SMTL (rapport 28.04.2017) sur les pansements superabsorbants disponibles en novembre 2016 (source IMS) :

RespoSorb Super, RespoSorb Silicone, Mextra Superabsorbant, Vliwasorb, Vliwasorb Pro, Tegaderm Superabsorber, DryMax Extra.

La capacité d'absorption libre et la rétention ont été mesurées par la méthode SMTL TM-404 sur trois échantillons de chaque produit.

La capacité d'absorption sous compression (40 mmHg) a été mesurée par la méthode SMTL TM-414, sur trois échantillons de chaque produit.

2|

Pansement hydrocellulaire superabsorbant

Resposorb® Super



Structure superabsorbante en 4 couches de matériaux différents pour un drainage performant des plaies. Hautes capacités d'absorption et de rétention*.

Indications : plaies superficielles, très exsudatives, aiguës ou chroniques.

- 5 tailles disponibles.
- Existe en version avec interface siliconée, 5 tailles.

Non adhésif, 10 x 10 cm. La boîte de 10.

Réf: HAR685020

(à partir de)

23,42 €



* Notice RespoSorb(r) Super 070 562/4 (020620). Compliance to claim RespoSorb Super Octobre 2016

3|

Pansement hydrocellulaire superabsorbant

ConvaMax®



Absorption et rétention élevées, doux, souple et confortable.

Efficace sous compression.

Bande de maintien du sparadrap ou bande de compression pouvant être utilisées pour sécuriser la tenue de ce pansement non adhésif.

Indications : plaies modérément à très exsudatives, de type ulcères de jambe, escarres, ulcères du pied diabétique et plaies chirurgicales déhiscentes.

- 2 faces :
 - une face blanche qui doit être au contact de la peau ;
 - une face bleue, imperméable à l'eau, qui correspond à la couche extérieure.
- Système superabsorbant situé entre ces deux couches.
- 7 tailles disponibles.

Non adhésif. 10 x 10 cm. La boîte de 10.

Réf: CON422567

(à partir de)

23,42 €



le NOUVEAU

4|

Pansement hydrocellulaire superabsorbant

Vliwasorb® Pro



Stérile, non adhésif. Limite l'adhésion à la plaie grâce à son interface en polyéthylène, prévient le phénomène de macération.

Indications : plaies modérément à fortement exsudatives (ulcères de jambe, escarres, plaies post-opératoires en cours de cicatrisation secondaire, plaies de laparotomie, brûlures superficielles du second degré).

- 5 tailles disponibles.
- Existe en version adhésif, 3 tailles disponibles.

Non adhésif, 10 x 10 cm. La boîte de 10.

Réf: LOH34460

(à partir de)

23,42 €





HYDROCOLLOÏDE

Définition

Ce sont des pansements constitués de polymères absorbants, dont les propriétés sont liées à la présence de carboxyméthylcellulose (CMC). Ils existent sous forme de plaques adhésives, de poudres ou de pâtes.

Précautions d'emploi ⚠

Ne pas les disposer sur des plaies infectées, une brûlure au 3e degré, une mycose.

Avantages +

- Respect du cycle bactérien.
- Protection des contaminations bactériennes extérieures.
- Douche possible avec les hydrocellulaires adhésifs.
- Changement quasiment indolore.

1 | **Pansement hydrocolloïde Hydrocoll®**
HARTMANN

Stériles à usage unique. Forme un gel créant un milieu humide favorable à la cicatrisation.

Indications : plaies faiblement à modérément exsudatives.

- 5 tailles en forme carrée et 2 formes anatomiques, Concave et Sacral.

Auto-adhésif, 5 x 5 cm. La boîte de 10.
Réf: HAR900947 (à partir de) **6,95 €**

Concave. 15 x 13,5 cm. La boîte de 10.
Réf: HAR900946 **39,58 €**

Sacral. 18 x 18 cm. La boîte de 10.
Réf: HAR900945 **54,82 €**

2 | **Pansement hydrocolloïde Suprasorb® H**
ER People.Health.Care.™

Semi occlusif, stérile. Formation de gel lors de l'absorption des exsudats, qui favorise le maintien de la plaie en milieu humide.

Indications : Versions standard et sacrum : plaies chroniques ou aiguës superficielles faiblement à modérément exsudatives. Version Fin : plaies superficielles faiblement exsudatives (ulcères, escarres et pieds diabétiques).

Fin, 5 x 5 cm. La boîte de 10.
Réf: LOH140125 (à partir de) **6,95 €**

3 | **Pansement hydrocolloïde Hydrocoll® Thin**
HARTMANN

Formation d'un gel créant un milieu humide favorable à la cicatrisation. Absorbe les exsudats.

Indications : matrice extra-mince pour la protection des rougeurs et la phase d'épidermisation.

- 4 tailles disponibles en forme carrée.

Auto-adhésif, 5 x 5 cm. La boîte de 10.
Réf: HAR900953 (à partir de) **6,95 €**

4 | **Pansement hydrocolloïde DuoDerm® Extra-Mince**
convatec

Mince, flexible et polyvalent.

Indications : plaies sèches ou légèrement exsudatives nécessitant une protection en prévention ou en fin de cicatrisation.

- 7 tailles disponibles.

6 x 11 cm. La boîte de 10.
Réf: CON421645 (à partir de) **16,17 €**

5 | **Pansement hydrocolloïde Comfeel® Plus Transparent**
Coloplast

Ultra-fin, souple et élastique, imperméable aux liquides et aux bactéries.

Indications : pour les plaies aiguës (dermabrasions, brûlures du 1er et 2nd degré, sites donneurs de greffe, plaies post-opératoires) et plaies chroniques faiblement à modérément exsudatives (escarres, ulcères).

- 7 tailles disponibles.

5 x 25 cm. La boîte de 10.
Réf: COL335481 (à partir de) **29,98 €**

6 | **Pansement hydrocolloïde 3M™ Tegaderm™ Hydrocolloid Thin**
3M

Stérile, absorbant. Composé d'une masse hydrocolloïde adhésive, recouverte d'un film adhésif transparent semi-perméable.

Indications : plaies aiguës et plaies chroniques peu ou modérément exsudatives.

Carré-Mince, 10 x 10 cm. La boîte de 10.
Réf: 3M90022 **25,13 €**

Ovale-Mince, 10 x 12 cm. La boîte de 10.
Réf: 3M90021 **16,17 €**



7 Pansements techniques hydrocolloïdes spécial Collectivités

Utilisés par du personnel médical qualifié en EHPAD, hôpital, centre de soin....

- A) Pansement hydrocolloïde Hydrocoll® Thin. 10 x 10 cm. La boîte de 10.
Réf: HAR900942 **25,13 €**
- B) Pansement hydrocolloïde Comfeel® Plus Transparent. 10 x 10 cm. La boîte de 10.
Réf: COL335330 **25,08 €**
- C) Pansement hydrocolloïde Comfeel® Plus Transparent. 15 x 15 cm. La boîte de 10.
Réf: COL335391 **54,60 €**
- D) Pansement hydrocolloïde Comfeel® Plus Contour. 6 x 8 cm. La boîte de 5.
Réf: COL332800 **36,24 €**



HYDROGEL

Définition

Les hydrogels sont des gels contenant plus de 50 % d'eau. Ils sont principalement destinés à assurer l'humidification des plaies.

Ils existent sous forme de plaques, de compresses imprégnées et de gels.

1 Pansement hydrogel Hydrosorb® Gel



Délivre en permanence la quantité d'humidité nécessaire au ramollissement et à l'élimination des tissus nécrotiques en exposant.

Indications : pour la détersion des plaies chroniques sèches superficielles ou profondes (ulcères, escarres...).

• Seringue : 8 g ou 15 g.
Seringue de 8 g. La boîte de 5.
Réf: HAR900843

(à partir de)
17,94 €

3 Pansement hydrogel Suprasorb® G



People.Health.Care.™



Stérile avec une teneur importante en eau. Redistribue l'humidité à la plaie. Effet rafraîchissant qui soulage la douleur. Découpable.

Indications : plaies nécrotiques (version seringue). Gestion de la douleur nociceptive liée à la plaie, brûlures superficielles du second degré, dommages liés à la radiothérapie (version pansement).

Comresse gel 5 x 6,5 cm. La boîte de 5.
Réf: LOH34630 **20,51 €**

4 Pansement hydrogel en plaques HydroTac® transparent



Gel hydro-apaisant : hydrate en continu et apaise instantanément.

Indications : plaies peu exsudatives ou à tendance sèches. Particulièrement adaptés au recouvrement des brûlures superficielles et des radiodermites ainsi que des plaies sensibles en fin de cicatrisation.

• Version non adhésive pour peaux fragiles.
• Existe en 4 tailles.
Non adhésif, 5 x 7,5 cm. La boîte de 10.
Réf: HAR685905

25,63 €

6 Pansement hydrogel Duoderm® Hydrogel



Stérile. Constitué d'hydrocolloïdes dispersés dans un excipient clair et visqueux.

Indications : pour les plaies sèches, fibrineuses et nécrotiques telles que escarres et ulcères de jambe.

Le tube de 15 g. La boîte de 10.
Réf: CON187990

36,62 €

Précautions d'emploi ⚠

Nécrose des orteils artéritiques, fistules.
En cas de suspicion d'infection de la plaie, la poursuite du traitement nécessite un changement quotidien.
Ne pas associer à un pansement très absorbant.

Avantages +

- N'attaque pas la peau saine, évite la macération.
- Absorbe les exsudats et débride fibrinoleucocytaires de la plaie.
- Apporte de l'eau aux plaies non exsudatives.
- Permet la cicatrisation en milieu humide.

2 Pansement hydrogel Intrasite™



Gel à base aqueuse, transparent, neutre, stérile.

Indications : détersion des plaies nécrotiques et/ou fibrineuses, sèches, superficielles, ou profondes (escarres, ulcères de jambe, brûlures, plaies du pied diabétique...).

- Intrasite™ Applipak : applicateur uni-dose (boîte de 5 ou de 10).
- Intrasite™ Conformable : compresse imprégnée, idéale pour les plaies étendues et le méchage (boîte de 10).

Intrasite™ Gel Applipak™. Tube de 15 g avec applicateur. La boîte de 5.
Réf: SMI66000240

(à partir de)

25,63 €

Intrasite™ Conformable. La boîte de 10.

Réf: SMI66000325

36,62 €

5 Pansement hydrogel Purilon®



Combinaison unique de propriétés hydratantes et absorbantes, favorisant le débridement autolytique naturel et une cicatrisation en milieu humide.

Indications : plaies nécessitant un débridement efficace et doux des tissus nécrosés, ouvrant la voie vers une cicatrisation plus rapide.

- Constitué d'ingrédients naturels et sans additifs.

Tube de 15 g. La boîte de 5.

Réf: COL39002

(à partir de) **25,63 €**

7 Pansements techniques hydrogels spécial collectivités



Utilisés par du personnel médical qualifié en EHPAD, hôpital, centre de soin....

Pansement hydrogel HydroClean® advance mini.

10x10 cm. La boîte de 10

Réf: HAR6096090

21,97 €



SPECIAL COLLECTIVITES



ALGINATE DE CALCIUM

Définition

Ces pansements sont composés majoritairement (> 50 %) d'alginate, avec ou sans carboxyméthylcellulose (CMC).

Les alginate sont des polymères d'acides alginiques obtenus à partir d'algues, caractérisés par leurs capacités d'absorption et leurs propriétés hémostatiques.

Ils existent sous forme de compresses ou de mèches.

Précautions d'emploi ⚠

Ne pas associer à des solutions alcalines (incompatibilité physico-chimique).

Ne pas appliquer sur une nécrose peu exsudative à sèche.

Avantages +

- N'adhère pas à la plaie, permet de respecter le tissu nouvellement formé.
- Aérés permettent le drainage des exsudats.

1 Pansement alginate de calcium Suprasorb® A



Fibre d'alginate de calcium pur, grande capacité d'absorption des exsudats. Doux et souple pour une haute conformabilité.

Indications : plaies chroniques ou aiguës fortement exsudatives, superficielles ou profondes (ulcères, escarres, sites de prélèvement de greffons...).

- 3 tailles disponibles et 1 mèche.

10 x 10 cm. La boîte de 10.

Réf: LOH143086

24,22 €

2 Pansement alginate de calcium Biatain® Alginate



A



Gel cohésif au contact des exsudats.

Indications : plaies moyennement à fortement exsudatives et/ou cavitaires.

- 2 tailles disponibles et 1 mèche.

A) 10 x 10 cm. La boîte de 10.

Réf: COL37102

24,22 €

B) Mèche 44 x 3 cm. La boîte de 10.

Réf: COL37432

28,89 €

B



3 Pansements techniques alginate de calcium spécial Collectivités



Utilisés par du personnel médical qualifié en EHPAD, hôpital, centre de soin....

Pansement alginate de calcium Biatain®

Alginate. 15 x 15 cm.

Existe aussi en 10 x 10 cm.

La boîte de 10.

Réf: COL37152

52,63 €

4 Pansement alginate de calcium Algisite™ M



Stérile. Les fibres d'alginate forment un gel doux, favorisant la déterision et la cicatrisation.

Indications : plaies superficielles ou profondes, modérément à fortement exsudatives, à tendance hémorragique (escarres, ulcères de jambe, ulcères du pied diabétique, plaies post-opératoires, brûlures, plaies malignes...).

- 2 tailles disponibles.

10 x 10 cm. La boîte de 10.

Réf: SM166000520

24,22 €

5 Pansement alginate de calcium 3M™ Tegaderm™ Alginate



Pansement primaire absorbant sous forme de compresse stérile, composé de 100 % de fibres d'alginate non tissées.

Indications : plaies moyennement à fortement exsudatives au stade de déterision et bourgeonnement, les plaies infectées selon avis et suivi médical et les plaies hémorragiques.

- 2 tailles disponibles.

10 x 10 cm. La boîte de 10.

Réf: 3M90112

24,22 €

SPECIAL COLLECTIVITES



INTERFACE/GRAS

Définition

Les pansements interfaces sont constitués d'une trame enduite de polymères de différents types, tels que du gel de silicone.

Ils se distinguent des simples pansements vaselinés par une adhérence faible, qui ne s'accroît pas tout au long de l'utilisation au contact direct de la plaie (absence de migration de la substance imprégnée ou enduite), afin de limiter le traumatisme et la douleur induits par le retrait du pansement.

Précautions d'emploi ⚠

Appliquer en mono-couche.

Avantages +

- N'adhèrent pas à la plaie, permet de respecter le tissu nouvellement formé.
- Aérés permettent le drainage des exsudats.

1 | **Pansement interface/gras Jelonet™**

Stérile, sous forme de gaze à mailles larges, imprégné de vaseline.

Indications : brûlures et échaudures légères, lacérations, abrasions et autres plaies présentant une perte de substance cutanée, zones donneuses et receveuses de greffes, ulcères de jambe.

- 2 tailles disponibles.

10 x 10 cm. La boîte de 10.
Réf: SMI66320338
(à partir de) **14,38 €**

2 | **Pansement interface/gras Atrauman®**

Sans principe actif, stérile, à usage unique.

Indications : plaie superficielles aiguës (brûlures, plaies traumatiques) et chroniques (ulcères, escarres, pieds diabétiques) et de quelconque nature.

10 x 10 cm. La boîte de 10.
Réf: HAR499514
14,38 €

3 | **Pansement interface/gras Lomatuell® H**

Stérile. Composé d'une trame 100 % coton imprégnée de vaseline.

Indications : pour les sites donneurs de greffe, ulcères de jambe, escarres, brûlures, coupures et abrasions.

- 5 tailles disponibles.

10 x 10 cm. La boîte de 10.
Réf: LOH18295
14,38 €

4 | **Pansement tulle gras vaseline Sylatulle**

Favorise le drainage des exsudats, évitant tout risque de macération et favorisant le rétablissement rapide de l'aspect de la peau.

- Indications : pour le soin des brûlures et échaudures légères, lacérations, plaies superficielles en voie d'épidermisation, ulcères et autres plaies présentant une perte de substance cutanée.
- Maille de gaze hydrophile tissée 100 % coton à mailles serrées, imprégnée de vaseline blanche (Petrolatum album) paraffiné, empêchant l'adhérence à la plaie.

10 x 10 cm. La boîte de 10.
Réf: SYL5407456 **3,90 €**

5 | **Pansement interface/gras Cuticell® Classic**

100 % coton, à base de paraffine neutre, non allergisant, non-adhérent et apaisant. Maintien un environnement humide propice à la cicatrisation.

Indications : brûlures du 1er et 2e degré, dermabrasions, greffes et sites donneurs de greffes, ulcères de jambe, plaies chroniques.

- 3 tailles disponibles.

10 x 10 cm. La boîte de 10.
Réf: BSN7253809
14,38 €

6 | **Pansements techniques interfaces/gras spécial Collectivités**

Utilisés par du personnel médical qualifié en EHPAD, hôpital, centre de soin....

A) Pansement gras Grassolind®. 5 x 5 cm. La boîte de 50.
Réf: HAR499350 **14,90 €**

B) Pansement gras Grassolind®. 10 x 10 cm. La boîte de 50.
Réf: HAR499354 **20,90 €**

7 | **Solution de rinçage Prontosan®**

Nettoyage, rinçage, et hydratation des plaies cutanées aiguës.

Indications : plaies chroniques, infectées ou non, plaies aiguës, brûlures du 1er, 2e degré et 3e degré (uniquement Prontosan® Wound Gel et Prontosan® Wound Gel X).

- Prontosan® Solution, 350 ml et 1000 ml.
- Existe en Prontosan® Wound Gel 30 ml et Prontosan® Wound Gel X, 50 g et 250 g et Prontosan® Debridement Pad. (La boîte de 3 ou de 10).

Prontosan® Solution. La bouteille de 350 ml.
Réf: BBR400403 (à partir de) **11,90 €**

SPECIAL COLLECTIVITES

Tarifs valables du 01/04/2023 au 01/09/2023. Au delà de ces dates, consulter votre Technicien de santé.



HYDROFIBRE

Définition

Ces pansements sont composés majoritairement (> 50 %) de fibres non tissées de carboxyméthylcellulose (CMC) pure. Ces fibres se transforment au contact des exsudats en gel cohésif, caractérisé par sa capacité d'absorption. Les CMC existent sous forme de compresses ou de mèches.

Précautions d'emploi ⚠

Sur les plaies infectées : préférer les Alginate.
Nécessite un pansement secondaire pour maintenir un milieu humide.

Avantages +

- N'adhère pas à la plaie, se transforme en gel.
- Retrait indolore.

1 Pansement hydrofibre Aquacel™ Extra™



En fibre de CMC à haut pouvoir d'absorption issu de la technologie Hydrofiber®.

Indications : plaies très exsudatives, chroniques ou aiguës sans distinction de phase.

- 5 tailles disponibles.

Taille : 5 x 10 cm. La boîte de 10.

Réf: CON420825

(à partir de) **12,55 €**



2 Pansement hydrofibre Biatain Fiber



Absorbe et retient efficacement l'exsudat et les bactéries, réduisant ainsi leur accumulation.

Indications : plaies très exsudatives, fibrineuses, cavitaires et tunnelisées.

- 3 tailles disponibles et 1 mèche.

Taille : 12,5 x 12,5 cm. La boîte de 10.

Réf: COL335050

(à partir de) **36,75 €**



CHARBON

Définition

Les pansements au charbon actif sont constitués de différents supports auxquels a été ajouté du charbon actif, à visée d'absorption des molécules responsables des mauvaises odeurs des plaies. Ils existent sous forme de plaques et de compresses.

Précautions d'emploi ⚠

En cas de plaies peu exsudatives, appliquer sur la plaie un pansement gras.

Avantages +

- Le charbon est un absorbant des bactéries et des odeurs.
- Les pores en surface permettent l'absorption.

4 Pansement charbon Carboflex®



Stérile, non adhésif. Contient cinq couches spécialement conçues pour répondre aux problèmes de prise en charge des plaies malodorantes.

Indications : plaies chroniques et aiguës malodorantes.

10 x 10 cm. La boîte de 10.

Réf: CON403202

69,60 €



5 Pansement charbon Vliwaktiv®



Comresse absorbante qui neutralise les mauvaises odeurs. Agit comme un antibactérien.

Indications : plaies malodorantes.

- 2 tailles disponibles.

10 x 10 cm. La boîte de 20.

Réf: LOH20254

(à partir de) **79,90 €**





ARGENT

Définition

Ces pansements sont constitués de différents supports (crèmes, compresses, plaques, etc.) auxquels a été ajouté de l'argent sous des formes physico-chimiques variées, théoriquement à visée antibactérienne.

Précautions d'emploi ⚠

Si les plaies sont exsudatives, utiliser un pansement secondaire, car peu absorbant.
Ne pas humidifier le pansement.

Avantages +

- Antibactérien.

1 Pansement argent Aquacel® Ag+ Extra™



Stérile, doux, constitué de deux couches de fibres non tissées de carboxyméthylcellulose de sodium issues de la technologie Hydrofiber®.

Indications : plaies infectées ou présentant un risque accru d'infection.

- 5 tailles disponibles.

A) 5 x 5 cm. La boîte de 10.

Réf: CON413566

(à partir de) **37,90 €**

B) Mèche. 2,5 x 40 cm. La boîte de 5.

Réf: CON413571

16,90 €

A



B



NOUVEAU

2 Pansement argent Allewyn™ Ag



Antimicrobien. Non adhésif. Relargage contrôlé de l'argent (sulfadiazine argentique démontré in vivo).

Indications : plaies exsudatives infectées, à risque d'infection ou atones (escarres, ulcères de jambe, plaies post opératoires...).

- Forme plate : 2 tailles disponibles et 1 forme anatomique talon.

Non adhésif, 10 x 10 cm. La boîte de 10.

Réf: SM166800084

51,90 €



3 Pansement argent Vliwaktiv® Ag



People.Health.Care.™



Comresse absorbante qui neutralise les mauvaises odeurs. Agit comme un antibactérien. Antimicrobien à large spectre, efficace contre le SARM et l'ERV.

Indications : plaies malodorantes présentant une colonisation critique ou à risque d'infection élevé.

- 3 tailles disponibles.

6,5 x 10 cm. La boîte de 10.

Réf: LOH20700

(à partir de) **56,90 €**

4 Pansements techniques argent spécial Collectivités



Utilisés par du personnel médical qualifié en EHPAD, hôpital, centre de soin....

Pansement argent Atrauman® Ag. 10 x 10 cm. La boîte de 10.

Réf: HAR499573

16,90 €

SPECIAL COLLECTIVITÉS



La nutrition orale au quotidien

1 Compléments nutritionnels oraux spécial Collectivités type EHPAD Pour les personnes dénutris.

- A) Boisson lactée Délicat® HP/HC. Les 6 packs de 4 bouteilles de 200 ml.
- B) Boisson fruitée Délicat®. Les 6 packs de 4 bouteilles de 200 ml.
- C) Crème dessert Floridine®. Les 6 pack de 4 pots de 125 g. (Non présenté).
- D) Céréales Instant Délicat®. Les 6 boîtes de 420 g. (Non présenté).
- E) Poudre épaississante Gelodiet®. Les 6 boîtes de 225g.




SPECIAL COLLECTIVITES

Compléments avec ou sans lactose

2 Clinutren® HP/HC+2 kcal Boisson lactée. Hyperprotéinée. Hypercalorique.



Nestlé HealthScience




- Café NES7613035814325
- Fraise NES7613035814349
- Vanille NES7613035814363
- Caramel NES7613035814301
- Pêche NES7613036172622
- Chocolat NES7613036172608

4 x 200 ml
8,97 €

3 Clinutren® Dessert HP/HC + 2 Kcal Collation lactée. Hyperprotéinée. Hypercalorique.



Nestlé HealthScience




- Chocolat NES7613037035902
- Caramel NES7613037035889
- Café NES7613037035926
- Pêche NES7613037036145
- Fraise NES7613037036169
- Vanille NES7613037036183

4 x 200 g
8,97 €

4 Delical® Le Brassé Collation lactée. Hyperprotéinée. Hypercalorique.



LACTALIS Nutrition Savants




- Vanille LAC3551101034892
- Fraise LAC3551101034908
- Citron LAC3551101034915
- Nature sucré LAC3551101034885

4 x 200 g
9,46 €

5 Clinutren® Ultra Boisson lactée. Hyperprotéinée. Hypercalorique.



Nestlé HealthScience




- Vanille NES8445290318749
- Café NES8445290318558
- Praliné NES8445290318589
- Fraise NES8445290318718

4 x 200 ml
11,32 €

6 Delical® Boisson HP/HC Collation lactée. Hyperprotéinée. Hypercalorique.



LACTALIS Nutrition Savants




- Vanille LAC3551101429988
- Café LAC355110143007
- Caramel LAC3551101429933
- Chocolat LAC3551101429995
- Pêche-abricot LAC3551101429957
- Fruits rouges LAC3551101429940
- Fraise LAC3551101429971
- Nature LAC3551101429971

4 x 200 ml
9,46 €

7 Fresubin® 2 kcal Drink Collation. Hyperprotéinée. Hypercalorique.



FRESENIUS KABI



- Vanille ⁽¹⁾ FRE7053621
- Cappuccino ⁽¹⁾ FRE7099621
- Caramel ⁽¹⁾ FRE7100621
- Pêche-abricot ⁽¹⁾ FRE7101621
- Fruits de la forêt FRE7051621
- Neutre ⁽¹⁾ FRE7141621
- Champignon FRE7399621
- Asperge FRE7397621
- Tomate-carotte FRE7464621

4 x 200 ml
9,46 € (1) Disponible en variante fibres.



Bien choisir son complément alimentaire

Indications :

Manque d'appétit, isolement, irritabilité, fatigue peuvent rendre le quotidien et les repas plus difficiles.

Certaines pathologies peuvent entraîner des troubles de l'alimentation tels que **la dysphagie, l'anorexie, la déshydratation, des nausées, ou la perte du goût** par exemple.

Lorsque le **risque de dénutrition** apparaît, des aménagements peuvent permettre d'enrichir simplement l'alimentation quotidienne.

Si ce n'est pas efficace, on peut utiliser des **compléments nutritionnels oraux hyperprotéinés et/ou hypercaloriques**.

Conseil d'utilisation :

Afin de permettre à votre patient d'aborder les repas dans les meilleures conditions et d'appréhender ces troubles :

- **Lui donner 1 à 3 compléments par jour** en plus de l'alimentation quotidienne ou à adapter selon l'avis médical.
- **Servir frais ou tiède.**
- Après ouverture, **conserver au réfrigérateur 24h maximum.**
- **Varié les goûts et les textures.**
- Les **administrer en plusieurs fois** tout au long de la journée.
- Lui faire consommer lentement et **boire suffisamment.**


Troubles glycémiques

1| Clinutren® G-Plus



Dessert. Indice glycémique bas. Hypercalorique.

Vanille NES7613035070400
Café NES7613035073166
Fraise NES7613035073180
4 x 200 ml
7,29 €




3| Diabétiques Fresubin® DB Crème



Crème dessert. Indice glycémique bas. Hyperprotéinée. Hypercalorique.

Vanille FRE7520741
Cappuccino FRE7522741
Praliné FRE7523741
Pêche-abricot FRE7017741
Fraise des bois FRE7521741
4 x 200 g
7,49 €




5| Fresubin® Menu Energy



Plat mixé. Hyperprotéiné. Hypercalorique.

Poulet céleri FRE4051895001241
Dinde carottes FRE4051895001258
Porc petits légumes FRE4051895001265
Bœuf carottes FRE4051895001289
Saumon épinards FRE4051895001296
Pâtes bolognaises FRE4051895001272
4 x 300 g
2,38 €



⁽²⁾Sauf Pâtes bolognaises.


Troubles de la déglutition

2| Diabétiques Fresubin® DB Drink



Collation. Indice glycémique bas. Hypercalorique.


Vanille FRE7118621
Cappuccino FRE7120621
Praliné FRE7174621
Pêche-abricot FRE7175621
Fruits de la forêt FRE7119621
4 x 200 ml
7,46 €



4| Clinutren® ThickenUp Clear Face



Poudre épaississante.
Boîte de 250 g avec une mesurette de 1,2 g.
NES7613287188397
11,37 €




*par mesurette

6| Gelodiet® Poudre épaississante



Pour épaissir les liquides à chaud ou à froid.

Boîte 225 g avec une mesurette de 4,6 g.
LAC3551100751271
5,53 €
Boîte de 40 sachets de 7 g.
LAC3551100751288
18,00 €



*par mesurette

Nutrition entérale et parentérale


Qu'est-ce que la nutrition entérale ?

La nutrition entérale est une solution thérapeutique de nutrition par sonde.

Elle permet d'administrer l'alimentation lorsque le patient ne peut plus se nourrir normalement par la bouche. Cette technique aide à :

- **Maintenir un apport alimentaire** suffisant.
- **Lutter contre la dénutrition et la déshydratation** du patient.
- **Préserver les fonctions du tube digestif** et des organes associés, contrairement à la nutrition par perfusion.

Les modes d'administration de la nutrition entérale peuvent être par gravité ou par régulateur de débit (pompe), en continu sur la journée ou la nuit, en discontinu.



Poches d'alimentation entérale prêtes à l'emploi pour les besoins des patients dénutris



Sondalis® HP 2 kcal fibre et Sondalis® HP 2 kcal



Fresubin® Megareal fibre
Fresubin® Megareal



RealDiet Standard fibres



Pompe à nutrition Easysoov 6



Pompe à nutrition Amika



Pompe à perfusion Compat Ella®



Bouton de gastrostomie Mic-Key® One En-Fit



Bouton de stomie Mini™ One Ballon Button

Sondes de gastrostomie pour l'administration des préparations nutritionnelles à l'organisme

Types de sondes :

- Naso-gastrique
- Naso-duodénale ou naso-jéjunale
- Gastrostomie
- Jéjunostomie

Qu'est-ce que la nutrition parentérale ?

La nutrition parentérale est une méthode de substitution de l'alimentation entérale réalisée par voie veineuse.

Elle permet un apport de :

- **Macronutriments** sous forme élémentaire (acides aminés, acides gras et glucose).
- **Micronutriments** (vitamines, minéraux).

La coordination des soins ainsi que le suivi nutritionnel seront effectués par un infirmier.

Pour vous assurer nos meilleurs services : assistance téléphonique 24h/24, 7j/7*.

*Selon agence/magasin Technicien de santé.



1 Pompe à perfusion Infusomat® Space

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Pour administrer de grands volumes de solutions injectables de façon automatisée. Intègre toutes les sécurités adéquates pour garantir un parfait fonctionnement.

Permet l'homogénéité dans la gestion du parc d'appareils indépendamment des services. Transportabilité optimale.

- Fonctionne sur secteur et/ou sur batterie.
- Innove en matière de sécurité avec l'intégration d'un clamp anti-écoulement libre combiné aux tubulures de la gamme Space Line et de la pompe.

Réf: BBR8713050KIT **3 525,90 €**

Tubulure : Infusomat® Space line standard.

Réf: BBR8700036SP **12,90 €**

Tubulure : Infusomat® Space Line Safeset.

Réf: BBR8701148SP **15,90 €**

Tubulure : Infusomat® Space arbre Cyto-Set® Safeset 2 voies.

Réf: BBR835917SP **44,90 €**

Tubulure : Infusomat® Space arbre Cyto-Set® Safeset 4 voies.

Réf: BBR835817SP **53,90 €**

Cyto-Set® tubulure avec site d'air.

Réf: BBRA2581NF **6,90 €**

Tubulure : Infusomat® Space Line NE ENFit.

Réf: BBR8250833SP **30,90 €**

2 Pousse-seringue Perfusor® Space

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Pour adultes, enfants et nouveaux-nés afin d'administrer de manière intermittente ou continue des solutions entérales et parentérales.

Système de perfusion automatisée, petit, simple, sûr.

Tout type de traitement.

- Applications individuelles ou intégrées à la station de perfusion B Braun Space pour répondre aux besoins du patient.
- Fonctionne sur secteur et/ou sur batterie.

Réf: BBR8713030KIT

2 950,90 €



3 Pousse-seringue monovoie Agilia SP

Dumont
Sécurité

Utilisation facile et intuitive.

Pour administrer de faible quantité de fluide et/ou de médicaments. Indications : perfusion en cours (vert), priorité basse et moyenne (orange), priorité haute (rouge).

- Mode de perfusion 0,1 - 99,9 ml.
- Maintien de Veine Ouverte réglable de 0,1 à 5 ml/h.
- Dlm. : 13,5 x 34,5 x 17,0 cm
- Poids : 2,1 kg.

Réf: DUM300401

2 370,17 €



4 Mallettes pour pompe

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Pour faciliter le transport de votre appareil Space.

Munies d'une bandoulière et d'une mousse interchangeable adaptée à la forme des appareils Space.


- Ces mallettes peuvent contenir :
- soit Infusomat® Space + pôle clamp + câble d'alimentation,
- soit Perfusor® Space + pôle clamp + câble d'alimentation.

A) Mallette pour pompe Infusomat® Space.

Réf: BBR8713055 **167,90 €**

B) Mallette pour Perfusor® Space.

Réf: BBR8713033 **167,90 €**



5 Diffuseur portable à coque souple Easypump® II ST/LT

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Pour les patients ambulatoires, fonctionne sans pile, ni courant électrique.

Enveloppe souple avec membrane élastométrique en silicone.

- Tubulure triangulaire en PVC sans DEHP.
- Clapet de protection au niveau de la valve de remplissage.
- Régulateur de débit.
- De 50 ml à 500 ml et de 30 min. à 6 jours.

30 heures, 60 ml.

Réf: BBR4540010

48,90 €



6 Diffuseur portable à coque souple Homepump®

Asept InMed
A MEDIGLOBE COMPANY

Stérile, non pyrogène, destiné à des patients ambulatoires. Fonctionne sans pile ni courant électrique.

Avec sacoche et seringue.

- De 60 ml à 500 ml.
- De 30 min à 8 jours.
- Existe sans latex et avec latex.
- Boîte de 10.

Eclipse. 1 heure, 50 ml.

Réf: ASE202218

25,00 €



7 Diffuseur portable à coque rigide Dosi-Fuser®

Asept InMed
A MEDIGLOBE COMPANY

Pour les patients ambulatoires. Fonctionne sans pile ni courant électrique.

A usage unique. Avec seringue.

- Durée de 30 minutes à 7 jours et de 65 ml à 600 ml.
- Sacoche en option.

100 ml / 30 minutes. (Modèle présenté).

Réf: ASE201128

22,00 €

500 ml / 12h.

Réf: ASE201772

29,00 €





1| Diffuseur portable coque souple Smartez®



Permet de suivre tout traitement de perfusion en toute simplicité et pleine autonomie au domicile comme à l'hôpital.

Stérile à usage unique, dès son branchement, le traitement commence en toute sécurité et sérénité.

- Fonctionne sans pile ni électricité.
- Léger, aucune programmation ni action, reste silencieux et discret sous les vêtements avec une taille qui diminue au fur et à mesure de la perfusion.
- Peut être porté autour du cou, en bandoulière, ou à la ceinture dans sa sacoche.
- Nombreuses références : v. 50 à 500 ml, durée 30 min. à 50 h.

50 ml, 30 min.

Réf: IMM481190

60 ml, 12 h.

Réf: IMM480010

240 ml, 24h.

Réf: IMM480260

500 ml, 12h30. Pack avec diffuseur + set de remplissage + seringue.

Réf: IMM481180P

25,00 € (l'unité)



2| Pompe de perfusion Freedom60®



Nouvelle alternative aux dispositifs de perfusion sous-cutanés traditionnels.

Traitements de substitution en immunoglobulines.

- Provoque moins de lésions ou de nécroses des tissus sous-cutanés par hyperpression comme observées parfois avec les pompes électroniques.
- S'utilise avec une seringue BD® de 50 ml.
- Conçue pour limiter la pression d'injection aux sites d'injection sous-cutanés sans dépasser 700 mm de Hg.

Réf: IMM10050

1 015,90 €



3| Pompe de perfusion FreedomEgde®



Fonctionne avec les mêmes bénéfices que la pompe Freedom60®, mais pour des volumes à perfuser de 20 à 30 ml.

Particulièrement adaptée aux perfusions chez les enfants.

Réf: IMM10020

782,00 €



4| Aiguilles sous-cutanées sécurisées HlgH-Flo®



Compatibles avec les pompes du système Freedom ou les pompes électriques classiques.

Profil « Backcut », entraînant une empreinte cicatricielle minimale.

- Limite l'apparition des effets indésirables aux sites d'injection et maintient la bonne observance des patients.
- L. : 4, 6, 9, 12, 14 mm.
- 26 G ou 24 G (HyQvia).
- 1 à 4 sites d'injection au choix.

26 G, 9 mm, 1 site. La boîte de 20.

Réf: IMMRMS12609

163,90 €



5| Diffuseur portable Accufuser® ABx - CTx



Conçue principalement pour le domicile : qualité, confort et sécurité du patient, facilité d'utilisation.

Stérile, à usage unique, pour l'administration en continu de solutions médicamenteuses.

- Pour perfusions multi-thérapies.
- Indications : antibiothérapie, analgésie, ALR, corticothérapie, hydratation.
- 4 volumes : 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml.
- Nombreux débits disponibles, durées de 10 minutes à 10 jours.

1 heure, 50 ml, 50 ml/h.

Réf: WYMAB0500S **28,90 €**



6| Diffuseur portable Accufuser® Gamme Premium



Dédiée principalement à la chimiothérapie, pour les perfusions longues durées, de l'hôpital au domicile : qualité, confort et sécurité du patient, facilité d'utilisation.

Stérile, à usage unique.

- Indications : chimiothérapie (5 FU), analgésie (douleur aiguë et chronique).
- 4 volumes disponibles : 60 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml.
- Nombreux débits disponibles, durées de 12 heures à 10 jours.

4 jours, 100 ml, 1 ml/h.

Réf: WYMC0010M **27,90 €**





1 | Bouchon obturateur BD™ Luer-Lock



Pour obturer un embout mâle ou une embase femelle.

Bouchon obturateur TP.

- Luer Lock mâle.
- Longueur totale : 1,193 cm.

A) Bouchon obturateur BD™ Luer-Lock mâle TP.
L. totale : 1,193 cm. La boîte de 100.

● Réf: **BDTP** **4,90 €**

B) Bouchon obturateur BD™ Luer-Lock mâle / femelle TP-MF. L. totale : 2,208 cm. La boîte de 100.

● Réf: **BDTPMF** **7,50 €**

C) Bouchon BD™ Luer-Lock mâle/femelle.
Sans DEHP ajouté, sans Latex. La boîte de 100.

● Réf: **BDTPMFO** **10,90 €**

D) Bouchon BD™ Luer-Lock avec membrane latex. Cône mâle 6 %. La boîte de 100.

● Réf: **BD394074** **15,90 €**

E) Bouchon BD™ Luer-Lock. Stérile, UU, sans latex. La boîte de 200.

● Réf: **BD394080** **22,90 €**

F) Bouchon BD™ Luer-Lock TP-Inter mâle avec site d'injection sans latex. L. totale : 2 cm. La boîte de 100.

● Réf: **BDTPINTERX** **39,90 €**

2 | Robinet BD™ Connecta™ 3 voies



Pour les connexions des lignes de perfusions ou pour permettre les injections de bolus dans une ligne de perfusion.

Destinés à supporter des pressions compatibles avec des thérapies intraveineuses et monitoring hémodynamique.

A) Avec prolongateur 25 cm. La boîte de 20.

● Réf: **BD394926**

39,90 €

B) Avec prolongateur de 10 cm. Etanche jusqu'à des pressions de 6 bars. Lipido-résistant 96h. La boîte de 50.

● Réf: **BD394995**

49,90 €

3 | Régulateur de débit Dosi-Flow® 3.1



Régulateur de débit pour solutions parentérales.

Sans latex, avec perfuseur.

- De 5 à 250 ml/heure.

Réf: **ASE202115**

1,90 €



4 | Perfuseur par gravité A64-3V



Bouchon protecteur perforateur avec prise d'air chambre compte-gouttes avec filtre de 15 µm filtre de purge

Robinet 3 voies lipido-résistant.

- Embout Luer Lock mobile.
- Volume mort : 14 ml.
- Filtre de purge.
- Longueur : 190 cm.

La boîte de 100.

● Réf: **BDA643V**

89,90 €



5 | Aiguille de Huber de type II Surecan® Safety II®



Sans latex, ni DEHP.

Emballage individuel stérile.

- L'unité. Existe en Gauge 19, 20 et 22 mm, longueurs 12 à 38 mm en fonction des gauges.

Sans Caresite en Y. Gauge 19 G, L 20 mm.

Réf: **BBR4447001**

10,90 €

Avec Caresite en Y. Gauge 19 G, L 20 mm.

Réf: **BBR4447046**

13,90 €



6 | Aiguille de Huber sécurisée avec tubulure PPS Flow+



Pression positive automatique au retrait.

Pour ponctionner des chambres à cathéter implantable.

- Permet la protection des personnels soignants au moment du retrait de l'aiguille grâce à l'activation unimanuelle, réduisant les risques d'AES.
- Stérilisée à l'oxyde d'éthylène. Sans DEHP, sans latex.
- Vendue par 12 unités.

20 G, L. 20 mm, diam. 0,9 mm, vol. 0,95 ml.

L'unité.

Réf: **VIGVPE702009** **6,90 €**



7 | Seringue pré-remplie BD PosiFlush™



Pour le rinçage des dispositifs médicaux d'accès intravasculaire.

Seringue pré-remplie de chlorure de sodium 0,9 %.

- La boîte de 30.

PosiFlush™ XS bleue 10 ml : stérile intérieurement et extérieurement. Existe également en 3 et 5 ml.

● Réf: **BD306572**

49,90 €



8 | Support de fixation pour sonde et cathéter



Pour une fixation pratique et efficace des sondes et cathéter aux membres.

Avec une longue bande réglable et un tissu élastique pour éviter l'effet hémostatique.

- Matériau respirant.
- Tissu non tissé 100 % polyester.
- Velcro 100 % polyamide.
- Élastique 100 % polyamide.
- Lavable à 40/60°C.
- Dim. : 62 x 5 cm.
- Vendu par carton de 30.

L'unité

Réf: **CVM1070570** **5,20 €**





1 | **Microperfuseur à ailettes Surflo** **TERUMO**

Tubulure résistante au pincement.
Longueur tubulure : 30 cm.

- La boîte de 50.


19 x 0,50 mm, 25 G.
Réf: TERSV25NL30
18,90 €

19 x 0,60 mm, 23 G.
Réf: TERSV23BL
17,90 €

19 x 0,60 mm, 22 G.
Réf: TERSV22BL
17,90 €

19 x 0,80 mm, 21 G.
Réf: TERSV21BL
18,90 €

19 x 0,30 mm, 19 G.
Réf: TERSV19BL
17,90 €



2 | **Epicrânien de sécurité Venofix® Safety** **B. BRAUN**

Tubulure en PVC sans DEHP de 30 cm.

Ailettes souples pour une préhension facilitée.

Activation manuelle du mécanisme de sécurité réalisable à une main, avec clic sonore qui confirme l'activation.

- Existe en taille 19 à 27 G.

27 G, 0,4 mm, L. 14 mm. La boîte de 50.
Réf: BBR405650101
58,90 €



3 | **Cathéter** **TERUMO**

Ultra-souple évitant toute contusion endoveineuse.

- La boîte de 50.

A) Cathéter droit Surflo. 22 G, 25,4 mm, bleu.
Réf: TERSROX2225C1
44,90 €

B) Cathéter ailettes Surflo W. 20 G, 32 mm, rose.
Réf: TERSRDM2032WX
47,80 €



4 | **Cathéter court Introcan®** **B. BRAUN**


Pour voie veineuse périphérique.

Aiguille à triple biseau avec ergot d'orientation.

En polyuréthane.

- 4 tailles (du 14 au 24, nous préciser la taille souhaitée).
- La boîte de 50.

20 G, L. 32 mm, sans ailettes, existe avec ailettes.
Réf: BBR4251326
64,90 €



5 | **Cathéter court de sécurité passive Introcan® Safety** **B. BRAUN**

Avec bouclier protège-aiguille.

Existe avec et sans ailettes, avec des gauges allant de 14 à 24 G.

- Cathéter court de sécurité, en polyuréthane.
- Aiguille à triple biseau universel.
- Sécurité automatique/passive : activation ni trop tôt ni trop tard de la sécurité.

A) 9 tailles (du 14 au 24. Sans ailettes, 20 G. La boîte de 50.
Réf: BBR425164401 **77,90 €**

B) Obturateur Introcan® 32 mm, 20 G. La boîte de 50.
Réf: BBR4214110 **51,90 €**



6 | **Cathéter et obturateur BD Insyte** **BD**

Prévient les risques de coagulations et de thrombose.

Cathéter Insyte. 20 G, rose, par 50. Existe en taille 14 à 26 G.
Réf: BD381237
53,90 €



7 | **Prolongateur LP** **BD**

Embase femelle verrouillable.

Luer lock purgeable.

- La boîte de 100.

A) Prolongateur linéaire L 0,25 m. Volume résiduel 1,2 ml.
Réf: BBR4055137
188,90 €

B) Prolongateur avec robinet 3 voies L 0,25 m. Volume résiduel 1,4 ml.
Réf: BBR4055145
271,90 €



8 | **Unité à ailettes sécurisée BD Safety-Lok™** **BD**

Prélèvement de sang veineux et perfusion intraveineuse de courte durée.

Système intégré de mise en sécurité de l'aiguille.

- Existe avec ou sans adaptateur, plusieurs tailles disponibles.
- La boîte de 50.

Avec adaptateur, 23 G.
Réf: BD367284
85,90 €



9 | **Cathéter sécurisé BD Saf-T Intima™** **BD**

Cathéter stérile à usage unique de type microperfuseur.

Peut être utilisé pour la perfusion intraveineuse (pour toutes les gauges) et la perfusion sous-cutanée (22 et 24).

- Existe en 1 ou 2 voies (droit ou Y), plusieurs tailles disponibles.

A) 2 voies (Y), 20 G. La boîte de 25.
Réf: BD383339
203,90 €

B) 1 voie (droit), 24 G. La boîte de 25.
Réf: BD383318
198,50 €





1 **Seringue 2 pièces**
Injekt®

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Constituée uniquement d'un corps et d'un piston.
Sous blister individuel stérile.

- La boîte de 100.

A) 2 ml, Luer centré. Graduation 0,1 ml.
Réf: BBR4606027V **11,90 €**

B) 5 ml, Luer excentré. Graduation 0,2 ml.
Réf: BBR4606051V **14,90 €**

C) 10 ml, Luer excentré. Graduation 0,5 ml.
Réf: BBR4606108V **22,90 €**

D) 20 ml, Luer excentré. Graduation 1,0 ml.
Réf: BBR4606205V **29,90 €**

2 **Seringue 3 pièces**

TERUMO

Pour l'injection et/ou le prélèvement.

A) 2,5 ml, Luer. Graduation 0,1 ml. La boîte de 100.
● Réf: TERSS02S **14,90 €**

B) 10 ml, Luer excentré. Graduation 0,2 ml. La boîte de 100.
● Réf: TERSS10ES **16,50 €**

C) 20 ml, Luer. Graduation 0,1 ml. La boîte de 50.
● Réf: TERSS20ES1 **11,50 €**

3 **Seringue 3 pièces**
Omnifix®

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Pour le prélèvement et injections manuelles extemporées.

- Sous blister individuel stérile.
- La boîte de 100.

A) 5 ml, Luer excentré. Graduation 0,2 ml.
Réf: BBR4616057V **22,90 €**

B) 10 ml, Luer excentré. Graduation 0,5 ml.
Réf: BBR4616103V **29,90 €**

C) 20 ml, Luer excentré. Graduation 1,0 ml.
Réf: BBR4616200V **40,90 €**

D) 30 ml, Luer excentré. Graduation 1,0 ml.
Réf: BBR4616308F **86,90 €**

E) 50 ml, Luer excentré. Graduation 1,0 ml.
Réf: BBR4616502F **97,90 €**

4 **Seringue**
Plastipak BD

BD

Haute qualité, robustesse et fiabilité.
Seringue 3 pièces.

20 cc. Excentrée. La boîte de 120.
● Réf: BD300613 **29,80 €**

5 **Seringue**
BD Emerald™

BD

Pour l'injection et/ou le prélèvement.
Seringue 3 pièces sans latex, sans PVC et DEHP. Cône centré.

A) 2 cc. La boîte de 100.
● Réf: BD30772Z **8,10 €**

B) 5 cc. La boîte de 100.
● Réf: BD307731 **10,60 €**

C) 10 cc. La boîte de 100.
● Réf: BD307736 **14,50 €**

6 **Seringue**
Discardit II BD

BD

Pour des procédures d'injection et/ou pour le prélèvement de fluides médicaux.
Seringue 2 pièces.

2 cc. Embout centré. La boîte de 100.
● Réf: BD300928 **5,90 €**

5 cc. Embout excentré. La boîte de 100.
● Réf: BD309050 **7,90 €**

10 cc. Embout excentré. La boîte de 100.
● Réf: BD309110 **10,90 €**

20 cc. Embout excentré. La boîte de 80.
● Réf: BD300296 **12,90 €**

7 **Seringue tuberculine**
BD Plastipak™

BD

Haute qualité, dosage très précis, contrôle absolu.
Seringue 3 pièces de précision 1 ml avec aiguille non sertie BD Microlance™ 3.

- La boîte de 120.
- 25 G, aiguille 16 mm.

● Réf: BD303175 **19,90 €**

8 **Seringue solo**
tuberculine

Omnifix® F

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Graduation très visible pour augmenter la précision.
Seringue 3 pièces, 1 ml. Embout Luer centré. Graduation 0,01 ml.

- Sous blister individuel stérile.
- La boîte de 100.

Réf: BBR9161406V **22,90 €**



1

Aiguille **Stérile.** **Sans latex.** **Cône Luer Lock.**



Paroi ultra fine.
Triple affilage avec traitements
anti-coring et silicone antifricition.
La boîte de 100.

Phlébologie G 30 12,7 mm x 0,3 mm.

● Réf: ART02070300300800

6,90 €

Mésothérapie G 18 4 x 0,4 mm.

● Réf: ART0270994300800

16,90 €



2

Aiguilles **Pour des injections,** **Agani™** **pour des prélèvements.**



La boîte de 100.



3

Aiguille sécurisée **Aiguille hypodermique stérile** **BD Eclipse™** **à usage unique pour l'injection** **et le prélèvement.**



Compatible avec tous types de
seringues Luer Simple et Luer Lock.
Mise en sécurité uni-manuelle
et irréversible de l'aiguille par
recouvrement total avec indicateur
de verrouillage.

• Plusieurs tailles disponibles.

Sans adaptateur, 21 G. La boîte de 100.

● Réf: BD305894

27,50 €



4

Aiguille **Pour des injections,** **BD** **pour des prélèvements.**



Microlance 3 Compatible avec des seringues
Luer Simple et Luer Lock.
La boîte de 100.





Les conseils d'Isabelle votre Technicien de santé

Bien différencier les aiguilles hypodermiques !

Les aiguilles hypodermiques sont nombreuses et **réservées à différentes utilisations** (intraveineuse, intradermique, intramusculaire...).

Il existe une différenciation, pour chaque aiguille, par **code couleur** correspondant à une unité de mesure afin de normaliser les recherches d'aiguilles et de les repérer plus facilement.

L'**unité de mesure** utilisée pour les aiguilles, les cathéters et les microperfuseurs est la **gauge** correspondant au diamètre interne du matériel.

Plus la gauge est petite, plus le diamètre de l'aiguille sera important.



Code couleur	Gauge	Diam. (mm)	Long. (mm)	Recommandations	Référence	Prix
JAUNE	30 G	3/10	13	Injection intradermique	● TERAN3013R1	10,90 €
GRIS	27 G	4/10	16	Injection sous-cutanée	TERAN2776R1	3,60 €
GRIS	27 G	4/10	19	Injection sous-cutanée	● TERAN2719R1	3,60 €
MARRON	26 G	4,5/10	13	Injection sous-cutanée / intradermique	● TERAN2613R1	3,60 €
ORANGE	25 G	5/10	16	Injection sous-cutanée	● TERAN2516R1	3,90 €
BLEU	23 G	6/10	25	Injection intraveineuse	● TERAN2325R1	3,60 €
BLEU	23 G	6/10	32	Injection intraveineuse / intramusculaire enfants	● TERAN2332R1	3,60 €
NOIR	22 G	7/10	32	Injection intraveineuse / intramusculaire enfants	● TERAN2232R1	3,60 €
NOIR	22 G	7/10	38	Injection intraveineuse / intramusculaire adultes	● TERAN2238R1	3,90 €
VERT	21 G	8/10	25	Injection intraveineuse	● TERAN2125R1	3,90 €
VERT	21 G	8/10	38	Injection intramusculaire adultes	● TERAN2138R1	3,90 €
VERT	21 G	8/10	50	Injection intramusculaire adultes	● TERAN2150R1	4,10 €
JAUNE	20 G	9/10	25	Prélèvement intraveineux	● TERAN2025R1	3,60 €
JAUNE	20 G	9/10	38	Prélèvement intraveineux	● TERAN2038R1	3,90 €
BEIGE	19 G	11/10	25	Prélèvement intraveineux	TERAN1925R1	3,90 €
BEIGE	19 G	11/10	38	Prélèvement intraveineux	● TERAN1938R1	3,90 €
ROSE	18 G	12/10	38	Transfert	● TERAN1838R1	3,60 €

Code couleur	Gauge	Diam. (mm)	Long. (mm)	Recommandations	Référence	Prix
JAUNE	30 G	3/10	13	Injection intradermique	● BD304000	3,90 €
GRIS	27 G	4/10	13	Injection sous-cutanée	● BD300635	6,90 €
GRIS	27 G	4/10	19	Injection sous-cutanée	● BD302200	6,90 €
MARRON	26 G	4,5/10	10	Injection sous-cutanée / intradermique	BD300300	3,30 €
MARRON	26 G	4,5/10	16	Injection sous-cutanée	BD304300	3,80 €
ORANGE	25 G	5/10	16	Injection sous-cutanée	● BD300600	3,70 €
ORANGE	25 G	5/10	25	Injection sous-cutanée	● BD300400	3,70 €
BLEU	23 G	6/10	25	Injection intraveineuse	● BD300800	3,70 €
BLEU	23 G	6/10	30	Injection intraveineuse / intramusculaire enfants	● BD300700	3,70 €
NOIR	22 G	7/10	25	Injection intraveineuse	BD304727	3,80 €
NOIR	22 G	7/10	30	Injection intraveineuse / intramusculaire enfants	BD300900	3,30 €
NOIR	22 G	7/10	40	Injection intraveineuse / intramusculaire adultes	BD301000	3,70 €
NOIR	22 G	7/10	50	Injection intramusculaire adultes	BD300094	4,90 €
VERT	21 G	8/10	25	Injection intraveineuse	● BD301156	3,70 €
VERT	21 G	8/10	40	Injection intramusculaire adultes	● BD304432	3,80 €
VERT	21 G	8/10	50	Injection intramusculaire adultes	● BD301155	4,40 €
JAUNE	20 G	9/10	25	Prélèvement intraveineux	BD304827	3,70 €
JAUNE	20 G	9/10	40	Prélèvement intraveineux	BD301300	3,30 €
BEIGE	19 G	11/10	25	Prélèvement intraveineux	BD301700	3,40 €
BEIGE	19 G	11/10	40	Prélèvement intraveineux	BD301500	3,40 €
ROSE	18 G	12/10	40	Transfert	● BD304622	3,80 €



« Tout producteur de déchets est responsable de leur élimination ».*

*Loi n°75 - 633 du 15 juillet 1975.
Principe appliqué par le décret n°97 - 1048 du 6 novembre 1997.



1| Collecteurs STIL'eco Mini et Pacto +



Collecteurs de DASRI composés d'une cuve, d'un couvercle et d'une trappe à ouverture/fermeture mono-manuelle provisoire et définitive avec système inviolable.

- Gouttière de sécurité. Large ouverture.
- Opercules de désolidarisation d'aiguilles.
- Opercule pour les embouts de stylos à insuline/adrenaline et pour déconnexion des lames de scalpels / bistouris.
- Résistances perforation et chute.
- Autoclavable à 134° pendant 18 min.
- Gamme conforme au label NF 302 ; NF EN ISO 23907-1 : 2019 et homologuée ADR UN 3291.
- Gamme fabriquée en France.

A) Collecteur Mini 0,6 l.
Dim. : 117 x 73 x 125 mm.

● Réf: PARST07004 **2,00 €**

B) Collecteur Mini 0,8 l.
Dim. : 116 x 74 x 165 mm.

● Réf: PARST07005 **2,10 €**

C) Collecteur Mini 1,1 l.
Dim. : 115 x 74 x 225 mm.

● Réf: PARST07006 **2,40 €**

D) Collecteur Pacto + 2 l.
Dim. : 192 x 126 x 140 mm.

● Réf: PARST08020 **2,90 €**

E) Collecteur Pacto + 3 l.
Dim. : 190 x 126 x 196 mm.
Existe aussi en 4,5 (F) et 6,5 l (G).

● Réf: PARST08030 **2,90 €**

F) Collecteur Pacto + 4,5 l.
Dim. : 190 x 129 x 278 mm.

● Réf: PARST08045 **3,90 €**

G) Collecteur Pacto + 6,5 l.
Dim. : 190 x 133 x 390 mm.

● Réf: PARST08065 **5,90 €**

2| Collecteurs STIL'eco Premium



Collecteurs de DASRI composés d'une cuve, d'un couvercle et d'une trappe à ouverture/fermeture mono-manuelle provisoire et définitive avec système inviolable.

- Système anti-reflux, large ouverture.
- Autoclavable à 134° pendant 18 min.
- Existe en 2, 3, 5, 8 et 10 l.
- Conformés à la norme NF EN ISO 23907-1 : 2019.
- Gamme fabriquée en France.

Collecteur 8 l. Dim. : 197 x 132 x 400 mm.

● Réf: PARST03858

6,60 €



3| Collecteur de poche Pocket 0,25 l



Fermeture provisoire et définitive inviolable.

Modèle spécial diabétiques avec opercule pour stylo à insuline.
Limite de remplissage visible.
Prise en main rapide.
Facile à glisser dans une mallette de soins.

- Autoclavable à 134° pendant 20 min.
- Conforme à la norme NF EN ISO 23907-1 : 2019 + ADR UN 3291.

Collecteur 0,25 l. Dim. : 130 x 60 x 34 mm.

● Réf: PARST03825

2,10 €





1|

Carton DASRI non perforant Embal'net

CARTOSPÉ

Caisse en carton doublée d'une poche en polyéthylène haute densité 40µ.

Lien coulissant pour la fermeture. Saché juppable. Fermeture provisoire et définitive.

- Norme NFX 30-507.
- Conforme ADR 4G /YA.

Caisse 12 l. Dim. : 200 x 200 x 302 mm.

● Réf: CAREMBALNET12

2,70 €

Caisse 25 l. Dim. : 230 x 230 x 430 mm.

● Réf: CAREMBALNET25

3,30 €

50 litres haut, dim. : 295 x 295 x 575 mm.

● Réf: CAREMBALNET50H

3,80 €

50 litres bas, dim. : 380 x 280 x 480 mm.

● Réf: CAREMBALNET50B

3,80 €



2|

Sac DASRI à liens coulissants

CRISTAL
Hygiène

Pour un conditionnement sûr pour les déchets mous et non coupants, à risques infectieux.

Contrôle de l'épaisseur, opacité, tenue aux déchets humides, résistance à la chute et à la déchirure.

- Existe en 15, 20, 30, 50, 100 et 110 l.
- Norme NFX 30-501.

20 litres, 450 x 450 mm, 19 microns.
Carton de 500 sacs.

● Réf: INT5001

47,50 €



3|

Sac hydrosoluble

CRISTAL
Hygiène

Dissolution et dégradation totale au contact de l'eau.

Idéal pour limiter les risques de contamination liés à la manipulation du linge contaminé, le sac est placé directement en machine à laver.

Sacs transparents : pour le linge blanc. Sacs rouges : pour le linge de couleur.

- Dim. : 660 x 840 mm. 26 microns.

Rouge. Le carton de 200.

● Réf: INT8200R200

149,90 €

Transparent. Le carton de 200 sacs.

● Réf: INT8201

187,30 €





CELL EXPERT
Le spécialiste de l'énergie portable.



	Désignation	Utilisation	Cdt	Référence	Prix	Inclus dans le présentoir
A	Alcaline 1,5 V, LR 03/AAA Energizer® Industrial	Oxymètre, thermomètre sans contact, tensiomètre poignet...	boîte de 10 piles	● CELEN920001	8,10 €	3 boîtes (30 piles)
B	Alcaline 1,5 V, LR 03/AAA Procell Constant Duracell®	Oxymètre, thermomètre sans contact, tensiomètre poignet...	boîte de 10 piles	● CELPC240012	8,90 €	
C	Alcaline 1,5 V, LR 6/AA Energizer® Industrial	Pompe à perfusion, otoscope...	boîte de 10 piles	● CELEN910001	8,90 €	6 boîtes (60 piles)
D	Alcaline 1,5 V, LR 6/AA Procell Constant Duracell®	Pompe à perfusion, otoscope...	boîte de 10 piles	● CELPC150012	8,90 €	
E	Alcaline 9 V, 6LR 61 Procell Constant Duracell®	Balance, pèse-personne...	boîte de 10 piles	● CELPC160012	27,90 €	1 boîte (10 piles)
F	Lithium 3 V, CR2032 GP Duracell®	Contrôleur de glycémie, télécommande d'alarme...	carte de 5 piles GP	● CELCR200006	12,00 €	3 cartes (15 piles)
			blisters de 1 pile GP	● CR200014	3,20 €	3 blisters (3 piles)
			blisters de 2 piles Duracell	● CELDL200006	6,10 €	3 blisters (6 piles)
G	Alcaline 1,5 V, LR 44-BP 2 Duracell® Electronics	Thermomètre, pince à plis cutanés, calculatrice...	blisters de 2 piles	● CELLR040002	5,10 €	5 blisters (10 piles)
H	Zinc Air 1,45 V, ACT 10 - ZA 10 - PR 70 Auditas (languette jaune)	Appareil auditif	barillet de 6 piles	● CELVAAU0001	5,50 €	5 pochettes (30 piles)
I	Zinc Air 1,45 V, ACT 13 - ZA 13 - PR 48 Auditas (languette orange)			● CELVAAU0002	5,30 €	6 pochettes (36 piles)
J	Zinc Air 1,45 V, ACT 312 - ZA 312 - PR 41 Auditas (languette marron)			● CELVAAU0003	5,30 €	6 pochettes (36 piles)
K	Zinc Air 1,45 V, ACT 675 - ZA 675 - PR 44 Auditas (languette bleue)			● CELVAAU0004	5,30 €	3 pochettes (18 piles)
L	Lithium 1,5 V, FR6/AA Energizer®	Tensiomètre, otoscope, pompe à perfusion...	blisters de 4 piles	● CELFR600001	16,90 €	2 blisters (8 piles)
M	Alcaline 1,5 V, LR 14-C Procell Constant Duracell®	Otoscopes...	boîte de 10 piles	● CELPC140012	21,90 €	Sur demande
N	Alcaline 1,5 V, LR 20-D Duracell® Industrial	Dérouleurs papier...	boîte de 10 piles	● CELPC130012	29,90 €	
O	Alcaline 4,5 V, 3LR 12 Procell Constant Duracell®	Lampe de poche...	boîte de 10 piles	● CELPC120010	39,90 €	
P	Borne de collecte et de recyclage des piles usagées Corepile. Selon le décret 2009-1139 du 22/09/2009 « tout distributeur, détaillant ou grossiste doit reprendre les piles usagées ». Mise à disposition d'une borne (plusieurs tailles et contenances disponibles) sur simple appel au 0 820 802 820 après signature d'un contrat. Enlèvement sous 15 jours sur simple demande via mail corepile@corepile.fr ou internet www.corepile.fr . Remplacement à l'identique.		l'unité	● CELCOREPILBORNE	Offert* * Après la signature d'un contrat pour l'implantation.	

Instrumentation et diagnostic

AVEC LES NOUVELLES INNOVATIONS,
MON DIAGNOSTIC EST PLUS FIABLE
ET PRÉCIS.



Instrumentation et Diagnostic

- 78 | Bistouris et lames
- 80 | Pincés hémostatiques et instruments
- 81 | Ciseaux
- 82 | Instruments à usage unique
- 83 | Gynécologie et récipients
- 84 | Garrots et accessoires
- 85 | Podologie et cryothérapie
- 86 | Vêtements et chaussures pour professionnels
- 88 | Mallettes médicales
- 90 | Stéthoscopes
- 95 | Tensiomètres manuels et électroniques
- 101 | Moniteurs de signes vitaux
- 102 | Thermomètres
- 103 | Oxymètres, débitmètres et spiromètres
- 104 | Electrocardiographes et papiers
- 106 | Electrodes et gels conducteurs
- 107 | Scans, dopplers, cardiocardiographes et holters
- 108 | Otoscopes et accessoires
- 111 | Optométrie
- 112 | Dermatoscopes, lunettes et lampes
- 114 | Laryngoscopes
- 115 | Ophtalmoscopes, négatoscopes
- 116 | Tests, glycémie et cétonémie
- 117 | Glycémie et audiomètre
- 118 | Seringues et produits de sécurité
- 119 | Toises
- 120 | Pèse-bébé et pèse-personne (1)
- 121 | Fauteuils et plateformes de pesée (1)
- 122 | Pèse-personne à colonne (1)

⁽¹⁾ Contrôle annuel obligatoire.



N° 10

N° 11

N° 12

N° 15


N° 20

N° 21

N° 22

1 | Bistouri standard stérile

Swann-Morton®



N° 23

N° 24

N° 25

N° 26

A usage unique et fiable.

Bistouris avec manches gradués, stériles standard.

- Lames fixes en acier inoxydable, manches en plastique bleu.
- Boîte de 10. CE 2797 - Classe IIa.
- Conformité MDR 2017/745.

N° 10

● Réf: SWAU10

N° 11

● Réf: SWAU11

N° 12

● Réf: SWAU12

N° 15

● Réf: SWAU15

N° 20

● Réf: SWAU20

N° 21

● Réf: SWAU21

N° 22

● Réf: SWAU22

N° 23

● Réf: SWAU23

N° 24

● Réf: SWAU24

N° 25

● Réf: SWAU25

N° 26

● Réf: SWAU26

7,00 € (la boîte)

2 | Bistouri standard stérile



A usage unique et maniable.

Modèles disponibles :
N° 10 ; N° 11 ; N° 12 ; N° 15 ;
N° 20 ; N° 21 ; N° 22 ; N° 23 ;
N° 24.

- Boîte de 10.

N° 10.

Réf: HOLCPBJET10

5,90 € (la boîte)



3 | Manche de bistouri

Swann-Morton®

Rigide et bonne prise en main.

Court inox gradué.

- CE 2797 - Classe IR.
- Conformité MDR 2017/745.



A

A) N° 3 (embout étroit).

● Réf: SWAM3IG

5,40 €

B

B) N° 4 (embout large).

● Réf: SWAM4IG

5,40 €

4 | Manche de bistouri



Facile à mettre en place et antidérapant.

Autoclavable.

A) N° 3, court inox.

Réf: HOLID05403

B) N° 4, court inox.

Réf: HOLID05404

2,90 € (l'unité)

C) N° 3, long inox.

Réf: HOLID05413

D) N° 4, long inox.


Réf: HOLID05414

4,90 € (l'unité)





Lames pour manche à embout étroit



Lames pour manche à embout large



1 |

Lame standard

Swann-Morton®



Résistante et précise.

Lame standard stérile ou non stérile pour manche à embout étroit ou large. En acier au carbone.

- Emballage individuel sous feuillet métallique pour les lames stériles, par paquet de 5 pour les non stériles.
- Boîte de 100.
- CE 2797 - Classe IIa.
- Conformité MDR 2017/745.

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| N° 10 | N° 21 |
| ● Réf: SWAST10 | ● Réf: SWAST21 |
| N° 10 A | N° 22 |
| ● Réf: SWAST10A | ● Réf: SWAST22 |
| N° 11 | 22,50 € (la boîte) |
| ● Réf: SWAST11 | |
| N° 12 | |
| ● Réf: SWAST12 | |
| N° 15 | |
| ● Réf: SWAST15 | |
| N° 15 C | |
| ● Réf: SWAST15C | |
| N° 19 | |
| ● Réf: SWAST19 | |
| N° 20 | |
| ● Réf: SWAST20 | |

2 | Lame standard stérile



A usage unique et se clipse facilement.

Lame standard stérile pour manche à embout N° 3 ou N° 4.

En acier au carbone.

- Boîte de 100.
- N° 10, pour manche étroit. Réf: HOLCLAME01
- N° 11, pour manche étroit. Réf: HOLCLAME02
- N° 12, pour manche étroit. Réf: HOLCLAME03
- N° 15, pour manche étroit. Réf: HOLCLAME05
- N° 20, pour manche large. Réf: HOLCLAME07
- N° 21, pour manche large. Réf: HOLCLAME08
- N° 22, pour manche large. Réf: HOLCLAME09
- N° 23, pour manche large. Réf: HOLCLAME10
- N° 24, pour manche large. Réf: HOLCLAME11

14,90 € (la boîte)



3 |

Coupe-fils stérile

Swann-Morton®



Pratique et précis.

Court acier carbone.
Long acier inoxydable.
CE 2797 Classe IIs.
Conformité MDR 2017/745.

- Boîte de 100.
- Court acier carbone. ● Réf: SWASTC **25,30 €**
- Long acier inoxydable. ● Réf: SWASTCL **44,50 €**

4 |




Anses

Long manche pour une bonne maniabilité.

En acier inoxydable.

- Garantie : 2 ans.
- Anse de Billeau. 16 cm. Existe en petite, medium ou large (4 x 6 mm). Réf: HOLIA04600 **15,90 €**
- Anse de snellen. 14 cm, 5 x 15 mm. Réf: HOLIA04601 **21,90 €**



5 |

Anses

Excellente prise en main.

• En acier inoxydable. Dispositif médical CE.

- Anse de Billeau. Dim. : 16 cm. Existe en petite, medium ou large. Réf: DEVIGOB0084 **14,90 €**
- Anse de Snellen. Dim. : 14 cm. Réf: DEVIGOB1009 **16,90 €**





1|



Pinces

Holtex

Pour des manipulations minutieuses.

Acier inoxydable.

- Garantie : 2 ans.

A) Pince à disséquer sans griffes 14 cm.

Réf: HOLIP26214

4,90 €

B) Pince à disséquer avec griffes 14 cm.

Réf: HOLIP26014

4,90 €

C) Pince à échardes 10 cm.

Réf: HOLIP26410

3,90 €

3|

Pince à Champs crabe

Deva|Set

Pour la préparation préopératoire des patients.

- Acier inoxydable.
- Dim. : 9 cm.
- Dispositif médical CE.

Réf: DEVIGOB0532

5,90 €



4|

Stylet

14 cm

Fin et précis.

Acier inoxydable.

Autooclavable 134° et tout type de stérilisation.

- Nombreuses dimensions disponibles.

A) Olive double de 14 cm. La boîte de 10.

Réf: COM3600214

14,90 € (l'unité)

B) Porte-coton de 18 cm.

Réf: COM3605200

3,90 €

C) Porte-coton de 14 cm.

Réf: HOLIS09414

1,90 €

D) Olive double de 14 cm.

Réf: HOLIS08614

1,90 €



6|

Porte-aiguille Mayo-Hegar

14 cm

Prise ferme pour manipulations avec aiguilles précises.

Acier inoxydable.

Réf: HOLIP29414

9,90 €

Holtex



2|

Pinces hémostatiques

COMED

Utilisation polyvalente.

Acier inoxydable.

Autooclavable 134° et tout type de stérilisation.

A) Halstead droite sans griffes 13 cm.

Réf: COMC208012

6,00 €

B) Halstead droite avec griffes 13 cm.

Réf: COMC208212

6,00 €

C) Halstead courbe sans griffes 13 cm.

Réf: COMC208112

7,00 €

D) Halstead courbe avec griffes 13 cm.

Réf: COMC208312

7,00 €

E) Hartmann droite avec griffes 9 cm.

Réf: COMC207209

6,00 €

F) Kocher droite avec griffes 14 cm.

Réf: COMC205014

6,40 €

G) Kocher droite sans griffes 14 cm.

Réf: COMC200014

6,40 €

H) Kelly droite 14 cm.

Réf: COMC209614

6,90 €

I) Leriche droite sans griffes 15 cm.


Réf: COMC209015

7,90 €

J) Leriche droite avec griffes 15 cm.

Réf: COMC209215

7,90 €



5|

Pince coudée pour oreille de Troelsch

14 cm

Forme coudée pour une manipulation facile.

Acier inoxydable.

- Garantie : 2 ans.

A) Pince sans griffes.

Réf: HOLIP01314

3,90 €

B) Pince avec griffes.

Réf: HOLIP01114

3,90 €



7|

Pince à glissement Hartmann

14 cm

Machoières rainurées pour une meilleure préhension.

Acier inoxydable.

Pour corps étranger,

mors 12 x 3 mm.

- Garantie : 2 ans.

Réf: HOLIP14514

27,90 €

Holtex



1| Ciseaux mousse droits 14 cm

◆ COMED



Pour la découpe de pansements et bandages.

Acier inoxydable.
Autoclavable 134° et tout type de stérilisation.

- Garantie : 1 an.
- Réf: COMC100114
3,50 €

2| Ciseaux pointus droits 14 cm

◆ COMED



Outil indispensable.

Acier inoxydable.
Autoclavable 134° et tout type de stérilisation.

- Garantie : 1 an.
- Réf: COMC100314
3,50 €

3| Ciseaux dauphin droits 14 cm

◆ COMED



Un bout arrondi pour ne pas blesser.

Acier inoxydable.
Autoclavable 134° et tout type de stérilisation.

- Garantie : 1 an.
- Réf: COMC100214
3,50 €

4| Ciseaux Mayo droits 14 cm

◆ COMED



Pointes courbées pour coupes difficiles d'accès.

Acier inoxydable.
Autoclavable 134° et tout type de stérilisation.

- Garantie : 1 an.
- Réf: COMC105014
5,00 €

5| Ciseaux d'iridectomie 14 cm

◆ COMED



Adaptés aux opérations de précision.

Acier inoxydable. Autoclavable 134° et tout type de stérilisation.

- Garantie : 1 an.
- Droits, 11 cm.
- Réf: COMC106011
3,50 €
- Courbes, 11 cm.
- Réf: COMC106111
4,50 €

6| Ciseaux à fil de Spencer 13 cm

◆ COMED



Encoche adaptée à la découpe de fils.

Acier inoxydable.
Autoclavable 134° et tout type de stérilisation.

- Garantie : 1 an.
- Réf: COMC115013
5,90 €

7| Ciseaux universels de Jesco 19 cm

◆ COMED



Performants pour la découpe de tissu.

Autoclavable 134° et tout type de stérilisation.

- Nombreux coloris.
- Garantie : 1 an.
- Noir.
- Réf: COMC2910245
5,10 €
- Rouge.
- Réf: COMC2910240
5,10 €

8| Ciseaux Metzemaum droits 14 cm

◆ COMED



Précision affinée.

Acier inoxydable.
Autoclavable 134° et tout type de stérilisation.

- Garantie : 1 an.
- Réf: COMC104014
5,20 €



- 1| **Pince plastique anatomique stérile** **Pour le soin des plaies.**
 À usage unique.
 Composée d'une double denture.
 Facile à utiliser.

RAFFIN
care for you since 1914

- Dim. : 12,5 cm.

Réf: RAF360101

0,22 €



- 2| **Pince stérile Kocher à usage unique** **Pour les manipulations et soins stériles.**

RAFFIN
care for you since 1914

Préhension de compresses et tampons.

- Dim. : 14,5 cm.
- Sans latex.

Réf: RAF360108

0,45 €



- 3| **Curette dermatologique à usage unique** **Différentes tailles pour plus de précision.**

Holtex

Stérilisation par radiation.
 Prête à l'emploi et stérile.

- Boîte de 10 curettes.
- Existe en diamètre de 2 à 7 mm.

Diam. : 2 mm.

● Réf: HOLCPCURE01

37,20 €



- 4| **Curette dermatologique** **Pour des prélèvements dermatologiques précis.**

DevalSet

Acier inoxydable.

Diamètres disponibles : de 1 à 7 mm.

A) Curette fine fenêtrée.
 Dim. 16 cm, diam. : 4 mm.

Réf: DEVIGOB0117

10,90 €

B) Curette pleine.
 Dim. 16 cm, diam. : 4 mm.

Réf: DEVIGOB0387

10,90 €



- 5| **Punch à biopsie à usage unique** **Qualité de coupe pour le prélèvement cutané.**

Holtex

Bordure très tranchante en acier inoxydable sans soudure.

Manche cranté assurant une bonne préhension.

- Stérile, prêt à l'emploi, sous emballage individuel.
- Dim. du manche : L 82 x diam. 10 mm.
- Diam. : 1 mm.
- Existe en diam. de 1,5 à 8 mm.
- La boîte de 10.

Réf: HOLCPPUNC01

33,90 €



- 6| **Ote agrafes métal à usage unique** **Pour un retrait des points de suture précis.**

RAFFIN
care for you since 1914

Stérile.

- Dim. : 10 cm.

Réf: RAF360202

1,60 €



- 7| **Cupule à usage unique** **En aluminium souple.**

LR
People,Health,Care.™

- Les 100.

A) Diam. 8,3 x 1,7 cm.

Réf: LOH85941

12,90 €

B) Diam. 8,8 x 4 cm.

Réf: LOH85942

8,90 €



- 8| **Plateau à usage unique** **Grande contenance.**

LR
People,Health,Care.™

- Les 100.

20,7 x 14 x 3,1 cm.

Réf: LOH85943

33,90 €

31,7 x 21,3 x 4,7 cm.

Réf: LOH85944

106,90 €



- 9| **Cuvette haricot fibre** **Pratique pour déposer les instruments.**

COMED

Haricot rétiniforme en fibre moulée à usage unique.

100 % en papier recyclé, compostable et biodégradable.

- Capacité : 600 ml.
- Le carton de 320 pièces.

● Réf: COM1620026

52,20 €



1| Pince coupe clamp ombilical




Manipulation sûre et simple.
Acier inoxydable. Autoclavable.

- Bar 8 cm.
- Garantie : 2 ans.

Réf: [HOLIC30108](#)
12,90 €

3| Pince droite



Rigide et fiable.

- Garantie : 2 ans.

A) Pince Museux 24 cm.
Réf: [HOLIP20624](#)
19,90 €

B) Pince de Fœrster striée 24 cm.
Réf: [HOLIP43424](#)
20,90 €

C) Pince Pozzi droite 24 cm.
Réf: [HOLIP22424](#)
19,90 €

4| Brosse cervicale à usage unique



Pour des prélèvements facilités.

A) Brosse cervicale.
Non stérile.
Sachet de 50.
Réf: [COM2510750](#)
11,90 €

B) Spatule gynécologique d'Ayre.
Boîte de 200.
Réf: [COM2510700](#)
6,00 €

2| Spéculum vaginal



Nombreuses tailles disponibles pour s'adapter à toute morphologie.

- Garantie : 2 ans.

A) Spéculum vaginal Collin. 16 mm.
Réf: [HOLIS04616](#)
Spéculum vaginal Collin. 20 mm.
Réf: [HOLIS04617](#)
Spéculum vaginal Collin. 25 mm.
Réf: [HOLIS04625](#)
Spéculum vaginal Collin. 30 mm.
Réf: [HOLIS04630](#)
Spéculum vaginal Collin. 32 mm.
Réf: [HOLIS04632](#)
Spéculum vaginal Collin. 40 mm.
Réf: [HOLIS04640](#)

27,90 € (l'unité)

B) Spéculum vaginal de Cusco. 16 mm.
Réf: [HOLIS05616](#)
Spéculum vaginal de Cusco. 32 mm.
Réf: [HOLIS05632](#)
Spéculum vaginal de Cusco. 40 mm.
Réf: [HOLIS05640](#)
25,90 € (l'unité)

6| Cupule polypropylène



Contenant pour liquides ou solides.

- Les 100 pièces.
- Coloris : blanc.

Contenance : 60 ml.
Réf: [LOH31378](#)
10,90 €

Contenance 120 ml. (Présenté.)
Réf: [LOH31202](#)
16,90 €

5| Boîte aluminium couleur



Différentes couleurs et dimensions pour une meilleure organisation.

- Coloris disponibles : rouge (R), azur (BC), bleu (B), vert (V) ou doré (D).
- 1 réf. par couleur.
- Garantie : 1 an.

Dim. : 17 x 7 x 3 cm.
Réf: [HOLAC1773](#)
29,90 €

Dim. : 18 x 9 x 3 cm.
Réf: [HOLAC1893](#)
33,90 €

Dim. : 21 x 10 x 3 cm.
Réf: [HOLAC2113](#)
42,90 €

8| Plateau inox



Léger et robuste.

- Existe aussi en dim. : 28 x 18 x 3 cm, 30 x 21 x 4 cm et 35 x 26 x 4 cm.
- Garantie : 1 an.

Dim. : 17 x 11 x 2,5 cm.
Réf: [HOLA17112](#)
9,90 €

Dim. : 20 x 13 x 2,5 cm.
Réf: [HOLA20122](#)
11,90 €

Dim. : 22 x 15 x 3 cm.
Réf: [HOLA22142](#)
12,90 €

7| Cupule inox



Avec bec verseur pour plus de précision.

- Acier inoxydable.
- Nombreux diamètres disponibles : de 40 à 200 mm.
- Dispositif médical CE.

A) Diam. : 40 mm.
Réf: [DEVINOGOB0016](#)
4,90 €

B) Diam. : 120 mm.
Réf: [DEVINOGOB0020](#)
7,90 €

9| Haricot inox



Petite ou grande contenance selon dimensions.

Dim. : 16 x 8,5 x 3,5 cm.
Réf: [HOLA16124](#)
4,90 €

Dim. : 20 x 11,5 x 4 cm.
Réf: [HOLA20124](#)
8,90 €

Dim. : 25 x 13,5 x 4 cm.
Réf: [HOLA12544](#)
11,90 €

Dim. : 30 x 14 x 4,5 cm.
Réf: [HOLA28124](#)
14,90 €



1|

Garrot Facile à utiliser.

Clip Pro Usage intensif.

◆ COMED

Desserrage progressif.

- Longueur : 45 cm, largeur : 2,6 cm.
- Coloris : rouge, bleu, noir, violet, vert et orange.

Rouge.

● Réf: COM4292040

Bleu.

● Réf: COM4292041

Noir.

● Réf: COM4292045

Violet.

● Réf: COM4292046

Vert.

● Réf: COM4292047

Orange.

● Réf: COM4292048

9,00 € (l'unité)



2|

Garrot clip Haute qualité.

adulte et enfant Ouverture rapide et desserrage progressif.

◆ COMED

- Adulte : noir, violet, orange, rouge, bleu, vert. L. 48 x l. 2,6 cm.
- Enfant : bleu, jaune, rose. L. 40 x l. 2,5 cm.

A) Adulte, noir.

● Réf: COM4290045

B) Adulte, violet.

● Réf: COM4290046

C) Adulte, orange.

● Réf: COM4290048

D) Adulte, bleu.

● Réf: COM4290041

E) Enfant, bleu.

● Réf: COM4290050

F) Enfant, rose.

● Réf: COM4290049

G) Enfant, girafe jaune.

● Réf: COM4290051

9,00 € (l'unité)



3|

Garrot Avec ou sans latex.

◆ COMED

• Boîte de 25 pièces.

A) Latex.

Longueur : 75 cm.

Largeur : 1,8 cm.

Épaisseur : 1,5 mm.

● Réf: COM4290075

18,20 €

B) Sans latex.

Longueur : 75 cm.

Largeur : 2,6 cm.

Épaisseur : 1 mm.

● Réf: COM4290147

24,40 €



4|

Marteau de Babinski Léger avec tête amovible.

Adulte, 25 cm.

• Garantie : 2 ans.

A) Métal. (Non présenté).

Réf: HOLID0660G

B) Rouge.

Réf: HOLM05320280


C) Noir.

Réf: HOLM05320250

D) Bleu.

Réf: HOLM05320260

6,90 € (l'unité)



5|

Bracelets identification bébé et adulte

Système de fermeture inviolable. Etiquette à insérer et feutre spécial pour inscription directe.

◆ COMED

• La boîte de 100.

A) Bracelets enfant. Rose.

Réf: COM1610640

B) Bracelets enfant. Bleu.

Réf: COM1610641

C) Bracelets adulte. Transparent.

Réf: COM1610546

24,00 € (l'unité)



6|

Montre infirmière S'accroche facilement

En silicone avec épingle de fixation.

En silicone avec épingle de fixation. Livrée dans une boîte métal.

• Nombreux coloris.

• Garantie : 1 an.

Bleue.

● Réf: COM2430041

Blanche.

● Réf: COM2430040

Léopard.

Réf: COM2430065

12,90 € (l'unité)



7|

Montre infirmière étanche

Idéale pour le respect des procédures de lavage des mains. S'accroche facilement à la blouse.

• En silicone, système d'accroche de sûreté.

• Carbone, corail, myrtille ou rose poudré.

A) Carbone.

● Réf: HOLDSP570652

B) Corail.

● Réf: HOLDSP570650


C) Myrtille.

● Réf: HOLDSP570651

D) Rose poudré.

● Réf: HOLDSP570653

10,10 € (l'unité)





1| Set pédicure manucure

Feeling

promed



Pour un travail précis.

Appareil sans fil.

Sélection du sens de la rotation.

- 2 vitesses de rotation : 7 000 et 12 000 t/min.
- Livré avec 5 têtes différentes et un support.
- Equipé avec son chargeur et son transformateur.
- Garantie : 2 ans.

Réf: FRAPRO040

59,90 €

2| Set pédicure manucure

Sensitive

promed



Confort d'usage avec éclairage.

Lampes à LED (lumière froide), pour éclairer la surface traitée.

Pour soins de manucure et pédicurie.

- Réglage de rotation droite/gauche de la vitesse jusqu'à 12 000 t/min par touches tactiles, protégées contre les poussières.
- Livré avec un étui de rangement, 12 accessoires et 30 bandes abrasives.
- Alimentation électrique par transformateur secteur.
- Garantie : 2 ans.

Réf: FRAPRO055

108,90 €

3| Set pédicure manucure

Ultra Pro S

promed



Produit haut de gamme facile à manipuler.

Pour toutes les applications d'onglerie et l'élimination des callosités.

- Réglage progressif de la vitesse jusqu'à 15 000 t/min. par touches tactiles.
- Rotation droite/gauche.
- Livré avec accessoires
- Alimentation par transformateur secteur.
- Garantie : 2 ans.

Réf: FRAPRO028

177,90 €

4| Lime électrique à ongles

620 Deluxe

promed



Léger et pratique pour le transport.

Soin des ongles naturels ou artificiels.

Mandrin avec verrouillage automatique.

- Rotation : 20 000 t/min. droite/gauche.
- Interrupteur protégé contre les poussières.
- Livré avec ses 8 accessoires.
- Alimentation par transformateur secteur.
- Garantie : 2 ans.

Réf: FRAPRO065

206,90 €

6| Podoscope

Podo'Line

ella legros
écouter le diagnostic



Pour un examen clinique de la charge sur la plante des pieds

Eclairage fluorescent tangentiel.

- Charge maximale : 150 kg.
- Garantie : 1 an.

Réf: ELLP4

777,90 €



6| Pince à envie

11,5 cm

Holtex

Résistante et maniable.

- Garantie : 2 ans.

Réf: HOLIP05411

20,90 €



7| Pince coupe-ongles

Holtex

Accessoire de manucure incontournable.

- Garantie : 2 ans.

A) 12 cm.

Réf: HOLIP05412

25,90 €

B) 15 cm.

Réf: HOLIP05415

25,90 €

C) Sécateur 13 cm.

Réf: HOLIP05423

25,90 €

D) Ongles incarnés 13 cm.

Réf: HOLIP05413

25,90 €



8| Ciseaux à ongles

10 cm

DevaiSet

Epousent parfaitement la courbe de l'ongle.

Acier inoxydable.

Modèles courbés ou droits.

- Dim. : 10 cm.
- Dispositif médical CE.

Ciseaux courbés. (Présentés).

Réf: DEVIGOB0781

3,90 €

Ciseaux droits.

Réf: DEVIGOB0782

3,90 €



9| Set de cryothérapie

GSH+

Set portable et pratique.

Pour lésions cutanées bénignes.

- Durée d'application entre 15 et 40 s.
- Set complet comprenant : une bombe aérosol de 170 ml, des bâtonnets applicateur de 2 mm et/ou 5 mm.

50 traitements de 5 mm.

Réf: HOLDUCRYO01

58,90 €

60 traitements de 2 mm.

Réf: HOLDUCRYO02

58,90 €





1 Vêtements écoresponsables, doux et respirants



Gamme hypoallergénique, antibactérien, respirante et facile à entretenir.

Marque engagée qui propose des produits se souciant de l'impact sur les femmes, les hommes et l'environnement. Fabrication à partir de Tencel, aussi appelé Lyocell, matière végétale.

- 50 % lyocell (fibre d'eucalyptus) et 50 % polyester.
- Sergé, 215 g/m².
- Taille 00 à 5.

A) Pantalon mixte Jasmin, ceinture élastique.

Réf: **HOLWMJAS07 35,90 €**

B) Tunique homme Bougainvillier. Col officier. Manches courtes. 3 poches plaquées.

Réf: **HOLWMBOU07 35,90 €**

C) Blouse mixte Edelweiss. Col tailleur. Manches longues. 2 poches basses, 1 poitrine et 1 intérieure.

Réf: **HOLWMEDE07 35,90 €**

D) Blouse mixte Azalée. Col tailleur. Manches courtes. 2 poches basses, 1 poitrine et 1 intérieure.

Réf: **HOLWMAZA07 35,90 €**

E) Tunique femme Iris. Encolure arrondie. 3 poches plaquées, ouverture latérale.

Réf: **HOLWMIRI07 35,90 €**

2 Tunique liseré Timme



Légère et agréable à porter.

- Tunique femme.
- Manches courtes kimono revers.
- Boutons pressions calottés blancs.
- Parements et liseré sur col, poches et manches.
- Longueur : 75 cm. 65 % polyester, 35 % coton.
- Taille : 0 à 6.
- Coloris : vert anis, rose, lilas, orange.

Réf: **COM2442401**

48,90 €



Vêtements pour les professionnels de santé

Broderies, sérigraphies, thermocollages, sublimations (impression HD dans le tissu).
Quelque soit votre envie, nous concevons des tenues personnalisées et à votre image.

- Spécialiste du vêtement professionnel.
- Propose des tenues élégantes aux finitions impeccables.
- Grand choix de tailles.
- Coupes et coloris adaptables.
- Palettes de 30 couleurs.
- Livraison en moins de 72h partout en France.





1| **Tunique femme** **Agréable et un design très élégant.**
Volga




Col trapèze. Adaptée à un entretien domestique ou industriel.

- Fermeture latérale pour boutons pressions inox.
- Manches courtes kimono. Parements contrastés au col, aux manches et aux 3 poches. Longueur milieu dos 75 cm.
- Polyester 65 %, coton 35 %. Blanc opposition couleur ou couleur opposition blanc (non présenté).
- Taille 00 à 7.

Taille 3.
● Réf: HALVOLGA03 **21,60 €**

3| **Tunique femme** **Agréable à porter et facile à nettoyer.**
Byzan




Col en V. Adaptée à un entretien domestique ou industriel.

- Fermeture latérale par 3 boutons pressions calottés assortis au biais et 3 boutons pressions cachés.
- Manches courtes kimono. Biais contrasté au col, aux manches et aux 3 poches.
- Fente côtés. Longueur milieu dos 80 cm.
- Polyester 65 %, coton 35 %.
- Blanc opposition couleur. Taille 00 à 7.

Taille 3.
● Réf: HALBYZAN03 **28,50 €**

4| **Veste homme** **Légère et confortable.**
Ispahan




Col officier.

- Fermeture par pression.
- Manches courtes montées.
- 1 poche poitrine, 2 basses.
- Hauteur 78 cm.
- Polyester 65 %, coton 35 %.
- Blanc.
- Taille 00 à 7.

Taille 3.
● Réf: HALISPAHAN03 **23,90 €**

6| **Veste mixte** **Parement contrasté aux épaules et sur la poche à la poitrine.**
Etna




Adaptée à un entretien domestique ou industriel.

Fermeture centrale par boutons pressions calottés blancs.

- Manches courtes kimono.
- 2 poches dont une poche poitrine avec parement et biais contrastés.
- Fente côtés.
- Longueur milieu dos 77 cm.
- Sergé 210 gr/m², polyester 65 % / coton 35 %.
- Taille 00 à 7.

Taille 3. Réf: HALETNA03 **39,90 €**

2| **Tunique femme** **Avec fentes sur les côtés.**
Byzance




Col en V.

Adaptée à un entretien domestique ou industriel.

- Fermeture latérale par 3 boutons pressions calottés assortis au biais et 3 boutons pressions cachés.
- Manches courtes kimono.
- Parements et biais contrastés au col, aux manches et aux 3 poches.
- Longueur milieu dos 80 cm.
- Blanc opposition couleur. Différents coloris parements disponibles.
- Sergé 210 gr/m², polyester 65% / coton 35%.
- Taille 00 à 7.

Taille 3.
Réf: HALBYZANCE03 **32,90 €**

5| **Veste femme** **Vêtement classique et sobre.**
Ontario




Fermeture par boutons pressions calottés assortis.

- 2 poches basses.
- Composition : laine polaire 100 % polyester.
- Taille : 00 à 7.

Taille 3.
Réf: HALONTARIO03 **36,90 €**

7| **Pantalon mixte** **Matière extensible pour un confort optimal.**
Java




Pantalon pour soignant.

Adapté à un entretien domestique ou industriel.

- Taille élastique sans ouverture.
- Entrejambe 82 cm fini.
- Boutonnière pour changement élastique.
- Polyester 65 %, coton 35 %.
- Blanc ou couleur.
- Taille 00 à 7.

Taille 3.
● Réf: HALJAVA03 **16,90 €**

8| **Sabot** **Confortable et très léger.**
Zeroplus




Semelle intérieure avec points de réflexologie.

Pastille de décharge d'électricité statique sur le talon.

Perforations latérales.

Semelle extérieure antidérapante.

- Pointure : du 35 au 46.
- Coloris : blanc, noir, bleu marine, bordeaux et lilas.

La paire.
● Réf: CLE470UZEROPUS + coloris + pointure **36,90 €**





1 | **Mallette médicale Classic MedBag**

Très légère et pratique pour le transport.
Ultra légère pour le professionnel de santé.

Tissu très résistant, imperméable et lavable.

- Entièrement capitonnée et molletonnée.
- 9 poches dans le compartiment central.
- 2 poches latérales dont une pour le téléphone, 1 poche frontale zippée avec élastique de soutien et 1 poche à l'arrière.
- Dim. : L. 42 x l. 20 x H. 32 cm.

Coloris : noir. Existe en bleu et bordeaux.

● Réf: FRATRIO04 **41,70 €**



3 | **Mallette médicale Clara**

Souple et idéale pour les médecins.
Tissu très résistant et imperméable.

Poche principale modulable grâce aux séparateurs velcros.

- 3 poches externes et 2 latérales.
- Dim. : 31 x 30 x 22 cm.
- Capacité : 5 kg.
- Coloris : gris (existe en bleu).

Réf: FRATRIO19
54,90 €



5 | **Mallette médicale Swing MedBag**

Résistante et imperméable.
Mallette souple idéale pour les médecins / infirmiers.

- Tissu très résistant et imperméable.
- Poche principale modulable (velcro).
- Range document sur la partie supérieure de la poche centrale.
- 3 poches externes, 2 latérales et 1 frontale
- Dim. : L. 50 x l. 25 x H. 25 cm.
- Coloris : noir, gris, bleu, orange ou prune.

Coloris : prune.
Réf: FRATRIO14
71,90 €



7 | **Mallette médicale à roulettes Rolling Medbag**

Idéale pour les déplacements quotidiens.
Résistante et imperméable.

- Poche principale modulable, séparateurs en velcro.
- 3 poches externes. 2 latérales et une frontale. 1 range documents sur la partie supérieure de la poche centrale.
- Dim. : L. 50 x l. 30 x H. 30 cm.
- Coloris : noir.

Réf: FRATRIO18
99,90 €



9 | **Mallette médicale Call**

Pour faciliter les déplacements des professionnels.
Tissu 230 D. Fermeture éclair cadenasée.

- 5 compartiments extractibles et 1 isotherme avec 43 bandes élastiques pour les médicaments.
- Bourse filet. 4 élastiques de fixation. Mini-attache, sac auxiliaire pour grands volumes.
- Bandoulière, anse, bretelles de sac à dos dissimulées.
- Dim. : L. 40 x l. 30 x H. 12 cm / 14,4 l.

Coloris : bleu. Chariot à roulettes en option.
Réf: HOLMECALLO1B **181,90 €**



2 | **Mallette médicale Comed Bag**

Fonctionnelle.
En polyester et intérieur en PVC.

- Ouverture sur le haut avec une fermeture éclair.
- Intérieur avec cloisons amovibles.
- Pochettes latérales et bandoulière amovible.
- Dim. : L. 42 x l. 20 x H. 29 cm.
- Coloris : bleu foncé, rouge, turquoise ou rose.

Coloris : bleu foncé.
Réf: COM5510000
51,90 €



4 | **Mallette médicale Multy**

Petit, léger et grande capacité.
Anse et bandoulière.

- 1 espace principal matelassé, grande capacité avec séparateur extractible. 2 poches matelassées de capacité moyenne.
- 1 poche plate, 2 poches filet.
- 12 élastiques de moyen format et 8 de grand format.
- Dim. : L. 34 x l. 21 x H. 20 cm / 14,28 l.
- Coloris : noir, bleu ou gris.

Coloris : noir.
Réf: HOLMEMULT01N
45,90 €



6 | **Sac à dos médical City**

Imperméable et facile à nettoyer.
Base renforcée et antidérapante. Bretelles réglables et appui dorsal rembourré.

- 2 poches avant, compartiment principal ouverture en U.
- 3 compartiments amovibles et un ampoulier avec 33 ampoules.
- 3 grandes poches fixes.
- Compartiment arrière protégé.
- Dim. : L. 28 x l. 14 x H. 40 cm / 15,68 l.
- Coloris : gris bi-ton et bleu clair.

Réf: HOLMECITY01
170,90 €



8 | **Mallette médicale à roulettes Community**

Compacte et agencement modifiable.
Large poche frontale.

- Espace avec des séparateurs extractibles.
- Ampoulier isotherme avec 19 élastiques.
- Bandoulières démontables.
- Fermeture à cadenas.
- Bande pour positionnement du chariot à roulettes.
- Dim. : L. 35 x l. 26 x H. 14 cm / 12,5 l.
- Coloris : bleu ou rose.
- Chariot à roulettes en option.

Coloris : bleu.
Réf: HOLMECOMM02B
124,90 €



10 | **Mallette médicale Medic**

Très grande contenance.
Structure renforcée avec ruban.

- Ampoulier isotherme avec 41 bandelettes élastiques.
- Poche externe de grande capacité avec bandes élastiques et compartiments spacieux.
- Intérieur modulable.
- 2 poches plates à filets pour instruments et poche externe.
- Dim. : L. 50 x l. 24 x H. 28 cm / 33,60 l.
- Coloris : noir ou bleu.
- Chariot à roulettes en option.

Coloris : bleu.
Réf: HOLMEMEDIO2B
237,90 €



Sacs médicaux Eiffel, Etretat et Madrague

Les conseils de Laure votre Technicien de santé

De Boissy a joué la carte de l'élégance, de la tendance et de la modernité. Des **mallettes colorées, légères et ultra pratiques** pour vos visites médicales à domicile ou en collectivité. Tous les tissus, extérieurs comme intérieurs, sont **certifiés Global Recycled Standard (GRS)** et ont été fabriqués à partir de matière recyclée.



Des sacs élaborés pour et avec les professionnels de santé. Pour répondre au mieux à vos attentes.

3 modèles de sac médical, 3 styles différents : Eiffel, Etretat ou Madrague. Un mélange entre modernité et vintage, clin d'œil à l'emblématique mallette en cuir du médecin.

Nombreux compartiments et rangements.

Sac médical Eiffel, gris chiné et noir, chic et simple à la fois. Polyester, résistant, durable, déperlant et lavable, avec bande réfléchissante.

A) Mini Sac médical Eiffel. Dim. : L. 32 x H. 28 x p. 20 cm / 15 l.
Poids : 0,95 kg. Poids max. : 4 kg.

● Réf: HOLMDEIFF02 **57,90 €**

B) Grand sac médical Eiffel. Dim. : L. 40 x H. 35 x p. 24 cm / 24 l.
Poids : 1,3 kg. Poids max. : 6 kg.

● Réf: HOLMDEIFF01 **66,90 €**

C) Sac à dos médical convertible Eiffel. Dim. : L. 30 x H. 45 x p. 15/19 cm / 19/25 l. Poids : 2,1 kg. Poids max. : 6 kg.

Réf: HOLMDEIFF03 **113,90 €**

Sac médical Etretat, gris chiné et marron, écoresponsable, style urbain, élégant, super organisé.

D) Mini Sac médical Etretat. Dim. : L. 32 x H. 28 x p. 20 cm / 15 l.
Poids : 1,6 kg. Poids max. 4 kg.

● Réf: HOLMDETRE02 **99,90 €**

E) Grand Sac médical Etretat. Dim. : L. 40 x H. 35 x p. 24 cm / 22 l.
Poids : 2,1 kg. Poids max. : 6 kg.

Réf: HOLMDETRE01 **124,90 €**

Sac médical Madrague, rouge et noir, écoresponsable, style urbain, élégant, super organisé.

F) Mini Sac médical Madrague. Dim. : L. 32 x H. 28 x p. 20 cm / 15 l.
Poids : 1,6 kg. Poids max. : 4 kg.

● Réf: HOLMDMADR02 **99,90 €**

G) Grand Sac médical Madrague. Dim. : L. 40 x H. 35 x p. 24 cm / 22 l.
Poids : 2,1 kg. Poids max. : 6 kg.

Réf: HOLMDMADR01 **125,90 €**

- Poignées rembourrées et solides, bandoulière réglable, fond antidérapant.
- Polyester et glissières YKK®.
- Vendu vide.
- Garantie : 1 an.




Tissu éco-responsable, lavable, résistant, et déperlant

Port USB avec câble intégré

Poches intérieur avec 2 séparateur velcro + 1 poche ordinateur

De Boissy



1

Stéthoscope

Gamma® 3.1

Pulse



Bonne restitution du son.

Pavillon plat massif.

Membrane de qualité,
diam. : 44 mm.Système de tubulure monocal
avec une remarquable conduction
du son.

• Garantie : 5 ans.

Pulse, adulte noir.

● Réf: HEIM00009941

52,00 €

2

Stéthoscope

Classique

COLSON®

Confortable et robuste.

Double ou simple pavillon.

Bague anti-froid sur chaque
pavillon.Lyre orientée avec ressort
incorporé à la tubulure.

- Fourni avec 3 jeux d'embouts auriculaires.
- Coloris : bleu, noir et rouge.
- Garantie : 2 ans.

Simple pavillon, noir.

Réf: DUPCC1201004

36,90 €

Double pavillon, noir.

Réf: DUPCC1202004

51,90 €

3

Stéthoscope

Pulse® II

Spengler

Léger mais pas dans sa précision.

Pavillon poids plume : conçu
en aluminium pour être léger
et confortable au quotidien.Bague anti-froid et membrane
embouts auriculaires en silicone
pour plus de confort.

- Simple pavillon en aluminium.
- Adapté à votre anatomie : le design des lyres a été repensé pour mieux s'adapter.
- Idéalement conçu pour les brassards grâce à ses bords fins.
- Existe en double pavillon et différents coloris.
- Garantie : 3 ans.

Réf: HOLDSP507702

39,90 €

4

Stéthoscope

Luxascope Sonus SX

LUXAMED®

Excellente qualité acoustique.

Récepteur double pavillon en acier
inoxydable.Membrane en métal léger avec
bague anti-froid.

- Sans latex, sans nickel.
- Lyre renforcée pour une meilleure résistance.
- 2 tailles de membrane : adulte Ø 39 mm et pédiatrique Ø 32 mm.
- Longueur : 77 cm.
- Garantie : 2 ans.

Modèle adulte noir.

Réf: WEPLXG121114

64,90 €

5

Stéthoscope

pédiatrique

Bibop

COLSON®

Ludique et fiable.


Récepteur en acier inoxydable
avec bague anti-froid.Embout souple et lyre en
aluminium avec ressort intégré.
Membrane acoustique haute
résolution.

- Livré avec 7 têtes d'animaux s'adaptant sur le récepteur.
- Coloris : vert, ciel ou jaune.
- Garantie : 1 an.

Jaune.

Réf: DUPCC1000009

51,90 €



1| Stéthoscopes Gamma® 3.2 et 3.3 Acoustic

Rendu fidèle des sons haute et basse fréquence.

Pavillon double avec 2 plages de fréquences différentes, fonction membrane ou fonction cloche.



- Membrane de qualité, diam. : 44 mm.
- Pavillon avec bague anti-froid.
- Simple tubulure sans latex, L. 56 cm.
- Taille de la cloche : 30 mm.
- Garantie : 5 ans.

Pédiatrique.

● Réf: HEIM00009943

67,90 €

Adulte.

● Réf: HEIM00009942

67,90 €



2| Stéthoscope 3M™ Littmann® Classic III™

Haute qualité acoustique.

Double pavillon, polyvalent : le côté pédiatrique se transforme en cloche traditionnelle.

- Tubulure nouvelle génération à simple conduit.
- Membrane double fréquence en une seule pièce.
- Nombreux coloris et éditions disponibles.
- Garantie : 5 ans.

Noir.

● Réf: 3MST5620N

133,50 €

Bordeaux.

● Réf: 3MST5627B

133,50 €



4| Stéthoscope 3M™ Littmann® Classic II S.E.

Excellente prise en main et bonne maniabilité.

Double pavillon, simple tubulure, 1 membrane double fréquence.

- Disponible en version pédiatrique et nouveau-né.
- Garantie : 3 ans.

Pédiatrique rouge framboise. (Présenté.)

● Réf: 3MST2122F

124,90 €



3| Stéthoscope infirmier 3M™ Littmann® Lightweight II S.E.

Très léger et fiable.

Idéal pour la prise de tension.

- Membrane double fréquence.
- Double pavillon ovoïdal en métal et résine.
- Cloche décalée.
- Tubulure à simple conduit qui se plie aisément pour tenir dans une poche.
- Garantie : 2 ans.

A) Noir.

● Réf: 3MST2450N

79,90 €

B) Bordeaux.

● Réf: 3MST2451B

79,90 €

C) Bleu ciel.

● Réf: 3MST2454B

83,40 €

D) Bleu caraïbes.

● Réf: 3MST2452C

82,90 €

E) Rose.

● Réf: 3MST2456R

82,90 €





1

Stéthoscope Magister® II



La référence pour la médecine générale.

Un pavillon catégorie poids lourd : développé avec l'aide d'ingénieurs de l'École Centrale et du Laboratoire d'Acoustique de Marseille.

Offre une acoustique exceptionnelle.

- Double pavillon.
- Une écoute polyvalente : doté de 2 membranes double fréquence, un coté adulte et un autre coté pédiatrique.
- Confort optimal : lyres anatomiques en aluminium, bague anti-froid, embouts auriculaires en silicone, indicateur de pavillon.
- Tubulure haute précision, matériau permettant une réduction des bruits parasites extérieurs.
- Adapté aux brassards, conçu avec des bords fins.
- Coloris : noir, corail, myrtille
- Garantie : 5 ans.

A) Noir. Double pavillon.

Réf: SPE507251

89,90 €

B) Myrtille. Double pavillon.

Réf: SPE507262

89,90 €

C) Corail. Double pavillon.

Réf: SPE507252

89,90 €

SELECTION

2

Stéthoscope Magister®



Le meilleur rapport qualité prix pour la médecine générale.

Récepteur double pavillon pivotant
Membrane double fréquence et pavillon.

- Lyre orientée en acier inoxydable, s'adapte parfaitement à l'anatomie du conduit auditif.
- Tubulure simple avec conduit haute performance qui isole bien des bruits parasites.
- Récepteur diam. 44,3 mm.
- Nombreux coloris disponibles.
- Garantie : 5 ans.

● Réf: SPE507202

89,90 €

3

Stéthoscope Duplex 2.0



Performance et confort.

Double pavillon en acier inoxydable (existe en aluminium).

Bague anti-froid.

Membrane spéciale pour une acoustique précise.

Lyre anatomique avec réglage pression d'appui.

- Embouts interchangeables et orientables.
- Sans latex.
- 5 coloris de lyre disponibles.
- Garantie : 5 ans.

Réf: PRO420004

67,90 €



1|

Stéthoscope Maestro II



Récepteur en acier inoxydable double pavillon.

Membrane acoustique multifréquences haute résolution.

- Bague anti-froid. 3 jeux d'embouts de différentes tailles, 3 types de récepteurs :
 - adulte (noir et bordeaux),
 - pédiatrique (noir et rose)
 - nourrisson (noir et ciel).
- Garantie : 3 ans.

Adulte noir.

Réf: DUPCC1305004

88,90 €



1|

Stéthoscope Cardio Prestige® II



Une acoustique qui va faire du bruit.

Une écoute très haute définition, usiné avec précision, inspiré d'un cor d'harmonie.

Met KO les bruits parasites grâce à la nouvelle tubulure large diamètre développée en silicone pour une meilleure circulation des ondes.

Ecoute polyvalente grâce à la dernière génération de membrane flottante en fibre de verre.

2 niveaux d'écoute.

Aisance d'utilisation et un confort à toute épreuve.

- Simple ou double pavillon en acier inox.
- Technologie acoustique premium.
- Membrane flottante multifréquence :
 - pression légère pour basses fréquences,
 - pression ferme pour hautes fréquences.
- Lyre nouveau design, large diamètre, adaptée à l'anatomie.
- Bague anti-froid.
- Embouts auriculaires en nano silicone.
- Indicateur de pavillon.
- Garantie : 7 ans.

Réf: SPE506011

167,90 €



2|

Stéthoscope 3M™ Littmann® Cardiology IV™



La garantie d'une qualité acoustique exceptionnelle.

Membrane double fréquence, en une seule pièce, facile à fixer et à nettoyer.

- Double pavillon adulte et pédiatrique.
- Nombreux coloris et éditions disponibles.
- Garantie : 5 ans.

Noir. (Présenté).

● Réf: 3MST6152N

281,90 €

Bleu marine.

● Réf: 3MST6154B

281,00 €



3|

Stéthoscope 3M™ Littmann® Master Cardiology™



Acoustique et confort remarquables.

Pavillon monobloc en acier poli main, membrane double fréquence.

- Tubulure à double conduit.
- Adaptateur pédiatrique.
- Coloris : noir, bordeaux, bleu marine, vert anglais, prune, bleu Caraïbes.
- Existe en éditions : Black, Laiton et Smoke.
- Garantie : 7 ans.

Bleu marine. (Présenté).

● Réf: 3MST2164N

302,00 €

Modèle Black Edition.

● Réf: 3MST2161B

337,00 €





L'entreprise **HEINE Optotechnik** créée en **1946**, par **Helmut A. Heine**, conçoit et fabrique des **instruments de diagnostic médical** : otoscopes, dermatoscopes, tensiomètres, laryngoscopes, loupes et lampes frontales, instruments d'ophtalmologie et de diagnostic vétérinaires...

Heine est leader mondial dans son domaine

Fort de plus de **500 collaborateurs**, Heine reste une **entreprise 100 % familiale dirigée par ses propriétaires**, où des décennies d'expériences et de savoir-faire artisanal s'allient aux technologies de fabrication les plus modernes. Les collaborateurs, leurs clients et la qualité de leurs produits sont au cœur de leurs préoccupations.

Tous les produits sont exclusivement développés et fabriqués au sein de leurs **sites de production en Allemagne**. Les instruments de diagnostic Heine sont disponibles dans **120 pays**.



Qualité légendaire



Matériaux les plus fins



Technologies de fabrication les plus modernes



Savoir-faire allemand

En résumé : c'est le Made in Germany !

Depuis 75 ans, Heine conçoit et fabrique tout : du développement et prototypage, à l'emballage, le revêtement, la découpe, l'assemblage et le contrôle de la qualité – tout.

Et tout cela dans leurs propres installations de production à Gilching, en Bavière. Ils achètent la grande majorité de leurs matières premières auprès de fournisseurs régionaux.

Découvrez l'histoire de Heine



Heine soutient des organisations humanitaires

Heine s'engage au niveau international, afin de permettre à tous les patients, dans la mesure du possible, de bénéficier de soins médicaux, à travers divers projets associatifs. Aussi, ils participent également au niveau régional à la prise en charge des accidents et des soins de santé sous forme de dons.

Depuis 2017, Heine participe activement aux activités de l'association Aktion Volta Augenklinik e.V. dans la région de la Volta, au Ghana, pays comptant 29 millions d'habitants, mais à peine 60 ophtalmologues. L'objectif est d'assurer le fonctionnement de la clinique ophtalmologique grâce à la coordination bénévole des mesures d'aide et à la collecte de fonds pour les consommables ainsi que pour l'entretien, la réparation et l'extension du parc d'appareils, et de permettre aux nombreuses personnes de la région qui n'ont pas les moyens de se faire soigner les yeux et de bénéficier d'un traitement.

Heine entretient aussi un partenariat avec l'association Aktion Tschernobyl-Hilfe e.V., en Ukraine. Il s'engage en faveur des personnes touchées par la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Grâce à des dons réguliers en nature, ils soutiennent les médecins sur place en leur fournissant des instruments de diagnostic et souhaitent faire bénéficier les enfants du traitement médical nécessaire.



1 Tensiomètre manuel Vaquez-Laubry® Nano®



**Fiable et pratique.
Manomètre directement
sur le brassard.**

Boîtier ABS résistant aux chocs.

- Double tubulures pour une montée en pression linéaire et précise.
- Cadran diam. : 54 mm.
- Support manomètre en croûte de cuir.
- Brassard nylon Oxford noir velcro M.
- Existe en adulte large et enfant.
- Garantie : 2 ans sur le manomètre.

Modèle adulte, noir.

Réf: SPE512210

99,90 €



2 Tensiomètre manuel Vaquez-Laubry® Classic®



**Grande qualité et précision.
Manomètre directement
sur le brassard.**

Boîtier métallique résistant
aux chocs.

Double tubulures pour une montée
en pression linéaire et précise.

- Brassard en coton avec fermeture sangle ou velcro (S, M, L).
- Différents coloris disponibles.
- Garantie : 5 ans sur le manomètre.

Modèle adulte, à sangles, marine.

Réf: SPE518012

134,90 €





1 Tensiomètre manuel Gamma G5



Ambidextre, léger et maniable.

Précision et maniabilité exceptionnelles.

Format compact et robuste.

- Boîtier moulé en thermoplastique résistant.
- Construction robuste à double paroi.
- Système de régulation de pression.
- Revêtement arrière anti-dérapant.
- Garantie : 5 ans.

Modèle Gamma G5 adulte.

● Réf: HEIM00009230

91,90 €

Gamma G5 enfant.

● Réf: HEIM00009231

91,90 €

Modèle Gamma G5 avec brassard enfant, adulte et XL.

● Réf: HEIM00009555

124,90 €



2 Tensiomètre Gamma GP



D'une grande fiabilité.

Ambidextre, léger, compact et maniable, sans latex.

Précision et fiabilité exceptionnelles.

- Boîtier moulé en thermoplastique résistant.
- Système de régulation de pression.
- Revêtement arrière antidérapant.
- Valve presse-bouton innovante.
- Garantie : 5 ans.

Gamma GP adulte.

● Réf: HEIM00009242

113,90 €

Gamma GP enfant.

● Réf: HEIM00009243

113,90 €



3 Tensiomètre manuel Ri-San



Ergonomique et de qualité.

Ambidextre.

Réglage confortable de la valve de décompression par simple pression.

Protection microfibre de la valve et du système de mesure.

- Bonne lisibilité du cadran, diam. : 64 mm.
- Fourni avec étui vinyle.
- Existe en modèle sans latex et de différentes tailles / coloris.
- Garantie : 5 ans.

Brassard adulte en nylon. Gris ardoise.

Réf: PRO1512 **94,90 €**



4 Tensiomètre manuel anéroïde manopole Stiléa



Résistant et ergonomique.

Poire de gonflage confort et molette de décompression.

Boîtier ABS antichoc.

Cadran diam. : 55 mm.

- Brassard lavable (XS, S, L et XL disponibles en option).
- Livré avec trousse.
- Garantie : 1 an.

Avec Brassard M (254 à 406 mm), noir.

Réf: DUPCC3300100

60,90 €



5 Tensiomètre manuel Durashock



Technologie Durashock : résiste à des chutes de 76 cm sans perdre sa précision.

Valve de décompression à vis.

- Livré avec brassard adulte réutilisable (circ. de bras 25 - 34 cm) et un étui de rangement.
- Garantie : 10 ans (manomètre).

A) Durashock DS55. Manuel.

Coloris : noir (existe en : bleu, rouge, jaune).

Réf: FRAWEL043

109,90 €

B) Durashock DS65, à gachette.

Réf: FRAWEL046

118,90 €





1 | Tensiomètre manuel Mobi



Un tensiomètre résistant, design et connecté.

Manomètre au design épuré et aux finitions soignées. Révolutionnaire avec sa connectique brevetée.

- Tubulure Life Link avec connecteurs aimantés (brevet), excellente connexion et étanchéité.
- Ambidextre (brevet), valve précise de décompression en alliage métallique modulable.
- Grande poire de gonflage ergonomique.
- Brassard Easy Cuff pour un nettoyage facile (taille : S, M ou L au choix) et meilleure lecture de l'index de taille (brevet).
- Système 3D shield pour une résistance aux chocs accrue.
- Garantie : 3 ans.

A) Coloris : myrtille.

● Réf: **SPEDSP513700**

119,90 €

B) Coloris : corail.

● Réf: **SPES13701**

119,00 €

C) Coloris : rose.

● Réf: **SPES13703**

119,00 €

D) Coloris : noir.

● Réf: **SPES13702**

119,00 €

2 | Tensiomètre manuel Lian® Métal Ambidextre



Grand cadran ambidextre.

Manomètre en alliage métallique protégé par une bague antichoc en mousse.

- Ambidextre.
- Brassard nylon (S, M, L, XL), coton motifs (XXS, XS).
- Garantie : 3 ans sur le manomètre.

Modèle petit enfant, coton motifs.

Réf: **SPES21313**

102,90 €

Modèle adulte, coton rouge. (Présenté).

● Réf: **SPES21317**

106,10 €

3 | Tensiomètre manuel Lian® Classic



Pression et décompression parfaitement linéaire.

Manopaire à double tubulure.

Boîtier métallique résistant aux chocs et protège manomètre en mousse antichoc.

- Brassard en coton avec fermeture velcro (du XXS au L).
- Garantie : 5 ans sur le manomètre.

Modèle adulte, velcro coton gris.

Réf: **SPES19011**

130,90 €

Modèle enfant, coton motifs.

Réf: **SPES19029**

130,90 €

4 | Tensiomètre manuel Lian Nano®



Léger et prise en main facile.

Boîtier ABS résistant aux chocs.

- Connectique «pas de vis», changement facile de brassard.
- Différents brassards et tailles disponibles (XXS au XL).
- Brassard nylon Oxford avec fermeture velcro.
- Garantie : 2 ans sur le manomètre.

A) Adulte, nylon Oxford noir. (Présenté).

● Réf: **SPES13210**

78,00 €

B) Brassard Clinic®. Taille M.

Réf: **SPES13251**

105,90 €

5 | Tensiomètre mural Maxi +3




Grand cadran idéal pour les cabinets médicaux et établissements hospitaliers.

Double tubulure pour une montée en pression linéaire et précise.

- Cadran géant orientable diam. : 147 mm.
- Brassard en nylon (du S au L).
- Modèle mural et socle en option.
- Garantie : 2 ans sur le manomètre.

Réf: **SPES22700**

127,90 €



Tensiomètre Gamma G7

Très robuste et design moderne.

Antichoc et fiable, sans latex.



- Droitier ou gaucher.
- Boîtier en aluminium. Microfiltre intégré.
- Soupape à vis moletée haute précision.
- Bague de protection.
- Protection contre les surpressions.
- Garantie : 10 ans.

Gamma G7 adulte.

● Réf: HEIM00009232

134,90 €

Gamma G7 enfant.

● Réf: HEIM00009233

134,90 €



2

Tensiomètre Gamma XXL

Spécialement conçu pour les hôpitaux et les cabinets médicaux.

Grand écran. Sans latex.

Tête orientable et inclinée.



- Boîtier moulé en thermoplastique résistant.
- Valve de précision en métal.
- Existe en fixation sur rail ou sur pied à roulettes.
- Garantie : 10 ans (tensiomètre).

Modèle de bureau support métal.

● Réf: HEIM00009322

163,90 €

Modèle mural. (Présenté).

● Réf: HEIM00009323

173,90 €

3

Brassard Gamma G5/G7/GP

Matière de bonne qualité.

Sans latex.

- Brassard monotube, complet.
- Index de positionnement.
- Velcro, double couture.
- Lavable.

Petit, enfant.
Circonférence : 8 - 13 cm.

● Réf: HEIM00009700

31,90 €

Enfant.
Circonférence : 13 - 20 cm.

● Réf: HEIM00009702

39,90 €

Petit, adulte.
Circonférence : 20 - 29 cm.

● Réf: HEIM00009704

39,90 €

Adulte.
Circonférence : 29 - 41 cm.

● Réf: HEIM00009619

40,90 €

Grand, adulte.
Circonférence : > 41 cm.

● Réf: HEIM00009615

53,90 €



4

Brassard Gamma XXL

Matière de bonne qualité.

Sans latex.

- Brassard 2 tubes, complet.
- Index de positionnement.
- Velcro, double couture.
- Lavable.

Petit, enfant.
Circonférence : 8 - 13 cm.

● Réf: HEIM00009701

34,90 €

Enfant.
Circonférence : 13 - 20 cm.

● Réf: HEIM00009703

42,90 €

Petit, adulte.
Circonférence : 20 - 29 cm.

● Réf: HEIM00009705

42,90 €

Adulte.
Circonférence : 29 - 41 cm.

● Réf: HEIM00009629

42,90 €

Grand, adulte.
Circonférence : > 41 cm.

● Réf: HEIM00009625

55,90 €





1 | Tensiomètre poignet Autotensio®



Pour la prise de mesure occasionnelle.

- Simple d'utilisation.
- Mesure la fréquence cardiaque et la pression artérielle.
- Indicateur de classification de la pression artérielle de l'OMS. Compatible DEPIST HTA et SUIVI HTA.
- 120 mémoires horodatées.
- Coloris : corail (existe en myrtille).
- Garantie : 2 ans.

● Réf: **HOLDSPSPG340**
29,90 €



Tensiomètre bras Autotensio®



Pour un auto-diagnostic précis.

- Brassard à large spectre pour un usage familial en auto-diagnostic.
- Détecte les arythmies. Indicateur tricolore de risque OMS. Moyenne des 3 dernières mesures.
 - Compatible DEPIST HTA et SUIVI HTA.
 - 60 mémoires horodatées pour 2 utilisateurs.
 - Diam. bras : 22 à 42 cm (taille M/L).
 - Coloris : myrtille (existe en corail).
 - Garantie : 2 ans.

● Réf: **HOLDSPSPG440ML**
36,90 €

2 | Tensiomètre poignet BP2116



Lecture rapide et précise.

Indicateur de la classification de l'OMS. 120 entrées en mémoire avec date et heure.

- Détection de piles faibles, mise hors tension automatique.
- Boîtier de transport fournie.
- Dim. : 79 x 66 x 28 mm.
- Ecran LCD : 45 x 30 mm.
- Garantie : 2 ans.

● Réf: **DUPCC5837500**
37,90 €

3 | Tensiomètre bras BP3600



Fonctionnement «une touche».

Indication de pouls irrégulier (IHB) et classification OMS. Affiche la date et l'heure.

- Mémoire : 120 mesures (2 x 60).
- Moyenne des trois dernières lectures.
- Détection de piles faibles, mise hors tension automatique.
- Pochette de transport fournie.
- Dim. : 140 x 98 x 48 mm.
- Ecran ACL : 62,3 x 46 mm.
- Garantie : 2 ans.

● Réf: **DUPCC5837600**
43,90 €

4 | Tensiomètre poignet RS7 OMRON



Validé cliniquement (personnes obèses et la population générale).

Facilite le bon positionnement du brassard, résultats plus précis. Technologie IntelliSense.

- Détection des battements irréguliers.
- Mesure la diastole, la systole et le pouls.
- Transmission des mesures via l'application Omron Connect.
- Mémoire de 100 mesures, moyenne des 3 dernières.
- Diam. du poignet : compris entre 13,5 et 21,5 cm.
- Garantie : 3 ans.

● Réf: **FRAOMR317** **134,90 €**

5 | Tensiomètre bras Omron M3 Comfort OMRON



Validé cliniquement (population générale et femmes enceintes).

Avec Technologie de brassard Intelli Wrap Cuff.

- Détection de pulsations irrégulières.
- Indicateur d'hypertension.
- Détection et indication d'installation correcte du brassard et de mouvement.
- 60 mémoires horodatées pour 2 utilisateurs.
- Garantie : 3 ans.

● Réf: **FRAOMR328**
76,90 €

6 | Tensiomètre poignet RS1 OMRON



Validé cliniquement.

Grand écran, affichage simultané de la diastole, la systole, le pouls et l'heure. Doté de la technologie IntelliSense.

- Détection des battements irréguliers.
- Confirmation du bon enroulement du brassard.
- Mémoire de la dernière mesure.
- Diam. du poignet : compris entre 13,5 et 21,5 cm.
- Garantie : 3 ans.

● Réf: **FRAOMR313**
42,90 €

7 | Tensiomètre bras Omron M7 Intelli IT OMRON



Validé cliniquement (population générale et personnes diabétiques).

Avec Technologie de brassard Intelli Wrap Cuff.

- Détection de la fibrillation atriale.
- Affichage et comparaison avec la dernière mesure. Indicateur d'hypertension.
- Détection et indication d'installation correcte du brassard et de mouvement.
- 100 mémoires horodatées par utilisateur.
- Garantie : 3 ans.

● Réf: **OMRM7IT**
115,90 €

8 | Tensiomètre électronique Poignet Microlife W1 Basic



Détection des pulsations irrégulières.

Technologie IHB, Gentle+. Détection des pulsations irrégulières.

Témoin led de positionnement.

- 60 mémoires.
- 11,5 x 9,5 x 9,2 cm.
- Garantie 5 ans.

60 mémoires.
● Réf: **DEVDMIC0007**
47,90 €

9 | Tensiomètre électronique Bras Microlife BP B3 AFIB



Détection des pulsations irrégulières.

Fonction AFIB, MAM, Gentle+, IHB. Détection des pulsations irrégulières.

- Brassard M-L.
- 99 mémoires.
- 18 x 14,5 x 10 cm.
- Garantie 5 ans.

Brassard M-L. 99 mémoires.
● Réf: **DEVDMIC0002**
62,90 €



1

Tensiomètre bras Omron Evolv connecté

Validé cliniquement (population générale et femmes enceintes).

Fonctionne avec l'application Omron Connect®.

Sans tuyau, sans fil. Design résolument moderne.

- Brassard préformé (22-42 cm) avec technologie exclusive Intelliwrap : capteur à 360° permettant des mesures fiables, peu importe la position du brassard.
- Gonflage du brassard personnalisé.
- Indicateur de battement irrégulier.
- Indicateur d'installation correcte.
- Détection de mouvement du corps.
- Validation clinique femme enceinte.
- Garantie : 3 ans.

Réf: OMR290

208,90 €



2

Tensiomètre bras connecté TensioSmart

Connecté pour un suivi de mesures à portée de smartphone.

Mesure de la systole et la diastole lors du gonflage du brassard : prise de tension rapide, confortable et précise.

- Mesure de la tension artérielle et du rythme cardiaque transmis automatiquement sur l'application Wellness Coach.
- Connexion Bluetooth avec votre smartphone.
- Grand écran LCD pour une lecture immédiate des résultats.
- 60 mémoires horodatées. Garantie : 2 ans.

Réf: WEPCBA63330WH **120,90 €**



Terraillon
le spécialiste en cardiologie

4

Tensiomètre électronique professionnel Wave Plus

Modèle économique.

Tensiomètre automatique au bras utilisant la méthode oscillométrique. Modèle de bureau avec affichage des résultats sur grand écran numérique LCD.

- Mémoire : 90 mesures.
- Livré avec brassard Adulte (22-42 cm) et étui souple de rangement.
- Fonctionne avec 4 piles LR6/AA ou sur secteur (option).
- En option : brassard Adulte large (22-52 cm).

Réf: WELLWAVEPLUS **54,90 €**



W.E.P.P.
Membre de
EPIONE
Parthénariat

3

Tensiomètre professionnel Medicus Prestige S

3 brassards bras (enfant, adulte, bras fort) avec adaptateur secteur.

Mesures précises au bras.

Fonction de calcul de la moyenne des valeurs pour l'évaluation de la tension artérielle selon les normes de l'OMS Triple vérification.

Détection des arythmies.

Pompage automatique intelligent pour les mesures sans repompage, capteur de mouvement.

- Grand écran à contraste élevé affichant 3 valeurs à la fois.
- Mode invité. Mémoire : 90 mesures.
- Poids : 396 g (sans piles).
- Dimensions : 140 mm x 65 mm x 105 mm.
- Accessoires inclus :
- Brassard XS (16 à 22 cm)
- Brassard standard (22 à 32 cm)
- Brassard XL (32 à 48 cm)
- Adaptateur secteur
- Étui de transport et 4 piles alcalines AA comprises.
- Garantie 3 ans (hors brassard).

Réf: WEPPBO4810144

241,90 €



W.E.P.P.
Membre de
EPIONE
Parthénariat

NOUVEAU



1| Tensiomètre hospitalier

Omron 907
OMRON



Pour un usage intensif.

2 modes de fonctionnement disponibles : oscillométrique ou auscultatoire manuel. Possibilité de définir la pression initiale de gonflage et de masquer la mesure.

- Fonction « check » pour vérifier la calibration. 3 tailles de brassard disponibles : de 17 à 42 cm.
- Garantie : 3 ans.

Le tensiomètre.

Réf: FRAOMR063 **763,90 €**

Pied à roulettes inox 5 branches.

Réf: FRAOMR084 **174,90 €**

3| Transformateur mural

EN200



Gain de place optimum.

Compatible avec otoscopes, ophtalmoscopes, dermatoscopes Heine. Optimisation du flux de travail et d'énergie. Instruments toujours prêts à l'emploi. Technologie Soft-Start.

- Sécurisation des instruments contre le vol.
- Grand rayon d'action, dim. : 3,5 m.

A) Unité de base avec 2 poignées. (Présenté.)

Réf: HEIX09512250 **491,90 €**

B) Transformateur mural EN200-1.

Réf: HEIX09512252 **384,90 €**

4| Moniteur portable

PC3000



Multi-paramètres : PNI, SpO2, ECG, RESP, TEMP.

Compact et léger. Ecran LCD haute résolution 7".

- Modes : adulte, pédiatrique, néonatal.
- 7 modes d'affichage.
- Alarmes visuelles et sonores : plusieurs niveaux de couleur selon gravité.
- Livré avec : brassard adulte, capteur SpO2 adulte, câble ECG 5 brins, sonde de température.
- En option : support mural, sacoche de transport et pieds à roulettes.

Réf: WEPTPC3000 **1 510,90 €**

6| Moniteur de signes vitaux multiparamétriques

M3A Edan



Moderne, tactile et design ultra fin.

Large écran tactile et accès direct aux principales fonctions.

- Mesure de la SPO2, PNI, température tympanique (IR).
- Données en temps réel, alarmes et historiques des tendances.
- En option : pieds à roulettes 5 branches.

NIBP + SPO2.

Réf: FRAEDA206 **2 080,90 €**

NIBP + SPO2 + T°.

Réf: FRAEDA207 **2 488,90 €**

2|

Moniteur M3A Edan
EDAN



Complet et accès direct aux principales fonctions.

Système d'alarme automatique intégré, appel d'urgence.

- Mesure de la SpO2, tension artérielle (NIBP), mode Spot ou continu.
- Ecran LCD HD 3,5 rétro-éclairé.
- Compatible adultes, enfants et nourrissons.
- Batterie rechargeable, autonomie : 21 h.
- Options : imprimante intégrée, stand à roulettes, logiciel de gestion, câble d'extension de la SpO2, capteurs SpO2, brassards (toutes tailles).
- Garantie : 2 ans.

A) Sans module de température et sans imprimante.

Réf: FRAEDA078

1 467,90 €

B) Sans imprimante.

Réf: FRAEDA035

1 876,90 €

C) Avec imprimante intégrée.

Réf: FRAEDA036

2 245,90 €

D) Pieds à roulettes 5 branches.

Réf: FRAEDA027

379,90 €

E) Sacoche de transport.

Réf: FRAEDA116

184,90 €

5|

Moniteur de surveillance

PC-900PRO PNI / SPO2



Moniteur de surveillance multi-paramètres : PNI / SPO2

Modes Adulte, Pédiatrique et Néonatal.

Alarmes sonores et visuelles, avec différents niveaux de couleurs selon gravité.

Valeurs mémorisées consultables sous forme de liste, tendance, graphique (jusqu'à 12 000 groupes de mesures de tension artérielle).

Livré complet : capteur SpO2 adulte, brassard adulte, cordon d'alimentation, manuel d'utilisation.

En option : chariot à roulettes avec panier.

- Courbes SpO2 sur écran LCD HD 3,5 pouces de hauteur.
- Dimensions : 168 x 172 x 242 mm.
- Poids : 2,345kg.
- Garantie 2 ans (hors accessoires).

A) Moniteur PNI / SPO2

Réf: WEPTPC900PROSN **1 155,90 €**

B) Moniteur PNI / SPO2 / température

Réf: WEPTPC900PROSNT **1 275,90 €**

C) Chariot 4 roulettes.

Réf: WEPTPC900PROCHAR4P **535,90 €**

7|

Station de diagnostic NC3 Comen
COMEN



Très pratique, léger et compact.


Rapide et facile à utiliser. Mesure la PNI, la SPO2 et la température. Démarrage rapide : 1 à 2 sec.

- Grand écran rétroéclairé de 6 pouces.
- Autonomie de 12h en continu.
- Thermomètre tympanique à infrarouge sans fil avec éjecteur de sonde.
- Dim. : 13 x 12,5 x 21,9 cm.
- Options : socle à roulettes.
- Poids : 1,25 kg.

Réf: HOLBCMONI02 **2 384,90 €**

Pied à roulettes.

Réf: HOLBDDSOCL01 **508,90 €**





1 | Thermomètres électroniques digitaux **Economiqes et faciles à utiliser.**

- Garantie : 1 an.
- A) Digicomed, de 32 à 42,9° C. Etanche.
Réf: COM6800080



- **3,20 €**
- B) Rectal. Mémoire de la dernière mesure.
Réf: WEPB05210024
- **5,00 €**



2 | Thermomètre Tempo10 Flex **Sonde souple et flexible.**

- Etanche. Usage axillaire, buccal ou rectal.
- Mesure en 10 secondes.
- Alarme fièvre.
- Résistant à l'eau.
- Mémoire dernière mesure.



- Coloris vert.
- Réf: HOLDSPSP1643
- **7,90 €**

- Coloris bleu, non flexible.
- Réf: HOLDSPSP1620
- **7,90 €**

3 | Protections thermomètre **Lubrifiées ou non.**

Pour thermomètre électronique. Non lubrifiées, les 1 000.

- Réf: HOLCT40252
- **36,90 €**

Pour thermomètre électronique. Lubrifiées, les 1 000.

- Réf: HOLCT40251
- **36,90 €**



4 | Thermomètres NC200 et IR200 **Mesure automatique et contrôle de la distance.**

Précis, fiables et hygiéniques. Multi-usages.

- 30 mémoires enregistrées.

A) Modèle sans contact NC200. Mesure en 3 sec.

- Réf: DEVDMIC0013
- **37,90 €**

B) Modèle auriculaire IR200. Mesure en 1 sec. Sans couvre-sonde.

- Réf: DEVDMIC0014
- **37,90 €**



5 | Thermomètre auriculaire **Avec technologie Age Precision®.**

Indicateur de fièvre selon l'âge. Prise des mesures rapide, douce et efficace.

- Affichage des résultats avec code couleur.
- Fourchette des 1° 34 à 42,2 °C.
- Sonde grand angle pour des mesures précises.
- Embout préchauffé pour plus de fiabilité.
- Mémoire des dernières températures.
- Vendu avec 21 embouts jetables.

- Réf: FRAIRT6520
- **74,90 €**



6 | Thermomètre auriculaire **Précision et fiabilité.**

Durée de mesure rapide : 2 - 3 sec. Bouton de rappel en mémoire de la dernière mesure. Technologie Exactemp et sonde préchauffée pour une précision accrue.

Durée de mesure rapide : 2 - 3 sec. Bouton de rappel en mémoire de la dernière mesure.

Technologie Exactemp et sonde préchauffée pour une précision accrue.

- Plage de mesure affichée : 20 à 42,2 °C.

Sans le chargeur.

- Réf: FRABRA019
- **289,20 €**

Couvre-sonde PC-800. La boîte de 4 x 200 pièces.

- Réf: FRABRA021
- **72,69 €**



7 | Thermomètre Tempo Pro **Compact, simple et fiable.**

Modes de mesures : temporale à infrarouge sans contact. Temps de mesure ultra rapide : < 1 sec.

- Ecran LCD rétro-éclairé.
- Plage d'affichage : 32,0 °C - 43,0 °C.
- Distance de mesure : - 5 cm.
- Indicateur de niveau de batterie.
- Capacité : 30 mémoires.
- Unité de mesure : C° / F°.
- Fonctionne avec piles livrées (2 x AAA).

- Réf: HOLDSPSP2110
- **41,90 €**



8 | Thermomètre sans contact **Prise de température frontale à une distance de 4 cm.**

Sa technologie sans contact prévient de tout risque de transmission de maladie. Permet la mesure de la température du corps, du bain ou encore du biberon.

- Grand écran multi rétro éclairé.
- Plages de mesure : 35-42 °C.
- Mémoire : 25 mesures.
- Dim. : 15 x 4 x 4 cm.
- Alimentation : 2 Piles AAA (fournies) .
- Garantie : 1 an.

- Réf: FRAINFO03
- **47,90 €**



9 | Thermomètre sans contact **Utilisation simple et hygiénique.**

Température sans contact par balayage de la zone sourcilière. Mémoire des 30 dernières mesures.

Mode corporel et mode objet.

- Ecran rétroéclairé, alarme de fièvre
- Arrêt automatique.
- Livré avec socle et housse de rangement.
- Alim. : 2 piles AAA fournies.
- Garantie : 2 ans.

- Réf: DUPCC7490200
- **61,90 €**



10 | Thermomètre professionnel **Projection de la T°C sur le front et sur l'écran.**

Calibrage automatique et manuel. Système d'aide à la visée (distance) par des arcs.

- Projection de la T°C sur le front et sur l'écran.
- Utilisation professionnelle et familiale.
- Calibrage automatique et manuel.
- Rétro-éclairage en 5 couleurs selon la fonction utilisée.

Réf: WEP06400

- **85,90 €**





1 Oxymètre de pouls avec pochette

Oxy-One Neo
FRAFITO



Economique et efficace.

Calcule trois paramètres : la SpO₂, les pulsations cardiaques, l'Indice de perfusion.

- Ecran couleur OLED.
- Livré avec pochette, dragonne, piles et mode d'emploi.
- Certificat CE.
- Garantie : 2 ans.

● Réf: FRAOXY004

29,90 €

2 Oxymètre de pouls enfant

Oxyfrog
Spengler



Adapté à l'usage pédiatrique.

Facile à utiliser.

Design spécialement conçu pour dédramatiser l'examen.

- Écran LCD orientable automatiquement.
- Affichage diagramme à barres.
- Mesure la SPO₂ et la fréquence cardiaque.
- Autonomie : 20 h.
- Inclut avec dragonne, 2 piles alcaline LR03 AAA et manuel utilisateur.
- Garantie : 2 ans.

Réf: HOL221056

62,90 €

3 Oxymètre de pouls

PC-60NW



Robuste et polyvalent.

Possibilité d'adapter un capteur pédiatrique externe pour un outil 2-en-1.

- Affichage : SpO₂, indice de perfusion, fréquence cardiaque, barre graphe pulsation, pléthysmogramme.
- Alarmes hautes et basses SpO₂ et fréquence cardiaque avec seuils réglables.
- Coloris : selon arrivage.

Réf: WEPTPC60NW **96,90 €**

Capteur pédiatrique externe.

Réf: WEPTPC60NSPO2PEDIASOFT

57,90 €

4 Oxymètre de pouls

Oxystart



Haute précision des mesures.

Affiche en 10 sec simultanément : la SPO₂, la fréquence cardiaque, l'intensité du signal pulsatile et la courbe de pléthysmographie.

- Capteur haute sensibilité.
- Arrêt automatique.
- Rotation de l'affichage automatique.
- 6 modes d'affichage personnalisable.
- Garantie : 2 ans.

Coloris myrtille.

Réf: HOL221052

36,90 €

5 Oxymètre de pouls à capteur déporté

MD300M



Compact et facile à utiliser.

Oxymètre portable destiné à la surveillance continue d'adultes, enfants, adolescents et nourrissons.

- Dim. : H. 125 x l. 60 x p. 30 mm.
- Livré avec 1 capteur pour doigt adulte, 3 piles AA, 1 câble de transmission USB, 1 manuel d'instruction.
- Plusieurs options disponibles.

Réf: DUM255005

340,90 €

6 Oxymètre de pouls digital

Oxygo gris



Précision et fiabilité.

Ultra léger et résistant aux chocs. Permet des mesures de l'enfant à l'adulte.

- Capteur haute sensibilité.
- Prise de mesure en 10 secondes.
- Indicateur du seuil de désaturation.
- Coloris : gris.
- Livré avec une housse de protection, une dragonne et 1 pile AAA LR03.

Réf: HOL221350

69,90 €

7 Oxymètre de pouls professionnel

Edan H100B



Complet pour la surveillance ponctuelle et continue.

Mesure de la SpO₂ et du rythme cardiaque.

Affichage graphique et numérique avec tracé historique.

Mémoire : jusqu'à 100 patients et jusqu'à 300 h.

- Validation clinique, agrément Médical CE.
- Capteur néonatal et pédiatrique en option.
- Garantie : 2 ans.

Réf: FRAEDA001

330,90 €

8 Spiromètre volumétrique d'entraînement

Voldyne®



Idéal pour kinésithérapie respiratoire post-opératoire de vos patients

Affiche les performances respiratoires du patient.

Respirations plus profondes et plus longues.

- Composition : Une solution volumétrique avec embout buccal et tubulure.
- Dispositif à usage patient unique.

250 à 2 500 ml.

● Réf: MED8884719018 **11,90 €**

250 à 4 000 ml.

● Réf: MED8884719016 **12,90 €**

9 Débitmètre/spiromètre électronique

ASMA-1 et COPD-6



Idéal pour un usage personnel ou professionnel.

Pour la détection précoce des obstructions bronchiques - BPCO.

- COPD-6. Calcule le FEV₁ (VEMS) le FEV₆ (VEM6) vitesse d'expiration à la 1ère et 6ème sec. Affichage du rapport (ratio) VEMS/FEV₆.

Débitmètre Peak Flow électronique ASMA-1.

Réf: FRARES002

107,90 €

Spiromètre électronique COPD-6. (Présenté).

Réf: FRARES001

119,90 €

10 Spiromètre analyseur professionnel

Alpha



Changez votre façon de concevoir la spirométrie.

Adapté à vos besoins, aussi efficace en déplacement, à distance ou en clinique.

Connecté et tactile.

Résultats des plus fiables et précis.

- Interprétation automatique des mesures.
- Ne nécessite aucun consommable.
- Connectique USB et Ethernet/Wifi.
- Normes 2019 ATS/ERS.
- Garantie : 5 ans.

Réf: FRARES019

3 514,90 €



1 | **Electrocardiographe
ECG 3 pistes
Cardi-Touch
COLSON®**



Compact et léger.
3 pistes, 12 dérivations standards, clavier et écran LCD tactile.
Mémoire : 100 ECG (avec carte SD).
Calcul des paramètres et aide à l'interprétation.
Impression haute résolution.

- Dim. : L. 20,7 x p. 9,6 x H. 6,2 cm.
- Fourni complet.
- Garantie : 1 an.

Réf: DUPCC6386000
849,90 €
Papier Colson pour 3 pistes. 79,5 mm x 20 m (10 rouleaux).
Réf: DUPCC6328100
49,90 €

3 | **Electrocardiographe
ECG 6 pistes
Cardi-6
COLSON®**



Facile à transporter, performant.
6 pistes. Filtrés parasites musculaires et secteur.
Calcul des paramètres et aide à l'interprétation.
Mémoire : jusqu'à 1000 ECG.

- Indicateur de niveau de charge des batteries.
- Ecran tactile 15 x 9 cm.
- Dim. : 31 x 21 x 9 cm. Livré complet avec accessoires.
- Garantie : 1 an.

Réf: DUPCC6384000
1 659,90 €
Papier Colson pour 6 pistes 110 mm x 20 m (le rouleau).
Réf: DUPCC6384100
9,90 €

5 | **Electrocardiographe
ECG 12 pistes
Cardi-12
COLSON®**



Tactile et ultra performant.
12 pistes. Filtrés parasites musculaires et secteur.

- Indicateur de niveau de charge des batteries.
- Autonomie : 4 h en stand by, 90 mn d'enregistrement en continu ou 150 ECG différents.
- Mémoire : jusqu'à 1000 ECG.
- Ecran tactile 16 x 12 cm.
- Impression multi-formes (larg. : 210 mm).
- Double alimentation : secteur et batteries rechargeables.
- Dim. : 34 x 32 x 8,5 cm.
- Livré complet avec accessoires.
- Garantie : 1 an.

Réf: DUPCC6385000
2 399,90 €
Papier Colson pour 12 pistes. 210 mm x 20 m.
Réf: DUPCC6385100
18,90 €

2 | **Electrocardiographe
ECG 3 pistes
Edan SE301 tactile
EDAN**



Imprimante thermique haute résolution intégrée.
Ecran tactile couleur de 5 pouces. ECG 3 pistes avec interprétation. Précision accrue grâce à sa bande de fréquence de 0,01 à 300 Hz, surtout en pédiatrie.
Mémoire : 500 ECG.

- Connectique USB pour transférer les rapports en PDF.
- Possibilité de brancher une imprimante externe pour impression des 12 dérivations sur A4.
- Garantie : 3 ans.

Réf: FRAEDA141
1 545,90 €

4 | **ECG 3 pistes
Fazzini ECG300A**



12 dérivations, imprimante intégrée, 3 modes d'impression.
3 pistes.
12 dérivations.

- 150 ECG en mémoire, importation données via USB.

Réf: DEVDEV0032
1 235,90 €

6 | **Papier d'imagerie et
d'enregistrement ECG**



Impressions claires et précises.
Papier d'imagerie. Modèle Mitsubishi : P61/P66E/P68E/P90/P93. En rouleau x4.
Réf: ASEMI250253
44,90 €
Modèle Sony : UP811/850/860/890/895/897. En rouleau mat x10.
Réf: ASESY250243
110,90 €
Modèle Sony : UP850/860/890/895/897. En rouleau brillant x10.
Réf: ASESY250242
240,90 €
Modèle Sony : UP860/890CE. En rouleau x10.
Réf: ASE250241
240,90 €
Modèle Sony : UP895. En rouleau x10.
Réf: ASE250327
240,90 €
Modèle Sony : UP980/960. En rouleau x5.
Réf: ASE250329
313,90 €
Papier d'enregistrement ECG.
Modèle Fukuda Denshi : FCP15.
Dim. : 63 mm x 25 m.
Réf: COM6706300
1,70 €
Modèle Fukuda Denshi : OP618TE (Cardimax FX4010). Dim. : 210 x 150 mm. Les 200 feuilles.
Réf: COM6721000
8,90 €
Modèle Fukuda Denshi : OP222TE (Cardimax FX7202). Dim. : 110 x 140 mm. Les 145 feuilles.
Réf: COM6770220
2,30 €



Cardiomate ECG Cardiomate

Les conseils d'Elodie votre Technicien de santé

Avec une **vitesse d'échantillonnage de 32 000 Hz**, les **ECG Cardiomate** enregistrent l'activité cardiaque avec précision. **Peu encombrant** pour vos déplacements, le **cardiomate** vous permet d'accéder à l'ensemble des électrocardiogrammes **directement sur votre PC** grâce à sa **connexion USB**.



Nouvelle gamme d'ECG compacts, légers, faciles à transporter et performants. Grande précision, vitesse d'échantillonnage, 32 000 Hz.

Cardiomate PC :

Compatible avec un système Windows, le Cardiomate PC se connecte par câble USB. Doté des mêmes performances que la gamme Cardiomate et avec son boîtier compact et léger, cet électrocardiographe est un instrument de mesure à la pointe de la technologie numérique en cabinet ou en déplacement.

- Permet la visualisation, l'enregistrement, l'analyse et le stockage des ECG.
- Visualisation des 12 dérivations en temps réel sur PC.
- Vitesse d'échantillonnage 32 000 Hz.
- Convertisseur 24 bits.
- Interprétation automatique et calcul des intervalles.
- Détection de Pacemaker.
- Existe aussi en version Bluetooth.

Cardiomate PC-ECG.

Réf: [HOL260039](#)

1 140,90 €

Cardiomate PC-ECG Bluetooth.

Réf: [HOL260040](#)

1 620,90 €

Cardiomate EVI tablette ECG :

- Ecran tactile couleur (7" ou 10").
- Taille compacte.
- Facile à transporter.
- Batterie Grande capacité, rechargeable sur secteur ou sur socle enregistreur.

Ecran tactile 7" (19,7 x 11,24 x 2,61 cm, 0,8 kg).

Réf: [HOL260050](#)

1 899,90 €

Ecran tactile 10" (27,26 x 18,12 x 2,58 cm, 1,2 kg).

Réf: [HOL260051](#)

3 349,90 €



Connexion wifi pour envoi de l'ECG sur imprimante réseau

Mémoire interne de 10 000 fichiers



Spengler



1 | Electrode à pression



Idéale pour les examens de longue durée.

Support mousse.

A) Radio transparente et aimantique, gel liquide, ovale, 45 x 42 mm. La boîte de 1 200.

Réf: ASE250972
110,90 €

B) Gel solide, ovale, 50 x 48 mm. La boîte de 1 200.

Réf: ASE250961
104,90 €

C) Radio transparente et aimantique, gel solide, ovale, 40 x 36 mm. La boîte de 1 500.

Réf: ASE250963
156,90 €

D) Tabs à languette, rectangulaire, 34 x 21 mm. La boîte de 1 500.

Réf: ASE250974
42,90 €



2 | Electrode pré-gelifiée



Pratique pour une utilisation de courte durée.

Support mousse.

Gel solide à bouton pression.

A) Rectangulaire, 44 x 28 mm, à pontet. La boîte de 900.

Réf: ASE250965
91,90 €

B) Radio transparente et aimantique, ovale, 35 x 27 mm (existe de forme rectangulaire). La boîte de 1 500.

Réf: ASE250964
167,90 €

B

3 | Electrode pré-gelifiée support textile



Support aéré et respirant pour la peau.

Gel solide à bouton pression, utilisation longue durée.

• La boîte de 1 200.

A) Ovale, 50 x 48 mm. La boîte de 1 200.

Réf: ASE250967
188,90 €

B) Ovale, 45 x 42 mm.

Réf: ASE250968
184,90 €

B

4 | Electrode 3M™ Red Dot™

Polyvalente et excellente adhérence.

Pour la surveillance cardiaque, soins intensifs, réanimation, test d'effort.

• La boîte de 1 000.

A) Electrode de diagnostic repositionnable à languette 22 x 32 mm. Film polyester.

Réf: 3M2330N
156,90 €

B) Electrode pour Holter.

Réf: 3MELE2560
10,90 €

C) Gel solide, adulte 6 mm.

Réf: 3M2239
468,90 €



5 | Adaptateurs pour électrodes



Pratiques et polyvalents.

• Avec embout fiche femelle 4 mm.

A) Jeu de 10 adaptateurs pour électrodes à pression.

Réf: ASE250295
35,90 €

B) Pince crocodile pour électrode à languette.

Réf: ASE250311
46,90 €

B

6 | Pincettes et ventouses pour électrodes



Bon maintien.

A) Electrodes à ventouses adultes Ag/AgCl, diam. : 24 mm. Le jeu de 6 paires.

Réf: ASE250303
36,90 €

B) Pincettes plastiques électrodes de membres adultes.

Le jeu de 4.
Réf: ASE250297
29,90 €

B

7 | Spray conducteur ECG Uni'Gel



Haute conductivité et hypoallergénique.

Permet de diminuer les signaux parasites.

• En flacon de 250 ml.

• Réf: ASE250977
4,10 €

8 | Gel de transmission Parker Aquasonic



Non gras, idéal pour les échographies.

A) Le flacon de 250 ml.

• Réf: ASE250288
4,90 €

B) Le bidon de 5 litres.

• Réf: ASE250289
34,90 €



B

A

9 | Gel de transmission ultrasonique Unigel



Hypoallergénique et non irritant.

A) Bleuté. Le flacon de 250 ml.

• Réf: ASE250978
1,50 €

B) Transparent. Le flacon de 250 ml.

• Réf: ASE250983
1,50 €

C) Bleuté. Le bidon de 5 litres.

• Réf: ASE250981
13,90 €

D) Transparent. Le bidon de 5 litres.

• Réf: ASE250982
13,90 €

C

B



1| **Cardiocardiographe gémellaire** F3 Black Edition

EDAN

Compact, léger et portable.

Logiciel de transfert intégré.
Moniteur fœtal gémellaire.
Stimulateur fœtal manuel ou continu.

- Batterie lithium longue autonomie conçue pour le déplacement.
- Détecteur mouvement fœtal.
- Calcul de la VCT inclus.
- Ecran 5,6 pouces couleurs TFT.
- 12 heures de mémoire interne, Insight pour la gestion des données sur l'ordinateur.
- En option : Insight pour la gestion des données sur l'ordinateur.
- Autonomie : 60 h.
- Imprimante thermique intégrée.
- Poids : 3 kg.
- Garantie : 2 ans.

Réf: FRAEDA330

3 402,90 €



2| **Cardiocardiographe gémellaire** C11 Comen avec VCT

COMEN

Sensible, léger et facilement transportable avec sa poignée.

Design compact avec poignée, peut être proposé avec un élégant sac de transport mini Eiffel.

Reconnaissance automatique des sondes.

- Ecran LCD couleur 5,7" ajustable de 0 à 90°.
- Sondes très sensibles (9 cristaux).
- Détecteur de mouvement fœtal (automatique et manuel).
- Imprimante thermique intégrée rapide.
- Scores NST/Fischer/Fischer avancé/Krebs.
- Dim. : 28,7 x 23,2 x 9 cm.
- Poids : 2,2 kg.
- Options : pied à roulettes, élégant sac de transport mini Eiffel.
- Garantie : 3 ans.

Réf: HOLBCTOCO12

1 846,90 €



3| **Doppler fœtal** SD1

EDAN

Localise facilement les battements du cœur.

Doppler à ultrasons de poche tout-en-un.

Technologie par ondes pulsées.

- Rayonnement plus faible pour plus de sûreté et confort.
- Utilisé en milieu professionnel.
- Affichage digital du RCF, écran tactile, bluetooth et suivi du développement avec l'application.
- Garantie : 2 ans.

Réf: FRAEDA219

212,90 €



4| **Holter tensionnel MAPA** Suntech® Oscar2

Suntech® Oscar2

SunTech Medical®
Brilliant Blood Pressure Solutions™

Léger et compact.

Système de surveillance ambulatoire sur 24 heures.

Validations BHS, ESH, AAMI.

- Supporte les mouvements, réduisant ainsi les répétitions, surgonflages et erreurs de mesure.
- 10 journaux d'activités patient.
- Livré avec : 2 brassards Orbit (adulte et adulte plus), une ceinture et une bandoulière de transport, housse de protection et câble de connexion USB.
- Garantie : 2 ans.

Réf: HOLDSU230220 **2 762,90 €**



5| **Doppler fœtal et vasculaire**

Spengler

Polyvalent et facile à utiliser.

Utilisation en milieu hospitalier, en cabinet ou pour le contrôle à domicile.

Mesure et affichage de la fréquence cardiaque du fœtus et de l'onde de pouls (sonde 2 Mhz).

Examens vasculaires (sonde 5).

Examens cardiaque (sonde 8 Mhz).

- Ecran couleur LCD 45 x 25 mm.
- Extinction automatique après 1 minute sans signal.
- Fonctionne avec 2 piles LR6 AA fournies.
- Sondes en option.
- Garantie : 2 ans pour le Doppler et 1 an pour les sondes.

Le boîtier seul.

Réf: SPE743301

167,90 €

Sonde fœtale 2 Mhz (+/- 10%).

Réf: SPE743310

94,90 €

Sonde vasculaire 5 Mhz (+/- 10%).

Réf: SPE743311

94,90 €

Sonde cardiaque et vasculaire 8 Mhz (+/- 10%).

• Réf: SPE743312

90,00 €



6| **Bladder Scanner portable** Vitascan DP

VITACON.

Pour un examen non invasif et précis.

Appareil permettant de mesurer le volume vésical rapidement.

Possibilité de régler différentes profondeurs de scan.

Sauvegarde sur une imprimante locale ou réseau.

- Capacité de mesure : 0 à 1000 ml.
- Sonde 3D de 2,6 Mhz.
- Profondeur du scan : 230 mm.
- Angle du scan : 180° +/- 2°.
- Angle du balayage : 120° +/- 2°.
- Dim. de la sonde : L. 140 x l. 45 x H. 66 mm.
- Fourni avec logiciel pour Windows XP, Vista, 7 ou 8.
- Garantie : 2 ans.

A) Vitascan USB.

Réf: FRABLA001

6 926,90 €

B) Vitascan + tablette DP.

Réf: FRABLA013

8 778,90 €

C) Vitascan + tablette DP + pied à roulettes.

Réf: FRABLA012

9 453,90 €





Otoscopes et accessoires

SÉLECTION



1 Spéculums auriculaires



Universel, compatible avec toutes marques.

Boîte avec bec distributeur pour accès facilité aux spéculums.

- Dim. : L. 11,7 x l. 9,6 c.H. 11,4 cm.
- Boîte de 250.

Noir 4 mm adulte.

● Réf: **HOLDSPL20748**

8,00 €

Noir 2,5 mm enfant.

● Réf: **HOLDSPL20747**

5,00 €

2 Otoscope Welch Allyn Pocket LED

WelchAllyn



Compact, confortable et léger.

Technologie ampoule SureColor.

Eclairage par fibres optiques (3 lumens).

Grossissement x 3,4.

- Garantit une autonomie 30 fois supérieure avec 2 piles AA. Coloris : noir, blanc, mauve, bleu.
- Disponible en 2 configurations : Pocket LED et Pocket LED +.
- Garantie : 3 ans.

Coloris : noir.

Réf: **FRAWEL114**

90,90 €

3 Otoscope Smartlight



Léger et résistant.

Eclairage conventionnel XHL xénon halogène.

Diffusion d'une lumière puissante et homogène.

- Tête bi-matière vissée : ABS et laiton.
- Livré avec 4 spéculums UU de 4 mm, 4 spéculums UU de 2,5 mm et 2 piles LR06 AA.
- Garantie : 1 an.

Coloris : noir.

Réf: **HOL570315**

73,90 €

4 Otoscope Luxascope Auris



Eclairage Breveté, 6 LEDs concentriques, champ de vision non limité.

Format de poche. Variateur d'intensité.

- Loupe grossissant 3 fois avec fonction verrouillage.
- Durée de vie des LEDs : environ 100 000 heures en utilisation intensive.
- Intensité d'éclairage : 10 000 Lux.
- Livré avec 2 piles alcalines AAA, 10 spéculums jetables 2,5mm, 10 spéculums jetables 4mm.

Garantie 2 ans. Différents coloris.

Réf: **WEPLXA1416114** **102,90 €**

5 Otoscope Beta 400 F.O. LED



Performant et complet.

Lentilles de précision multicouche.

- Grossissement exclusif x 4,2.
- Puissance : 380 000 lux.
- Durée de vie : 100 000 h.
- Temp. de couleur : 3 500° Kelvin.
- Disponible sur poignée rechargeable.
- Garantie : 5 ans.*

Tête seule, sans poignée.

Existe aussi en éclairage XHL.

● Réf: **HEIB00811400** **340,90 €**

Otoscope complet avec chargeur de table NT4.

● Réf: **HEIB14324420** **917,90 €**

6 Otoscope Macroview 2

WelchAllyn

Très large champ de vision.

Grossissement 30 % supérieur à celui d'un otoscope standard.

Mise au point ajustable.

Visualisation quasi-complète permettant de voir au-delà du cérumen et localiser le liquide au-delà du tympan.

Eclairage par fibres optiques sans reflets ni obstructions.

- Autonomie : 2 h.
- Egalement équipé d'un éclairage laryngien.
- Version halogène (existe en version LED).

Avec tête + manche + chargeur. (Visuel avec socle iExaminer).

Réf: **FRAWEL372**

916,90 €

Version connectée.

Réf: **FRAWEL370**

1 286,90 €

Spéculum diam. : 2,75 mm (enfant).

Sachet de 850.

Réf: **FRAWEL004**

49,90 €

Spéculum diam. : 4,25 mm (adulte).

Sachet de 850.

Réf: **FRAWEL005**

49,90 €

7 Otoscope mini3000® F.O. LED



Excellent rendu des couleurs.

Instrument de poche sans entretien délivrant une image claire et homogène.

- Eclairage LED en HQ par fibres optiques
- Grossissement x 3.
- Temp. de couleur : 4 000° Kelvin.
- Puissance : 100 000 lux (spéculum 4 mm).
- Autonomie : jusqu'à 10 h.
- Durée de vie : 50 000 h.
- Garantie : 5 ans*.

Coloris : bleu, noir. Existe version F.O., XHL et Conventionnel XHL.

● Réf: **HEID00870120N**

239,90 €

8 Otoscope K 180 F.O.



Élégant et robuste.

Otoscope de diagnostic à éclairage par fibres optiques.

- Boîtier en polycarbonate, manche en métal, résistant aux chocs.
- Grossissement x 3.
- Spéculums réutilisables ou UU.
- Manche standard.
- Livré en étui souple.
- Garantie : 5 ans*.

● Réf: **HEIB18110118**

265,90 €

Otoscope Smartled F/O LED 5500®

Les conseils de Samuel votre Technicien de santé

L'éclairage intense, **proche de la lumière du jour**, restitue fidèlement les couleurs pour une évaluation dans les meilleures conditions.

L'illumination directe, homogène et sans reflet permet un diagnostic d'exception.
L'excellence Spengler dans votre poche.



Illumination directe et homogène.

Développé pour un diagnostic d'exception.

Lumière blanche et froide identique à la lumière naturelle.

Plage colorimétrique parfaite pour l'observation.

- Fibre optique pour une illumination directe, homogène et sans reflet.
- Manche ergonomique.
- Ampoule LED.
- Tête bi-matière vissée, ABS et inox.
- Loupe pivotante grossissement x 3.
- Puissance : 50 000 lux.
- Temp. de couleur : 4000° Kelvins.
- Indice Rendu de Couleurs : 95/100.
- Autonomie : jusqu'à 50 h.
- Durée de vie : 55 000 h.
- Plusieurs coloris disponibles.
- Garantie : 3 ans.

A) Coloris noir.

Réf: HOL570517

B) Coloris myrtille.

Réf: HOL570517B

C) Coloris corail.

Réf: HOL57051C

D) Pédiatrique. Coloris vert.

Réf: HOL57051P

140,90 € (l'unité)



Manche ergonomique.

Loupe pivotante.
Grossissement x 3.

Ampoule LED.
Tête bi-matière vissée,
ABS et inox.

Spéculums auriculaires 2,5 mm.
Enfant. Boîte de 250.

Réf: HOLL20747

Spéculums auriculaires 4 mm.
Adulte. Boîte de 250.

Réf: HOLL20748

Spengler



Otoscopes et accessoires.

1| Coffret Otoscope mini3000® Complet et prêt à l'emploi.



- Comprenant :
- 1 étui rigide,
- 4 spéculums réutilisables,
- 10 spéculums à usage unique Allspec.
- Garantie : 5 ans*

Avec 1 otoscope mini3000®.
Réf: HEID85120021
153,90 €
Avec 1 otoscope mini3000® F.O. (Présenté).
Réf: HEID85110021N
204,90 €

2| Coffret de diagnostic Otoscope Beta 200 Coffret parfait pour le transport.



Tête métallique à éclairage par fibres optiques
Manche à pile équipé d'un régulateur de luminosité.

- Comprenant :
- un étui rigide,
- 4 spéculums auriculaires réutilisables,
- 10 spéculums auriculaires UU,
- 1 ampoule de rechange.
 - Garantie : 5 ans*.
- Réf: HEIB14110118
378,90 €

3| Poignée rechargeable Li-ion Beta 4 USB et chargeur NT4 Poignée en métal de haute qualité.



Protection contre la décharge.

- Pour otoscopes Heine gamme Beta / K (ampoules XHL 3,5V) et Beta LED.
- Poignée rechargeable Li-ion, câble USB et bloc d'alimentation.

Réf: HEIX00799388 **323,90 €**
Poignée batterie Li-ion et culos Beta 4 NT.
Réf: HEIX00799396 **237,90 €**
Chargeur de table NT 4.
Réf: HEIX00299494 **308,90 €**

4| Ensemble chargeur Mini NT pour mini3000® Fonction de charge rapide.



2 culots pour poignées rechargeables mini3000® et 2 piles rechargeables NiMH 2Z.

- Otoscope et abaisse-langue en option.
- Garantie : 5 ans*.

- Réf: HEIX00199485 **294,90 €**
Chargeur Mini NT seul.
● Réf: HEIX00199484 **187,90 €**
Batterie rechargeable NiMH 2Z seule.
● Réf: HEIX00199487 **50,90 €**
Culot pour mini3000® rechargeable seul.
● Réf: HEIX00199488 **7,90 €**

5| Porte abaisse-langue mini3000® Complet et éclairage idéal.



Eclairage idéal de la cavité buccale et du fond de la gorge.
Porte abaisse-langue avec poignée à piles mini3000®.

Simple pression du doigt pour libérer l'abaisse-langue.

- Livré avec 5 abaisse-langues UU.
- Garantie : 5 ans*.

Noir.
● Réf: HEID00174118N **149,90 €**
Abaisse-langue UU. La boîte de 100.
● Réf: HEIB00012304 **14,90 €**

6| Miroir de Clar® Adapté à toutes les morphologies.



Bandeau métallique souple.
Réglage de la focale par ajustement du porte-lampe : éclairage par LED.

- Alimentation : 3 piles LR06 AA.
 - Livré avec trousse de transport.
 - Garantie : 2 ans.
- Réf: SPE570150
295,90 €

7| Lampe d'examen portable à clip Mini C Petit format, grande performance.



Robuste et d'une grande longévité.
Format de poche compact.

Lumière LED brillante et concentrée.

- Examen des yeux en toute sécurité avec test photobiologique.
- Extinction automatique dans la poche. Livrée avec 2 piles.
- Garantie : 5 ans*.

Noir.
● Réf: HEID00873109 **58,90 €**
Ampoule seule.
Réf: HEID00873103 **71,90 €**

8| Lampe Stylo Led Litestick® Pratique et fonctionnelle.



En aluminium, compacte et légère.

- Clip de fixation en aluminium et support pour abaisse-langue à LED : lumière froide 20 mA.
- Fonctionne avec 2 piles alcalines LR03 AAA, fournies.
- Coloris : noir, bleu, rouge ou argent.
- Garantie : 2 ans.

Noir.
Réf: SPE570620 **16,90 €**
Ampoule à LED.
Réf: SPE570690 **8,90 €**

9| Distributeur de spéculums Discret et pratique.



A



B



C



A) Avec 100 spéculums UU.
Diam. : 2,5 ou 4 mm. (Présenté).

- Réf: HEIB00011149
37,90 €

B) Spéculums UU, boîte de 1 000.
Diam. : 2,5 mm.

- Réf: HEIB00011128
45,90 €

C) Spéculums UU, boîte de 1000.
Diam. : 4 mm.

- Réf: HEIB00011127
45,90 €



1 Echelles optométriques murales **Nombreux modèles disponibles.**

◆ **COMED**

A) D'Armaignac pour illettrés.
Lecture à 5 mètres.

● Réf: COM3281505

21,00 €

B) Pour enfants.
Lecture à 5 mètres.

● Réf: COM3281605

21,00 €

C) Test de Monoyer.
Lecture à 5 mètres.

● Réf: COM3281005

21,00 €

D) Test de Monoyer.
Lecture à 3 mètres.


● Réf: COM3281003

21,00 €

E) Test de Landolt.
Lecture à 5 mètres.

● Réf: COM3282500

21,00 €



2 Echelles de Parinaud **Prise en main facile.**

◆ **COMED**

A) Pour illettrés et enfants. Recto/verso.

● Réf: COM3282010

35,00 €

B) Pour lettrés. Recto/verso.

● Réf: COM3282000

35,00 €

C) Pour illettrés et enfants. Recto/verso.

Réf: ELLEI


51,90 €

D) Pour lettrés. Recto/verso.

Réf: ELLEL

51,90 €

◆ **ella legros**
éclairer le diagnostic



3 Echelles optométriques lumineuses **Bon éclairage similaire à la lumière du jour.**

◆ **ella legros**
éclairer le diagnostic

Eclairage global fluorescent.

- Modèle 1 : test composé (5 m).
- Modèle 2 : Monoyer (3 ou 5 m en lecture directe ou 2,5 m en lecture inversée, à préciser).
- Modèle 3 : Armaignac.
- Modèle 4 : Landolt.
- Modèle 5 : enfant.
- Modèle 6 : chiffres.

Réf: ELLETFL

577,90 €



4 Cache-œil **Très léger.**

◆ **COMED**

A) Cache-œil cuillère.

● Réf: COM3283000

11,90 €

B) Cache-œil face à main.

● Réf: COM3283100

20,00 €



5 Test de la mouche **Test rapide et pratique.**

◆ **ella legros**
éclairer le diagnostic

Pour la vision des reliefs.

Réf: ELLT26

777,90 €





1| Dermatoscope LED Luxascope LUXAMED®



Eclairage homogène 6 LED concentriques breveté.

Loupe grossissement x 10 sans distorsion de l'image.

Champ de vision non limité.

- Durée de vie : 100 000 h.
- Puissance : env. 10 000 lux.
- Temp. de couleur : 4 200° Kelvins.
- Coloris : noir.
- Garantie : 2 ans.

Avec lentille de contact sans graduation.

Réf: WEPLXC1416114

270,90 €

Lentille de contact avec graduation.

Réf: WEPLXC1516114

291,90 €

2| Dermatoscope mini3000® LED



LED HQ
LED HIGH PERFORMANCE QUALITY

Compact et maniable.

Sans entretien, luminosité constante tout au long de la durée de vie.

Optique achromatique de haute qualité neutre au niveau des couleurs.

- Temp. de couleur : 4 000° Kelvins.
- Indice Rendu de Couleur > 95.
- Grossissement : x 10.
- Autonomie : jusqu'à 10 h.
- Coloris : bleu, noir.
- Garantie : 5 ans*.

Tête de dermatoscope avec embout de contact, avec ampoule, sans poignée.

Réf: HEID00878106

373,90 €

Dermatoscope mini3000® LED avec embout de contact avec graduation, poignée à piles (fournies) mini3000®.

Réf: HEID00878109N

424,90 €



3| Lampe frontale ML4 LED



Lumière claire et homogène.

Taille de champ lumineux réglable de 30 à 80 mm. Répartition homogène de la lumière sur tout le champ de vision, y compris sur les bords.

- Temp. de couleur : 5 500° Kelvins.
- Intensité lumineuse jusqu'à 90 000 lux à 18 cm.
- Indice Rendu de Couleur (IRC) > 90.
- MPack et transformateur à fiche.
- Garantie : 5 ans*.

● Réf: HEIJ00831413

1 824,90 €

4| Lampe frontale LED LoupeLight 2



Légère et non encombrante.

Eclairage coaxial.

Boîtier en aluminium léger.

Réglage entièrement progressif de l'angle d'éclairage.

LED MicroLight sur S-FRAME avec mPack Mini.

- Transformateur à fiche.
- Cordon de maintien.
- Liquide nettoyant.
- Livrée en mallette.
- Garantie : 5 ans*.

● Réf: HEIJ00831276

1 930,90 €

5| Lampe d'examen combinée mini3000®



Lampe de poche compacte.

Combinée avec un porte-spatule abaisse-langue sur manche à pile mini3000®.

- Livrée avec 5 spatules à usage unique.
- Garantie : 5 ans*.

● Réf: HEID00176120

76,90 €

6| Loupes binoculaires



Diminue la fatigue durant de longues interventions.

Image nette, haute résolution.

Grand champ de vision.

Légères, avec optique achromatique.

Grossissement : x 3,5. (Présenté).

Réf: HEIC00032720

1 357,90 €

Grossissement : x 2,3.

● Réf: HEIC00032202

501,90 €

1|

Dermatoscope DeltaOne

L'union de la précision du diagnostic et de la mobilité.

Image extrêmement nette grâce au système optique achromatique HEINE. Technologie optique HEINE à la pointe de l'innovation. Fidélité des couleurs grâce au LED HQ.

Documentation digitale avec l'application DERM HEINE ou le HEINE Cube System et les différents accessoires de smartphones.

Très utile pour les professionnels de santé souhaitant prendre avis auprès d'un dermatologue.

- Se glisse dans toutes les poches de blouse.
- Polarisation empêchant les reflets et les éblouissements.
- Changement rapide d'un examen en mode contact à un examen sans contact.
- Temp. de couleur : 5 700 Kelvins.
- IRC > 90/100. Durée de vie : 50 000 h.
- Garantie : 5 ans.

● Réf: HEIK21028305

1 123,90 €

● B) Adaptateur Smartphone Universel à coller

● Réf: HEIK00034270

41,90 €

● C) Adaptateur smartphone universel à visser

Réf: HEIK00034271

41,90 €

● D) Coque d'adaptation pour smartphones

Réf: HEIK00034260

78,90 €



2|

Dermatoscope Delta 20T LED

Optique achromatique de haute qualité.

Fonction « Toggle » : passage mode polarisé / non polarisé sur pression bouton. Vision sans reflet.

- Grossissement : x 10 à x 16.
- Temp. de couleur : 5 000° Kelvins.
- IRC > 80/100.
- Durée de vie : 50 000 h.
- Garantie : 5 ans.

● A) Tête de dermatoscope Delta 20T.

● Réf: HEIK00834221

1 291,90 €

● B) Manche standard Beta à piles.

● Réf: HEIX00199118N

92,90 €





Laryngoscopes

1 | Laryngoscope F.O. LED

Poignée ergonomique et très bon éclairage.

Poignée standard F.O. éclairage LED. Lame de laryngoscope classique + F.O. Macintosh à fibres optiques.

- Lumière blanche 5 000° Kelvins.
- Durée de vie : 100 000 h.
- Après 4000 cycles en autoclave standard à 134°C/ 4 min., un luminosité d'au moins 1000 lux. / après 1250 cycles en autoclave standard à 134°C/18 min., une luminosité d'au moins 1000 lux.
- Garantie : 10 ans*.

A) Poignée LED complète, F.O. 2,5 V (avec 2 piles types).

● Réf: HEIF00822860 **274,90 €**

B) Poignée LED complète 100% waterproof (2 piles 1,5V).

Réf: HEIF00822820 **272,90 €**

C) Lame Mac 1, L. 94 x l. 10 mm.

● Réf: HEIF00022101 **187,90 €**

D) Lame Mac 2, L. 114 x l. 14 mm.

● Réf: HEIF00022102 **184,90 €**

E) Lame Mac 3, L. 134 x l. 14 mm.

● Réf: HEIF00022103 **184,90 €**



LED HQ

2 | Lames à usage unique pour laryngoscope

Transmission de lumière idéale.

Possibilité de graver les lames à l'issue de leur production chez Heine (nom de l'hôpital, d'un médecin, d'un services..).

- Emballage individuel en carton distributeur. Le lot de 25 lames.

Macintosh n° 1.

● Réf: HEIF00022761

123,90 €

Macintosh n° 2.

● Réf: HEIF00022762

123,90 €

Macintosh n° 3.

● Réf: HEIF00022763

123,90 €

Macintosh n° 4.

● Réf: HEIF00022764

123,90 €

Miller n° 0.

● Réf: HEIF00022771

123,90 €

Miller n° 1.

● Réf: HEIF00022772

123,90 €



3 | Mallette de laryngoscopie d'urgence XP

Idéale pour le transport.

Mallette complète d'urgence XP.

- Comprenant : 5 types de lames XP à usage unique (Macintosh n° 2-3-4, Miller n° 0-1), pour éviter toute transmission d'infection, coque de protection jetable, boîtier laryngoscope standard F.O éclairage XHL et piles.

● Réf: HEIF25810858

158,90 €

Lot de 25 coques à usage unique pour poignée XP

Réf: HEIF00022926

251,90 €



4 | Lame de laryngoscope pédiatrique Paed F.O

Spécialement conçues pour l'intubation des nouveau-nés et des enfants.

Pour les soins urgents et rapides tel que l'hypoxie des bébés et jeunes enfants.

Design exclusif avec flexibilité. Manipulation directe et indirecte de l'épiglotte.

- A) L. totale : 82 mm L. de lame : 65 mm. L. extrémité distale : 12 mm.

Réf: HEIF00022110

194,90 €

- B) L. totale : 95 mm L. de lame : 78 mm. L. extrémité distale : 13 mm.

Réf: HEIF00022111

194,90 €



La lame Paed exclusive de Heine pour nouveau-nés et enfants en bas âge.

5 | Ampoules

Créée pour fournir une lumière idéale.

- A l'unité.

A) Lampe combinée et lampe à clip mini2000. Mini Fibrilux.

● Réf: HEIX00188041

21,90 €

B) Ootoscopes mini2000 F.O. / alpha. Porte-abaisse-langue mini et alpha.

● Réf: HEIX00188037

21,90 €

C) Ootoscopes minilux / mini2000.

● Réf: HEIX00188056

21,90 €

D) Ampoule pour poignée d'éclairage laryngoscope F.O. et F.O. SP. (Ampoule xénon).

● Réf: HEIX00188035

24,90 €

E) Ootoscope mini3000 F.O.

● Réf: HEIX00188105

27,90 €

F) Ootoscope mini3000.

● Réf: HEIX00188110

27,90 €

G) Ophthalmoscopes alpha / mini2000. Focalux alpha. Mini Miroflex.

● Réf: HEIX00188042

31,90 €



Usage exclusif d'ampoules de notre marque. Les produits sont homologués uniquement avec nos ampoules.





1|

Négatoscopes

Bas'X



Pour un confort de lecture.

Coffre blanc : en PVC extrudé bi-matières et ABS injecté.
Fixation murale par boutonnières d'accrochage au dos de l'appareil.
Source lumineuse : tubes fluorescents, type lumière du jour.
Fixe film : par rouleaux d'acier.
Inusable et indé réglable.

- Fond en tôle d'acier 10/10 traité époxy.
- Temp. de couleur > 6500° Kelvins.
- Ecran diffusant : acrylique, opalin diffusant, de 3 mm d'épaisseur.
- Commande d'allumage : par interrupteur bipolaire avec voyant lumineux incorporé.
- Cordon d'alimentation : normalisé, 2 pôles + terre. Tension d'alimentation : 230 V, 50 Hz (autres tensions : nous consulter).

A) 1 plage (1 tube 32 W).
Poids : 5 kg.

Dim. : 39,5 x 51 x 11 cm.

Réf: ELLNBX1

211,90 €

B) 2 plages (2 tubes 32 W).

Poids : 8 kg.

Dim. : 75,5 x 51 x 11 cm. (Présenté.)

Réf: ELLNBX2

317,90 €

C) 3 plages (2 tubes 36 W).

Poids : 13 kg.

Dim. : 124,5 x 51 x 11 cm.

Réf: ELLNBX3

500,90 €

D) 4 plages (2 tubes 58 W).

Poids : 16 kg.

Dim. : 154,5 x 51 x 11 cm.

Réf: ELLNBX4

599,90 €



2| Ophtalmoscope mini3000® LED

Léger et éclairage homogène.

Sans entretien, étanche à la poussière.



- Temp. de couleurs : 4 000° Kelvins.
- Autonomie : jusqu'à 10 h.
- 4 diaphragmes différents + filtre vert.
- Durée de vie : 50 000 h.
- Coloris : bleu, noir.
- Garantie : 5 ans*.

Sans poignée.

Réf: HEID00871105

248,90 €


Sur poignée à piles (fournies) mini3000®. (Présenté).

Réf: HEID00871120

271,90 €



LED HQ
100% LED - 100% VISIBLE - 100% DURABLE



3|

Ophtalmoscope

Beta® 200

Rendu d'image très net.

Optique asphérique de pointe.
Lampe halogène HEINE XHL à luminosité élevée. 2,5 V.



- Reflets de la cornée et de l'iris supprimés.
- 6 diaphragmes (filtre bleu) + filtre vert.
- Garantie : 5 ans*.

A) Étui rigide, manche complet.

● Réf: HEIC14410118

537,90 €

B) Tête Beta® 200 seule.

● Réf: HEIC00130100

354,90 €



4|

Trousse diagnostic

mini3000®

Pratique et complète.

- Comprendant :
 - 1 ophtalmoscope,
 - 1 otoscope mini3000®,
 - 1 jeu de 4 spéculums réutilisables,
 - 10 spéculums UU
 - 1 étui rigide.
- Garantie : 5 ans*.

Otoscope mini3000®.

Réf: HEID87321021

409,90 €

● Réf: HEID87321021N

409,90 €





Les conseils de Laure votre Technicien de santé

Vous recherchez des produits professionnels pour mesurer le taux de glucose ?

Les techniciens de Santé vous apportent une expertise et des conseils sur les outils indispensables des diabétiques : lecteurs de glycémie, consommables et accessoires.

Découvrez nos offres spécifiques en magasin.



4 | Trousse glycémie isotherme Diabetic

ELITE BAGS



Légère à double compartiment.

Trousse élégante comprenant différents compartiments et bandes élastiques.

- Dim. : 17 x 10 x 6 cm - 0,95 l.
- Vendue vide.

Coloris : noir.
Réf: HOLMEDIAB03N
25,90 €

6 | Bandelettes urinaires Toda Multidiag 10



Lecture visuelle colorimétrique simple.

Bandelettes réactives d'analyse d'urine. Dépistage d'infections urinaires, du diabète et de troubles rénaux.

- Lecture des premiers résultats en 1 min. 8 paramètres. La boîte de 100.

● Réf: HOLDTBAND02 **18,88 €**

100 Bandelettes Uritop+ 11 paramètres.

● Réf: HOLDPTDR49 **23,90 €**

10 paramètres. La boîte de 100.

Ref: HOLDTBAND03 **21,90 €**

8 | Bandelettes Urinaires 8 paramètres

DevaSet



Pour une analyse rapide des urines.

Bandelettes Urinaires 8 paramètres (GLU, KET, SG, BLO, pH, PRO, NIT, LEU).

- 5 x 5 x 13 cm.
- 8 paramètres. La boîte de 100 pièces.

Ref: DEVCMS001

27,90 €

10 paramètres. La boîte de 100 pièces.

Ref: DEVCMS002

29,90 €

2 | Lecteur de glycémie GlucoFix® Tech

A.MENARINI diagnostics



Lecteur simple et pratique.

Résultat en 5 secondes.

Bandelette large et épaisse, facile à manipuler.

- Éjection de la languette.
- Écran rétro-éclairé.
- Volume de l'échantillon sanguin : 0,5 µL.
- Mémoire 730 mesures.
- Norme : EN ISO 15197:2015.

Le lecteur seul.

Ref: MEN46636

3 | Lecteur de glycémie et cétonémie GlucoFix® Tech 2k

A.MENARINI diagnostics



Lecteur simple et pratique.

Résultat en 5 secondes.

- Bandelette large et épaisse, facile à manipuler.
- Éjection de la languette.
- Volume de l'échantillon sanguin : 0,8 µL.
- Mémoire 730 mesures.
- Norme : EN ISO 15197:2015.

Le lecteur seul.

Ref: MEN49912

Bandelettes glycémie. La boîte de 50.

Ref: MEN46623

18,19 €

5 | Lecteur de glycémie Fora

ALPHADIAB



Simple à utiliser.

Lancettes en inox.

- Garantie : 5 ans.

A) Le lecteur seul.

Ref: ALPLG30B

B) 100 bandelettes glycémie Fora.

Ref: ALPBG30100

38,03 €

C) 100 autopiqueurs jetables Silk Touch. (Non présenté.)

Ref: ALPAJCL3014

10,65 €

7 | Glucomètre On Call Plus II

DevaSet



Analyse en 5 secondes

Permet de connaître son taux de glycémie en 5 secondes avec seulement 0,5 µL de sang. Contrôle automatique du volume sanguin.

Modèle ergonomique avec large écran pour une lecture de la mesure facilitée.

- Autonomie 12 mois.
- Mémoire avec date et heure : 300 dernières mesures.
- Garantie 2 ans.

Ref: DEVDAC0001

Bandelettes. 50 pièces.

Ref: DEVDAC0002

17,90 €



1|

Autopiqueur Unistik® 3 Comfort



Un confort optimal pour les patients.

Mesure fréquente de la glycémie. Pour peaux fines et normales.

Lorsque l'autopiqueur est pressé sur la zone de prélèvement, une série de huit picots situés sur la plateforme stimule les terminaisons nerveuses. Cela envoie un puissant message de confort au cerveau, réduisant ainsi le stimulus de douleur causé par la lancette.

- Déclenchement latéral permettant de maîtriser le geste et pas de pression.
- Sans latex, phtalates et bisphénol A.
- Usage unique.
- La boîte de 100.

Diam. de la lancette : 28 G, prof. 1,8 mm.

● Réf: OWEAT1042

10,65 €

Diam. de la lancette : 30 G, prof. 1,5 mm

● Réf: OWEAT1022

11,90 €

Diam. de la lancette 23 G, pro. 1,8 mm.

Réf: OWEAT1002

11,90 €

2|

Autopiqueur Unistik® Touch



Un confort optimal pour les patients.

Comfort Zone Technology® : réduit au maximum la douleur de prélèvement sur le doigt. Déclenchement par contact pour l'Unistik® Touch.

- Sans latex, phtalates et bisphénol A.
- Usage unique.
- La boîte de 100.
- Existe en 3 tailles : 23, 28 et 30 G.

Diam. de la lancette : 28 G, prof. 1,8 mm.

● Réf: OWE000363

10,65 €

Diam. de la lancette : 23 G, prof. 2 mm.

Réf: OWE000365

11,90 €

Diam. de la lancette : 30 G, prof. 1,5 mm.

Réf: OWE000361

11,90 €

3|

Aiguilles pour stylo insuline ou GLP-1 Unifine®



Conçues pour des injections au stylo confortables pour traitement du diabète.

Triple biseaux permettant de pénétrer la peau rapidement et efficacement.

Anticoring : empêche les particules de caoutchouc d'être diffusées dans la cartouche lors du vissage. Technologie de la paroi fine pour la fluidité du médicament à injecter.

Silicone de grande qualité.

- Sans latex, phtalates et bisphénol A.
- Usage unique.
- La boîte de 100.
- Existe en 5 tailles : 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm et 12 mm.

A) Diam. : 32 G x 4 mm.

● Réf: OWEAN3540

14,77 €

B) Diam. : 31 G x 5 mm.

● Réf: OWEAN3550

14,77 €

C) Diam. : 31 G x 8 mm.

● Réf: OWEAN3530

14,77 €

4|

Audiomètre Portable Sibelsound Duo



Un nouveau concept d'audiométrie pour la médecine du travail, les soins généralistes et les établissements scolaires

Audiomètre portable avec sacoche incluse.

Plusieurs options de configuration (fréquence d'exams, sélection du diagnostic, enregistrement des seuils). Nombre illimité de patients. Deux canaux et option Exportation de données ou option Audiométrie automatique.

- 11 fréquences.
- 125 à 8000 HZ.
- 10 à 100dB.
- Alimentation : connexion au réseau ou 4 piles AA 1,5V/4 piles rechargeables NiMH.
- Garantie : 1an.

Réf: HOLDSI009132

1 965,90 €

5|

Diapason Holtex



Indispensable pour l'acoumétrie.

Acier inoxydable.

- Garantie : 2 ans.

N° 512VD 16 cm. Avec curseur.

Réf: HOLID26512

42,90 €

N° 256VD 16 cm. Avec curseur.

Réf: HOLID26256

42,90 €

N° 128VD 20 cm. Avec curseur.

Réf: HOLID26128

42,90 €



6|

Audiomètre K10.2 COLSON®



Compact et autonome.

Casque hautes performances DD45.

- 4 gammes de fréquences et 8 niveaux sonores.
- Alimentation : 2 piles LR6-AA (fournies).
- Arrêt automatique.
- Livré avec une sacoche.

Réf: DUPCC6810100

756,90 €



1 | **Lancettes**
Securlancets® Unik

A.MENARINI
diagnostics

Pour un prélèvement en toute sécurité.

Lancettes de sécurité stériles à usage unique.

- Diam. de l'aiguille : 29 G.
- Profondeur de ponction : 1,5 mm.

La boîte de 200 lancettes.

Réf: MEN43709
21,29 €



2 | **Seringue à insuline**
BD Micro Fine™


BD

Volume résiduel très faible, limitant la perte d'insuline, grande précision.

Seringue à insuline avec aiguille sertie non sécurisée.

29G. 1cc. La boîte de 200.

● Réf: BD324891
47,90 €



3 | **Seringue à insuline**
Omnican®

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Pour l'injection sous-cutanée et à l'usage des diabétiques insulinodépendants. Ponction indolore.

Seringue 3 pièces avec aiguille sertie. Triple biseau et lubrification au silicone.

- La boîte de 100 unités.

Omnican® 100 (1 cc) aiguille 12 mm.
Réf: BBR9151141 **27,71 €**

Omnican® 50 (0,5 cc) aiguille 12 mm.
Réf: BBR9151125 **27,71 €**



4 | **Aiguille à insuline**
Tricare™

OWEN MUMFORD
Making a World of Difference

Conçue pour offrir d'excellentes performances.

Compatible avec les plus grandes marques de stylos injecteurs d'insuline.

- Usage unique.

Boîte de 100. Diam. : 32 G x 4 mm.
Réf: OWEAN8004
14,90 €

Boîte de 100. Diam. : 31 G x 5 mm.
Réf: OWEAN8005
14,90 €

Boîte de 100. Diam. : 31 G x 6 mm.
Réf: OWEAN8006
14,90 €

Boîte de 100. Diam. : 31 G x 8 mm.
Réf: OWEAN8008
14,90 €



5 | **Aiguille à stylo sécurisée avec double protection**
BD Autosshield™ Duo

BD

Aiguille stérile à usage unique pour stylo injecteur dans le traitement du diabète.

Compatible avec tous les stylos injecteurs (au 01/12/2013). Haut degré de protection contre les risques de piqûres accidentelles]

- Double sécurité automatique avec indicateurs visuels : aiguille protégée « côté patient » et « côté stylo ».

30 G, Long. 8 mm.
● Réf: BD329608 **86,90 €**

30 G, Long. 5 mm.
● Réf: BD329605 **82,90 €**



NOUVEAU



6 | **Aiguille sécurisée pour stylo à insuline**
Verifine

ALPHA DIAB

Sécurité extérieure après injection.

Aiguille 3 biseaux, visible avant l'utilisation.

Permet une injection multi-angles.

- Compatible avec tous les stylos du marché.
- Tailles : 4 mm 31 G, 5 mm 31 G, 6 mm 30 G et 8 mm 30 G.
- La boîte de 100.
- Garantie : 5 ans.

6 mm 30 G, orange.
Réf: ALPVERIF630
49,90 €

8 mm 30 G, bleu.
Réf: ALPVERIF830
49,90 €

34 mm 31 G, vert.
Réf: ALPVERIF431
49,90 €

5 mm 31 G, rose.
Réf: ALPVERIF531
49,90 €



7 | **Aiguille sécurisée**
Unifine® Safecontrol

OWEN MUMFORD
Making a World of Difference

Pour une injection sécurisée à activation uni-manuelle.

Conçue pour protéger les professionnels de santé contre le risque d'accidents d'exposition au sang (AES), et leur permettre de s'assurer que la dose de médicament requise est délivrée à chaque patient.

- Utilisation facile et intuitive.
- Aiguille visible.
- Maîtrise du geste et sécurité des soignants, à l'avant et l'arrière de l'aiguille.
- Double indicateur de sécurité.
- Mise en sécurité irréversible avec le pouce par recouvrement de l'aiguille grâce à sa languette bouclier.
- Technique d'injection standard.
- Compatible avec les plus grandes marques de stylos injecteurs d'insuline.

Boîte de 100. Diam. : 30 G x 5 mm.
Réf: OWE004305
47,90 €

Boîte de 100. Diam. : 32 G x 4 mm.
Réf: OWE004339
47,90 €

Boîte de 100. Diam. : 30 G x 8 mm.
Réf: OWE004312
47,90 €





1| **Ruban de mesure
périmétrique**
201

seca



Petit format et simple à utiliser.

Ergonomique pour la mesure du périmètre corporel.

- Enroulement automatique.
- Rétractable permettant tous types de mesures périmétriques.
- Plage de mesure : 0 à 205 cm.
- Graduation : 1 mm.
- Poids : 50 g.
- Garantie : 2 ans.

● Réf: SEC2011717009

12,90 €

2| **Mètre déroulant
mécanique**
206

seca



Pratique et peu encombrant.

Mètre déroulant pour montage mural avec loupe pour une lecture précise.

- Plage de mesure : 0 à 220 cm.
- Dim. : 125 x 125 x 173 mm.
- Graduation : 1 mm.
- Poids : 202 g.
- Garantie : 2 ans.

● Réf: SEC2061717009

26,10 €

3| **Toise-matelas
nourrissons et enfants**
210

seca

Surface souple et durable, facile à entretenir.

S'enroule pour un rangement peu encombrant.

- Plage de mesure : 10 à 99 cm.
- Dim. : 125 x 30 x H. 14 cm.
- Longueur enroulée : 12 cm.
- Graduation : 5 mm.
- Poids : 575 g.

● Réf: SEC2101721004

88,90 €



4| **Toise mécanique bébé**
207

seca

Robuste et durable.

Toise pour bébés avec curseurs extra-larges.

Montage mural possible.

- Plage de mesure : 7 à 99 cm.
- Dim. : 1 042 x 120 x 288 mm.
- Graduation : 1 mm.
- Poids : 810 g.
- Garantie : 2 ans.

● Réf: SEC2071714008

137,90 €



5| **Toise mécanique
mobile**
213

seca

Montage rapide et aisé.

Sans fixation murale grâce à son solide socle assurant une stabilité optimale.

- Plage de mesure : 20 à 205 cm.
- Graduation : 1 mm.
- Poids : 2,4 kg.
- En option : mallette de transport Seca 412.
- Garantie : 2 ans.

● Réf: SEC2131721009

192,90 €



6| **Toise télescopique**
222

seca

Positionnement exact et résultats précis.

Pour montage mural.

- Plage de mesure : 6 à 230 cm.
- Graduation : 1 mm.
- Poids : 1,1 kg.
- Garantie : 2 ans.

● Réf: SEC2221714008

209,90 €





Pèse-bébé et pèse-personne

1

Pèse-personne mécanique 761 classe III **seca**



Grand cadran rond pour une lecture aisée.

Tapis amovible (fixation par clip) facilitant son nettoyage ou son remplacement.

- Disque cadran en métal anti-corrosion.
- Dim. : 303 x 470 x 118 mm.
- Graduation : 1 kg.
- Poids : 3,5 kg.
- Poids max. : 150 kg.
- Livré avec carnet métrologique et vignette de conformité.
- N° Appr. CH-W1-14015-00.CEM.
- Garantie : 3 ans.

Modèle 761 blanc / tapis noir.

● Réf: SEC7617019008

299,90 €

2

Pèse-personne électronique 878 dr classe III **seca**



Double affichage.

Étiquette personnalisable.

- 2 boutons-poussoirs à l'avant pour activer et désactiver les fonctions.
- Fonctions :
 - tare-mère,
 - hold (le poids reste figé quelques instants),
 - extinction auto.
- Dim. : L. 321 x p. 361 x H. 60 mm.
- Graduation : 100 g < 150 kg > 200 g.
- Alimentation : piles.
- En option : sacoche de transport seca 415, bloc secteur seca 447.
- Garantie : 2 ans.

Réf: SEC8787041119

449,90 €

3 | Pèse-bébé électronique évolutif **Terraillon**



Avec nacelle détachable.

Blocage du poids automatique et tare.

- Se transforme en pèse-petit enfant en retirant la nacelle.
- Sac de transport et de protection inclus.
- Graduation : 5 g.
- Poids max. : 20 kg.
- Garantie : 2 ans.

Réf: WEPTPESEBEBEEVOLUTIF

81,90 €



4 | Pèse-bébé électronique M112800 **FRAFITO**



Plateau large pour les nourrissons et enfants en bas âge.

Portable et parfaitement adapté aux médecins/professionnels de santé pour des visites à domicile.

- Simple d'utilisation grâce à son écran d'affichage clair.
- Graduation : 10 g.
- Fonctions : Tare, auto-hold, automatique zéro, BMIC, (fonction mémorisant la dernière pesée), extinction automatique...
- Dim. 631 x 362 x 111 mm.
- Poids : 3,1 kg.
- Poids max. : 50 kg.

Réf: FRAAE020

111,90 €



5 | Pèse-bébé électronique Eole Métrologie Légale classe III **abilanx**



Système anti-bascule.

Compact, léger et facile à désinfecter. Nacelle monobloc avec bords arrondis.

- Fonctions :
 - tare,
 - hold,
 - mémoire du dernier poids enregistré,
 - extinction auto.
- Dim. hors tout : 660 x 330 x H. 130 mm.
- Dim. nacelle : 630 x 250 x H. 60 mm.
- Graduation : 5 g.
- Poids : 3,9 kg. Poids max. : 15 kg.
- Alimentation : piles AA x 6 (fournies) et secteur (fourni).
- Indicateur de batterie faible.
- En option : toise manuelle/électronique, sacoche souple.
- Garantie : 2 ans.

Réf: ABIC1610005

780,90 €



6 | Pèse-bébé électronique 384 classe III **seca**



Avec plateau amovible.

Pour la pesée de bébés et d'enfants en position couchée ou debout.

- Fonctions :
 - tare,
 - prise de lait (BMIF),
 - hold (le poids reste figé quelques instants),
 - extinction auto.
- Dim. : 552 x 164 x 362 mm.
- Graduation : 10 g < 10 kg > 20 g.
- Poids : 2,8 kg.
- Poids max. : 20 kg.
- Nombreuses options disponibles.
- N° Appr. : D 06 09 024.
- Alimentation : piles.
- Garantie : 2 ans.

Réf: SEC3847017099

549,00 €



7 | Pèse-bébé électronique 376 classe III **seca**



Très précis et ergonomique.

Pèse-bébé à plateau spacieux et confortable.

- Fonctions :
 - tare,
 - hold et auto hold (le poids reste figé quelques instants),
 - extinction auto.
- Dim. : 620 x 190 x 358 mm.
- Graduation : 5 g < 7,5 kg > 10 g.
- Poids : 3,7 kg.
- Poids max. : 20 kg.
- Alimentation : piles.
- En option : toise mécanique 233, chariots 402 et 403, bloc secteur.
- N° Appr. D 05 09 024.
- Garantie : 2 ans.

Réf: SEC3767021098

1 195,90 €





1 | **Peson**
Rohu Métrologie Légale
classe III



abilanx

S'adapte sur la plupart des lève-personnes.
Peson pour lève-personne afin de déterminer le poids du patient lors du transfert.

- Fonctions : hold, tare et extinction auto.
- Attaches adaptées aux lève-personnes (nous consulter).
- Dim. : L. 120 x p. 50 x H. 185 mm.
- Graduation : 100 g.
- Poids : 995 g., poids max. : 150, 200 et 300 kg (selon le type de lève-personne).
- Alimentation : 6 piles AAA (fournies).
- N° Appr. T 8882.
- Garantie : 2 ans.

Réf: ABIC151000
1 118,90 €

2 | **Fauteuil de pesée électronique**
956 classe III



seca

Stable et sécurisant.
Pour les maisons de retraite et soins gériatriques en milieu hospitalier.

- Fonctionne de manière autonome avec son jeu de piles.
- 4 roulettes dont 2 avec freins.
- Accoudoirs et repose-pieds relevables.
- Fonctions : tare, hold (le poids reste figé quelques instants), extinction auto.
- Dim. : L. 563 x p. 956 x H. 897 mm.
- Graduation : 100 g.
- Poids : 22,4 kg. Poids max. : 200 kg.
- Alimentation piles (fournies).
- Matériel livré étalonné avec vignette et carnet métrologique.
- N° Appr. D 02 09 011.
- Garantie : 2 ans.

Réf: SEC9567021099 **1 495,90 €**

3 | **Fauteuil de pesée électronique**
Irus Métrologie Légale
classe III



abilanx

Conception innovante et d'une maniabilité sans égale.
Assise plate pour un confort inégalé.

- Repose-pieds et accoudoirs escamotables.
- Fonctions : tare, hold, Indice de Masse Corporelle, extinction automatique.
- Poids gelé pour une meilleure lecture.
- Dim. : L. 670 x p. 730 x H. 950 mm.
- Graduation : 100 g.
- Poids : 17,5 kg, poids max. : 300 kg.
- Alimentation : batterie rechargeable et secteur (fournis).
- Connexion RS 232 intégrée permettant de connecter une imprimante.
- N° Appr. SI07 05 002. CEM.
- Garantie : 3 ans.

Réf: ABIH551001 **1 680,90 €**

4 | **Plateformes électroniques**
665 et 677 classe III



seca
EMR

Idéale pour peser les patients en fauteuil roulant.
Plateforme surbaissée, barre de maintien (modèle seca 677 uniquement), colonne repliable pour un transport sur roulettes. Compatible intégration DME.

- 2 rampes d'accès intégrées.
- Roulettes de transport.
- Fonctions :
 - tare,
 - pré-tare,
 - hold (seca 677) et hold auto (le poids reste affiché quelques instants),
 - Indice de Masse Corporelle,
 - extinction auto,
- Alimentation : secteur (seca 677), batterie/secteur (seca 665).
- Livrées étalonnées + carnet métrologique, vignette de conformité.
- Graduation : 100 g < 200 kg > 200 g.
- Poids max. : 300 kg.
- N° Appr. D 00 09 010. CEM.
- Garantie : 2 ans.

Seca 665 : afficheur sur colonne, sans main courante.
Dim. : L. 110 x p. 115 x H. 91 cm.
Poids : 33,4 kg.
Réf: SEC6657021193
2 595,90 €

Seca 677 : avec main courante.
Dim. : L. 92 x p. 115 x H. 112 cm.
Poids : 38 kg.
Réf: SEC6777021198
2 995,90 €

5 | **Fauteuil de pesée sans fil électronique**
959 classe III



seca
EMR

Précis et très fonctionnel.
Compatible intégration DME.

- Repose-pieds escamotables.
- Fonctions :
 - tare, pré-tare,
 - hold et hold auto,
 - Indice de Masse Corporelle,
 - Extinction auto.
- Dim. : L. 563 x p. 978 x H. 897 mm.
- Graduation :
 - 50 g < 150 kg > 100 g < 250 kg > 200 g.
- Poids : 24,5 kg.
- Poids max. : 300 kg.
- Livré étalonné avec carnet métrologique.
- Alimentation secteur/accus (fournis).
- Garantie : 2 ans.

Réf: SEC9597021929
2 295,90 €

6 | **Plateforme de pesée**
675 classe III



seca

Facile à transporter.
Module d'affichage séparé.

- Fonctions :
 - tare,
 - pré-tare,
 - hold (le poids reste figé quelques instants),
 - Indice de Masse Corporelle,
 - changement de sensibilité,
 - amortissement.
- Dim. : L. 760 x p. 930 x H. 55 mm.
- Graduation : 100 g - 200 kg + 200 g.
- Poids : 27 kg. Poids max. : 300 kg.
- Alimentation secteur.

Réf: SEC6757021193
2 255,90 €

7 | **Plateforme de pesée**
Ilur Métrologie Légale
classe III



abilanx

Mesures très précises et déplacement aisé.
Idéale pour les patients en fauteuil ou à mobilité réduite ayant besoin d'un appui.

- Fonctions : hold, tare, Indice de Masse Corporelle, extinction auto, compensateur de mouvements.
- Main courante repliable.
- Dim. plateau : L. 80 x l. 76,5 cm (sans les rampes).
- Alimentation : batterie et secteur fournis.
- Graduation : 100 g.
- Poids : 36 kg.
- Poids max. : 300 kg.
- N° Appr. SI07 05 002.
- Garantie : 3 ans.

Réf: ABIH351003
2 595,90 €



Pèse-personne à colonne

1| Pèse-personne à colonne électronique Métrologie Légale classe III



Large plateau et indicateur incliné pour une meilleure lecture.

Système de compensation de mouvements.

- Poignée de transport.
- Plateau anti-dérapant.
- Pieds réglables.
- Fonction « hold » permettant de geler la mesure.
- Graduation : 100 g.
- Dim. plateau : 37 x 37 x H. 7,8 cm.
- Poids max. : 250 kg.
- Alimentation : piles AA x 6 (fournies) et secteur (bloc fourni) avec sacoche.
- Garantie : 3 ans.

Eben. Petite colonne.
Dim. : 37 x 52 x H. 32,5 cm.

Réf: ABIH151008

798,90 €

Eden. Grande colonne. Equipé 2 roulettes arrière pour faciliter son déplacement.
Dim. : 37 x 52 x H. 123,5 cm. (Présenté).

Réf: ABIH151006

798,90 €

Etel. Grande colonne avec toise intégrée. Equipé 2 roulettes arrière pour faciliter son déplacement.

Dim. : 37 x 52 x H. 134 cm.

Réf: ABIH151005

966,90 €

2| Pèse-personne à colonne électronique 799 classe III

seca

EMR



Faible consommation d'énergie.

Utilisation professionnelle quotidienne.

- Fonctions : tare, hold, Indice de Masse Corporelle, extinction auto.
- Roulettes de transport.
- Graduation : 100 g < 150 kg > 200 g.
- Poids : 6,3 kg. Poids max. : 200 kg.
- Alimentation : piles, bloc secteur en option.
- N° Appr. DE-17-NAWID-PTB009.
- Garantie : 2 ans.

Réf: SEC7997021099

749,90 €

Option : toise seca 220, (positionnement arrière).
Graduation : 1 mm.

Plage de mesure : 60 - 200 cm.

● Réf: SEC2201714004

165,00 €

3| Pèse-personne à colonne sans fil 704 classe III

seca

EMR



Capacité très élevée et large plateforme.

Compatible intégration DME.

- Fonctions :
 - tare,
 - hold (le poids reste affiché quelques instants),
 - Indice de Masse Corporelle,
 - extinction auto.
- Roulettes de transport.
- Graduation : 50 g < 150 kg > 100 g.
- Poids : 14,9 kg.
- Poids max. : 300 kg.
- Alimentation : piles, bloc secteur en option.
- En option : toise seca 220 (position arrière).
- N° Appr. D05 09 016.
- Garantie : 2 ans.

Réf: SEC7047021098 **1 195,90 €**

4| Station de mesure à ultrasons et assistance vocale 287 classe III

seca

Mesure entièrement automatique avec assistance vocale.

Plate-forme en verre.

Compatible intégration DME.

- Fonctions :
 - tare,
 - hold (fige le poids quelques instants).
- Assistance vocale.
- Détermination de la taille par ultrasons.
- Dim. : L. 43,4 x p. 46,6 x H. 227 cm.
- Graduation : 50 g < 150 kg > 100 g.
- Poids : 16,5 kg.
- Poids max. : 300 kg.
- Alimentation : bloc secteur.
- Garantie : 2 ans.

Réf: SEC2877000099

2 545,90 €



Mobilier

- 124 | Divans d'examen à hauteur fixe
- 125 | Divans d'examen pédiatrie
- 126 | Divans d'examen électriques
- 129 | Divans d'examen gynécologiques
- 130 | Fauteuils de prélèvement
- 131 | Tabourets et marchepieds
- 132 | Lampes d'examen et éclairage médical
- 137 | Porte-sérum
- 138 | Mobilier
- 140 | Guéridons et chariots





1| Divan d'examen à hauteur fixe Eco

Economique et robuste.

Sellerie confortable sur mousse d'épaisseur 6 cm.

- Montage très rapide.
- Réglage de la tête par 2 crémaillères mécaniques autobloquantes.
- Piètement en tube carré 30 x 30 mm laqué époxy argent.
- Equipé d'un porte-rouleau pour drap d'examen (position côté pied ou tête).
- Dim. : 190 x 60 x H. 80 cm.
- Coloris : noir (existe en bleu).
- Poids max. : 150 kg.

Réf: WEP11020811

550,90 €



3| Divan d'examen économique à hauteur fixe 1810

Table légère et facilement déplaçable.

Sellerie revêtement lavable non feu M1. Bâti acier.

- 4 pieds tube rond, dont 2 avec vérin de réglage au sol. Tête réglable.
- Finition époxy polyester.
- Dim. : L. 188,7 x l. 65 x H. 75 cm.
- Nombreux coloris possibles.
- Poids max. : 135 kg.
- Norme CE.

Divan largeur 65 cm.

Réf: PRO1810 **939,90 €**

Porte-rouleau.

Réf: PRO16710 **51,90 €**



4| Divan d'examen à hauteur fixe

Dossier réglable par autoblocage mécanique, commande bilatérale.

Bâti en tube carré époxy blanc et entretoises.

- Equipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide.
- Sellerie cousue, épaisseur 40 mm.
- Avec porte-rouleau.
- Densité de mousse : 28 kg/m³.
- Dim. : L. 2000 x l. 800 x H. 800 mm.
- Existe en hauteur 500 mm.
- Assise : L. 1350 x l. 800 mm.
- Poids : 35 kg. Poids max. : 200 kg.
- Différentes options disponibles.
- Garantie : 3 ans hors sellerie.

Réf: VOG201012

1 093,90 €



2| Cabinet médical Holtex

Sobre et complet.

- Ensemble constitué de :
 - 1 divan d'examen inox. Montage rapide. Mousse épaisseur 5 cm (30 kg/m³), revêtement lavable non feu M1.
 - Equipé d'un porte-rouleau pour drap d'examen.
 - 1 tabouret télescopique.
 - Sellerie revêtement lavable non feu M1, mousse (30 kg/m³).
 - Diam. de l'assise : 35 cm. H. réglable à gaz de 53 à 70 cm.
 - Piètement : plastique noir à 5 branches et roulettes doubles.
 - 1 marche pied 2 marches.
 - Dim. : l. 40 x p. 24,5 x H. 34 cm.
 - Coloris : noir ou lavande.
 - Poids max. : 150 kg.

(Modèle présenté.)


Réf: HOLOCABREV2N

949,90 €

Cabinet médical inox.

Réf: HOLOSKIT001

708,90 €



5| Divan d'examen à hauteur fixe 118

Excellente solidité et facile à nettoyer.

Avec une armature discrète.

- Dossier réglable par vérin à gaz.
- Structure inox avec finition poli brillant ou époxy gris nuage.
- Porte-rouleau papier.
- Dim. : L. 200 x l. 75 x H. 65 ou 82 cm.
- Plusieurs options et coloris disponibles.
- Poids max. : 200 kg.

Réf: PRO1181060015065

(à partir de) **1 878,90 €**



6| Divan d'examen à hauteur fixe Fidji

Robuste et mousse souple.

Mousse haute densité épais. 5 cm, revêtement non feu classé M1.

- Deux colonnes soudées.
- Bâti acier finition époxy gris nuage.
- Dim. : L. 191 x l. 65 ou 75 x H. 80 cm.
- Plusieurs options et coloris disponibles.
- 5 selleries au choix (2 plates, 2 à rebord droit, 1 ergonomique).
- Poids max. : 200 kg.
- Norme CE.

Sellerie plate, largeur 65 cm.

Réf: PRO101101060015165

(à partir de) **1 731,90 €**



7| Divan d'examen à hauteur fixe Compact

Polyvalent et facile d'accès grâce au marche pied intégré.

Pour une utilisation ergonomique et pratique.

- Position fauteuil avec étriers escamotables, bac ABS et porte-rouleau intégrés.
- Assise et dossier inclinables manuellement.
- Large sellerie de 72,4 cm.
- Marche pied intégré de 22 cm de hauteur.
- Tablette repose-jambes intégrée pour une position allongée.
- Plusieurs rangements disponibles.
- Dim. : 117,5 x 72 cm. Poids max. : 250 kg.
- Garantie : 2 ans.

Réf: PRO23510 **3 594,90 €**



Coloris disponibles



1| Table de pédiatrie 1 plan



Sellerie tendue avec bourelets latéraux de protection sur 3 cotés.

Table fixe bâtie en tube rectangulaire époxy blanc.

- Epaisseur de sellerie : 50 mm.
- Capot ABS sous l'assise.
- Plateau recouvert d'un revêtement PVC.
- Équipée de 4 patins noirs.
- Mousse assise densité 38 kg/m³.
- Dim. : L. 1000 x l. 670 x H. 800 mm.
- Poids : 35 kg. Poids max. : 120 kg.
- Différentes options disponibles.
- Garantie : 3 ans hors sellerie.

Réf: VOG21100

902,90 €

3| Divan d'examen de pédiatrie à hauteur fixe 188



Coloris disponibles



Parfaitement adapté à la pratique pédiatrique.

S'adapte à toutes tailles d'enfants.

- Sellerie plate.
- Revêtement non feu classé M1.
- Bâti acier finition époxy gris nuage.
- Divan en 3 parties époxy.
- Dossier réglable par crémaillère.
- Dim. : L. 135 x l. 60 x H. 85 cm.
- Equipé d'un porte-rouleau papier.
- Nombreux coloris disponibles.
- Poids : 29 kg.
- Poids max. : 135 kg.

Réf: PRO188

1 249,90 €



2| Divan de pédiatrie



Parfaitement adaptés pour les enfants et les adolescents.

S'adapte à tous les âges et à toutes les tailles.

Divan pédiatrique 3 sections à hauteur fixe 80 cm.

Sellerie en mousse épaisseur 6 cm, largeur 60 cm, 5 coloris au choix (bleu, jaune, vert, noir ou blanc).

Réglage du dossier par 2 crémaillères mécaniques autobloquantes.

Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen.

- Livré démonté avec clé et notice de montage.
- Capacité de charge : 150 kg.
- Options : tête demi-lune (ACC54001), jeu de 4 roulettes à frein diamètre 125 mm (ACC990), trou visage avec bouchon (ACC832), hauteur 650 mm possible.
- Garantie 2 ans.

Réf: CARPEDIADIVAN04

1 473,90 €



4| Table de pédiatrie



Idéale pour une prise en charge des plus petits.

Hauteur fixe, sellerie tendue, revêtement de classe anti-feu M1.

Piètement en tube mécano-soudé époxy.

Equipée de : 1 tiroir 60 x 40 cm et 1 plateau bois fixé sur le châssis.

- Capacité de charge : 80 kg.
- Option porte-rouleau.

Réf: CARPEDIA06T

1 692,90 €



5| Table de pédiatrie 4365



Coloris disponibles



Pour un examen en toute sécurité.

Coussin trois côtés relevés, mousse moyenne densité.

- Revêtement non feu classé M1.
- Bâti acier revêtement époxy polyester gris nuage.
- Dim. : L. 120 x l. 70 x H. 92 cm.
- Pieds époxy gris nuage.
- Poids max. : 135 kg.

Réf: PRO4365

1 122,90 €

Option plateau inférieur acier inoxydable.

Réf: PRO4366

132,90 €

Option tiroir.

Réf: PRO47690

384,90 €



6| Brillant inox



S.I.C.O

Permet d'entretenir et protéger l'acier inoxydable et l'émail avec un éclat durable.

Eclat durable. Évite l'oxydation.

Réf: SICA10975

13,90 €





1

Divan d'examen électrique Vimeu



Robuste et polyvalent.

Proclive/déclive sur l'ensemble du divan (+15°/-15°).

Dossier réglable par vérin à gaz et proclive/déclive (+65°/-25°).

- Sellerie plate, épaisseur : 40 mm.
- Déplacement vers l'avant de 200 mm.
- Densité de mousse : 38 kg/m³.
- Dim. : L. 2000 x l. 800 x H. 560/860 mm.
- Assise : L. 1300 x l. 800 mm (existe en 670 mm).
- Poids : 90 kg. Poids max. : 300 kg.
- Nombreuses options disponibles.
- Garantie : 3 ans hors sellerie.

Réf: VOG250280

3 000,90 €



2

Divan d'examen électrique Hydro



Complètement autonome, sans fil.

Personnalisable et très adapté aux patients à mobilité réduite.

- Système hydraulique unique et écologique.
- Structure acier finition époxy gris nuage.
- Dossier réglable par vérin à gaz.
- Patins de réglage sous piètement ou système de roulettes escamotables intégrées semi-centralisé Block'n Roll®.
- Dim. : L. 200 x l. 66, H. réglable de 55 à 93 cm.
- Poids max. : 200 kg.
- Garantie : 2 ans.

Réf: PRO105010

2 992,90 €



Coloris disponibles

3

Divan d'examen électrique iQuest



Pour des examens en toute aisance.

Polyvalent pour tous les professionnels de santé.

- Structure acier finition époxy gris.
- Divan entièrement électrique : hauteur, proclive / déclive, dossier.
- Mouvements autonomes : une impulsion suffit à la mise en position.
- Position accueil préprogrammée.
- Dim. : L. 200 x l. 65, H. Réglable de 46 à 95 cm.
- Existe en sellerie grand confort Lounge.
- 19 coloris de sellerie disponibles.
- Poids max. : 250 kg.
- Garantie : 2 ans.

Modèle standard.

Réf: PRO305040

4 106,90 €



Coloris disponibles



4

Divan d'examen électrique Ovalia V2



Performant et élégant

Système de doubles colonnes permettant un large choix de positions tout en conservant une montée/descente verticale et une forte capacité de charge.

- Réglage de la tête en toutes positions par 1 vérin à gaz.
- Sellerie plate et tendue, non feu classée M1, épaisseur 5 cm
- Télécommande manuelle multi-fonctions.
- Piètement carterisé. Coloris : gris clair.
- Porte-rouleau pour drap d'examen côté tête.
- 4 roulettes double galets diam. : 12,5 cm à freins.
- Dim. : L. 200 x l. 70.
- H. réglable de 49 à 89 cm.
- En option : vérin électrique pour réglage dossier, tête électrique, paire d'étriers, paire d'étaux, paire de repose-jambes avec revêtement polyuréthane noir, housse de protection repose-jambes, pédale multifonctions.
- Poids max. : 200 kg.
- Garantie : 5 ans, hors sellerie.

Réf: CAROV205125

3 588,90 €



Coloris disponibles



5

Divan d'examen électrique Quest



Conditions d'accueil idéales pour chaque patient.

- Structure acier avec finition époxy gris.
- Dossier réglable par vérin à gaz ou vérin électrique.
- Commande manuelle.
- Existe en sellerie anatomique luxe.
- Différents coloris disponibles.
- Dim. : L. 200 x l. 73 x H. réglable de 54 à 94 cm.
- Garantie : 2 ans.

Modèle avec sellerie anatomique luxe (PRO60015070) et pédale électrique élévation / proclive-déclive (PRO205120).

Réf: PRO205030

3 654,90 €



6

Divan d'examen électrique Quest



Conditions d'accueil idéales pour chaque patient.

- Structure acier avec finition époxy gris.
- Dossier réglable par vérin à gaz ou vérin électrique.
- Commande manuelle.
- Existe en sellerie anatomique luxe.
- Différents coloris disponibles.
- Dim. : L. 200 x l. 65 x H. Réglable de 54 à 94 cm.
- Garantie : 2 ans.

Modèle avec sellerie plate (PRO60015065) et pédale électrique élévation / proclive-déclive (PRO205120).

Réf: PRO205030SP

3 654,90 €





1 | Divan d'examen 2 plans Roye



Sellerie cousue épaisse pour un meilleur confort.

- Dossier réglable par vérin à gaz.
- Bâti en tube rectangulaire époxy blanc.
- Carter de protection au niveau du piétement.
- Equipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide.
- Densité de mousse : assise et dossier 28 kg/m³.
- Épaisseur sellerie : 40 mm.
- Commande au pied. Porte-rouleau.
- Dim. : L. 200 x l. 67 x H. de 56 à 96 cm.
- Poids max. : 220 kg.
- Nombreuses options disponibles.
- Garantie : 3 ans.

Réf: VOG47000

2 046,90 €



2 | Divan d'examen électrique mixte Ovalia V2



Grande polyvalence pour un usage aussi bien gynécologique que médecine générale.

Son système de double dossiers couplé avec une paire d'étriers et son bac inox lui confère une grande polyvalence.

Position proclive/déclive.

- Sellerie tendue et plate, non feu classée M1, épaisseur 5cm.
- Châssis composé de 2 colonnes télescopiques pour une grande stabilité du divan Partie tête centrale réglable par vérin électrique.
- Equipé de 2 porte-rouleaux, d'une paire d'étriers, d'un tiroir inox.
- 4 roulettes double galets à freins.
- Nombreuses options disponibles.
- Dim. : L. 200 x l. 70 (80 cm en option).
- H. réglable de 49 à 89 cm.
- Poids max. : 200 kg.
- Garantie 5 ans hors sellerie.

Modèle 70 cm, avec commande par pédale.

Réf: CAROV213125

5 245,90 €

2 repose-jambes ABS, sans étaux.

Réf: CARACC964

331,90 €

Housse pour repose-jambes (ACC964).

Réf: CARSLFEMIREPOSEJAM

108,90 €



Coloris disponibles



3 | Divan d'examen électrique programmable iQuest Lounge



Commandes intuitives et excellent soutien des lombaires.

Polyvalent pour tous les professionnels de santé.

- Structure acier finition époxy gris.
- Divan entièrement électrique : hauteur, proclive/déclive. Mouvements électriques doux et sécurisés 2 fois plus rapides qu'un divan classique.
- Sellerie Lounge grand confort.
- Mouvements autonomes : une impulsion suffit à la mise en position.
- Position accueil préprogrammée.
- Enregistrement de 2 positions 100 % paramétrables.
- Dim. : L. 200 x l. 65, H. réglable de 46 à 95 cm.
- 19 coloris de sellerie disponibles.
- Poids max. : 250 kg.
- Garantie : 2 ans.

Réf: PRO305520

6 054,90 €



Coloris disponibles

4 | Divan d'examen électrique programmable iDuolys®



Améliorez le confort de vos patients.

Se transforme rapidement en fauteuil d'examen gynécologique.

Mouvements électriques doux et sécurisés.

- Sellerie d'assise amovible et sans coutures, revêtement non feu M1.
- Structure acier avec finition époxy gris. Proclive/déclive. Dossier central électrique. Dossier extérieur réglable par double vérins à gaz.
- Dim. : L. 200 x l. 73 x H. 53 / 99 cm.
- Fonction double clics pédale pour atteindre vos positions sans télécommande.
- Compatible avec un lève-personne.
- Equipé de 2 supports rouleau papier.
- 6 coloris au choix. 12 cm de dégagement au sol.
- Poids max. : 250 kg.
- Garantie : 2 ans.

Réf: PRO306550

7 390,90 €



Coloris disponibles

5 | Divan d'examen électrique Duolys®



Polyvalent et excellente stabilité.

Se transforme rapidement en fauteuil d'examen gynécologique.

- Sellerie d'assise amovible et sans coutures, revêtement non feu M1.
- Structure acier avec finition époxy gris.
- Dossier central électrique.
- Dossier extérieur réglable par vérins à gaz.
- Dim. : L. 200 x l. 73 x H. 49 / 96 cm.
- Connexion possible de 3 commandes. Equipé de 2 supports rouleau papier.
- Poids max. : 200 kg.
- Garantie : 2 ans.

Avec système Block'n Roll et étriers intégrés.

Réf: PRO206030

6 174,90 €



Coloris disponibles



Divans d'examen électriques



Coloris disponibles



1

Divan d'examen électrique eMotio +



Faible encombrement, pour un examen rapide et précis.

Pour plus de confort et moins de stress pour le patient.

Adapté aux patients à mobilité réduite.

- élévation, dossier et repose-jambes électriques.
- 2 positions Quick Exam paramétrables.
- Mise en position accueil, fauteuil et divan en 1 impulsion.
- Roulettes activables électriquement.
- Panneau de contrôle multifonction et modulable.
- Fixation sans étoupe des étriers et lampes.
- Porte-rouleau intégré au dossier.
- Dim. : L. 200 x l. 70, H. réglable de 45 à 96 cm.
- Inclus :
 - tilt,
 - sellerie,
 - appui-bras,
 - appui-jambes 2-en-1,
 - appui-tête.
- Existe en modèle eMotio simple.
- Poids max. : 205 kg.
- Garantie : 5 ans.

Réf: PRO405520

8 082,90 €



2

Divan d'examen 3 parties, à hauteur variable électrique



Divan très compact s'adaptant idéalement aux petites surfaces.

Commande : Télécommande manuelle multifonctions.

Réglage du dossier par vérins à gaz.

Avec jambièrre réglable par vérin à gaz, pliable à 90°.

Position de Trendelenburg.

- Sellerie tendue plate, non-feu classée M1, épaisseur 5cm.
- Châssis composé de 2 colonnes télescopiques pour une grande stabilité du divan.
- Equipé d'un bac inox et d'un porte-rouleau pour drap d'examen côté tête.
- Piètement carterisé pour une hygiène optimale, coloris gris clair (RAL 7035).
- Sur 4 roulettes, diam. 125mm avec freins.
- Poids max : 200 kg.
- Garantie : 5 ans, hors sellerie.

Réf: CAROV225125

5 044,90 €



NOUVEAU



1| Divan d'examen gynécologique

BX4014



Élégant et design.

Sellerie sans coutures apparentes.

- Revêtement non feu M1.
- Structure en acier.
- Commande par pédale.
- Dossier réglable par vérin à gaz ou électrique.
- Coussin pour les jambes rabattable ou amovible.
- Tiroir plastique en ABS.
- Equipé d'une paire d'étrier ou d'appui-jambes.
- Support rouleau pour drap d'examen.
- Dim. : L. 125,1 x l. 58,5 cm, H. réglable de 54 à 93 cm.
- Plusieurs options disponibles.
- Poids max. : 200 kg.
- Garantie : 2 ans.

Réf: PROBX411401

4 748,90 €



Coloris disponibles

2| Divan d'examen gynécologique électrique

Elansa



Coloris disponibles



Grande accessibilité et simple d'usage.

Sellerie anatomique et sans coutures.

- Revêtement non feu M1.
- Mouvements combinés élévation et dossier (1 moteur).
- Inclinaison dossier par vérin à gaz, commande par pédale (3 positions mémorisables).
- Bac ABS stérilisable.
- Support rouleau pour drap d'examen.
- Patins de réglages sous piétement.
- Structure avec finition époxy gris nuage sous assise.
- Dim. : L. 178 x l. 60 cm, H. réglable de 46 à 106 cm.
- 16 coloris au choix.
- Plusieurs options et coloris disponibles.
- Poids max. : 170 kg.
- Garantie : 2 ans.

Table avec paire de repose-pieds.

Réf: PRO1161501

8 185,90 €

3| Divan d'examen gynécologique à hauteur fixe

526



Stabilité maximale et simplicité d'usage.

- Avec assise inclinable, et sellerie épaisseur 8 cm pour un confort optimal.
- Equipé d'une paire d'étriers, d'un tiroir inox amovible et d'un porte-rouleau pour drap d'examen.
- Dossier réglable par vérin à gaz
- Avec jambière réglable en 2 positions.
- Position de Trendelenburg
- Dim. : L. 175 x l. 60 x H. 83 cm.
- Poids max. : 130 kg.
- Garantie 5 ans, hors sellerie

Réf: CAR526

(à partir de) **2 043,90 €**



4| Divan d'examen gynécologique à hauteur variable électrique

Femina V2



Le haut de gamme à portée de main !

Fauteuil de gynécologie pratique et moderne, assurant le confort du patient et du praticien.

- Sellerie ergonomique à mémoire de forme, non feu classée M1.
- Equipé repose-jambes avec housses, bac inox, et tétière ergonomique (non sérigraphiée)
- Réglage dossier par un vérin électrique.
- Assise électriquement inclinable
- Position proclive de trendelenburg
- Commande par pédale et télécommande manuelle.
- Dim. : L. 138 x l. 60 ou 70 x H. 50 / 90cm.
- Nombreuses options disponibles
- Poids max. : 200 kg.
- Garantie : 5 ans, hors sellerie

Largeur : 60 cm.

Réf: CARFEMV260125

7 186,90 €

5| Divan d'examen gynécologique électrique

gMotio



Pour des traitements efficaces et confortables.

Accompagnement électrique de tous les mouvements des patientes.

- 3 positions programmables.
- Mouvements autonomes, 1 impulsion suffit à la mise en position.
- Tilt précis et réglable, une pose de spéculum facilitée.
- Commandes dossier et aux pieds.
- Roues escamotables intégrées pour les petits déplacements.
- Sellerie sans coutures.
- Assise et dossier escamotables pour un nettoyage facilité.
- Capteur de sécurité.
- Dim. : L. 189 x l. 66 x H. de 57 à 108 cm.
- Nombreux coloris et options disponibles.
- Poids max. : 205 kg.
- Garantie : 2 ans.

Réf: PRO15620

12 168,90 €



Coloris disponibles



Coloris disponibles



1| Chaise de prélèvement

Simple et confortable.



- Sellerie non feu M1 antibactérien.
- Bâti tube acier.
- Revêtement époxy polyester gris nuage.
- Existe avec dossier fixe ou inclinable.
- Nombreux coloris disponibles.
- Poids max. : 200 kg.
- Garantie : 2 ans.

Modèle dossier inclinable.

Réf: PRO21524

1 215,90 €



Coloris disponibles



2|

Fauteuil de prélèvement Roisel

Structure simple et robuste.



Assise et dossier avec carter thermoformé noir.

- Structure bâti epoxy noir mât.
- Equipé de 2 gouttières de prélèvement, coulissantes sur rail, en PVC, réglables en hauteur, en profondeur et inclinables.
- Assise : 480 x 450 x H. 500 mm.
- Dim. hors tout : 490 x 540 mm.
- Poids : 15 kg. Poids max. : 150 kg.
- Option : système de rotules en PVC pour accoudoirs.
- Garantie : 3 ans hors sellerie.

Réf: VOG1971PREL

643,90 €



3| Fauteuil de prélèvement à hauteur variable hydraulique Dénéo

Encombrement réduit pour une optimisation de l'espace.

Concept Sit'n Go : positions d'accueil et d'urgence facilitées, sans effort et rapide.

- Sellerie ergonomique.
- Revêtement non feu classé M1.
- Monobloc sans coutures, épaisseur 3 cm.
- Base circulaire pour une stabilité du fauteuil.
- Rotation 360° pour prélever sur l'un ou l'autre bras sans se déplacer.
- Dim. : L. 173 x l. 55, H. réglable de 50 à 71 cm.
- 20 coloris au choix.
- Plusieurs options disponibles.
- Poids max. : 200 kg.
- Garantie : 2 ans.

Modèle base fixe circulaire.

Réf: PRO800002R

3 067,90 €

Modèle avec roulettes.

Réf: PRO8001002R

3 321,90 €



Coloris disponibles



4|

Fauteuil de prélèvement infirmier

Idéal pour un laboratoire d'analyse.

Grande modularité et mouvements doux.

- Sellerie non feu M1 8 cm d'épaisseur.
- Rotation 360°, dossier réglable par vérin à gaz.
- Existe en version hauteur fixe, hauteur variable électrique ou hydraulique.
- Dim. : L. 160 x l. 67 x H. 50 cm (H. fixe), variable (électrique) de 57 à 77 cm ou variable (hydraulique) de 52 à 80 cm.
- Nombreuses options et coloris disponibles.
- Poids max. : 200 kg.
- Garantie : 2 ans.

Modèle hauteur variable hydraulique.

Réf: PRO2561

3 068,90 €



Coloris disponibles



5| Fauteuil de prélèvement à hauteur variable électrique 94001T

Profitez du confort d'usage d'un fauteuil de prélèvement électrique grâce à ce fauteuil d'entrée de gamme.

Sellerie tendue, revêtement peinture époxy, ép. 8 cm. Avec position de trendelenburg.

- Châssis acier peint époxy, 16 coloris au choix.
- Dossier et jambièrre réglables par vérins à gaz indépendants. Pédale au pied.
- Dim. : L. 170 x l. 55 x H. de 55 à 90 cm.
- Equipé d'une paire de gouttières réglables en toutes positions.
- Poids max. : 130 kg.
- Garantie : 2 ans, hors sellerie

Réf: CAR94001T

3 000,90 €



6|

Fauteuil de prélèvement à hauteur variable hydraulique et pivotant

Pivotant et compact : idéal pour les petites cabines de prélèvements.

Fauteuil de prélèvement à hauteur variable hydraulique pivotant à 360°(possibilité de bloquer la rotation), 3 parties.

Dossier et jambièrre réglables par vérins à gaz indépendants. Position de Trendelenburg.

- Sellerie tendue, non-feu classée M1, épaisseur 8cm.
- Equipé d'une paire de gouttières réglables en toutes positions.
- Pied sur socle chromé.
- Réglable de 52 à 72 cm.
- Poids max. : 130 kg.
- Garantie 2 ans, hors sellerie.

Réf: CAR5124T

2 719,90 €



AL NOUVEAU



1 | **Tabouret Hades** **PROCOMEDIC**

Confort et esthétique.
Sellerie revêtement Sanitized non feu M1.
Mousse Bultex haute résilience 35 kg/m³.

- Pied ABS noir 5 branches, roulettes diam. : 5 cm.
- Mousse Bultex, épaisseur : 6 cm.
- Diam. de l'assise : 34 cm, du piètement : 52 cm.
- Hauteur réglable de 40 à 64 cm.
- Coloris : 50 couleurs disponibles.
- Poids max. : 136 kg.

Réf. PROHADES **120,90 €**

2 | **Tabouret à roulettes** **DevalSet**

Classique et indispensable.

- Hauteur variable et piètement à roulettes.
- Diam. assise : 38 cm.
- Réglable en hauteur : de 40 à 60 cm.
- Poids max : 130 kg.
- Poids : 5 kg.

Réf. DEVMDEV0036
108,90 €

3 | **Tabouret réglable** **VOG**

Très bonne mobilité.
Réglable par vérin à gaz.

- Densité de mousse : 28 kg/m³.
- Piètement chromé.
- Assise : épaisseur 70 mm; diam. 330 mm; hauteur réglable de 510 à 710 mm.
- Sur roulettes ou patins (au choix).
- Poids : 5 kg.
- Poids max.: 120 kg.
- Différentes options disponibles.
- Garantie : 3 ans hors sellerie.

Réf. VOG11415
228,90 €

4 | **Tabouret économique sur roulettes** **CARINA**

Confortable et pratique.
Tabouret réglable par colonne à gaz noire.
Commande manuelle sous l'assise.

- Assise ronde diam. 35mm, sellerie non feu classée M2, épaisseur 6 cm.
- Hauteur réglable de 50 à 70 cm
- Equipé de 5 roulettes diam. 50 mm.
- Pied ABS noir 5 branches, empattement diam. 55cm.
- Poids max : 130 kg.
- Garantie : 2 ans, hors sellerie.

Réf. CARPRISCAONE
121,90 €

5 | **Tabouret** **PROMOTAL**

Particulièrement confortable.
Chapeau lignes suivantes.

- Piètement aluminium poli brillant 5 branches.
- Diam. de l'assise : 40 cm, du piètement : 50 cm
- Hauteur réglable de 48 à 67 cm, par système à gaz.
- Roulettes double galet diam. : 5 cm.
- Poids max. : 135 kg.

Pieds sur roulettes.
Réf. PRO92310
316,90 €

6 | **Tabouret design** **CARINA**

Ergonomique, confortable et résistant.

- Assise selle de cheval pour un excellent maintien de la colonne vertébrale.
- Sellerie non feu classée M1, épaisseur 6 cm.
- Tabouret réglable par colonne à gaz chromée. Commande manuelle.
- Pied aluminium 5 branches, empattement diam. 50cm, avec 5 roulettes diam. 50 mm.
- Hauteur variable de 50 à 70 cm.
- Capacité de charge : 180 kg.
- Garantie 2 ans, hors sellerie.

Réf. CAR6506
373,90 €

7 | **Tabouret selle de cheval** **PROMOTAL**

Très bon maintien et stabilité.

- Sellerie non feu M1 antibactérien.
- Mousse haute densité : 100 kg/m³.
- 2 commandes manuelles pour réglage en hauteur et en inclinaison de l'assise.
- Dim. assise : l. 40 x p. 30 cm.
- Diam. piètement : 56 cm.
- Option : repose-pieds et dossier.
- Poids max. : 135 kg.

Réf. PRO95310
465,90 €

8 | **Siège de laboratoire** **PROMOTAL**

Confortable et ergonomique avec dossier.

- Piètement aluminium poli brillant 5 branches.
- Inclinaison, profondeur et hauteur du dossier réglables.
- Hauteur réglable de 60 à 85 cm, par vérin à gaz.
- Dim. assise : l. 47,5 x p. de 36 à 42 cm.
- Diam. piètement : 50 cm.
- Existe en modèle piètement patins.
- Option : repose-pieds.
- Poids max. : 135 kg.

Réf. PRO86
594,90 €

9 | **Marchepied 2 marches** **PROCOMEDIC**

Stable et antidérapant.
Plateaux coins arrondis.
Polymère haute résistance, injecté avec inserts.
Structure tubulaire métal soudé.

- Marches en polyéthylène ultra résistantes.
- Structure tubulaire métal soudé.
- Peinture en époxy blanc, embouts de protection des pieds « type canne ».
- Poids max. : 150 kg.

Réf. PROMARCHEPIED
96,20 €

10 | **Marchepied inox** **PROMOTAL**

Pour faciliter l'accès au divan.
Pratique, léger et facile à nettoyer.

- Piètement et marche inox.
- Dim. l. 36 x p. 20 ou 25 cm.

Modèle 1 marche. Hauteur : 21 cm.
Réf. PRO90110
208,90 €
Modèle 2 marches. Hauteur : 18 et 36 cm.
Réf. PRO90010
326,90 €



1| Lampe loupe d'examen

LED
Vera



Pour examens précis et minutieux.

Idéale pour les dermatologues.
Bras articulé métallique et robuste.

- 4 Watts.
- Temp. de couleur : 6400° Kelvins.
- Lumière vive et blanche, 230 lumens.
- Indice Rendu de Couleur (IRC) : 80/100.
- Longévité des LEDs : 20 000 h. Minimum.
- Loupe en verre de diam. 120 mm, grossissement x 2,25, 5 dioptries, avec capot de protection.
- Se nettoie et se désinfecte facilement.
- Aucune production d'UV ou d'infrarouge.
- Longueur du bras articulé : 860 mm.
- Pince étai fournie.
- Coloris : blanc.
- Garantie : 3 ans.

Réf: LIDLED00912

225,90 €

Pied roulant lesté.

Réf: LIDPIR00912

225,90 €

Equerre murale.

Réf: LIDEMU00912

93,90 €



2|

Lampe à loupe d'examen Opticlux

Waldmann W
ENGINEERS OF LIGHT



Champ lumineux homogène et puissant

Idéale pour les dermatologues avec son grossissement x 1,9.
Gradable en continu.

- Temp. de couleur : blanc lumière 6 500° K.
- Rendu des couleurs IRC > 93
- A 15 cm : 6 000 lux.
- Loupe en acrylique traitée anti-rayures de diam. : 160 mm, grossissement x 1,9.
- Existe en version plafond.
- En option lumière de Wood : pic à 365 nm.

Version goulotte avec bras articulé

Réf: WALD15815000

795,90 €

Avec lumière Wood.

Réf: WALD15814000

1 162,90 €

3|

Lampe d'examen halogène Diana*



Puissante et polyvalente.

Idéal pour l'examen et les petites chirurgies.
Maniabilité optimale grâce à sa poignée ergonomique.

Source dichroïque.

Haute performance avec filtre UV, faisceau 10°.

- 50 Watts.
- Temp. de couleur : 3000° Kelvins.
- Intensité lumineuse : 1000 lumens.
- Indice Rendu de Couleur (IRC) : 100/100.
- A 50 cm : 40 000 lux, diam. éclairé : 7 cm.
- Longueur de flexible : 650 ou 1 140 mm.
- Longévité des ampoules : 5 000 h.
- Fixations en option.
- Dispositif médical Classe I.
- Coloris : blanc, noir.
- Garantie : 3 ans.

Coloris : blanc. Interrupteur classique.
Flexible : 650 mm. (Présenté)

Réf: LIDBOR50651B

310,90 €

Coloris : blanc. Interrupteur classique.
Flexible : 1140 mm.

Réf: LIDBOR51001B

518,90 €



4|

Lampe d'examen halogène Tina*



Excellent compromis qualité-puissance-prix.

- 20 Watts.
- Temp. de couleur : 3000° Kelvins.
- Intensité lumineuse : 400 lumens.
- Indice Rendu de Couleur (IRC) : 100/100.
- Longueur de flexible : 650 ou 1000 mm.
- A 50 cm : 23 000 lux, diam. éclairé : 15 cm.
- Fixations en option.
- Dispositif médical Classe I.
- Coloris : blanc, noir.
- Garantie : 3 ans.

Coloris : blanc. Flexible : 650 mm.

Réf: LIDHT100651B **228,90 €**

Coloris : blanc. Flexible : 1000 mm.

Réf: LIDHT101001B **291,90 €**



5|

Lampe ultraviolet de Wood



Légère et ergonomique.

Idéale pour les dermatologues et les examens de la peau.

Eclairage ultraviolet de diagnostic.

- 9 Watts.
- Longueur d'onde : 370 nm.
- Dim : L. 34 x l. 10 cm (longueur de câble : 3 m).
- Poids : 250 g.
- Dispositif médical Classe I.
- Coloris : noir.
- Garantie : 10 ans.

Réf: LIDWOO09230

280,90 €





1| Lampe d'examen LED Halux N30-1

Waldmann 
ENGINEERS OF LIGHT

Maniable et éclairage gradable pour un confort visuel maximal.

Idéale pour les soins et les consultations.

- 8 Watts.
- Temp. de couleur : 4400° Kelvins.
- A 50 cm : 30 000 lux, diam. éclairé : 18 cm.
- Indice Rendu de Couleur (IRC) : > 93.
- Commande : interrupteur à membrane sur la tête.
- Positionnement fiable et flexible éprouvé dans le temps.
- Fixations en option.
- Garantie : 3 ans (partie mécanique) et 5 ans (composants électroniques hors sources).

A) Modèle N30-1 P SH avec tête horizontale.

Réf: WALD15991000

447,90 €

B) Modèle N30-1 P VP avec tête verticale.

Réf: WALD15990000

447,90 €



2| Lampe d'examen Halux N50-1 P SX

Waldmann 
ENGINEERS OF LIGHT

Eclairage multiples facettes.

Idéale pour les petites chirurgies, les soins intensifs, les dermatologues, les néonatalogues.

- 13 Watts.
- Temp. de couleur : 4 400 Kelvins
- A 50 cm : 50 000 lux, diam. éclairé : 18 cm
- Commutable
- Commande : interrupteur sur le bras.
- Coloris : blanc.
- Garantie : 3 ans (partie mécanique) et 5 ans (composants électroniques hors sources).

A) N50-1 P SX. Bras flexible. Fixations en option.


Réf: WALD16010000

662,90 €

B) Bras articulé. Fixations en option.

Réf: WALD16012000

772,90 €



3| Lampe d'examen LED Carla focus

LID
éclairage lighting

LED

Très basse consommation et LED haute performance. Pour les examens ayant besoin de beaucoup de précision.

Idéale pour les soins et examens, la petite chirurgie, la gynécologie et la dermatologie.

Compacte et robuste, offre un éclairage puissant très localisé (faisceau 10°).

Reproduit fidèlement les différentes nuances de couleur des tissus.

- 4,5 Watts.
- Interrupteur classique.
- Temp. de couleur : 4500 Kelvin.
- Intensité lumineuse : 560 lumens.
- Longévité des LEDs : 50 000 h.
- Indice Rendu de Couleur (IRC) : 95/100.
- A 50 cm : 35 000 lux, diam. éclairé : 15 cm.
- Fixations et ISC (interrupteur sans contact) en option.
- Dispositif médical Classe I.
- Coloris : blanc.
- Garantie : 10 ans (source lumineuses comprises).

Longueur de flexible : 100 cm.

Réf: LIDLEDS0900

374,90 €

Longueur de flexible : 1 230 cm.

Réf: LIDLEDS1200

413,90 €



4| Lampe d'examen Halux N30-1 F

Waldmann 
ENGINEERS OF LIGHT

Maniable et simple à déplacer.

Eclairage mobile avec bras flexible ergonomique. Idéale pour les soins généralistes, les consultations, les hôpitaux, les petites chirurgies.

- 8 Watts.
- Technologie LED, longue durée de vie
- Temp. de couleur : 4 400 K
- Indice de rendu des couleurs IRC > 93
- A 50 cm : 30 000 lux, diam. éclairé : 18 cm.
- Commande : touche sensitive sur la tête.
- Garantie : 3 ans (partie mécanique) et 5 ans (composants électroniques hors sources).

Sur pied à roulette.

Réf: WALD16064000

556,90 €



5| Lampe de soins Triango LED 80

Waldmann 
ENGINEERS OF LIGHT

Excellentes conditions d'éclairage.

Pour une utilisation universelle.

- 30 Watts.
- Temp. de couleur : 4 300 Kelvins.
- A 1 m : 80 000 lux, diam. éclairé 18 cm.
- Coloris : blanc.
- Commande : bouton rotatif sur la tête de lampe.
- Garantie : 2 ans (sauf sources lumineuses).

A) 80-1 F. Bras articulé. Sur pied à roulettes. (Présenté).

Réf: WALD16132000 **3 378,90 €**

B) 80-1 W. Bras articulé. Fixation murale (existe en fixation).

Réf: WALD16136000 **3 279,90 €**





1 Lampe d'examen LED Hepta



Puissance, polyvalence et robustesse pour une utilisation intensive.

Idéale pour les consultations générales, la petite chirurgie, gynécologie obstétrique, néonatalogie, dermatologie .

L'option variateur permet de moduler l'intensité pour s'adapter à l'ensemble des examens.

- Reproduit fidèlement les différentes nuances de couleur des tissus.
- 7 Watts.
- Temp. de couleur : 4500° Kelvins (blanc neutre).
- Intensité lumineuse : 980 lumens.
- Longévité des LEDs : 50 000 h. minimum.
- Indice Rendu de Couleur (IRC) : 95/100.
- A 50 cm : 60 000 lux, diam. éclairé : 18 cm.
- A 30 cm : 120 000 lux, diam. éclairé : 12 cm.
- Longueur de flexible : 650 ou 1140 mm.
- Fixations en option.
- Dispositif médical Classe I.
- Coloris : blanc, noir.
- Garantie : 10 ans (sources lumineuses comprises).

A) Coloris : blanc. Interrupteur classique.

Flexible : 650 mm. (Modèle présenté).

Réf: **LIDLED07651B** **480,90 €**

B) Coloris : blanc. Interrupteur classique.

Flexible : 1140 mm. (Modèle présenté).

Réf: **LIDLED071001B** **515,90 €**

C) Coloris : blanc. Variateur. Flexible : 650 mm.

Réf: **LIDLED07651VB** **566,90 €**

D) Coloris : blanc. Variateur. Flexible : 1140 mm.

Réf: **LIDLED071001VB** **601,90 €**



2 Lampe d'examen LED Julia double faisceau



2-en-1, s'adapte à tous les spécialistes, pour tous types de soins ou examens précis.

Lampe «Smiley» au design unique, disposant de 2 faisceaux lumineux puissants (10° et 25°), actionnables de façon alternative via un interrupteur à 2 positions :

- 10° pour un éclairage puissant, concentré et précis, idéal pour les examens localisés.

- 25° pour un éclairage diffus et homogène, convient aux examens de large surface.

- 6,5 Watts, très faible consommation.
- La poignée ergonomique assure un positionnement rapide et précis en toute circonstance.
- Temp. de couleur : 4 500 Kelvins.
- Intensité lumineuse : 740 lumens.
- Longévité des LED : 50 000 h minimum.
- Indice Rendu de Couleur : 95/100.
- À 50 cm :
- Faisceau 10°, 45 000 lux à 50 cm, diam. éclairé 15 cm.
- Faisceau 25°, 11 000 lux à 50 cm, diam. éclairé 25 cm.
- Longueur de flexible : 650 ou 1140 mm.
- Dispositif médical Classe I.
- Câble d'alimentation : 3 m.
- Coloris : blanc.
- Garantie : 10 ans (sources lumineuses comprises).

Coloris blanc. Flexible : 650 mm.


Réf: **LIDLED35651**

478,90 €

Coloris blanc. Flexible : 1140 mm.

Réf: **LIDLED351001**

518,90 €



1 Lampe d'examen médical LED

Holtex

Efficace, pratique, stable et économique.

Pour les examens de près, petites chirurgies, dermatologie, ORL,...
Facilité de manipulation avec bras flexible, tête orientable, poignée de prise en main avec interrupteur.

Bonne stabilité avec un pied métallique à roulettes de plus de 3 kg.

- Technologie LED sans infrarouge.
- 3 Watts.
- Le bras flexible apporte une mobilité aisée pour une mise au point de tous les angles.
- Pratique avec poignée ergonomique sur le porte-lampe et son interrupteur intégré.
- Eclairage LED blanc, lumière naturelle et économie d'énergie.
- Variateur de lumière, permet de réduire/accroître la puissance de l'éclairage.
- Temp. de couleur : 5000-6000° Kelvins.
- Longévité des LEDs : 50 000 h.
- Indice Rendu de Couleur : 80/100.
- À 30 cm : 80 000 lux, diam. éclairé : 5 cm.
- Longueur bras souple flexible : 76 cm, pas d'angle mort.
- Tête de lampe : 110 mm, diam. : 75 mm.
- Tige fixe : 71 cm.
- Câble d'alimentation confortable : 2,5 m.
- Excellent rapport qualité/prix.
- Existe en blanc et en noir.

A) Modèle noir.


Réf: HOLOSLAMP01

190,90 €

B) Modèle blanc.

Réf: HOLOSLAMP02

190,90 €



2 Lampe d'examen LED

Carla*

LID
edamage lighting

LED

Lampe d'examen professionnelle très compacte et robuste.

Offre un éclairage diffus et homogène (25°), idéale pour tous types de soins et d'examen en médecine générale, dermatologie, infirmière...

Munie d'un bras flexible résistant et silencieux qui lui confère une maniabilité exceptionnelle pour un positionnement très précis.

L'ensemble de la lampe est nettoyable et désinfectable (classe II double isolation).

- Faible consommation : 3 W.
- Kelvin : 4500 Kelvins (blanc neutre).
- 20 000 lux à 30 cm, diamètre éclairé : 15 cm.
- Intensité lumineuse produite : 420 lumens.
- IRC : 95/100 pour un excellent rendu des couleurs.
- Longévité des LED : 50 000 heures minimum (circuit LED, pas d'ampoule à remplacer).
- Aucune production d'UV ou d'infrarouge.
- Longueur flexible : 65 cm 100 cm ou 123 cm.
- Câble d'alimentation longueur 3 mètres.
- Option : interrupteur sans contact.
- Lampe vendue sans fixation.
- Garantie 10 ans (source lumineuse comprise).
- Dispositif médical de Classe I.
- Conforme à la réglementation UE 2017-745.

Coloris : blanc. Interrupteur classique.
Flexible : 650 mm.

Réf: LIDLEDB0650B

(à partir de) **350,90 €**





1 Lampe d'intervention Bellon

LID
éclairage lighting

LED
éclairage lighting



Idéale pour la chirurgie, les soins intensifs, les services d'urgence ou encore la dermatologie.

Lampe de soin et d'intervention, très puissante, offrant une intensité lumineuse optimale et un éclairage localisé.

- 18 Watts.
- À 50 cm : 160 000 lux, diam. éclairé : 20 cm.
- Temp. de couleur : 4500° Kelvins.
- Intensité lumineuse : 2300 lumens.
- Longévité des LEDs : 50 000 h minimum..
- Indice Rendu de Couleur : 95/100.
- Dispositif complet avec pied lourd et stable (équipé de 4 roulettes à freins) pivotant à 360°.
- Flexible renforcé et résistant de 14 cm avec bague de rotation à 360°.
- Potence de 100 cm recevant le bras articulé compensé par ressort (L 81 cm) réglable en hauteur (163 /200 cm) et permettant un positionnement de la tête de lampe de 114 cm à 230 cm.
- Interrupteur à trois positions (Off /50%/100%) sur la tête de lampe.
- Câble d'alimentation : 4 m.
- Dispositif médical Classe I.
- Garantie : 10 ans (source lumineuse comprise).

Réf: **LIDLED17900DIISC**

2 259,90 €

2 Lampe d'examen LED Bella*

LID
éclairage lighting

LED
éclairage lighting



Un maximum de puissance dans un format compact.

Idéale en petite chirurgie, en dermatologie et en chirurgie esthétique.

Répond aux attentes des spécialistes les plus exigeants qui souhaitent un éclairage reproduisant fidèlement les différentes nuances de couleur des tissus.

- 13 Watts.
- Temp. de couleur : 4 500° Kelvins (blanc neutre).
- Intensité lumineuse : 1 680 lumen.
- Longévité des LEDs : 50 000 h. minimum.
- Indice Rendu de Couleur (IRC) : 95/100.
- 12 LEDs hautes performances.
- A 50 cm : 120 000 lux, diam. éclairé : 20 cm.
- Longueur de flexible : 700 mm.
- Fixations et interrupteur double intensité (50% ou 100%) en option : permet une vision différente de la peau obtenue par deux puissances lumineuses différentes.
- Dispositif médical Classe I.
- Coloris : blanc.
- Garantie : 10 ans (sources lumineuses comprises).

Réf: **LIDLED17650**

658,90 €

Avec interrupteur double intensité 50/100 %.

Réf: **LIDLED17650DI**

698,90 €

3 Lampe d'examen Visiano LED 20

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT



Polyvalente et ultra flexible.

Idéale pour les petites chirurgies, les dermatologues, les hôpitaux.

- 21 Watts.
- 2 temp. de couleur : 3 500 et 4 500° Kelvins.
- 4 niveaux de gradation.
- A 50 cm : 60 000 lux, diam. éclairé : 21 cm.
- Garantie : 3 ans (partie mécanique) et 5 ans (composants électroniques hors sources).

A) 20-2 P TX. Fixations en option. Bras articulé.

Réf: **WALD15451000**

1 234,90 €

B) 20-2 C T1. Version plafond. Bras articulé.

Réf: **WALD15450000**

1 994,10 €

4 Lampe Infrarouge Thera*

LID
éclairage lighting



Chauffante et très maniable.

Idéale pour les kinésithérapeutes, les ostéopates.

Poignée ergonomique.

- 250 Watts. Longueur d'onde 1200 nm.
- Coupole diam. 26 cm munie d'une grille de protection.
- Longévité des ampoules IR (culot E27) : 5 000 h.
- Longueur de flexible : 860 mm.
- Dispositif médical Classe I.
- Câble d'alimentation : 4 m
- En option : Minuteur (0 à 60 min.) et fixations.
- Garantie : 10 ans.

Coloris : blanc. Avec interrupteur on/off

Réf: **LIDIRT250860**

356,90 €

5 Systèmes de fixation pour lampes LID

LID
éclairage lighting



Parfaitement adaptées aux lampes d'examen LID.

A) Pied roulant télescopique. (Présenté).

Réf: **LIDPIR00666**

151,90 €

B) Pied roulant télescopique lesté, pour lampes Diana, Hepta, Julia et Bella.

Réf: **LIDPIR00666L**

166,90 €

C) Etau universel.

Réf: **LIDETRPM006**

121,90 €

D) Etau pour rails médicaux.

Réf: **LIDETRPM007**

118,90 €

6 Systèmes de fixation pour lampes Waldmann

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT



S'adaptent aux lampes médicales Waldmann.

• Garantie : 2 ans.

A) Piètement à roulettes. (Présenté).

Réf: **WALD15595000**

185,90 €

B) Fixation murale.

Réf: **WALD13231000**

42,90 €

C) Etau pour rail médical standard.

Réf: **WALD13269000**

63,90 €

D) Pince étau. (Présenté).

Réf: **WALD14228000**

31,90 €



1|

Porte-sérum Rígide et stable.

COMED

A) Medicafoot pliable.
2 crochets en inox.
Dim. : 56 cm (plié) et 176 cm (déplié).
Poids : 1,56 kg.
Poids max. par crochet : 1 kg.
Réf: COM4540000

80,90 €

B) En acier inox laqué blanc.
Piètement plastique.
2 crochets plastique.
Poids max. par crochet : 2 kg.

● Réf: COM4542002B

53,50 €

C) Tube inox 18/10.
Hauteur maximale : 210 cm.
4 crochets plastiques, base plastique.
Poids max. par crochet : 2 kg.

● Réf: COM4540405

74,90 €

D) 4 crochets inox.
Base métal : 60 cm.
Poids max. par crochet : 2 kg.

● Réf: COM4541604

126,90 €

E) Plateau inox carré.
(Non présenté.)


● Réf: COM4541990

89,90 €

F) Panier porte-sérum.
(Non présenté.)

● Réf: COM4540025R

6,00 €



2|

Porte-sérum Léger et facile à déplacer.

PROMOTAL

Tronc permettant la fixation de pousse-seringues.

- En acier inox, réglable.
- Tige inamovible (système de butée).
- 2 ou 4 crochets bélier anti-décrochement inox.
- Roulettes double galet.
- Norme CE.

A) Hauteur réglable de : 157 à 250 cm.
Blocage par bouton à vis.
Piètement 5 branches.
Poids max. par crochet : 2 kg.

● Réf: PRO1980

273,90 €

B) Système autobloquant, réglage unimanuel.
Hauteur réglable de : 143 à 213 cm.
Piètement lesté.

● Réf: PRO298101

312,90 €





Gamme mobilier

Conçue pour l'environnement médical.
Simple, spécifique et moderne.

Personnalisez votre projet :

- Large choix de modules ergonomiques et évolutifs :
 - Livraison et installation.
 - Devis et plans 3D gratuits.
 - Garantie : 5 ans.
- Des agencements sur mesure.



Coloris disponibles
sur toute la gamme
Saratoga



1|

Mobilier cabinet médical module Eco



Mobilier classique pour tout cabinet médical.

- Composition de l'ensemble :
 - 3 modules simples avec placards.
 - Plan de travail en bois laminé.
- Dim. : 1510 x 480 mm.

Modèle avec évier à droite.

Réf: PROECOOD

3 616,90 €

Modèle avec évier à gauche.

Réf: PROECOOG

3 616,90 €



2|

Mobilier cabinet médical module Smart



Compact avec rangements fonctionnels.

- Composition de l'ensemble :
 - 3 modules dont 2 avec placards et 1 avec 5 tiroirs.
 - Plan de travail en bois laminé.
- Disponible :
 - en version avec meuble haut 2 portes ;
 - en version avec module de stérilisation.
- Dim. : 1510 x 480 mm.

Modèle avec évier à droite.

Réf: PROSMARTOD

4 017,90 €

Modèle avec évier à gauche.

Réf: PROSMARTOG

4 017,90 €



1|

Mobilier cabinet médical module Exam



Grande surface de travail.

- Composition de l'ensemble :
 - 4 modules dont 2 avec placards, dont 1 avec 4 tiroirs et 1 avec 5 tiroirs.
 - Plan de travail en bois laminé.
- Dim. : 2010 x 520 mm.

Modèle avec évier à droite.

Réf: [PROEXAMOD](#)

5 448,90 €

Modèle avec évier à gauche.

Réf: [PROEXAMOG](#)

5 448,90 €



2|

Mobilier cabinet médical module Mobile



Large plan de travail avec module amovible.

- Composition de l'ensemble :
 - 4 modules dont 2 avec placard.
 - 1 module 4 tiroirs sur roulettes.
 - 1 module 5 tiroirs.
 - Plan de travail en bois laminé.
- Dim. : 2070 x 520 mm.

Modèle avec évier à droite.

Réf: [PROMOBILE0D](#)

5 737,90 €

Modèle avec évier à gauche.

Réf: [PROMOBILEOG](#)

5 737,90 €



3|

Mobilier cabinet médical module Handfree



Nombreux rangements et module ergonomique.

- Composition de l'ensemble :
 - 4 modules dont 1 avec placard activable au genou.
 - 1 module avec placard.
 - 1 module 4 tiroirs sur roulettes.
 - 1 module 5 tiroirs.
 - Plan de travail en bois laminé et robinet infra-rouge.
- Dim. : 2070 x 520 mm.

Modèle avec évier à droite.

Réf: [PROHANDFREE0D](#)

5 992,90 €

Modèle avec évier à gauche.

Réf: [PROHANDFREEOG](#)

5 992,90 €



4|

Mobilier cabinet médical module Select



Complet, de grande qualité, ergonomie bien pensée.

- Composition de l'ensemble :
 - 4 modules dont 1 avec placard activable au genou.
 - 1 module 4 tiroirs.
 - 1 module 5 tiroirs.
 - 1 module 4 tiroirs sur roulettes.
 - plan de travail en Hi-Macs (fixé avec joint en silicone inclus) et robinet infra-rouge.
- Disponible :
 - en version avec meuble haut 2 portes ;
 - en version avec module de stérilisation.
- Dim. : 2070 x 520 mm.

Modèle avec évier à droite.

Réf: [PROSELECT0D](#)

7 567,90 €

Modèle avec évier à gauche.

Réf: [PROSELECTOG](#)

7 567,90 €



1| Guéridon plastique

GSH+

Economique et robuste.

- Matériaux : montant aluminium, plateau en PP.
- 4 roulettes pivotantes PVC, Ø 75 mm.
- Dim. : 48,5 x 36,5 x H. 72 cm.
- Coloris : blanc.
- Poids max. : 100 kg par chariot et 60 kg par niveau.

2 plateaux.
Réf: HOLOM483601

182,90 €

3 plateaux. (Présenté).
Réf: HOLOM483602

207,90 €



2| Guéridon plastique avec poignées

GSH+

Mobile et fonctionnel.

- Matériaux : montant aluminium, plateau en PP.
- 4 roulettes pivotantes PVC, Ø 100 mm dont 2 à freins.
- Dim. plateaux : 61,5 x 45 cm.
- Dim. chariot : 80 x 48 x H. 95 cm.
- Coloris : blanc.
- Poids max. : 180 kg par chariot et 80 kg par niveau.

2 plateaux avec poignées.

Réf: HOLOM614501

301,90 €

3 plateaux avec poignées. (Présenté).

Réf: HOLOM614502

330,90 €



3| Guéridon 2 plateaux

CARINA
MILCOM

Robuste, il est l'équipement idéal pour supporter le petit matériel de soin.

Guéridon 2 plateaux bois stratifié blanc 60 x 40 cm, sans galerie.

Structure tube carré peint époxy, coloris gris clair en standard.

- Possibilité d'ajouter des galeries (option).
- Sur 4 roulettes pivotantes, diam 50 mm.
- Poids max : 50 kg.
- Garantie 2 ans.

Réf: CAR24301

232,90 €



4| Guéridon inox

PROMOTAL

Pratique, fonctionnel et durable.

Bâti et plateaux en acier inox 18/10, tube carré.

2 plateaux soudés, dim. L. 60 x p. 40 cm insonorisés.

4 roues diam. 80 mm.

Guéridon sans galeries.

Réf: PRO7200

531,90 €

Galerie 3 côtés pour plateau supérieur.

Réf: PRO4736301H

122,90 €

Galerie 3 côtés pour plateau inférieur.

Réf: PRO4736301B

122,90 €



5| Guéridon inox

Holtex

Silencieux et résistant.

Galleries amovibles.

- 2 ou 3 plateaux, dim. : L. 600 x l. 400 mm ou L. 700 x l. 500 mm.
- 4 roues silencieuses en caoutchouc et à freins.
- Charge admissible : 80 kg.
- En option : pare-chocs annulaires.

2 plateaux 600 x 400 x 800 mm.

Réf: HOLOSA6040

370,90 €

2 plateaux 700 x 500 x 800 mm.

Réf: HOLOSA7050

394,90 €

3 plateaux 700 x 500 x 800 mm.

Réf: HOLOSA7051

418,90 €



6| Guéridon d'anesthésie inox

PROMOTAL

De grande qualité et hygiénique.

- Structure et plateau inox 304 soudés. Habillage et façades de tiroirs inox.
- Dim. : L. 600 x l. 400 mm.
- 3 tiroirs sur glissières à galets sorties simples.
- 4 roues antistatiques diam. 100 mm dont 2 à freins.

Réf: PRO43630

1 665,90 €



7| Fichier médical

COMED

Résistant et verrouillable.

- Fichier gris métal superposable avec serrure.
- Capacité 1 500 fiches.
- Format A5.
- Dim. : 400 x 250 x 213 cm.

Le tiroir.

Réf: COM4500011

125,90 €



8| Fiche médicale Stern-Org

COMED

Pour le suivi de patients.

Fiches Stern-org 3 volets.

- Les 250 fiches.

Dim. : 15,1 x 21 cm.

● Réf: COM4500250

38,30 €

Dim. : 12,5 x 20 cm.

● Réf: COM4500260

39,20 €

Suites de fiches Stern-Org petit modèle.

Dim. : 12,4 x 19,7 cm.

● Réf: COM4500261

19,00 €

Suites de fiches Stern-Org grand modèle.

Dim. : 14,9 x 21 cm.

● Réf: COM4500251

19,00 €



Kinésithérapie

- 142 | Tables de traitement
- 144 | Accessoires de rééducation
- 145 | Equipement de kinésithérapie
- 146 | Remise en forme et rééducation
- 151 | Innovation santé
- 155 | Electrostimulation
- 156 | Thermothérapie et kinésiologie
- 158 | Pressothérapie/Vacuothérapie
- 160 | Tables et chaises de massage
- 161 | Crèmes, gels de massage et huiles essentielles
- 164 | Balnéothérapie et hydrothérapie

POUR RETROUVER LA FORME,
JE PEUX COMPTER SUR
MON KINÉSITHÉRAPEUTE.





1| **Table de traitement à hauteur variable 2 plans**
Picasso Club



Finition sobre.

Revêtement, expansé non feu M1.
Table à deux plans avec dossier proclive-déclive assisté par vérin à gaz.

- Vérin électrique avec force de poussée de 8000n.
- Commande par poignée.
- Dim. : L. 209 x l. 64 cm x H. Réglable de 50 à 92 cm.
- Poids max. : 160 kg.
- En option : roulettes et cadre de commande périphérique.

Réf: PRO240009

1 885,90 €

2| **Table de traitement à hauteur variable 2 plans**
Osteo OS 206



Mousse de sellerie très ferme.

Sellerie tendue (ou cousue en option), revêtement lavable et expansé non feu M1.

- Dossier proclive / déclive assisté par vérin électrique à gaz.
- Hauteur variable assistée par vérin électrique de 8000n.
- Densité de la mousse : HR75 très ferme.
- Commande par poignée.
- Dim. : L. 190 x l. 54 cm x H. réglable de 50 à 92 cm.
- Poids max. : 160 kg.
- En option : roulettes et cadre de commande périphérique.

Réf: SOC239000

2 340,90 €



3| **Table de traitement à hauteur variable 2 plans**
999 26



Table économique et confortable.

Commande par cadre périphérique.
Trou visage avec bouchon.

- Equipé 4 roulettes escamotables diam. 35 mm.
- Poids max. : 150 kg.
- Garantie 2 ans.

Réf: CAR99926

(à partir de) **2 835,90 €**

4| **Table de traitement à hauteur variable 2 plans**
777 02



Table haut de gamme offrant un confort sans précédent au patient et au praticien.

Commande par cadre périphérique tout autour du pied.

- Equipé 4 roulettes escamotables, trou visage avec bouchon.
- Mousse bi-densité HR60 + HR40, visio, densité 75kg/cm².
- Poids max. : 150 kg.
- Garantie 2 ans.

Réf: CAR77702

3 059,90 €

5| **Table de traitement à hauteur variable 3 plans**
Cézanne



Elevation douce et rapide.

Sellerie revêtement lavable et expansé non feu M1.

Vérin électrique avec force de poussée 8000N.

- Commande par poignée.
- Clé de commande sécurisée.
- Dim. : L. 197 x l. 64 cm x H. réglable de 50 à 92 cm.
- Poids max. : 160 kg.
- En option : roulettes et cadre de commande périphérique.

Réf: PRO241016

2 800,90 €

NOUVEAU

1| Table de traitement à hauteur variable 2 et 3 plans

Caix



Tout confort pour le patient.

- Bâti en tube rectangulaire époxy blanc.
Sellerie cousue, épaisseur 40 mm.
- Mousse assise et dossier densité 28 kg/m³.
 - Dossier réglable par vérin à gaz.
 - Porte rouleau.
 - Carter de protection au niveau du piétement.
 - Table hydraulique de 580 à 960 mm.
 - Déplacement vers l'avant de 200 mm.
 - Dim. hors tout : L. 200 x l. 67 x H. 58/96 cm (existe en l. 80 cm).
 - Poids : 80 kg. Poids max. : 300 kg.
 - Garantie : 3 ans hors sellerie.

2 plans.

Réf: VOG1111HYD67

2 317,20 €

3 plans.

Réf: VOG1112107HYD67

3 410,40 €



4| Table de traitement Bobath électrique



Pour un usage polyvalent.

- Table à élévation électrique.
- Bâti en tube rectangulaire époxy blanc.
 - Equipée de 4 patins noirs réglables, en polyamide.
 - Sellerie cousue, épaisseur : 40 mm.
 - Densité de mousse : 28 kg/m³.
 - Dim. hors tout : L. 2000 x l. 1000 x H. de 550 à 950 mm.
 - Poids : 100 kg. Poids max. : 220 kg.
 - Différentes options disponibles.
 - Existe aussi en largeur 120 et 200 cm.
 - Garantie : 3 ans hors sellerie.

Réf: VOG1111BOBA100

2 743,20 €

6| Table de traitement électrique Bobath Pro Power

PROCOMEDIC



Stable et base renforcée.

- Tissu non feu M1.
Assistance par vérin électrique de 10000n.
Pédale de commande basse tension.
- Dim. : 120 x 200 cm.
 - Hauteur variable de 46 à 94 cm.
 - Livré avec jeu de roulette escamotable, bord et bande de protection de sellerie.
 - Clé de commande sécurisée.
 - Dispositif médical.
 - Poids max. : 300 kg.

Réf: PRO240041D

3 900,90 €

2| Table de traitement à hauteur variable 4 plans

Picasso Quattro



Légère, s'adapte à tout besoin.

- Sellerie expansée non feu classe M1.
- Commande manuelle basse fréquence.
 - Dossier et jambières assistés par vérin à gaz, proclive et déclive.
 - Plateau central fixe.
 - Dispositif médical.
 - Puissance du vérin : 8000 N.
 - Dim. : L. 198 x l. 64 cm. H. réglable de 50 à 92 cm.
 - Poids max. : 140 kg.

Réf: PRO240022

2 640,90 €

3| Table de traitement bariatrique à hauteur variable 6 plans

Chagall Néo

PROCOMEDIC



Répond à tous les besoins du praticien.

- Table à 5 articulations et 6 plans.
- Sellerie revêtement lavable et expansé non feu M1.
 - Plan jambier assisté par 4 vérins à gaz.
 - 2 vérins électriques 10000n et 6000n.
 - Positions Trendelenburg et cyphose.
 - Clé de commande sécurisée.
 - Dispositif médical.
 - Dim. : L. 196 x l. 65 cm. Hauteur réglable de 49 à 94 cm.
 - En option : roulettes et cadre de commande périphérique.
 - Poids max. : 250 kg.

Réf: PRO240002DT

4 180,90 €

5| Table de verticalisation Raffaello



Inclinaison douce et sécurisée.

- Revêtement expansé non feu M1.
- Verticalisation électrique et inclinaison de 0 à 88°.
 - 2 vérins électriques avec force de poussée 10000n et 10000n pour l'inclinaison (réglage jusqu'à 88°)
 - Dossier réglable par vérin à gaz (80°).
 - Equipée de 5 sangles de fixation.
 - Deux roulettes fixes et deux roulettes multidirectionnelles, toutes avec freins.
 - Dispositif médical.
 - Dim : L. 200 x l. 70 cm. Hauteur variable de 49 à 94 cm.
 - Poids max. : 160 kg.

Réf: PRO250174D

5 340,90 €



1 | Poids de charge de rééducation



Pour le travail de rééducation.

Vinyl renforcé.
Sans phtalate.

- Anneau delta de suspension ouvert inox.
- Egalement disponibles en Cordura avec anneau de fixation soudé en acier nickelé.
- 50 coloris au choix.
- De 250 g à 10 kg.

Poids : 250 g.

Réf: PROPDCS250

27,90 €

Poids : 1 000 g.

Réf: PROPDCS1000

22,90 €

La série de 6 poids (existe en 10 et 12 poids).

Réf: PROSERCH6

146,90 €

2 | Les charges Pour le renforcement musculaire.



Toile Cordura renforcée.

- Repère de couleur, boucles de réglage 50 mm.
- Traitement Sanitized, sans phtalate.
- Norme Reach environnemental.
- Nombreux coloris disponibles.
- De 500 g à 10 kg.

A) Charges chevilles et poignets : Urban Abyssse.

Réf: PROCH

(à partir de) **22,90 €**

B) Charges de rééducation pour cuisses : Urban Abyssse.

Rallonge auto-agrippante : 50 cm.

Réf: PROCRC

(à partir de) **29,90 €**

3 | Coussins de positionnement



Garniture mousse Bultex.

Mousse agglomérée extra-dure pour coussins cales.

- Classement non feu M1.
- Traitement Sanitized, sans phtalate.
- Couture finition passepoil ou sellerie.
- Nombreux coloris disponibles.

A) Coussin cale 5 : L. 20 x l. 20 x H. 5 cm.

Réf: PROCALE5

31,90 €

B) Coussin cale 9 : L. 25 x l. 25 x H. 9 cm.

Réf: PROCALE9

35,90 €

C) Coussin demi-cylindre 10 : L. 50 x l. 20 x H. 10 cm.

Réf: PRODC10

43,90 €

D) Coussin demi-cylindre 12 : L. 50 x l. 24 x H. 12 cm.

Réf: PRODC12

56,90 €

E) Coussin rectangle 5 : L. 45 x l. 20 x H. 5 cm.

Réf: PROCR5

47,90 €

F) Coussin trapèze 30 45 : L. 60 x l. 45 x H. 30 cm.

Réf: PROCT3045

104,90 €

4 | Accessoires Indispensables pour supporter les charges.



A) Drisse 5 mm par bobine 100 m (ou vendue au mètre). Rouge, bleu, jaune, vert ou noir.

Réf: PRODRISSE100

99,90 €

B) Poignée de traction à un anneau. Réf: PRO240360

9,90 €

C) Poulie polymère par Nylon et fibre de verre avec mousqueton inox.

Réf: PROPOULIE

16,90 €

D) Fléau de suspension chromé.

Réf: PRO250088

22,90 €

E) Mousqueton simple chromé 6 ou 8 cm. Vendus par 10.

Réf: PROMOUS6

1,50 € (l'unité)

F) Mousqueton tournant à clip chromé. Vendus par 10.

Réf: PROMSQCL

5,90 €

(l'unité)

5 | Haltères



Revêtement anti-glisse PVC pour une meilleure prise.

- Noyau en fonte.
- Vendues également à la paire.
- Montage rapide et simple pour le porte-haltères.
- Fixation murale possible.

6 paires d'haltères.

0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 kg.

Réf: PROSH6P

(à partir de) **146,90 €**

7 paires d'haltères.

0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 kg.

Réf: PROSH7P

160,90 €

Support haltères (haltères non incluses).

Réf: PROPH7P

149,90 €

6 | Sangles pour la puliethérapie



- Pour membres inférieurs (jambes, cuisses...).
- L. totale : 2,2 m.
- 50 coloris au choix.

A) Sangle de suspension des membres. 2 boucles pour attache.

Réf: PROS61

35,90 €

B) Sangle de fixation des membres à boucle. L. totale : 2,2 m. L. 30 x l. 13 cm. (Non présenté).

Réf: PROS56

35,90 €

C) Sangle d'immobilisation coude et genou. L. 55 cm.

Réf: PROS63

45,90 €



1|

Espalier en bois

Sobre et robuste.

OCOPEDIC

- Montant avec 14 barreaux en hêtre massif.
- Dim. : l. 90 x H. 230 cm.

A) Espalier en bois.

Réf: PRO112267

399,90 €

B) Avancée d'espalier amovible. Fixation multiple. Ossature en tube acier solidaire des tubes par points de soudure. Laqué époxy blanc.

Dim. : L. 80 x p. 80 cm.


Réf: PRO112260

224,90 €

C) Le bôme d'espalier. Mousse bultex. Nombreux coloris au choix.

Réf: PROBESP

120,90 €



2|

Miroir orthopédique

De qualité et robuste.

FERROX®

- Verre quadrillé 5 x 5 cm (sans quadrillage en option).
- Cadre acier peinture époxy.
- Dim. : L. 100 x H. 170 cm.
- Existe en mural, fixe à roulettes ou inclinable à roulettes.

Transportable et inclinable, sur roulettes pivotantes. (Modèle présenté.)

Réf: PRO260438

870,90 €

Transportable et fixe, sur roulettes pivotantes.

Réf: PRO260439

770,90 €

Mural.

Réf: PRO260443

610,90 €



3|

Barres parallèles pliables

Ideale pour les espaces réduits.

Avec système Easy Click.

- Sans plan de marche.
- Épaisseur socle : 34 mm.
- Disponible en 2 dim.

L. 250 x l. 65 x H. 75 à 108 cm.

Réf: PRO260218

890,90 €

L. 350 x l. 65 x H. 75 à 108 cm.

Réf: PRO260219

920,90 €



FERROX®



4|

Barres parallèles avec socle

Socle antidérapant pour plus de sécurité.

Avec système Easy Click.

- Rampes et supports télescopiques en acier époxy.
- Barres parallèles avec main courante à 360°.
- Dim. : largeur réglable de 36 à 87. Hauteur réglable de 78 à 104 cm.

Longueur : 2,5 m.

Réf: PRO260208

1 690,90 €

Longueur : 3,5 m.

Réf: PRO260209

1 890,90 €


Longueur : 4 m.

Réf: PRO260210

1 995,90 €



FERROX®



5|

Escalier 4 et 5 marches

Pour la rééducation et le renforcement musculaire des membres inférieurs.

FERROX®

- Marches fixes à angle droit en acier ou amovible en pont.
- 4 marches de p. 30 x H. 15 cm.
- 5 marches de p. 30 x H. 13 cm.
- Revêtement caoutchouté antidérapant.
- Structure en acier soudée.
- Hauteur variable de 70 à 97 cm.
- Dim. pont : L. 310 x l. 60 cm.
- Dim. angle : L. 199 x l. 167 cm.

Réf: PRO260355

2 690,90 €

En option : plan de marche incliné.

Réf: PRO260354

290,00 €





1 | Planche d'équilibre Sissel® Balance Board Plus




Conçue pour les exercices d'équilibre et de proprioception.

Amélioration de la concentration, la coordination des mouvements et des sensations.

- Renforcement musculaire pour le dos et les abdominaux.
- Diam. : 38 x H. 8,5 cm.

Réf. SIS30261

39,90 €



2 | Plateau et assiette d'équilibre Freeman



Robuste et antidérapant.

- En hêtre massif.
- Poids max. : 150 kg.

A) 1 barre longitudinale. L. 42 x l. 30 cm.

Réf. PROPEQ

39,90 €

B) 2 boules. L. 42 x l. 30 cm.

Réf. PROPEQ2B

55,90 €

C) Assiette d'équilibre. Diam. : 40 cm.

Réf. PROAEQ

39,90 €

3 | Plateau d'équilibre Balanco



Pour des exercices ludiques.

Pour développer l'équilibre et la proprioception.

- Kit de 3 plateaux d'équilibre ludiques : plateau labyrinthe, huit couché, souris vagabonde.

Réf. SISA13412

119,90 €

4 | Coussin d'équilibre Balance Pad



Souple et antidérapant.

Pour tous les exercices de proprioception et de rééducation des muscles (jambes et chevilles).

- En mousse extra souple recouvert d'une peau de surface.
- Poids max. : 100 kg.

Dim. : L. 50 x l. 41 x H. 6 cm. Coloris : bleu.

Réf. PRO301105

69,90 €

Elite. L. 50 x l. 41 x H. 6 cm. Coloris : bleu, anthracite, rose et kiwi.

Réf. PRO301131

79,90 €

5 | Plateau et assiette d'équilibre Soft X®



Adapté à la piscine.

- Antidérapant.
- Coloris : bleu.
- Poids max. : 100 kg.

A) Assiette d'équilibre. Diam. : 37,5 cm.

Réf. PRO6520158

39,90 €

B) Plateau bascule standard.

L. 50 x l. 45 x H. 7 cm. (Présenté)

Réf. PRO6520151

59,90 €

C) Plateau bascule Pro. L. 50 x l. 45 x H. 10 cm.

Réf. PRO6520156

65,90 €

6 | Coussin d'équilibre Balance Beam



Multifonctionnel et polyvalent.

Pour le fitness, prévention, pilates, yoga, physiothérapie, réadaptation. Idéal pour la récupération des fonctions du pied et de la marche.

- Revêtement antidérapant.
- Coloris : bleu.
- Poids max. : 100 kg.

L. 160 x l. 24 x H. 6 cm.

Réf. PRO301114

139,95 €

7 | Bande d'exercice Fitband



Pour la musculation et rééducation progressive.

Bande élastique sans latex.

- Longueur : 5 m
- Largeur : 14,5 cm.

Jaune : souple, supporte 1,95 kg de pression.

Réf. SIS3150

16,90 €

Rouge : médium, supporte 2,8 kg de pression.

Réf. SIS3250

17,90 €

Vert : fort, supporte 3,3 kg de pression.

Réf. SIS3350

18,90 €

Bleu : extra-fort, supporte 4,4 kg de pression.

Réf. SIS3450

19,90 €

8 | Tapis d'acupression Acu Mat



Pour les douleurs dorsales et maux de tête.

Egalement efficace pour les troubles du sommeil, les problèmes circulatoires, le stress, les tensions nerveuses, les états de fatigue et la baisse d'énergie.

- Tapis recouvert de 6930 points d'acupression en contact avec les différentes parties du corps.
- Recommandation d'utilisation : de 5 à 40 min/jour.
- Dim. : 67 x 42 cm.

Réf. SIS1399 **49,90 €**



1 | **Ballon de gymnastique** Gymball



Idéal pour le travail du corps, le soulagement musculaire.

Favorise l'étirement de la colonne vertébrale en toute sécurité.

- Système anti-éclatement.
- Différents coloris et dimensions.

A) Gris clair, diam. : 55 cm.

Réf: WEP60408501

18,90 €

B) Turquoise, diam. : 65 cm.

Réf: WEP60408502

20,90 €

C) Gris foncé, diam. : 75 cm.

Réf: WEP60408503

22,90 €



2 |

Siège ballon



Vous aide à maintenir une posture droite et dynamique.

Pour une utilisation à domicile ou au travail.

- Idéal en télétravail.
- Excellent maintien de la colonne vertébrale et renforcement de la sangle abdominale.
- Session d'utilisation : env. 2 h.
- Diam. : 65 cm.
- Housse en feutrine (fermeture éclair invisible), lavable en machine à 30° C.
- Coloris : gris.
- Poids max. : 130 kg.

Réf: SIS2361

109,90 €



3 |

Ballon de gymnastique

Gymnic



Pour la musculation et l'équilibre.

Améliore la flexibilité, la force, la forme, l'équilibre, la posture et la coordination.

- En caoutchouc PVC.
- Plusieurs coloris disponibles.
- Livré avec guide d'exercices.
- Existe en diam. : 45, 55, 65, 75, 85, 95 et 120 cm.

Diam. : 45 cm.

Réf: PRO260450

(à partir de)

22,90 €



4 |

Siège ballon

Tonic chair®

tonic Chair®

Originale et confort.

Chaise ballon professionnel pour travailler son maintien et le renforcement musculaire.

- Modèle original et modèle confort.
- 5 roulettes.
- Dossier réglable pour les appuis prolongés.
- Réhausseurs fournis.
- Renfort anti-basculement.
- Dim. : l. 54 x p. 59 x H. 44/54 cm.
- Poids max. : 150 kg.
- 6 coloris disponibles : noir, orange, bleu, verte, gris, violette.

A) Modèle confort.

Réf: SIS2266

199,90 €

B) Modèle original.

Réf: SIS2245

149,90 €



B



5 |

Mini pédalier standard

Exercizer



Réalisez des exercices pour les membres supérieurs ou inférieurs.

Ajustement de la résistance par molette. Sangles et pédales antidérapantes.

- Livré monté. Poids : 2,25 kg.
- Garantie : 1 an.

● Réf: SIS18000

34,90 €



6 |

Pédalier pliant

KIM



Se transporte facilement partout.

Petit format et pliable. Pour se maintenir en forme à la maison comme au travail.

- Compteur de tours, de calories et durée de session.
- Dim. : 50 x 39,5 x H. 30 cm.

● Réf: VER8002251

59,90 €





1| Balle en gel pour exercices de la main



Améliore la dextérité et la mobilité de la main, des doigts et de l'avant-bras.

Toucher agréable. Egalement utilisé pour réduire les douleurs.

- Parfait pour une utilisation en clinique ou à domicile.
- Reprend sa forme initiale après chaque pression
- Rose : très molle.
- Bleu : molle.
- Vert : moyenne.
- Orange : ferme.
- Noir : très ferme.

Réf: PAT091142678 **39,90 €**

3| Pâte de rééducation Putty Rolyan®



Utilisée pour le renforcement de la main.

Se presse, s'étire, se tord ou se pince.

- Non toxique, non grasse.
- Sans latex.
- Ne laisse aucune couleur ou résidu sur les mains.
- 6 densités différentes.
- Pot de 57 g à 2,3 kg.

Très souple, le pot de 57 g.

Réf: PAT091012012

(à partir de) **10,90 €**

4| Œuf de rééducation de la main Press egg



Améliore la mobilité de la main et de l'avant-bras.

Pour la rééducation des doigts et des mains.

- Sans latex.

Coloris rose : souple.

Réf: SIS1565A

Coloris bleu : moyen.

Réf: SIS1565B

Coloris vert : fort.

Réf: SIS1565C

Coloris orange : extra fort.

Réf: SIS1565D

9,90 € (l'unité)

6| Ventouse de massage BellaBambi®



Ludique, pour améliorer la circulation sanguine.

Active la circulation sanguine et favorise la souplesse.

Détente des fascias et des contractures musculaires.

- Simple à utiliser : presser puis placer sur la peau.
- Composée de silicone biocompatible.
- Dermatologiquement inoffensif.
- Diam. : 5 cm. Hauteur : 7,5 cm.
- Coloris : jaune, orange ou rouge.
- Existe en modèle mini.

Réf: SIS2060 **24,90 €**

2| Balle de massage Noppen Ball



Pour décontracter les muscles.

Elle favorise la circulation sanguine et aide à soulager les tensions.

- Décontracte les muscles du dos, des épaules et des jambes.

Orange, diam. 6 cm.

Réf: PAT091124346

4,90 €

Verte, diam. 7 cm.

Réf: PAT091124353

4,90 €

Jaune, diam. 8 cm.

Réf: PAT091124361

7,90 €

Rouge, diam. 9 cm.

Réf: PAT091124379

7,90 €

Bleue, diam. 10 cm.

Réf: PAT091124387

7,90 €



5| Muscler de main et doigts à haute résistance Gripmaster



Très bonne prise en main.

Pour un entraînement à la force et à la coordination des doigts, individuellement.

- Forme ergonomique qui s'adapte parfaitement à la paume de la main.

Jaune : x-souple.

Réf: WEP65343000

Rouge : souple.

Réf: WEP65343001

Vert : moyen.

Réf: WEP65343002

Bleu : fort.

Réf: WEP65343003

Noir : très fort.

Réf: WEP65343004

22,90 € (l'unité)



7| Balle d'exercice Handmaster



Pour travailler tous les muscles de la main. En flexion et extension.

Permet d'augmenter la force, la coordination manuelle et stimule également la circulation sanguine et les nerfs de la main.

Violet : léger.

Réf: SIS1544

Rouge : moyen.

Réf: SIS1545

Orange : ferme.

Réf: SIS1546

22,90 € (l'unité)



1| Station de musculation Functionnal Trainer **SPIRIT**

Démarrage facile et un entraînement rapide.

Accessoires multiples qui offrent une grande variété d'exercices aux utilisateurs.

Conception ergonomique dans les poignées pour la persistance de l'entraîneur.

- Dim. 84 x 152 x 212 cm.
- Charge de poids : 154 kg.

Réf: TRASP3526

4 395,90 €



NOUVEAU

2| Station de musculation Multijungle 4 stack **SPIRIT**

Démarrage facile et un entraînement rapide.

Poulie Hi/Lo réglable.

Presse Triceps.

Low Row.

Lat Pulldown.

- Dim. : 341,8 x 192 x 229 cm.
- Charge de poids : 4 x 122 kg.

Réf: TRASP3604

12 650,90 €




3| Rameur CRW800+ **SPIRIT**

Fonctionnalités hautes performances et conception fiable.

- Commodité de la hauteur du cadre de 508 mm.
- Conception de stockage pliable à la résistance combinée.
- Câble de traction - tirage centrale.
- Échelle de résistance de 1 à 16 (commandé par ordinateur).
- Ecran LCD 5,5".
- Auto alimenté + piles.
- 11 programmes.
- Dim. 238,8 x 45,7 x 96,5 cm.
- Poids : 43,5 kg.

Réf: TRACRW800

1 495,90 €



4| Musculation Seated Leg Press **SPIRIT**

Pour travailler les muscles des membres inférieurs : fessiers, cuisses et mollets.

Grande plate-forme de pied pour une variété de placement du pied et bord inférieur incliné pour les exercices des mollets.

Le traîneau incliné fournit un soutien et simule un mouvement accroupi.

Les roulements linéaires sont durables et assurent un mouvement de pression fluide.

Compteur de répétitions intégré et stockage intégré sur le capuchon supérieur.

- Dim. 186,4 x 118,4 x 150 cm.
- Charge de poids : 150 kg.

Réf: TRASP4311

5 275,90 €



5| Tapis de course CT800+ **SPIRIT**

Qualité, fiabilité et qui répond à vos besoins d'espace et de budget.

Une machine robuste qui propose une multitude de fonctionnalités haute de gamme.

Panneau de commande à conception simple et intuitive.

Ventilateur intégré.

Capteurs de pouls manuels ergonomiques.

Variété de programmes intégrés.

- Puissance moteur : 3 CV.
- Roulettes de transport.
- Console LED.
- Inclinaison de 0 à 15% par pas de 0,5%.
- Dim. 215,9 x 90,9 x 153,9 cm.
- Poids maximal autorisé : 204 kg.

Réf: TRACT800

4 995,90 €





1| Vélo droit Upright Bike CU800+

SPIRIT




Conçu pour l'utilisation professionnelle, conduite extra douce.

Cadre en acier robuste.
Finition peinture en poudre durable.
Palpeurs tactiles intégrés sur le guidon multipositions.

- Console facile à lire.
- 10 programmes intégrés.
- Engrenage perfectionné.
- Système générateur/volant d'inertie intégré.
- Échelle de résistance : 40 niveaux.
- Écran LED blanc multifenêtres.
- Roulette de transport.
- Dim. : 123 x 65 x 146,5 cm.
- Poids : 57 kg.

Réf: TRACU800
2 195,90 €



2| Vélo semi-allongé Recumbent Bike CR800 +

SPIRIT



Parfait pour une utilisation professionnelle, conduite extra douce.

Seuil d'enjambement bas et siège facile à régler pour permettre aux clients de monter facilement sur le vélo et trouver rapidement la position de siège la plus confortable.

Engrenage perfectionné.
Système générateur/volant d'inertie intégré.

- Échelle de résistance 40 niveaux.
- Écran LED blanc multifenêtres.
- 10 programmes.
- Mesure de la fréquence cardiaque.
- Auto alimenté.
- Roulettes de transport.
- Ventilateur et porte bouteille intégré.
- Dim. 151 x 74 x 129 cm.
- Poids : 74 kg.

Réf: TRACR800
2 395,90 €



3| Vélo de biking Johnny G Spirit Bike

SPIRIT

Innovation parfaite, alliance rare du passé et du futur.

La résistance magnétique à commande électronique permet aux utilisateurs de dupliquer, reproduire et différencier leurs séances d'entraînement.

Performances métriques sur un écran LED à haute visibilité.
Console de style cockpit.

- Échelle de résistance 20 niveaux.
- Mesure de la fréquence cardiaque ceinture Ant + et Bluetooth (en option).
- Auto alimenté.
- Roulettes de transport.
- Porte bouteille.
- Dim. 125 x 50 x 110 cm.
- Poids : 68 kg.

Réf: TRAJB950 **2 995,90 €**



4| Vélo elliptique CE800 +

SPIRIT

Conçu pour un usage professionnel.

Cadre en acier robuste.
Fonctionnalités de console haut de gamme.

Commodité, confort, fiabilité et esthétique.

Double chenille avec système de roues à rouleaux concaves blindés pour une stabilité et une durabilité supérieures.

- Pas besoin de branchement électrique.
- Echelle de résistance : 40 niveaux.
- Console LED.
- Roulettes de transport.
- Dim. : 198,1 x 63,5 x 177,8 cm.

Réf: TRACE800
2 995,90 €





1 | Neurostimulateur connecté actiTENS

SUBLIMED

Permet de stimuler toutes les zones du corps.

Soulage les douleurs de l'adulte en facilitant un retour à la vie active.

- N° 1 de la TENS connecté en France.
- 80 % des utilisateurs ont vu leur douleur réduite et noté une amélioration de leur qualité de vie.
- Invisible sous les vêtements.
- actiTENS s'adapte parfaitement à la morphologie de chaque patient.
- Il se pilote grâce à une application mobile disponible sur App Store et Google Play Store via une connexion Bluetooth.
- 14 programmes de stimulation.
- Autonomie : 20 h.
- Recommandé par des médecins spécialisés dans le traitement de la douleur chronique.

Kit standard actiTENS.

● Réf: SUBSBM1AA007 **350,00 €**

1 sachet d'électrode lombaire 33 x 15,5 cm
● Réf: SUBSBM1AD002 **5,90 €**

1 sachet de 2 électrodes multisites
● Réf: SUBSBM1AN001 **5,18 €**

Pack de 4 électrodes rectangulaires 5 x 9 cm.
● Réf: SUBSBM1AC004 **6,90 €**

Pack de 4 électrodes carrées 5 x 5 cm.
● Réf: SUBSBM1AC003 **5,90 €**

Pack de 4 électrodes rondes diam. 3,2 cm.
● Réf: SUBSBM1AC001 **5,18 €**

Pack de 4 électrodes rondes diam. 5 cm.
● Réf: SUBSBM1AC002 **5,90 €**



2 | Neurostimulateur électrique VitaliTENS



Destiné au traitement des douleurs chroniques de l'adulte souffrant de gonarthrose, en cas d'échec du traitement antalgique médicamenteux de palier 1.

Portable. Miniature, léger et flexible.

Connecté au smartphone (patient acteur de son traitement).

Dispositif médical de neurostimulation électrique transcutanée destiné au traitement des douleurs chroniques de l'adulte souffrant de gonarthrose (arthrose du genou).

- 4 programmes :
 - Gonarthrose genou gauche
 - Gonarthrose genou droit
 - Gate control 100Hz
 - Endorphinique
- En option : 10 packs de 2 électrodes 50 mm x 50 mm et 2 électrodes 50 mm x 90 mm et câbles moyens 40 cm et petits 14 cm.

Coffret VitaliTENS standard contenant :
Un boîtier de recharge.

Une alimentation.

1 pack de 2 câbles petits 14cm.

1 pack de 2 câbles moyens 40cm.

Un pack d'électrodes mixtes (2 carrés et 2 rectangles).

Un brassard taille standard.

Une notice.

Un guide de démarrage rapide.

Réf: EXP8703648

350,00 €



3 | Capteur de mesure de la qualité de l'air Quaelis 14 orium.

Capteur de CO2.

Utilisation intérieure : bureau, école, maison, restaurant, ...

Surveille le niveau de CO2 de la pièce.

Indique lorsqu'il est temps d'aérer.

- Affiche également l'heure, la température et le taux d'humidité. Capteur NDIR + smileys pédagogiques de couleur.
- Alimentation : câble USB.
- Dim. : 8 x 2,5 x 8 cm.
- Coloris : noir.
- Garantie : 2 ans.

Réf: AIC11325

99,90 €



4 | Electrostimulateur pour règles douloureuses Livia



Efficace, soulage instantanément et aussi longtemps que nécessaire.

Bouton stop pour les règles douloureuses.

Dispositif médical qui soulage sans médicament et convient pour les personnes souffrant d'endométriose.

- Procure un soulagement instantané et efficace grâce à l'électrostimulation. Efficacité prouvée cliniquement pour diminuer vos douleurs menstruelles.
- Votre coffret Livia contient :
 - Le Livia, avec 25 niveaux d'intensité.
 - Electrodes Flower pads.
 - 3 paires de gel pads (à changer tous les mois).
 - 2 coques couleurs :
 - 1 turquoise et 1 blanche.
 - 1 boîte de rangement/transport.
 - 1 câble de recharge.
 - 1 manuel d'utilisation.
 - Autonomie de la batterie : 20 h.
 - Temps de recharge : 4 h.
 - Matériel médical de classe IIA, certifié CE médical et FDA.
 - Recommandé par des gynécologues français.

● Réf: DISLIKIT

169,90 €





1 Stimulateur circulatoire Medic Coach REVITIVE



Dernière innovation – le 1er stimulateur connecté pour une thérapie personnalisée

Soulagement complet des douleurs : jambes, genoux, corps.

- Adapté aux problèmes de jambes persistants causés par une mauvaise circulation liée aux pathologies suivantes : Diabète, Hypertension, Arthrose, Taux de cholestérol élevé, Varices.
- Améliore activement la circulation dans les jambes.
- Réduit les gonflements, les crampes et la raideur.
- Augmente la distance de marche sans douleur.
- Cible et soulage les douleurs corporelles.
- Renforce les muscles de la jambe.
- 2 brevets : IsoRocker et Oxywave technology
- 99 niveaux d'intensité.
- Fourni avec : une prise secteur, une paire d'électrodes corporelles, la notice de l'appareil.
- Dispositif médical agréé. Marquage CE.
- 2 ans de garantie.

● Réf: REV6158575AQ
449,90 €

2 Stimulateur circulatoire Revitive® Medic Pharma REVITIVE



Améliore la circulation et soulage les douleurs et les crampes.

Soulage les douleurs et les crampes dans les jambes et les pieds, réduit les gonflements, améliore la circulation.

- Contribue à traiter les patients qui souffrent de problèmes persistants dans les jambes.
- Dispositif médical homologué pour soulager les symptômes suivants :
- Mauvaise circulation,
- Diabète,
- Arthrose,
- Faiblesse musculaire,
- Convalescence postopératoire,
- Mobilité réduite.
- Sans médicament.
- Réglable : 99 niveaux d'intensité.
- Technologies EMS et TENS.
- Efficacité prouvée scientifiquement et cliniquement. Dispositif médical de classe IIa.
- 2 brevets : système IsoRocker et Technologie Revitive® Oxywave.
- Fourni avec : télécommande (avec piles AAA), 2 électrodes corporelles, manuel d'utilisation et prise secteur.

● Réf: REVREVITIVE
329,90 €

EXISTE EN MODÈLE SUR BATTERIE

3 Thérapie circulatoire Revitive® Médical REVITIVE



sur batterie

Soulagement des problèmes de jambes persistants et des douleurs corporelles.

Toute l'expertise et la technologie Oxywave brevetée pour combattre vos douleurs.

Efficacité prouvée cliniquement pour améliorer la circulation et combattre les douleurs grâce à son programme Medic unique.

Stimulation circulatoire haute performance.

- Repose-pied SoftTouch modelé pour une meilleure stimulation.
- S'utilise partout grâce à sa batterie rechargeable.
- Convient en cas de mauvaise circulation pouvant être causée par l'hypertension, le diabète, l'arthrose, le cholestérol ou les varices.
- Système IsoRocker® de basculement breveté pour une meilleure utilisation, jusqu'à 20°.
- 99 niveaux d'intensité.
- Autonomie : 7 séances de 30 min.
- Fourni avec : télécommande (avec piles AAA), prise secteur, 1 paire d'électrodes corporelles et manuel d'utilisation.
- Dispositif médical de classe IIa.

● Réf: REV6646573AQ
379,90 €

4 Thérapie triple action Revitive® Medic Genou REVITIVE



sur batterie

Combat efficacement les douleurs dans le genou.

Dernière génération du Revitive® Medic Genou. Toute l'expertise et la technologie Oxywave brevetée pour combattre vos douleurs aux jambes et aux genoux.

Triple action ciblant la douleur des cuisses jusqu'aux jambes.

- S'utilise partout grâce à sa batterie rechargeable.
- Convient en cas d'arthrose du genou ou d'une convalescence post-opératoire du genou.
- Système IsoRocker® de basculement breveté pour une meilleure utilisation, jusqu'à 20°.
- 99 niveaux d'intensité.
- Autonomie : 7 séances de 30 min.
- Fourni avec : télécommande (avec piles AAA), prise secteur, 1 paire d'électrodes corporelles, 1 paire d'électrodes cuisses et manuel d'utilisation.
- Dispositif médical de classe IIa.

● Réf: REV61575574AQ
399,90 €

5 Appareil d'aide respiratoire Revitive® Aerosure REVITIVE



Efficace contre les troubles respiratoires.

Solution d'aide respiratoire contre les symptômes de la BPCO.

- Un seul bouton de réglage.
- 2 modes d'action uniques.
- Conçu pour :
- Réduire l'essoufflement,
- Réduire la toux,
- Renforcer les muscles respiratoires.
- Thérapie par vibration éprouvée cliniquement en cas de BPCO, maladie méconnue dont 80 % des cas sont dus au tabagisme.

● Réf: REV44153481AJ **199,90 €**

6 Dispositif médical Revitive® Thérapie Ultrason REVITIVE



Combat la douleur à la source et accélère la guérison des blessures musculaires.

3 niveaux d'intensité pour traiter une grande variété de blessures. Minuterie réglable : 5 ; 10 ; 15 min.

- Conçu pour traiter : des blessures récentes ou anciennes et douleurs associées, courbatures, entorses et claquages, blessures sportives, lésions des tendons et ligaments.
- Lire attentivement la notice pour les conditions d'utilisation.

● Réf: REV1957UT1033
199,90 €



Soutenu par des campagnes TV tous les mois



REVITIVE Health

Les dispositifs médicaux Revitive peuvent apporter des bénéfices thérapeutiques éprouvés dans le cas de troubles circulatoires liés aux situations pathologiques suivantes : **Hypercholestérolémie, hypertension, diabète, arthrose.**

Notre dernier essai clinique effectué sur des patients atteints d'AOMI a démontré que nos stimulateurs circulatoires peuvent contribuer à :

- ✓ un soulagement de **l'impact des douleurs des jambes** jusqu'à **2 fois supérieur**·
- ✓ une amélioration **de la marche sans douleur 3 fois supérieure**·
- ✓ qui pourrait permettre **d'augmenter la distance de marche jusqu'à 65%**

Revitive est une thérapie adjuvante pour les personnes souffrant d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) qui a contribué aux améliorations ci-dessus comparées aux améliorations résultant de l'exercice supervisé uniquement (Babber, 2020).

Revitive aide à soulager :



Jambes douloureuses | Gonflements | Douleurs aux genoux



mais aussi les crampes, les pieds douloureux et la faiblesse musculaire.



OXYWAVE
TECHNOLOGIE BREVETÉE

La **technologie OxyWave** de Revitive est brevetée. Elle délivre une électrostimulation musculaire testée cliniquement pour activer les muscles des jambes comme une pompe. Son Programme Medic conçu avec notre forme d'onde brevetée augmente significativement le flux sanguin riche en oxygène aux jambes et aux pieds pour combattre les douleurs et réduire les gonflements.



Visitez Revitive Health
Demandez votre appareil de démonstration **GRATUIT** pour tester nos solutions**



CIRCULATION BOOSTER®

Recommandé par de experts médicaux | Testé en Clinique | Sans Médicament

Certaines personnes ne peuvent pas utiliser un stimulateur circulatoire Revitive. Il est important de bien vérifier ces contre-indications avec les clients : Port d'un implant électronique tel qu'un pacemaker ou un AICD (défibrillateur cardiaque automatique), Traitement ou symptômes relatifs à une thrombose veineuse profonde (TVP) et Grossesse.

*GfK Panel Stimulateurs Electriques Traitement de la Douleur 2018. Copyright © 2023 Actegy Ltd. Tous droits réservés. Actegy®, Revitive®, et IsoRocker® sont des marques ou des marques déposées d'Actegy Ltd. Ce produit Actegy est un design exclusif protégé par la législation applicable sur les dessins et modèles industriels. 19059323 03.23



1 Stimulateur circulatoire Paingone Flow Expert

paingone
Soulagez vos douleurs au quotidien

Flow
EXPERT

Soulage les jambes lourdes et douloureuses sans médicament. Idéal pour améliorer la circulation sanguine dans les jambes.

Puissant et efficace grâce à ses intensités réglables (1-150) et formes d'ondes optimisées (25).

- Complet avec 3 modes d'utilisation en 1 :
 - Soulage les jambes lourdes et douloureuses
 - Soulage l'arthrose du genou (via les électrodes Arthro-Flow - incluses dans le pack)
 - Soulage d'autres zones du corps (via les électrodes TENS- incluses dans le pack)
- S'utilise en position assise ou couché.
- Télécommande sans fil avec grand écran rétroéclairé pour un contrôle aisé et confortable.
- Batterie rechargeable intégrée pour une utilisation sans fil. (Jusqu'à 36h d'autonomie)
- Livré avec: 1 télécommande, 1 paire d'électrodes TENS, 1 paire d'électrode spécifique pour l'arthrose du genou, 1 couvre-pieds
- Technologie TENS à base d'électrostimulation.
- Dispositif médical de classe IIa, efficacité cliniquement prouvée (enregistré auprès de l'ANSM).

● Réf: DIS6282596 **356,20 €**

2 Electrostimulateur contre les migraines Qalm

paingone
Soulagez vos douleurs au quotidien

Qalm



Paingone Qalm prévient et soulage les migraines.

Dispositif médical conçu spécialement pour prévenir et soulager les migraines grâce à l'électrostimulation TENS.

- 2 modes de prise en charge :
 - Prévention : une séance de 20 min/j. pour réduire le nombre de crises migraineuses.
 - Soulagement : pendant 60 min/j pour soulager la migraine.
- Intensité réglable, 40 niveaux d'intensité.
- Batterie rechargeable via micro-USB.
- Livré avec :
 - Housse de transport.
 - Bandeau pour maintien optimal.
 - 3x gels pads.
- Recommandé par des neurologues.

Réf: DISPAINGONEQALM

209,90 €



3 Stylo anti-douleur TENS par électrostimulation Paingone

paingone
Soulagez vos douleurs au quotidien



Pour soulager instantanément et rapidement.

Soulage instantanément les douleurs chroniques et/ou aiguës.

Simple d'utilisation : 1 seul bouton.

- Fonctionne à travers les vêtements légers.
- Solution sans médicament.
- Lire attentivement la notice concernant les contre-indications.
- Appareil médical de classe IIA.

A) Modèle manuel Paingone One.

● Réf: DISPAINGONE

40,90 €

B) Modèle automatique Paingone +.

● Réf: DISPAINGONEPLUS

59,90 €





1 Electrostimulateur antalgique Cefar® Tens



chattanooga®

disponible en location⁽¹⁾

Combine 2 programmes différents simultanément.

2 canaux, 10 programmes prédéfinis, 5 programmables.

- Intensité : de 0,5 mA à 100 mA.
- Electrodes Dura-Stick plus, diam. : 50 mm (x4 inclus).
- Livré avec :
 - Chargeur rapide,
 - Jeu de 2 câbles,
 - Pochette de transport,
 - Tour de cou et clip, clip de ceinture.

Réf: DJO2053

249,90 €

2 Electrostimulateur pour la rééducation pelvi-périnéale Peristim Pro



chattanooga®

disponible en location⁽¹⁾

Pour la prise en charge des incontinences, de l'instabilité vésicale et des douleurs pelvi-périnéales.

2 modes de stimulation, 3 programmes libres, 9 programmes prédéfinis.

- Progression par niveau en temps de travail / temps de repos. Ecran rétro-éclairé.
- Electrodes Dura-Stick® Plus, diam. 50 mm (x4 inclus).
- CE 0413.

Réf: DJO111231

304,90 €

3 Electrostimulateur antalgique et excitomoteur Rehab X2



chattanooga®

Idéal pour la poursuite du traitement à domicile.

2 canaux. 27 programmes présélectionnés. 3 programmables.

- Réglage automatique de l'intensité.
- Fonction Cefar® Easy Touch™ pour un traitement optimal.
- Intensité : de 0,5 mA à 99,5 mA.
- Electrodes Dura-Stick plus, diam. : 50 mm (x 4 inclus).

Réf: DJO111226

315,90 €

4 Unité de base Combo Intellect® Mobile 2



chattanooga®

Fait passer l'électrothérapie à un niveau supérieur.

Se décline en plusieurs configurations :

- électrostimulation seulement,
- ultrasons seulement,
- appareil combinant les deux modalités.

- Système d'électrothérapie à deux canaux, combiné à des ultrasons bi-fréquences de 1 à 3 MHz et utilisé avec ou sans guéridon (en option).
- 5 formes d'onde incluses : Interférentielle, VMS, Haut Voltage, TENS biphasique asymétrique et TENS biphasique symétrique.
- Lire attentivement la notice pour les contre-indications.
- Dispositif de classe IIa 93/42 60601-1.

Réf: DJO15120

3 299,90 €

5 Unité de base Intellect® Neo



chattanooga®

La référence dans le domaine de la physiothérapie.


- Traitement multipatients, travail en profondeur ou superficiel, de manière continue ou pulsée.
- Écran tactile inclinable jusqu'à 90°.
- Programmes thérapeutiques mémorisés.
- Configuration au choix : STIM, EMG, ultrasons, laser et/ou vacuum.
- Dim. module : 28 x 16,1 x 3,6 cm et guéridon à roulettes H. : 60,8 cm.

Modèle présenté avec guéridon à roulettes.

Réf: DJO6001

(à partir de) **2 973,90 €**

6 Electrodes Dura-Stick® Plus



chattanooga®

Autocollantes et repositionnables.

- Electrodes filaires.

A) Forme ronde. Diam. : 50 mm. Le sachet de 4.

Réf: DJO42197V

B) Forme carrée. Dim. : 50 mm. Le sachet de 4.


Réf: DJO42198V

C) Forme rectangulaire. Dim. : 50 x 90 mm. Le sachet de 4.

Réf: DJO42199V

5,18 € (l'unité)

7 Electrodes Flexitim®



Asept InMed®
A MED-GLOBE COMPANY

Pour les dispositifs de stimulation électrique transcutanée.

- Existe en modèle filaire ou à pression.

Forme carré. Dim. : 50 mm. Le sachet de 4.

Réf: ASE250950

3,90 €

8 Protège-sondes



Latex naturel, souple et lisse.

Non stérile. La boîte distributrice de 144. CE.

Protège-sondes taille 1. Diam. : 39 mm (vaginal, rectal).

● Réf: ART02090144200000

Protège-sondes taille 2. Diam. : 52 mm (lombaire).

● Réf: ART02092144200000

32,90 € (l'unité)

9 Sonde vaginale et anale Saint Cloud®



chattanooga®

Respect de la morphophysiologie.

- Colletterie amovible de réglage de profondeur.
- Connexion 2 fiches bananes mâles 2 mm.
- CE 0398.
- Matériaux biocompatibles pour une hygiène irréprochable et un nettoyage facilité.

A) Sonde vaginale Saint Cloud® Plus.

Réf: DJO114610

25,92 €

B) Sonde anale Saint Cloud®. Din 3 b.

Réf: DJO114240

48,90 €



1| Bombe de froid Ice Spray



Soulagement immédiat de la douleur.

Traitement des hématomes, des contusions, entorses, luxations, tendinites et autres lésions musculaires, tendineuses et ligamentaires.

- En cas de traumatismes légers, permet la reprise de l'activité sportive.
- Prête à l'emploi.

A) Ice spray : 150 ml.

● Réf: ART0202224510000

3,50 €

B) Ice spray : 400 ml.

● Réf: ART02022246000000

3,90 €

2| Spray froid King Derm'Alpes



Procure une sensation de fraîcheur instantanée.

- Spray réfrigérant instantané.
- Agréablement parfumé.

L'aérosol de 150 ml, à l'amica.

● Réf: SICA15150

4,90 €

L'aérosol de 150 ml, parfum menthe.

● Réf: SICA07407

3,20 €

L'aérosol de 400 ml, parfum menthe. (Présenté.)

● Réf: SICA06430

5,80 €

3| Poche de glace instantanée jetable Instant Ice



Premiers soins des petites et grandes blessures.

A usage unique, en sachet non-tissé.

Maintient une température de 0° C pendant 30 minutes.

Sans latex.

- Dim. : 13,5 x 18 cm.
- La boîte de 2 sachets.

● Réf: ART02012260100000

7,20 €

4| Compresse de gel chaud/froid



Soulage rapidement la douleur.

Efficace pour les lombagos, sciatiques et douleurs musculaires.

- Avec housse de protection.

Dim. : 10 x 10 cm.

● Réf: ART02014351100000

3,70 €

Dim. : 20 x 30 cm.

● Réf: ART02012452000000

11,00 €

5| Poche à glace Vessie



Assure une longue conservation de la glace.

Pour le traitement des hématomes douloureux, ecchymoses, entorses et foulures, luxations, fractures, tendinites et Tennis elbow.

- Totalemment hermétique grâce à son bouchon étanche avec gaine de sûreté.
- Tissu confortable, double épaisseur permettant une application directe sur la peau.
- Diam. : 28 cm.

● Réf: ART0201230210000

12,90 €

6| Bandes de taping K-Tape®



Amélioration de la fonction musculaire sans gêne.

Elasticité comparable à celle d'un muscle humain.

- Thérapie non limitative du mouvement pour une mobilité physiologique des articulations et des muscles afin d'activer les processus de chaleur et de guérison.
- Soutien de l'articulation, réduction de la douleur, activation de système lymphatique.
- Possibilité de porter le Tape avec un grand confort et sans gêne plusieurs journées durant, parfois même jusqu'à deux semaines.
- Matériau de qualité (membrane imperméable mais permettant l'évaporation).
- Garanties sans latex.
- Dim. : 50 mm x 5 m, découpable.
- Coloris disponibles : beige, bleu, fuchsia et noir.

A) Coloris : Beige.

● Réf: SIS2800

11,90 €

B) My skin.

Coloris : marron clair.

● Réf: SIS2861

11,90 €

7| Attelle de coude en arc de gel Serola



Soulage les tendinites du coude.

Absorbe les chocs et les vibrations.

Calmé la douleur au niveau de la zone osseuse de l'épicondyle.

- Un côté plat pour les compressions légères et un côté arrondi pour les compressions fortes.
- Brassard lavable en machine.
- Coloris : violette.

● Réf: SIS1250

34,90 €





1| Coussin noyaux de cerises Cherry



Restitue une chaleur douce et épouse parfaitement votre anatomie.

S'utilise en cas de douleurs, contractures, mains et pieds froids. Les noyaux de cerises ont un effet massant.

- Coloris : fleuri, rouge.
- Se chauffe au micro-ondes.

Dim. : 24 x 26 cm.

Réf: SIS1106

19,90 €

Dim. : 20 x 40 cm.

Réf: SIS1107

21,90 €

2| Compresse grains de silice Hydrotemp®



Idéale pour soulager les douleurs lombaires.

Compresse aux grains de silice avec sangle de maintien.

Utilisation sur lombaires.

Chaleur humide.

Se chauffe au micro-ondes.

- Dim. : compresse 31 x 18 cm, sangle 113 cm.

Réf: SIS1162

34,90 €



4| Compresse graines de lin Linum Cervico



Forme idéale pour une utilisation sur la nuque.

Toucher très agréable et utilisation très confortable.

Housse 100% coton et graines de lin naturelles.

Se chauffe au micro-ondes.

Peut aussi s'utiliser froide (en la plaçant au congélateur).

- Dim. : 40 x 42 cm.

Réf: SISA10911

49,90 €



3| Coussin antalgiques chauffants Phytotherma



Réconfortent, apaisent, soulagent.

Compresse de lin 100 % naturelle, confortable.

- 2 utilisations possibles :
- Chaud (2 à 4 min au micro-ondes).
- Froid (sous poche plastique pour ne pas que le tissu soit mouillé au congélateur 1/2 h).
- Fournie avec sa housse lavable.

A) Coussin chauffant graines de lin. Universel.
Dim. : 35 x 44 cm.

● Réf: PROCOMPU

23,20 €

B) Compresse scapulo cervical.
Dim. : 42 x 46 cm.

Réf: PROCOMPSCAP

25,90 €

C) Compresse cou.
Dim. : 14 x 20 x 59 cm.

Réf: PROCOMPBOUDINCERV

25,90 €

D) Compresse dorso-lombaire.
Dim. : 23 x 43 cm.

Réf: PROCOMPDORSO

25,90 €



B



C



D



5| Compresse graines de lin Linum



16 compartiments pour une bonne répartition des graines.

Utilisation nuque et/ou lombaires.

- Se chauffe au micro-ondes, reste chaude pendant 1 heure.
- Peut aussi s'utiliser froide (en la plaçant au congélateur).

Dim. : 36 x 38 cm (forme anatomique).

Réf: SIS1108

34,90 €

Dim. : 36 x 38 cm (forme anatomique) fleurie. (Présenté)

Réf: SIS1108F

34,90 €

Dim. : 45 x 30 cm (forme rectangulaire).

Réf: SIS1109

34,90 €





1| Dispositif de pressomassage à 3 chambres XPT03



Eureduc
Technologies d'optimisation de la rééducation



Pour un usage à domicile.

Léger, peu encombrant, facile à transporter.
Pour une utilisation individuelle quotidienne.

Soulage bras ou jambes, facilite la récupération sportive, procure du bien-être.

- Double Gradient de Pression Automatique (DGPA).
- Pression : 10-99 mmHg. Pré-programmation usine.
- En option : paire de bottes, hanches, manchettes et sur-mesure.
- Garantie : 2 ans.

Réf: EURXTP03

990,90 €

2| Pressothérapie TP07i



Eureduc
Technologies d'optimisation de la rééducation



Le fleuron de la gamme.

Dispositif médical de Pressothérapie à 7 compartiments, piloté par écran tactile.

Drainage antérograde ou rétrograde pour fragmentation des œdèmes les plus complexes.

Pour les utilisateurs exigeants et les centres de référence.

- Fourni avec 2 bottes.
- Manchette, hanches et ceinture abdominale en option.
- Garantie : 3 ans (équipement).

Réf: EURPACKTP07i

4 990,90 €

3| Pressothérapie TP05



Eureduc
Technologies d'optimisation de la rééducation



L'historique.

Dispositif médical de pressothérapie à 5 compartiments à réglages manuels.

Protocole de drainage fixe.
Possibilité d'adaptation pour Malvoyants.

- Fourni avec 2 bottes.
- Manchette, hanches et ceinture abdominale en option.
- Garantie : 3 ans (équipement).

Réf: EURPACKTP05

3 825,90 €

3| Pressothérapie TP05i



Eureduc
Technologies d'optimisation de la rééducation



Le classique.

Dispositif médical de Pressothérapie à 5 compartiments, piloté par écran tactile.

Utilisation facilitée grâce aux protocoles pré-enregistrés.

Pour l'utilisation en exercice libéral.

Programmes : 9 préétablis et 3 personnalisables.

- Fourni avec 2 bottes.
- Manchette, hanches et ceinture abdominale en option.
- Garantie : 3 ans (équipement).

Réf: EURPACKTP05i

4 525,90 €

5| Dépresso-massage TV12



Eureduc
Technologies d'optimisation de la rééducation



Polyvalent pour élargir l'offre thérapeutique.

Prise en charge des lésions profondes, musculaires ou tendineuses en complément d'autres pratiques kinésithérapeutiques, mais aussi dans un objectif de bien-être, d'amincissement ou en kinésithérapie plastique.

- Effets drainant, défibrosant et d'étirement.
- Dépression mécanique, stable et contrôlée, au moyen d'une ventouse.
- Fourni avec un kit de ventouses transparentes.
- Garantie : 3 ans (équipement).

Réf: EURTV12

4 393,90 €

6| Dépresso-massage TV20



Eureduc
Technologies d'optimisation de la rééducation



Le polyvalent.

Dispositif médical de Vacuothérapie avec module d'aide à la prescription.

Utilisation simplifiée par les programmes pré-enregistrés.

- Fourni avec un kit de ventouses transparentes.
- Garantie : 3 ans (équipement).

Réf: EURTV20 **5 030,00 €**



VARIO⁺

LA CRYOTHÉRAPIE COMPRESSIVE DYNAMIQUE SANS GLAÇONS !

Eligible
à la
LPPR



- ✓ **Absence d'utilisation de glaçons** - Technologie innovante
- ✓ **Pressothérapie** - 5 niveaux
- ✓ **Programmable** - Sur-mesure à la pathologie du patient
- ✓ **Différentes manchettes disponibles** - Plusieurs tailles
- ✓ **Réversible chaud/froid** - De 6°C à 45°C
- ✓ **Pouvant être éligible à la LPPR** - Peut être pris en charge par les assurances primaires et complémentaires
- ✓ **Petit, compacte et transportable** - Fourni avec son sac de transport design



www.saneva.fr



03 67 70 74 06



contact@saneva.fr

2

Préssothérapie
I-Press modèle home
therapy 2 jambières
PROCOMEDIC

**Dispose d'études cliniques
qui prouvent son efficacité.**

Favorise le retour veineux et lymphatique, l'élimination des toxines pour une meilleure récupération musculaire ainsi que le traitement de la cellulite aqueuse, grâce à son action de pompage.

Idéal pour traiter le lymphoedème, drainer les hématomes, traiter l'insuffisance veineuse, améliorer les problèmes de rétention d'eau et la récupération musculaire.

- 2 jambières, tailles M.
- Poids : 2 Kg.
- Taille : 260 x 200 x 125 mm.
- Fabriqué en Italie.
- Dispositif médical certifié CE1936
- Alimentation : 230 V AC, 50 Hz
- Courant : 0,1 A
- Durée de thérapie : 0 à 30 min, poignée pour programmation du temps.
- Pression : 200 mmHg (±20 %), poignée pour programmation de la pression.
- Garantie : 2 ans

2 jambières tailles M.

Réf: PRO10513

590,00 €

1 brassière taille L.

Réf: PRO10520

520,00 €

2 jambières tailles L.

Réf: PRO10518

630,00 €

1 brassière taille M.

Réf: PRO10515

490,00 €





1 | Housse éponge pour table et tabouret de massage



Facile d'entretien.

Recouvre et protège les tables de manipulation.

- Bordures élastiques. Stretch 73 % coton, 27 % polyester.

Housse table largeur 65 cm (plusieurs coloris disponibles).

Réf: SIS2021 **29,90 €**

Housse table largeur 80 cm (gris).

Réf: SIS2036 **34,90 €**

Housse tabouret (anthracite, framboise, bleu ciel).

Réf: SIS2023T **29,90 €**

3 | Housse éponge pour table de massage



Facile d'entretien et confortable.

Coins élastiques pour s'adapter facilement à la table. S'enfile facilement.

- Stretch 73% coton, 27% polyester.
- Dim. : 65 x 195 cm.
- Grammage : 260 g/m².
- Nombreux coloris disponibles.

Avec trou visage.

Réf: SIS2020TR

29,90 €

4 | Housse tête à usage unique



Simple à enfiler grâce à l'élastique.

Avec trou visage.

- Utilisable sur les têtes de table ou les chaises de massage.
- Pack de 200 housses.

Réf: SIS5498

29,90 €

6 | Appui facial

Hera



Adapté à tous types de tables.

Ensemble comprenant une structure d'appui, une tête, un coussin thoracique amovible.

- Inclinaison et hauteur de la tête réglables par simple manette.
- Livré avec housse de transport.
- Coloris : gris, noir.

Réf: PROHERA

127,90 €

7 | Chaise de massage pliante Venus II



Très légère et robuste.

Facilement transportable. Mousse haute densité à mémoire de forme.

- Repose-visage réglable en différentes positions.
- Peinture epoxy, facile d'entretien, désinfectable.
- Fournie avec une housse de transport.
- Dim. : L. 52 x p. 64 cm. H. réglable de 100 à 126 cm.
- Poids : 9,5 kg. Poids max. : 136 kg.
- Garantie : 3 ans

Coloris : bleu pétrole. Existe en noir, gris et prune.

Réf: PROVENUSII **329,90 €**

2 | Pistolet de massage par percussion

7 têtes



Massages en profond, confortables et silencieux. Toutes les zones du corps.

Redonner de la masse musculaire, améliorer la récupération et la cicatrisation.

Masse les muscles en profondeur.

Non douloureux.

- Silencieux : 35 db à 45 db.
- Puissance moteur : 70 W.
- 3 vitesses. 7 têtes.
- Autonomie 9 h.
- Poids : 1,7 kg.
- Dim. : L. 25,5 x l. 6 x H. 23 cm.

Réf: WEP20710000

119,90 €

5 | Rouleau de massage vibrant

5 vitesses



Message de relaxation pour tout le corps.

Soulager les douleurs.

Retrouver la vitalité musculaire.

Massage relaxant de 15 min.


2 modes : pression ou vibrant.

Différents motifs en relief pour varier le type de massage.

- 5 vitesses de vibration entre 7 et 45 Hz.
- Fonctionne sur batterie rechargeable par USB.
- Dim. : L. 29,5 cm. x diam 8 cm.
- Garantie 1 an.

Réf: WEP20710001

69,90 €



8 | Table de massage pliante 1 plan Rhéa II

Rhéa II



Se transporte facilement.

Pieds télescopiques en aluminium, hauteur réglable.

- Revêtement vinyle.
- Mousse haute densité 35 kg/m³.
- Coussin visage avec mousse à mémoire de forme.
- Dim. : L. 184 x l. 70 cm. H. réglable de 62 à 82,5 cm.
- Livrée avec housse de transport.
- Poids max. : 204 kg.
- Garantie : 3 ans.

Coloris : prune. Existe aussi en noir et en gris.

Réf: PRORHEAII

489,90 €



1 Soins de santé et de bien-être

Excellente affinité avec la peau.

Produits formulés avec soin. Elaborés à base d'extraits de plantes et d'huiles essentielles, ils sont adaptés efficacement à chaque indication.

- Flacons pompes.
- Sans colorant, sans paraben.

A) Arthrobaume. 250 ml.

● Réf: HEXAB250

13,90 €

B) Tonifiant jambes lourdes. 250 ml.

● Réf: HEXSTJL250

13,90 €

C) Crème neutre de massage. 1 litre.

● Réf: HEXCNM

17,90 €

Hexa



4 Gels apaisants

Au service de la récupération musculaire et articulaire.

Aux actifs naturels et bio.

Effet immédiat de froid, apaise efficacement les tensions.

Diminue le gonflement associé à un choc grâce à l'action reconnue de la cryothérapie.

- Spécial traumatologie et kinésithérapie.
- Existent en 125 ml, 500 ml et 1 litre.

A) Gel cryo. Le tube de 125 ml.

● Réf: EON1GELS0070T012500

13,00 €

B) Gel cryo. Le flacon de 500 ml.

● Réf: EON1GELS0070F050000

34,30 €

eona
votre corps est essentiel



2 Crème Dermoneutre

Pour le massage et l'hydratation* des peaux sèches.

Au fort pouvoir de glisse. Idéal pour les massages longs.

Non grasse, utilisation non salissante, se rince à l'eau froide.

- Enrichie à l'huile essentielle de Bois de rose.
- Existe en tube de 125 ml, en flacon de 500 ml, pot de 1000 ml et en cubi de 5000 ml.

A) Tube de 125 ml. *Hydratation des couches superficielles de l'épiderme.

● Réf: EON1CREM0090T012500

9,00 €

B) Flacon de 500 ml.

● Réf: EON1CREM0090F050000

20,00 €

eona
votre corps est essentiel



3 Gels apaisants spécial jambes

Pour retrouver des jambes légères.

Composés d'huiles essentielles, sans paraben.

Dès l'application du gel, une sensation de froid vous soulage instantanément.

- Aux 7 actifs naturels, qui procurent un confort idéal lors de sensation de lourdeur et de fatigue dans les jambes.
- Synergie d'actifs naturels et Bio qui décongestionne et apaise les zones sensibles.
- Existent en 125 ml, 500 ml et 1 litre.

A) Gel jambes. Le tube de 125 ml.

● Réf: EON1GELS0090T012500

13,90 €

B) Gel jambes. Le flacon de 500 ml.

● Réf: EON1GELS0090F050000

32,90 €

eona
votre corps est essentiel



5 Gel confort

Apaiser durablement les raideurs et les zones sensibles.

Actifs naturels et Bio, redonne souplesse, fluidité et mobilité à vos mouvements.

- Issu d'une formule spécialement développée pour apaiser durablement les raideurs et les zones sensibles comme les épaules, les coudes, les poignets, les genoux et les chevilles.

Gel confort. Le flacon de 500 ml.

● Réf: EON1GELS0051F050000

38,90 €

eona
votre corps est essentiel





1 Diffuseur d'huiles essentielles

Dream
ellia
OPEN YOUR SENSES

Forme asymétrique design, s'intègre parfaitement dans toutes les pièces.

Technologie ultrason à haute fréquence pour convertir l'eau en brume.

Diffuse un arôme naturel pour une ambiance apaisante.

- 2 modes : brume en continue et brume intermittente (30 sec. ON / 30 sec. OFF).
- Lueur douce et lumière changeante.
- Autonomie : 6 h.
- Volume : 150 ml.

A) Diffuseur d'huiles essentielles.

● Réf: DISARMH220WT **47,90 €**



Huiles essentielles :

B) Citron zeste.

● Réf: JRSHECITRON **8,00 €**

C) Orange douce.

● Réf: JRSHEORANGE **7,50 €**

D) Eucalyptus globulus bio.

● Réf: JRSHEUCALYPTUS **7,20 €**

E) Tea tree feuille.

● Réf: JRSHETEATREE **9,70 €**

F) Lavande.

● Réf: JRSHELAVANDE **12,00 €**

2 Soins paramédicaux phyto-actifs



Pour soulager les douleurs musculaires et articulaires.

Apaise aussi les jambes lourdes, traumatismes et contusions.

Dosage professionnel des actifs.

- Origine naturelle.
- Sans alcool, sans parabène, sans phénoxyéthanol, ni phtalate, ni OGM.

A) Baume Blanc yang tsé kiang. Le pot de 50 ml.

Réf: JRSBYB50 **10,90 €**

B) Baume Rouge du yang tsé kiang. Le pot de 50 ml.

Réf: JRSBYR50 **10,90 €**

C) Gel « V » cryo stimulant. Le flacon de 250 ml.

Réf: JRSSELV250FL **14,90 €**

D) Gel cryo choc arnica. Le flacon de 250 ml.

Réf: JRSCHO250FL **15,90 €**

E) Crème apaisante harpagophytum arnica. Le flacon de 250 ml.

Réf: JRSCHAR250 **14,90 €**

F) Crème confort silicium. Le flacon de 250 ml.

Réf: JRSSECONFORT250 **24,90 €**

G) Crème échauffante douce, 250 ml.

Réf: JRSCECH250FL **13,90 €**

H) Cryo argile. Le pot de 250 ml.

Réf: JRSRYOARGILE250 **16,90 €**



3 Crème de massage Neutre



Hydratante, hydrosoluble et hypoallergénique.

- Sans colorant, sans alcool, sans parabène, sans phénoxyéthanol, ni silicone, ni phtalate.
- Sans OGM.

Le pot de 1000 ml.

Réf. : JRSNEU1000 **19,90 €**

Le flacon de 500 ml.

Réf: JRSNEU500 **11,90 €**

Le flacon de 250 ml. (Présenté.)

Réf: JRSNEU250 **6,90 €**



4 Crème thermale Physiorex



A base d'eau hyperthermale du bassin d'Abano Terme (Italie).

Crème chauffante et myorelaxante.

Formule exclusive : combinaison de substances d'origine végétale et d'eau hyperthermale.

- Atténue la sensation de douleurs, sans réaction épidermique.
- Flacon de 100 ml.
- Dispositif médical Classe I.

Réf: WEP80800000

18,90 €





1|

Gel douche surgras Bio



COSMOS ORGANIC

Convient à toute la famille.

Le gel douche surgras certifié Bio au lait d'ânesse lave la peau en douceur grâce à ses différents actifs-clés.

Le lait d'ânesse bio, concentré en nutriments, constitue un soin d'exception, apaisant et nutritif pour la peau.

Le gel d'aloë vera bio, aux multiples vertus : hydratantes, apaisantes, antioxydantes et régénérantes.

L'huile d'argan, qui, grâce à ses acides gras insaturés prévient le dessèchement et le vieillissement cutané en restaurant le film hydrolipidique de la peau.

Convient à toute la famille.

Composé à 98,7% d'ingrédients d'origine naturelle et 10% du total des ingrédients sont issus de l'Agriculture Biologique.

- Aspect : gel translucide au pH : 4,5-5,0.
- Testé sous contrôle dermatologique.

A) Contenance : 1 litre. Existe aussi en 100 ml.

● Réf: MKLBSG11

6,99 €

B) Gel douche à la fleur de coton Bio.

Contenance : 1 litre. Existe aussi en 100 ml.

● Réf: MKLBSG21

6,99 €

C) Gel douche à l'aloë vera Bio.

Contenance : 1 litre. Existe aussi en 100 ml.

● Réf: MKLBSG13

6,99 €



2|

Gel hygiène intime Bio



COSMOS ORGANIC

Un nettoyant doux et ultra respectueux.

- Prévient des désagréments du quotidien et convient aux flores les plus sensibles.
- Aux probiotiques, il apaise et rééquilibre en renforçant les défenses naturelles des muqueuses.
- Composé à 98 % d'ingrédients d'origine naturelle dont 10 % issus de l'AB.
- Testé sous contrôle gynécologique.

A) Contenance : 200 ml. Existe aussi en 100 ml.

● Réf: MKLFF1 **5,99 €**

B) Gel hygiène intime ultra doux Bio.

Contenance : 200 ml. Existe aussi en 100 ml.

● Réf: MKLFF2 **5,99 €**

3|

Baume à lèvres Bio



COSMOS ORGANIC

Allié incontournable des lèvres gercées.

- Pour des lèvres douces et hydratées.
- Parfait pour restructurer et nourrir les lèvres abîmées.
- 100% d'ingrédients d'origine naturelle.

A) Baume à lèvres à l'aloë vera Bio

Contenance : 4 g.

● Réf: MKLST3 **1,99 €**

B) Baume à lèvres à la cerise Bio.

● Réf: MKLST7 **1,99 €**

C) Baume à lèvres au karité Bio.

● Réf: MKLST2 **1,99 €**

D) Baume à lèvres neutre Bio.

● Réf: MKLST4 **1,99 €**

4|

Crème mains Bio



COSMOS ORGANIC

Apaise et nourrit les mains sèches.

- Protège et hydrate les peaux tiraillées.
- Composée à 99% d'ingrédients d'origine naturelle dont 26,2% issus de l'AB.
- Au pH : 5,0-5,5, odeur : aloë vera.

A) Crème mains à l'aloë vera Bio.

Contenance : 50 ml.

● Réf: MKLCM3 **2,99 €**

B) Crème mains au karité Bio.

Contenance : 50 ml.

● Réf: MKLCM2 **2,99 €**

5|

Savon solide au lait d'ânesse Bio



COSMOS ORGANIC

L'indispensable des peaux sensibles.

Permet un nettoyage en douceur. Aide à purifier et apaiser la peau.

- Testé sous contrôle dermatologique.

A) Savon solide au lait d'ânesse Bio neutre.

Contenance : 100 g.

● Réf: MKLLS10

3,99 €

B) Savon solide au lait d'ânesse Bio aloë vera.

Contenance : 100 g.

● Réf: MKLLS13

3,99 €



1 | Anneau de piscine de relaxation

IDENTITÉS



Confortable et relaxant.

Grâce à cet anneau, la tête de l'utilisateur est en position de repos tout en la maintenant hors de l'eau.

La taille de l'anneau permet aux bras d'être également en position de repos.

- Mousse micro-cellulaire (très douce) de polyéthylène 35 kg/ m³.
- Dim. : diam. intérieur : 30 cm, extérieur : 98 cm, épaisseur : 2,8 cm.

Réf: IDE461058

57,90 €

2 | Natte de gym NBR

IDENTITÉS

Moelleuse et dynamique

Natte NBR ultra-résistante permettant de travailler en douceur et en tout confort.

Dessus crénelé pour davantage d'accroche.

Equipée de trous de suspension pour un rangement plus facile.

- Mousse à cellules fermées dynamiques et utilisables en aquagym.
- 3 coloris disponibles : rouge, vert et bleu.
- Dimensions : 180 x 60 x 1,5 cm.

Réf: IDE454038

24,90 €



3 | Natte flottante Airex®

Airex®

JOCOPEDIC

Résistante et confortable au toucher.

Pour hydrothérapie, balnéothérapie, kinésithérapie et rééducation.

- Traitée Sanitized®, protection efficace et durable contre les bactéries et les germes.
- Résiste aux produits de traitement de l'eau et de désinfection.
- Existe en longueur 2 m.

Coronella. Dim. : L. 185 x l. 60 x ép. 1,5 cm.

Réf: PROC301100

99,90 €

Corona. Dim. : L. 185 x l. 100 x ép. 1,5 cm.

Réf: PROC301101

149,90 €



4 | Charges de rééducation pour piscine

JOCOPEDIC

Adaptées pour le travail musculaire en piscine.

- Toile Cordura® noire imputrescible, spéciale milieu humide.
- Boucle de réglage 50 mm.
- Leste : grenaille nickelée.
- Poids : de 500 g à 8 kg.

Réf: PROCRP1000

(à partir de) **32,90 €**





AXSOL



BATHMOBILE
PISCINE

ÉLÉVATEUR
ECOPOOL

ÉLÉVATEUR
ISIS PK

ÉLÉVATEUR
F145

ÉLÉVATEUR
INPOOL

FAUTEUIL DE MISE À L'EAU
J.O.B

**NOUS AVONS LA SOLUTION POUR
CHAQUE CONFIGURATION ET PROBLÉMATIQUE !**

*Vous souhaitez affiner votre projet en fonction de la configuration de votre piscine ?
Contactez votre responsable commercial.*

2| Fauteuil d'accès au bain Jusqu'O'Bain J.O.B. Classic

AXSOL



Pour les activités aquatiques des personnes à mobilité réduite.

Permet une mise à l'eau en piscine ou balnéothérapie (du bord du bassin ou descente de marches).

- Accès au bain de plage, avec fonction bain de soleil.
- En aluminium avec peinture époxy.
- Assise en toile Cordura®, cordage marine.
- Roues gonflables.
- Entièrement démontable.
- Nombreuses options disponibles.
- Poids : 10 kg.
- Poids max. : 120 kg.

Fauteuil fourni avec repose-pieds (accoudoirs et ceinture en option).

Réf: AXS210100

1 424,90 €

3| Fauteuil roulant manuel amagnétique EasyRoller

EasyRoller

AXSOL



Adapté aux piscines, établissements thermaux et saunas.

Adapté aux piscines, établissements thermaux et saunas.

- Sans pièce métallique.
- Aucune pièce amovible.
- 100 % thermoplastique.
- Ergonomique, confortable et stable.
- Résistant au chlore et autres produits chimiques.
- Poids du fauteuil : 20 kg (version piscine) et 17 kg (version standard).
- Existe aussi en version standard : adapté aux IRM, aéroports et tribunaux (portique de sécurité).
- Poids max. : 150 kg.

Version piscine. (Présenté).

Réf: AXS715025

2 368,90 €

Version standard.

Réf: AXS715005

2 368,90 €




Aide au choix d'un défibrillateur* pour la réanimation en cas d'arrêt cardiaque

*Liste non exhaustive.

En France, chaque année, entre **40 000 et 50 000 personnes** sont victimes d'une mort subite, faute d'avoir bénéficié au bon moment de l'intervention d'une personne qui aurait pu leur sauver la vie en pratiquant les gestes de premiers secours et en administrant un choc électrique (défibrillation) le temps que les équipes de secours et d'aide médicale d'urgence interviennent.

Depuis un décret du 04 mai 2007, **toute personne est autorisée à utiliser les défibrillateurs** automatisés externes (DAE). Le décret du 19 décembre 2018 prévoit **l'installation obligatoire d'un défibrillateur** pour certains **établissements recevant du public (ERP)**.



A) Défibrillateur semi-automatique avec bouton pour délivrer les chocs.

Bouton « Choc »



B) Défibrillateur automatique sans bouton.



Premiers secours

- 168 | Accessoires d'intervention
- 169 | Accessoires d'urgence
- 170 | Aspiration et accessoires
- 171 | L'aspiration trachéale
- 172 | Armoires et trousses
- 173 | Sacs d'intervention
- 174 | Brancards, attelles et chaises portoirs
- 175 | Défibrillateurs



AU COEUR DE L'ACTION.
NOUS INTERVENONS
TOUTES LES 6,7 SECONDES
EN FRANCE.



1 Couverture de survie à usage unique

COMED

Résistante et imperméable.

- Isothermique, non stérile.
- Or/argent.

Couverture enfant. Dim. : 110 x 140 cm, 30 g.

● Réf: COM2904070

1,20 €

Couverture adulte. Dim. : 220 x 140 cm, 60 g.

● Réf: COM2904060

1,60 €

2 Sacs isothermiques pour membre sectionné

Dumont Sécurité

Indispensables lors d'interventions.

- Composés de 2 compartiments pour pochettes de froid (non fournies).
- 1 compartiment central.
- Fermeture bande adhésive double face 16 mm.
- Plusieurs dimensions disponibles.

Dim. : 20 x 25 cm.

Réf: DUM304130 **19,90 €**

Dim. : 42 x 58 cm.

Réf: DUM304145 **46,90 €**

Dim. : 25 x 32 cm.

Réf: DUM304132 **21,90 €**



3 Couverture bactériostatique 90° cousue

Dumont Sécurité

Imperméable et respirant.

Couverture anti feu M1.

- Imperméabilité aux liquides des deux faces : ISO 8111981.
- Ne pas repasser, ni chlorer, et ne pas stériliser en autoclave.
- Dim. : 107 x 190 cm.

Couverture double face tissu polyester enduit polyuréthane.

Réf: DUM9030

78,90 €

Réf: DUM9060

91,90 €



4 Kit complet canules de Guedel

Dumont Sécurité

Boîte rigide et transparente.

Pour une meilleure visualisation du contenu.

- 8 canules non stériles.
- 1 modèle par taille, de T000 à T5 (de 40 à 120 mm).
- Pratiques et rapides à utiliser (identification par couleur pour un usage simplifié).
- A usage unique.

Réf: DUM970441

14,90 €



5 Coffret laryngoscope fibre optique

Dumont Sécurité

Pratique et facilement transportable.

- Contenant : 1 manche, 3 lames Macintosh (2-3-4), 3 lames Miller (0-1-2).
- En Polycarbonate.
- Fonctionne avec 2 piles R14 (non fournies).
- Lumière froide par fibre optique.
- Lames à usage unique.

Réf: DUM291038

61,90 €



6 Ceinture pelvienne Sam Sling

Dumont Sécurité

Pour stabiliser les fractures du bassin en toute sécurité.

Utilisation facile, en 3 gestes.

- Boucle « auto-stop » maintient une compression stable.
- Produit radio-transparent et adapté pour les IRM.
- Peu d'adhérence à l'arrière pour faciliter les transferts.
- Existe en : XS, standard et XL.

Modèle standard.

Réf: DUM303100

183,90 €



7 Garrot tourniquet tactique Sof Tactical

Dumont Sécurité

Système de blocage double.

Efficacité lors de conditions météorologiques difficiles.

Très pratique, il peut se poser à une seule main sur soi-même ou sur un patient.

- Nécessite une pression minimum pour arrêter une hémorragie.
- Emportable facilement lors d'interventions.
- Composition du garrot en matériaux très résistants.
- Dim. : 15,2 x 5 x 5 cm.

Coloris : noir. Existe en orange.

Réf: DUM303333 **77,90 €**



8 Valise de secours pour segments coupés DMT

Dumont Sécurité

Nécessaire et complète.

- Mallette plastique rigide verte avec marquage.
- Contient notamment :
 - 1 sac de transport isothermique,
 - 4 poches de froid à usage unique,
 - 1 pansement absorbant américain,
 - 1 pansement compressif stérile,
 - 4 blisters de 2 compresses stériles, ...
- Dim. : 34 x 26 x 8,5 cm.

Réf: DUM304119

54,90 €





- 1 | **Compresse membre** **Efficace contre les brûlures.**
Burnshield



Stoppe l'évolution en profondeur de la brûlure par refroidissement immédiat et permet une réhydratation locale.

- Stérile et facile à utiliser.
- Hypoallergénique.
- Protection efficace contre l'infection.
- N'adhère pas aux tissus sous-jacents.
- Taux de stabilité : -15°C à 95°C.
- Hydrogel 100% naturel.
- Dim. : 60 x 40 cm (existe en 100 x 5 cm).

Modèle bras. Dim. : 60 x 40 cm (existe en 100 x 5 cm).

Réf: DUM307003

48,90 €

Modèle Visage. Dim. : 20 x 45 cm.

Réf: DUM307006

40,90 €

Modèle main. Dim. : 10 x 10 cm.

Réf: DUM307005

7,90 €

Modèle pied. Dim. : 20 x 20 cm.

Réf: DUM307004

15,90 €

- 2 | **Poche de froid** **Pratique et solide.**
à usage unique



A usage unique.
Température jusqu'à -5° C.

- Autonomie du froid : env. 30 min.
- Dim. : 14 x 18 cm.

Réf: DUM304800

26,90 €

- 3 | **Pansement** **Elastique et absorbant.**
hémostatique
à usage unique
Coupe-hémo



Composé d'un coussin absorbant et d'une bande élastique cousue.

- Permet d'éviter un serrement trop important (effet garrot).
- Emballage scellé et solide, prêt à l'emploi.
- Livré avec :
 - 1 paire de gants vinyle,
 - 1 étiquette de pose.
- Dim. : 123 x 10 cm (existe en l. 13 cm).

Réf: DUM304099

12,90 €

- 4 | **Pansement compressif** **Pour stopper efficacement une hémorragie.**
stérile à usage unique



Serrage suffisant et permanent de la bande.

- Possibilité de le poser soi-même sans assistance et à une main.
- Compresse non adhérente.
- Possibilité d'obtenir un effet garrot.
- Utilisation possible pour une morsure de serpent.
- Dim. : 3,5 m x 10 cm.

Réf: DUM304250

14,90 €

- 5 | **Sac vomitoire** **Utilisation simple en cas de nausées.**
DMT



Système de fermeture entonnoir et valve anti-retour.

- Sac polyéthylène et collerette en carton résistant (sans latex).
- Dim. : 15,5 x 36 cm.

Réf: DUM292105

1,05 €

- 6 | **Masque de bouche** **Idéal pour se protéger lors du bouche à bouche.**
à bouche
RCP



Masque à usage unique.

- En PE et ABS avec filtre 3M.
- Livré dans un porte-clés en nylon rouge.

Réf: DUM296296

5,90 €

- 7 | **Masque de bouche** **Pratique et compact.**
à bouche



- Masque transparent à bourrelet avec filtre anti-bactérien, raccord O2.
- Valve unidirectionnelle à clapet et élastique de maintien. Résistance inspiration / expiration : 4,5 cm H₂O à 502 l/mn.
- Dim. : 135 x 106 x 48 mm.
- Livré avec : étui plastique rigide de poche.
- Certifié CE 2460 et ISO 5356-1.

Réf: DUM302150

9,90 €

- 8 | **Collier cervical réglable** **Solide, rigide et mentonnière brevetée pour une excellente immobilisation.**
Patriot



- Polyéthylène injecté haute densité et mousse hypoallergénique.
- Large ouverture à l'avant : accès rapide au pouls carotidien et à la trachéotomie.
- Réglable (verrouillage par clips).
- Résistant à l'eau et radio-transparent.

Modèle adulte, 4 niveaux de réglage.

Réf: DUM302403 **11,90 €**

Modèle enfant, 3 niveaux de réglage.

Réf: DUM302444 **16,90 €**

- 9 | **Collier cervical 2** **Facile à mettre en place, confortable, solide et efficace.**
parties décontaminable
Sober



- En 2 parties avec orifice trachéal et orifices carotidiens.
- Fermeture de type velcro.
- Se désinfecte selon les protocoles habituels.
- Existe pour : bébé, petit enfant, enfant et adulte (taille 1 à 3).

Violet, bébé.

Dim. assemblé : 12 x 10 x 8,9 cm.

Réf: DUM247007

99,90 €



1 | **Aspirateur de mucosités OB1000**

Compact et puissant.

- Puissance d'aspiration : 800 mbar.
- Variation de l'aspiration possible.
- Puissance : 70 W.
- Flux d'aspiration max. : 24 l/min. à régime libre.
- Livré avec : 1 bocal, 3 poches Serres, 1 kit sonde et tubulure d'aspiration, housse de transport, support mural 10G et câble 12V.

Dumont Sécurité

Réf: DUM305016
990,90 €

Poche à usage unique 1 l. Serres.
Réf: DUM305999
19,90 €

3 | **Raccord biconique et raccord d'arrêt de vide Stop Vide**

Pour une meilleure aspiration.

Raccord d'arrêt de vide à usage unique, non stérile.

Réf: DUM275045
1,90 €

Tuyau d'aspiration PVC de 1,80 m, diam. 5 mm.
Réf: DUM305444
3,20 €

Dumont Sécurité

4 | **Masque silicone pour insufflateur réutilisable DMT**

Souple et imperméable.

- Autoclavable à 134°.
- Diam. : adulte : 22 mm ; enfant : 15 mm.
- Disponible de la taille 0 à 5.

Taille 0.
Réf: DUM248060
10,90 €

Taille 1.
Réf: DUM248061
13,90 €

Taille 2.
Réf: DUM248062
15,90 €

Dumont Sécurité

6 | **Masque à oxygène sans DEHP**

Moyenne concentration Hudson avec tubulure.

Adapté à l'oxygénation nasale ou orale des patients. Améliore le confort du patient tout en simplifiant la surveillance de la procédure. Structure en plastique souple et transparent. Concentration d'oxygène comprise entre 42 et 62%.

- Pour patient adulte.
- Débit en litres / minute : 5 - 10.
- Masque et tubulure à oxygène de 210 cm.

● Réf: MED1041P **1,90 €**

MEDLINE

8 | **Sonde d'aspiration trachéo-bronchique biseautée 2 oeils**

Glisse parfaite sans altération des muqueuses.

- 100% PVC, sans latex.
- Calibre identifiable par le code couleur du godet.
- Existe en calibre CH 6, CH 8, CH 12, CH 14, CH 16 et CH 18. Longueur : 50 cm.
- Boîte de 100 unités.

Modèle CH10 - 2 oeils - godet Noir.
Réf: KEL01951031
89,00 €

KELIS MEDICAL

2 | **Aspirateur de mucosités Ca-mi Askir 36 BR**

Pour une utilisation à domicile et Urgences.

- Léger, transport facile, IP21, Polyvalent (Secteur et sur batterie + adaptateur voiture).
- Fonctionnement Non-Stop sans surchauffe.
- Vacuomètre (mmHg et kPa) et régulateur de vide.
- Norme EN 60601-1-11 "pour soins à domicile".
- Puissance d'aspiration : 0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg.
- Débit libre d'air max : 36 l/min.
- Livré avec accessoires :
- 8 x 14 mm. Tuyaux silicone (autoclavables) et connecteurs coniques diam. 10-11-12 mm.
- Filtre antibactérien et hydrophobe (patient unique).
- Canule CH20.
- Cordon d'alimentation avec prise Schuko.

CA-MI

Modèle avec bocal polycarbonate 1 l, autoclavable.
Réf: HOLBCASPI24
766,90 €

Bocal polycarbonate de recueil 1 l, avec couvercle et valve anti-reflux.
Réf: HOLBCASPI78
45,90 €

Modèle avec sachet Flovac 1 l à usage unique.
Réf: HOLBCFLOV28
700,90 €

5 | **Insufflateur autoclavable ou usage unique silicone DMT**

Grand confort d'utilisation et bonne résistance.

- Autoclavable à 134°.
- Sans latex.
- Ballon : adulte 1500 ml ; enfant 550 ml ; nourrisson 280 ml.
- Modèle adulte sans valve de suppression. Modèle enfant et bébé avec valve de suppression.
- Existe en modèle usage unique.

Modèle adulte réutilisable + réservoir O2 + masque T5 avec dragonne PVC.
Réf: DUM248030
119,90 €

Dumont Sécurité

7 | **Nebulisateur Micro Mist® avec masque Adulte**

Nébulisateur à faible volume Micro Mist® avec masque et tubulure standard.

- Facilite l'administration de médicaments liquides par inhalation.
- Brume fine et dense.
- S'incline jusqu'à 90°.
- Conçu pour les patients positionnés horizontalement.
- Comprend une tubulure à oxygène, longueur 210 cm et un masque d'aérosol.

Taille adulte.
● Réf: MED41893 **3,40 €**

Taille enfant
● Réf: MED41894 **3,40 €**

MEDLINE

9 | **Lunettes à oxygène adulte**

Lunettes à oxygène Hudson Essential avec tubulure Star-Lumen (débit protégé).

Conçues pour l'administration sûre et efficace de la FiO2. Ajustement au-dessus de l'oreille pour une mobilité complète. Souple et confort.

- Embout nasal courbé.
- Longueur : 210 cm.
- Conforme à la Directive 93/42/CEE.
- Classe du dispositif: IIa non stérile.

● Réf: MED1103P
1,10 €

MEDLINE



1| Aspirateur trachéal ATMOS C161 Battery Medi-Vac®



Efficace et fiable.

Utilisation : dégagement des voies respiratoires et fausses routes.

- Fonctionnement sur batterie, autonomie 45 minutes.
- Débit 22 + 2 l/min.
- Dépression 750 mbar max.
- Simplicité d'utilisation : une seule tubulure de sortie.
- En option : bocal réutilisable, système Serres.

Réf: ATM31304020

1 330,90 €

2| Aspirateur trachéal ATMOS C261 Aspirator DDS



Excellent débit d'aspiration.

Utilisation : aspiration des mucosités.

- Fonctionnement sur secteur 220 V.
- Débit 26 + 2 l/min.
- Dépression 750 mbar max.
- Simplicité d'utilisation : une seule tubulure de sortie.
- En option : solutions pour poches à usage unique disponibles.

Réf: ATM31301000

1 281,90 €

3| Aspirateur d'urgence ATMOS C341 Battery DDS



Se transporte facilement.

Utilisation : dégagement des voies respiratoires et fausses routes.

- Fonctionnement sur batterie, autonomie 45 min.
- Débit : 26 l/min + 4 l/min.
- Réglage précis de la dépression.
- Simplicité d'utilisation : une seule tubulure de sortie.
- En option : solutions pour poches à usage unique disponibles.

Réf: ATM31813000

1 219,90 €

4| Aspirateur d'urgence ATMOS E341 Battery DDS



Mise en place rapide et précise de la dépression.

Utilisation : dégagement des voies respiratoires et fausses routes.

- Fonctionnement sur batterie, autonomie 60 min.
- Débit : 34 l/min + 4 l/min.
- Dépression pré-réglée (4 niveaux).
- Simplicité d'utilisation : une seule tubulure de sortie.
- En option : solutions pour poches à usage unique disponibles.

Réf: ATM31910000

1 790,90 €

5| Aspirateur de mucosités ATMOS LC 27 DDS universel



Simplicité d'utilisation : une seule tubulure de sortie.

Utilisation : dégagement des voies respiratoires.

- Débit : 27 l/min + 3 l/min.
- Versions Médi-Vac / Serres disponibles.

Sur secteur. (Présenté)

Réf: ATM32113000

599,90 €

Sur batterie.

Réf: ATM32123000

699,90 €

6| Aspirateur trachéal de mucosités Vario 18 medela



Polyvalent, efficace et silencieux.

Usages fréquents ou longue durée.

- Instauration du vide grâce à la technologie QuatroFlex™ (régulateur de vide à membrane).
- Livré avec 5 filtres à usage unique et 2 tuyaux silicone avec raccords.
- Garantie : 2 ans (moteur).

Version secteur vendue sans consommables.

Réf: MED0262112

1 519,90 €

Kit « Fausses routes » : bocal 250 ml + couvercle.

Réf: MED0770125

81,90 €

7| Aspirateurs trachéaux Clario (adulte) et Clario Toni (enfant) medela



Facile à utiliser, léger et très mobile.

- Garantie : 2 ans.

Clario standard CA, sur secteur, CA/CC.

Réf: MED0140010 **1 047,90 €**

Clario Toni AC/DC, sur secteur et batterie.

Réf: MED0140023 **1 159,90 €**

Set de bocal désinfectable.

Réf: MED0740001 **39,90 €**

Tuyau PVC stérile à usage unique.

Tuyau de réglage au doigt.

Réf: MED0740003 **7,90 €**

8| Récipient PC 1,5 L pour le système à usage unique medela



Désinfectables et fiables.

A) Récipient PC 1,5 L pour le système à usage unique.

Réf: MED0770082

68,90 €

B) Sac 1,5 L avec couvercle à usage unique. Carton de 40 poches.

Réf: MED0770083

193,90 €

C) Adaptateur Vario indispensable pour nouveaux récipients à usage unique 1,5 L et 2,5 L (sachet de 5).

Réf: MED0770105

64,90 €

D) Set réutilisable polysulfone 1 litre pour - Vario. Set autoclavable composé de : 1 bocal polysulfone + 1 couvercle + 1 tuyau patient.

Réf: MED0770115

209,90 €

9| Aspirateurs médicaux et chirurgicaux Basic 2013 medela et Dominant Flex



Aspiration fiable, simple et hygiénique.

Inclus : bocal de sécurité et tuyau silicone avec raccords.

- Garantie : 5 ans.

Basic 2013, version sans pied.

Réf: MED0710000 **3 341,90 €**

Basic 2013, version sur pied.

Réf: MED07100014 **4 135,90 €**

Dominant Flex, version sans pied.

Réf: MED0710003 **4 045,90 €**

Support à pressoir. Uniquement pour les aspirateurs sur pied.

Réf: MED0770521 **41,90 €**



1 | Armoire à pharmacie en métal



L'essentiel des premiers secours dans une armoire.

- Avec serrure.
- A) Armoire remplie. 8 à 10 personnes.
Dim. : 46 x 30 x 14 cm.

Réf: DUM252466
118,90 €

- B) Kit de remplissage pour armoire 8/10 personnes.

Réf: DUM252486
58,90 €

- C) Armoire remplie. 20 personnes.
Dim. : 53 x 53 x 19 cm.

Réf: DUM252465
269,90 €



2 | Pochette de secours universelle



Fermeture par zip refermable.

Emballage 100 % recyclable. Pochette en 100 % PE.

- Vendue complète. Usage multiple.
- Dim. : 190 x 280 mm.

Pour 5 à 10 personnes.

Réf: FARPOC3517PE

41,90 €

Pour 1 à 5 personnes.

Réf: FARPOC3250PE

28,90 €



3 | Trousse de secours SST 1 personne



Compacte et facile à transporter.

Pour «Secouriste en Situation de Travail».

- Comprend : 1 bande extensible 6 cm x 4 m, 1 blister de 5 compresses 5 x 5 cm, 1 pansement compressif stérile 8 cm x 1 m, 1 sachet de 10 pansements adhésifs assortis, 2 compresses désinfectantes chlorhexidine, 1 lingette de solution hydroalcoolique, 1 paire de ciseaux, 1 pince à écharde, 1 paire de gants nitrile taille L, 1 guide 1er secours, 1 couverture de survie non stérile et 1 masque facial de bouche à bouche.
- Dim. : 17,5 x 11 x 6 cm.

La trousse remplie.

Réf: DUM252460

22,90 €



4 | Trousse de secours PP 4 personnes



Petit modèle rigide.

- Comprend : bande extensible, bande de crêpe, compresses, pansements compressifs stériles, pansements adhésifs, rouleau de sparadrap, compresses alcool, anti-coups et anti-moustiques, gel anti-brûlure, lingettes hydroalcooliques, paire de ciseaux, pince à écharde, épingle de sûreté, gants nitrile, doigtier simili cuir, couverture de survie non stérile, écharpe triangulaire et unidoses lavage oculaire.
- Dim. : 22,2 x 16 x 4 cm.

La trousse remplie.

Réf: DUM252450

30,90 €



5 | Trousse de secours 5/10 personnes



Légère, compacte et flashy.

Matière semi-rigide, résistante et imperméable.

- Comprend : couverture de survie, pansements adhésifs, pansements compressifs stériles, compresses stériles, bandes extensibles, paire de ciseaux, sparadrap, pince à écharde, gants, pulvérisateur de solution nettoyante à la chlorhexidine, gel à l'arnica, lingettes imprégnées d'une solution hydro-alcoolique, eau gélifiée, sérum physiologique stérile, livret premiers soins.
- Dim. : 220 x 180 x 70 mm.

La trousse remplie.

Réf: FARLYR2517RO

55,90 €



6 | Trousse de secours ABS 8-10 personnes compartimentée



Grand modèle, très complet.

Avec support mural.

- Comprend : 2 bandes extensibles 6 cm x 4 m, 2 bandes de crêpe 7 cm x 4 m, 2 pansements compressifs stériles (un de 8 cm x 1 m et un de 12 cm x 1 m), 2 sachets de 10 pansements adhésifs, 4 blisters de 5 compresses stériles 5 x 5 cm,
- Dim. : 28 x 20 x 11,5 cm.

La trousse remplie.

Réf: DUM252453

79,90 €



7 | Mallette de secours PPMS



Spécial confinement.

Mallette en polypropylène, légère et résistante.

- Contient le matériel nécessaire pour réaliser les premiers soins et protéger la zone de confinement.
- Dim. : 44 x 31 x 13 cm.
- Coloris : rouge, pour un repérage rapide en cas de situation d'urgence.
- Composition conforme à la circulaire n° 2015-205 du 25 novembre 2015, relative à l'élaboration du Plan Particulier de Mise en Sûreté.

Confinement 50 personnes max.

Réf: DUM252490 **159,90 €**

Confinement 100 personnes max.

Réf: DUM252491 **239,90 €**



8 | Coffret de secours universel



Poignée de transport et support mural.

Alvéoles de rangement 100 % recyclable.

- En Polypropylène / Farine de bois.
- Charges végétales entre 30 et 40 %.
- Coloris : rouge.
- Vendu complet. Usage multiple.
- Dim. : 250 x 190 x 90 mm.
- Poids : 900 g.

Pour 5 à 10 personnes.

Réf: FAR3040RO

70,90 €





1 | Trousse de secours Energy

BAGHEERA



Structurée pour intervenir rapidement.

- 2 bandes velours pour accrocher aux sacs Bagheera.
- Ouverture en 3 parties, rangements filets et élastiques adaptés au matériel.
- Double poche grand volume rabattable.
- Dim. : 35 x 11 x 23 cm.
- Coloris : rouge (perfusion), vert (pansement), orange (pédiatrique), bleu (ventilation) ou noire (divers).

Modèle perfusion rouge.
Vendue vide.

Réf: PROBT012A103001

90,90 €

2 | Ampoulier

Dumont Sécurité



Semi-rigide et thermoformé.

Ampoulier avec coque polyester 600 deniers pour une protection optimale.

Mousse EVA 10 mm.

- Rangements internes par filets et bandes élastiques.
- 112 emplacements + 1 pochette filet.
- Coloris : jaune et rouge.
- Dim. : 25,5 x 23 x 11 cm.

Réf: DUM290918

130,90 €

3 | Mini-kit Trauma Ferno

Dumont Sécurité



Résistant et rangement ergonomique pour visualiser rapidement les produits.

Format mallette en tissu Cordura®.

- Poignées pour portage et extraction du sac.
- Visualisation des produits et nombreux pontets en sangle élastique pour le maintien du matériel.
- 1 grande poche plate zippée et 1 poche plate moyenne zippée.
- Fermeture à glissière YKK®, double curseur avec tirettes de grande taille.
- Dim. : 34 x 24 x 8 cm.

Vendu vide.

Réf: DUM252300

130,90 €

4 | Sac d'intervention Falcon

BAGHEERA



Partenaire idéal pour les professions libérales.

Compact et rigide avec des compartiments amovibles.

- Poignée surmoulée ergonomique et bandoulière confort réglable.
- 2 poches latérales fermetures à glissières.
- 1 poche transparente porte-documents à l'intérieur du rabat.
- 4 compartiments rigides et amovibles fixés par velcro (2 petits, 2 grands).
- 2 petites poches en filet sur la partie avant du sac.
- Dim. : 38 x 25 x 23 cm / 27 l.
- Coloris : rouge, bleu ou gris.

Réf: PROBS005C

194,90 €

5 | Sac d'urgence compartimenté

WEPP ÉPIONE



Facilite le transport et le rangement.

Poche centrale avec une ouverture supérieure et structure interne en nid d'abeille. 4 poches latérales zippées, deux de chaque côté, identifiées par code couleur et développées pour loger indépendamment tout le matériel respiratoire, circulatoire, chirurgical et pédiatrique.

- Capacité : 25,6 L.
- Coloris : rouge.
- Dim. : 59 x 34 x 23 cm.
- Poids net : 1,79 kg.

Vendu vide.

Réf: WEP13022

114,90 €

6 | Sac d'intervention DMT Pack Plus

Dumont Sécurité



Ergonomique et résistant.

En Cordura® 1000 deniers, avec bandes réfléchissantes 3M et housse de pluie.

- 4 fenêtres d'identification en PVC injecté.
- 5 poches extérieures en mousse semi-rigide thermo-compressée (protège des chocs), avec rangements en PVC transparent armé.
- 6 trousse amovibles de couleurs distinctes avec face avant transparente.
- Fermeture à glissière YKK®, double curseur avec tirettes de grande taille.
- Coloris : rouge ou bleu.
- Dim. : 54 x 45 x 33 cm.

Réf: DUM303950

399,90 €

7 | Sac d'intervention compact et léger

Dumont Sécurité



Robuste et pratique grâce à l'ouverture complète du compartiment principal.

En Cordura® 1000 deniers enduction PVC avec traitement teflon.

- Zip avec curseur cadennassable/scellable.
- 5 pochettes amovibles, dim. : 32 x 12 x 12 cm.
- 1 ampoulier, dim. : 15,5 x 11 x 6 cm (12 ampoules), en mousse thermo-compressée, amovible et pouvant se cliper à la ceinture.
- 1 poche isotherme en mousse aluminisée, dim. : 20 x 25 cm.
- Avec 6 bandes rétro réfléchissantes 3M conformes à la norme ISO 20471.
- Dim. : 55 x 34,5 x 22 cm / 35 l.
- Poids max. : 20 kg.

Réf: DUM291800

129,90 €

8 | Sac d'oxygénothérapie Stratus O₂

BAGHEERA



Pour les interventions d'urgence et de réanimation.

Ergonomique et robuste avec mousse de renfort très compact pour absorber les chocs.

- Poignées surmoulées ergonomiques.
- Système d'accroche pour bouteille de 5 litres.
- Velcro pour fixer les trousse amovibles.
- 4 poches filet et passants élastiques pour colliers cervicaux.
- 1 poche transparente pour documents.
- Ceinture ventrale de maintien et sangle d'hélictreuilage.
- Dim. : 34 x 21 x 70 cm / 50 l.

Réf: PROBS007C

660,90 €



1 Attelle non tissée Coudocor



Résistante, pour maintenir en position de coude au corps.

A usage unique.

- Attelle d'immobilisation de l'épaule, de la ceinture scapulo-humérale et du membre supérieur en général.
- Pour traumatologie du membre supérieur : luxations, entorses et fractures.
- Taille unique.

Réf: DUM240400

14,90 €

2 Attelles à dépression

DMT



Pour une immobilisation facile.

Tout aussi efficace en cas de fracture avec déformation du membre ou déplacement.

- Toile polyester enduite PVC, billes en vrac.
- Souplesse autorisant une pose sans douleur pour la victime.
- Aspect lisse garantissant une bonne hygiène et un nettoyage aisé.
- Avec sangles velcro.
- Radio-transparent.

Kit complet : sac, 4 attelles, 1 pompe.

Vente à l'unité possible.

Réf: DUM100090

480,90 €

3 Brancard pliant



Brancard léger, maniable et robuste.

- En aluminium.
- Toile plastifiée (ignifuge et imperméable au sang et aux fluides corporels) lavable.
- 4 pieds.
- Se plie dans sa largeur.

Brancard pliant 10-1.

Dim. : 229 x 55 x 14 cm.

Poids : 6,4 kg. Poids max. : 159 kg.

Réf: DUM4828T

159,90 €

Brancard pliant 10-3.

Dim. : 229 x 55 x 14 cm.

Poids : 7 kg. Poids max. : 159 kg.

Réf: DUM4830T

189,90 €

4 Civière de relevage

DMT



Simple d'utilisation et permet une intervention rapide.

Longueur de la civière ajustable avec partie inférieure rabattable.

- Dim. : 165 x 44,6 x 6,5 cm.
- Pliée : 120 x 44,7 x 8,5 cm.
- Longueur ajustable de 165 à 200 cm.
- Livrée avec 3 sangles de maintien en 2 parties avec boucles à déverrouillage rapide.
- Poids : 8 kg.
- Poids max. : 180 kg.
- Dispositif médical de classe 1.
- Conforme EN1865.

Réf: DUM50610T

810,90 €

5 Matelas immobilisateur

DMT



Matière ultra résistante, souple et légère.

- Billes compartimentées.
- Conforme à la norme EN1865-10G.
- 6 modèles existants, nous consulter.

A) Extrem Pro 10G. Dim. : L. 210 x l. 80/100 cm.

Réf: DUM100700

859,90 €

B) Confort. Dim. : L. 210 x l. 100 cm.

Réf: DUM100100

440,90 €

6 Chaise d'escalier DMT PS-120



Faible encombrement, idéale pour les ambulances.

Se plie pour un rangement facile.

- Structure acier recouverte d'époxy, toile vinyle déhoussable.
- Dispose de 2 roues et 2 poignées facilitant les manœuvres lors de transport de patients.
- Dim. :

(dépliée) H. 99 x l. 50,5 x p. 46,5 cm ;
(pliée) H. 57 x l. 47 x p. 12 cm.

• Poids max. : 160 kg.

• Livrée avec 2 sangles patient.

Réf: DUM359359

799,90 €

7 Chaise d'évacuation

S242



Très facile à manipuler.

Structure aluminium avec toile en vinyle enduit remplaçable et facilement lavable.

- 2 roues fixes à l'arrière, 2 roues pivotantes freinées à l'avant et repose-pieds.
- 2 poignées avant télescopiques, 4 poignées arrière repliables.
- Sécurité anti-pliage pendant l'utilisation.
- Dim. :
- (dépliée) 92 x 53 x 74 cm ;
- (pliée) 92 x 53 x 17 cm.
- Dim. assise : 43 x 42 cm.
- Certifiée conforme EN 1865.
- Poids : 9,4 kg.
- Poids max. : 159 kg.

Réf: DUM503010

1 100,90 €



1| Défibrillateur semi-automatique DAE Def-NSI COLSON®



Fonctions multiples et intelligentes.

Indication sur la qualité des compressions thoraciques lors de la réanimation, état de la batterie. Adaptable adulte / enfant sans changer d'électrodes.

- Batterie : 200 chocs.
- Temps de charge : 10 secondes.
- Puissance max. : 150 joules pour une charge de 50 ohms.
- Dim. : 26 x 25,5 x 7 cm.
- Livré avec :
 - 1 paire d'électrodes adulte,
 - 1 batterie.

Réf: DUPCC8011000 **2 100,90 €**

Sacoche de transport.

Réf: DUPCC8010100 **185,90 €**

3| Défibrillateur automatique FRED® PA-1



Par conception un appareil destiné au plus large public.

Parfaitement adapté pour un usage sur patient adulte comme enfant.

- Indicateur lumineux de délivrance du choc électrique.
- Intuitif : 3 étapes faciles à comprendre.
- Autonomie de pile : 6 ans.
- Enregistrement des données pour la relecture d'un professionnel santé.
- Indicateur lumineux pour l'état de l'appareil.
- Electrodes pré-connectées pour une mise en œuvre rapide + 1 kit de premiers secours : 1 paire de ciseaux de secours, 1 rasoir jetable, 1 paire de gants vinyles, 1 masque de ventilation, 2 compresses stériles, 1 serviette pour essuyer la victime.
- Indicateurs sur l'état des consommables : pile et électrodes.
- Instructions vocales claires et détaillées lors de l'intervention.
- Equipé par défaut d'un métronome.
- Option trilingue possible.
- Livré en standard avec 1 pile LiMnO2 15V, 2,8Ah.
- Dispositif médical : classe IIb.
- Garantie : 120 mois.
- Poids : 3,155 kg.
- Dim. : L. 11 x l. 25,5 x H. 30 cm.

Version semi-automatique.

Réf: HOLSSDEFI02

1 649,90 €

Version automatique.

Réf: HOLSSDEFI03

1 649,90 €

5| Défibrillateur G5 Standard



Pour une intervention aussi rapide et efficace que possible.

Niveau d'énergie variable, croissant adapté à l'impédance du patient (VE).

- Onde biphasique tronquée exponentielle.
- Puissance : 95 à 354 J (adultes) et 22 à 82 J (enfants).
- Détection de stimulateur cardiaque.
- Synchronisation automatique du choc.
- Poids : 2,5 kg.
- Dispositif médical de classe IIb.

G5 Semi-automatique.

Réf: DUM150000

2 999,90 €

G5 Automatique.

Réf: DUM150500

2 999,90 €

2| Défibrillateur externe adulte HS1 avec mallette PHILIPS



Traitement personnalisé et soins optimisés.

Conçu pour être simple à configurer et à utiliser.

Messages vocaux détaillés ainsi que des voyants et icônes guidant l'utilisateur durant toute l'intervention.

- Défibrillation : adulte 150 J, enfant/nouveau-né : 50 J.
- Délivrance du choc après la pause RCP : moins de 8 secondes.
- Évalue l'ECG du patient pour déterminer si un choc est approprié.
- Fonction Quick Shock.
- Indice de protection (I.P.) : 55
- Dim. : L. 22 x H. 18 x p. 6 cm.
- Poids : 1,6 kg (avec la batterie et la cartouche d'électrodes).
- Garantie : 8 ans.

Défibrillateur, batterie, cartouche d'électrodes Smart pour adultes.

Réf: FRAPH1001

1 637,90 €

4| Défibrillateurs DAE Def-i et Auto-Def COLSON®



La puissance du choc s'adapte automatiquement.

Guidage vocal et visuel.

Analyse de l'activité cardiaque automatique.

Délivrance du choc automatique pour le modèle Auto-Def. Lors de la délivrance du choc, la puissance s'adapte automatiquement aux caractéristiques physiques de chaque personne.

- Onde bi-phasée exponentielle.
- Temps de charge : moins de 12 secondes.
- Puissance : max. 200 joules pour une charge de 50 ohms.
- Auto-diagnostic quotidien et mensuel.
- Batterie : 200 chocs.
- Livré avec :
 - 1 paire d'électrodes adulte,
 - 1 batterie lithium et dioxyde de manganèse.

A) Version Def-i, semi-automatique.

Réf: DUPCC8010000

1 772,90 €

B) Version Auto-Def, automatique.

Réf: DUPCC8011010

2 199,90 €

C) Sacoche de transport.

Réf: DUPCC8010040

199,90 €

Matériorigilance des dispositifs médicaux

SUIVI ET GESTION

Pour réaliser la matériorigilance dans les meilleures conditions, il convient en premier lieu d'effectuer un audit de parc qui va permettre de :



Inventaire

Réaliser un inventaire des dispositifs médicaux présents dans l'établissement afin de renseigner ces données dans le logiciel de gestion « **hexastat NG** ».



Maintenance

Gérer la maintenance et la traçabilité de chaque dispositif médical grâce aux outils de suivi.



Suivi

Grâce à ces informations, le Technicien propose à l'établissement, un prévisionnel de maintenance préventive et / ou curative annuel avec un suivi informatique en temps réel.



EST-CE QUE L'ÉTAT
DE NOTRE PATIENT EST STABLE ?

OUI, GRÂCE À TOUT
L'ÉQUIPEMENT DE NOTRE
TECHNICIEN DE SANTÉ

176 | Les services

L'équipement

188 | Salle de soins et hygiène bucco-dentaire

189 | Distribution et stockage des médicaments

192 | Chariots à linge, lessive et assouplissant

194 | Nettoyage

195 | Chariots repas et vaisselle

198 | Intimité des patients

199 | Protections murales

La mobilisation

200 | Pédiatrie

201 | Maintien et mobilisation

202 | Aide au positionnement et au maintien

204 | Fauteuils roulants manuels

206 | Aides à la marche

208 | Rampes d'accès

210 | Fauteuils coquilles

211 | Fauteuils de repos

212 | Disques, planches, et guidons de transfert

214 | Verticalisateurs, lève-personnes et sangles

220 | Transfert

Les aides au bain et à la douche

222 | Chaises percées et chaises de douche

224 | Toilettes et aides à la douche

La chambre

228 | Chambres et lits médicalisés

238 | Oreillers, linge de lit et protections

240 | Accessoires et tables de lit

244 | Aides techniques au positionnement

246 | Prévention d'escarres - Matelas

253 | Vêtements de confort

L'orthopédie

255 | Orthèses et prothèses

Autour du pied

258 | Compression veineuse

260 | Chaussures thérapeutiques et de confort


L'hygiène

262 | Hygiène et soins

265 | Accessoires de toilette

266 | Incontinence

282 | Urologie



Hexastat NG

Découvrez votre nouvel allié



audit et gestion
de votre parc



traçabilité
via QR code



gestion de vos SAV



gestion de la
matérovigilance



maîtrise
des budgets



traçabilité
des maintenances
préventives



suivi
et accompagnement




personnalisation
de votre compte



- 1 Une offre différenciante / un outil pour l'accompagnement dans le cadre CPOM
- 2 Pas de logiciel à installer dans les établissements de santé
- 3 Définissez votre référentiel produits
- 4 Statistiques visuelles et simples
- 5 Données sécurisées
- 6 Accompagnement et formation dispensée

www.hexastat.fr/ng

Le logiciel de gestion des dispositifs médicaux pour établissement de santé



Visualisez l'inventaire informatisé des produits en stock dans votre établissement



La maintenance permet de :

- Réduire les coûts
- Augmenter la durée de vie et la fiabilité du dispositif
- Assurer la sécurité de fonctionnement du dispositif
- Respecter vos obligations réglementaires



La traçabilité permet :

- d'avoir accès à une plateforme en ligne pour la gestion des dispositifs et des interventions de maintenance

La maintenance des DM en parfaite attente avec les exigences du contrat CPOM

En application de l'article R.5212-25 du Code de la santé publique, le responsable de la politique de maintenance et de la maintenance est par définition l'exploitant. La maintenance d'un dispositif médical relève de la responsabilité de l'exploitant dès sa mise en service.

L'article R.5212-25 du CSP indique que :

« L'exploitant veille à la mise en œuvre de la maintenance et des contrôles de qualité prévus pour les dispositifs médicaux qu'il exploite. La maintenance est réalisée soit par le fabricant ou sous sa responsabilité, soit par un fournisseur de tierce maintenance, soit par l'exploitant lui-même ». Ainsi, lui appartient de définir une politique de maintenance sur l'ensemble des dispositifs médicaux qu'il exploite, quelle que soit leur classe (classe I, IIa, IIb, III).

La formation

UN DEVOIR POUR LES TECHNICIENS DE SANTÉ



Une école de formation

créée spécialement pour nos Techniciens de santé



Des cours adaptés

- ✓ Coordination des professionnels de santé
- ✓ Conseils personnalisés pour aider à sélectionner les produits les plus adaptés
- ✓ Service de livraison, installation, SAV et maintenance



Nos experts métiers

dispensent leurs formations sur de multiples domaines :

- ✓ Handicap et dépendance, prestations médico-techniques,
- ✓ Transfert, escarres...

Des procédures qualité sont mises en œuvre à chacune des étapes de la formation :

- conception des programmes,
- préparation des supports de cours,
- supports de formation numériques reprenant l'ensemble des documents présentés remis à chaque participant,
- animations,
- organisation des exercices pratiques et des évaluations en adéquation avec les problématiques rencontrées sur le terrain et dans le quotidien,
- questionnaire de satisfaction à l'issue de chaque session pour l'amélioration continue de nos modules de formation,
- attestation de formation pour l'employeur et aux participants pour chacun des modules suivis.



Qualiopi
processus certifié
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

La certification a été délivrée au titre de la ou des actions suivantes :
- Actions de formation

Notre organisme de formation est certifié par Qualiopi. Enregistré en tant que prestataire de formation sous Qualiopi n° 2000977.1 / Datadock n° 0032609.

Oxygénothérapie

À DOMICILE



L'oxygénothérapie est un **traitement visant à apporter artificiellement de l'oxygène** à un patient de façon à rétablir ou à maintenir un **taux normal d'oxygène dans le sang.**

Pour l'oxygénothérapie à long terme, des examens approfondis et une demande d'entente préalable seront effectués auprès d'un médecin pneumologue afin de déterminer le besoin du patient, son débit en oxygène et le type de dispositif adapté à son mode de vie.

Technicien de santé intervient dans le traitement de votre patient. Contacter le magasin le plus proche du domicile.

Durée de l'oxygénothérapie :

court terme

Prestation d'un mois renouvelable 2 fois.

dyspnée

Essoufflement, perception anormale et désagréable de la respiration.

hypoxémie

Baisse de la PaO₂.

Concentrateur d'oxygène fixe

Appareil permettant de concentrer l'oxygène de l'air ambiant à plus de 90 % par rétention de l'azote par des tamis moléculaires de zéolithe.

drive
DeVilbiss
HEALTHCARE

SCALEO
MEDICAL

SCALEO
MEDICAL



525 KS



Horizon® S5

FABRIQUE EN FRANCE



Horizon® P5

long terme

L'oxygénothérapie de longue durée.

déambulation de plus de 1 h par jour

Pour les personnes actives.

Oxygénothérapie en mode pulsé ou en mode continu avec débit ≤ 3 L/min.

Concentrateurs d'oxygène portable :

déambulation de moins de 1 h par jour

Pour les personnes sédentaires.

Traitement en poste fixe avec déambulation. Pour un débit d'oxygène au repos ≤ 5 L/min. Pour un débit d'oxygène au repos de 5 à 9 L/min.

Concentrateur pour un débit d'oxygène au repos > 9 L/min :



Oxygène liquide uniquement. Mode pulsé.

Concentrateur d'oxygène électrique fixe 1025 KS.

Troubles du sommeil



Le pneumologue a diagnostiqué chez le patient le syndrome de l'apnée du sommeil lors de l'examen de polygraphie ou de polysomnographie. Technicien de santé vous accompagne tout au long du traitement du patient.

Ces examens ont pour objectifs d'enregistrer le sommeil et déterminer le IAH (Index d'Apnées et d'Hypopnées par heure de sommeil).

Apnée du sommeil :

C'est une interruption du flux respiratoire durant le sommeil d'au moins 10 secondes, associée à une désaturation, ce qui provoque une obstruction des voies aériennes supérieures au niveau du pharynx. Cette obstruction empêche l'air d'atteindre les poumons, d'où une diminution du taux d'oxygène dans le sang.



Hypopnée :

C'est une réduction du flux respiratoire durant le sommeil d'au moins 50 % pendant au moins 10 secondes, associée à une désaturation. Dans ce cas les voies aériennes supérieures sont partiellement obstruées. On observe les mêmes conséquences sur le taux d'oxygène dans le sang.

Les apnées peuvent durer plus d'une minute. (Il arrive que le nombre d'apnées et d'hypopnées par heure de sommeil puisse être supérieur à 100).

Les traitements de l'apnée du sommeil :

Le traitement le plus fréquent est l'utilisation d'un appareil : **Pression Positive Continue (traitement par PPC).**

Demandez conseil à votre Technicien de santé
pour le choix de l'appareil le mieux adapté
aux besoins du patient.

disponible en
location⁽¹⁾




ResMed

⁽¹⁾ Pour la location de ce produit, rapprochez-vous de votre Technicien de santé.

Aérosolthérapie



Technicien de santé, un accompagnement de proximité.



prise de rendez-vous



gestion du dossier administratif



livraison à domicile



contrôle et installation



démonstration et entretien

L'**aérosolthérapie** consiste à faire parvenir, dans les voies respiratoires, un **micro-brouillard (aérosol)** de substances médicamenteuses ou non. Plusieurs systèmes de **nébulisation** existent en fonction de la zone ciblée (poumons, sinus, oreille interne...) et du médicament à nébuliser :

Pour le traitement de la mucoviscidose à forme respiratoire :

- Sans générateur de vapeur (sans humidificateur) : **appareil pneumatique** et à **ultrasons**.
- Avec générateur de vapeur (avec humidificateur) : **appareil ultrasonique** (pneumatique ou à ultrasons) de capacité supérieure à 250 cm³, livré avec l'ensemble des accessoires nécessaires à son utilisation (support de flacon à médicaments, tubulures, filtres) : sans réchauffeur OU avec réchauffeur.

Pour le traitement des affections respiratoires :

- Sans générateur de vapeur
- Avec générateur de vapeur (avec humidificateur) : **appareil réchauffeur**

Pour traitement des affections ORL :

- **Appareil manosonique** automatique pour le traitement des affections tubotympaniques.

CHTF
medical



chambre d'inhalation
OptiChamber Diamond

CHTF
medical



aérosol pneumatique
Atomisor® Aerodjinn+

CHTF
medical



aérosol sonore
Atomisor® Aérosonic+

CHTF
medical



aérosol manosonique
Atomisor® Amsa®



masque à oxygène
sans DEHP



nébuliseur
Micro Mist avec Masque



Nos prestations médicales

À DOMICILE



Votre Technicien de santé est là pour aider et accompagner les professionnels de santé tout au long du traitement du patient :

- **Prise en charge du dossier administratif.**
- **Liaison** avec le médecin prescripteur, le médecin traitant et l'**infirmier coordinateur**.
- **Coordination et organisation du retour à domicile** des patients par votre **Technicien de santé**, en liaison avec le service prescripteur et tous les intervenants à domicile.
- **Intervention** d'un **infirmier coordinateur formé** à la manipulation du matériel et aux protocoles de soins.
- **Installation** du matériel selon la prescription médicale.
- **Recommandations sur les règles d'hygiène et de sécurité.**
- **Conseils et informations techniques** auprès de l'infirmier coordinateur, du patient et à son entourage avec remise d'un livret patient.
- **Suivi des visites à domicile** par un **infirmier coordinateur** pour la surveillance du traitement et la vérification du matériel.
- **Livraison régulière des accessoires et consommables.**
- **Gestion de la continuité du traitement hors domicile** (déplacements...).
- **Maintenance, reprise et désinfection du matériel.**
- **Démarche qualité**, garantissant au patient une prestation optimale : actions de matériovigilance.
- **Permanence paramédicale 24h/24 et 7J/7*.**

PROXIMITÉ

RÉACTIVITÉ

ADAPTABILITÉ

ÉTHIQUE

ÉCOUTE

PARTAGE



La
Prestation Médicale

RÉSEAU NATIONAL DE PRESTATAIRES DE SANTÉ INDÉPENDANTS

Écoute • Proximité • Bienveillance
Pour une prise en charge personnalisée



Insulinothérapie
par pompe



Nutrition
Complémentation orale
Nutrition entérale



Perfusion
Traitement à domicile
par pompe



Assistance respiratoire
Oxygénothérapie
Pression positive continue
Ventilation
Aérosolthérapie

La différence ? Notre indépendance



Stomathérapie

Convatec offre des produits et services

pour que les personnes stomisées puissent vivre en se sentant en sécurité et en confiance à chaque instant.



Les poches + système 1 pièce

- Esteem® +



Les poches + système 2 pièces à emboîtement

- Natura™ et Natura™ +
- Natura™ + poche vidangeable / uro standard ou mini (210 ml)



Les poches + système 2 pièces adhésif

- Esteem® Synergy® et Esteem® Synergy® +



SenSura® Mio et Brava® une gamme complète de poches, supports et accessoires pour personnes stomisées.

Notre mission : éliminer le fardeau des fuites en proposant des produits qui s'adaptent à la morphologie de chacun.



Les supports SenSura® Mio

- SenSura® Mio Flex (couplage adhésif)
- SenSura® Mio Click (couplage mécanique)



Les poches SenSura® Mio

- Offre plusieurs choix de protecteurs cutanés (1 pièce, 2 pièces), de couplages (adhésifs et mécaniques).



Les accessoires Brava®

- Spray pour retrait d'adhésif (Retrait simple du support et des résidus)



- Brava® Support Plus



Forme Large

Standard

XL

Forme droite

Apprendre à vivre avec une **stomie digestive**

La stomathérapie est la maîtrise des connaissances techniques et des principes d'accompagnement du patient stomisé pour lui permettre de retrouver une vie normale suite à un problème du tube digestif.

Une stomie digestive, réalisée lors d'une opération chirurgicale, est un abouchement (ouverture), définitif ou temporaire, d'une partie de l'intestin à la paroi de l'abdomen, afin de délivrer les selles dans une poche de recueil. Environ 114 000 personnes sont stomisées en France.



Trouver la solution adaptée pour chaque patient

Parce que chaque patient est unique, B. Braun développe et fabrique en France

des appareillages de stomathérapie innovants et de qualité pour répondre aux besoins des utilisateurs.

Afin de sécuriser le recueil en permettant un couplage efficace et en facilitant l'utilisation, les appareillages 2 pièces Flexima® sont dotés d'un guide de pose exclusif en France.



B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Appareillage 2 pièces mécanique avec guide de pose

Flexima® 3S




Système 1 pièce

Flexima® et Flexima® Active



Appareillage 2 pièces adhésif avec guide de pose

Flexima® Key



Poche collectrice de 2 l vidangeable

Flow Collector®





Aménagement de salles de soins



Accompagnement projet : optimisation de l'espace, aménagement sur-mesure, pose du mobilier.

Mobilier compatible avec les bacs et piluliers également utilisés dans nos gammes de stockage et de distribution à la norme 600 x 400, 400 x 400 et 400 x 600.

Solution fixe :
panneaux de particules mélaminés de 1,9 cm.

Solution mobile :
caissons monoblocs en aluminium ou en acier traité anticorrosion à rideau ou à fermeture à battant.

Plan de travail : résine acrylique d'épaisseur 1,3 cm ou stratifié compact d'épaisseur 1 cm.

Plusieurs coloris disponibles.

Réf: PRASDS

Etudes et devis sur simple demande auprès de votre **Technicien de santé**

2| Chariot Dental Care



Optimise l'efficacité et la qualité de tous les soins bucco-dentaires.

Adapté aux établissements de santé.

Sécurisé avec un code.

- Parois latérales en ABS teinté masse.
- Plan de travail en plastique thermoformé.
- Fermeture à code par rideau coulissant.
- Dim. : L. 615 x p. 468 x H. 988 mm.
- Coloris : blanc.
- 1 poignée et 3 rails de série.
- Livré nu sans équipement ni accessoire.

Réf: PRA8Y144DT

1 479,90 €

3| Nettoyeur de prothèse dentaire C2S Pro



Pour un excellent nettoyage quotidien de tous les types de prothèses dentaires amovibles.

Par brosseage dynamique avec des aiguillettes d'alliage spécial, le C2S Pro permet le nettoyage quotidien et curatif de tous types de prothèses dentaires.

Facile à utiliser en temps masqué.

- Dim. : L. 200 x l. 175 x H. 195 mm.
- Homologation CE.
- Garantie : 2 ans.

A) Système C2S.

Réf: PRA2CPRO

679,90 €

B) Batterie de C2S Pro.

Réf: PRA2CPROBAT

199,90 €

C) Comprimés de bicarbonate C2S TAB.

Antibactérien et détartrant.

Boîte de 200 comprimés arôme menthe thym.

Réf: PRA2CTAB

24,50 €

D) Solution détartrante C2S Clean.

Bouteille de 1 litre.

Réf: PRA2CCLEAN

42,90 €

E) Bols de nettoyage.

Évite les contaminations croisées.

Coloris : vert.

Lot de 2 bols.

Réf: PRA2CBOL

57,90 €

4| Boîte à dentier



Discrète, pratique et hygiénique.

Lavable en machine.

Autoclavable (stérilisation à froid uniquement).

Résistant aux désinfectants pour matériel médical.

- Dim. : L. 100 x l. 88 x H. 45 mm.
- Lot de 10 boîtes.

Réf: PRANA03220

24,90 €



1 Ecrase-comprimés manuel Tookan

Simple d'utilisation et très résistant.

Permet de broyer les comprimés sans efforts ni risque de troubles musculo-squelettiques.

- Evite les contaminations croisées.



A) Ecrase-comprimés Tookan.
Dim. : L. 265 x p. 75 x H. 90 mm.

● Réf: PRANA00017

99,90 €

B) Lot de 1 000 sachets universels pour écrase-comprimés.
Dim. : L. 50 x H. 100 mm.

● Réf: PRANA0001101

49,90 €



2 Broyeur de comprimés électrique Severo®

Eviter les troubles musculo-squelettiques dus au broyage manuel.

Facile à utiliser en temps masqué.

- Réduit en fine poudre les comprimés les plus durs, en moins de 8 secondes.
- Evite l'inhalation de particules médicamenteuses ainsi que les contaminations croisées
- Autonomie : env. 500 cycles journaliers.
- Alimentation par batterie rechargeable (chargeur fourni).
- Hygiénique : facilement nettoyable.

A) Le broyeur.

Réf: PRANA0003001

469,90 €

B) Lot de 2100 gobelets pour broyeur de comprimés Severo®.

Réf: PRANA0001401

209,90 €

C) Lot de 2000 couvercles pour gobelets.

Réf: PRANA0001501

219,90 €

D) Lot de 2100 rondelles cellophane à usage unique.

Réf: PRANA00016

48,90 €



3 Gobelets 30 ml

Pratiques avec leurs graduations.

Couvercle à clipser.

- Coloris : transparent, jaune, rouge ou bleu.
- Existe en 120 ml.

A) Lot de 90 gobelets de 30 ml.

Réf: PRANA03154XX

7,40 €

B) Le plateau pour gobelets de 30 ml.

Dim. : L. 270 x p. 200 x H. 45 mm.

Conditionnement : 10 unités.

Livré nu sans gobelets.

Réf: PRANA03013

94,90 €





1| Armoire de stockage des médicaments



Parfait pour le stockage mensuel nominatif.

Volumes intérieurs modulables, double rideau coulissant latéralement.

Verrouillage par serrure à clé.

- Dim. : L.1550 x p. 535 x H. 2000 mm.
- Livrée nue sans équipement intérieur.

Réf: PRA7A156

2 756,30 €



2| Colonne de stockage ouverte Modulo



Pour un stockage des médicaments ordonné.

Structure en acier époxy.

- 4 roues pivotantes dont 2 à freins.
- Capacité : 52 plateaux.
- Dim. : L. 982 x p. 420 x H. 1831 mm.
- Livrée nue.
- Existe en simple colonne.

Réf: PRA86552

1 649,90 €



3| Chariot de distribution Pili cart



Dispensation hebdomadaire en EHPAD / long séjour.

Chariot compact et maniable. Capacité : 10 plateaux de piluliers.

Modulo classic ou Pili.

Fermeture par rideau coulissant à lames.

Verrouillage par serrure à code.

- Coloris unique : rose magenta.
- De série : 1 poignée + 4 rails normalisés.
- Livré nu sans équipement, ni accessoires.
- Existe en version 12, 20 et 24 plateaux.

A) Dim. : L. 615 x p. 468 x H. 988 mm.

Réf: PRA8Y144PILI

1 439,90 €

B) Plateau de 7 piluliers Modulo Classic. Adapté à l'usage des formes sèches et buvables. Cloisonnement par curseurs amovibles. Plateau 410 x 340 mm avec 7 piluliers journaliers. Coloris : bleu lagon ou framboise. Livré avec une planche d'étiquettes pour 4 semaines.

Réf: PRA52200

75,90 €



4| Chariot de distribution Neop 600 x 400



Maniable avec une grande capacité.

Très robuste avec son caisson monobloc en aluminium.

Fermeture par rideau monobloc.

Verrouillage par serrure à code.

3 rails normalisés de série.

- Coloris au choix : rose magenta, bleu céleste ou vert pomme.
- Livré nu sans équipement ni accessoires.
- Identification du service sur demande.
- Motorisation en option.

A) Dim.: L. 745 x p. 583 x H. 1115 mm.

Réf: PRA8YCHM164H100FRCXX

1 829,90 €

B) Bacs dévidoirs conçus pour la distribution des rouleaux sachets doses. Bac H. 70 mm. (Existe aussi en H. 110 mm.)

Réf: PRA8AB07016D

19,90 €





1 | Chariot de soins 2 x 7 niveaux



Très résistant et très maniable.
2 compartiments sans porte,
2x7 niveaux avec habillage équipé
d'une cloison intérieure inox.

- Portes en option.
- Espaces entre glissières : 98 mm.
- Dim. : L 81 x P 61 x H 102 cm.
- Poids : 42 kg.

Réf: STR11063

3 404,90 €



2 | Chariot de soins Neop 600 x 400



Conçu pour répondre aux exigences des établissements de soins.

Ergonomique et très robuste.
Caisson monobloc en aluminium.
Fermeture à battant.

Verrouillage par serrure à code.
3 rails normalisés de série.

- Coloris au choix : rose magenta, bleu céleste ou vert pomme.
- Dim. : L. 74,5 x p. 58,3 x H. 111,5 cm.
- Livré nu sans équipement ni accessoires.
- Identification du service sur demande.
- Motorisation en option.

Réf: PRA8YCHS164H100RM

1 789,90 €

3 | Chariot d'urgence 400 x 400 Neop



Idéal pour les petits établissements de santé.

Caisson monobloc en aluminium très robuste.

- Equipé de :
 - 5 tiroirs télescopiques à sortie totale avec bacs à lèvres,
 - 1 fermeture à battant avec jeu de 20 scellés,
 - 1 planche de massage cardiaque,
 - 1 support de monitoring,
 - 1 tige porte-sérum 2 crochets,
 - 1 support bouteille à oxygène.
- Dim. : L 55,8 x P 58,3 x H 111,5 cm.
- Coloris : rouge Garance.
- Identification du service sur demande.
- Existe en 600 x 400.

Réf: PRA8Y144H100TU2

2 514,90 €

4 | Guéridon de soins aluminium Agily®



Personnalisable et économique.
Facile d'entretien : résistant aux produits de désinfection.
Aménageable selon les besoins.

- Structure en aluminium anodisé.
- 4 roues diam. 12,5 cm dont 1 à frein et 3 pivotantes.
- Coloris : bleu pop, vert pomme, fuchsia, orange ou gris perle.
- Livré nu sans accessoires.

Guéridon Agily® 400 x 400 mm.
Version 1 tablette thermoplastique.
Dim. : 558 x 540 x 980 mm.

Réf: PRAAGIL403 **609,90 €**

B) Guéridon Agily® 600 x 400 mm. (Présenté).

Version 2 tablettes en thermoplastique et 3 rails normalisés.

Dim. : 749 x 540 x 980 mm.

Réf: PRAAGIL605 **619,90 €**

5 | Guéridon de soins aluminium Résine®



Modulable, ergonomique et esthétique.
Facilement désinfectable.

- Structure en aluminium anodisé.
- Résistant aux agents chimiques.
- 4 roues diam. 10 cm dont 1 à frein.
- Coloris des poignées : bleu pop, vert pomme ou fuchsia.
- Livré nu sans accessoires.

Guéridon Résine® 400 x 400 mm.
Version 3 plateaux.
Dim. : 500 x 500 x H. 985 mm.

Réf: PRAFA4430071

590,90 €

Guéridon Résine® 600 x 400 mm.
Version 3 plateaux + 1 tiroir à clé.
Dim. : 700 x 500 x 985 mm. (Présenté).

Réf: PRAFA64301

1 169,00 €

6 | Station informatique IP 201



Station à hauteur ajustable pour ordinateur portable.

- Structure en aluminium et acier traité époxy.
- Piètements 4 roues diam. : 100 mm, dont 2 à frein.
- Dim. : L. 590 x p. 555 x H. 1025 - 1425 mm.
- Poids : 19,5 kg.
- Livré nu sans équipement ni accessoires.

Réf: PRA8EIP201

1 109,90 €





1 | Chariot support sac à linge avec couvercle



Pratique et maniable.

- Structure en alliage d'aluminium anodisé, socle en acier traité.
- Blocage du sac par anneau avec angle.
- Couvercle avec charnières intégrées, blanc, jaune, rouge, vert ou bleu.
- Diam. des roues : 75 mm.

Réf: PRAAB12142

279,90 €

Libré sans sac.

Existe en version 1,2,3 et 4 sacs.

Réf: PRAAB12162

709,90 €

2 | Collecteur de linge 4 sacs



Léger et maniable.

Permet de trier le linge, notamment à usage unique.

- Structure en alliage anodisé léger.
- Poignée facilitant le déplacement.
- Blocage et maintien du sac à linge grâce à l'anneau acier/innox.
- Pédales pour ouverture du couvercle (ouverture 60°).
- 4 roues pivotantes en caoutchouc antibruit dont 1 à frein, diam. : 75 mm.
- Modèles au choix : 1 à 4 sacs en ligne, de 4 et 5 sacs en cube.

Réf: HAR891458

1 199,00 €

3 | Chariot support sac à linge accrochable



Avec une large pédale accessible.

- Structure en inox.
- Avec système d'accrochage : idéal pour passer dans les étages et gagner de la place.
- Diam. des roues : 75 mm.
- Coloris : bleu, jaune, framboise ou vert.
- Livré sans sac.

1 chariot vert.

Réf: STR010068

553,90 €

4 | Chariot support sac à linge avec couvercle



Compact et maniable.

- Structure tube 35 x 20 mm, époxy blanc.
- Diam. des roues : 100 mm.
- Existe en chariot : 1 sac, 3 sacs ou 4 sacs.
- Modèle présenté avec option collecteur à déchets Cleany.

Chariot 4 sacs (fournis). Sans pédale.

Réf: STR89570

1 462,90 €

Chariot 4 sacs (fournis). Avec pédales.

Réf: STR89575

2 155,90 €

Option collecteur à déchets Cleany.

Réf: STR89580

527,90 €

5 | Corbeille à linge



Pour déplacer le linge sale facilement.

- Structure maille 40 x 40 mm.
- Diam. des roues (sans frein) : 100 mm.
- Existe en inox ou zinc.

Petit modèle, inox.

Dim. : L. 600 x p. 600 x H. 620 mm.

Réf: STR100720

991,90 €

Grand modèle, inox.

Dim. : L. 800 x p. 600 x H. 740 mm.

Réf: STR100710

1 054,90 €

6 | Chariot à linge plateforme composite 3 côtés



Plusieurs compartiments pour un rangement rapide.

- Structure en inox.
- Dim. : L. 1200 x H. 1800 mm.
- Hauteur utile dossier : 1600 mm, prof. : 615 mm.
- 2 sangles élastiques pour le maintien des charges.
- 2 roues inox fixes et 2 roues inox pivotantes sans frein, diam. : 160 mm.
- En option : sangle élastique de rechange.
- Poids max. : 270 kg.

Réf: STR12127

1 890,90 €

7 | Chariot de récupération de linge pliable



Chariot de ramassage du linge 2 sacs de 100 l pliable

Sac en toile plastifiée et équipé d'une fermeture éclair pour vider facilement le contenu.

Résistance maximale aux chocs.

Roues pivotantes pour faciliter la conduite du chariot.

Adapté aux petits espaces de rangement.

- Dim. : 88,5 x 54 x 94 cm.
- Roues ø 80 mm.
- Poids : 9,65 kg.

Réf: DME0703106 **369,90 €**

8 | Chariot récupération linge triple support



Avec élastiques de maintien des sacs et couvercles à pédales.

Traitement anti-rouille, résistant aux abrasions, aux chocs et à l'écaillage du revêtement. Maniabilité et praticité de déplacement.

- Couvercles.
- Plateaux robustes.
- Dim. : 118,80 x 48,2 x 97 cm.
- 3 x 70 litres.
- Roues pivotantes ø 80 mm.
- Poids : 14,40 kg.

Réf: DME0709278R

789,90 €

9 | Chariot récupération linge quadruple support



Avec élastiques de maintien des sacs et couvercles à pédales.

Traitement anti-rouille, résistant aux abrasions, aux chocs et à l'écaillage du revêtement. Maniabilité et praticité de déplacement.

- Couvercles.
- Plateaux robustes.
- Dim. : 154 x 48,2 x 97 cm.
- 4 x 70 litres.
- Roues pivotantes ø 80 mm.
- Poids : 22,40 kg.

Réf: DME0709279R

1 009,90 €

10 | Sac à linge



Chaîne haute tenacité

Sac à linge 65 litres.

100 % polyester 130g/m², chaîne haute tenacité, fermeture CVB (coloris identique au sac, modèle breveté).

Poignée tissu.

- Dim. : 95 x 65 cm.
- Poids : 0,2 kg.

Existe en plusieurs coloris : bleu, rouge, jaune, vert.

Réf: DME0509613UB

869,90 €



1 | Chariot de distribution du linge



Résistant aux lourdes charges.

- En fil chromé.
- 4 roues dont 2 à freins, diam. : 125 mm.
- Facile à monter (sans outil, ni boulon).
- Nombreuses options :
 - porte-étiquettes,
 - penderie intérieure ou extérieure,
 - panier latéral,
 - séparateur,
 - poignée,
 - housse.
- Poids max. : jusqu'à 337 kg (selon modèle).

Configuration 15 patients.
Dim. : L. 915 x p. 457 x H. 1725 mm.

Réf: PRAAH10201

579,90 €

Configuration 20 patients.
Dim. : L. 1220 x p. 457 x H. 1725 mm.
(Présenté.)

Réf: PRAAH10202

699,90 €



2 | Chariot de stockage et distribution du linge



Dispose de 3 rayonnages réglables.

- 2 sangles d'arrêt amovibles.
- 4 roues sans frein, diam. : 125 mm.
- Dim. : L. 820 x p. 550 x H. 1760 mm.
- Séparateurs en option.
- Existe en inox ou en zinc.

Chariot avec rayonnages, inox.

Réf: STR120200

1 982,90 €

Séparateur, inox.

Réf: STR012025

101,90 €



3 | Chariot à linge modulable



Agencez l'intérieur comme vous le souhaitez.

- Étagère réglable sur chaque niveau.
- Maniable avec ses 2 poignées inox et ses 4 roues pivotantes, diam. : 125 mm.
- Coloris : rose, orange ou bleu.
- Nombreuses options :
 - séparation,
 - grande étagère supplémentaire,
 - support sac à linge,
 - échelle de chariot pour 3 bacs,
 - supports et bacs,
 - 2 roues avec freins, serrure.

Réf: STRO14000

(à partir de) **2 268,90 €**



4 | Chariot de change ouvert



Poignées intégrées, faible encombrement.

- Structure acier traitée anticorrosion, revêtement époxy.
- 4 roues pivotantes, diam. : 125 mm.
- 1 tiroir 600 x 400 mm, 1 bac encastrable.
- 1 étagère intermédiaire réglable, séparateurs amovibles, 2 paniers latéraux.
- Coloris : bleu pop, vert pomme, orange, framboise ou myrtille.
- Nombreuses options disponibles.

Modèle classic (20 à 30 patients) :
128,5 x 63 x H. 99,4 cm.
Existe en modèle mini.

Réf: PRA8P100XX

739,90 €



Motorisation possible en option.

5 | Chariot de change à portes



Poignées intégrées, bonne maniabilité.

- Structure acier traitée anticorrosion, revêtement époxy.
- 4 roues pivotantes, diam. : 125 mm.
- 1 bac encastrable.
- 1 étagère intermédiaire réglable.
- Séparateurs amovibles, 2 paniers latéraux.
- Coloris : bleu pop, vert pomme, orange, framboise ou myrtille.
- Nombreuses options disponibles.

Modèle mini (15 à 20 patients) :
108,5 x 63 x H. 99,4 cm.
Existe en modèle classic.

Réf: PRA8P200XXP **729,90 €**



Motorisation possible en option.

6 | Chariot de change et de toilette



Pour une meilleure gestion du linge et de l'usage unique.

- Châssis en tube métallique epoxy.
- Poignées ergonomiques.
- Trier de change grande capacité : contenance 120 changes.
- Tiroir réversible amovible avec tablette étroite et butée.
- 4 roues pivotantes, diam. : 125 mm (2 en diagonales, 1 directionnelle et 1 à frein).
- Existe en grand modèle (L. 126 x l. 58,5 x H. 133 cm).

Petit modèle.
Dim. : L. 100 x l. 58,5 x H. 133 cm.

Réf: HAR891440

1 019,90 €



7 | Chariot de change et de toilette



Beaucoup de rangements et grande contenance.

- Structure polyéthylène monobloc.
- 4 roues pivotantes, diam. : 125 mm.
- Dim. utiles des rayons : 700 x 460 mm.
- Coloris : framboise, bleu ou noir.
- Nombreuses options :
 - support sac,
 - rehausse pour chariot de change,
 - échelle de chariot inox,
 - supports inox pour bacs en plastique,
 - bases coulissantes inox pour séparation,
 - séparations inox.

Chariot seul 4 portes, sans option.

Réf: STR89500

1 655,90 €



8 | Lessive atomisée désinfectante (1)



Pour tous textiles en blanc, couleur, coton et synthétique.

- Lavage et désinfection du linge.
- Dès 40°, même en eau très calcaire.
- Procure d'excellents résultats grâce à sa haute concentration en agents de blanchiment, enzymes, tensio-actifs et agents alcalins.
- Propriétés microbiologiques : Bactéricide en 15 min, 10 G/L, 40°C (EN 1276).

Le sac de 15 kg.

Réf: ANI100191FG

89,90 €



9 | Assouplissant désinfectant Souplanos (1)



Pour un linge souple et désinfecté.

- Assouplissant désinfectant du linge en fin de cycle de lavage.
- Composition : chlorure de didécyl diméthyl ammonium, excipients.
- Propriétés microbiologiques : Activité bactéricide en 3 heures. Activité fongicide en 6 heures.

Le bidon de 5 litres.

Réf: ANI203044

44,90 €





1 | Dispositif bio-nettoyage et désinfection SP400 avec kit accessoires



SANIVAP



Assure le bio-nettoyage des surfaces au quotidien.

Très ergonomique et intégré à son chariot de bio-nettoyage.

- Surfaces : locaux, mobilier, équipements, dispositifs médicaux.
- Pour une utilisation intensive (jusqu'à 8 h / jour).
- Polyvalent
- Nombreux accessoires.
- Poignée ergonomique et écran de contrôle.
- Chaudière inox, capacité : 3,1 l, thermoplongeur démontable et anticorrosion.
- Puissance : 2800 W.
- Capacité réservoir eau / vapeur : 4,6 l avec filtre sortie vapeur.
- CE Dispositif Médical, ISO 13485.

Réf: SANSF400KIT **5 989,00 €**

3 | Accessoires de balayage ErgoSwing



FILMOP INDUSTRIAL CLEANING EQUIPMENT

Pour le nettoyage des sols.

Performances élevées, ergonomie améliorée.

A) Manche télescopique aluminium. Extensible de 105 à 187 cm. Poignée bleue et insert bleu.

Réf: DME0700AM3045B

27,90 €

B) Balai trapèze Spark. Semelle caoutchouc à lamelles.

Réf: DME0779001B

52,90 €

C) Gazes Stretch'n Dust Roses. 60 x 30 cm. Jetables. Imprégnées d'huile minérale pour dépolluier.

Réf: DME1373312

42,90 €

4 | Chariot de lavage bi-bacs



FILMOP INDUSTRIAL CLEANING EQUIPMENT

Pour faciliter les déplacements.

A) Fred 2 x 15 litres gradués. Dim. : L. 65 x l. 50 x H. 88 cm avec presse à mâchoires et cassette porte-produits.

Réf: DME0707960TC

199,90 €

B) Twice 14 + 16 l. (1 seau gradué). Dim. : L. 58 x l. 38 x H. 90 cm avec presse à mâchoires et robinets de vidange sur les 2 bacs.

Réf: DME0702800T

169,90 €

6 | Chariot Morgan Security 225



FILMOP INDUSTRIAL CLEANING EQUIPMENT

Pour le lavage des sols, nettoyage des surfaces hautes et ramassage.

- Pour moyennes et grandes surfaces.

- Comprend :
 - 1 base 95 x 53 cm,
 - 1 extension de base,
 - 1 support sac 110/130 l,
 - 1 bac central 49 x 38 cm,
 - 2 tiroirs 22 l avec serrure,
 - 1 tiroir 40 l avec serrure,
 - 5 seaux (2 x 15 l, 3 x 8 l),
 - 1 presse à mâchoires.
- Dim. : L. 140 x l. 65 x H. 125 cm.
- Avec roues diam. 125 mm.
- Couvercle et sac en option.

Réf: DME0715210MUS

924,90 €

2 | Accessoires de lavage



FILMOP INDUSTRIAL CLEANING EQUIPMENT

Pratiques et réutilisables.

A) Frange à poches Micro Activa avec étiquettes couleurs.

Microbouchettes 100 % microfibre.

Réf: DME0804012PN **5,90 €**

B) Frange à languettes Micro Activa avec étiquettes couleurs.

Microbouchettes 100 % microfibre. (Non présenté).

Réf: DME0807012PN **5,90 €**

C) Speedy : lavage à plat avec système Lock.

Réf: DME0708316L **29,90 €**

D) Uniko (maintien de la frange) : avec système Lock (blocage de l'articulation).

Réf: DME0700320TD **29,90 €**

E) Manche télescopique pour le nettoyage des sols.

Réf: DME0703040E **18,90 €**

F) Kit de lavage easy wash.

Réf: DME0700SE3815UB **53,90 €**

G) Brosse articulée lavage de joints de carrelage.

Réf: DME0700GI2104B **21,90 €**

H) Gant de dépolluierage et de lavage.

Réf: DME0708593 **7,50 €**

I) Bandeau de lavage et de désinfection.

Réf: DME0803011PN **6,50 €**

J) Kit manche réservoir avec manche et bandeaux.

Réf: DME07037TD0553B **93,90 €**

5 | Chariot Alpha 5153



FILMOP INDUSTRIAL CLEANING EQUIPMENT

Pour le nettoyage des surfaces hautes et la récupération des déchets.

- Pour moyennes et grandes surfaces.

- Comprend :
 - 1 base 91 x 52 cm,
 - 1 support sac 110/130 l,
 - 1 cassette supérieure avec cache,
 - 5 seaux (3 x 8 l, 2 x 20 l).
 - 2 bacs centraux coulissants 22 l,
 - 1 bac coulissant 40 l, 2 bacs latéraux,
 - divers accessoires.

- Avec roues diam. 125 mm.
- Couvercle en option.
- Dim. : L. 121 x l. 58 x H. 116 cm.

Réf: DME0705353MA

824,90 €

7 | Chariot 100 % sécurisé Alpha SL 200



FILMOP INDUSTRIAL CLEANING EQUIPMENT

Conçu pour être laissé en l'absence de l'utilisateur dans un lieu public.

Nettoyage des surfaces hautes et récupération des déchets.

- Pour moyennes et grandes surfaces.
- Comprend :
 - 1 base 91 x 52 cm,
 - 1 support sac 150 l mâle,
 - 1 cassette supérieure avec couvercle à serrure,
 - 1 porte pulvérisateur,
 - 1 couvercle et portes avec serrure,
 - 3 tiroirs (2 x 22 l, 1 x 40 l), 4 seaux 4 l,
 - rondelles pare-chocs,
 - divers accessoires.
- Dim. : L. 92 x l. 58 x H. 110 cm.
- Avec roues diam. 125 mm.

Réf: DME0709370A

1 449,90 €



1| Chariot petit-déjeuner monobloc



Silencieux et maniable.

Chariot 4 portes, pour 12 plateaux 53 x 32,5 cm ou 24 plateaux 26,5 x 32,5 cm + 2 niveaux pour bacs.

Fermeture totale.

- 2 poignées inox, roues composite, diam. : 125 mm.
- Plan de travail spacieux.
- Coloris des portes : framboise, noir ou bleu.
- Nombreuses options.

Portes framboises.

Réf: STR13005

(à partir de) **2 168,90 €**



2| Chariot petit-déjeuner inox 2 compartiments Gastronorm



Idéal pour les petits-déjeuners.

Chariot 4 portes.

- 2 compartiments de 7 glissières pour 14 plateaux 53 x 32,5 cm ou 28 plateaux 26,5 x 32,5 cm (espace entre glissières : 9,8 cm). Structure tube inox carré 25 mm.
- Plateau inox insonorisé avec mousse Alvéolit alimentaire.
- Roues composite, sans frein, diam. : 125 mm.
- Coloris des portes : framboise, vert, bleu.
- Nombreuses options.
- Existe en 3 compartiments et sans habillage ni porte.
- Dim. : L. 810 x p. 610 x H. 1 020 mm.

Portes bleues.

Réf: STR11020 (à partir de) **2 526,90 €**

Option poubelle 25 litres, support inox amovible.

Réf: STR11019 **130,90 €**



3| Chariot petit-déjeuner modulable



Intérieur entièrement modulable.

Chariot 4 portes, 2 poignées inox et 4 roues pivotantes, diam. : 125 mm.

- Coloris des portes : rose, orange ou bleu.
- Nombreuses options :
 - étagère,
 - panier inox,
 - support poubelle inox,
 - tablette de préparation,
 - bac,
 - ramasse couverts,
 - set de protection antiglisse,
 - plateaux,
 - serrure et roues à freins.

Disponible avec grande étagère.

Portes bleues avec grande séparation (présenté).

Réf: STR014000

(à partir de) **2 268,90 €**



4| Chariot petit-déjeuner inox 3 compartiments sans habillage Gastronorm



Résistant et étroit pour le déplacer facilement.

Capacité de stockage : 21 plateaux 53 x 32,5 cm ou 42 plateaux 26,5 x 32,5 cm.

- Structure tube inox carré 25 mm.
- Nombreuses options.
- Existe en 2 compartiments et avec habillage et portes.
- Dim. : 1170 x 610 x 1 020 mm.

Réf: STR11012

(à partir de) **2 360,90 €**





A



B



C



D



Assiettes compartimentées et antidérapantes

Pour faciliter le dosage des portions de chaque aliment.

- Diam. : 23,5 cm.

A) 3 compartiments. Sans antidérapant. Blanc.

Réf: STR020681 **12,90 €**

B) 2 compartiments. Sans antidérapant. Bleu.

Réf: STR020686 **12,90 €**

C) Antidérapante. Blanc.

Réf: STR20125 **19,90 €**

D) Antidérapante. Bleu.

Réf: STR20123 **19,90 €**

2

Bol emboîtable

Economique, se range facilement.

Sans bisphénol A, sans phtalate.

- Avec ou sans couvercle.
- Coloris : blanc, bleu, jaune, vert, orange ou cassis.
- Contenance : 45 cl.

Bleu, sans couvercle.

Réf: STR20153

7,00 €



3

Assiette isotherme

PharmaTecnics

Permet la conservation des aliments au chaud.

Haut rebord.

Idéale pour les personnes mangeant lentement ou d'une seule main.

- Adaptée au lave-vaisselle et au micro-ondes (sauf bouchon et base antidérapante).

Bleu, sans couvercle.

Réf: PHACE02ASI01

23,90 €



4

Plats et assiettes thermodynamiques

Pour conserver les aliments à température.

Ralentit la perte des calories et des frigories.

- Fermeture totale, base antidérapante et forme ergonomique.
- Passe au lave-vaisselle et au micro-ondes.
- Plusieurs coloris disponibles.

A) Ramequin, anis.

Réf: STR01504

35,90 €

B) Ramequin, cassis.

Réf: STR01501

35,90 €

C) Assiette thermodynamique avec couvercle anis. Existe en 5 coloris : bleu, cassis, blanc, orange, anis. Vendues par 6 pièces.

Réf: STR01514

51,90 € (l'unité)



5

Bol avec poignée ergonomique

450 ml

Améliore l'utilisation avec une parfaite autonomie.

En copolyester.

- Coloris : bleu, blanc, orange et vert.
- Hauteur : 6 cm.
- Diam. : 12,3 cm.
- Poids : 91 g.

Réf: STR020262

7,90 €



6

Couverts ergonomiques

TorsoGrip

IDENTITÉS

Pratiques et ergonomiques.

- Couverts en inox, poignée antidérapante.
- Longueur : 20,5 cm.
- Poids : 115 g.
- Adaptés au lave-vaisselle.

A) Couteau.

• Réf: IDE813249

7,90 €

B) Fourchette.

• Réf: IDE813248

7,90 €

C) Cuillère à soupe.

• Réf: IDE813247

7,90 €



A

B

C

7

Couverts réglables et ergonomiques

Pour une bonne préhension.

Sans bisphénol A.

- Plusieurs coloris disponibles.

A) Cuillère, framboise, réglable en 3 positions. Existe en fourchette.

Réf: STR04210

44,90 €

B) Cuillère Ergo 3D, bleu, silicone multi-flexible (s'adapte à tout type de morphologie).

Réf: STR400500

27,90 €



A

B



1 Combiné couteau-fourchette Homecraft Nelson



Pour manger d'une seule main.

La lame s'utilise en faisant un mouvement de balancier tandis que le bout dentelé sert de fourchette.

La lame à proximité du manche n'est pas aiguisée.

Adapté au lave-vaisselle.

- Long. manche : 10 cm.
- Poids : 54 g.

● Réf: PAT091098862

10,20 €

2 Verre emboîtable

Bonne prise en main.

Surface grainée anti-rayures.

Sans bisphénol A, sans phtalate.

- Coloris : transparent, bleu, jaune, vert, orange ou cassis.
- Existe en 16 ou 20 cl.

A) Bleu. 16 cl.

Réf: STR020513

3,10 € (l'unité)

B) Transparent. 20 cl.

Réf: STR020526

3,50 € (l'unité)



3 Verre ergonomique avec paille

Facilite la prise de liquides.

Verre à découpe nasale avec poignée et espace paille.

Améliore l'autonomie dans les tremblements et dans la perte de force lors de la préhension.

- Coloris : bleu, transparent, cassis et orange. En copolyester.
- Haut : 10 cm. Diam. : 7,2 cm.
- Poids : 76 g. Paille non incluse.

Transparent.

Réf: STR020281

6,90 € (l'unité)



4 Poignée Ergo 3D

Flexible, reste en main.

Poignée ergonomique en silicone multi-flexible.

- Accepte les objets cylindriques jusqu'à 6,5 cm.
- Nombreux coloris.

A) Bleu.

Réf: STR400100

B) Framboise.

Réf: STR400110

C) Gris.

Réf: STR400120

60,90 € (l'unité)



5 Verre Banquise

Design, touche artistique en collectivités.

Finition inspirée du cristal.

Ergonomique et forme ergoadaptée.

Résiste aux chocs, lavage facile.

- Matériau : copolyester.
- Coloris : bleu, cassis, vert, orange, blanc ou transparent.
- Dim. : H. 16 x diam. 7,5 cm.
- Volume : 16 cl.
- Poids : 105 g.

Glace transparent.

Réf: STR020935

Volcan.

Réf: STR020933

Vert alpage.

Réf: STR020932

6,90 € (l'unité)



6 Carafes

Avec bec verseur anti-gouttes.

Surface grainée anti-rayures.

- Nombreux coloris disponibles.
- Existe avec ou sans couvercle.

A) Carafe copolyester 0,5 l avec couvercle. Bleu.

Réf: STR20343

16,90 € (l'unité)

B) Carafe verseuse 0,5 l antidérapante, avec couvercle copolyester. Bleu.

Réf: STR20380

18,90 € (l'unité)



7 Carafe Banquise

Design, touche artistique en collectivités.

Finition inspirée du cristal.

Ergonomique et forme ergoadaptée.

Résiste aux chocs, lavage facile.

- Séparation de la carafe en 2.
- Matériau recyclable : copolyester.
- Nombreux coloris disponibles.
- Dim. : H. 40 x diam. 9 cm.
- Volume : 0,5 à 0,6 l.
- Fournie avec bouchon perle et diamant.

Bleu océan.

Réf: STR020900

35,90 € (l'unité)





1 Paravent rigide RFW



Rigide avec cadre en aluminium.

Facile à nettoyer et à désinfecter.

- Plaques en polycarbonate translucide.
- Hauteurs disponibles : 145 / 165 / 185 cm.
- Larg. battants : 30 cm (3 à 10 battants).
- Montage mural ou sur rail, sur totem ou sur châssis mobile (hauteur limitée à 165 cm).
- Charnières à 360°, aucun champ visuel.
- Coloris : blanc (autres coloris en option).
- Existe aussi sur châssis mobile.

Montage mural, L. 180 x H. 165 cm.

Réf: ROPRFW636 **1 089,90 €**

Paravent à battants rigides sur châssis mobile 7 battants. Dim. : L. 210 x H. 165 cm.

Réf: ROPRFWFG736 **1 828,90 €**



2 Paravent Butterfly RBP



A

B



Très stable.

Montage châssis alu.

- Anti feu M1.
- Charnière à 360°, pas de champ visuel entre 2 battants.
- En rideau tendu StaphChek (5 couleurs au choix) pour une désinfection de surface.
- Dim. : L. 200 ou L. 150 cm ; H. 165 cm avec piétement en H.

A) 3 battants L. 150 x H. 165 cm.

Réf: ROPRBP **597,90 €**

B) 3 battants L. 200 x H. 165 cm.

Réf: ROPRBP200 **714,00 €**



3 Séparations Vario



Pour des séparations personnalisées.

Grâce à ses nombreux accessoires le système « Vario » réalise toutes les séparations que vous souhaitez.

Etudes et devis sur simple demande auprès de votre Technicien de santé.

- Rideaux recommander : Trevira® Cs Bioactive, Cleanique® et staph CHEK.

Réf: ROPVARIO

Commande facile : un dessin suffit !

Faites tout simplement une esquisse dessinée à la main en indiquant les dimensions de la séparation souhaitée. Inscrivez la largeur et la longueur et indiquez la hauteur de la pièce de même que la hauteur de passage.

Ropimex® conçoit pour vous le système adéquat.

4 Télescopes pivotables ou pivotables pliables



Se rangent facilement.

Après utilisation, fermer et pivoter vers le mur.

- Plusieurs tailles et supports possibles.
- Nous consulter pour les tarifs couleur.
- Télescope pivotable RTS 2.1 (210 cm).

Rideaux recommander : Trevira® Cs Bioactive, Cleanique® et staph CHEK.

Réf: ROPRTS210

294,90 €

Etudes et devis sur simple demande auprès de votre Technicien de santé



5 Ecran mobile



Léger et roulant.

- Utilisable avec un ou deux télescopes.
- Rideau Staph Check ou Trévira CS 212.

Ecran mobile sans angle, rideau Trévira.

Réf: ROPFG95SA **993,90 €**

Ecran mobile sans angle, rideau Staph Check.

Réf: ROPFG95SAST **993,90 €**


Ecran mobile avec angle, rideau Trévira.

Réf: ROPFG95AA **1 516,90 €**

Ecran mobile avec angle, rideau Staph Check.

Réf: ROPFG95AAST **1 528,90 €**





1|

Decoba® Hander, Corner, Bumper, Polycarbonate plax pour protéger et habiller les parois.

- A) Hander. Main courante.**
Le mètre linéaire, accessoires compris.
Larg. 140 mm. Réf: DECHA140 **91,90 €**
Diam. 46 mm. Réf: DECHA46 **62,90 €**
- B) Corner. Protection angles de 1 m.**
50 x 50 mm. Réf: DECO50 **45,00 €**
76 x 76 mm. Réf: DECO76 **63,90 €**
- C) Bumper avec 1 pare-chocs 200 mm.**
Le mètre linéaire (sous couche alu + 2,5 mm en polycarbonate + arrondis aux extrémités).
Réf: DECBU1 **96,90 €**
- D) Polycarbonate plax. Protection murs et portes.**
Prix au m2. **92,90 €**
Réf: DECPLAX



pour plus de sécurité !

ropimex®
FRANCE



Exemples d'utilisation

Découpe particulière :
nous consulter.



1|

Set de cales thérapeutiques
Thera-Wedge
Tumble Forms 2®



Permet une position de flexion relaxante.
Set composé de 2 cales (dont une extrémité est courbée).

- 1 cale de 430 mm.
- 1 cale de 305 mm.
- 2 sangles et 1 module d'abduction.
- Poids : 21 kg.

Réf: PAT081012863

1 873,00 €

2|

Verticalisateur
Youpi



Parfaitement stable sur ses 4 roues.

- Appareil modulaire de verticalisation mobile et de déambulation.
- Tablette transparente.
- Assise culotte (5 tailles).
- Appui-dos et appui thoracique réglables.
- Blocage des roues directionnelles arrière et butoirs de protection.
- Nombreuses options et tailles disponibles.
- Poids max. : de 35 à 90 kg (selon la taille).

Coloris jaune : petite taille.

Réf: RUPDVY1021

(à partir de) **1 186,14 €**

3|

Verticalisateur
Standing BB



Permet un bon maintien des appuis.

Conçu pour les enfants (taille inférieure à 1,10 m).

- Corsetlet, support de hanches et support d'abduction réglables en hauteur.
- Supports et appuis réglables en largeur.

En option :

- roulettes,
- système pour hyper abduction,
- tablette inclinable.

• Poids max. : 35 kg.

Réf: RUPVBB1000

(à partir de) **1 217,14 €**

4|

Fauteuil Actif Pliant
Trigo T



Idéal pour être transporté facilement.

Design moderne et personnalisable.

- Nombreux réglages directement sur le fauteuil (carrossage et position des roues arrière, hauteur d'assise...)
- Largeur d'assise : 30 à 50 cm.
- Profondeur d'assise : 32 à 50 cm.
- Hauteur d'assise avant : de 39 à 52 cm.
- 32 coloris disponibles.
- Poids max. : 130 kg.

Réf: VERTRIGOT

1 994,85 €

5|

Fauteuil roulant manuel
Eclips X2 Kids



Très facile à transporter.

Léger, en aluminium, dossier inclinable et rabattable.

- Roues arrière à démontage rapide.
- Repose-pieds amovibles.
- Accoudoirs réglables en hauteur.
- Largeurs d'assises : 32 et 36 cm.
- Coloris : rouge.
- Existe en dossier inclinable par crémaillère.
- Poids : 13,6 kg.
- Poids max. : 60 kg.

Dossier fixe.

Réf: VERECLIPSX2

(à partir de) **603,65 €**

6|

Fauteuil roulant manuel
Action® 3 Junior évolutif



Léger, spécialement conçu pour les enfants.

En aluminium.

Appui-tête et ceinture de maintien de série.

Croisillon télescopique.

- Largeur d'assise réglable.
- Profondeur d'assise réglable.
- Poids : 15 kg.
- Poids max. : 80 kg.

Dossier fixe.

Réf: INVCNC0030

Dossier inclinable par crémaillères.

Réf: INVCNC0040

Dossier pliant à mi-hauteur.

Réf: INVCNC0035

(à partir de) **962,20 €**

7|

Fauteuil manuel de confort
Azalea Minor



Robuste et stable.

Conçu pour les utilisateurs qui ont besoin d'une assise de petite largeur et de petite profondeur.

- Inclinaison d'assise avec maintien du centre de gravité et de la bonne position des repose-jambes : +1°/ +24° et de dossier : 0°/30° par vérins pneumatiques.
- Repose-jambes réglables en largeur.
- Sangles talonnières.
- Coloris de châssis : gris perle.
- Poids max. : 75kg.

Réf: INVBNC0014

(à partir de) **2 005,00 €**

1 | **Ceinture d'aide à la marche**

NAUSICAA
MEDICAL

Sécurisation du patient et prévention des TMS pour le soignant.
Sécurise le patient.
S'utilise comme une aide à la déambulation.

- S : 75/90 cm.
- M : 85/105 cm.
- L : 105/120.
- XL : 120/135.

Poids max. : 180 kg.
Réf: AKSCADM2PF
68,90 €

FABRIQUÉ EN FRANCE

3 | **Ceinture de maintien**

Arpegia

Pharmaouest
WIN CARE

Confortable et souple.
Ceinture ventrale de maintien pour adulte, pour fauteuil roulant.

- Bouclette : 80 % coton, 20 % polyester ; mousse polyuréthane ; maille grattée : 100 % polyester.
- Lavable à 40°.
- Existe en junior, modèle fauteuil de repos ou lit.

Réf: PHA071385
49,90 €

4 | **Ceinture de hanche 2 points**

Bodypoint®

INVACARE
Yes, you can.

Rembourrée et confortable.
Simple à utiliser et facile à nettoyer. Ajustement central à tirer des 2 côtés vers l'extérieur.
Coutures réduites au maximum pour éviter l'incrustation de saletés.

- Rembourrage en mousse à cellules fermées haute résilience.
- 3 tailles disponibles : S, M, L.
- Verrouillage par clip.
- Lavable en machine.

Réf: INVHB216
(à partir de) **103,90 €**

6 | **Sangle abdominale + pelvien intégré**

Renol

abilanx

Confortable et ergonomique pour une utilisation en fauteuil roulant.
Ajustable à toutes les tailles (taille unique).

- Sangle réalisée dans un textile :
- Traité Antibactérien.
- Ignifuge et très résistant à la rupture.
- Adaptée aux peaux sensibles.
- Sangle abdominale dim. : L 45 x H 14 cm.
- Sangle de fixation dim. : 2 x 70 cm.

Existe d'autres modèles avec harnais intégré.
Réf: ABIRFC26200
45,90 €

2 | **Maintien postural modulable**

Yza

NAUSICAA
MEDICAL

Conçue pour différentes utilisations au fauteuil.

- Module de maintien pelvien permettant de régler le problème du bassin qui glisse vers l'avant.
- Module de maintien buste permettant de régler le problème de buste partant vers l'avant
- En assemblant les 2 modules (pelvien et buste) sur la ceinture abdominale, vous obtiendrez un maintien intégral.
- Adapté aux patients hypotoniques.
- Périmètre maximum utile : 200 cm.
- Lavable à 70°.

A) Ceinture modulable et taille unique.
Réf: AKSYZA2CAHPPF
64,90 €

B) Ceinture abdominale + module de maintien pelvien.
Réf: AKSYZA2CAHPPF/AKSYZA2MPPF
93,90 €

C) Ceinture abdominale + module de maintien de buste
Réf: AKSYZA2CAHPPF/AKSYZA2MBPF
93,90 €

D) Ceinture abdominale + 2 modules (maintien intégral).
Réf: AKSYZA2CAHPPF/AKSYZA2MPPF/AKSYZA2MBPF
124,90 €

FABRIQUÉ EN FRANCE

5 | **Appui-tête**

Elan Standard 14"

INVACARE
Yes, you can.

Compact, léger et multi-réglable.
Offre un soutien et un confort excellents, disponible en version enfant, adulte et extra large.

- Dim. : 36 cm x 13 cm.
- Housse noire respirante incluse.
- Résistante à la moisissure.

Coussin appui-tête.
Réf: INV1603253
270,00 €

Support d'appui-tête Elan standard.
Réf: INV1603250
190,00 €

7 | **Ceinture abdominale + pelvien amovible pour le lit**

abilanx

Permet de se latéraliser en toute sécurité.
Evite au patient tout risque de suffocation en se glissant vers le bas du lit.

- Kit sangle abdominale avec bandes latérales et pelvien cousus : livré avec 3 verrous + 1 clé magnétique.
- Textile traité antibactérien, ignifuge et très résistant à la rupture.
- Adaptée aux peaux sensibles.
- Lavage et séchage à 90°.

Taille S/M : de 60 à 110 cm de tour de taille.
Existe en L : 85 à 135 cm tour de taille.
Réf: ABIRFB09115PM **276,90 €**



1

Protections gel Les Indispensables

**Pour un confort optimal
et une protection maximale
de l'utilisateur.**



Gamme complète de protections adaptables par velcro sur chaque partie du fauteuil.

- Coussinets de protection en gel solide sans latex.

A) V10. Enveloppe protectrice gel pour potence 60 x 240 mm.

Réf: VER1903932 **84,90 €** (l'unité)

B) V12. Enveloppe protectrice velcro pour tube de 120 x 160 mm.

Réf: VER1903933 **84,90 €** (la paire)

C) V14. Enveloppe protectrice tube de 120 x 200 mm (modèle non présenté).

Réf: VER1903934 **113,90 €** (la paire)

D) V16. Enveloppe protège talon 120 x 140 mm

Réf: VER1903935 **84,90 €** (la paire)

E) V18. Poignée pour béquille ou déambulateur avec velcro 120 x 130 mm.

Réf: VER1903936 **52,90 €** (la paire)

F) V20. Protection pour ceinture de sécurité 230 x 70 mm.

Réf: VER1903937 **69,90 €** (2 parties)

G) V22. Protection gel pour gouttière 110 x 340 mm.

Réf: VER1903938 **129,90 €** (la paire)

H) V24. Protection latérale de jambe avec fixation par pinces (310 x 90 mm).

Réf: VER1903939 **179,90 €** (la paire)

I) V26. Plaque gel appui mollet avec clip 400 x 190 mm.

Réf: VER1903940 **176,90 €** (2 pièces)

J) V28. Plaque repose-pieds 155 x 210 mm.

Réf: VER1903941 **176,90 €** (la paire)

K) V30. Coussinet adhésif ovale 80 x 100 mm.

Réf: VER1903942 **64,90 €** (la paire)

L) V32. Coussinet adhésif ovale 100 x 200 mm.

Réf: VER1903943 **84,90 €** (l'unité)

M) V34. Coussinet adhésif ovale 115 x 305 mm.

Réf: VER1903944 **99,90 €** (l'unité)

N) V36. Coussinet adhésif ovoïde 120 x 70 mm.

Réf: VER1903945 **46,90 €** (la paire)

O) V38. Manchette d'accouder par vis 90 x 310 mm.

Réf: VER1903946 **139,90 €** (la paire)

P) V40. Bouton gel protège-genou tournant diamètre 100 mm.

Réf: VER1903947 **113,90 €** (la paire)



2 | Dossieret prévention d'escarres pour fauteuil Kallidos

Pharmaouest
WIN CARE



**Pour réduire les pressions
d'appuis.**

Pour risque moyen à élevé.

Dossieret de positionnement, existe en mousse viscoélastique ou en mousse haute résilience.

- Se place sur le dossier d'un fauteuil, d'une chaise ou d'un siège grâce à un élastique.
- Peut s'associer au coussin Kalliform pour une prévention optimale.

Disponible en deux largeurs 43 cm et 48 cm.

Réf: PHA1719110

36,90 €

3

Manchette hémiplégique adaptable Stabilo



Pour un bon maintien du fauteuil.

Manchette hémiplégique à dépression permettant de former et reformer la manchette à l'infini et ainsi lui donner la forme souhaitée.

- Compatible avec les fauteuils Vermeiren :
- 708D,
- Eclips,
- V300,
- Inovys II.
- Disponible en 2 tailles.

Réf: VERSTABILO

223,09 €



1 | **Dossier rigide de positionnement**
MatrX Elite E2




Galbé et confortable.
Découpes scapulaires.
Mousse ondulée respirante et antifongique.

- Plusieurs largeurs et hauteurs disponibles.
- Différents accessoires et fixations disponibles.
- Existe avec un galbe plus important (13 cm).
- Poids max. : 136 kg.

Réf: INV163253
838,47 €

INVACARE
Yes, you can.

2 | **Coussin prévention d'escarres mousse/gel**
Geltop



Thermorégulateur et ergonomique.
Pour risque faible à moyen.

- Réduction des pressions maximales par immersion du corps dans un gel fluide supporté par une mousse de haute résilience.
- Housse intégrale antidérapante Techmapolar.
- Poids max. : 30 à 95 kg.

Dim. : 43 x 45 x 5,5 cm.
Réf: ASKVAB4345 **82,90 €**
Dim. : 40 x 40 x 5,5 cm.
Réf: ASKVAB40 **66,63 €**

WIN CARE

3 | **Coussin prévention d'escarres**
Kallivisco



Galbé et confortable.
Pour risque moyen à élevé.

- En mousse viscoélastique à mémoire de forme.
- Assure une bonne répartition des pressions et stabilisation du bassin.
- Nombreuses dimensions disponibles.

40 x 40 x 8 cm.
Réf: PHA1717294
69,00 €

Pharmaouest
www.pharmaouest.fr
WIN CARE

FABRIQUE EN FRANCE

4 | **Coussin prévention d'escarres en mousse viscoélastique**
Alova



Décharge coccygienne intégrée.
Pour risque moyen à élevé.

- Housse bicolore en Promust PU antidérapante.
- Multi-tailles, portance adaptée au poids de la personne.
- Disponible avec butée pelvienne.
- 16 tailles dont 4 bariatriques.
- Poids max. : 30 à 200 kg selon le modèle.

Dim. : 43 x 43 x 6 cm.
Réf: ASKVCAG4343
(à partir de) **69,90 €**

WIN CARE

FABRIQUE EN FRANCE

5 | **Matrx Contour**
ViscONG



Bonne répartition des points de pression.
Pour risque moyen à élevé.

- 100 % en mousse viscoélastique sous les ischions supérieure à 60 mm.
- Hauteur de mousse viscoélastique sous les ischions supérieure à 60 mm.
- Nombreuses dimensions disponibles.

Dim. : 38 x 40,5 cm.
Réf: INV1631201
81,00 €

INVACARE
Yes, you can.

6 | **Coussin prévention d'escarres bi-matière**
Iskio



Répartition optimale des points de pression.
Pour risque faible à très élevé.

- Utilisation adaptée aux personnes présentant un risque lié à un trouble de la statique posturale au fauteuil.
- Disponible en 20 tailles et 2 hauteurs à partir du 38 x 40 cm.
- Mousse viscoélastique 80 kg/m³, insert en mousse haute résilience de 37 kg/m³.
- Livré avec 2 housses : 1 Pharmatex et 1 maille 3D.
- Norme feu: EN 597-1 et EN 597-2.

Dim. : 40 x 40 x 8,5 cm.
Réf: PHA1717106 **81,00 €**

Pharmaouest
www.pharmaouest.fr
WIN CARE

FABRIQUE EN FRANCE

7 | **Matrx**
Libra



Mousse HR et gel fluide.
Pour risque élevé à très élevé.

- Coussin galbé offrant un grand stabilité.
- Haute prévention grâce à sa cuvette ichiatique.
- La poche de gel compartimentée permet un excellent enveloppement des reliefs osseux.
- Housse lavable en machine.

Mono compartiment. Dim : 40 X 40 X 7 cm.
Réf: INVLC1616
310,00 €

INVACARE
Yes, you can.

8 | **Coussin prévention d'escarres à air**
Roho Mosaic®



Idéal comme coussin de douche.
Confort et protection efficace de la peau.

- Existe en 6 dimensions.
- Poids max. : 143 kg.

Dim. : 41 x 41 cm.
Réf: PERMOSAIC1616HD **218,90 €**
Dim. : 46 x 41 cm.
Réf: PERMOSAIC1816HD **218,50 €**
Dim. : 46 x 46 cm.
Réf: PERMOSAIC1818HD **218,50 €**

permobil

9 | **Coussin prévention d'escarres à air dynamique**
Dynaseat



Une répartition optimale des pressions.
Risque élevé à très élevé.

- Coussin à air motorisé sur base mousse.
- Coussin composé de 6 cellules à air de 8,5 cm de hauteur.
- 3 modes thérapeutiques : alternatif, statique et pulsation.
- 3 durées de cycle dynamique.
- 5 niveaux de confort.

Dim. : 43 x 43 x 10 cm.
Réf: PHAR327042
499,90 €

Pharmaouest
www.pharmaouest.fr
WIN CARE

FABRIQUE EN FRANCE

10 | **Coussin prévention d'escarres à air**
Quadro® Select™ Roho



Pour un positionnement progressif, une stabilité et une protection maximale de la peau.
S'adapte dans le temps pour corriger les problèmes d'assise et/ou de stabilité.

- Doté du système ISOFLO Memory Control.
- 4 compartiments, possibilité de corriger l'obliquité de bassin.
- Disponible en 24 tailles, hauteur : 5, 8, 5 et 10 cm.

High profile. Dim. : L. 42 x p. 42 x H. 10 cm.
Réf: PER1832520 **616,00 €**

permobil



1 Fauteuil roulant manuel de transfert Stan the Original



Sécurisant et pratique.

- Châssis en aluminium.
- De série : système de freinage pour tierce-personne, freins d'immobilisation, pochettes de rangement.
- Disponible en 4 tailles : 40, 43, 48 ou 51 cm.
- Existe en modèle Stan Ultra avec accoudoirs relevables et assise réglable en hauteur.
- Poids max. : 115 kg.

Largeur d'assise : 43 cm.

● Réf: DUPM28000300 **356,94 €**

Fauteuil roulant de transfert, taille 43.

● Réf: DUPM28000300 **356,94 €**

2 Fauteuils roulants manuels de transfert Action® 2 NG et 3 NG transit

Excellent compromis entre rigidité et compacité.

Très léger.

- Dossier inclinable par crémaillère.
- Accoudoirs relevables et amovibles.
- 4 largeurs d'assise (Action® 2 NG transit) et 6 largeurs d'assise (Action® 3 NG transit).
- Poids max. : 125 kg.

Action® 2 NG Transit, Largeur d'assise 40,5 cm. Poids max. : 125 kg. (Présenté.)

Réf: INVBR1606181 **403,50 €**

Action® 3 NG Transit, Largeur d'assise : 43 cm.

Réf: INVCEF0200 **403,50 €**



Yes, you can.

3 Fauteuil de transfert Aliv'up



Sécurisant et pratique.

- Châssis en aluminium, pliant.
- Dossier pliable.
- Accoudoirs escamotables.
- Frein parking.
- Repose-pieds amovibles et réglables en hauteur.
- Largeur d'assise : 39,5 ; 43 ou 48 cm.
- Poids max. : 100 kg.

Réf: HER700115

356,94 €



4 Fauteuil roulant standard léger Style

Simple, efficace et robuste.

Châssis en aluminium, pliant. Toile de dossier bi-matière rembourrée.


Accoudoirs relevables ou amovibles.

- 6 largeurs d'assise: 38 à 52 cm.
- Profondeur d'assise : 41,5 cm.
- Roues arrière : 24" ou 22".
- Poids max. : 125 kg.
- Garantie châssis et croisillon: 5 ans.

Modèle dossier fixe.

Existe en inclinable par crémaillère 60°.

Réf: SUN08100001DF **558,99 €**



disponible en location⁽¹⁾

5 Fauteuil roulant léger Novo Light



Châssis rigide, léger et résistant.

- Châssis en aluminium, pliant.
- 5 largeurs d'assise : 39 à 51 cm.
- Accoudoirs relevables et potences escamotables.
- En option :
- appui-tête multi-positions (garniture SOFT noire),
- repose-jambe à compensation,
- roulettes anti-bascule.
- Poids max. : 125 kg.
- Existe en dossier inclinable.

Dossier fixe.

Réf: DUPM12302000

603,65 €



6 Fauteuil roulant standard léger Action® 2 NG

Confortable, robuste et polyvalent.

Châssis pliant par croisillon, en aluminium.

- Dossier fixe ou inclinable de 30° par crémaillères, hauteur 43 cm.
- Largeur d'assise : 40,5 à 50,5 cm.
- Toile d'assise standard ajustable en profondeur de 40 à 42,5 cm.
- Poids max. : 125 kg.

Dossier fixe. Largeur d'assise 43 cm.

Réf: INVBR1538210

(à partir de) **558,99 €**

disponible en location⁽¹⁾



Yes, you can.

7 Fauteuil roulant médium actif Action® 3 NG



Yes, you can.

Léger, multi-réglable et un design ergonomique.

- Châssis en aluminium, pliant par croisillon simple profilé.
- Dossier fixe, pliant à mi-hauteur ou inclinable.
- 6 largeurs d'assise : 38 à 50,5 cm.
- Coussin Classic Visco en option montée.
- 6 coloris disponibles.
- Poids max. : 125 kg.

Dossier fixe.

Réf: INVCEB0031

558,99 €

disponible en location⁽¹⁾



8 Fauteuil roulant manuel de confort Netti 4U CE


Economique et efficace avec un coussin de dossier souple.

Châssis en aluminium, pliant (dossier rabattable et 4 roues à démontage rapide).

Coussin d'assise multidensité de série.

- Inclinaison d'assise avec proclive et inclinaison de dossier jusqu'à 50°.
- 3 largeurs d'assise : 40, 45 et 50 cm.
- Profondeur d'assise réglable.
- Large plage de réglage des relève-jambes (de 36 à 68 cm).
- Poids max. : 135 kg.

Réf: NETNETTI4UCE **948,38 €**



Netti

9 Fauteuil roulant manuel de confort Netti 4U CE Plus



Netti

Léger et étroit, châssis en aluminium.

Combine économie et individualité grâce à la conception du châssis et à la vaste gamme d'accessoires.

- Largeur d'assise : 35, 40, 45 ou 50 cm.
- Flexibilité de largeur d'assise en option.
- Profondeur d'assise en mm : 425 - 500 (375 - 450) mm.
- Disponible en deux versions : standard et assise modulaire.
- Poids max. : 135 kg.

Avec siège de série modulaire et évolutif.

Réf: NETNETTI4UCEPLUS **1 717,05 €**



1 Fauteuil roulant manuel de confort Inovys II Evo



Un maximum de confort.

- Châssis en acier, pliant.
- Assise et dossier réglable.
 - Accoudoirs escamotables réglables en hauteur, largeur et profondeur.
 - 3 largeurs d'assise : 40, 45 et 50 cm.
 - Prof. d'assise réglable de 46 à 53 cm.
 - Poids max. : 135 kg.

Version manuelle.

Réf: VERINOVYSIIEVO

(à partir de) **948,38 €**

Version électrique.

Réf: VERINOVYSIIEVOE

(à partir de) **948,38 €**

3 Fauteuil roulant manuel de confort Breezy® Relax2



Permet de varier les points de pression.

- Châssis en acier, pliant.
- Dossier, coussin et appui-tête confort anatomique de série. Accoudoirs réglables en hauteur.
 - Repose-jambes avec coussinet confort et protection de genoux de série.
 - 3 largeurs d'assises : 41, 46, 51 cm.
 - Profondeur d'assise réglable de 42 cm à 50 cm.
 - Poids max. : 145 kg.

Réf: SUNRELAX2

(à partir de)

948,38 €

4 Fauteuil roulant manuel de confort IDSoft Evolution



Robuste et léger.

- Châssis en acier, pliant.
- Dossier et assise inclinables par vérins à gaz.
- Accoudoirs réglables en hauteur.

- 3 largeurs d'assise : 39, 44 et 49 cm (avec réglage sur 5 cm).
- Profondeur d'assise réglable en continu : 43 à 48 cm.
- Dossier réglable en hauteur sur 8 cm.
- Largeur hors tout : 59 à 69 cm selon largeur d'assise.
- Poids max. : 140 kg.

Réf: DUPM10560100

(à partir de) **948,39 €**

6 Fauteuil roulant manuel de confort Rea® Dahlia® 45°



Sécurisant et confortable.

- Châssis en acier, pliant.
- Assise inclinable jusqu'à 45° (pour un transfert des points de pression optimal).

- Accoudoirs et repose-jambes réglables en largeur.
- Anti-basculés escamotables de série.
- Dossier réglable en angle ou inclinable de 0 à 30°.
- Poids max. : 135 kg.

Réf: INVXA0015

3 055,00 €

2 Fauteuil roulant manuel de confort Rea® Clematis® E-Tilt Configuré



Autonomie pour l'utilisateur, confortable et simple à utiliser.

Châssis en acier, pliant avec inclinaisons électriques.

Dossier souple avec son nouveau coussin de dossier Laguna 2 qui améliore le maintien latéral.

Appui-nuque. Paire de repose-jambes avec palettes articulées.

- Assise et dossier inclinables par vérins électriques (de 0° à +30° pour l'assise, de 0° à +30° pour le dossier).
- Réglable en largeur des accoudoirs (+25 mm par côté) et des repose-jambes (+50 mm par côté).
- Profondeur d'assise réglable en continu de 430 à 500 mm par système de tiroir.
- Coloris : beige nacré (RAL 1035).
- Poids max. : 135 kg.

Réf: INVSNC0002

(à partir de)

994,48 €

5 Fauteuil roulant manuel de confort Weely Essentiel



S'adapte à toutes les morphologies.

Maniable grâce à son châssis 6 roues, et innovant avec son système de passage d'obstacles breveté.

- Stable même en position de bascule à 25°.
- Assise : l. 36 à 53 x p. 41 à 51 cm.
- Hauteur du dossier : 56 à 67 cm.
- Poids max. : 140 kg.

Réf: RUPFMW10

(à partir de)

948,38 €

7 Fauteuil roulant manuel de confort Progeo Tekna Tilt 2.0 permobil



La mobilité associée à un positionnement personnalisé.

Fonctions de bascule d'assise, d'inclinaison du dossier (en option) et d'élévation du repose-jambes.

- Pliage compact pour le transport ou le rangement.
- Inclinaison du dossier : 74° à 94° par rapport à l'assise (réglable).
- Largeur d'assise : 33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 48 cm.
- Bascule d'assise : 0° à 45°.
- Coloris: noir opaque / vert lemon / violet / bleu de Chine / argent vif.
- Poids max. : 125 kg.

Disponible en version 24 pouces.

Réf: PERCTT09524 **4 401,46 €**



1| Canne anglaise design



Extra légère avec poignée remplaçable.

Poignée ergonomique, douce, respirante et remplaçable.

- En aluminium (510 à 610 g selon modèle).
- Embases remplaçables avec un design flexible qui assure un maximum d'adhérence au sol.
- Poignée 2 finitions : dure ou souple.
- 14 possibilités de réglages.
- Poids max. : 130 kg.

A) Access Safe Walk.
Poignée dure.
Rouge ou noire.

● Réf: **FDIASWN**
13,50 €

B) Premium. Bleue.

● Réf: **FDIOPB**
17,60 €

C) Ergotech.
Poignée rabattable, tête réglable 4 hauteurs.
Noire ou rouge.

● Réf: **FDIETN**
17,60 €

D) Ergodynamic.
Appui antébrachial avec amortisseur.
Taille S (patient é 60 kg), M (patient entre 60 et 75 kg), L (patient é 75 kg).

● Réf: **FDIEDM**
18,60 €



2| Cannes

Adaptées aux différents besoins.



Légères, ergonomiques, pratiques et réglables.

- Hauteur : 72 à 94 cm (fixe) et 86 à 96 cm (pliante).
- Poids max. : 110 kg.

A) Fixe réglable. Poignée derby. Black et White.

● Réf: **HER255618**
16,20 €

B) Fixe réglable. Poignée derby. Butterfly.

● Réf: **HER255825**
16,20 €

C) Fixe réglable. Poignée derby. Flower fantaisie.

● Réf: **HER255823**
16,20 €

D) Canne en T pliante « Soft Touch ». Maginot avec étui. Noir.
Réglable de 87 à 97 cm.

● Réf: **HER250280**
15,00 €

E) Pliante. Poignée derby. Cashmere fantaisie.

Réf: **HER255611**
18,90 €

F) Pliante. Poignée derby. Cashmere pastel.


Réf: **HER255613**
18,90 €

G) Pliante. Poignée derby. Flore.

Réf: **HER255617**
18,90 €

H) Pliante. Poignée derby. Flower fantaisie.

Réf: **HER255623**
18,90 €



3| Canne anglaise

bi-matière Advance

Apporte souplesse et résistance.

Poignée bi-matière injectée en polypropylène et surmoulée avec un élastomère.

- Réglable en hauteur grâce à un clip sécurité.
- Taille de l'utilisateur : 1,35 mètres min. à 2 mètres max.
- Coloris : anis, Bleu, turquoise, rouge.
- Poids max. : 140 kg.

Turquoise.

Réf: **HER200917**

18,90 €



4| Canne tripode

Stable et sécurisante.

Zoe

Poignée ergonomique.

S'utilise des 2 côtés : à droite comme à gauche.

- Longueur : 75 à 98 cm.
- Poids max. : 130 kg.

Réf: **VER8001541**

31,90 €



6| Canne tripode

Stabilisation maximale.

Tria

Très légère et cependant très robuste.

Poignée ergonomique antidérapante sur col de cygne pour une bonne préhension et une bonne répartition de la pression verticale.

- Hauteur poignée : 75 à 100 cm.
- Dimensions de la base : 27 x 27 x 34 cm.
- Matière : Aluminium.
- Couleur : Bronze et noir.
- Poids maximum utilisateur : 125 kg.

Réf: **DUPSA1167000**

34,90 €



5| Cannes anglaises

et de marche

Solides et fiables.

Poignée anatomique. Appui brachial confort.

Finition anodisée ou epoxy bleu, vert ou noir.

Embout Optiflex.

- Réglable en hauteur : 73.5 à 96 cm.
- Poids max. : 140 kg.

● Réf: **HMS1020045S1**

12,20 €

B) Canne Fortissimo.

Réf: **HMS771**

48,90 €

C) Canne anglaise pliante.

Poids max : 90 kg.

Réf: **HMSIZP**

42,90 €

D) Canne anglaise Pallas.

Poids max : 140 kg.

Réf: **HMSPELLAS**


12,90 €

E) Canne de marche poignée T.

Poids max : 110 kg.

Réf: **HMS4POP**

16,90 €





1| Déambulateur fixe Brighton



Léger et pratique.

- En aluminium.
- Largeur entre poignée : 40 cm.
 - Largeur hors-tout : 66 cm.
 - Hauteur poignées : 80 à 88 cm.
 - Profondeur : 42,5 cm.
 - Coloris : gris métallisé.
 - Poids : 1,9 kg.
 - Poids max. : 100 kg.

● Réf: DUPSA1201105

53,81 €

2| Déambulateur 2 roues Londres



Assise confortable et spacieuse.

Muni de poignées anatomiques pour une meilleure tenue.
Équipé d'un siège.

- Poignées anatomiques et réglables en hauteur de 79 à 96 cm.
- Largeur d'assise : 36 cm.
- Hauteur d'assise : 54 cm.
- Largeur hors tout : 58 cm.
- Largeur, plié : 14 cm.
- Poids max. : 100 kg.

● Réf: DUPSA1302005

53,81 €

3| Cadre de marche pliant Miami



Léger et robuste.

- En aluminium.
Poignées en mousse pour plus de confort.
- Hauteur réglable : 79 à 91,5 cm.
 - Dim. hors tout : l. 59 cm, p. 50,5 cm (9 cm plié).
 - Poids : 2,5 kg.
 - Poids max. : 100 kg.

● Réf: DUPSA1203005

72,81 €

4| Rollator Cristallo



Pliant, tout confort et modulable.

En acier.
4 roues avec porte canne/panier.

- Largeur hors-tout : 61 cm.
- Hauteur poignées : 79 à 100 cm.
- Hauteur du siège : 61 cm.
- Profondeur maxi : 67 cm.
- Dimensions du rollator plié : 26 x 61 x 86 cm.
- Poids total (avec panier et tablette) : 9,8 kg.
- Poids max. : 130 kg.

Réf: DUPSA1303205

106,90 €

5| Déambulateur pliant Fortissimo



Robuste, assure un bon maintien.

- En aluminium anodisé.
Poignées anatomiques antidérapantes.
- Hauteur réglable : 82 à 99,5 cm.
 - Poids : 3,4 kg.
 - Poids max. : 227 kg.

Réf: HMSTA3940

84,90 €

6| Déambulateur 4 roues Road



Idéal pour vos déplacements quotidiens.

En acier.
Avec assise, plateau, panier et porte-canne.

- Poignées réglables en hauteur : 79 à 92 cm.
- Dim. hors tout : l. 59 cm, p. 61 cm.
- Poids : 9,6 kg.
- Poids max. : 120 kg.

● Réf: DUPSA1311005

93,81 €

7| Déambulateur 4 roues usage mixte compact Modelito Classic Xtra



Très léger, maniable et pliant.

- En aluminium anodisé.
Avec sacoche amovible.
2 roues avant pivotantes.
Équipé de freins.
- Hauteur poignées : 79 à 91 cm.
 - Dim. : l. 63 x p. 78 cm.
 - Poids : 7,1 kg.
 - Poids max. : 136 kg.

● Réf: HER243876

179,81 €

8| Déambulateur 4 roues Ultralight



Léger et maniable pour plus de confort.

En aluminium. Pliable et compact pour un transport facilité.
Sac de transport et porte-canne de série pour plus d'autonomie.

- Hauteur poignées : 83 à 93 cm.
- Dim. : l. 64 x p. 72 cm.
- Coloris : bleu ciel, violet, argent, bleu marine, blanc, noir.
- Poids : 5,2 kg.
- Poids max. : 136 kg.

Coloris : bleu ciel.

Réf: DUPSA1314001

192,90 €

9| Déambulateur 4 roues Gemino 30




Pour se déplacer confortablement et en toute confiance.

En aluminium.
Modèle standard avec panier, assise et poignées réglables en hauteur.

- Système de pliage en un clic.
- Hauteur poignées : de 78 à 100 cm.
- Dim. : l. 60 x p. 65 cm.
- Largeur plié : 23 cm.
- Nombreux accessoires disponibles.
- Divers coloris disponibles.
- Poids max. : 150 kg.

Réf: SUNGEMINO30 **289,90 €**





1 Rampes en caoutchouc



Pour un accès simple et pratique des petites hauteurs.

Assurent la protection des rails de porte-fenêtres et portes d'entrée.

- Largeur standard : 90 cm (facilement découppable).
- Fixation par bandes adhésives.
- Nombreux modèles disponibles :
H. de 0,4 à 6 cm ; p. de 4 à 30 cm.
- Poids de 0,1 à 8 kg.

Réf: AXS751101

(à partir de) **9,90 €**

2|

Rampe de seuil **Pour une meilleure accessibilité.**



De 18 à 199 mm, ce système modulaire vous permet d'adapter précisément le kit à votre obstacle et peut supporter jusqu'à 200 kg.

- De 10 à 150 mm.
- L'unité.

A) Kit n° 1

De 18 à 55 mm.

Réf: VERKITN1

73,90 €

B) Kit n° 2

De 36 à 91 mm.

Réf: VERKITN2

146,90 €

C) Kit n° 3

De 72 à 127 mm.

Réf: VERKITN3

243,90 €

D) Kit n° 4

De 108 à 163 mm.

Réf: VERKITN4

345,90 €

E) Kit n° 5

De 144 à 199 mm.

Réf: VERKITN5

506,90 €



3 Jeu de rampes pliables

692



Charger et décharger facilement votre scooter ou fauteuil.

Faciles à transporter, ces rampes pliables vous permettent de placer en toute sécurité des scooters et des fauteuils roulants lourds dans la voiture.

- Un jeu contient 2 rampes et un sac de rangement.
- Poignées intégrées pour transporter les rampes facilement.
- Surface antidérapante.
- Poids max. : 150 kg par rampe.

Réf: VER692

348,90 €



4|

Monte-escaliers à chenillettes

Liftkar PTR



Pour se déplacer en toute sécurité.

Trois vitesses possibles : 4,5 m, 5,5 m ou 6,5 m par minute.

Facile à ranger, démontable en deux parties aisément portables.

- Grande autonomie : jusqu'à 50 étages.
- LED d'indication du sens de la marche.
- Bouton d'arrêt d'urgence.
- Pente maximale de l'escalier : 35°.
- Hauteur : 99,5 cm.
- Largeur : 67,2 cm.
- Longueur du châssis : 98 cm.
- Longueur du timon : 141 cm.
- Espace nécessaire sur palier : entre 97 et 130 cm (selon escalier).
- Poids : 38,5 kg.
- Poids max. : 160 kg.

Réf: AXS115760

(à partir de) **5 164,90 €**



NOUVEAU



1|

Rampe pliable en aluminium



Simple à manipuler.

Pour accueil occasionnel.

Roulettes et poignées.

En aluminium avec surface antidérapante.

Chasse-roues.

Ne nécessite aucun entretien.

- Peut être associée à une plateforme pliante en aluminium pour une entrée en équerre.
- Largeur : 80 ou 90 cm.
- Longueur : de 100 à 240 cm (pour l. 80 cm) et de 160 à 240 cm (pour l. 90 cm).
- Hauteur max. : de 9 à 23 cm (pente 10 %) et de 15 à 36 cm (pente 15 %).
- Poids : de 10,5 à 25,5 kg.
- Poids max. : 350 kg.

Réf: AXS362916 (à partir de) **813,90 €**

2|

Rampe pliable



Pour faciliter l'accès sur quelques marches.

Fibre de verre renforcée.

Chasse-roues, surface antidérapante et poignée de transport.

- Longueur : 91,4 cm.
Existe en longueur 137 cm et 183 cm.
- Largeur int. : 73,6 cm.
- Poids : de 7 à 14 kg.
- Poids min. : 300 kg.

Réf: AXS415030

(à partir de) **464,90 €**



3|

Rampe d'accès bâtiment PMR



Accès sur mesure en toute sécurité.


Pour la création d'un accès sur mesure, particuliers ou ERP, s'adaptant aux problématiques de configuration et d'usage.

Peuvent être posées ou fixées pour une utilisation permanente.

- Matériau en fibre de verre et antidérapant.
- Personnalisation possible des coloris : rampe, antidérapant et main courante.
- Capacité de charge mini. 300 kg.

Réf: AXSRAMPESBAT

Etudes et devis sur simple demande auprès de votre **Technicien de santé**



4|

Rampe pliable avec poignées



Se transporte et se pose facilement.

Fibre de verre renforcée.

Chasse-roues et surface antidérapante.

- Longueur : 90 cm.
- Existe en longueur 120 cm, 150 cm et 183 cm.
- Largeur int. : de 71 à 84 cm.
- Poids : de 6,5 à 15,5 kg.
- Poids min. : 300 kg.

Réf: AXS415408

(à partir de) **502,90 €**



5|

Carillon d'appel



Très pratique pour signaler le besoin de mettre en place une rampe.

- Carillon sans fil fonctionnant avec piles (fournies).
- 32 mélodies polyphoniques.
- Volume réglable.
- Portée : 150 mètres.
- Pour rampes Shop Ramp et rampes portefeuille.

Réf: AXS654005

69,90 €





1| Fauteuil à pousser Evasion II



Pour les personnes assistées d'un accompagnant.

Usage intérieur / extérieur.
Inclinaison manuelle.

- Revêtements PVC/Polyuréthane, normes Non Feu M2. Hygiène optimale : modules de couettes remplaçables, amovibles et lavables en machine à 30°.
- Composition de la couette : garnie de fibre creuse siliconée pour un allègement des pressions.
- 5 largeurs d'assise : 38, 44, 50, 56 et 65 cm.
- Hauteur sol/siège : 48 cm.
- 3 types de revêtements :
 - PVC/polyuréthane (cacao, ebène ou framboise),
 - Velours (choco edition et black edition),
 - Tissu (gris chiné ou marron chiné).
- Double palette repose-pieds rabattable.
- Poids max. : 130 kg.
- 4 options disponibles :
 - tablette,
 - cale tronc ajustable (droite/gauche),
 - appareil de soutien partiel de la tête,
 - coussin classe II.
- Garantie : 2 ans et vérin 5 ans.

Modèle Evasion II.

Réf: INNEVASION

718,90 €

Modèle Evasion E II (présenté).

Réf: INNEVASIONE

887,90 €



2| Fauteuil à pousser Liberty II



Pour les personnes assistées d'un accompagnant.

A usage intérieur exclusif.
Inclinaison électrique.

- Revêtements PVC/Polyuréthane, normes Non Feu M2. Hygiène optimale : modules de couettes remplaçables, amovibles et lavables en machine à 30°.
- Composition de la couette : garnie de fibre creuse siliconée pour un allègement des pressions.
- 5 largeurs d'assise : 38, 44, 50, 56 et 65 cm.
- Hauteur sol/siège : 48 cm.
- 3 types de revêtements :
 - PVC/polyuréthane (cacao, ebène ou framboise),
 - Velours (choco edition et black edition),
 - Tissus (gris chiné ou marron chiné).
- Poids max. : 130 kg.
- 4 options disponibles :
 - tablette,
 - cale tronc ajustable (droite/gauche),
 - appareil de soutien partiel de la tête,
 - coussin classe II.
- Kit batterie évitant les fils au sol.
- Garantie : 2 ans et vérin électrique 5 ans.

A) Modèle Liberty II.

Existe aussi en version manuelle.

Réf: INNLIBERTY

556,90 €

B) Modèle Liberty E II.

Réf: INNLIBERTYE

700,90 €



3| Fauteuil coquille manuel ou électrique Elysée



Accueil ultra mœlleux.

Housse compartimentée garnie de fibres creuses siliconées. Allègement des points de pression.

- Modules de couette lavables en machine à 30°C et/ou remplaçables.
- Revêtements PVC/PU imperméables non feu M2 : cacao, ebène et framboise. Velours déperlant : choco Edition et black Edition. Tissu chiné : gris et marron.
- Assise Visco Classe II insérée.
- Double palette repose-pieds rabattable.
- 15 tailles dont XXL.
- Existe en version manuelle.
- Poids max. : 130 kg.
- En option :
 - tablette rangement vertical,
 - cale tronc droite ou gauche.
- Kit batterie évitant les fils au sol.
- Garantie : 2 ans, vérin électrique 5 ans.

Modèle électrique.

Réf: INNELYSEEL

922,90 €



4| Fauteuil roulant à pousser Posture



Idéal en intérieur, même dans les espaces exigus.

Inclinaison assise et dossier par vérin.

- Repose-pieds ajustable / amovible et poignées de poussée de série.
- 4 roues pivotantes dont 2 freinées, diam. : 125 mm.
- Revêtement : Microfibre et PVC aspect cuir.
- Assise : l. 39/51 x p. 44 cm.
- Hauteur réglable : 45 / 53 cm.
- Coloris : chocolat, réglisse ou beige.
- Différents modèles disponibles.
- Poids max. : 120 kg.

Modèle Posture Allure Vario par 2 vérins électriques.

Réf: DUPM10808000

780,90 €



5| Fauteuil coquille manuel Coraille



Maintien optimal, mousse semi mémoire de forme.

Usage mixte intérieur/extérieur.

- Harnais de sécurité, appui-tête rembourré.
- Repose-jambes à allongement automatique indépendant.
- 6 Coloris :
 - PU Soft Touch : vert, orange, prune ou praline,
 - Bi-revêtements cuir artificiel / alcala : brun ou noir.
- Poids max. : 120 kg.
- En option : tablette amovible.

Modèle Coraille - sans tablette.

Réf: VERCORAILLE

789,90 €

Modèle Coraille XXL. (Présenté)

Réf: VERCORAXXL

1 104,90 €



1 | Fauteuil de repos Quiego 2500



Assise et dossier au maintien optimal.

Hauteur réglable et dossier inclinable.

Accoudoirs réglables et escamotables.

Appui-tête indépendant et amovible.

- Tissu M1, 3 couleurs au choix.
- Mousse haute résilience : 50 kg/m³.
- Structure en tube époxy, 16 coloris au choix.
- 2 roulettes de manutention.
- Plusieurs options disponibles, dont appui-jambes.
- Poids max. : 175 kg.

Réf: HMSQUIEGO2500

780,90 €

2 | Fauteuil de repos Normandie



Très bon maintien latéral.

Repose-jambes à allongement automatique et accoudoirs réglables en hauteur.

- Dossier inclinable à 45°.
- Existe avec ou sans couture.
- 5 coloris au choix.
- Nombreuses options disponibles.
- Existe en version XXL.
- Poids max. : 130 kg.

Réf: VERNORMANDIE

915,90 €



3 | Fauteuil de repos design Bretagne



Ultra-confortable et configurable.

Le mélange de bois et de cuir artificiel apporte une touche de luxe à ce fauteuil confortable.

Repose-jambes et siège inclinables manuellement.

- Accoudoirs réglables en hauteur.
- Châssis en métal solide masqué par le bois pour s'intégrer à votre intérieur.
- Option : roues avec freins.
- Disponible en 3 coloris de revêtement et 2 coloris de bois à combiner.
- Châssis : oxide ou hêtre.

Modèle présenté :

Brun foncé et oxide.

Réf: VERBRETAGNE

(à partir de) **1 092,90 €**

4 | Fauteuil de repos Alesia



Se déplace facilement.

Dossier inclinable avec double commande bilatérale utilisateur et tierce personne.

- Assise proclive / declive.
- Assise mousse à semi-mémoire de forme.
- Accoudoirs réglables en hauteur.
- Palette repose-pieds rétractable.
- Frein centralisé.
- Roues directionnelles.
- Repose-jambes et appui-tête inclus.
- 10 coloris au choix.
- Poids max. : 140 kg.

Réf: VERALESIA

1 629,90 €

5 | Fauteuil de repos Quiego 1500 Fortissimo



Polyvalent et pratique pour patient jusqu'à 400 kg.

Dossier inclinable et accoudoirs réglables en hauteur.

- Tissu M1, 3 couleurs au choix.
- Mousse haute résilience : 50 kg/m³.
- Structure en tube époxy, 16 coloris au choix.
- 2 roulettes de manutention.
- Plusieurs options disponibles, dont appui-jambes.
- Poids max. : 400 kg.

Réf: HMS2070018

1 068,90 €



1 Disques de transfert

Changer de position en toute sécurité.

Aides pour faciliter tous les types de transferts.

Pharmaouest
WIN CARE

A



A) Coussin rotatif souple, permettant de pivoter à 360°. Diam. : 43,5 cm. Epaisseur : 1,5 cm. Poids max. : 115 kg.

● Réf: PHACT01COU04
29,90 €

drive
DeVilbiss HEALTHCARE

B



B) Disque de transfert 360° Eco-Disc. Diam. : 40,5 cm. Epaisseur : 2 cm. Poids max. : 115 kg.

● Réf: DUPSA6214000
44,90 €

ABC
annie bauer confort

C



C) Disque de transfert avec poignée TurnTable. Diam. : 38 cm. Poids max. : 135 kg.

● Réf: ABC50850
144,90 €

2 Planches de transfert

Permettent l'autotransfert d'utilisateurs de gabarits très différents.

Les différents transferts du quotidien sont facilités et l'autonomie de l'utilisateur est préservée.

drive
DeVilbiss HEALTHCARE

A



A) Planche de transfert avec système antidérapant Surf. Dim. : 77 x 22,2 cm. Poids max. : 130 kg.

● Réf: DUPSA6220100
83,90 €

IDENTITÉS

B



B) Planche de transfert antidérapante Ergo. Dim. : 76 x 24,5 x 1,2 cm. Poids max. : 190 kg.

● Réf: IDE815066
59,90 €

3 Planche de transfert pliable RollerSlide

Revêtement facile à désinfecter.

Transfert de patient allongé.

- Cœur noyau en Plywood ou mousse.
- Revêtement nylon et confort en mousse.
- Housse en tissu ULF®, ultra-faible friction en polyamide.
- Nettoyage et désinfection facile.

Piante standard avec housse. Dim. : 175 x 50 cm (modèle présenté).

● Réf: ABC9145 **541,90 €**

Extra-légère avec housse. Dim. : 175 x 50 cm.

● Réf: ABC91440 **541,90 €**

Demi-corps avec housse. Dim. : 85 x 50 cm.

● Réf: ABC9155 **378,90 €**

ABC
annie bauer confort



4 Planche de transfert EasyGlide

Facile à transporter.

Pour les transferts vers le lit, les toilettes ou un fauteuil, avec antidérapants.

ABC
annie bauer confort



- Dim. : 60 x 33 cm.
- Poids max. : 125 kg, si points d'appui espacés de 20 cm max.
- Poids max. : 150 kg, si points d'appui espacés de 5 cm max.
- Existe en plusieurs tailles.

● Réf: ABC50200
130,90 €

5 Planche de transfert monobloc

Extrêmement légère et maniable.

La référence pour le milieu plateau technique hospitalier.

- Housse argentée sans latex : antibactérienne + antifongique + feu retardant.
- Radio transparent 100 %.
- Poignées intégrées au corps monobloc.
- Pas d'extrémité en plastique afin d'assurer une protection maximale au patient.
- Poids max. : 200 g.
- Garantie : 3 ans.

Roll100 : planche corps entier pliante. Poids : 2,4 kg. Dim. : 176 x 50 cm (modèle présenté).

● Réf: ABIROLL100
924,90 €

Roll200 : planche demi-corps rigide. Poids : 1,1 kg. Dim. : 95 x 50 cm.

● Réf: ABIROLL200
681,90 €

abilanx



6 Planche de transfert Rollbord Samarit

Sécurisante et pratique.

- Revêtement antibactérien, ignifugé, sans danger pour la peau, facile à nettoyer et à désinfecter.
- Garantie : 2 ans.

PRATICIMA



Modèle Hightec standard. Pliable. Housse de glissement en polyester revêtu de Téflon.

Dim. : 178 x 50 cm (pliée : 89 x 50 cm). Poids max. : 240 kg.

● Réf: PRASAA71001
1 259,90 €

Housse de rechange pour modèle Hightec standard.

● Réf: PRASAA71101
399,90 €

Modèle Ecolite 180 pliable. Housse de glissement en polyester revêtu de silicone.

Dim. : 178 x 50 cm (pliée : 87 x 50 cm). Poids max. : 160 kg.

● Réf: PRASAA71012
783,90 €


Modèle Ecolite 90 non pliable. Housse de glissement en polyester revêtu de silicone.

Dim. : 90 x 50 cm. Poids max. : 150 kg.

● Réf: PRASAA71013
529,90 €

Aide au choix d'une aide au transfert* pour les patients à mobilité réduite ou en situation de handicap.

*Liste non exhaustive.



1 | Draps de glisse et de rehaussement ReadySlide

Sécurisants et pratiques.
Facilitent les mobilisations au lit.

- Réduit l'effort de l'aidant de façon pratique et sécurisée.
- S'utilisent également pour la mise en place de sangle de lève-personne.
- Tissu à ultra-faible coefficient de friction ULF®.
- Lavable en machine à 85°.

Dim. : 110 x 70 cm, drap de transfert.
 Dim. : 90 x 110 cm, adapté au rehaussement.

● Réf: ABC11230 **58,90 €**
 ● Réf: ABC11235 **77,90 €**



2 | Drap de glisse avec poignées NAUSICAA MEDICAL

Rehaussement confortable du patient et prévention des TMS pour le soignant.

Facilite la translation du patient. Limite les risques de maux de dos et troubles musculosquelettiques. Meilleure préhension grâce aux poignées.

- Lavage à 70°.

Longueur 130 cm, largeur 70 cm.
 Réf: NAUDTR130170PF **50,90 €**
 Longueur 140 cm, largeur 110 cm.
 Réf: NAUDTR140110PF **74,90 €**



3 | Guidon de transfert pivotant Etac Turner Pro France Rehab

Transfert rapide, pas besoin de sangles.
Facile à transporter et à ranger.

- Respecte le mouvement naturel.
- Rotation fluide et sans efforts.
- Appui-tibias incurvés, qui suivent le mouvement des jambes.
- Dim. hors tout : L. 46 x l. 45 x H. 80 cm.
- Hauteur poignée : de 80 à 120 cm.
- Plateforme basse, diam. : 40 cm.
- Poids : 7,5 kg.
- Poids max. : 200 kg.

Réf: FRATURNER2 **376,90 €**



4 | Plateforme de transfert Etac Raiser Pro France Rehab

Maniable, adaptée aux petits espaces.
S'utilise seul ou avec sangles (4 disponibles en option).

- Repose-jambes réglable en hauteur d'une main.
- Freinage centralisé.
- Poignée à 14 prises.
- Rayon de braquage 72 cm.
- Plateforme au ras du sol : 3,5 cm.
- Dim.: L. 63 x l. 54 x H 120 cm.
- Poids : 10,7 kg.
- Poids max : 170 kg.

Réf: FRA16090204 **678,90 €**





1 | Verticalisateur avec table ajustable en hauteur Static



HMS - VILGO
fabricants de matériel médical



Sécurisant et confortable.
Grand plateau et dossier réglables (en hauteur et en profondeur), appui-genoux réglable (en hauteur).

- Poids max. : 100 kg.

Réf: HMS1070000

476,90 €

2 | Verticalisateur Standing LV



RUPIANI
vers l'autonomie

Assure un bon maintien du dos.

Bénéficie d'un verrouillage à double sécurité.

- Existe en version adulte et adolescent.
- Hauteur de la tablette : 90 à 125 cm (version XP et adulte).
- Hauteur de l'appui fessier : 70 à 105 cm (version XP et adulte).
- Hauteur de l'appui genoux : 40 à 60 cm (version XP et adulte).
- Poids max. : 135 kg (version XP), 95 kg (adulte) et 60 kg (adolescent).

Réf: RUPVLV3000

2 151,90 €

3 | Verticalisateur pliable Novaltis



drive
DeVilbiss
HEALTHCARE



Poignée ergonomique pour une meilleure préhension.

Transfert sans effort. Très maniable.

- Permet d'atteindre la station verticale ou semi-assise en toute sécurité.
- Rechargement de la batterie sans l'enlever ou à distance (chargeur connecté).
- Pliage électrique et rangement vertical.
- Dim. plié : L. 94 x l. 63 x H. 40 cm.
- H. poignées : de 79 à 101 cm.
- Fourni avec sangle lombaire réf. SR3701000.
- Poids max. : 175 kg.

Réf: DUPSR2910000

1 040,90 €

4 | Lève-personne Albatros 2



Compact et simple d'utilisation.

Permet de stabiliser une personne en position verticalisée. Pliable en quelques secondes pour un stockage et un transport faciles.

- Moteur Linak HB7X alimenté d'une batterie avec chargeur intégré.
- Repose pied anti-dérapant.
- Roues haute qualité.
- Sangles disponibles : M (40 - 120 kg) et XL (100 - 200 kg). Hauteur : 1 380 - 1 687 mm.
- Poids max. : 150 kg.

Réf: VER8002100

1 345,90 €

5 | Verticalisateur Vertic 2 Compact



HMS - VILGO
fabricants de matériel médical



Fonctionnel, silencieux et très compact.

Traction de la personne en assurant une verticalisation sûre, sécurisante et confortable.

Piètement et écartement variable. 3 points d'ancrage.

- Appui-jambes réglable en hauteur.
- Plateau repose-pieds antidérapant, fixe et en acier.
- Roues arrière à frein.
- Hauteur de passage sous le lit : 9 cm.
- Poids max. : 150 kg.

Réf: HMS5010034S2

1 238,90 €

6 | Verticalisateur Wayup 5



NAUSICAA
MEDICAL



Le compromis idéal entre efficacité et confort.

Respect du schéma naturel d'élévation du corps.

- Bras de levage réglable 3 longueurs différentes et réversible avec 4 réglages.
- Dim. : L. 92 x H. 100 cm.
- Garantie : 5 ans (sauf batterie).
- Poids max. : 180 kg.

Wayup 5 Pieds fixes

Réf: AKSWAYUP5CBLI

1 459,90 €

Wayup 5 ECP - Écartement mécanique

Réf: AKSWAYUP5EPCBLI

1 799,90 €

7 | Verticalisateur Isa



INVACARE
Yes, you can.

Pour une meilleure expérience.

Une excellente maniabilité et facilité d'utilisation.

- Écartement mécanique des pieds.
- Bras de levage extensible, s'adapte à la taille, à la condition physique et aux préférences du patient.
- Poignées ergonomiques pour une prise en main sûre et intuitive pour le patient.
- Poids max. : 160 kg.

Isa Standard.

Réf: INVASSTAND

1 353,90 €

Isa XPlus (présenté).

Poids max.: 200 kg.

Réf: INV1660841

2 795,90 €

8 | Verticalisateur Quick Raiser



etac

Ergonomique, professionnel et conçu pour les établissements de santé.

Colonne sans vérin, cinématique naturelle du lever.

- Encombrement minimal.
- Excellente manoeuvrabilité.
- Autonomie 40 levers.
- Poids max. : 160 kg.

Quick Raiser 1. (Présenté)

Réf: ETAM04100

(à partir de) **3 940,90 €**

Quick Raiser 2 Ouverture électrique du piètement

Réf: ETAM04200

4 328,90 €

9 | Verticalisateur Blue Easylev 3



NAUSICAA
MEDICAL

Idéal pour patients de plus grande taille et/ou à tonicité plus faible.

Piètement à écartement mécanique ou électrique qui le rend compatible avec tous types de fauteuils.

Au besoin, une plateforme abaissée est disponible.

- Dim. : L. 100 x H. 119,5 cm. (hauteur utile max. : 156 cm.).
- Poids max. : 150 kg.
- Garantie : 5 ans.

Réf: NAUBEASYLEVECP3CBLI

1 215,90 €

10 | Lève-personne Nausifly 3 Compact



NAUSICAA
MEDICAL

Qualité de roulage maximale sur tout type de revêtement de sol.

Simple d'utilisation.

Spécialement conçu pour une utilisation dans des espaces réduits et encombrés.

Qualité de roulage, fléau confort 4 points et base compacte.

- Dim. : L. 104,5 x H. 126 cm.
- Poids max. : 160 kg.
- Garantie : 5 ans.

Réf: NAUNAFLY3CPTCBLI

961,90 €

Les conseils de Nicolas votre Technicien de santé

Le lève-personne : l'équipement qui change la vie.

Pour faciliter la réalisation des transferts, il existe différentes aides techniques : lève-personne, verticalisateur, disque, guidon, planche...

Réaliser le transfert d'une personne à mobilité réduite sollicite énormément le dos et la colonne vertébrale de l'aidant.

Le lève-personne aide à soulever et à transporter le patient d'un endroit à un autre.

Pour l'aidant, il permet de préserver et de faciliter la tâche et offre de bonnes conditions de confort et de sécurité.



1 | **Lève-personne Winn'Motion 175®**

Léger et maniable.

Débrayage manuel du vérin et système anti-écrasement.

- Fléau 4 points avec attaches anti-retour.
- Bouton d'arrêt d'urgence.
- Batterie 2,9 Ah : env. 40 cycles d'autonomie (alerte sonore de déchargement).
- Gamme de sangles selon besoin.
- Existe en modèle compact Winn'Motion 150®.
- Poids max. : 175 kg.

Réf: WINL0900
981,90 €

WIN CARE

FABRIQUÉ EN FRANCE

disponible en location⁽¹⁾



2 | **Lève-personne Lifty**

Pliable et démontable.

Design épuré et poids contenu. Coloris bronze.

- Grandes roues 100 mm à l'avant et à l'arrière.
- Poids : 39 kg.
- Poids max. : 200 kg.

Réf: HMSLIFTY
2 219,90 €

HMS - VILGO
fabricants de matériel médical

NOUVEAU



3 | **Lève-personne Sunlift Major 175**

Facile à manipuler, pliable, démontable pour le stockage et le transport.

Large poignée ergonomique qui permet de positionner les coudes à 90° pour une manipulation plus confortable du système de levage et transfert.

Fléau de sécurité à 2 points, recouvert d'un matériau antidérapant et de crochets croisés.

Pivote à 360°.

- Ouverture et fermeture mécanique des pieds grâce à une pédale ergonomique.
- Bouton d'arrêt d'urgence.
- Hauteur min. : 57 cm.
- Hauteur max. : 181 cm.
- Largeur interne max. pieds ouverts : 110 cm.
- Poids max. : 175 kg.

Réf: SUNG175
(à partir de) **1 336,90 €**

SUNRISE MEDICAL



4 | **Lève-personne Samssoft 175 écartement électrique**

Léger, très maniable et compact.

Écartement par un vérin électrique, pour une plus grande ouverture, rapide et sans effort.

- Hauteur de levage max. : 177 cm.
- Ouverture utile 73 cm (au centre des longerons).
- Roues à double galets, 75 mm.
- Haut niveau de roulage et solidité.
- Poignée de poussée ergonomique.
- Système avec blocage des longerons pour le transport.
- Écartement électrique des pieds de 52 à 96,5 cm.
- Démontable sans outillage, en 2 parties.
- Fourni avec sangle filet bain réf. SA6391100.
- Poids max. : 175 kg.

Réf: DUPSR2810200MTS
2 172,90 €

drive
DeVilbiss HEALTHCARE




5 | **Lève-personne Birdie® Evo XPlus**


Confort et sécurité.

Modèle bariatrique pour transférer les patients à forte corpulence. Système ergonomique qui permet de faire pivoter le patient à 360°.

- Non pliant, démontable.
- Écartement électrique des pieds.
- Diamètre des roues 100 mm à l'avant et 125 mm à l'arrière. Fléau détachable Smartlock® 4 points 550 mm.
- Equipé d'un bloc batterie lithium de série, gage de longévité.
- Poids max. : 210 kg.

Réf: INV1660837
2 380,90 €

INVACARE
Yes, you can.



⁽¹⁾ Pour la location de ce produit, rapprochez-vous de votre Technicien de santé. Tarifs valables du 01/04/2023 au 01/09/2023. Au delà de ces dates, consulter votre Technicien de santé.



1|

Lève-personnes Molift Mover

molift
by Etac

Légers, robustes et performants.

Permettent les transferts sécurisés des personnes à mobilité réduite, facilitant ainsi le quotidien des aidants.

Excellente manœuvrabilité résultant d'une conception en aluminium associée à un rayon de braquage réduit.

Gamme étendue d'accessoires et de harnais les rendant particulièrement polyvalents.

- Batterie amovible et chargeur.
- Télécommande indiquant le niveau de charge avec crochet intégré.
- Écartement électrique du piètement.
- Amplitude de levage élevée.
- Cintre avec pesée en option.

A) Lève-personne Molift Mover 180.
Poids max.: 180 kg.

Réf : [ETA18000](#)

2 669,90 €

B) Lève-personne Molift Mover 205.
Poids max.: 205 kg.

Réf : [ETA14000](#)

3 519,90 €

C) Lève-personne Molift Mover 300.
Option : aide à la déambulation (nous consulter).
Poids max. : 300 kg.

Réf : [ETA15050](#)

3 814,90 €

D) Cintres pour Molift Mover :
2, 4 ou 8 points de suspension.
(Nous consulter pour le cintre adapté à votre besoin).

Cintre à 2 points pour Mover 180.

Réf : [ETA1830042](#)

150,90 €

2|

Harnais Molift RgoSling HighBack

molift
by Etac

Harnais ergonomiques pour cintres à 4 points.

Conçus pour apporter confort et sécurité lors des transferts.

- Nombreux modèles pour répondre aux exigences de chacun.
 - Boucles de tête coulissantes pour un réglage automatique.
 - Rembourrages des zones d'appui pour un confort accru.
 - Poches et anses de positionnement.
 - Polyester haute résistance ou filet.
 - Disponibles du XXS au XXL.
 - Existe en MediumBack.
 - Poids max.: 300 kg.
 - Existe aussi : gamme Evosling pour cintre à 2 points et gamme Unosling harnais à patient unique.
- Autres modèles : nous consulter.

A) HighBack matelassé. Taille M.

Réf : [ETA1720230](#)

180,90 € (l'unité)

B) HighBack Filet. Taille M.

Réf : [ETA1720430](#)

157,90 € (l'unité)





1

Lève-personne plafonnier Robin



Des déplacements en toute confiance.

Le système de levage sur rail Robin (déplacement manuel) est le plus performant en terme d'adaptabilité à l'environnement des personnes vivant à leur domicile, en collectivité ou en milieu hospitalier.

Il assure une sécurité optimale pour la personne qui devient actrice de son transfert.

- Ne contient pas de fléau.
- Déplacement à partir du moteur ou de la télécommande.
- Arrêt et descente d'urgence.
- Témoin de batterie déchargée.
- Dim. : L. x 470 x l. 250 x H. 190 mm.
- Poids max. : 200 kg.

Réf : INV1588287

2 771,90 €



2

Lève-personne plafonnier Molift Air



Compact et polyvalent.

Apporte sécurité et confort lors des transferts assis ou couchés. Convient pour l'aide à la déambulation.

- Télécommande indiquant le niveau de charge.
- 2 ou 4 fonctions.
- Amplitude de levage élevée (sangle de 3 m).
- Chargement par télécommande ou dans le rail.
- Système Quick Release (décrochage rapide sans outil).
- Gamme étendue d'accessoires et de harnais, y compris pesée.

A) Lève-personne sur rail Molift Air 200.
Poids max. : 200 kg.

Réf : ETA26200

1 448,90 €

B) Lève-personne sur rail Molift Air 350.
Poids max. : 350 kg.

Réf : ETA26350

1 582,90 €

C) Lève-personne Molift Air 500.
Poids max. : 500 kg.

Réf : ETA26500

6 038,90 €

D) Cintre pour Molift Air :
2, 4 ou 8 points de suspension.
Pour Molift Air 200.

Réf : ETA2530120

158,90 €



3

Lève-personne plafonnier portatif Nomad®



Léger et puissant.

Grâce à son design unique incurvé, le patient profite d'une position plus confortable.

- Télécommande avec indicateur de charge.
- Chariot de transport (option).
- Sangle de levage de 2m.
- Compatible avec les harnais Molift RgoSling ou EvoSling.

A) Molift Nomad 205. Poids max. : 205 kg.

Réf : ETA22205 **2 799,90 €**

B) Molift Nomad 255. Poids max. : 255 kg.

Réf : ETA22255 **3 136,90 €**



S.A.M Système d'Aide à la Mobilité WIN CARE

Maintien de l'autonomie et du bien-être.

Favorise la mobilité des patients en aidant au redressement.

- Réduit et facilite les interventions des soignants et aidants.
- Conforme à la norme CEI 60601-2-52.
- Conçu pour être compatible avec les lits de la gamme Winnicare.
- Coloris : RAL 7030.

SAM ACTIV. Dim. L. 48,3 x H. 31,3 cm.

Droit.

Réf: MEDA61600

174,90 €

Gauche.

Réf: MEDA61700

174,90 €

SAM ERGONOM. Dim. L. 70,5 x H. 46,4 cm.

Droit.

Réf: MEDA64900

325,90 €

Gauche.

Réf: MEDA65000

325,90 €

2| Ceinture de transfert ReadyBelt

Conçue pour fournir un appui sécurisant.

Pour aider une personne pendant un mouvement et dans différentes situations de déplacement.

- Plusieurs poignées verticales et horizontales.
- Lavable à 70°.

Taille S : de 55 à 100 cm.

● Réf: ABC16023 **49,90 €**

Taille M : de 75 à 130 cm.

● Réf: ABC16024 **54,90 €**

Taille L : de 100 à 160 cm.

● Réf: ABC16025 **64,90 €**



ABC
anneaux confort

3| Sangle dorsale Eco

Pour un meilleur confort du patient.

Le réglage d'accroche se fait sangle en tension avec les bras du patient positionnés à 120°.

- Déclenche le schéma naturel de relevage.

Taille unique.

Réf: AKSSXPECO2PFTU

24,15 €



NAUSICAA
MEDICAL

4| Sangle en U Eco

Confortable et pratique, pour tous types de lève-personnes.

Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréables pour le patient et le soignant.

- Jersey 100 % polyester.
- Disponible en jersey Confort ou en filet Confort.

Taille unique.

Existe en version hamac

Réf: AKSSUP3PFTU **26,90 €**



NAUSICAA
MEDICAL

5| Sangle dorsale Premium jersey

Pour un meilleur confort du patient.

Déclenche le schéma naturel de relevage.

- S'utilise positionnée sur la taille.
- Doublage en mousse rigide répartissant les pressions exercées.
- Existe en taille S, M, L et XL.
- Poids max. : 320 kg.

Taille L.

Réf: AKSSWYP3PFL

139,90 €



NAUSICAA
MEDICAL

6| Sangle hamac In Situ

Pour les personnes souffrant de douleurs chroniques.

- Idéale pour rester sous le patient après le transfert en position assise.
- Maintien de l'ensemble du corps.
- Conçue sans poignée, pour éviter les points de pression, afin de rester sous le patient après le transfert.
- Disponible en 3 tissus : maille, solide et spacer.
- Lavable en machine : max. 90°.
- Norme au feu EN 1021-1 et 1021-2.
- Poids max. : 200 kg.

Taille S - Maille.

Réf: INV60123776 **140,90 €**



INVACARE
Yes, you can.

7| Sangle hamac Premium jersey

Coupe simple et échancrée permettant d'être laissée sous le patient au fauteuil.

Coupe simple et échancrée sur les côtés faisant d'elle la sangle à privilégier, ne présente pas de surepasseurs et de plis. Mise en place devant se faire au lit en position allongée à 180° en pratiquant une latéralisation.

- Sangle pouvant rester sous le patient.
- Existe en taille S, M, L et XL.

Disponible en jersey, en jersey confort, en filet ou en filet confort.

Réf: AKSSHA2PF **95,90 €**



NAUSICAA
MEDICAL

Pour chaque collectivité il y a une solution ABC


Guidon / plateforme multi-usages ReTurn 7500i

Tirer avantage de la force disponible.

- Aide à la verticalisation.
- Exercices de rééducation.
- Accès aux toilettes.
- Transferts.
- Stable et sécurisant.

Réf: ABC7500i

999,90 €



Soulève-personnes en aluminium EVA450EE pour l'hôpital et la collectivité

Solide, sûr et facile à manœuvrer.

- Transferts verticaux : fauteuil, lit ou sol.
- Transferts horizontaux.
- Entraînement à la marche.
- 3 niveaux de réglage de la hauteur du mât.
- Système de pesée en option.
- 3 versions disponibles.

Vitesse de levage 3,5 cm/s.

Poids max. : 205 kg.

Réf: ABC60100003

5 290,00 €



Matelas prévention d'escarres pour collectivité EvoPore : la prévention multi-sens

L'efficacité garantie 10 ans.

Un confort de sommeil et un soutien unique.

- Patient alité de plus de 15h. Risque élevé.
- 5 zones dont deux pour les plicatures du lit.
- Mousse Evopore HRC et mousse à mémoire de forme.
- Totalement réversible.
- Patient jusqu'à 130 kg.

Réf: ABCEVO10

479,90 €



Lève-personnes verticalisateur MiniLift160EE


Une solution unique pour une verticalisation active.

- Compact, léger et maniable.
- Développé pour les collectivités.
- Verticalisation active avec un mouvement naturel de levage.
- Ecartement électrique de la base.

3 versions disponibles.

Réf: ABC60300010

2 990,00 €



4 la petite Bermone - Bâtiment l'Antonia
06270 VILLENEUVE LOUBET
Tél. 33 (0) 493 229 475
Fax 33 (0) 492 021 305
contact@anniebauerconfort.com

www.anniebauerconfort.com

ABC

annie bauer confort

35
ANS

Gestion du temps, des T.M.S, du confort du patient : aménagement du poste de travail

Tarifs valables du 01/04/2023 au 01/09/2023. Au delà de ces dates, consulter votre Technicien de santé.



1|

Chariot brancard

Elinéo



Très modulable et facile à manier.

- Procline/décline accessible par commande bilatérale.
- Structure acier époxy gris nuage.
- Dossier relevable par vérin à gaz.
- Plan dur en résine radio transparent.
- 4 supports accessoires.
- Barrières repliables sous le niveau de couchage.
- Poignées de poussée.
- Haut. variable hydraulique de 57 à 90 cm.
- Poids max. : 250 kg.
- Garantie : 2 ans (hors sellerie).

Avec matelas 190 x 66 cm, épais. 8 cm, soudé.

Réf: PRO1524510M

5 510,90 €



2|

Chaise de transfert

Swifi



Pour permettre aux aidants de réaliser facilement les transferts.

Grande stabilité, excellent confort.
Structure acier époxy gris nuage.
Accoudoirs escamotables.
Support dossier patient.
Freinage centralisé.
Existe en version large.

- Revêtement lavable non feu M1. CE.
- En option :
- support bouteille oxygène,
- tige porte-sérum rotative.
- Poids max. : 200 kg.
- Garantie : 2 ans (hors sellerie).

Chaise.

Réf: PRO3013002

(à partir de) **1 324,90 €**



3|

Chaise de transfert

Tweegy



Sécurité, confort et ergonomie.

Peu encombrante, encastrable et très simple à prendre en main.
Structure tôle acier électrozingué avec finition époxy blanc crème.
Appui-bras relevable avec butée.
Repose-pieds escamotables.

- Largeur d'assise : 52 cm.
- Hauteur d'assise : 59 cm.
- Nombreuses options disponibles.
- 19 Coloris disponibles.
- Poids max. : 200 kg.

Modèle jaune.

Réf: PRO6014001

1 288,90 €





1 | Chariot de douche C4300 **Pour les soins d'hygiène corporelle de la personne alitée.**

WIN  CARE

- Barrières latérales escamotables.
- Structure en acier époxy anticorrosion.
- Bonde et tuyau d'évacuation.
- Panier porte-vêtements.
- Hauteur variable hydraulique de 52 à 88 cm actionnable par pédale bilatérale.
- Plan de couchage : 178 x 60 cm, capitonnage mousse.
- Poids max. : 155 kg.

Réf: MEDC4300

3 587,90 €

Freinage centralisé des 4 roues diam. : 125 mm, dont 1 directionnelle.

Réf: MEDC4300OPTIOA

4 413,90 €



2 | Chariot de douche Océa II® **Pour les soins d'hygiène corporelle de la personne alitée.**

PROMOTAL 

- Barrières inox repliables intégralement.
- Structure en acier époxy anticorrosion. Plateau ABS Lisse.
- Barres de poussée inox soudées, finition époxy gris.
- Hauteur variable hydraulique de 59 à 96 cm.
- Tuyau d'évacuation (diam. 60 mm) avec bouchon et collier de maintien.
- Poids max. : 200 kg.

Dessus fixe.

Réf: PRO239001

5 572,90 €

Dessus inclinable.

Réf: PRO239201

5 810,90 €





Chaises percées



A



B

1

Chaises percées

Omega



Yes, you can.

Ajustable en hauteur, pliante ou classique.

- Qualité et stabilité de l'assise.
- Coloris lavande.

A) Omega pliante. Seau escamotable par l'arrière. Découpe intime : 25,5 x 21,5 cm. Accoudoirs relevables.

● Réf: INV1471010 **182,62 €**

B) Omega classique. Seau escamotable. Découpe intime : 25,5 x 21,5 cm.

● Réf: INV1471163 **192,62 €**

2

Chaise percée New club Grey



Très confortable et design ergonomique.

Assise amovible avec bouchon confort.

- Largeur d'assise : 51,5 cm.
- Hauteur d'assise : 52 cm.
- Poids max. : 130 kg.
- Existe en coloris Ocean et Grey.
- Existe avec galette en option.

Réf: HER320011

103,90 €

3

Chaise garde-robe fixe

Sitis



Une hygiène en toute discrétion.

Chaise confortable grâce à son assise et à son dossier rembourrés. Accoudoirs fixes pour plus de sécurité et de stabilité.

- Hauteur hors-tout : 89,5 cm.
- Hauteur sol / siège : 49 cm.
- Hauteur de dossier : 40 cm.
- Hauteur accoudoirs : 18 cm.
- Assise : 40 cm x 41 cm.
- Poids max. : 100 kg.

Réf: DUPS70004900

151,62 €

4

Chaise percée à roulettes Cascata



Yes, you can.

Idéale pour les personnes cherchant une chaise-toilette pouvant s'adapter à différentes pièces de la maison.

Accoudoirs et repose-pieds escamotables.

4 roulettes dont 2 freinées.

- Largeur d'assise : 45 cm.
- Hauteur d'assise : 49 cm.
- Poids max. : 135 kg.

● Réf: INV1525770

169,62 €

5

Chaise percée confort à roulettes GR 50



fabricants de matériel médical



Se place où bon vous semble pour un accès facilité grâce aux roulettes.

Accoudoirs escamotables pour faciliter les transferts.

4 roulettes freinées.

Renforts latéraux.

- Largeur d'assise : 46,5 cm.
- Hauteur d'assise : 51,5 cm.
- Poids max. : 130 kg.

Réf: HMSGR50

199,90 €

6

Chaise percée 4-en-1 Alustyle



Cadre toilette 4-en-1 pouvant servir de chaise percée, de rehausse WC, de chaise de douche et de cadre de maintien.

Structure en aluminium.

Livrée avec un seau muni d'un système de guidage pour l'usage sur les WC.

Se monte sans outils.

- Largeur d'assise : 46 cm.
- Hauteur sol/assise : 45 à 60 cm.
- Poids : 3,8 kg. Poids max. : 120 kg.

Réf: HER380004


134,90 €

7

Chaise percée de douche modulaire

Aquatec®

Pico commode



Yes, you can.

3-en-1 : douche, WC et chambre.

Accoudoirs et dossier amovibles.

- Largeur d'assise : 43 cm.
- Hauteur d'assise : de 42 à 57,5 cm.
- Poids max. : 160 kg.

Pico Commode

● Réf: INV1525887

112,62 €

8

Chaise percée confort 9062



Assise surépaisse grand confort avec galette.

Dossier fixe, galbé et manchettes de confort.

Seau avec poignée intégrée.

- Coloris : assise bleu moucheté, châssis anthracite.

Réf: VER9062

120,90 €

9

Chaise percée extra large Candy 800 Fortissimo



fabricants de matériel médical



Extra large et très confortable pour faciliter la vie au quotidien.

Assise et seau ergonomiques.

Accoudoirs fixes.

- Assise : l. 90 x p. 55 cm.
- Hauteur d'assise réglable de 49 à 57 cm.
- Garniture standard noire.
- Poids max. : 300 kg.

Réf: HMSCANDY800F

531,90 €

1 | Chaise percée 3 en 1 Suva



drive
DeVilbiss
HEALTHCARE

Peut être utilisée comme chaise percée, chaise de douche et sur-élévateur de toilettes.

Confortable et fonctionnelle.
Composée d'aluminium et de plastique.

- Dim. assise : L. 46 x l. 39,5 x p. 43 cm.
- Poids max. : 130 kg.

Réf: DUPSA2118100

146,90 €

2 | Chaise percée à roulettes Osiris



drive
DeVilbiss
HEALTHCARE

Accoudoirs et repose-pieds relevables de série.

Châssis en acier et garnitures thermo-soudées.

Roulettes à bandages durs de 70 mm x 20 mm, dont deux équipées de freins à l'arrière.

Largeur entre accoudoirs 55,5 cm.

- Dim. assise : p. 46 x l. 46 x 3,5 cm.
- Dim. dossier : H. 24 x l. 42 cm.
- Poids max. : 100 kg.

Réf: DUPS70001700

179,90 €

3 | Chaise percée de douche à roulettes Obana



HERDÉGEN
PARIS

FABRIQUÉ EN FRANCE

Assise souple, ergonomique, amovible, thermosoudée.

Tissu du dossier relevable.
Repose-pieds escamotables.

- Largeur entre accoudoirs : 49 cm.
- Hauteur d'assise : 48 cm.
- Poids max. : 110 kg.

Réf: HER540381

191,90 €

4 | Chaise percée 3-en-1 ouverte à l'arrière Etac Clean France Rehab



Large découpe intime avant et arrière facilitant la toilette.

Accoudoirs amovibles, verrouillables et pivotants.

Repose-pieds ajustable et escamotable.

- Largeur d'assise : 48 cm.
- Passe au-dessus des toilettes, même suspendues. Nettoyage facile.
- Poids max. : 130 kg.

Modèle à hauteur fixe 55cm. (Existe aussi en 44, 49, 55, 60 cm, grandes roues et hauteur variable).

Réf: FRA80229274

504,90 €

5 | Chaise percée inclinable Etac Swift Mobil 2 France Rehab



FABRIQUÉ EN EUROPE

Système d'inclinaison unique par le côté.

Permet de garder le contact visuel avec le patient.

- Équipée d'un repose-tête, dossier, accoudoirs, assise, repose-pieds réglables avec cales talonnières et 4 freins.
- Accoudoirs réglables en largeur et en hauteur.
- Largeur d'assise 50 cm.
- Dim. : L. 104 x l. 57 à 64 cm x H. 50 à 65 cm.
- Inclinaison : de 0° à -35°.
- Poids max. : 160 kg.

Réf: FRA80229410

907,90 €

6 | Fauteuil de douche et de toilette Aston 24



drive
DeVilbiss
HEALTHCARE

fauteuil robuste et durable grâce à son châssis en aluminium.

Accoudoirs escamotables, repose-pieds amovibles, réglables en hauteur et inclinaison.

- Dim. assise : p. 42 x L. 46.
- Hauteur du dossier : 46 cm.
- Matière du châssis : Aluminium.
- Poids max. : 160 kg.

Réf: DUP530400100

696,90 €

7 | Chaise percée de douche Delphin



SUNRISE
MEDICAL

Robuste, avec assise anatomique rembourrée.

En aluminium, à propulser ou à pousser. Dossier et assise anatomiques rembourrés. Résistante à la corrosion.

- Option : roulettes de transit avec ou sans frein, porte-canne.
- Livrée avec seau et siège rigide avec couvercle.
- Coloris : blanc.
- Poids max. : 130 kg.

Réf: SUN30100000

(à partir de)

1 648,90 €

8 | Chaise de douche Aquatec® Ocean VIP Ergo



INVACARE
Yes, you can.

Solution modulaire pour des besoins complexes de maintien et de positionnement.

Chaise de douche modulaire avec bascule d'assise, appui-tête, roues directionnelles permettant de s'adapter aux besoins de chaque utilisateur.

- Angle d'inclinaison d'assise de -5 à 40°.
- Livré sans rails ni seau.
- Poids max. : 150 kg.

Réf: INV1604019

1 839,90 €

9 | Fauteuil de douche et multi-usages Bahia



meca

FABRIQUÉ EN FRANCE

Inclinaison progressive assistée par vérin gaz à commande hydraulique.

Accoudoirs escamotables.

- Assise garde-robe.
- Lattes dossier et repose-jambes amovibles.
- Assise : l. 48 x p. 46 cm.
- Inclinaison dossier : 105° en position assise et 138° en position couchée.
- 4 roues dont 2 à freins.
- Structure en aluminium.
- 20 coloris au choix.
- Poids max. : 120 kg.

Réf: MECBAHIA

(à partir de) **2 173,90 €**

10 | Fauteuil de douche électrique Triton



WIN CARE

Permet la réalisation des soins d'hygiène corporel de la personne en position assise.

Réglages de la hauteur variable et de l'inclinaison d'assise dissociés.

- Mémoires de positions personnalisées pour faciliter le travail des soignants et sécuriser le patient.
- Motorisation Linac IPX6.
- Autonomie : 80 à 100 cycles.
- Poids max. : 150 kg.

Réf: WIN04400051FR

4 930,90 €



1 | **Barre d'appui ergonomique Aqua**

Forme attrayante et bonne prise en main grâce à son design ergonomique.

Préhension facilitée.

- Nombreuses longueurs disponibles.

25 cm.

• Réf: INV1525875
16,90 €




Yes, you can.

2 | **Barre d'appui à fixer Prima**

Antidérapante, ergonomique et légère.


France Rehab

Larges anneaux antidérapants empêchant la main de glisser sur la barre. Existe également en version coudée et en coloris vert et blanc.

- PVC et tube en aluminium à l'intérieur.
- 2 points de fixation de chaque côté.
- Poids max. : 160 kg.

A) Droite - Coloris blanc - 30 cm.
Réf: FRAGE6555 **18,90 €**

B) Droite - Coloris blanc - 45 cm.
Réf: FRAGE6557 **25,90 €**



3 | **Barre murale en acier à fixer**

Pour une bonne prise en main.

Droite ou coudée.

- Nombreuses longueurs disponibles.

A) Droite.
Longueur hors tout : 43 cm.
Appui sur partie droite : 24 cm.
Réf: HMSB1
24,90 €

B) B10.
Coudée.
Dimensions hors tout : 55 x 55 cm.
Appui sur partie droite : 38 cm.
Réf: HMSB10
37,90 €




FABRIQUÉ EN FRANCE

4 | **Tabouret de douche avec assise tournante**

Pour une meilleure aisance et mobilité de son utilisateur lors de la toilette sous la douche.

Assise à 360° avec blocage tous les 90°.

- Diam. de l'assise : 37 cm.
- Hauteur réglable : 41 à 55,5 cm.
- Poids max. : 135 kg.

• Réf: DUPRTL12061EU
59,90 €




5 | **Tabouret et chaise de douche confort I-Fit**

Légers et pratiques pour réaliser sa toilette en position assise.

Dossier de la chaise amovible et démontable.

- Assise : l. 50 x p. 45 cm.
- Hauteur d'assise réglable : 38 à 55 cm.
- Poids max. : 180 kg.

A) Tabouret.
• Réf: INV9780E
84,90 €

B) Chaise.
• Réf: INV9781E
89,90 €




Yes, you can.

6 | **Chaise de douche avec dossier et accoudoirs Etac Swift**

Stabilité et sécurité.

- Montage/démontage facile sans outils.
- Dossier et accoudoirs amovibles.
- 100 % anticorrosion.
- Découpe réversible avant ou arrière.
- Hauteur variable de 42 à 57 cm.
- Largeur totale : 54,5 cm.
- Surface d'assise : l. 54 x p. 50 cm.
- Poids max. : 160 kg.

Bleu.
Réf: FRA81701530 **157,90 €**

Gris.
Réf: FRA81701430 **157,90 €**

Vert.
Réf: FRA81701030 **157,90 €**



France Rehab

7 | **Chaise percée de douche Moem**

3-en-1 : douche, WC et chambre.

Accoudoirs et repose-pieds escamotables.

- Poignées et dossier ergonomiques : confort garanti pour l'utilisateur et l'aidant.
- Largeur d'assise : 43 cm.
- Hauteur d'assise réglable.
- Poids max. : 150 kg.

• Réf: TECCHAISEMOEM
384,90 €



8 | **Système anti-éclaboussures**

Idéal pour la toilette des personnes dépendantes.

Comprend :

- Une barre pliable RDLE 90 x 25 cm.
- Un support mural WH95.
- Un rideau Cleanique (anti-moisissure, anti-statique, anti-feu M1) CQ1280.

- Dim. : L. 120 x H. 80 cm.
- Coloris : blanc, bleu ciel.

• Réf: ROPRDL
350,90 €



ropimex France

9 | **Chaise de douche à pousser Aquatec® Océan Ergo**

Une conception axée sur l'utilisateur pour renforcer l'indépendance, la sécurité et la flexibilité.

Peut être réglée en fonction de la taille de l'utilisateur.

- Large gamme d'accessoires en option.
- Hauteur d'assise réglable de 47,5 à 60 cm.
- Poids max. : 150 kg.

Océan Ergo. Roues 5 pouces. (Présenté).
Réf: INV1604208 **800,90 €**

Océan Dual Vip Ergo. Dossier et assise inclinables par vérins.
Réf: INV1604134 **2 090,90 €**




Yes, you can.



Fauteuil roulant de douche Bathmobile

Axsol

Les conseils de **Christophe** votre **Technicien de santé**

Entièrement démontable, le Bathmobile se range facilement dans un sac et peut être **aisément transporté où que vous alliez.**

L'assise comporte une **découpe anatomique. Ingénieuse**, elle est **réversible** pour s'adapter à n'importe quelle personne et à toutes les situations.



Accédez aux douches et toilettes en toute sécurité et autonomie.

Permet à son utilisateur de prendre une douche ou d'accéder aux toilettes en toute sécurité dans une piscine, un établissement thermal, un centre de rééducation, à domicile...

Entièrement démontable et facile à nettoyer (vapeur, lavage) pour une hygiène optimale.

Assise percée, amovible réversible et ergonomique.

Accoudoirs escamotables.

Châssis 100 % plastique.

Hauteur d'assise réglable.

- Deux modèles disponibles : standard (4 petites roues pivotantes avec freins) et 24 pouces (2 roues 24 pouces avec freins + 2 petites roues pivotantes avec freins)
- Largeur : 56 cm (standard) et 66 cm (roues 24 pouces).
- Hauteur assise : 52, 54, 56 cm.
- En option :
 - support et seau d'aisance (rond ou carré),
 - assise fermée (en PU ou caoutchouc),
 - assise ouverte (16 ou 50 mm d'épaisseur),
 - assise petite ouverture (16 mm d'épaisseur),
 - dossier et accoudoirs rembourrés,
 - roues 24 pouces (pour une autonomie complète).
 - sac de transport pour modèle standard,
 - support de douche.
- Poids : 13 kg (standard) 14,5 kg (roues 24 pouces).
- Poids max. : 130 kg.

Réf: AXS820051

(à partir de)

456,90 €

Conception
100 % plastique.

Assise réversible
permettant de s'adapter
au plus grand nombre
de morphologies.

Roues arrière 5 pouces
(Existe en 24 pouces
en option pour une
autonomie complète.)

Repose-pieds
réglables et
amovibles.


Hauteur d'assise réglable
3 positions permettant
à la chaise de douche
de s'adapter aux différentes
configurations de douches
et toilettes.



Arbre DÉCISIONNEL


Aide au choix d'un lit médicalisé* pour les patients en perte d'autonomie transitoire ou définitive

*Liste non exhaustive.



Guide au choix des matelas*

*Liste non exhaustive.



1 : Selon échelle et jugement clinique.
 2 : Selon avis de la CNEDIMTS du 22/12/2009.
 3 : VMA62 poids ≤ 150 kg ; VMA64 poids ≤ 180 kg.
 4 : Recommandations EPUAP-NPIAP-PPPIA, 2019.



1 Chambre médicalisée Carmen

WIN CARE

**Ambiance simple et reposante :
Le mobilier s'accorde au lit.**

- Lit à choisir dans la gamme.
- Coloris standard : décor Chêne Lindberg, chants assortis pour plateau et caisson.
- Chants ABS 2 mm pour les façades tiroirs et portes : coloris standard RAL 7030. Garantie : 2 ans sur les meubles.
- Mobilier disponible pour cette chambre :

Panneaux de lit Abélia Easy Move 90 cm (pour barrières époxy).

Réf: MEDP61600

80,14 €

Panneaux de lit Carmen Easy Move 90 cm, épaisseur 30 mm (pour barrières bois).

Réf: MEDP62000

225,90 €

Chevet, 1 porte, 1 tiroir.

Réf: MEDH6100

351,90 €

Armoire 1 porte. (Non présentée.)

Réf: MEDR6100

641,90 €

Table commode 3 tiroirs à droite.

Réf: MEDT17900

625,90 €

Bridge structure bois avec accoudoirs.

Réf: MEDF10800

469,90 €

Chaise structure bois sans accoudoirs.

Réf: MEDG4800

361,90 €

Commode 3 tiroirs.

Réf: MEDO2800

572,90 €

Table bureau 1 tiroir à droite.

Réf: MEDT17600

367,90 €



2 Lit médicalisé XXL Divisys

WIN CARE

Pour des patients d'un poids de plus de 135 kg ayant perdu leur autonomie motrice.

Pack lit : l. 120 x L. 200 cm (existe également en larg. 140 cm).

Amplitude : 35 à 81 cm. 4 roues diam. : 100 mm.

Relève-buste électrique.

Relève-jambes manuel à crémaillères.

Télécommande rétro-éclairée avec verrouillage.

- Nombreuses options disponibles.
- Existe en version XXL 3 fonctions.
- Différents coloris disponibles (panneaux et jupe), nous consulter.
- Conforme à la norme EN 60601-2-52.
- Poids max. : 270 kg.
- Garantie : 5 ans.

Pack lit nu et sans matelas.

Panneaux Abélia (avec jupe en option).

Réf: MEDPACKXB1

2 834,90 €

Pack lit avec matelas Alova.

Panneaux Médidom Easy Move 120 cm, épaisseur 30 mm avec Longs Pans épaisseur 19 mm. Panneaux dragonnier clair.

Réf: MEDPACKXL4LM

3 133,90 €

Pack lit avec matelas Alova XXL en 120 cm.

Réf: WINXB1C7D1VMA120BARRC

3 510,90 €





2

Lit médicalisé autoportant pour le domicile X'Press®

WIN CARE

Conçu par les techniciens installateurs et pour les techniciens installateurs.

Montage simple et intuitif pour prévenir des risques de TMS. Aucun outils requis.

- Ergonomie optimisée, stockage vertical.
- Transport facilité.
- Encombrement limité.
- Désinfection efficace.
- Lit dim. : L. 200 x l. 90 x H. 34 à 84 cm.
- Conforme à la norme EN 60601-2-52.
- Poids max. : 135 kg.
- Plusieurs options disponibles.
- Garantie : 5 ans (sauf panneaux et accessoires : 1 an).

Réf: WINPACKAG1

(à partir de) **2 149,00 €**



1 Lit médicalisé standard X'Prim

WIN CARE

Montage/démontage ergonomique du sommier.

- Pack lit comprenant : lit L. 200 x l. 90 cm avec panneaux Abélia II Easy Move, entourage coloris standard chêne Lindberg, chant, main courante et structure métallique : RAL 7030.
- Relève-buste électrique, relève-jambes manuel à crémaillères.
- Télécommande rétro-éclairée à fil.
- Avec barrières époxy et potence.
- Amplitude de 34 à 84 cm.
- Poids max. : 135 kg.
- Plusieurs options disponibles.
- Compatible avec les Systèmes d'Aide à la Mobilité « S.A.M ».
- Conforme à la norme EN 60601-2-52.
- Garantie : 5 ans (sauf panneaux et accessoires : 2 ans).

Réf: MEDPACKXN1

(à partir de) **444,90 €**



3

Lit médicalisé Alzheimer Aldrys®

WIN CARE

Pour les personnes ayant perdu leur autonomie motrice, avec un risque de chuter du lit.

- Lit Alzheimer L. 200 x l. 90 x H. 24 à 80 cm avec panneaux Abélia II Easy Move.
- Barrières et potence en époxy.
- Coloris structure métallique : RAL 7030.
- Relève-buste électrique, relève-jambes manuel à crémaillères.
- Télécommande rétro-éclairée avec verrouillage des fonctions.
- Plusieurs options disponibles.
- Compatible avec les Systèmes d'Aide à la Mobilité « S.A.M ».
- Poids max. : 135 kg.
- Conforme à la norme EN 60601-2-52.
- Garantie : 5 ans (sauf panneaux et accessoires : 2 ans).

Réf: MEDPACKAL5L

(à partir de) **1 724,90 €**



4

Pack lit médicalisé spécial EHPAD Aerys

WIN CARE

Conçu pour le confort et la sécurité du résident.

- Fonctions proclive et décline de série.
- Adapté aux personnes âgées dépendantes, compatible avec les environnements 3, 4 (sans fonction proclive et décline) et 5.
- Lit médicalisé à double croisillons.
- Amplitude de hauteur variable de 24,5 cm à 80 cm. Mémorisation de la hauteur pour faciliter entrée et sortie de lit.
- Télécommande rétro-éclairée à fil.
- Fonctionnement synchronisé des vérins de hauteur variable.
- Indicateur de remise à l'horizontalité.
- Poids max. : 165 kg.
- Fixation des panneaux « easy-Move ».
- Coloris structure métallique : RAL 7030.
- Option : 1/2 barrières et roues cachées.
- Garantie 5 ans.

Réf: WINAE3P3F

(à partir de) **2 654,90 €**





1 Chambre médicalisée Montana

SOTEC
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENT

HiCare
COMFORT

Collection alliant simplicité et efficacité.

Fonctionnels et stables, avec des angles arrondis, les meubles offrent des rangements spacieux.

- Quinze ambiances différentes au choix, grâce au nuancier Décors.

Chevet (1 tiroir / 1 porte).

Réf: SOT520000106

415,90 €

Bureau-commode.

(Existe en variante bureau seul, avec tiroirs moins larges Réf: SOT560000042).

Réf: SOT530000034

835,90 €

Bridge Hélène.

Réf: SOT613800007

410,90 €

Chiffonnier.

Réf: SOT510000032

725,90 €

Fauteuil de repos Berto dossier inclinable.

(Existe en variante dossier fixe Réf: SOT614300001).

Réf: SOT614300002

1 060,90 €



2 Chambre médicalisée sur pieds Aubance

SOTEC
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENT

HiCare
COMFORT

Esthétisme contemporain et haut de gamme.

Meubles sur pieds permettant un accès total et un nettoyage des sols simplifié.

- Existe également sur socle.
- Quinze ambiances différentes au choix, grâce au nuancier Décors.

Lit médicalisé ultra-bas Tivoli III, avec dossierets Aubance et barrière bois. Hauteur variable : 19 à 78 cm.

Réf: SOT492300004


7 450,90 €

Chaise Hélène.

Réf: SOT613700012

(à partir de) **360,90 €**





1 |

Lit médicalisé XD5 Alios

SOTEC
MID - MÉDICAMENT

Hicare
SOLUTIONS

Confort et sécurité.

Faisceau de câblage anti-pincement et aide à la connexion des parties motorisées.

- Hauteur variable électrique
- Hauteur mini 22 cm - maxi 78 cm.
- Relève buste électrique.
- Plicature électrique (3 moteurs).
- Alimentation : 220V déportée du lit.
- Barrières classic 3/4.
- 3 barreaux .
- Dossierets verone.
- Coloris sélection.
- Potence fixe standard.

Modèle présenté :

Pack de lit XD5 - largeur 90 - Alios freinage individuel - 3 moteurs.

Réf: **SOTPLX5D09A13S100**

(à partir de) **1 780,90 €**

Pack de lit XD5 - largeur 90 - Alios freinage centralisé - 3 moteurs.

Réf: **SOTPLX5D09A33S100**

(à partir de) **2 140,90 €**

Pack de lit XD5 - largeur 90 - Alios freinage centralisé - 2 moteurs.

Réf: **SOTPLX5D09A32S100**

(à partir de) **1 660,90 €**

Pack de lit XD5 - largeur 90 - Alios freinage individuel - 2 moteurs.

Réf: **SOTPLX5D09A12S100**

(à partir de) **1 680,90 €**

Pack de lit XD5 - largeur 90 - classic freinage individuel - 3 moteurs.

Réf: **SOTPLX5D09C13S100**

(à partir de) **1 780,90 €**

Pack de lit XD5 - largeur 90 - classic freinage individuel - 2 moteurs.

Réf: **SOTPLX5D09C12S100**

(à partir de) **1 300,90 €**



disponible en
location⁽¹⁾



1|

Lit médicalisé ultra-bas Tivoli 4

SOTEC
M.M. - HEBERGEMENT

Hicare
Hébergement



Hauteur variable de 19 à 78 cm.

- Double moteur en tête et en pied de lit.
- Relève-buste électrique.
- Plicature électrique des genoux avec proclive/déclive (position fauteuil).
- Relève-buste à translation.
- 4 roues diam. 75 mm.
- Télécommande rétro-éclairante.
- 4 modèles d'embase pour différentes solutions techniques et esthétiques.
- Dossierets Vérone « easy clip ».
- Dim. : L. 200 x l. 90 cm, sommier sans cadre extérieur, finition époxy blanc.
- Poids max. : 260 kg.
- Garantie : 5 ans (électrique/mécanique et télécommande).

(Modèle présenté avec embase Easy Move).
Embase Classic, roulettes unidirectionnelles en tête. Piètement cylindrique freiné en pied de lit.
Réf: SOT492000027

(à partir de)

2 660,00 €

disponible en
location⁽¹⁾





1 | Lit médicalisé Alegio™ NG AutoContour



Synchronisation du relève-buste et de la plicature de genoux pour éviter les phénomènes de friction, de cisaillement et tout glissement vers le pied du lit grâce au système AutoContour™.

Lit 2 fonctions évolutif, existe en 3 fonctions.

Grande amplitude de réglage en hauteur du plan de couchage de 28 à 80 cm.

- Disponible en version standard avec la possibilité d'ajouter de nombreuses options.
- Châssis gris métallisé.
- Panneaux Sabine merisier, Oda hêtre, bois Susanne Mixte ou Camila merisier.
- Barrières époxy Verso II ou bois Britt V merisier.
- Poids max. : 135 kg.
- Norme NF EN 60601-2-52.

Lit complet Alégio NG AutoContour comprenant :
- panneaux Vibeke NG merisier (INV15525560102),
- barrières époxy Verso II (INV15420937035),
- potences en option (INV15420937035).


Réf: INV16048757035

(à partir de) **1 030,00 €**

Lit complet Alégio NG AutoContour comprenant :
- panneaux Camila coloris merisier avec inserts (INV15717800102),
- barrières bois Lisa pleine longueur coloris merisier, potences en option (INV15420937035).

Réf: INV15758857035

(à partir de) **1 030,00 €**





1

Lit médicalisé Medley Ergo Low



Lit Alzheimer : descend plus bas, rassurant et sécurisant pour les personnes désorientées.

Parfait compromis entre économie, fonctionnalité et qualité.

- Dim. : L. 208 x l. 90 cm. Roues : 50 mm.
- Hauteur du plan de couchage : 21 ou 28 cm du sol.
- Plusieurs options disponibles.
- Poids max. : 145 kg.
- Conforme à la norme NF EN 60601-2-52.
- Garantie : 5 ans (parties mécaniques et électriques).

Lit sans matelas.

Réf: INV16059687042

2 922,00 €

Matelas de sol 50 mm.

Réf: INV1494608

206,00 €



2

Lit médicalisé SB 755 largeur 90 cm



4 fonctions électriques, kit de transport intégré.

Réel confort pour le patient et pour l'aidant.

- Le relève-jambes descend sous l'horizontal du plan de couchage, plicature et relève-jambes électriques indépendants.
- Panneaux Susanne hêtre avec rail.
- Dim. : L. 200 x l. 90 cm.
- Extension du plan de couchage : 20 cm.
- Poids max. : 200 kg.
- En option : barrières aluminium Line, Britt V, Verso II.
- Norme NF EN 1970/AI, NF EN 14971 et EN 60601-2-52.
- Garantie : 5 ans (parties mécaniques et électriques).

Réf: INV3000755

(à partir de) **2 606,00 €**



3

Lit médicalisé SB 755 largeur 120 cm



Evolutif, relève-buste à translation standard.

2 fonctions électriques évolutives (existe également en 4 fonctions).

Panneaux Emma merisier ou Susanne hêtre/merisier.

Barrières epoxy Verso II ou bois Britt V merisier.

- Dim. : L. 208 x l. 120 cm.
- Hauteur variable de 35 à 82 cm.
- Poids max. : 200 kg.
- Conforme à la norme NF EN 60601-2-52.
- Garantie : 5 ans (parties mécaniques et électriques).

Réf: INV300075560038CJ32

(à partir de) **2 922,00 €**





1

Lit médicalisé NordBed Essential



Design convivial, robuste et polyvalent.

S'adapte à tout type d'environnement grâce à son confort avancé et ses fonctionnalités simples.

- Largeur du plan de couchage 90 cm.
- Panneaux Nora avec mains-courantes, coloris hêtre.
- Barrières bois Freya pleine longueur, coloris hêtre.
- Hauteur variable de 28 à 84 cm.
- Fonctions électriques : relève-buste, plicature, repose-jambes.
- Télécommande verrouillable de série.
- Poids max. : 205 kg.
- Garantie 5 ans.

Réf: INVWBA0120

(à partir de) **2 024,00 €**



2

Lit médicalisé NordBed Ultra



Hauteur minimale de 25 cm seulement.

Assure une manipulation aisée et un environnement de travail fonctionnel pour le personnel soignant.

- Largeur du plan de couchage 90 cm.
- Freins centralisés de série.
- Panneaux Nora avec mains-courantes, coloris hêtre.
- Barrières bois Freya pleine longueur, coloris hêtre.
- Hauteur variable de 25 à 85 cm (Alzheimer).
- Fonctions électriques : relève-buste, plicature, repose-jambes.
- Télécommande verrouillable de série.
- Poids max. : 200 kg. Garantie 5 ans.

Réf: INVWAA0150

(à partir de) **2 288,00 €**



3

Lit médicalisé NordBed Optimo



Prévention des chutes, autonomie et indépendance.

Accroît l'indépendance et la mobilité de chaque utilisateur.

- Largeur du plan de couchage 90 cm.
- Freins centralisés de série.
- Démontable en 5 parties
- Panneaux Nora avec mains-courantes, coloris hêtre.
- Hauteur variable de 32 à 91 cm.
- Fonctions électriques : relève-buste, plicature, repose-jambes.
- Télécommande standard.
- Poids max. : 200 kg.
- Garantie 5 ans.

Réf: INVWCA0110 (à partir de) **2 464,00 €**

Optimo Wide : disponible en largeur 105 ou 120 cm. Poids max. : 250 kg.

Réf: INVWDA0110 (à partir de) **2 640,00 €**



1|

Lit médicalisé pédiatrique NordBed Kid



Sécurisant et confortable.

Equipé de 3 fonctions électriques : hauteur variable, relève-buste, plicature et d'un repose-jambes manuel, ainsi que d'un plan de couchage réglable en hauteur de 30 à 80 cm.

- Adapté aux enfants de 3 à 12 ans ou d'une taille allant de 75 à 154 cm.
- Equipé de 3 fonctions électriques : hauteur variable, relève-buste, plicature.
- Conforme à la norme NF EN 50637:2017.
- Plan de couchage disponible en 3 tailles : S, M et L.
- Dim. : S : 800 x 1400 ou M : 800 x 1600 ou L : 800 x 1790 mm.
- Panneaux et barrières coloris hêtre : hauteur 400 ou 800 mm.
- Poids max. : 70 kg.

NordBed Kid complet, taille M.

Réf: INV1656831S1

3 960,00 €





1

Lit médicalisé 2 places Euro 3000 LM Harmonie et Twice



2 places, disponible en 4 largeurs (140, 160, 180 et 200 cm).

Pour le retour à domicile.
2 relève-jambes manuels à crémaillères, avec (selon modèle) pré-équipement pour relève-jambes électrique à plicature (relève-jambes électrique en option).

Double sommier à lattes clipsables Hi-Tech.

2 télécommandes pour un réglage indépendant. Livré en 2 sommiers séparés pour une livraison et une installation simplifiées.

- 8 roues ABS carrossées à freins indépendant diam. 100 mm.
- Revêtement époxy Beige, autre couleur sur demande.
- 4 supports pour potence ou porte-sérum dont 2 au milieu.
- Dim. : L. 200 x l. 140 (ou 160, 180, 200 cm).
- Hauteur variable électrique de 29 à 82 cm.
- Charge de fonctionnement en sécurité : 400 kg.
- Poids max. : 270 kg.
- Garantie : 6 ans.

Larg. : 140 cm, évolutif avec pré-équipement relève-jambes électrique à plicature. Habillage avant-garde (H3157), roues cachées dans pieds ronds (RAL 1035). (Modèle présenté.)

Réf: HMSEURO4100

(à partir de) **4 289,90 €**



2

Lit médicalisé Euro 3002



3 fonctions relève-jambes électrique à plicature.

Pour le retour à domicile.

- Relève-buste électrique.
- Relève-jambes électrique à plicature. Existe en version relève-jambes électrique sans plicature (Euro 3001).
- Télécommande verrouillable.
- Revêtement époxy Beige (RAL 1015), autre couleur sur demande.
- 2 supports pour potence ou porte-sérum.
- Hauteur variable électrique de 29 à 82 cm.
- 4 roues au diam. 100 mm à freins.
- Nombreuses options possibles : freinage centralisé, relève-buste débrayable d'urgence, relève-buste à translation.
- Livré sur trolley et démontable en 3 parties.
- Garantie 6 ans.

Réf: HMSEURO3002

(à partir de) **1 401,90 €**



3

Lit médicalisé Euro 5202



Technicité, mobilité et esthétique avec les fonctions proclive et décline. Haut. minimum à 25 cm.

Pour les établissements de santé.

- Relève-buste électrique.
- Relève-jambes électrique à plicature.
- Sommier monobloc à lattes clipsables Hi-Tech, grilles époxy ou lattes bois.
- Télécommande verrouillable.
- 4 supports pour potence ou porte-sérum.
- Hauteur variable électrique : 25 à 77,5 cm avec fonction proclive et décline (13,5°).
- Revêtement époxy beige (RAL 1015), autre couleur sur demande.
- 2 roues diam. 100 mm côté tête et 4 roues double galets diam. 75 mm côté pied.
- Option freinage centralisé : 4 roues acier diam. 80 mm à freins et 2 diam. 100 mm.

Réf: HMSEURO5202

(à partir de) **1 812,90 €**





SÉLECTION

1 Oreillers confor- ts à mémoire de forme avec taie hypoallergénique et anti-acariens

Bora et Fidji
reva



Pour un soutien optimal des cervicales.

Taie thermorégulatrice,
hypoallergénique et
anti-acariens.

- Taie imperméable, Air System, en Tencel 100 % naturel.
- Avec oxyde de zinc aux propriétés permanentes : dermatologiques et anti-mauvaises odeurs.
- Lavable à 60°.

A) Confort ferme, Bora.
Dim. : 60 x 40 cm.

● Réf: REV60X40F

59,90 €

B) Confort souple, Bora.
Dim. : 60 x 40 cm.

● Réf: REV60X40M

59,90 €

C) Confort ergonomique, Bora.
Dim. : 60 x 35 cm.

● Réf: REV60X35E

59,90 €

D) Oreiller multipositions Fidji.
Mousse à mémoire végétale à base
d'huile de ricin, fabriqué en Occitanie.
Dim. : 55 x 45 x 16 cm.

● Réf: REV55X45FIDJI

69,90 €



2 Taie d'oreiller hypoallergénique et anti-acariens

Tissu imperméable et respirant.

Thermorégulateur, pour ne pas
transpirer.

- Tencel 100 % naturel, réparateur des cellules de la peau et inhibiteur de mauvaises odeurs.
- Hypoallergénique naturellement, sans traitement chimique.
- Propriétés du tissu permanentes.
- Lavable à 90°.

Dim. : 60 x 40 cm. Coloris : blanc.

● Réf: BED101NT2460X40BL

12,90 €



3 Oreiller anatomique à mémoire de forme

WIN CARE

Forme anatomique adaptée à la morphologie de la tête et du cou.

Souplesse de la mousse :
augmentation de la surface
de contact et diminution
des pressions.

- Housse Stop'acar lavable à 40°.
- Dim. : 30 x 50 cm.

● Réf: PHA1717100

39,90 €



4 Taie d'oreiller imperméable et rafraîchissante

Spécialement recommandé en cas de transpiration excessive et chaleurs nocturnes..

Un tissu froid, imperméable
et respirant en même temps.
Régule parfaitement
la température et le degré
d'humidité.

- Bi-élastique et anti acariens.
- Membrane 100 % polyuréthane.
- Dim. : 60 x 40 cm.
- Coloris : gris

● Réf: BED151NT2406004021

24,90 €



5 Oreiller à mémoire de forme

Athenax®



Essentiel à votre équilibre et votre santé.

Soutien optimal des cervicales et correction des mauvaises postures.

Taie déhoussable et lavable
en viscose de bambou à 40 %
et polyester à 60 %.

Lavable en machine à 60 °C.

- S'adapte à l'ensemble des housses traditionnelles et de vos courbes.
- Confortable, il existe en plusieurs formes.


Carelux. Forme carrée.

En visco 60 kg/m³ : L. 50 x l. 50 x H. 10 cm.
Existe aussi en forme rectangulaire et
ergonomique.

Réf: HER420701

58,90 €





1

Linge de lit avec taie imperméable, hypoallergénique et anti-acariens



Tissu imperméable et respirant.

Thermorégulateur, pour ne pas transpirer.

- Tencel 100% naturel avec oxyde de zinc.
- Réparateur des cellules de la peau et inhibiteur de mauvaises odeurs.
- Propriétés du tissu permanentes : elles ne partent pas au lavage.
- Véritable barrière contre les acariens, les bactéries et les champignons.
- Hypoallergénique naturellement, sans traitement chimique.
- Coloris : blanc.

Drap-housse-alèse.
Totalement imperméable.
Dim. : 90 x 200 cm.

● Réf: BED101NT01090X200BL

34,90 €

Dim. : 140 x 190 cm.

● Réf: BED101NT01140X190BL

39,90 €



Alèse imperméable en tissus éponge



Tissu imperméable et respirant.

Alèse imperméable, respirante et bi-élastique.

Confort serviette.
Hautement absorbante.
Silencieuse.

- Dim. : 150 x 100 cm.
- Coloris : blanc.

● Réf: BED108NT50150100

26,90 €



2

Pack de draps pour lit 90 cm



Pour tous types de matelas.

Pack 2 draps de dessous + 1 drap de dessus.

- Lavable 100 fois minimum.
- Lavage à 60°.

Coloris : blanc.

● Réf: PHA2522100

39,90 €

Coloris : bleu.

● Réf: PHA2522000

40,90 €

3

Alèse de lit douceur



Pour apporter sécurité et confort au patient alité avec risque d'incontinence.

Douce et réutilisable.

- Composée de 3 épaisseurs de tissus à fort pouvoir d'absorption.
- 4 dimensions disponibles.

Dim. : 90 x 120 cm sans rabat.

● Réf: PHA2520120

22,50 €

● Réf: PHA2520125

33,10 €



5

Protège-matelas imperméable et respirant



Doux, léger et confortable.

Tissu naturel 100 % coton.

Dim. : 90 x 200 cm.

● Réf: BEDBLENIS90X200BLANC01

24,90 €

Dim. : 140 x 200 cm.

● Réf: BEDBLENIS140X200BLANC01

29,90 €



Drap housse et alèse PU douceur molleton



Matière douce et agréable.

Imperméable aux liquides.

Certifié pour le contact avec la peau.

- Coloris : blanc.
- Plusieurs dimensions disponibles.
- Existe en drap-housse ou alèse avec œillets à chaque angle.

Dim. : 90 x 190/200 x 20 cm

Réf: PHA4435090

55,90 €



7

Housse intégrale de matelas anti-acariens et punaise de lit



Imperméable, respirant et absorbant.

- Barrière contre les acariens, les bactéries et les champignons.
- Effet fraîcheur. Tissu Tencel / Smartcel.
- Effet cosmétique : contient de l'oxyde de zinc.
- Lavable à 90°.

Dim. : 90 x 200 cm.

● Réf: BEDH12NT4709020001

60,90 €

Housse intégrale de matelas.

Dim. : 160 x 200 x 15 cm.

● Réf: BEDH12NT471602001501

84,90 €





1 | Protections pour barrières de lit en mousse



IDENTITÉS

Protègent et sécurisent le patient.

Protection pour barrières de lit en mousse. Mousse recouverte d'une enveloppe bactériostatique non-feu M1, respirante et désinfectable. Dim. : L. 130 x l. 35 x ép. 2 cm. Usage intensif. Coloris : bleu clair.

Réf: IDE823009

73,90 €

Protection pour barrières de lit zippée 140 cm positPro. Enveloppe polyester enduite polyuréthane classée au feu M1 imperméable et désinfectable. Dim. : L. 140 x H. 35 x ép. 2 cm.

Réf: IDE823086

88,90 €

2 | Protections pour barrières de lit universelles Arpégia



WIN CARE

FABRIQUÉ EN FRANCE

Mise en place rapide.

Fixation par élastique et bouton pression.

- Maille grattée sur mousse 100 % polyuréthane avec dessous bouclette.
- Dim. : 40 x 145 cm.
- Lavage à 40°.

La paire.

Réf: PHA072055


116,90 €

L'unité.

Réf: PHA072053

70,90 €

3 | Protections pour barrières de lit Evolution



WIN CARE

FABRIQUÉ EN FRANCE

Ce procédé facilite l'installation pour les aidants.

Ces protections n'ont pas besoin de démontage pour baisser les barrières de lit, un simple pivot suffit.

- Mousse HR 32 kg/m³.
- Housse Pharmatex déhoussable.
- Dim. : 140 x 30 cm et 190 x 30 cm.
- Garantie : 2 ans.

La paire.

• Réf: PHA072440P

124,90 €

L'unité.

Réf: PHA072440U

79,90 €

4 | Tapis d'amortissement Sécuriform



WIN CARE

FABRIQUÉ EN FRANCE

Pour les personnes présentant de forts risques de chute.

Mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m³.

- Housse en pharmatex : 60 % polyuréthane, 40 % polyester.
- Dim. ouvert : 195 x 88 x 3 cm.
- Dim. plié : 65 x 88 x 9 cm.
- Déhoussable.
- Garantie : 2 ans.

Réf: PHA072900

159,90 €

5 | Lampe de lecture LED Cultra



Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT

Ergonomie adaptée au lit adaptée aux déficiences visuelles.

Positionnement aisé du bras flexible.

- 3000 °K (blanc chaud), 1295 lux.
- Champ d'éclaircissement : Ø 60 cm.
- Garantie : 2 ans (hors sources)

S 4 B S9. Bras flexible.

Réf: WALD15725000

307,90 €

Fixation universelle pour lit incluse

6 | Lampe de lecture LED Lisa



LID
Eclairage Lighting

FABRIQUÉ EN FRANCE

Idéale pour les personnes souffrant de basse vision (DMLA), et pour les personnes alitées ou à mobilité réduite.

- 2ème interrupteur déporté sur câble 150 cm permet une utilisation aisée.
- Flexible souple et résistant.
- Lumière douce et naturelle ne produisant ni éblouissement ni micro scintillement.
- 3W. 4500°K (blanc neutre) Faisceau 40°.
- A 50 cm : 3500 lux. Câble 3 m.
- Dispositif médical Classe I.
- Garantie 10 ans.
- (Source lumineuse incluse)

Existe aussi en version sur pince-étau.

Réf: LIDLIS0600SAP **249,90 €**

7 | Système de surveillance au lit Safebed Emfit



abilanx

Déplacement, installation, test et formation assurée par nos équipes techniques : **consulter Abilanx**

Etudes et devis sur simple demande auprès de votre **Technicien de santé**



1|

Relève-buste inclinaison 25° à 75°

Tête intégrée pour un confort optimal.

Toile en polyamide souple.

- Dim. : l. 55 x H. 45 cm.
- Poids max. : 100 kg.



Réf: DUPSAA111005

39,90 €



2|

Arceau de lit



Idéal pour éviter de supporter le poids des draps et des couvertures sur les jambes.

Arceau de lit en métal.

Peinture époxy.

- Dim. : 50 à 64 x 34 x 33 cm.

Réf: DUPSAA1141000

11,90 €



3|

Echelle de traction

Fixée aux pieds du lit avec ses cordelettes, elle permet de se redresser.

Permet de se redresser en toute sécurité.

- Long. 195 cm.
- Diam. des barreaux : 28 mm.

Réf: HER820111

10,90 €



4|

Poignée de sortie de lit



Aide précieuse pour entrer et sortir du lit.

S'adapte à tous les lits en se glissant sous le matelas.

Hauteur réglable de 77 à 97 cm (boutons poussoirs et clips).

- Poignée confort, diam. : 35 mm.
- Dim. : l. 43,5 x p. 83 à 111 cm.
- Poids max. : 113 kg.

Réf: DUPSAA142000

44,90 €



5|

Poignées de sortie de lit

S'installe sans outil et se glisse sous les matelas pour servir de point d'appui lors des transferts.

Structure en acier peint.

- Poids max. : 160 kg.
- Garantie : 2 ans.

Réf: HER430920

70,90 €



6|

Coussin soulève-jambes

WIN CARE

Permet de soulager les jambes lourdes et de limiter le glissement en position assise au lit.

Compact et facile à ranger une fois plié.

- La housse doit être lavée séparément du coussin.
- Ne pas immerger le coussin dans l'eau.
- Conserver à l'écart de toute source de chaleur.
- Mousse Haute Résilience.
- Dim. déplié : 61 x 57 x 12 cm.

Réf: PHA442500G

62,90 €



7|

Barre de lit avec pieds Homecraft

Ultra robuste et stable.

Réglable en hauteur.

Simple à assembler et à ajuster.

Conçue afin de minimiser les mouvements lors de l'utilisation.

- Se positionne entre le sommier et le matelas.
- 2 pieds ajustables en hauteur reposent au sol et 3 sangles avec code couleur.
- Dim. : L : 62 x l : 32,5 cm.
- Haut. Sol - base : 34,5 à 42,5 cm.
- Couleur : blanc.
- Poids : 3,5kg.

Réf: PAT091089481

171,90 €



8|

Potence de lit sur pied



Aide de soutien pour entrer et sortir du lit.

Finition époxy.

- Poids max. : 90 kg.
- Garantie : 1 an.

Réf: HMS7010003

180,90 €





1 Tables de lit piétement 3 positions

Diffusion



S'utilise assis ou couché et se range facilement.

Plateau classé feu M4 et orientable plaqué bordé d'un jonc renforcé anti-poussière.

4 roulettes dont 2 avec freins.

En option : tablette latérale.

- Dim. : 40 x 60 cm.
- Hauteur : 61 à 94 cm.
- Poids max. : 10 kg.

A) Coloris : cérusé. Existe aussi en blanc.

Réf: HER421400

106,90 €

B) Coloris : ronce de noyer.

• Réf: HER421414

119,90 €

C) Avec tablette. Dim. tablette : 40 x 16 cm. Coloris : ronce de noyer.

• Réf: HER421814

139,90 €



2

Plateau de lit

Pratique, se range facilement.

Plateau à poser sur les barrières de lit médicalisé.

- Plateau en médium postformé, décor hêtre.
- A placer sur les barrières de lit (de marque HMS-VILGO uniquement).
- Emplacement pour verre et bouteille.
- Rangement du plateau par accrochage sur le dossier du lit.
- Poids : 5,75 kg.
- Certifié Origine France Garantie

Réf: HMS3020029S01

195,90 €



3

Table de lit grand plateau

Liftis



Très facile à ajuster.

S'adapte à tous types d'usages. Munie de 4 roues dont 2 avec freins. Structure en acier époxy. Grand plateau sans rebord en mélaminé. Réglage en hauteur assisté.

- Dim. : 39 x 77 cm.
- Hauteur : 71 à 114 cm.
- Poids max. : 15 kg.
- Coloris : gris.

• Réf: DUPSA4212000

89,90 €



4

Table de lit pont Easy Bridge



Conçue pour un usage au lit ou en fauteuil.

Double piétement ajustable en hauteur (73 à 91 cm).

Plateau mélaminé classé M4 avec jonc sans débordement.

2 roulettes à freins.

- Dim. plateau : 40 x 60 cm.
- Dim. tablettes latérales : 20 x 40 cm.
- Larg. : 113 à 136 cm.
- Coloris : hêtre, cérusé et ronce de noyer.

Coloris : hêtre.

Réf: HER422800

178,90 €



5

Table de lit Tasmanie

IDENTITÉS



Vérin haute assistance pour lever le plateau d'une main.

Adaptée à l'utilisation en établissement de santé.

- Roulettes plastique, dont 2 à freins.
- Hauteur des plateaux : 79 à 114 cm.
- Dim. piétement : L. 71 x p. 45 cm.
- Larg. de passage : 59 cm.
- Existe en 1, 2 et 4 plateaux.

A) Tasmanie 1 plateau.

Réf: IDE823021 **269,90 €**

B) Tasmanie 4 plateaux. (Présentée).

Dim. 25 x 35 cm relevables en hauteur. Larg. totale : 100 cm.

Réf: IDE823023 **289,90 €**

6

Table à manger au lit à plateau

AC 79



Simplicité et ingéniosité.

Table avec plateau inclinable par crémaillère, sans aucun effort.

- Plateau en médium postformé, coloris blanc.
- Réglable en hauteur de 71 à 110 mm.
- Montée en 5 min.
- Pied finition époxy gris pastel.
- Poids : 7 kg.
- Poids max supporté : 10 kg.
- Certifié Origine France Garantie.

Disponible avec vérin à gaz pour encore plus de facilité d'utilisation (AC 79+).

Réf: HMS3010001S01

83,90 €



7

Table de lit

Juno



Grand plateau fixe thermoformé.

Table réglable en hauteur par vérin à gaz.

Piétement en «U».

2 roulettes à freins.

- Dim. : 75,5 x 39 cm.
- H. : 77 à 99 cm.
- Poids : 14,8 kg.
- Poids max. : 15 kg.
- Garantie 2 ans.

Réf: HMSJUNO

317,90 €





1 | Table de lit double avec tablette

AC305



HMS - VILGO
fabricants de matériel médical

Hauteur et inclinaison variables.

Châssis acier.

Finition époxy.

En option : fil de retenue, 2ème baguette, 2 roulettes à freins.

- Dim. table : 60 x 40 cm.
- Dim. tablette : 15 x 40 cm.
- Hauteur : de 74,5 à 113 cm.

Réf: HMSAC305

166,90 €



2 | Table de lit à vérin

4807



SOTEC
MID - MÉGEMENT

Hicare

Hauteur variable assistée par vérin à gaz.

Piètement en U, finition époxy gris aluminium.

Deux plateaux indépendants.

Grand plateau inclinable, tablette fixe avec galerie sur 3 côtés.

- 4 roues diam. 50 mm dont 2 à freins.
- Dim. hors-tout : L. 81 x p. 44 cm.
- Poids max. : 15 kg.
- Coloris : hêtre naturel.

Réf: SOT480700004

440,90 €

3 | Table de lit à vérin

Conforlence

WIN CARE

Plateau unique non-inclinable ou 2 plateaux indépendants.

Hauteur variable assistée par vérin à gaz.

- 4 roues dont 2 à freins.
- Dim. : 91 x 43 cm (1 plateau).
- Hauteur : de 75,5 à 116 cm.
- Charge max. : 15 kg.
- Coloris structure métallique RAL 7030.
- Coloris plateau standard chêne Lindberg.

1 plateau. (Présenté.)

Réf: MEDT16800

621,90 €

2 plateaux. Plateau inclinable par crémaillère sur 5 positions. Réglette de lecture.

Réf: MEDT16900

634,90 €

4 | Table de lit

Kalisto



HMS - VILGO
fabricants de matériel médical

Grand plateau réglable.

Réglable en inclinaison et en hauteur par ressort gaz. 2 roulettes à freins.

Piètement en « H ».

- Dim. plateau : 60 x 45 cm.
- Dim. tablette : 25 x 45 cm.
- Poids max. : 15 kg.
- Garantie : 2 ans.

Kalisto bronze - plateau Romana.

Réf: HMS3020008

434,90 €



5 | Tables à manger au lit

à vérin

4813



SOTEC
MID - MÉGEMENT

Hicare

Système d'élévation par colonne. Hauteur réglable par vérin à gaz.

Remontée automatique du plateau.

- Piètement en C, finition époxy gris ardoise (RAL 7015).
- Dim. : L. 95 x p. 45 x H. de 75 à 109 cm.
- Poids max. : 25 kg.

Grand plateau fixe, mélaminé sans réglette et sans tablette.

Réf: SOT481300009 **545,90 €**

Grand plateau inclinable et bac latéral amovible, en ABS.

Réf: SOT481300008 **630,90 €**



1 | Coussin de positionnement standard microbille

WIN CARE

Coussin de série de positionnement, standard, des hanches et des genoux, pour personnes polyhandicapées, en position allongée.

- Housse 100 % Promust CIC, traitement aux ions Ag+ pour un effet bactériostatique : limite le risque d'infections croisées et facilite le nettoyage.
- Garantie : 2 ans.

A) Cale de positionnement d'abduction des hanches.

Dim. : L. 35 x l. 28 cm.

Réf: ASKVCP07CIC

173,79 €

B) Cale de positionnement latéral 30°.

Dim. : L. 170 x l. 74 cm.

Réf: ASKVCP11CIC

173,79 €

C) Cale de positionnement latéral 30°.

Dim. : L. 182 x l. 54 cm.

Réf: ASKVCP08CIC

173,79 €

D) Cale de décubitus latéral 1/2 Lune.

Dim. : L. 137 x l. 80 cm.

Réf: ASKVCP09CIC

173,79 €



2 | Coussin de positionnement modulaire base

WIN CARE

Base du coussin de série de positionnement, modulaire, des hanches et des genoux pour personnes polyhandicapées, en position allongée.

Coussin modulaire recommandé pour les personnes dont les déformations orthopédiques sont asymétriques ou symétriques en abduction bilatérale de hanche.

- Housse 100 % Promust CIC traitement aux ions Ag+ pour un effet bactériostatique : limite le risque d'infections croisées et facilite le nettoyage.
- Garantie : 2 ans.

A) Coussin de positionnement Universel 1.

Dim. : L. 37 x l. 26 cm.

Réf: ASKVCP02CIC

129,58 €

B) Coussin de positionnement Universel 2.

Dim. : L. 56 x l. 40 cm.

Réf: ASKVCP03CIC

129,58 €

C) Coussin de positionnement base cylindrique.

Dim. : L. 60 x diam. 21 cm.

Réf: ASKVCP04CIC

129,58 €



3 | Coussin de positionnement modulaire plot

WIN CARE

Plot(s) pour coussin de série de positionnement des hanches et des genoux pour personnes polyhandicapées, en position allongée.

- Housse 100 % Promust CIC traitement aux ions Ag+ pour un effet bactériostatique : limite le risque d'infections croisées et facilite le nettoyage.
- Garantie : 2 ans.

A) Cale hémicirculaire (demi bouée)

plot d'abduction des genoux.

Dim. : L. 60 x l. 35 cm.

Réf: ASKVCP01CIC

41,16 €

B) Coussin de positionnement pied.

Dim. : L. 39 x l. 21 cm.

Réf: ASKVCP05CIC

41,16 €

C) Coussin de positionnement main.

Dim. : L. 39 x l. 21 cm.

Réf: ASKVCP06CIC

41,16 €

D) Coussin de positionnement modulaire de forme circulaire.

Dim. : L. 46 x l. 46 cm.

Réf: ASKVCP12CIC

41,16 €





1| Coussin de positionnement universel Poz'In'form®



Pour flexion des genoux et abduction des hanches pour la base et calages pour les plots.

Disponible en 3 dimensions pour diverses applications.

- Housses déhoussables en Pharmatex ou en Lenzing FR.

A) Plot : 35 x 25 cm.

Réf: PHA22901

59,90 €

B) Plot : 40 x 15 cm.

Réf: PHA22903

59,90 €

C) Base : 55 x 40 cm.

Réf: PHA22902

129,90 €



POZ' IN' FORM

2| Coussin de positionnement spécifique Poz'In'Form®



Utilisé en complément des coussins universels, triangulaires ou cylindriques pour un meilleur positionnement et en collier de décharge permettant de soulager les appuis de la zone cervicale.

- Housses déhoussables en Pharmatex ou en Lenzing FR.

A) Coussin bouée.

Dim. : L. 135 x l. 20 cm.

Réf: PHA22965

59,90 €

B) Coussin décharge appui de la main.

Dim. : L. 45 x l. 23 x H. 8,5 cm.

Réf: PHA22980

59,90 €

C) Coussin triangulaire.

Dim. : L. 56 x p. 32 x H. 28 cm.


Réf: PHA22910

129,90 €



POZ' IN' FORM

3| Coussin décharge occipitale Poz'In'form®



La décharge centrale du coussin entraîne une diminution des pressions de la zone occipitale.

- Housses déhoussables en Pharmatex ou en Lenzing FR.

• Dim. : L. 50 x l. 40 x H. 9 cm.

Réf: PHA22990

169,90 €



POZ' IN' FORM

4| Talonnière Pharma Form



Prévient l'apparition des escarres au niveau du talon.

Utilisable au lit et/ou en fauteuil.

Evidée au niveau du talon et des malléoles.

- Housse Pharmatex : imperméable au liquide et perméable à l'air.
- Mousse viscoélastique à mémoire de forme.

Réf: PHA1717050

26,90 €

5| Talonnière stabilisatrice



Dispositif d'aide technique à la posture. Positionnement membre inférieur en position allongée.

Dispositif de décharge de l'appui du talon DT Modulaire hanches, genoux, stabilisateurs latéraux avec housse intégrale en PROMUST CIC.

- Disponible en longueur 41 ou 45 cm.

Longueur 41 cm.

Réf: ASKVDT41ACIC

129,58 €





1| Matelas hébergement mousse PE

WIN  CARE

Matelas dit hôtelier.

Matelas monobloc en mousse de polyuréthane Haute.

Résilience (HR).

Densité HR $\geq 27 \text{ kg.m}^3$.

Portance : 3,4 kPa M4.

Disponible en plusieurs largeurs 70, 80, 90, 120, 140.

Housse PU promust bleu Winncare 3 cotés - pour une bonne protection de la mousse et un houssage / déhoussage facilité.

- Dim. : L 200 cm, H: 14cm.
- Garantie 2 ans.
- Poids max. : 130 Kg.
- Disponible en roulé compressé de 1/6 ou cartons de 1 et 12.
- Normes feux - EN 597 part 1 et 2 - GPEM/CP D1-90 Classe D

Réf: PHA759116



Echelle de Norton





2 Matelas prévention d'escarres Classe IA gaufrier monobloc

Aplot®

WIN CARE

Robustesse et performance.

Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à risque faible à moyen.


Mobilité des plots et découpe innovante pour limiter les risques de friction et de cisaillement limiter les effets de sudation.

Conçu pour résister dans le temps grâce à une base mousse de forte densité.

- Dim. : L. 195 x l. 85 x H. 14 cm.
- Poids max. : 110 kg.
- Garantie : 2 ans.

Réf: ASKVA103MB14

135,45 €



3 Matelas prévention d'escarres Classe IB gaufrier monobloc moulé à modules amovibles

Epsus®

WIN CARE

La combinaison de plots et de 8 modules de portance souple, ferme ou médium permet une immersion homogène.

Allègement des pressions par augmentation de la zone d'appui.

Monobloc, mousse haute résilience.

Bordures stabilisatrices.

Décharge talonnière.

Housse intégrale Promust PU HD.

Risque moyen à élevé.

- Poids max. : de 30 à 120 kg.
- Garantie : 2 ans.

Dim. : L. 198 x l. 88 x H. 17 cm.

Réf: ASKVE208MBHIPH

269,90 €





1 | **Matelas prévention d'escarres Classe II mousse viscoélastique Novaform**

WIN CARE

Un produit conçu pour résister dans le temps.

Produit réversible pour permettre de limiter les appuis forts et prolongé, prévenir le talonnement du matelas et maximiser sa durée de vie.


S'adapte à toutes les morphologies patient grâce à une large couverture de largeurs (70 | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 cm)

- Base mousse de forte densité ($\geq 34 \text{ kg/m}^3$).
- Partie mousse viscoélastique ($\geq 75 \text{ kg/m}^3$).
- Poids max. : 160 kg.
- Garantie 3 ans.

Largeur : 90 cm. cm.

Réf: PHA1717612L

296,62 €



2 | **Matelas prévention d'escarres Classe II Alova™ VMA63**

WIN CARE

Technicité et ergonomie.

Pour répondre aux besoins cliniques de chaque patient :

- la proclive du segment jambier (réduction des points de pression au niveau du talon).
- la tri-portance garantit confort et meilleure répartition des pressions sur les zones les plus à risque.

- Un poids de 14 kg pour un des matelas les plus légers du marché ce qui permet de réduire les risques de TM
- Dim : 88 x 198 x 17.5 cm.
- Poids max. : 160 kg.
- Garantie : 3 ans.

Réf: ASKVMA64HIPH

296,62 €





1 Matelas prévention d'escarres Classe II Alova™ VMA64

WIN CARE

Innovation et polyvalence.

Pour répondre aux plus haut standards cliniques et bactériologiques :

- la proclive du segment jambier : réduction des points de pression au niveau du talon.

- la tri-portance garantit confort et meilleure répartition des pressions sur les zones les plus à risque.

Disponible avec la housse Premium CIC, zippée 4 côtés, spécialement conçue pour éviter les infections croisées et protéger le cœur de mousse dans le temps.

Répond aux besoins du domicile comme de la collectivité.


Base mousse de forte densité (34 kg/m³).

- Dim. : L. 195 x l. 88 x H. 14 cm.
- Poids max. : 180 kg.
- Garantie : 3 ans.

Réf: ASKVMA64CIC

296,62 €

Echelle de Norton



2 Matelas prévention d'escarres Classe II mousse viscoélastique Alova Bariatrique XXL

WIN CARE

Assurer confort et réponse aux besoins spécifiques des patients de plus de 135 kg.

Praticité d'usage pour toutes les parties prenantes du parcours de soin :

- réversible tête/pieds pour simplifier l'installation et maximiser la durée de vie du matelas.

- une base renforcée et ferme pour limiter talonnement et vieillissement.

Pour patient à risque moyen à élevé.

Patient alité plus de 15 heures par jour.

Aide au traitement d'escarre(s) de stade 1 à 2 associés à un système de décharge localisée ou de positionnement.

- Dim. : L. 195 x l. 119 x H. 17 cm pour lit 120 cm.
- Poids max. : de 135 à 270 kg.
- Garantie : 3 ans.

Réf: ASKVMA120BAR

729,90 €

Echelle de Norton





1 **Matelas prévention d'escarres Collectivités**
Rotamat16

WIN CARE

Praticité et performance.

La mousse haute élasticité permet une excellente répartition des pressions.

Très pratique : réversible tête/pied mais aussi dessus/dessous.

La base en H en mousse de forte densité permet de faciliter la sortie de lit en apportant un grand maintient des différents modules de mousse.

Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à risque moyen à élevé.

Patient alité plus de 15 heures par jour.

Aide au traitement d'escarre(s) de stade 1 à 2 associés à un système de décharge localisée ou de positionnement.

- Dim. : L. 198 x l. 88 x H. 16 cm.
- Poids max. : 140 kg.
- Garantie 5 ans.

Réf: PHA0416D

419,90 €



2 **Matelas prévention d'escarres Collectivités**
Unimat 90

WIN CARE

Robustesse et technicité.


Composé d'une base en mousse HR de forte densité renforcée par un insert en mousse HR diminuant les risques de talonnement.

Sortie de lit du patient facilitée grâce aux bordures stabilisatrices.

- Pour patient à risque moyen à élevé.
- Base mousse de forte densité (37 kg/m³).
- Dim. : L. 198 x l. 88 x H. 15 cm.
- Poids max. : 140 kg.
- Garantie 5 ans.

Réf: PHA04515T

339,90 €



Echelle de Norton



élevé

3 **Matelas prévention d'escarres Classe III**
Air Soft Duo

ABC
arnie bouyer confort

Couche supérieure mousse haute résilience de densité 43 kg/m³.

Mousse extra-tendre assurant une excellente répartition des pressions, une réponse dynamique aux mouvements avec une absence d'effet de cisaillement.

Risque élevé.

- Pour patient très léger.
- Housse M1 en Obatex.
- Dim. : L. 196 x l. 87 x H. 17 cm.
- Poids max. : 110 kg.
- Garantie : 5 ans.

Réf: ABCAIRS17

432,90 €



Echelle de Norton



élevé

4 **Matelas prévention d'escarres Collectivités**
Carsoft® 4

WIN CARE

Couche supérieure mousse viscoélastique 50 kg/m³.

Matelas constitué de 3 couches de mousse.

Risque élevé.

- Partie supérieure en mousse viscoélastique de 50 kg/m³.
- Partie intermédiaire en mousse haute résilience de 40 kg/m³.
- Partie basse en mousse haute résilience de 37 kg/m³.
- Housse Cartex.
- Poids max. : 120 kg.
- Garantie : 5 ans.

Réf: PHA652506

420,90 €



Echelle de Norton



élevé





1 | Matelas à air Axtair® Automorpho Plus

WIN CARE

Simplicité, confort et performance.

Pour répondre à l'ensemble des besoins patients et soignants :

- aide à la prévention et au traitement des escarres.
- large couverture de poids patient (30 à 180 kg).
- multiples largeurs disponibles (90/100/120).
- housse CIC traitée à l'argent évitant les infections croisées.
- 3 modes de fonctionnement (dynamique, statique et soin).

Pour patient à risque d'escarre(s) moyen à élevé ou porteur d'escarre(s) constituée(s) de stade 1 à 4 en zone d'appui selon jugement clinique.

- Produit breveté.
- Mode automatique.
- Compresseur silencieux.
- Réglage confort et gestion de la position assise.
- Décharge talonnière.
- Conforme à la dernière norme entrée en vigueur NF EN ISO 20340-1.3.
- Poids max. : 180 kg.

Réf: ASKVAXT4CICP

1 529,90 €

Echelle de Norton



2 | Matelas à air Axtair® One Plus

WIN CARE

Avec les fonctionnalités clés pour les patients au domicile.

Pour patient à risque d'escarre(s) moyen à élevé ou porteur d'escarre(s) constituée(s) de stade 1 à 2 en zone d'appui selon jugement clinique.

- Couverture de poids patient (30 à 165 kg)
- réglage confort et gestion de la position assise
- Conformité à la nouvelle norme entrée en vigueur NF EN ISO 20340-1.
- Poids max. : 165 kg.

Réf: ASKVAXT2ONEP

849,90 €

Echelle de Norton



3 | Matelas à air Axtair® Axensor®

WIN CARE

Couvre tous les besoins jusqu'au service réanimation.

- aide à la prévention et au traitement des escarres.
- large couverture de poids patient (30 à 200 kg).
- multiples largeurs disponibles (90/100/120).
- housse CIC traitée à l'argent évitant les infections croisées
- 3 modes de fonctionnement (dynamique, statique et soin).

- Pour patient à risque d'escarre(s) moyen à élevé ou porteur d'escarre(s) constituée(s) de stade 1 à 4 en zone d'appui selon jugement clinique.
- Produit livré monté et prêt à l'emploi, avec sac de transport pour faciliter le quotidien de vos techniciens.
- Conforme à la dernière norme entrée en vigueur NF EN ISO 20340-1.3

AT12. 195 x 87 x 17 cm.

Poids max. : 165 kg.

Réf: ASKVAXT6AUTO

1 899,00 €

AT15. 195 x 87 x 20,5 cm.

Poids max. : 180 kg.

Réf: ASKVAXT6MAX

2 299,00 €

AT20. 195 x 87 x 20 cm.

Poids max. : 200 kg.

Réf: ASKVAXT6AT20

2 799,00 €

Echelle de Norton





1

Matelas à air Nausiflow 512

NAUSICAA
MEDICAL

Préconisé pour la prévention d'escarre de stade 1 et 2.

Recouvert d'une housse classée M1.


Cellules du matelas indépendantes et déconnectables.

- Existe également en largeurs : 70, 90, 100, 120 cm, toutes compatibles avec les compresseurs Nausiflow 100 auto quattro et Nausiflow 2S.
- Dim. : L 198 x H 17 x l 85 cm.
- Poids max : 150 Kg.
- Garantie : 2 ans.

Réf: NAUNA512MAT85PM

490,90 €

Echelle de Norton



2

Compresseur Nausiflow 100 auto quattro

NAUSICAA
MEDICAL

Prise en charge complète de l'escarre.

Modes dynamiques, stimulation ou progressif.

Modes assis, soins (temporisé 30 mn) et soins palliatifs.

S'adapte avec différentes hauteurs d'air et largeurs de matelas.


Entretien facile.

- Poids max : 150 Kg.
- Garantie : 2 ans.

Réf: NAUNA100QTOCOMPPM

469,90 €

Echelle de Norton



3

Surmatelas à air Roho® Prodigy®

permobil

S'adapte à la morphologie, au poids et aux changements de position.

Risque faible à moyen.


- Favorise un environnement confortable pour la gestion de la douleur.
- 3 sections indépendantes qui peuvent être ajustées séparément.
- Dim. : 91,5 cm x 207,5 cm.
- Poids max. : 136 kg.

Matelas complet livré avec 3 sections et pompe de gonflage.

Réf: PERPRODIGYSYS

465,90 €

Echelle de Norton



4

Matelas à air Softform Premier Active 2RX



Confort, prévention et discrétion.

Matelas en mousse HR composé d'une couche de cellules à air entre deux rangées de mousse.

- Les cellules à air alternent selon un cycle d'une sur deux toutes les 10 minutes.
- Dim. : 1970 x 880 x 152 mm
- Poids max. : 247 kg.

Réf: INV1552613


1 136,00 €

Compresseur pour matelas Softform Premier Active 2RX

Réf: INV1629800

931,00 €

Echelle de Norton



5

Matelas à air Domus Auto

The world. Live well!
Wellell

Matelas à air dynamique à pression alternée de 20 cellules.

Risque moyen à élevé.

Deux versions : automatique et semi-automatique.

- CPR Rotatif sécurisé, zone de décharge talons, housse soudée.
- Disponible en 100 et 120 cm de large.
- Poids max. : 250 kg.
- Garantie : 2 ans.

Domus 4 Semi-auto.

Réf: APE9C077072

1 299,90 €

Domus 4 Auto.

Réf: APE9C077A73

1 449,90 €

Echelle de Norton



1 Grenouillère mixte Jersey fantaisie

Matière extensible et épaisse pour un confort optimal.

Douce, naturelle, respirante et hypoallergénique.

- Col rond avec dos zippé jusqu'à l'entrejambe facilitant l'habillage/déshabillage.
- 100 % coton peigné.
- Taille 1 à 6 (S au 3 XL).
- Coloris : rayé marine et liberty parme.
- Lavable à 90°.

A) Jambes courtes, manches courtes.
Réf: BEN8503

48,90 €

B) Jambes longues, manches longues.
Réf: BEN8502

53,90 €



2 Grenouillère mixte confort

Matière extensible et épaisse pour un confort optimal.

Douce, naturelle, respirante et hypoallergénique.

- Col rond (col V modèle jersey) avec dos zippé jusqu'à l'entrejambe.
- 100 % coton peigné.
- Taille 1 à 6 (S au 3 XL).
- Lavable à 90°.

Manches et jambes courtes.

A) Jersey 160 g, bleu uni.

● Réf: BEN8531 **41,10 €**

B) Interlock 190 g, marine. (Présenté).

● Réf: BEN850502 **50,80 €**

C) Interlock 190 g, gris chiné.

● Réf: BEN850514 **44,90 €**

D) Interlock 190 g, bleu.

Réf: BEN8542 **54,90 €**

Manches et jambes longues

E) Jersey 160 g, bleu ciel uni.

● Réf: BEN8530 **48,60 €**

F) Interlock 190 g, marine.

● Réf: BEN850402 **51,80 €**

G) Interlock 190 g, gris chiné.

● Réf: BEN850414 **44,90 €**

H) Interlock 190 g, bois de rose. (Présenté).

● Réf: BEN850422 **51,80 €**

I) Interlock 190 g, bleu.

Réf: BEN8541 **59,90 €**

Coloris (selon modèle) :



3 Grenouillère mixte légère

Caz

S'utilise comme vêtement de nuit ou sous-vêtement.

Fermeture à glissière (haut du dos / milieu du ventre).

Adaptée aux changes.

- 100 % coton grand teint.
- Lavable à 90°.
- Nombreux coloris disponibles.
- Du 34/36 au 66/68.
- Existe en jambes longues, manches courtes.

Jambes courtes, manches courtes.

Réf: SOLCAZ

(à partir de) **39,90 €**



4 Grenouillère Choupynett

Facile à enfiler, confortable, permet d'éviter d'enlever la protection pour incontinence.

Col rond. Unisexe, fermeture du bas du ventre au haut du dos, pour incontinence forte.

- 100 % coton grand teint, 140 g.
- Lavable à 90°. Du 34/36 au 62/64.
- Coloris : rose, blanc, ciel, marine et gris.
- Existe en modèle court, mixte et long.
- En option : pieds cousus.

Manches et jambes courtes.

Réf: PAUCHOUPYNETTRD

(à partir de) **49,90 €**



5 Grenouillère mixte Colombes

Colombes

Adaptée aux changes, empêche la personne de se déshabiller seule.

Manches et jambes longues, col petit V.

Fermeture à glissière (haut du dos / milieu du ventre).

- 100 % coton grand teint.
- Nombreux coloris disponibles.
- Lavable à 90°.
- Du 34/36 au 66/68.
- Existe avec pieds.

Réf: SOLCOLOMBES

(à partir de) **47,90 €**



6 Grenouillère mixte Molène et Sark

Molène et Sark

Confortable, et douce.

Idéal pour éviter l'arrachement des vêtements ou des protections. Fermeture dans le dos zippé, déportée.

Protège patient et soignant.

Facilite les gestes d'habillage et de soins quotidiens.

A) Grenouillère Molène. Du 34/36 au 58/60. 100 % coton. Lavable à 90°. Jersey.

Réf: PHA2520611 **59,90 €**

B) Grenouillère Stark. Taille 38/40, Jed bleu.

Réf: PHA2521441 **56,90 €**



7 Grenouillère de jour Val

Val

Design très proche de vêtements classiques, pour plus de discrétion.

Manches et jambes longues, col petit v.

- Fermeture à glissière.
- Adaptée aux changes et facile à enfiler.
- 100 % coton grand teint,
- Lavable à 90°.
- Coloris : imp. tendance prune et tendance marine écossaise.
- Du 34/36 au 66/68.
- Existe avec pieds.

Réf: SOLVAL

(à partir de) **55,90 €**



8 Grenouillère Doudounett

Doudounett

Facile à enfiler, confortable, permet d'éviter d'enlever la protection pour incontinence.

Col rond. Unisexe, fermeture du bas du ventre au haut du dos.


- 100 % coton grand teint, 190 g.
- Lavage imprimés : 40°C, unis : 60°C.
- Du 34/36 au 62/64.
- Coloris unis : gris, écru et marine ou coloris imprimés : marguerite, papillons roses et abstrait.
- En option : pieds cousus.

Manches et jambes longues.

Réf: PAUDOUNETTIMPRI

(à partir de) **65,90 €**





Body adulte



Très confortable et discret, à porter de jour ou de nuit.

Sans manches.

Adapté aux changes.

- 100 % coton Grand Teint, lavable à 90°.
- Du S au XXL.

Modèle slip, fermeture double piqûre.

Réf: SOLBODYSLIP

(à partir de) **34,90 €**

Modèle court, fermeture double piqûre.

Réf: SOLBODYCOURT

(à partir de) **36,90 €**



2 | Chemise d'hôpital mixte adulte



néovi



Pour les patients, avec fermeture dans le dos par 3 pressions.

- Contexture : 65 % polyester, 35 % coton.
- Taille unique.

Réf: SOLCHEMISEHOP

13,60 €

3 | Bavoir avec poche de recueil Vala®Fit Band



Absorbants, résistants et imperméables.

Pour la protection du linge de corps et de la literie.

Composé d'une poche de recueil et d'attaches à nouer.

- Non stérile à usage unique.
- Dim. : 38 x 70 cm.
- Lot de 100.

Réf: HAR992262

18,90 €

4 | Bavoir hygiénique et jetable



cvmedica®

Bavoir hygiénique et jetable pour adultes.

Comprend une poche dans la partie intérieure et des bandes pour l'attacher à la nuque.

- Fabriqué en papier blanc absorbant avec un film PE imperméable.
- Dim. : 36 x 66 cm + poche de 10 cm.
- Carton de 500.

Réf: CVM8100000

38,90 €

5 | Bavoir adulte réutilisable



cvmedica®

Bavoir réutilisable à deux couches pour adultes.

Réalisé avec une couche TNT absorbante et un support en PVC résistant au passage des liquides.

- Résiste jusqu'à 150 lavages.
- Capacité d'absorption : 800 ml.
- Dim. : 46 x 92 cm.
- Vendu par carton de 50.

(l'unité)

Réf: CVM8100100

370,90 €

6 | Bavoir imperméable



néovi

Coloris



Protection imperméable et souple.

Double positionnement de pressions.

- Lavable à 90°.
- Taille unique.

Bavoir éponge/PVC. Coloris blanc.

Réf: SOLBAVOIREPONGE

13,60 €

Bavoir Premium. Double épaisseur, haute résistance. Dim. : 50 x 90. Coloris : imp. bleu.

Réf: SOL00581

12,90 €

7 | Bavoir imperméable



Hexa

Le confort d'une serviette pour s'essuyer.

A pression, en tissu éponge double face 100 % coton.

Avec un film PU imperméable et respirant entre les 2 faces (pas de contact avec la peau).

- Lavable à 60°.
- Dim. : 50 x 70 cm.
- Coloris : bleu ou vert.

A) Bleu.

Réf: HEXBAVOIRB

10,90 €

B) Vert.

Réf: HEXBAVOIRV

10,90 €

8 | Bavoir-foulard adulte



Esthétique et pratique.

Idéal pour protéger les vêtements de l'hypersécrétion salivaire tout au long de la journée ou des accidents lors des repas.

Enfilage facilité : l'attache aimantée se ferme en un click.

- Tissu extérieur : 100 % coton.
- Tissu intérieur : éponge simple face intraversable.
- Lavable en machine à 40°.
- Coloris : ancre marine, étoile bordeaux, flamme rouge et imprimé bleu.

Réf: BEN8470

29,90 €



Orthèses

Soft

Medi

Les conseils de Laurent votre Technicien de santé

Recommandées pour **soulager, stabiliser ou immobiliser** les articulations en cas de blessures, irritations ou suite à des interventions chirurgicales. Les orthèses Soft combinent **effet compressif et proprioceptif** dans un important **effet massant**.



Elastiques en largeur, extensibles en hauteur.

Indiquées en cas de besoin de recentrage actif de la rotule :

Instabilités légères

Arthrose et arthrite

Syndrome fémoro - patellaire.

- Diminution des gonflements (œdèmes, hématomes) grâce à des inserts en silicone 3D intégrés.
- Tissu tricoté compressif améliorant la proprioception.
- Meilleure proprioception renforçant le maintien du corps et la stabilisation de l'articulation.

Genouillère rotulienne Genumedi®.

Taille 1, coloris silver.

Réf: MEDK10F211

39,90 €

Ceinture de soutien lombaire Lumbamed®

Basic. Taille 1, coloris silver.

Réf: MEDK20F241

65,90 €

Ceinture de soutien lombaire Lumbamed®

Facet. Taille 1, coloris Silver.

Réf: MEDK40F211

49,90 €

Ceinture pour la grossesse Lumbamed®

Maternity. Taille 1, coloris silver.

Réf: MEDK250201

62,90 €

Chevillère de protection malléolaire Lumbamed®

Active. Modèle cheville droite Taille 1, coloris silver.

Réf: MEDK01F211

35,90 €

Chevillère de protection malléolaire Lumbamed® Taille 1, coloris silver.

Réf: MEDK011F31

39,90 €

Orthèse poignet-main Manumed Active.

Modèle cheville droite. Taille 1, coloris Silver.

Réf: MEDK413211

34,90 €

Chevillère de protection malléolaire Levamed®

Active. Modèle cheville droite. Taille 1, coloris silver.

Réf: MEDK270211

106,90 €

Confort optimal grâce à un tricot de qualité dans la zone poplitée.

medi

Anneau rotulien en silicone 3D. Pression sur la rotule moins importante grâce à l'ouverture de l'anneau.





Partie du corps	Rachis cervical			Poignet		
Type d'orthèse	Collier cervical			Attelle de stabilisation		
Marque						
Nom du produit	C1 Medi et C2 Medi	C1 H. 6,5 cm	C1 Classic G2	Manu Easy	Manumed T	Manuimmo Pro
Prix (à partir de)	9,25 €	9,25 €	9,25 €	53,18 €	53,18 €	56,64 €
	1	2	3	4	5	6

Partie du corps	Abdomen					
Type d'orthèse	Ceinture de soutien abdominal			Compression + strapp		
Marque						
Nom du produit	Abdobelt H18	Ceinture abdominale 25 cm	Abdostrap II 25 cm	Dynabelt	Ligastrap Genu G2	Rotulig
Prix (à partir de)	57,54 €	71,90 €	71,90 €	71,90 €	21,88 €	24,46 €
	12	13	14	15	16	17

Partie du corps	Pied et cheville					
Type d'orthèse/prothèse	Compression + strapp					
Marque						
Nom du produit	Strapilax cheville	Ligastrap Malleo	Achillo	Levamed Active	Chevistrap	Silistab Achillo
Prix (à partir de)	22,90 €	16,19 €	16,19 €	27,44 €	27,44 €	27,44 €
	26	27	28	29	30	31



Poignet - Main		Rachis lombaire et dos		
Attelle de stabilisation		Ceinture de soutien		
Duoform	ATL Seamless	SL 500	Lumbamed facet	Powerstrap
56,64 €	56,64 €	65,67 €	47,19 €	55,86 €
7	8	9	10	11

Nos **Techniciens de santé**, orthopédiste-orthésistes, possèdent des connaissances très spécifiques et maîtrisent des outils de haute technologie. Une formation adaptée pour pratiquer cette discipline est exigée. Nos experts accompagnent **le patient dans la globalité** de sa problématique : diagnostic, prise de mesure, conseils d'utilisation et d'entretien de l'appareillage, suivi administratif, essai au cabinet, échange de produit sous conditions.



Genou				Immobilisation 0° ou 20°			
Genouillère articulée				Immobilisation 0° ou 20°			
Playxpert wrap	Genulig Stab	Stabimed Pro	Genu Dynastab	Immo AT4	Attelle de genou universelle	Genu'R	Genu Immo
102,29 €	102,29 €	102,29 €	102,29 €	57,23 €	57,23 €	57,23 €	57,23 €
18	19	20	21	22	23	24	25

Pied et cheville					Prothèse		
Immobilisation					Botte d'immobilisation	Prothèse mammaire externe	
Fusiolight	Medicast	Memostab	Malleo Dynastab Boa	A2T®	Airselect™	Natura Cosmetic*	Velvety*
27,44 €	27,44 €	27,44 €	27,44 €	27,44 €	64,40 €	212,99 €	118,69 €
32	33	34	35	36	37	38	39

*Prestation d'appareillage 94,30 € TTC.

Tarifs valables du 01/04/2023 au 01/09/2023. Au delà de ces dates, consulter votre Technicien de santé.



Solution	Collants de compression femme					
Classe	Classe 1	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2
Marque					<i>Veinax</i>	<i>RADIANTE</i>
Nom du produit	Varisma Comfort	Smartleg	Mediven® mask	Mediven® karesse	Microtrans Veinax	Radiante® Microvoile
Prix (à partir de)	42,03 €	42,03 €	42,03 €	42,03 €	42,03 €	42,03 €
	1	2	3	4	5	6

Solution	Bas de compression femme					
Classe	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2
Marque		<i>Veinax</i>			<i>RADIANTE</i>	
Nom du produit	Varisma Douceur	Microtrans Veinax	Mediven® séduction	Mediven® karesse	Radiante® BasFIX® Voilissim'	Jobst® Transparent
Prix (à partir de)	29,78 €	29,78 €	29,78 €	29,78 €	29,78 €	29,78 €
	15	16	17	18	19	20

Solution	Chaussettes de compression femme			Bas de compression homme		
Classe	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2
Marque						<i>Veinax</i>
Nom du produit	Varisma Zen Coton	Mediven® active	Styles Marinière	Legger Surfine	Mediven® complice	Coton Veinax
Prix (à partir de)	22,40 €	22,40 €	22,40 €	29,78 €	29,78 €	29,78 €
	29	30	31	32	33	34



Collants de compression femme

Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 3	Classe 3
								<i>Veinax</i>
Radiante® Tango	Jobst® Idéal	Styles Opaque	Styles Transparent	Essentiel Semi Transparent	Varisan® Diva transparent	Varisma Comfort Coton	Microtrans Veinax	
42,03 €	42,03 €	42,03 €	42,03 €	42,03 €	42,03 €	42,03 €	42,03 €	42,03 €
7	8	9	10	11	12	13	14	

Bas de compression femme

Mi-bas de compression femme

Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2
			<i>Veinax</i>					
Jobst® Idéal	Varisan® Ethéré semi-transparent	Styles Opaque	Microtrans Veinax	Mediven® élégance	Radiante® JarFIX® Voilissim'	Varisan® Ethéré	Radiante® JarFIX® Détente	
29,78 €	29,78 €	29,78 €	22,40 €	22,40 €	22,40 €	22,40 €	22,40 €	
21	22	23	24	25	26	27	28	

Chaussettes de compression homme

Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2
				<i>Veinax</i>			
Jobst® Oxygène	Essentiel Coton	Legger Surfine	Mediven® active	Coton Veinax	Varisan® Passo	Radiante® JarFIX® Styl' Coton fine	Essentiel Coton
29,78 €	29,78 €	22,40 €	22,40 €	22,40 €	22,40 €	22,40 €	22,40 €
35	36	37	38	39	40	41	42



Les conseils de Nicolas votre Technicien de santé

Notre sélection de chaussures CHUT est disponible en magasin. Demandez conseil à votre Technicien de santé.



Zapaco
CHAUSSURES

Retrouvez du confort pour vos pieds grâce à nos chaussures thérapeutiques tout en vous assurant une protection adaptée à votre pathologie.



1|

Chaussures thérapeutiques à volume variable CHUT

Zapaco
CHAUSSURES

Ouverture large et profonde, grande hauteur au niveau des orteils et fermeture réglable par système auto-agrippant.

Retrouvez notre sélection de chaussures thérapeutiques, prises en charge et conseillées pour **diverses indications** : augmentation du volume ou déformation du pied, hallux valgus, durillons, pieds rhumatoïdes, port de semelles orthopédiques, griffes d'orteils, pieds diabétiques.

A) Ortho cotton, ouvertes, tissu, mixtes. Noir ou bleu marine. Du 36 au 48.

● Réf: CEL306 + pointure + coloris

B) New Diane, ouvertes, tissu, femme. Beige ou bleu marine. Du 35 au 42.

● Réf: CEL213 + pointure + coloris

C) Wallaby, fermées, tissu, mixtes. Noir. Du 36 au 48.

● Réf: CEL307 + pointure

D) Venus lycra, fermées, tissu, femme. Bordeaux ou noir. Du 35 au 42.

● Réf: CEL303 + pointure + coloris

E) Arlequin Diabetic, tissu, femme. Bleu ou noir. Du 35 au 42.

● Réf: CEL203 + pointure + coloris

F) Zéphir, tissu, mixtes.

Noir ou bleu marine. Du 36 au 48.

● Réf: CEL304 + pointure

G) Héloïse, fermées, cuir/stretch, femme. Noir. Du 35 au 41.

● Réf: CLE7044NOI + pointure

H) Héloïse, fermées, cuir/stretch, homme. Noir. Du 39 au 46.

● Réf: CLE7044HNOI + pointure

I) Wallaby Rejilla, fermées, tissu, mixtes. Noir. Du 36 au 48.

● Réf: CEL307UWALLABYN + pointure

50,62 € (la paire)

J) Yannick fermées, cuir, mixtes. Noir. Du 36 au 46.

● Réf: CEL7041NOI + pointure

99,02 € (la paire)





1| **Chaussures de confort mixtes**
Sacha



Grand confort à petit prix.
S'adaptent à toutes les formes de pieds.

- Fermeture par bande auto-agrippante.
- Semelle intérieure amovible.
- Lavable à 40°.
- Traitement « Sanitized », antibactérien et anti-odeurs.
- Coloris : noir.
- Du 35 au 42.

• Réf: **CELSACHA + pointure**
25,90 €

3| **Chaussures thérapeutiques à volume variable**
CHUT



Grand confort et bon maintien.
Idéal en cas de diabète, hallux valgus, hémiplegie, polyarthrite. Grande ouverture, réglage sur le coup de pied par bande agrippante.

- Semelle caoutchouc antidérapante, semelle interne amovible.
- Cuir pleine fleur.
- Hauteur de talon : 3 cm.
- Coloris : marine.

Modèle homme.
Pointure : du 39 au 46.
Réf: **FLDBR3204F** **104,90 €**

5| **Sneakers thérapeutiques à volume variable**
CHUT Rachel



S'enfile et se retirent facilement.
Chaussures thérapeutiques à usage temporaire : griffes d'orteil, déformations modérées de l'avant-pied.

- Semelles internes épaisses et amovibles.
- Ouverture par fermeture éclair bord latéral et lacets.
- Matériau souple à l'aplomb des orteils.
- Coloris : noir, bleu.

Modèle femme.
Pointure : du 36 au 41.
Réf: **NEU4978450039** **109,90 €**

7| **Chaussures thérapeutiques à volume variable**
CHUT Yvan



Basket homme moderne et confortable facile à chauffer.
La semelle intérieure en mousse à mémoire de forme permet d'amortir les chocs. L'intercalaire et la semelle sont amovibles de façon à accueillir des pieds volumineux ou une semelle orthopédique sur mesure.

- Dessus cuir, doublure textile, semelle en caoutchouc.
- Coloris gris. Coloris camel disponible.
- Du 39 au 46.

Réf: **PODYVAN** **114,90 €**

9| **Chaussures thérapeutiques à volume variable**
CHUT Marta



Basket extensible adaptée à de nombreuses pathologies de l'avant-pied.
Facile à chauffer. Semelle légère et arrière emboîtant apportent un grand confort de marche.

- Doublure anti-transpirante et anti-bactérienne.
- Semelle intérieure amovible.
- Dessus cuir et textile, doublure textile, semelle en polyuréthane.
- Coloris : bleu. Coloris poudre disponible. Du 36 au 42.

Réf: **PODMARTA**
119,90 €

2| **Chaussons mixtes CHUP**



Idéal en EPHAD ou en post opératoire.
En cas d'hallux valgus, hémiplegie, polyarthrite ou pied œdématisé.

- Tige en matière extensible.
- Fermeture par bande auto-agrippante.
- Ouverture totale.
- Semelle antidérapante.
- Très bon maintien arrière avec bourrelet de confort.
- Existe en 7 autres coloris.

Pointure : du 35 au 46.
Réf: **FLDBR7000V7**
84,90 €

4| **Bottines thérapeutiques à volume variable**
CHUT



Confortables et élégantes.
Idéal en cas de diabète, hallux valgus, hémiplegie, polyarthrite. Semelle amovible, réglages par fermetures à glissière.

- Semelle caoutchouc antidérapante.
- Cuir pleine fleur.
- Hauteur de talon : 3 cm.
- Coloris : marine.

Modèle femme.
Pointure : du 35 au 42.
Réf: **FLDAD2336D**
139,90 €

6| **Chaussures thérapeutiques CHUT Violette**



Ouverture totale permettant de poser le pied dans la chaussure.
Pieds sensibles. Œdème résiduel, griffe d'orteil, hallux valgus.

- Fermeture par 2 bandes.
- Permettant d'ajuster le volume du pied.
- Bande élastique à l'arrière du pied.
- Semelle intérieure épaisse et amovible.
- Chaussures légères.

Du 36 au 41.
Coloris blanc. Existe en bleu.
Réf: **NEU49812806**
72,90 €

8| **Sneakers thérapeutiques à volume variable**
CHUT



Grande ouverture pour se chauffer sans effort.
Idéal en cas de diabète, hallux valgus, hémiplegie, polyarthrite.

- Semelle caoutchouc antidérapante, semelle interne amovible.
- Hauteur de talon : 3,5 cm.
- Chaussure orthopédique extensible, réglages par lacets et fermetures éclair.
- Coloris : marron.

Modèle homme.
Pointure : du 39 au 46.
Réf: **FLDAD2319H**
149,90 €

10| **Baskets de décharge CHUT Activity City**
Podartis®



Contreforts renforcés et capitonnés pour allier stabilité et confort.
Pieds rhumatoïdes, diminution des contraintes sur l'avant-pied, activité physique et rééducation...

- Semelle externe semi-flexible et semelles internes amortissantes et amovibles.
- Sans couture intérieure à l'avant-pied.
- Hauteur du talon : 4 cm.
- Coloris : bleu.
- Pointure : du 39 au 47.

Modèle homme.
Réf: **NEU49034455** **189,90 €**



1 | **Gants imprégnés à usage unique**
TENA Wet Wash Glove
Proskin



3-en-1 : nettoient, hydratent et protègent.
Gants doux et pratiques pour un meilleur confort lors des toilettes quotidiennes.

- Sensation de propreté et de fraîcheur, pH : 5,5.
- Parfum léger.
- Sans paraben.
- Testé dermatologiquement.

Le sachet de 8 gants.

● Réf: SCA1116

4,50 €

2 | **Gants pré-imprégnés jetables** Gamme
Dr Helewa®
WIN CARE



Non-tissés, gaufrés. Imbibés d'une lotion lavante sans rinçage et hydratante.

Sans alcool ni savon, hypoallergéniques.

- Paquet de 12 gants.

A) Toilette corporelle, avec dispositif « mains protégées », grâce à un revêtement interne étanche, assurant hygiène et sécurité.

● Réf: PHA343925 **8,90 €**

B) Shampooing.

● Réf: PHA343940 **11,90 €**

3 | **Gants de toilette à usage unique**



Pour les personnes alitées ou à mobilité réduite ayant besoin d'assistance pour la toilette quotidienne.

Jetables en non-tissé.
Adaptables à toutes les mains.
Qualité supérieure.

- Taille : 16 x 23 cm.

Le sachet de 50.

● Réf: HEX101173 **2,90 €**

4 | **Gants de toilette à usage unique pré-savonné à l'aloë vera**
Dispoglove
CVMédica®



Conçus pour le soin et le nettoyage de la peau.

Conception ergonomique.
Nettoient, hydratent et protègent.
Testé sous contrôle dermatologique, gynécologique et pédiatrique.

- Qualité microbiologique contrôlée.
- Norme ISO 22716 respectée.
- Dim. unité : 25 x 17 cm ± 5 %.
- Vendu par 40 sachets.

Le sachet de 20. (L'unité).

● Réf: CVM000308 **2,90 €**

5 | **Coiffe lavante sans rinçage**
TENA Shampoo Cap
Proskin



Shampooing et après shampooing sans rinçage.

Utilisable à température ambiante ou réchauffée.

Solution de lavage des cheveux respectueuse et pratique.

- Alternative à l'eau et au savon.
- Sans paraben. pH : 5,5.
- Testé dermatologiquement.

● Réf: SCA1042

3,90 €

6 | **Carré d'essuyage à usage unique**
Polycell
DME



Essuyeur corporel embossé très absorbant et résistant en non-tissé blanc, à usage unique.

Souple, ne peluche pas, ne raye pas et est agréé contact alimentaire.

Une impression de douceur et une prise en mains semblable à une serviette tissu.

- 28 x 30 cm.

Le sachet de 50.

● Réf: DME16C509101 **3,90 €**

7 | **Solution nettoyante sans rinçage**



Toilette sans rinçage des peaux sensibles des adultes alités ou dépendants.

Formule haute tolérance cutanée à 95 % d'origine naturelle adaptée aux peaux sensibles. Hypoallergénique*. Nettoie en douceur le visage et le corps, respecte le pH de la peau.

- Nettoie en douceur le visage et le corps, respecte le pH de la peau.

Le flacon de 500 ml.

● Réf: GIL612870 **5,50 €**

*Formulé pour minimiser les risques d'allergies.

8 | **Solution nettoyante sans rinçage**
Rivadouce Soïn



Idéale pour la toilette sans rinçage des adultes alités ou dépendants.

Convient pour l'essuyage du visage après le repas, la toilette totale ou le change.

- Pour les peaux sensibles et fragilisées.
- Formule adoucissante et protectrice.
- 96 % d'ingrédients d'origine naturelle et glycérine aux propriétés hydratantes.
- Testée sous contrôles dermatologique et gynécologique. Respecte le pH de la peau.

Le flacon de 500 ml.

● Réf: RIV63045 **5,99 €**

9 | **Sérum physiologique stérile (1)**



Solution nasale et ophtalmique.

Existe aussi en 60 x 10 ml et 32 x 50 ml.
Les dosettes de 10 ml et 50 ml servent uniquement pour le rinçage des plaies.

La boîte de 100 doses de 5 ml.

● Réf: GIL612874

16,90 €

(1) Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. DM de classe IIa. Organisme certificateur 0459 = LNE/G-Med. Lire attentivement la notice avant utilisation.

10 | **Chlorhexidine aqueuse à 0,5 %**
Septimyl (2)



Solution désinfectante.

Action rapide, ne pique pas.

A) Unidose stérile de 5 ml. L'étui de 10 unidoses.

● Réf: GIL621715

4,10 €

B) Le pulvérisateur de 100 ml.

● Réf: GIL621714

4,90 €

(2) Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



1 | **Lingettes imprégnées**
TENA Wet Wipe Proskin
3-en-1



Douces, sans alcool ni savon, conditionnées dans une boîte distributrice très pratique.

Elles nettoient, hydratent et protègent la peau avec son pH identique, pour limiter les agressions extérieures.

- Douces et épaisses pour les toilettes fréquentes.
- Efficaces sur une grande surface de peau.
- Testées dermatologiquement.

Le sachet distributeur de 48 lingettes.

● Réf: SCA9766

4,50 €

2 | **Lingettes imprégnées**
iD Care



Laisse la peau douce et hydratée.

Indispensables à votre hygiène intime, sans rinçage.

Lotion douce et nourrissante qui nourrit les peaux les plus sensibles.

Lotion hydratante et laiteuse, rafraîchit votre peau et garantit sa douceur.

- Peuvent être utilisées tout au long de la journée.

Pack refermable de 63 lingettes.

● Réf: ID85900640102 **4,30 €**

3 | **Gants de toilette à usage unique**
TENA Wash Glove Proskin



Rapides et faciles à utiliser. Résistants et doux.

Texture douce et épaisse.

- A usage unique.

Non plastifiés. La boîte de 200.

● Réf: SCA740400

20,90 €

Plastifiés. Doublés d'un feuillet plastique interne.

La boîte de 175.

● Réf: SCA740500

18,90 €

4 | **Carrés de cellulose**
TENA Soft Wipe Cellduk Proskin



Carrés de cellulose hautement absorbants et résistants.

Distribution simple et prise d'une seule main.

Testés dermatologiquement.

- Élimine le risque de contamination croisée.
- La boîte de 200.

Dim. : L. 26 x l. 25 cm.

● Réf: SCA744000

11,00 €

Dim. : L. 33 x l. 25 cm.

● Réf: SCA744200

16,90 €

5 | **Shampoing et gel douche**
TENA Shampoo et Shower Proskin



Idéal pour un usage fréquent.

2-en-1 : pour la peau et les cheveux fragiles.

- Enrichi en provitamine B5, pour des cheveux plus faciles à coiffer.
- pH : 5,5.
- Sans paraben.
- Testé dermatologiquement.

Le flacon de 500 ml.

● Réf: SCA1207

8,50 €

6 | **Savon doux haute fréquence**



Lavage des mains du personnel soignant et toilette quotidienne des patients.

Base d'origine végétale : nettoie en douceur et laisse la peau douce.

- Riche en glycérine : maintient l'hydratation et ne dessèche pas la peau.
- Recommandé pour les peaux sensibles et une utilisation fréquente.
- Formule hypoallergénique testée sous contrôle dermatologique.

Le flacon de 500 ml.

● Réf: GIL613707

9,10 €

7 | **Gel lavant surgras 2-en-1 (corps et cheveux)**
iD Care



Pour la peau et les cheveux fragiles.

Laisse la peau douce et hydratée.

Lave en douceur la peau, laisse la peau et les cheveux doux et délicatement parfumés.

Hypoallergénique et testé dermatologiquement.

Le flacon pompe de 500 ml.

● Réf: ID859986021

5,60 €

8 | **Crème lavante 3-en-1**
TENA Wash Cream Proskin



Idéale pour nettoyer, hydrater et protéger les peaux les plus délicates et fragiles, sans rinçage.

Parfum discret : sensation de fraîcheur.

- pH : 5,5.
- Testé dermatologiquement.

250 ml.

● Réf: SCA4238

4,90 €

500 ml.

● Réf: SCA4242

6,60 €

1000 ml.

● Réf: SCA4249

13,90 €

9 | **Mousse nettoyante corporelle sans rinçage**
iD Care



Laisse la peau douce et hydratée.

Alternative à l'eau et au savon, la mousse nettoyante, corporelle sans rinçage, garantit un nettoyage du corps et de l'intimité en douceur.

Laisse une odeur agréable sur la peau.

- Contient de l'extrait de Calendula connu pour ses propriétés apaisantes.

L'aérosol de 400 ml.

● Réf: ID3410560020001

5,70 €

10 | **Brume eau rafraichissante**



Rafraîchit la peau et procure une agréable sensation de bien-être.

Rafraîchit aussi le visage et le corps.

Peut être utilisée par tous, à tout moment de la journée.

Indispensable, surtout en période de fortes chaleurs.

Le brumisateur de 400 ml.

● Réf: SICA08448

5,90 €





1 | **Crème barrière protectrice**
Rivadouce Soins

Rivadouce
Soins

PARTENAIRE
DES SOIGNANTS
DEPUIS 1971



Prévention de la dermatite associée à l'incontinence (DAI) et de l'escarre par macération.

S'utilise chez l'adulte incontinente et sur les zones de pli.

- Forme une barrière protectrice et isole la peau des irritants (urine, selles, transpiration).
- Apaise les peaux irritées.
- S'applique et s'élimine facilement sans frotter.
- 12 % d'oxyde de zinc protecteur.
- Dispositif médical de classe I⁽¹⁾.

Le tube de 100 g.

● Réf: RIV79531

6,49 €

⁽¹⁾ Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. DM de classe I. Organisme certificateur 0459 = LNE/G-Med.

Lire attentivement la notice avant utilisation.



**Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

4 | **Huile de soin**
Rivadouce Soins

Rivadouce
Soins

PARTENAIRE
DES SOIGNANTS
DEPUIS 1971



Traitement préventif des escarres. Risque faible à modéré.

Formule adaptée aux peaux les plus sensibles, adultes et enfants (> 36 mois).

- Facilite le glissement de la peau sous les doigts lors de l'effleurage.
- Adoucit la peau grâce à la présence d'huile d'amande douce et d'agents émoullissants.
- Plus de 2 millions d'unités utilisées par an en univers médico-hospitalier.
- Dispositif médical de classe I.

Le flacon pompe de 50 ml.

● Réf: RIV65214

2,99 €



7 | **Soin Dermactyl A2B**
Rivadouce Soins

Rivadouce
Soins

PARTENAIRE
DES SOIGNANTS
DEPUIS 1971



Traitement préventif des escarres. Risque modéré à fort.

Actifs brevetés améliorant les propriétés biomécaniques de la peau.

- Hydrate* intensément dès la 1ère application et prévient le dessèchement cutané à long terme.
- Protège la peau de l'adhésion des bactéries exogènes.
- Technologie Quickbreak : ne coule pas, ne tache pas.
- Dispositif médical de classe I⁽¹⁾.

Le tube canule de 50 ml.

● Réf: RIV79512 **13,99 €**

2 | **Crème protectrice**
TENA Barrier Cream Proskin



A utiliser préventivement sur les zones rouges ou irritées, principalement sur la zone périnéale.

Formule douce et transparente.

Idéale pour les personnes ayant une peau délicate et vulnérable.

- Forme une barrière qui repousse l'eau, efficace contre les irritants.
- Sans parfum, sans conservateur.
- Testée dermatologiquement.

Le flacon de 150 ml.

● Réf: SCA6504

8,70 €

3 | **Crème réparatrice**
TENA Zinc Cream Proskin



Idéale pour les peaux irritées et sensibles.

Crème apaisante et réparatrice qui traite les érythèmes et cicatrise les excoriations cutanées.

- Enrichie en oxyde de zinc (10 %) et de vitamine E, elle facilite la cicatrisation des plaies.
- Sans parfum pour plus de confort et sans conservateur.
- Testée dermatologiquement.

Le flacon de 100 ml.

● Réf: SCA429603

8,90 €

5 | **Lotion hydratante**
TENA Body Lotion Proskin



Favorise l'hydratation pour les peaux sèches et sensibles.

Idéale pour une utilisation quotidienne.

- Enrichie en vitamine E.
- Parfum frais et discret pour minimiser les risques d'allergies.
- pH : 5,5, testée dermatologiquement.

Le flacon de 500 ml.

● Réf: SCA1115

12,90 €

6 | **Crème barrière**
Conveen® Protact



Hydrate, assouplit et renforce la résistance de la peau.

Protège la peau de l'urine et de l'incontinence fécale légère.

- Peut être utilisée chez l'adulte et l'enfant à partir de 3 ans.
- Hypoallergénique, sans parabènes.

Le tube de 100 ml.

● Réf: COL651001

4,90 €

8 | **Liniment oléo-calcaire**
Liniderm



Adapté à la toilette et au soin du siège des nourrissons et des personnes âgées*.

Protège la peau grâce à la formation d'un film protecteur.

- Formule à 100 % d'origine naturelle.

Le flacon de 250 ml.

● Réf: GIL612813

7,20 €

Le flacon pompe de 480 ml. (Présenté).

● Réf: GIL612812

12,50 €



1 Protège seuil et bassin WIN CARE

Gamme de gestion simplifiée des excréta au service de l'hygiène, du confort et du soin du patient dépendant.

Facilite le travail de l'aidant, préserve la dignité du patient et réduit les risques d'infection.

- 2 formes de sacs hypoallergéniques avec liens coulissants performants de 600 ml.
- Rouleau de 20 sacs.

A) Protège seuil de chaise percée.

● Réf: DIDC60020 **13,90 €**

B) Protège bassin de lit.

● Réf: DDB60020 **13,90 €**

2 Urinal masculin CareBag®

Sécurise le recueil des urines.

Constitué d'un sac hypoallergénique, étanche, de 600 ml, avec liens coulissants simples et performants, et d'un tampon très absorbant gélifiant anti-odeurs.

S'utilise très simplement.

A) Le paquet de 20 sacs.

● Réf: PHA343915 **22,90 €**

B) Support de sac urinal. Utilisation et accrochage au lit dans les 2 sens.

● Réf: PHA343975 **6,90 €**

3 Urinal gradué



Pour les personnes alitées qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'aux toilettes.

Poignée ergonomique.

Pratique, avec son bouchon sécurisé pour éviter les risques de fuite.

- Capacité : 1 litre.
- Echelle graduée.
- Sans latex.

● Réf: ART02050088000000

4,50 €



Bock à lavement
capacité de 2 litres.

● Réf: ART02050011100000

5,90 €

4 Urinal anti-déversement Urolis

Avec bouchon de vidange.

Poignée ergonomique.

- Capacité : 1,5 litres.

● Réf: PHA098000P

28,90 €

Adaptateur féminin.

● Réf: PHA098003

12,90 €

WIN CARE



5 Urinal femme

COMED

Pratique, avec sa forme tulipe pour éviter les risques de fuite.

Conçu pour les femmes alitées. Conception anatomique qui permet son utilisation en position assise, debout ou allongée.

- En polypropylène translucide.
- Autoclavable (sauf le bouchon).
- Bouchon étanche en polyéthylène blanc.
- Capacité : 1 litre, gradué par 50 ml.

● Réf: COM1620023

4,90 €



6 Bassin de lit

Idéal pour les personnes alitées qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'aux toilettes.

Poignée anatomique avec surface antidérapante et trou pour mieux l'accrocher.

- En polypropylène blanc.

A) Bassin de lit. Poids max. : 140 kg.

● Réf: ART02050070100000

10,90 €

B) Couvercle pour bassin de lit.

● Réf: ART02050076100000

2,60 €



7 Bassin de lit

COMED

Avec couvercle et poignée.

Accessoire d'hygiène indispensable pour des personnes alitées, ce bassin de lit permet de recueillir les urines et les selles.

- En polypropylène blanc.
- Autoclavable.
- Dim. : 51 x 28 x 9 cm.
- Poids max. : 125 kg.

● Réf: COM1620021D

14,50 €



8 Bidet amovible

Adaptable sur la plupart des WC actuels.

Très facile d'utilisation.

- Emplacement pour savon.
- En PVC blanc.
- Dim. des bords supérieurs : L. 40 cm x l. 36 cm.
- Hauteur : 11 cm.
- Poids : 250 g.
- Garantie : 1 an.

● Réf: WEPT019805

15,90 €



9 Barre d'appui escamotable

Levon

Fiable et robuste.

Se replie contre le mur.

- Longueur hors tout : 70 cm
- Tube acier traité anticorrosion.


● Réf: DUPSAT7361000

44,90 €





BIEN CHOISIR SA PROTECTION FEMININE

Vous êtes :	Type de fuites	Besoin de sécurité	Le conseil de votre Technicien
 <p>Femme active et autonome.</p>	<p>Au moment d'un effort.</p>	<p>1</p> <p>● ○ ○ ○ ○</p> <p>Une petite quantité ou quelques gouttes fréquemment.</p>	<p>Les protections Lady conviennent à vos petits inconforts en toute discrétion sous tous vos sous-vêtements.</p>

1 | Protections féminines TENA Discreet

Sécurité, contrôle des odeurs et garde au sec.

Design féminin et toucher doux.



- **Discreet Ultra mini.**
Le sachet de 28. Réf: SCA761139
- **Discreet Mini.**
Le sachet de 20. Réf: SCA760253
- **Lady Normal.**
Le sachet de 24. Réf: SCA760721
- **Discreet Normal.**
Le sachet de 24. Réf: SCA760482
- **Discreet Normal Night.**
Le sachet de 10. Réf: SCA760763
- **Discreet Extra.**
Le sachet de 20. Réf: SCA760694
- **Discreet Extra Plus.**
Le sachet de 16. Réf: SCA761661
- **Lady Super.**
Le sachet de 30. Réf: SCA761733
- **Discreet Maxi.**
Le sachet de 12. Réf: SCA760934
- **Discreet Maxi Night.**
Le sachet de 12. Réf: SCA760922

2 | Protections féminines iD Light et iD Expert Light

Discrétion et sécurité optimale grâce à leur forme anatomique.

Avec neutraliseur d'odeurs.

• Emballage individuel (sauf Ultra Mini).



- **iD Light. Ultra Mini.**
Le sachet de 28. Réf: ID5111010281
- **iD Light. Mini.**
Le sachet de 20. Réf: ID5121020201
- **iD Light. Mini Plus.**
Le sachet de 16. Réf: ID5171025161
- **iD Light. Normal.**
Le sachet de 12. Réf: ID5171030121
- **iD Light. Extra.**
Le sachet de 10. Réf: ID5171040101
- **iD Light. Maxi.**
Le sachet de 10. Réf: ID5171055101
- **iD Light. Super.**
Le sachet de 10. Réf: ID5171070100
- **iD Expert Light. Normal.**
Le sachet de 28. Réf: ID5160030280
- **iD Expert Light. Extra.**
Le sachet de 28. Réf: ID5160040280
- **iD Expert Light. Maxi.**
Le sachet de 28. Réf: ID5160050280

3 | Sous-vêtements absorbants jetables TENA Silhouette

Coupe ajustée près du corps.

• Contrôle des odeurs et garde au sec.



- **Normal. M, T. basse, blanc.**
Le sachet de 12. Réf: SCA795532
- **Normal. L, T. basse, blanc.**
Le sachet de 10. Réf: SCA795630
- **Normal. M, T. basse, noir.**
Le sachet de 10. Réf: SCA795511
- **Normal. L, T. basse, noir.**
Le sachet de 9. Réf: SCA795617
- **Plus. M, T. haute, noir.**
Le sachet de 9. Réf: SCA703083
- **Plus. L, T. haute, noir.**
Le sachet de 8. Réf: SCA703084

5 | Sous-vêtements absorbants jetables Molicare® Premium Lady Pants

Effet garde au sec immédiat. Triple coussin absorbant.



- **5 gouttes. Taille M.**
Le sachet de 8. Réf: HAR915867
- **5 gouttes. Taille L.**
Le sachet de 7. Réf: HAR915868
- **7 gouttes. Taille M.**
Le sachet de 8. Réf: HAR915877
- **7 gouttes. Taille L.**
Le sachet de 7. Réf: HAR915870

4 | Protections féminines Molicare® Premium Lady Pad

Triple coussin absorbant permettant une diffusion rapide de l'urine pour un effet garde au sec immédiat et neutralise les odeurs.



- **0,5 goutte.**
Le sachet de 28. Réf: HAR168131
- **1 goutte.**
Le sachet de 14. Réf: HAR168132
- **1,5 gouttes.**
Le sachet de 14. Réf: HAR168624
- **2 gouttes.**
Le sachet de 14. Réf: HAR168634
- **3 gouttes.**
Le sachet de 14. Réf: HAR168644
- **3,5 gouttes.**
Le sachet de 14. Réf: HAR168651
- **4 gouttes.**
Le sachet de 14. Réf: HAR168682
- **4,5 gouttes.**
Le sachet de 14. Réf: HAR168654
- **5 gouttes.**
Le sachet de 14. Réf: HAR168670



Protections féminines

HEXALADY

Hexa

Les conseils de Laure votre Technicien de santé

HEXAlady est spécialement conçue pour absorber les fuites urinaires légères à modérées.

La peau reste fraîche et sèche tout au long de la journée. Cette protection est très confortable et apporte un grand niveau de confiance.



Protections féminines pour les personnes actives et autonomes.

Protection fine, toucher textile ultra doux.

Hypoallergénique, testé sous contrôle dermatologique.

Elastiques doux sans latex qui s'adaptent à l'entrejambe pour le confort de la femme active.

Contrôle des odeurs.

Extra. Flux léger.
Le sachet de 10.

Réf: HEX3141VM-02

3,05 €

Super. Flux modéré.
Le sachet de 10.

Réf: HEX3162VM-01

3,70 €

Maxi. Flux abondant.
Le sachet de 30.

Réf: HEX3161VM-02

9,60 €



Le voile d'acquisition double la vitesse d'absorption et procure un effet garde au sec immédiat.



Système innovant de barrières latérales intégrées au tampon pour encore plus de sécurité.

Tarifs valables du 01/04/2023 au 01/09/2023. Au delà de ces dates, consulter votre Technicien de santé.



Plus de discrétion

L'élasticité de la protection garantit un maintien parfait pour rester invisible sous les vêtements.



Plus d'efficacité

Le voile d'acquisition double la vitesse d'absorption. Il procure un effet garde au sec immédiat.




Plus de confiance en soi

La nouvelle génération de super absorbant neutralise les odeurs et retient efficacement les liquides.



BIEN CHOISIR SA PROTECTION MASCULINE

Vous êtes :	Type de fuites	Besoin de sécurité	Le conseil de votre Technicien
 <p>Homme actif et autonome.</p>	<p>Fuites précédées ou suivies d'une irrépressible envie d'uriner.</p>	<p>1</p> <p>● ○ ○ ○ ○</p> <p>De quelques gouttes à des fuites peu abondantes.</p>	<p>Les protections Men conviennent à vos petits inconforts en toute discrétion sous tous vos sous-vêtements.</p>



1 Protections masculines iD for Men

Ajustement parfait.

- **Level 1+.**
Le sachet de 10. Réf: ID522103510001
- **Level 2.**
Le sachet de 10. Réf: ID522104010001
- **Level 3.**
Le sachet de 14. Réf: ID523105014001



2 Protections masculines TENA Men Active Fit

Zone d'absorption sécurisée.

Protections pour fuites légères à modérées, à la forme spécialement adaptée à l'anatomie masculine pour plus de confort.

- Système de contrôle des odeurs.

- **Extra Light.**
● Le sachet de 14. Réf: SCA750406
- **Niveau 1.**
● Le sachet de 24. Réf: SCA750652
- **Niveau 2.**
● Le sachet de 20. Réf: SCA750789
- **Niveau 3.**
● Le sachet de 16. Réf: SCA750834



3 Sous-vêtements masculins Molicare® Premium Men

Formes spécifiques pour les hommes.

Triple coussin absorbant pour une diffusion rapide de l'urine pour un effet garde au sec immédiat et une neutralisation des odeurs.

- **2 gouttes.**
Le sachet de 14. Réf: HAR168600
- **3 gouttes.**
Le sachet de 14. Réf: HAR168603
- **4 gouttes.**
Le sachet de 14. Réf: HAR168705
- **5 gouttes.**
Le sachet de 14. Réf: HAR168801



4 Sous-vêtements masculins absorbants jetables TENA Men Premium Fit

Tout-en-un. Zone d'absorption sécurisée.

Respirant, imprimé masculin, découpe ajustée. Confort et discrétion.

- **Maxi. Taille S / M.**
● Le sachet de 12. Réf: SCA798308
- **Maxi. Taille L / XL.**
● Le sachet de 10. Réf: SCA798306



5 Protections anatomiques masculines absorbantes jetables Molicare® Premium Men Pants

Formes spécifiques pour les hommes.

Triple coussin absorbant. Garde au sec immédiat.

- **5 gouttes. Taille M.**
Le sachet de 8. Réf: HAR915817
- **5 gouttes. Taille L.**
Le sachet de 7. Réf: HAR915818
- **7 gouttes. Taille M.**
Le sachet de 8. Réf: HAR915827
- **7 gouttes. Taille L.**
Le sachet de 7. Réf: HAR915828



6 Sous-vêtements masculins absorbants jetables TENA Men Active Fit

Tout-en-un. Zone d'absorption sécurisée.

Respirant, style masculin et discret. Contrôle des odeurs.

- **Plus. Taille S / M.**
● Le sachet de 9. Réf: SCA772509
- **Plus. Taille L / XL.**
● Le sachet de 8. Réf: SCA772608





Protections masculines

HEXAMEN

Hexa

Les conseils de Laure votre Technicien de santé

HEXAMen vous aide à **contrôler les fuites urinaires légères à modérées**. Grâce à la **découpe anatomique**, HEXAMen présente une forme incurvée pour assurer **confort et protection**. Son voile doux, peu bruyant, préserve la peau et apporte une **grande discrétion**.



Pour se protéger des fuites urinaires légères à modérées.

Ajustement parfait.

Plus de confort : voile externe, intraversable par les liquides, laisse respirer la peau.

Efficacité : effet garde au sec immédiat.

Confiance en soi : super absorbant avec contrôle des odeurs.

Hypoallergénique.

★★★★☆☆ **Level 3.**

Le sachet de 14.

● Réf: HEX3175VM-01

4,20 €



Barrières latérales anti-fuites sécurisantes pour les hommes actifs.

Conception spécifique pour l'anatomie de l'homme.



Plus de technicité

Protections à la découpe parfaitement adaptée à l'anatomie masculine.



Plus d'efficacité

Le voile d'acquisition double la vitesse d'absorption. Il procure un effet garde au sec immédiat.



Plus de confiance en soi

La nouvelle génération de super absorbant neutralise les odeurs et retient efficacement les liquides.

Vous pourriez aussi apprécier

Soins de santé et de bien-être



Lingettes Imprégnées



Gel lavant corps et cheveux



Shampooing et gel douche





Savon doux haute fréquence





BIEN CHOISIR SA PROTECTION INTEGRALE PANTS

Vous êtes :	Type de fuites	Besoin de sécurité	Le conseil de votre Technicien
 <p>Femme ou homme qui va aux toilettes seul(e) ou accompagné(e).</p>	<p>Fuites précédées ou suivies d'une irrésistible envie d'uriner.</p>	<p>2</p>  <p>Fuites modérées et/ou récurrentes. Temps d'utilisation jusqu'à 12 heures.</p>	<p>Simple d'utilisation pour vous ou un aidant. Bien vérifier que le degré d'absorption corresponde au besoin pour éviter de souiller l'environnement (habits, fauteuil, literie) avec trop de récurrence.</p>

1 |

Sous-vêtements jetables

TENA Pants Proskin

Sécurité, contrôle des odeurs et garde au sec.

Voile respirant pour limiter les problèmes cutanés.



Normal. Taille S. Le sachet de 15.

● Réf: SCA791466

Normal. Taille M. Le sachet de 18.

● Réf: SCA791569

Normal. Taille L. Le sachet de 18.

● Réf: SCA791669

Normal. Taille XL. Le sachet de 15.

● Réf: SCA791760

Plus. Taille XXS. Le sachet de 14.

● Réf: SCA792215

Plus. Taille XS. Le sachet de 14.

● Réf: SCA792340

Plus. Taille S. Le sachet de 14.

● Réf: SCA792632

Plus. Taille M. Le sachet de 14.

● Réf: SCA792539

Plus. Taille L. Le sachet de 14.

● Réf: SCA792613

Plus. Taille XL. Le sachet de 12.

● Réf: SCA792710

Bariatric Plus. Taille XXL. Le sachet de 12.

● Réf: SCA792862

Super. Taille S. Le sachet de 12.

● Réf: SCA793413

Super. Taille M. Le sachet de 12.

● Réf: SCA793520

Super. Taille L. Le sachet de 12.

● Réf: SCA793614

Super. Taille XL. Le sachet de 12.

● Réf: SCA793713

Maxi. Taille S. Le sachet de 10.

● Réf: SCA794410

Maxi. Taille M. Le sachet de 10.

● Réf: SCA794512

Maxi. Taille L. Le sachet de 10.

● Réf: SCA794623

Maxi. Taille XL. Le sachet de 10.

● Réf: SCA794762





Protections intégrales

HEXAPANTS

Hexa

Les conseils de Laure votre Technicien de santé

Pour plus d'économie, vérifiez le **témoin d'humidité, qui change de couleur**, pour limiter le nombre d'HEXApants utilisés, mais aussi pour ne pas employer une absorption trop importante et donc onéreuse.

Demandez conseil à votre Technicien de santé pour une bonne lecture du témoin d'humidité de la protection.



Sous-vêtements jetables doux, confortables et respirants.

Pour les fuites légères à modérées de personnes actives et mobiles. S'enfilent et s'enlèvent comme un sous-vêtement classique.

Hypoallergéniques, testés sous contrôle dermatologique. Super absorbants pour un effet bien au sec et plus de sécurité.

• Le sachet de 14.

• Le sachet de 14. **Extra Plus. Small. Tour de taille : 60/90 cm.**

• Réf: HEX0111VM-01

12,00 €

• Le sachet de 14. **Extra Plus. Medium. Tour de taille : 80/110.**

• Réf: HEX0211VM-01

13,90 €

• Le sachet de 14. **Extra Plus. Large. Tour de taille : 100/135 cm.**

• Réf: HEX0311VM-01

15,40 €

• Le sachet de 14. **Extra Plus. X Large. Tour de taille : 120/160 cm.**

• Réf: HEX0411VM-01

17,90 €

• Le sachet de 14. **Maxi. Small. Tour de taille : 60/90 cm.**

• Réf: HEX0121VM-01

17,30 €

• Le sachet de 14. **Maxi. Medium. Tour de taille : 80/110 cm.**

• Réf: HEX0221VM-01

17,90 €

• Le sachet de 14. **Maxi. Large. Tour de taille : 100/135 cm.**

• Réf: HEX0321VM-01

20,90 €

• Le sachet de 14. **Maxi. X Large. Tour de taille : 120/160 cm.**

• Réf: HEX0421VM-01

22,50 €



Témoin d'humidité permettant de contrôler la saturation du produit.



Plus de discrétion

L'élasticité de la protection garantit un maintien parfait pour rester invisible sous les vêtements.



Plus de liberté

Les élastiques en lycra de la ceinture vous accompagnent dans tous vos mouvements.



Plus de confiance en soi

La nouvelle génération de super absorbant neutralise les odeurs et retient efficacement les liquides.



Barrières anti-fuites élastiques et hydrophobes.



1 | Sous-vêtements absorbants Pants Premium MoliCare® Mobile



Maintien et discrétion.

Barrières anti-fuites hydrophobes et intégrales. Voile externe en non tissé doté d'un indicateur d'humidité. Se met et se retire comme un sous-vêtement classique.

5 gouttes. Taille S.
Le sachet de 14. Réf: HAR915861

5 gouttes. Taille M.
Le sachet de 14. Réf: HAR915852

5 gouttes. Taille L.
Le sachet de 14. Réf: HAR915853

5 gouttes. Taille XL.
Le sachet de 14. Réf: HAR915840

6 gouttes. Taille XS.
Le sachet de 14. Réf: HAR915854

6 gouttes. Taille S.
Le sachet de 14. Réf: HAR915831

6 gouttes. Taille M.
Le sachet de 14. Réf: HAR915832

6 gouttes. Taille L.
Le sachet de 14. Réf: HAR915833

6 gouttes. Taille XL.
Le sachet de 14. Réf: HAR915834

8 gouttes. Taille S.
Le sachet de 14. Réf: HAR915871

8 gouttes. Taille M.
Le sachet de 14. Réf: HAR915872

8 gouttes. Taille L.
Le sachet de 14. Réf: HAR915873

8 gouttes. Taille XL.
Le sachet de 14. Réf: HAR915874

10 gouttes. Taille M.
Le sachet de 14. Réf: HAR915878

10 gouttes. Taille L.
Le sachet de 14. Réf: HAR915879

10 gouttes. Taille XL.
Le sachet de 14. Réf: HAR915880



2 | Culottes absorbantes iD Intime



Ajustement parfait.

Discrètes, conçues pour gérer l'incontinence urinaire modérée. Ceinture très douce et forme semblable à celle d'un sous-vêtement normal.

• Offre jusqu'à 10 heures de sécurité grâce à son système avancé de contrôle des odeurs.

Normal. M. 80 à 110 cm.
Le sachet de 12. Réf: ID5551255120

Normal. L. 100 à 135 cm.
Le sachet de 10. Réf: ID5551355100

Plus. M. 80 à 110 cm.
Le sachet de 12. Réf: ID5551265120

Plus. L. 100 à 135 cm.
Le sachet de 10. Réf: ID5551365100

Super. M. 80 à 110 cm.
Le sachet de 12. Réf: ID5551275120

Super. XL. 100 à 135 cm.
Le sachet de 10. Réf: ID5551375100



3 | Culottes absorbantes iD Pants



Parfaite adaptation anatomique pour un confort et une discrétion optimale.

Neutralisateur d'odeurs.

Normal. M. 80 à 120 cm.
Le sachet de 14. Réf: ID553125514001

Normal. L. 100 à 145 cm.
Le sachet de 14. Réf: ID553135514001

Plus. XS. 50 à 70 cm.
Le sachet de 14. Réf: ID553106514101

Plus. S. 60 à 90 cm.
Le sachet de 14. Réf: ID553116514001

Plus. M. 80 à 120 cm.
Le sachet de 14. Réf: ID553126514001

Plus. L. 100 à 145 cm.
Le sachet de 14. Réf: ID553136514001

Plus. XL. 130 à 170 cm.
Le sachet de 14. Réf: ID553146514001

Super. M. 80 à 120 cm.
Le sachet de 12. Réf: ID5531275120

Super. L. 100 à 145 cm.
Le sachet de 12. Réf: ID5531375120D

Super. XL. 130 à 170 cm.
Le sachet de 12. Réf: ID5531475120

Maxi. M. 80 à 115 cm.
Le sachet de 10. Réf: ID5531280100

Maxi. L. 100 à 145 cm.
Le sachet de 10. Réf: ID5531380100





Protections anatomiques HEXAFORM

Hexa

Les conseils de Laure votre Technicien de santé

HEXAform est recommandée en cas de **fuites modérées à fortes**. Elle **s'adapte à toutes les morphologies**. Afin de maintenir la protection bien en place, il est conseillé de **porter un slip de maintien**. La **forme anatomique** permet une **absorption rapide et sûre** tout en offrant une **protection discrète**.



Confort maximum grâce à sa forme qui s'adapte à l'anatomie de l'utilisateur.

Absorption rapide et sûre.

Hypoallergénique.

Solution Air System pour permettre à la peau de respirer sans risque de fuites.

🔹🔹🔹🔹🔹🔹 **Extra Plus.**

Le sachet de 25.

● Réf: HEX5141VM-01

13,50 €

🔹🔹🔹🔹🔹 **Maxi.**

Le sachet de 20.

● Réf: HEX5171VM-01

13,40 €



La découpe du tampon absorbant plus large à l'arrière renforce la performance du produit, notamment en position couchée.



Plus de bien-être

Le voile externe, intraversable par les liquides, laisse respirer la peau.



Plus de confiance en soi

La nouvelle génération de super absorbant neutralise les odeurs et retient efficacement les liquides.



Plus de douceur



Une sensation de légèreté grâce au toucher textile ultra doux de l'enveloppe extérieure.



Témoin d'humidité permettant de contrôler la saturation du produit.



BIEN CHOISIR SA PROTECTION ANATOMIQUE

Vous êtes :	Type de fuites	Besoin de sécurité	Le conseil de votre Technicien
 <p>Femme ou homme qui peut être accompagné(e) aux toilettes.</p>	<p>Incontinence totale ou quasi totale liée à une perte de contrôle de la vidange de la vessie.</p>	<p>3 OU 4  Temps d'utilisation jusqu'à 10 heures.</p>	<p>La pose d'une protection anatomique en position debout sera plus simple et facilitera l'accompagnement aux toilettes pour permettre le maintien de la continence.</p>



1 |







Protections anatomiques

TENA Comfort ProSkin



Adaptées aux différentes morphologies.

Coupe ajustée. Anti-fuites. Matière douce et respirante. Matelas à absorption très rapide.

-  **Normal.**
● Le sachet de 42. Réf: SCA752742
-  **Plus.**
● Le sachet de 46. Réf: SCA752846
-  **Extra.**
● Le sachet de 40. Réf: SCA753040
-  **Super.**
● Le sachet de 36. Réf: SCA758136
-  **Maxi.**
● Le sachet de 28. Réf: SCA759128
-  **Ultima.**
● Le sachet de 26. Réf: SCA759011

2 |

Sous-vêtements lavables

TENA Fix Premium ProSkin



Réutilisables. Résistants et confortables. Protègent des fuites en maintenant la protection absorbante bien en place.

- Lavables jusqu'à 30 fois à 60° C.
- Taille : Small, Medium, Large, XL et XXL.

Taille S.
Le sachet de 5.
● Réf: SCA754023

Taille M.
Le sachet de 25.
● Réf: SCA754028

Taille L.
Le sachet de 5.
● Réf: SCA754024

Taille XL.
Le sachet de 25.
● Réf: SCA754029

Les conseils de Laure votre Technicien de santé

Les protections anatomiques se glissent facilement à l'intérieur des sous-vêtements mais, idéalement, elles sont à utiliser avec un **slip de maintien**.

Bien choisir la taille du slip de maintien est essentiel pour garantir **confort et sécurité** à la personne.

Il est également possible d'utiliser des **sous-vêtements intraversables**.





1

Protections anatomiques iD Form

Barrières anti-fuites intégrées.

-  **Normal.**
Le sachet de 28. Réf: ID5310155280
-  **Plus.**
Le sachet de 21. Réf: ID5310260210
-  **Extra.**
Le sachet de 21. Réf: ID5310265210
-  **Extra Plus.**
Le sachet de 21. Réf: ID5310270210



2

Slips de maintien lavables iD Care Comfort Super

Pour maintenir en place les différents produits d'incontinence.




- Lavable à 60° C.
- Taille S. 40 à 80 cm.
Le sachet de 5.
Réf: ID541010005003
- Taille M. 60 à 100 cm.
Le sachet de 5.
Réf: ID541020005003
- Taille L. 80 à 120 cm.
Le sachet de 5.
Réf: ID541030005003
- Taille XL. 100 à 160 cm.
Le sachet de 5.
Réf: ID541040005003
- Taille XXL. 140 à 180 cm.
Le sachet de 5.
Réf: ID541050005003



3

Protections anatomiques MoliCare® Premium Form

Grandes protections anatomiques absorbantes pour incontinence modérée à sévère urinaire et/ou fécale.

-  Le sachet de 32.
Réf: HAR1684086
-  Le sachet de 32.
Réf: HAR168406
-  Le sachet de 16.
Réf: HAR168409



4

Slips de maintien lavables MoliCare® Premium Fixpants long leg



Pour la fixation fiable et hygiénique des protections d'incontinence de tout type, convient aussi bien aux personnes alitées qu'aux patients mobiles.

- Lavable à 60° C.
- Existe en boîte de 3.
- Taille S. Le sachet de 25.
Réf: HAR947790
- Taille M. Le sachet de 25.
Réf: HAR947791
- Taille L. Le sachet de 25.
Réf: HAR947792
- Taille XL. Le sachet de 25.
Réf: HAR947793
- Taille XXL. Le sachet de 25.
Réf: HAR947794
- Taille XXXL. Le sachet de 25.
Réf: HAR947789





BIEN CHOISIR SA PROTECTION COMPLETE

Vous êtes :	Type de fuites	Besoin de sécurité	Le conseil de votre Technicien
 <p>Femme ou homme non mobile ou alité(e).</p>	<p>Incontinence totale liée à une perte de contrôle de la vidange de la vessie.</p>	<p>3 OU 4  Temps d'utilisation jusqu'à 10 heures.</p>	<p>Bien choisir la taille, et appliquer une bonne pose du change complet sont essentiels pour assurer confort et sécurité de la personne.</p>



1| Changes complets TENA Slip ProSkin



Protection douce et respirante, équipée d'attaches adhésives repositionnables. Contrôle des odeurs et absorption rapide.



Plus. Taille XS.

 Le sachet de 30.

Plus. Taille XS.
 Réf: SCA710430



Plus. Taille S.

 Le sachet de 30.

Plus. Taille S.
 Réf: SCA710530



Plus. Taille M.

 Le sachet de 30.

Plus. Taille M.
 Réf: SCA710630

Plus. Taille L.

 Le sachet de 30.

Plus. Taille L.
 Réf: SCA710730

Super. Taille S.

 Le sachet de 30.

Super. Taille S.
 Réf: SCA711130

Super. Taille M.

 Le sachet de 28.

Super. Taille M.
 Réf: SCA711228

Super. Taille L.

 Le sachet de 28.

Super. Taille L.
 Réf: SCA711428

Super. Taille XL.

 Le sachet de 28.

Super. Taille XL.
 Réf: SCA711023

Bariatrique.

 Le sachet de 32.

Bariatrique.
 Super. Taille XXL.
 Réf: SCA61490

Super. Taille XXXL.

 Le sachet de 8.

Super. Taille XXXL.
 Réf: SCA61391

Maxi. Taille S.

 Le sachet de 24.

Maxi. Taille S.
 Réf: SCA711424

Maxi. Taille M.

 Le sachet de 24.

Maxi. Taille M.
 Réf: SCA710924

Maxi. Taille L.

 Le sachet de 24.

Maxi. Taille L.
 Réf: SCA711024

Maxi. Taille XL.

 Le sachet de 24.

Maxi. Taille XL.
 Réf: SCA711026

Ultima. Taille M.

 Le sachet de 21.

Ultima. Taille M.
 Réf: SCA710521

Ultima. Taille L.

 Le sachet de 21.

Ultima. Taille L.
 Réf: SCA710621

Ultima. Taille XL.

 Le sachet de 18.


Ultima. Taille XL.
 Réf: SCA710622

2| Protections complètes iD Slip



Absorption rapide. Voile externe doux « toucher coton ».



Plus.

 Taille S, 50 à 90 cm.
 Le sachet de 14. Réf: ID563016014001





Plus.


 Taille M, 80 à 125 cm.
 Le sachet de 28. Réf: ID561026028002

Plus.

 Taille L, 115 à 155 cm.
 Le sachet de 28. Réf: ID561036028004


Plus.

 Taille XL, 120 à 170 cm.
 Le sachet de 14. Réf: ID563046014001

Extra Plus.

 Taille S, 50 à 90 cm.
 Le sachet de 14. Réf: ID5630170140


Extra Plus.

 Taille M, 80 à 125 cm.
 Le sachet de 28. Réf: ID561027028002


Extra Plus.

 Taille L, 115 à 155 cm.
 Le sachet de 28. Réf: ID561037028004

Extra Plus.

 Taille XL, 120 à 170 cm.
 Le sachet de 14. Réf: ID5630470140



Super.

 Taille XS, 40 à 70 cm.
 Le sachet de 14. Réf: ID563007514001

Super.

 Taille S, 50 à 90 cm.
 Le sachet de 14. Réf: ID563017514001





Protections complètes

HEXASLIP

Hexa

Les conseils de Laure votre Technicien de santé

HEXAslip est un **change complet haut de gamme** avec un **noyau absorbant ultra-performant** pour une incontinence **modérée à forte**. Cette protection **convient aux femmes comme aux hommes**.



Pour une absorption maximale.

Adhésifs repositionnables pour faciliter l'utilisation.

Barrières anti-fuites. Hypoallergénique.

●●●●●●●● **Extra Plus. Medium. Le sachet de 24.**

● Réf: HEX7221VM-02

16,10 €

●●●●●●●● **Extra Plus. Large. Le sachet de 24.**

● Réf: HEX7321VM-02

18,50 €

●●●●●●●● **Extra Plus. X Large. Le sachet de 20.**

● Réf: HEX7411VM-01

18,80 €

●●●●●●●● **Maxi. Small. Le sachet de 20.**

● Réf: HEX7121VM-01

11,80 €

●●●●●●●● **Maxi. Medium. Le sachet de 20.**

● Réf: HEX7241VM-02

16,10 €

●●●●●●●● **Maxi. Large. Le sachet de 20.**

● Réf: HEX7341VM-02

18,00 €

●●●●●●●● **Maxi. X Large. Le sachet de 15.**

● Réf: HEX7421VM-02

16,80 €

●●●●●●●●+●● **Maxi Plus. Medium. Le sachet de 15.**

● Réf: HEX7251VM-01

15,20 €

●●●●●●●●+●● **Maxi Plus. Large. Le sachet de 15.**

● Réf: HEX7351VM-01

17,00 €



L'enveloppe extérieure, au toucher très doux, est respirable et préserve l'intégrité cutanée.



Attaches « COMBI-Flex » repositionnables.



Plus de sécurité

Les barrières anti-fuites hydrophobes et élastiques limitent le risque de fuites au moment de la miction.



Plus de confiance en soi

La nouvelle génération de super absorbant neutralise les odeurs et retient efficacement les liquides.



Plus d'absorption

La découpe du tampon absorbant renforce la performance du produit, notamment en position couchée.

Il n'y a pas d'âge pour être **libre**

HEXAPROTECTIONS
contre l'incontinence

LIBRE DE POUVOIR.
LIBRE DE VOULOIR,
LIBRE D'ÊTRE SOI,
LIBRE D'ÊTRE PROTÉGÉ,

Sauvons la liberté,
la liberté sauve
le reste.”

Victor Hugo



LA QUALITÉ PROFESSIONNELLE, POUR TOUS

Hexa

Ces produits sont des dispositifs médicaux de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
Lire attentivement les instructions figurant sur la notice et/ou l'étiquetage. Demandez conseil à votre médecin.



1| Changes complets MoliCare® Premium Elastic

HARTMANN



Triple coussins absorbants.

- 5 gouttes. Taille M. Le sachet de 30. Réf: HAR165172
- 5 gouttes. Taille L. Le sachet de 30. Réf: HAR165173
- 6 gouttes. Taille S. Le sachet de 30. Réf: HAR165271
- 6 gouttes. Taille M. Le sachet de 30. Réf: HAR165272
- 6 gouttes. Taille L. Le sachet de 30. Réf: HAR165273
- 6 gouttes. Taille XL. Le sachet de 14. Réf: HAR165274
- 7 gouttes. Taille S. Le sachet de 30. Réf: HAR165371
- 7 gouttes. Taille M. Le sachet de 30. Réf: HAR165372
- 7 gouttes. Taille L. Le sachet de 30. Réf: HAR165373
- 7 gouttes. Taille XL. Le sachet de 14. Réf: HAR165374
- 8 gouttes. Taille S. Le sachet de 26. Réf: HAR165471
- 8 gouttes. Taille M. Le sachet de 26. Réf: HAR165472
- 8 gouttes. Taille L. Le sachet de 24. Réf: HAR165473
- 8 gouttes. Taille XL. Le sachet de 14. Réf: HAR165474
- 9 gouttes. Taille S. Le sachet de 26. Réf: HAR165571
- 9 gouttes. Taille M. Le sachet de 26. Réf: HAR165572
- 9 gouttes. Taille L. Le sachet de 24. Réf: HAR165573
- 9 gouttes. Taille XL. Le sachet de 14. Réf: HAR165574
- 10 gouttes. Taille S. Le sachet de 22. Réf: HAR165671
- 10 gouttes. Taille M. Le sachet de 14. Réf: HAR165672
- 10 gouttes. Taille L. Le sachet de 14. Réf: HAR165673
- 10 gouttes. Taille XL. Le sachet de 14. Réf: HAR165674

4| Protections complètes iD Expert Belt

iD belt



Absorption rapide.

Pose simple et ergonomique.
Voile externe doux toucher coton.

- Plus. Taille S, 60 à 95 cm. Le sachet de 14. Réf: SCA753900
- Plus. Taille M, 70 à 115 cm. Le sachet de 14. Réf: ID5700260140
- Plus. Taille L, 95 à 135 cm. Le sachet de 14. Réf: ID5700360140
- Plus. Taille XL, 115 à 150 cm. Le sachet de 14. Réf: ID5700460140
- Super. Taille S, 60 à 95 cm. Le sachet de 14. Réf: ID5700175140
- Super. Taille M, 70 à 115 cm. Le sachet de 14. Réf: ID5700275140
- Super. Taille L, 95 à 135 cm. Le sachet de 14. Réf: ID5700375140
- Super. Taille XL, 115 à 150 cm. Le sachet de 14. Réf: ID5700475140
- Maxi. Taille S, 60 à 95 cm. Le sachet de 14. Réf: ID5700180140
- Maxi. Taille M, 70 à 115 cm. Le sachet de 14. Réf: ID5700280140
- Maxi. Taille L, 95 à 135 cm. Le sachet de 14. Réf: ID5700380140
- Maxi. Taille XL, 115 à 150 cm. Le sachet de 14. Réf: ID5700480140

2| Changes ergonomiques avec ceinture TENA Flex Proskin

TENA



Confort et liberté de mouvement.

- Plus. Taille S. Le sachet de 30. Réf: SCA730437
- Plus. Taille M. Le sachet de 30. Réf: SCA730430
- Plus. Taille L. Le sachet de 30. Réf: SCA723333
- Plus. Taille XL. Le sachet de 30. Réf: SCA724950
- Super. Taille S. Le sachet de 30. Réf: SCA730446
- Super. Taille M. Le sachet de 30. Réf: SCA730458
- Super. Taille L. Le sachet de 30. Réf: SCA729281
- Super. Taille XL. Le sachet de 30. Réf: SCA724980
- Maxi. Taille S. Le sachet de 22. Réf: SCA730453
- Maxi. Taille M. Le sachet de 22. Réf: SCA730434
- Maxi. Taille L. Le sachet de 22. Réf: SCA729352
- Maxi. Taille XL. Le sachet de 21. Réf: SCA725000
- Ultima. Taille M. Le sachet de 20. Réf: SCA730436
- Ultima. Taille XL. Le sachet de 17. Réf: SCA728534

3| Inserts rectangulaires Maxi Traversable

TENA



Très performants, pour renforcer le taux d'absorption des changes complets ou des slips absorbants.

Avec super absorbant.

- Sachets compactés.
- Maxi. 20 x 60 cm. Le sachet de 30. Réf: SCA1102

5| Inserts rectangulaires iD Rectangular Pad



Pour augmenter l'absorption d'une autre protection.

Pour fuites modérées à importantes.

- Existe en plusieurs tailles.
- Traversables. 360 x 110 mm. Le sachet de 28. Réf: ID59361100280
- Traversables. 150 x 600 mm. Le sachet de 28. Réf: ID59156000280
- Intraversables. 80 x 305 mm. Le sachet de 12. Réf: ID59300820120

6| Inserts rectangulaires traversables HEXApad

Hexa



Très performants, pour renforcer le taux d'absorption des changes complets ou des slips absorbants.

- Maxi. 16 x 60 cm. Le sachet de 30. Réf: HEX1131VM-01
- 8,99 €**



1 Alèses à usage unique HEXAbed



Pour protéger efficacement la literie et les fauteuils contre les fuites éventuelles.

- Protections de literie composées de pulpe de cellulose et de polyéthylène.

● Le sachet de 30.
Réf: HEX8221VM-03

● Le sachet de 30.
Réf: HEX8421VM-03

● Le sachet de 30.
Réf: HEX8221VM-03

● Le sachet de 30.
Réf: HEX8421VM-03

Extra Plus.
60 x 60 cm, 65 g.

9,50 €

Maxi.
60 X 90 cm, 110 g.

13,60 €

3 Alèses à usage unique TENA Bed Plus

Disposent d'un noyau super absorbant et d'un voile extérieur imperméable pour protéger lors des soins.

- Douces pour la peau, elles possèdent une surface textile 100 % micro-aéré permettant à la peau de respirer correctement.

● Le sachet de 40.
Réf: SCA770044

● Le sachet de 35.
Réf: SCA770046

● Le sachet de 40.
Réf: SCA770132

● Le sachet de 40.
Réf: SCA770119

● Le sachet de 35.
Réf: SCA770120

● Le sachet de 35.
Réf: SCA772532

● Le sachet de 20.
Réf: SCA771102

● Le sachet de 20.
Réf: SCA771102



2 Alèses à usage unique iD Expert Protect

Pour literie et fauteuils.

● Le sachet de 30.
Réf: ID5800675300

● Le sachet de 30.
Réf: ID5800975300

● Le sachet de 30.
Réf: ID5800475300

● Le sachet de 30.
Réf: ID580075200

● Le sachet de 30.
Réf: ID5800660300

● Le sachet de 20.
Réf: ID5800960300

Plus. 60 x 60 cm.

Plus. 60 x 90 cm.

Super. 40 x 60 cm.

Super. 60 x 60 cm.

Super. 60 x 90 cm.

Super. 90 x 180 cm.



4 Alèses à usage unique Molicare® Premium Bed Mat

Pour la protection de chaise et/ou fauteuil et de la literie en cas d'incontinence modérée à sévère.

Coussin absorbant en cellulose avec voile de surface en non tissé et voile externe intraversable.

● Le sachet de 60.
Réf: HAR161080

● Le sachet de 30.
Réf: HAR1610



5 Alèse de lit douceur WIN CARE

Réutilisable.

- Composée de 3 épaisseurs de tissu à fort pouvoir d'absorption.

Dim. : 90 x 120 cm sans rabats.

● Réf: PHA2520120

22,50 €

Dim. : 90 x 120 cm avec rabats.

● Réf: PHA2520125

33,10 €



6 Alèses de fauteuil et de siège lavables

Surface absorbante et barrière imperméable.

Tissu composé de 4 couches spécialement élaborées pour leur absorption et leur résistance au lavage.

- Fibres en polyester hydrofuges permettant d'absorber les liquides tout en gardant le patient au sec.
- Norme Oeko Tex. Lavage à 90°.
- Existe aussi pour protéger le lit en 85 x 75 cm.

Dim. : 45 x 45 cm.

● Réf: IDE801025

16,90 €





Sous-vêtements intraversables et semi-intraversables

Confortables et discrets pour une sécurité antifuites.

• Lavable à 60°.

Sous vêtements intraversables.

Convient à l'incontinence modérée à forte.

A) Slip, coloris blanc. Taille 2 à 8.

● Réf: BEN8610BLANC **32,90 €**

B) Slip, coloris gris. Taille 2 à 8.

● Réf: BEN8610GRIS **32,90 €**

C) Boxer, coloris gris. Taille 2 à 8.

● Réf: BEN8620GRIS **44,90 €**

D) Culotte, coloris blanc. Taille 1 à 8.

● Réf: BEN8601BLANC **29,90 €**

E) Culotte dentelle, coloris blanc. Taille 1 à 5.

Réf: BEN8603BLANC **37,90 €**

F) Shorty, coloris blanc, taille 1 à 5.

Réf: BEN8608 **43,90 €**

Sous vêtements semi-intraversables.

Convient à l'incontinence légère.

G) Boxer, coloris noir. Taille 2 à 8.

Réf: BEN8622 **42,90 €**

H) Slip, coloris noir. Taille 2 à 8.

Réf: BEN8623 **25,90 €**

I) Culotte dentelle, coloris noir. Taille 1 à 5.

Réf: BEN8656 **23,90 €**

J) Culotte, coloris blanc. Taille 1 à 7.

Réf: BEN8657 **25,90 €**

2| Culotte fermée en plastique

Aurégan

Pour une protection imperméable fermée offrant une sécurité complémentaire au quotidien.

Se porte généralement au-dessus d'un change complet, d'un slip absorbant ou d'une protection avec ceinture.

- Composition : polychlorure de vinyle.
- Lavable à 60°.
- Nombreuses tailles disponibles.

Taille 38/40.

Réf: PHA088020

19,90 €

WIN CARE



3| Bodies mixtes

WIN CARE

Recommandé pour les patients ayant des fuites urinaires et des troubles cognitifs.

Limite les risques d'arrachement de change.

- A col rond, blanc, avec ouverture à l'entrejambe par pressions.
- Compatible avec tous types de change.
- Confort grâce à un tissu 100 % coton.
- Lavable à 95°. Disponible de S au XXL.

Modèle Classique.

Ouverture à l'entre-jambe.

Taille S.

Réf: PHA2526020

33,90 €



4| Culotte imperméable

Karan

WIN CARE

Pour une protection imperméable fermée offrant une sécurité complémentaire au quotidien.

Tissu imperméable aéré et souple.

- Composition 100 % coton et polychlorure de vinyle.
- Lavable à 60°.
- Nombreuses tailles disponibles.

Modèle ouvert. Taille 38/40.

Réf: PHA088711

41,90 €

Modèle fermé. Taille 38/40.

Réf: PHA088711F

41,90 €



6| Culotte ouvrante en plastique doublé

Hélori

WIN CARE

Pour une protection imperméable fermée offrant une sécurité complémentaire au quotidien.

Pressions de chaque côté sur le devant.

Réutilisable de nombreuses fois.

- Poche intérieure pour insérer les protections.
- Composition : polychlorure de vinyle.
- Lavable à 40°.
- Nombreuses tailles disponibles.

Taille 38/40.

Réf: PHA088420

43,90 €



5| Body mixte bas intraversable

BENEFACOR

Recommandé aux personnes ayant des fuites urinaires légères.

Ouverture à l'entre-jambes par pressions.

S'utilise avec tous types de protections, lavables ou jetables.

Tissu intraversable au toucher coton, respirant et anti-odeur.

- Bas 100 % imperméable.
- Tissu technique innovant : 75 % Tencel, 25 % Modal, 250 gr/m² avec membrane interne 100 % PU, micro-perforée pour laisser passer l'air.
- Lavable à 60°.

Réf: BEN8680BLANC

54,90 €





Les conseils de Laure votre Technicien de santé

Maitriser efficacement les fuites urinaires.

L'incontinence urinaire est une perte involontaire des urines, qui peut toucher tout le monde et à n'importe quel âge. Il existe **3 grandes formes d'incontinence** :

- **L'incontinence d'effort**, causée par un manque de tonicité du plancher périnéal.
- **L'incontinence par impériosité ou hyperactivité vésicale**, résulte de contractions involontaires de la vessie.
- **L'incontinence par rétention urinaire** survient lorsque la vessie se remplit mais que le besoin d'uriner ne se déclenche pas.

Le sondage urinaire offre des solutions discrètes et fiables qui permettent de se sentir en sécurité toute la journée.



Solutions pour rétention urinaire féminine

avec poche



Set de sondage
Actreen® Hi-Lite Set
B|BRAUN
SHARING EXPERTISE




Set de sondage
Actreen® Mini Set
B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Sonde
SpeediCath Compact
set femme
Coloplast



sans poche



Sonde
Actreen® Hi-Lite Cath
B|BRAUN
SHARING EXPERTISE



Sonde
Actreen® Mini Cath
B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Sonde
SpeediCath Compact
Eve
Coloplast



Sonde
GentleCath® Glide
femme
convatec



Sonde
GentleCath® Air
Femme
convatec



Poches de recueil urinaire pour femme et homme de jambe de jour



Poche de jambe
CareLine™ et attaches
convatec



Poche de jambe
Conveen active 250 ml
Coloplast



Poche de jambe
Urimed® Bag
B|BRAUN
SHARING EXPERTISE



Poche de jour
Urimed® Bag
B|BRAUN
SHARING EXPERTISE



Solutions pour **incontinence** urinaire masculine avec poche



Etui pénien
Conveen Optima
 Coloplast



Etui pénien
Urimed® Vision
 B. BRAUN
SHARING EXPERTISE



Solutions pour **rétenction** urinaire masculine avec poche



Sonde
SpeediCath Compact
set homme
 Coloplast



Sonde
SpeediCath Flex,
sonde souple
avec gaine sèche
en circuit clos
 Coloplast



Sonde
GentleCath® Air Homme
 convatec



sans poche

Sonde
SpeediCath
Compact homme
 Coloplast



Sonde
GentleCath® Glide
homme
 convatec



de nuit



Poche de nuit
Conveen 1,5 et 2 l
 Coloplast



Poche de nuit
Urimed® SP
 B. BRAUN
SHARING EXPERTISE



- A**
- Abaisse-langue47
 - Accessoires connectés pour lit médicalisé 240
 - Accessoires de désinfection33
 - Accessoires de nettoyage 194
 - Accessoires de perfusion69
 - Accessoires de rééducation 144
 - Accessoires de traction 144
 - Accessoires lampe d'examen 132 / 136
 - Accessoires pour fauteuils 201
 - Adaptateur électrodes 106
 - Aérosol (insuffisance respiratoire) 181
 - Aérosol de désinfection aérienne17
 - Aérosolthérapie 183
 - Agencement de salle de soins 188
 - Agrafeuse cutanée 53
 - Aide respiratoire 181 / 183
 - Aiguille hypodermique68 / 69 / 72 / 73 / 118
 - Aiguille pour stylo à insuline 117 / 118
 - Aiguille sécurisée 72 / 118
 - Alarme antichute 240
 - Alcool à désinfection 8 / 45
 - Alèse 239 / 280
 - Allaitement 8 / 9
 - Ampoule diagnostic 110 / 114
 - Ampoulier 173
 - Anse de billeau 79
 - Anse de snellen 79
 - Anti-parasites 35
 - Apnée de sommeil (PPC) 182
 - Appareil de pressothérapie 158
 - Appareil respiratoire 152
 - Appui facial 160
 - Appui-tête 160
 - Arceau de lit 241
 - Armoire 172 / 190 / 228
 - Aspirateur de mucosités 170 / 171
 - Aspirateur trachéal 171
 - Aspirateur trachéal (accessoires) 171
 - Assiette 196
 - Assiette d'équilibre 146
 - Assouplissant linge 193
 - Atomiseur de désinfection 28 / 29 / 30
 - Attache de jambe (urologie) 69
 - Attelle 174 / 255 / 256
 - Audiomètre 117
 - Autoclave 32
 - Autopiqueur 117
 - Avancée d'espaler 145
- B**
- Bac de trempage 20
 - Bactéricide 31
 - Balai de nettoyage 194
 - Balance à colonne 122
 - Balle d'exercice 148
 - Balle de massage 148
 - Balle kinésithérapie 148
 - Ballon de gymnastique 147
 - Balnéothérapie 164
 - Bandage tubulaire 52
 - Bande 52 / 146 / 156
 - Bande de compression / immobilisation 256 / 257
 - Bande de kinésiologie 156
 - Bande d'exercice 146
 - Bande kinésithérapie 146
 - Bandelette de contrôle de la désinfection 20 / 116
 - Bandelette glycémie 116
 - Bandelette urinaire 116
 - Barre d'appui 218 / 224 / 241 / 265
 - Barres parallèles 145
 - Bas de compression 258 / 259
 - Baskets 261
 - Bassin de lit 265
 - Bâtonnet citronné 47
 - Bâtonnet écouvillon 47
 - Baume à lèvres 163
 - Baume chauffant 162
- Bavoir** 254
- Béquille** 206
- Biberon** 8
- Bidet amovible** 265
- Bistouri** 78
- Bladder Scanner** 107
- Blouse de protection** 44
- Bocal aspiration trachéale** 171
- Bock à lavement** 265
- Body** 254 / 281
- Boîte à dentier** 188
- Boîte instruments** 83
- Bol** 196
- Bombe de froid** 156
- Bonnet lavant** 262
- Borne de collecte piles usagées** 76
- Botte d'immobilisation** 257
- Bouchon obturateur perfusion** 69
- Boule de coton** 46
- Bouton de gastrostomie** 66
- Boxer intraversable** 281
- Bracelet identification** 84
- Brancard** 174 / 220
- Brassard tensiomètre** 96 / 98 / 99
- Brosse cervicale** 83
- Broyeur de comprimés** 189
- Bume rafraîchissante** 263
- Bureau** 228
- C**
- Cabinet médical** 124
- Cache-œil l** 111
- Cadre de marche** 207
- Cale talon de positionnement** 245
- Cale thérapeutique** 200 / 245
- Canne** 206
- Canule de Guedel** 168
- Carafé** 197
- Cardiogramme** 107
- Carillon d'appel** 209
- Carré de cellulose** 263
- Carton à déchets** 75
- Casque pour audiométrie** 117
- Cathéter** 70
- Ceinture abdominale** 9 / 255 / 256
- Ceinture de grossesse** 9 / 255
- Ceinture de maintien** 9 / 201 / 256
- Ceinture de transfert** 218
- Ceinture lombaire** 255 / 257
- Ceinture pelvienne** 168
- Chaise bois** 228
- Chaise d'évacuation** 174
- Chaise de douche** 222 / 223 / 224
- Chaise de massage** 160
- Chaise de prélèvement** 130
- Chaise de transfert** 220
- Chaise d'évacuation** 174
- Chaise percée de douche** 223
- Chaise-percée** 222
- Chambre d'inhalation** 183
- Chambre médicalisée** 228
- Change complet** 276 / 277
- Charge de rééducation** 144 / 164
- Chargeur otoscope** 110
- Chariot** 192 / 193
- Chariot à linge** 192 / 193
- Chariot à médicaments** 190 / 191
- Chariot brancard** 220
- Chariot de change et toilette** 193
- Chariot de distribution** 191 / 192 / 193
- Chariot de douche** 221
- Chariot de nettoyage** 194
- Chariot de soins** 188 / 191
- Chariot petit-déjeuner** 195
- Charlotte de protection** 44
- Chaussettes de compression** 258 / 259
- Chaussures de confort** 87 / 260 / 261
- Chaussures thérapeutiques** 260 / 261
- Chemise d'hôpital** 254
- Chevet** 228
- Chevillière** 255 / 256
- Chlorhexidine** 45 / 262
- Ciseaux** 81 / 85
- Civière** 174
- Coffret de diagnostic** 110 / 114
- Coffret de laryngoscope** 114
- Collant de compression** 9 / 258 / 259
- Collecteur à déchets** 74 / 75
- Collecteur de linge** 192
- Collier cervical** 169 / 256
- Colonne** 190
- Colonne de stockage** 190
- Commode** 228
- Compresse de gaze** 46
- Compresse en non tissé** 46
- Compresse membre** 169
- Compresse oculaire** 46
- Compresse thermothérapie** 156 / 157
- Compresse trachéotomie** 46
- Compresseur** 252
- Compresseur aérosolthérapie** 183
- Compression veineuse** 258 / 259
- Comprimés** 188
- Corbeille à linge** 192
- Coton** 46
- Couche incontinence** 41 / 266 / 268 / 269 / 270 / 271 / 272 / 274 / 275 / 276 / 277 / 279
- Coupe-fils** 79
- Coupe-ongles** 85
- Coussin à air** 203
- Coussin à mémoire de forme** 238
- Coussin anti-escarres** 203
- Coussin chauffant** 157
- Coussin de positionnement** 144
- 202 / 203 / 241 / 244 / 245**
- Coussin d'équilibre** 146
- Coussin hémostatique** 169
- Coussin thermique** 157
- Couteau-fourchette** 197
- Couvert** 196
- Couverture bactériostatique** 168
- Couverture de survie** 168
- Couvre-sonde** 102
- Crachoir** 47
- Crème de massage** 41 / 161 / 162
- Crème de prévention d'escarres** 264
- Crème de soins** 161 / 162 / 264
- Crème hydratante** 8 / 264
- Crème lavante** 263
- Crème pour les mains** 18 / 163
- Crème protectrice** 18 / 162 / 264
- Crème réparatrice** 163
- Cryothérapie corps** 159
- Cryothérapie verrues** 85
- Cuillère** 196
- Culotte intraversable** 281
- Cupule** 82 / 83
- Curette** 82
- Cuvette** 82
- D**
- Data logger (autoclave)** 33
- Déambulatoire** 207
- Débitmètre** 103
- Défibrillateur** 175
- Dégraissant surfaces** 22 / 25
- Déminéralisateur** 33
- Dermatoscope** 94 / 112 / 113
- Dérouleur tampons ouate** 46
- Désinfectant instruments** 20
- Désinfectant peau** 18 / 45
- Désinfectant surfaces** 22 / 24 / 25 / 26 / 27 / 29 / 31
- Désinfectant voie aérienne** 28 / 30 / 31
- Désodorisant** 22 / 31 / 34 / 35
- Destructeur d'odeurs** 34
- Détachant** 24



Détartrant	24
Détecteur de chutes	240
Détergent surfaces	22 / 24 / 25 / 26 / 27
Détergent vaisselle	27
Diapason	117
Diffuseur d'aérosol	31
Diffuseur d'arômes	31
Diffuseur de longue durée	68
Diffuseur d'huiles essentielles	162
Diffuseur portable (perfusion)	67 / 68
Dispositif anti-douleur	151 à 155
Dispositif de nettoyage	21
Disque de transfert	212
Distributeur de spéculums	110
Distributeur papier essuyage	38 / 39
Distributeur savon	16
Divan d'examen	124 / 125 / 126 / 127 / 128 / 129
Doigtier	42
Doppler fœtal	107
Dossier de positionnement	203
Drap antidérapant	213
Drap de glisse	213
Drap de lit	239
Drap de positionnement	213
Drap de transfert	213
Drap d'examen	36 / 37 / 41
E	
Eau oxygénée	45
Eau thermale	263
Echelle de Parinaud	111
Echelle de traction	241
Echelle optométrique	111
Ecouvillon	47
Ecran mobile	198
Ecrase-comprimés	189
Electrocardiographe	104 / 105
Electrode	106 / 151 / 155
Electrode anti-douleur	151
Electrostimulateur	151 / 154 / 155
Electrostimulateur périméal	151
Enveloppe bactériostatique	168
Eosine	45
Epaississant (nutrition)	65
Épicrânien	70
Équipement de kinésithérapie	142 à 150
Équipement de protection individuelle (EPI)	21 / 44
Équipement de salle de soins	188
Équipement de sport	144 à 150
Escalier de rééducation	145
Espalier	145
Essuie-mains	38
Essuie-tout	39
Etui pénien	283
F	
Fauteuil à pousser	210
Fauteuil coquille	210
Fauteuil de douche	223
Fauteuil de mise à l'eau	165
Fauteuil de pesée	121
Fauteuil de prélèvement	130
Fauteuil de repos	211
Fauteuil garde-robe	222
Fauteuil prélèvement	130
Fauteuil roulant	165 / 200 / 204 / 205
Fauteuil roulant (pédiatrie)	200
Fauteuil roulant actif	200
Fauteuil roulant amagnétique	165
Fauteuil roulant de douche	225
Fauteuil roulant de transfert	204
Fauteuil roulant enfant	200
Fauteuil roulant manuel	204 / 205
Fauteuil roulant manuel (pédiatrie)	204 / 206
Fauteuil roulant percé de douche	223 / 225
Fichier médical	140
Fil de suture	53
Filet tubulaire	52
Fléau de suspension	216 / 217
Fongicide	25
Fourchette	196
Frange de nettoyage	194
Fuite urinaire	266
G	
Gaine de stérilisation	33
Gant	40 / 41 / 42 / 43 / 262
Gant de chirurgie	42
Gant de dépoussierage	194
Gant de toilette	41 / 262 / 263
Gant d'examen	41 / 42 / 43
Garrot	84 / 168
Gaze de nettoyage	194
Gel arnica	162
Gel articulations	161 / 162
Gel chauffant	161
Gel conducteur	106
Gel de massage	161
Gel dermatologique	162
Gel détartrant	27
Gel douche	163 / 263
Gel hydroalcoolique	19
Gel hygiène intime	163
Gel jantes	161 / 162
Gel lubrifiant	4 2
Gel relaxant	161
Gel sanitaire	27
Gel wc	27
Genouillère	255 / 256 / 257
Glucomètre	116
Glycémie	117 / 118
Gobelet	189
Grenouillère	2 53
Gripmaster	148
Guéridon	140 / 191
Guidon de transfert	213
H	
Haltère	144
Haricot	83
Holter	107
Housse de matelas	239
Housse repose-jambes	127
Housse table massage	160
Housse tabouret	160
Housse tête usage unique	160
Huile de soin	264
Huile essentielle	31 / 35 / 162
Hygiène des mains	16 / 18 / 19
Hypodermie	70 / 71 / 117 / 118
I	
Incontinence	41 / 266 à 283
Inhalateur	152
Insecticide	35
Insert rectangulaire	279
Instrumentation	83
Insufflateur	170
J	
Jersey tubulaire	52
L	
Lait corporel	8
Lame bistouri	79
Lame laryngoscope	114
Lampe à clip	110
Lampe de chevet	240
Lampe d'examen	112 / 132 / 133 / 134 / 135 / 136
Lancette pour autotiqueur	118
Laryngoscope	114 / 168
Lecteur de glycémie	116
Lessive	193
Lève-personne	214 / 215 / 216 / 217
Lime électrique à ongles	85
Linge de lit	238 / 239
Lingette désinfectante	25
Lingette nettoyante peau	263
Liniment	8 / 264
Lit médicalisé	228
229 / 230 / 231 / 232 / 233 / 234 / 235 / 236 / 237	
Lit médicalisé (pédiatrie)	236
Lotion hydratante	18 / 264
Lunette loupe	112
Lunette O ²	170
Lunettes de protection	42
M	
Mallette de laryngoscopie	114
Mallette de secours	172
Mallette médicale	88 / 89
Mallette pour pompe à perfusion	67
Manche de bistouri	78
Manche de laryngoscope	114
Manche pour otoscope	113
Manche télescopique	194
Manchette hémiplogique	202
Manucure / pédicure	85
Marchepied	131
Marteau de Babinsky	84
Masque de bouche à bouche	169
Masque de protection	44
Masque de réanimation	169
Masque d'inhalation	170
Masque insufflateur	170
Matelas à air	251 / 252
Matelas antichute	234
Matelas d'évacuation	174
Matelas en mousse	250
Matelas prévention d'escarres	246
247 / 248 / 249 / 250 / 252	
Mètre déroulant	119
Microfibre	194
Microperfuseur	70
Miroir basculant	145
Miroir de Clar®	110
Miroir orthopédique	145
Mobilier salle de soins	138 / 139
Moniteur	101
Monte-escaliers	208
Montre infirmière	84
Mouchoir	39
Mousse détergente	24
Mousse nettoyante	24 / 263
Muscleur de main et doigts	148
N	
Natte de gym	164
Natte flottante	164
Nébuliseur	170
Négatoscope	115
Nettoyant écologique	23 / 27
Nettoyant instruments	17 / 20
Nettoyant sanitaire	17
Nettoyant surfaces	17 / 24 / 25 / 26 / 27 / 125
Nettoyant vitres	27
Nettoyeur de prothèse dentaire	188
Neurostimulateur	151
Nutrition entérale	66
Nutrition orale	64 / 65
Nutrition parentérale	66
O	
Obturbateur	69
Œuf à malaxer	148
Ophthalmoscope	115
Optométrie	111
Oreiller	238
Oreiller à mémoire de forme	238
Orthèse	255
Orthopédie	255
Osmoseur	33
Ote agrafes	82
Otoscope	94 / 108 / 109 / 110
Oxygénothérapie	181
Oxymètre de pouls	103
P	
Pansement	50



51 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 / 63	Protège-matelas	239 / 280	Sparadrapp	51
Pansement alginate de calcium	Protège-sonde	155	Spatule d'Ayres	47 / 83
Pansement argent	Prothèse	257	Spéculum	83 / 108
Pansement charbon	Prothèse mammaire	257	Spéculum auriculaire	47 / 110
Pansement compressif	Punch à biopsie	82	Spéculum gynécologie	83
Pansement hémostatique	Purificateur d'air	31	Spiromètre	103
Pansement hydrocellulaire	Pyjama	253	Spray conducteur ECG	106
Pansement Hydrocolloïde	R		Spray cutané	45
Pansement hydrofibre	Raccord biconique	170	Spray désinfectant	19
Pansement hydrogel	Ramequin	196	Spray froid	156
Pansement interface/gras	Rameur	149	Station de diagnostic	101
Pantalon	Rampe d'accès	208 / 209	Station de mesure	122 / 151
Pants	Rampe de marche	145	Station de musculation	149
Papier ECG	Rasoir	47	Station informatique	191
Papier imagerie	Régulateur de débit (perfusion)	69	Stérilisation	32 / 33
Papier toilette	Relève buste	241	Stéthoscope	90 à 94
Paravent	Repose-jambes	127	Stimulateur de circulation sanguine	152 / 153 / 154
Pâte de rééducation	Rideau de douche	224	Stomathérapie	186
Pédalier	Robinet 3 voies (perfusion)	69	Styler	80
Perfuseur	Rollator	207	Stylo anti-douleur	154
Pèse-bébé	Rouleau de massage	160	Support de fixation pour sonde et cathéter	69
Pèse-personne	Ruban de mesure	119	Support lavage à plat	194
Peson	S		Surchaussures de protection	41
Pied à roulettes	Sabots	87	Surmatelas à air	252
Pied à sérum	Sac à dos médical	88 / 89	Suture	53
Pile	Sac à linge	192	Système de surveillance au lit	240
Pilulier	Sac bassin de lit	265	T	
Pince	Sac d'intervention	173	Table de kinésithérapie	142 / 143 / 160
Pince à envie	Sac d'oxygénothérapie	173	Table de lit	242 / 243
Pince à glissement	Sac hydrosoluble	75	Table de massage	160
Pince coudée	Sac isotherme	168	Table de pédiatrie	125
Pince coupe clamp	Sac médical	173	Table de traitement	143
Pince coupe-ongles	Sac poubelle	75	Table de verticalisation	143
Pince de préhension	Sac poubelle DASRI	75	Table d'examen gynécologique	129
Pince électrodes	Sac urinal	265	Tablier de protection	44
Pince hémostatique	Sac vomitoire	169	Tabouret	131
Pistolet de massage	Sachet de comprimés	189	Tabouret de douche	224
Planche de transfert	Sachet de stérilisation	33	Taie d'oreiller	238
Planche d'équilibre	Sacoche pour défibrillateur	175	Talonniers	245
Plateau de lit	Sangle (lève-personne)	216	Tampon alcoolisé	47
Plateau d'équilibre	Sangle de transfert	218	Tampon ouate	46
Plateau instruments	Sangle lombaire (transfert)	218	Tapis antichute	234 / 240
Plateforme de pesée	Sangle pouliothérapie	144	Tapis d'acupression	146
Plateforme de transfert	Savon antiseptique Scrub	18	Tapis de course	149
Poche UU pour aspirateur mucosités	Savon liquide	263	Tapis de gym	164
Poche de froid	Savon liquide mains	16 / 18	Télescope pivotable	198
Poche de recueil pour stomie	Savon solide	163	Tensiomètre	95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101
Poche de recueil urinaire	Seringue	69 / 71 / 118	Test de la mouche	111
Pochette de secours	Seringue 3 pièces	71	Test désinfection	33
Podoscope	Seringue à insuline	118	Thermomètre	102
Poids de charge	Seringue de rinçage	69	Thermosoudeuse	33
Poignée	Seringue tuberculine	71	Thermothérapie	156 / 157
Poignée de laryngoscope	Sérum physiologique	262	Tire-lait	8
Poignée de traction	Set de pédicure manucure	85	Toise	119 / 122
Poignée d'otoscope	Set de soins	48 / 49 / 60	Transformateur mural pour Instrument	101
Pompe à nutrition	Set de sondage	48 / 49	Tresse résorbable	53
Pompe à perfusion	Sets de soin	49	Trousse de secours	168 / 172 / 173
Porte abaisse-langue	Shampooing	263	Trousse diagnostic	110 / 115 / 116
Porte-aiguille	Siège ballon	147	Tubulure	67
Porte-sérum	Siège coquille	210	U	
Potence	Siège de douche	223	Unité de prélèvement	70
Poubelle	Slip de maintien	274 / 275	Urinal	265
Pousse-seringue	Slip intraversable	281	Urologie	282 / 283
Pression Positive Continue (PPC)	Soin des plaies	51 à 62	V	
Pressothérapie	Soins bébé	8	Vacuothérapie	158
Prolongateur	Solution désinfectante	28	Vaisselle	196 / 197
Protection anatomique	Solution détartrante	188	Valise de secours	168
269 / 271 / 272 / 273 / 274 / 275 / 277 / 279 / 280	Solution nettoyante	16 / 262	Vélo d'appartement	150
Protection complète	Sonde à nutrition	66	Vélo elliptique	150
Protection de barrière de lit	Sonde anale	155	Ventouse de massage	148
240	Sonde pour aspirateur trachéal	170	Verre	197
Protection féminine	Sonde pour doppler	107	Verticalisateur	143 / 200 / 214
266 / 267	Sonde urinaire	282 / 283	Vessie à glace	156
Protection gel fauteuil roulant	Sonde vaginale	155	Vêtement	21 / 44 / 86 / 87 / 253
202	Soulève-jambes	241	Vêtement de protection	21 / 44
Protection incontinence	Sous-vêtement	9 / 266 / 268 / 281	Vêtement professionnel	86 / 87
266	Sous-vêtement absorbant	271 / 281		
268 / 269 / 270 / 271 / 272 / 274 / 279				
Protection masculine				
268 / 269				
Protection murale				
199				
Protection porte				
199				
Protection thermomètre				
102				
Protège bassin et seau				
265				

A
 ABC 212 / 213 / 218 / 219 / 250
 Abilanx 120 / 121 / 122 / 201 / 212 / 240
 Actegy Revitive 152 / 153
 Action Pin 24
 AIC International 151
 ALM Halbout 87
 Alphadiab 116 / 118
 Amoena 257
 Anios 16 / 18 / 19 / 20 / 24 / 25 / 26 / 27 / 30 / 193
 Anita 9 / 257
 Asept InMed 42 / 66 / 67 / 69 / 104 / 106 / 155
 Atmos 171
 Axsol 165 / 208 / 209 / 225

B
 B Braun 53 / 61 / 67 / 69 / 70 / 71 / 102 / 118 / 186 / 282 / 283
 Becton Dickinson 69 / 70 / 71 / 72 / 118
 Bedding Industrial Beguda SL 238 / 239
 Bienmed 44

C
 CA Diffusion 42
 Carina 125 / 126 / 127 / 128 / 129 / 130 / 131 / 140 / 142
 Cartospé 75
 Cell Expert 75
 Cizeta Medicali 9 / 256 / 257 / 259
 Coloplast 54 / 55 / 56 / 58 / 59 / 60 / 62 / 63 / 186 / 264 / 282 / 283
 Comed 42
 46 / 47 / 80 / 81 / 82 / 83 / 84 / 86 / 88 / 102 / 104 / 111 / 137 / 140 / 168 / 265
 Convatec 56 / 57 / 58 / 59 / 62 / 63 / 186 / 282 / 283
 CV Médica 69 / 262 / 254

D
 Devaset 79 / 80 / 82 / 83 / 99 / 104 / 116 / 131
 Distec International 151 / 154 / 162
 DME 192 / 194 / 262
 Drive Devilbiss Healthcare (Dupont Médical) 90 / 93 / 96 / 99 / 102 / 104 / 117 / 175
 181 / 204 / 205 / 206 / 207 / 210 / 212 / 214 / 215 / 222 / 223 / 224 / 241 / 242 / 265
 DTF Medical 8 / 183
 Dumont Sécurité 67 / 103 / 168 / 169 / 170 / 172 / 173 / 174 / 175

E
 Ella Legros 85 / 111 / 115
 Enovis (anc. DJO) 9 / 155 / 256 / 257 / 258 / 259
 Eona 161
 Essity (BSN Medical) 50 / 56 / 57
 Essity (Jobst) 258 / 259
 Essity (Radiante) 258 / 259
 Essity (Tena) 262 / 263 / 264 / 266 / 268 / 269 / 270 / 274 / 276 / 279 / 280
 Etac 214 / 216 / 217
 Eureduc 158

F
 Farmor 172
 FDI 206
 FLD 261
 Frafito 85 / 88 / 96 / 99 / 100 / 101 / 102 / 103 / 104 / 107 / 108 / 120 / 175
 France Rehab 213 / 223 / 224
 Fresenius Kabi 64 / 65 / 66
 Friimov 12 / 42

G
 Gilbert Healthcare 8 / 18 / 45 / 262 / 263 / 264
 Global Hygiène 36 / 38 / 39
 GSH (Holtex) 78 / 79
 80 / 82 / 83 / 85 / 86 / 88 / 89 / 101 / 102 / 116 / 117 / 124 / 135 / 140 / 170 / 175
 GSH (Spengler) 84 / 90 / 92 / 93 / 95 / 97 / 99 / 102 / 103 / 105 / 107 / 108 / 109 / 110

H
 Heine 90 / 91 / 94 / 96 / 98 / 101 / 108 / 110 / 112 / 113 / 114 / 115
 Herdegen 204 / 206 / 207 / 222 / 223 / 238 / 241 / 242
 Hexa 7 / 12 / 37 / 40 / 161 / 254 / 262 / 267 / 269 / 271 / 273 / 277 / 278 / 279 / 280
 HMS-Vilgo 206 / 207 / 211 / 214 / 215 / 222 / 224 / 237 / 241 / 242 / 243

I
 iD Ontex 263 / 266 / 268 / 269 / 272 / 275 / 276 / 279 / 280
 Identités 164 / 196 / 212 / 240 / 242 / 280
 Innov'SA 210
 International Medical Mediation - IMM 68
 Interpack 75
 Invacare® 200 / 201 / 203
 204 / 205 / 214 / 215 / 217 / 218 / 222 / 223 / 224 / 233 / 234 / 235 / 236 / 252

K
 Kélis médical 42 / 66 / 170

L
 La Prestation Médicale (LPM) 185
 Laboratoire JRS 162
 Laboratoires Eona 161
 Laboratoires Expanscience 151
 Laboratoires Innothera 9 / 258 / 259
 Laboratoires Paul Hartmann 49 / 54
 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 61 / 63 / 192 / 193 / 254 / 266 / 268 / 272 / 275 / 279 / 280

Lactalis 64 / 65 / 66
 LID 132 / 133 / 134 / 135 / 136 / 240
 Lohmann & Rauscher 46 / 54 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 / 63 / 82 / 83
 Lueris Rehawash 21

M
 3M 33 / 50 / 51 / 52 / 53 / 56 / 58 / 60 / 91 / 93 / 106
 Meca d'Aquitaine 223
 Medela 8 / 171
 Medi France 255 / 256 / 257 / 258 / 259
 Medline 49 / 103 / 170 / 183
 Menarini 116 / 118
 Microdefender 28
 Midmark 32 / 33
 Mkl Green Nature 163

N
 Nausicaa Médical (AKS) 201 / 213 / 214 / 218 / 252
 Nestlé Health Science 64 / 65 / 66
 Netti 204
 Neut 261

O
 Orliman 256 / 257
 Owen Mumford 117 / 118
 Oxypharm 29

P
 Parolai Still'eco 74
 Pauline et Manon 253
 Performance Health France 148 / 197 / 200 / 241
 Permobil 203 / 205 / 252
 Peters surgical 53
 Pikdare (anc. Artsana) 50 / 51 / 72 / 155 / 156 / 265
 Podowell 261
 Praticima 188 / 189 / 190 / 191 / 192 / 193 / 212
 Procomedic .. 131 / 142 / 143 / 144 / 145 / 146 / 147 / 157 / 159 / 160 / 164 / 173
 Promotal 7 / 124 / 125 / 126 / 127 / 128 / 129 / 130 / 131 / 137 / 138 / 139 / 140 / 220 / 221
 Promotal (Midmark) 33
 Promotal (Riester) 92 / 96

R
 Raffin Medical 48 / 52 / 82
 ResMed 182
 Rêva 12 / 238
 Rivadis (Rivadouce) 262 / 264 / 269
 Ropimex® 198 / 199 / 224
 Rozen 86
 Rupiani 200 / 205 / 214

S
 Saint Romain 191 / 192 / 193 / 195 / 196 / 197
 Saneva 159
 SaniVap 194
 Scaleo Médical 181
 Seca 8 / 119 / 120 / 121 / 122
 Sico 7 / 16 / 17 / 19 / 22 / 23 / 25 / 26 / 27 / 31 / 34 / 35 / 45 / 125 / 156 / 263
 Sigvaris 9 / 258 / 259
 Sissel® 146 / 147 / 148 / 156 / 157 / 160
 Smith & Nephew 56 / 59 / 60 / 61 / 63
 Solaise 253 / 254
 Sotec Médical 8 / 230 / 231 / 232 / 243
 Store Santé 1
 Sublimed 151
 Sunrise Medical 204 / 205 / 207 / 215 / 223
 Swann-Morton® 78 / 79
 Sylamed 46 / 50 / 51 / 52 / 61

T
 Tecnimoen 224
 Terumo 70 / 71 / 72
 Thuasne 256 / 257
 Training Series 149 / 150
 Tricotage Toulousain - Benefactor 253 / 254 / 281

V
 Valbaume 161
 Vermeiren 147 / 200 / 202 / 205 / 206 / 208 / 210 / 211 / 214 / 222
 Vigon 66 / 69
 Vog Médical 124 / 125 / 126 / 127 / 130 / 131 / 143

W
 Waldmann 132 / 133 / 136 / 240
 Wellell (anc. Apex) 252
 Wepp Epione 90
 100 / 101 / 102 / 103 / 108 / 112 / 120 / 124 / 147 / 148 / 160 / 162 / 173 / 265
 Winncare 7 / 203 / 215 / 218
 221 / 223 / 228 / 229 / 241 / 243 / 244 / 245 / 247 / 248 / 249 / 251 / 253 / 265
 Winncare (Pharmaouest) 196
 201 / 202 / 203 / 238 / 239 / 240 / 245 / 246 / 248 / 250 / 262 / 265 / 280 / 281
 Wym France 68

Z
 Zapaco 12 / 87 / 260 / 261



Demandez conseil
à votre **Technicien de santé**



Rapide
en magasin
ou par téléphone.



Simple
votre **Technicien
de santé**
s'occupe de tout.



**Sans
engagement**
de durée,
la plus accessible
des solutions.



**Prise
en charge**
de votre dossier
administratif.



Fauteuil roulant

16,45 €

la semaine⁽¹⁾



Verticalisateur

17,53 €

la semaine⁽¹⁾



Lève-personne

17,53 €

la semaine⁽¹⁾



Lit médicalisé

12,60 €
la semaine⁽¹⁾

3 fonctions incluses

Relève-buste



Hauteur variable



Relève-jambes



disponible en
location

Matelas à air

10,88 €
la semaine⁽¹⁾




**Solutions à l'achat
de matelas prévention d'escarres**

Matelas classe IA

135,45 €

dont 4 € d'éco-contribution



Matelas classe II

296,62 €

dont 4 € d'éco-contribution



disponible aussi
à l'**achat**

Tire-lait électronique

7,50 €
la semaine⁽¹⁾

Mise à disposition : **30,00 €**



Electrostimulateur
urogynécologique périnéal

11,74 €

la semaine⁽¹⁾



Retrouvez tous vos indispensables



conseils personnalisés



suivi du dossier administratif



livraison à domicile ou en établissement



installation du matériel



formation à l'utilisation



programme fidélité



SAV et garantie



www.techniciendesante.fr



catalogues et promotions



VOUS ÉQUIPER
POUR TOUT VIVRE
EST NOTRE MISSION
QUOTIDIENNE !



Avec Ecofolio tous les papiers se recyclent.



— votre **Technicien de santé** —



Technicien de santé

conseil • vente • location
équipement de santé

www.techniciendesante.fr

Retrouvez l'ensemble de nos gammes auprès de votre **Technicien de santé** le plus proche

en consultant notre site

www.techniciendesante.fr

E-mail : contact@techniciendesante.fr

Tél : **04 68 08 26 20**

